



**SUPPORT VERTICAL DE PROJECTION  
POUR REVELATEUR DE VEINES V800**

**V800 PROJECTION VEIN FINDER VERTICAL  
SUPPORT INSTALLATION MANUAL**

# **GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION MANUAL**





# Liste de colisage Packing list

## Liste des pièces à utiliser pour l'installation :

The following components will be used during this installation:

| N°<br>No | Description de la pièce<br>Component name                 | Quantité<br>Quantity |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | <b>Bras de support</b><br>Supporting arm                  | 1                    |
| 2        | <b>Colonne de support longue</b><br>Long stand column     | 1                    |
| 3        | <b>Colonne de support courte</b><br>Short stand column    | 1                    |
| 4        | <b>Passe-fils auto-adhésif</b><br>Self-adhesive wire clip | 3                    |
| 5        | <b>Poignée</b><br>Handle                                  | 1                    |
| 6        | <b>Boîtier adaptateur</b><br>Adapter box                  | 1                    |
| 7        | <b>Socle à roulettes</b><br>Base plate                    | 1                    |
| 8        | <b>Clé à douille</b><br>Sleeve-pipe wrench                | 1                    |
| 9        | <b>Clé Allen Carrée</b><br>Square wrench                  | 1                    |
| 10       | <b>Clé Allen 6 pans</b><br>Internal hexagonal wrench      | 1                    |
| 11       | <b>Tournevis cruciforme</b><br>Cross screwdriver          | 1                    |



### Outils nécessaires :

Tools required:

Clé à douille, Clé Allen 6 pans,  
Clé Allen Carrée, Tournevis cruciforme

Sleeve-pipe wrench, Internal hexagonal wrench,  
Square wrench, Cross screwdriver.

## 1. Assembler la colonne longue au socle

Install the long column and base plate





Schéma d'assemblage du socle et de la colonne

The diagram of base and stand column assembly position

Utiliser au préalable la clé Allen carrée et la clé à douille pour desserrer les boulons à bride de la colonne longue. Puis fixer cette dernière sur le socle en alignant la flèche du socle avec les rainures de la colonne. Connecter les boulons sur la colonne par le trou du socle.

Utiliser la clé Allen carrée et la clé à douille pour resserrer les boulons à bride.

Use the square wrench and sleeve-pipe wrench, loosen the flange bolts on the long column first. Attach the long columns to the base plate with the base plate arrow aligned with the column grooves. Connect the flange bolts to the long column through the base plate hole. Use square wrench and Sleeve-pipe wrench to tighten the flange bolts.



## 2. Montage de la poignée

### Install the handle


Desserrer la vis 6 pans tout en maintenant les accessoires fixés, puis faites glisser la poignée vers le haut dans la fente arrière de la colonne courte. Utiliser la clé Allen 6 pans pour resserrer la vis 6 pans dans le sens des aiguilles d'une montre.

Loosen the inner hexagon screw while keeping the screw connection with the accessories, then slide the handle upward into the back slot of the column. Use the internal hexagonal wrench to tighten the socket screw clockwise.



**Note :** Le sens de montage de la poignée doit être le même que celui du boulon de positionnement du bras

**Note:** The mounting direction of the handle should be in the same direction as the positioning bolt of the arm.



## 3. Montage du boîtier adaptateur

### Install the adapter box

Utiliser le tournevis cruciforme pour desserrer les vis de l'adaptateur, tout en laissant les vis fixées au raccord, faites glisser le boîtier adaptateur dans la colonne courte, du côté opposé à la poignée, puis resserrer les vis de l'adaptateur avec le tournevis cruciforme.

Use the cross screwdriver to loosen the adapter screws, but keep the screws connected to the fitting, then slide the adapter box into the short column chute opposite the handle, and tighten the adapter screws with the cross screwdriver.



**Note :** Le boîtier adaptateur NE DOIT PAS être du même côté que la poignée.


**Note:** the adapter box is not on the same side as the handle.

## 4. Montage de la colonne courte

### Install the short stand column

Desserrer la vis de blocage (voir position de la flèche sur le schéma) avec la clé Allen 6 pans, puis assembler les colonnes courte et longue et resserrer la vis de blocage (note : garder les 2 colonnes alignées pendant le serrage des vis).

Loosen the set screw (as in the arrow position on the right) with an inner hexagon wrench, then connect the short column with the long stand column and tighten the set screw. (note: when the screws are tightened, keep the two columns in-line)



## 5. Montage du bras de support

Install the supporting arm

Dévisser la vis 6 pans au-dessus de la colonne courte de support (note : ne pas la jeter).

Insérer le bras de support dans la colonne courte.

Replacer la vis 6 pans et la resserrer.

Unscrew the inner hexagon screw above the short stand column (note: do not discard).


Insert the supporting arm into the short column.

Install the inner hexagon screw back to the short column and tighten it.



**Note : l'encoche du bras de support doit être alignée avec la vis de positionnement du bras de support sur la colonne**

Note: the supporting arm notch is aligned with the supporting arm positioning screw on the column.




## 6. Régler la hauteur de la poignée

Adjust the handle height

Desserrer au préalable la vis 6 pans de la poignée. Secouez la poignée en tournant la vis pendant 3 tours et demi pour la desserrer, déplacer la poignée vers le haut ou le bas en la gardant en équilibre puis resserrer la vis 6 pans.


First, loosen the inner hexagon screw of the handle. Shake the handle when turning screw for 3 and a half turns to make it loose, move the handle up or down in balance and tighten the socket screw.



## 7. Fixation du passe-fils auto-adhésif Self-adhesive wire clip bonding

Coller le passe-fils auto-adhésif (3) en bas du bras de support comme illustré sur le schéma ci-contre.

Paste the self-adhesive wire clip (3) on the bottom of the supporting arm according to the diagram on the right.



## 8. Installation du dispositif Install the device

Insérer le dispositif dans le bras de support comme illustré par la flèche sur le schéma ci-dessous.

Insert the device into the supporting arm according to the arrow direction.

