

OXYGO	OXYSTART	OXYFROG	PC60E	MASTERPALM 2 ET 3	
Page 66	Page 66	Page 66	Page 67	Page 67	
					Marque
					Couleurs
Pour usage intensif, adapté aussi aux enfants	Affichage courbe de pléthysmographie	Adapté pour les enfants	Capteur pédiatrique déporté souple ou velcro	Écran HD avec fonction de rotation de l'écran	Spécificités
Non	Non	Non	Oui	Oui	Alarme
Non	Non	Non	Non	Oui	Mémoires
1 pile	2 piles	2 piles	2 piles	3 piles	Alimentation
					Patients
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	Garantie
				-	Particulier
					Médecin
					Infirmiers(ères)
	-	-			Établissement de santé

Caractéristiques

Utilisateurs