

BRASSARD LARGE ADULTE (L) POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 PAR SPENGLER

Réf. 522712



BRASSARD LARGE ADULTE (L) POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 PAR SPENGLER



Réf. 522712

Brassard large adulte (L) pour tensiomètre grand cadran MAXI+3 de SPENGLER
Le brassard L est adapté à des circonférences de bras allant de 32 à 42 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :		Code barres :	3700446028183
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	9018199560
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,118
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 522712

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.