


CARDIOMATE EVI 10" TABLETTE ECG - SPENGLER (AVEC BASE IMPRIMANTE)




Réf. 260051



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE II



CARDIOMATE EVI 10" TABLETTE ECG - SPENGLER (AVEC BASE IMPRIMANTE)



Réf. 260051

Spengler élargit sa gamme d'ECG et vous propose sa toute dernière innovation : la tablette CARDIOMATE EVI 10", un produit technologique totalement autonome.

La tablette ECG 100% autonome !

Une très grande simplicité d'utilisation :

- Ecran tactile couleur (7" ou 10")
- Portable : taille compacte et poids léger, facile à transporter (7" : 0,8kg/197 x 112,4 x 26,1 mm - 10" : 1,2 kg/272,6 x 181,2 x 25,8 mm)

- Batterie grande capacité, rechargeable sur secteur ou sur le socle enregistreur
- Permet d'imprimer directement les ECG sur une imprimante via réseau wifi ou sur le socle enregistreur

Une technologie performante :

- Grande précision : vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz
- Détection et marquage du stimulateur cardiaque
- Signale et renseigne le mauvais contact des électrodes
- Interprétation automatique (Glasgow) et calcul des intervalles
- Saisie des informations patients à l'aide d'un clavier ou d'un lecteur de code barre
- Visualisation des 12 pistes en même temps que l'interprétation automatique et les calculs d'intervalles.
- Export de données via wifi ou port USB sous pdf ou format xml

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 6971049341697

Garantie (mois) : 36

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 105,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 332,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 289,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



17/04/2023 21:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 260051

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.