



Spengler

DEPUIS 1907



# Magister II

DOUBLE PAVILLON

OPTEZ POUR NOS NOUVELLES COULEURS !



Spengler

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89  
Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)

# Magister II DOUBLE PAVILLON

*Tellement plébiscité que nous vous proposons  
nos 2 nouvelles couleurs emblématiques  
avec toujours les mêmes performances*



## PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre d'excellentes propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. De plus nous avons travaillé la forme de ce pavillon, son épaisseur, son polissage afin d'optimiser encore son acoustique.



## ADAPTÉ AU BRASSARD

Les stéthoscopes MAGISTER II sont conçus avec des bords fins, se glissant parfaitement sous les brassards.



## MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



## INDICATEUR DE PAVILLON

Issu de notre recherche, nous avons développé cet indicateur de pavillon : un simple point rouge qui permet de savoir quel coté du pavillon est actif.



| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| ● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver   | 507 251   |
| ● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black    | 507 261   |
| ● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Corail   | 507 252   |
| ● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Myrtille | 507 262   |

## LA QUALITÉ SPENGLER

### Marquage CE

Les stéthoscopes Spengler dont le Magister II sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen 2017/745 en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

### Garantie Spengler

Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

