

# HOLTEX+

DU MÉDICAL AU CONFORT DE VIE



CATALOGUE **INSTRUMENTS DE CHIRURGIE**

*SURGICAL INSTRUMENTS CATALOGUE*

CATALOGO **DE INSTRUMENTOS DE CIRUGIA**

CATALOGO *DE INSTRUMENTOS DE CIRURGIA*

# HOLTEx+

## VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ YOUR SATISFACTION IS OUR PRIORITY

Depuis sa création en 1984, Holtex accompagne au quotidien en France comme à l'export les sociétés du secteur médical grâce à :

- un important stock disponible,
- des prix extrêmement compétitifs,
- une logistique efficace avec le regroupement de vos besoins d'approvisionnement,
- un rôle de conseil efficace.

Notre cellule dédiée exclusivement à l'export vous permet de bénéficier d'un contact privilégié, d'une grande réactivité de réponse dans la gestion de vos demandes de cotations et appels d'offres ainsi que d'une réelle maîtrise de vos contraintes douanières et logistiques.

Implantée à Aix en Provence (13-France) dans des locaux modernes de plus de 3 000m<sup>2</sup>, nous sommes idéalement situés entre les ports de Marseille et de Fos sur Mer ainsi que de l'aéroport international de Marseille-Marignane. Nous avons développé au cours des années des partenariats forts avec les principaux transitaires spécialisés notamment vers l'Afrique afin de vous faire bénéficier des coûts et délais de transports les plus performants.

*Holtex has been a daily companion to companies in the medical sector since its establishment in 1984, both in France and abroad, thanks to:*

- significant available stock,
- highly competitive prices,
- efficient logistics with grouping of your supply needs,
- an effective customer advice role.

*The dedicated Export team offers you a privileged contact to provide rapid response to your requests for quotation and calls for tenders and handle your customs and logistics constraints.*

*Our modern 3000 m<sup>2</sup> premises in Aix en Provence (France) make us ideally positioned between the ports of Marseille and Fos sur Mer, as well as Marseille Provence international airport. We have developed strong partnerships over the years with the leading freight forwarders particularly in Africa so that we provide you with the best costs and shipping times.*

**N'hésitez pas à nous contacter !  
Do not hesitate to contact us!**

CELLULE COMMERCIALE EXPORT  
EXPORT SALES CELL

+33 (0)4 42 90 31 31  
export@holtex.fr



DIRECTEUR EXPORT  
EXPORT SALES MANAGER

**Monsieur Fabien BENISTANT**

+ 33 (0)4 42 90 31 35  
+ 33 (0)6 10 27 53 87  
fbenistant@holtex.fr

**Afin d'assurer le meilleur traitement possible de vos commandes d'instrumentation chirurgicale, nous vous remercions d'indiquer sur le libellé de vos commandes la référence du produit, sa désignation complète et son coloris si nécessaire.**

*In order to ensure the best possible treatment of your orders of surgical instruments, we thank you to specify reference of the product, its full name and its color if necessary*



## LA QUALITÉ

L'assurance qualité est une culture affirmée au sein de l'entreprise Holtex depuis 1997. Cette politique marque la volonté de vous assurer une écoute et un service à la hauteur de vos attentes, ainsi que le respect des exigences réglementaires relatives aux produits.

La société est certifiée ISO 13485, et elle a été agréée en 2018 OEA-FULL (Opérateur Économique Agréé - Simplifications douanières / sécurité et sûreté). Nos dispositifs médicaux sont marqués par ou sous la surveillance de MDC, organisme notifié, selon la directive 93/42/CEE.

Notre instrumentation de chirurgie en inox est garantie 2 ans, par remplacement pur et simple de l'instrument reconnu défectueux de notre fait.



## QUALITY

Quality assurance has been part of the corporate culture at Holtex since 1997.

This policy is a sign of our desire to ensure that we are always available and provide a service that matches your expectations by also ensuring regulatory compliance for the products.

The company is certified ISO 13485, and has been approved AEO-FULL (Authorised Economic Operator - Customs Simplifications / Safety and Security) in 2018. Our medical devices are under the control of MDC, notified body, in accordance with directive EC 93/42.

Our stainless steel surgical instrumentation is guaranteed 2 years, by pure and simple replacement of the instrument recognized defective of our fact.

## **TRACABILITÉ**

En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnaît avoir connaissance des responsabilités lui incombant en matière de retour d'information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs médicaux qu'il commercialise. Notamment, il s'engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et incidents intervenant lors de l'utilisation des dits dispositifs. Le client s'engage à suivre la traçabilité des dits produits, jusqu'à l'utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande formelle de notre part. Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical.

## **GARANTIE**

Notre instrumentation de chirurgie en inox est garantie 2 ans, par remplacement pur et simple de l'instrument reconnu défectueux de notre fait.

Pour toute intervention sous ou hors garantie, adressez-vous à notre service après-vente au +33 (0)4 42 90 31 31 ou sur [sav@holtex.fr](mailto:sav@holtex.fr).

Toute demande de prise en charge doit faire l'objet d'une demande d'ouverture de ticket par fax ou mail en utilisant le formulaire dédié. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. Un numéro de retour vous sera alors attribué. Ce numéro devra impérativement apparaître de manière visible sur le colis. Tout colis sans numéro de retour sera refusé. Tout produit retourné doit être exempt de toute salissure ; à défaut, celui-ci ne sera pas pris en charge par notre service après-vente. (Voir les consignes d'entretien à la fin de ce catalogue)

## **TRACEABILITY**

*As a medical equipment seller, the distributor recognises that he is aware of the obligations in terms of data feedback to the manufacturer for the medical devices that he sells. He specifically agrees to provide all informations related to problems or incidents that occur while using the devices. The distributor agrees to ensure the traceability of the devices concerned to the end-user in order to allow product recalls if a formal request is made by the manufacturer. We invite our customers to carefully read the instructions of each medical device.*

## **GUARANTEE**

*Our stainless steel surgical instrumentation is guaranteed 2 years, by pure and simple replacement of the instrument recognized defective on our behalf.*

*Contact our after sales service for all interventions, whether under guarantee or not, on +33 (0)4 42 90 31 31 or at [sav@holtex.fr](mailto:sav@holtex.fr).*

*All after-sales requests must be subject to a request of opening a ticket by fax or email by using the dedicated form. Any incomplete request will not be processed. A return number will then be assigned to you. This number must be clearly visible on the package. Any package received without a return number will be refused. Returned products must be clean, without soiling, if not, our after-sales department will not handle the case (See the care instructions at the end of this catalog).*

# Sommaire - *Summary*

<b>Ciseaux</b>	<b>7 - 12</b>	<i>Scissors</i>
<b>Pincés Hémostatiques</b>	<b>13 - 26</b>	<i>Hemostatic Forceps</i>
<b>Pincés Anatomiques</b>	<b>27 - 34</b>	<i>Anatomic Forceps</i>
<b>Divers</b>	<b>35 - 42</b>	<i>Diverse</i>
<b>O.R.L.</b>	<b>43 - 64</b>	<i>E.N.T.</i>
<b>Dermatomes</b>	<b>65 - 66</b>	<i>Skin Grafts</i>
<b>Coupe-Ongles</b>	<b>67 - 68</b>	<i>Nail Cutters</i>
<b>Suture</b>	<b>69 - 72</b>	<i>Suture</i>
<b>Porte-Aiguilles</b>	<b>73 - 76</b>	<i>Needle Holders</i>
<b>Ecarteurs</b>	<b>77 - 88</b>	<i>Retractors</i>
<b>Chirurgie Générale</b>	<b>89 - 112</b>	<i>General Surgery</i>
<b>Urologie / Vésicule</b>	<b>113 - 118</b>	<i>Urology / Vesicle</i>
<b>Intestinal</b>	<b>119 - 120</b>	<i>Intestinal</i>
<b>Rectal</b>	<b>121 - 124</b>	<i>Rectal</i>
<b>Gynécologie</b>	<b>125 - 138</b>	<i>Gynecology</i>
<b>Obstétrique</b>	<b>139 - 144</b>	<i>Obstetric</i>
<b>Canules</b>	<b>145 - 148</b>	<i>Cannulas</i>
<b>Neurologie</b>	<b>149 - 154</b>	<i>Neurology</i>
<b>Ophtalmologie</b>	<b>156 - 170</b>	<i>Ophtalmology</i>
<b>Dentaire</b>	<b>171 - 200</b>	<i>Dental</i>
<b>Boîtes de Composition</b>	<b>201 - 210</b>	<i>Instruments Sets</i>
<b>Tungstène</b>	<b>211 - 217</b>	<i>Carbide Jaws</i>
<b>Index Français</b>	<b>218 - 226</b>	<i>French Index</i>
<b>Index Anglais</b>	<b>227 - 235</b>	<i>English Index</i>
<b>Index Espagnol</b>	<b>236 - 244</b>	<i>Spanish Index</i>
<b>Index Portugais</b>	<b>245 - 253</b>	<i>Portugues Index</i>


## Sumario - Sumario

Tijeras	7	-	12	<i>Tessoura</i>
Pinzas Hemostaticas	13	-	26	<i>Pinça Hemostatico</i>
Pinzas Anatomicas	27	-	34	<i>Pinça Anatomico</i>
Diverso	35	-	42	<i>Diverso</i>
O.R.L.	43	-	64	<i>O.R.L.</i>
Dermatomos	65		66	<i>Dermatomos</i>
Cortar-Unas	67	-	68	<i>Cortar-Unhas</i>
Sutura	69	-	72	<i>Sutura</i>
Porta-Agujas	73	-	76	<i>Porta-Agulta</i>
Separadors	77	-	88	<i>Apartador</i>
Cirurgia General	89	-	112	<i>Cirurgia General</i>
Urologia / Vesicula	113	-	118	<i>Urologia / Vesicula</i>
Intestinal	119	-	120	<i>Intestinal</i>
Rectal	121	-	124	<i>Rectal</i>
Gynecologia	125	-	138	<i>Gynecologia</i>
Obstetricia	139	-	144	<i>Obstetricia</i>
Canulas	145	-	148	<i>Canula</i>
Neurologia	149	-	154	<i>Neurologia</i>
Ophtalmologia	156	-	170	<i>Ophtalmologia</i>
Dentario	171	-	200	<i>Dentario</i>
Cajas Composicion	201	-	210	<i>Caixas Composição</i>
Tungsteno	211	-	217	<i>Tungsteno</i>
Indice Francés	218	-	226	<i>Index Francês</i>
Indice Ingles	227	-	235	<i>Index Inglês</i>
Indice Español	236	-	244	<i>Index Espanhol</i>
Indice Português	245	-	253	<i>Index Português</i>



**Ciseaux**  
***Scissors***  
**Tijeras**  
***Tesoura***

Echelle : 1/2



**Ciseaux Dauphin**

*Operating Scissors B/S*  
*Tijeras Dauphin*  
*Puntiagudas-roma*  
*Tesoura Dauphin*  
*Pontiagudo-roma*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC054 11	11,5 cm
IC054 13	13 cm
IC054 14	14 cm
IC054 15	15 cm
IC054 16	16 cm
IC054 18	18 cm
IC054 20	20 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*

IC055 11	11,5 cm
IC055 13	13 cm
IC055 14	14 cm
IC055 15	15 cm
IC055 16	16 cm
IC055 18	18 cm
IC055 20	20 cm



**Ciseaux Mousse**

*Operating Scissors B/B*  
*Tijeras Roma-roma*  
*Tesoura Rombo-rombo*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC114 11	11,5 cm
IC114 13	13 cm
IC114 14	14 cm
IC114 15	15 cm
IC114 16	16 cm
IC114 18	18 cm
IC114 20	20 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*

IC115 11	11,5 cm
IC115 13	13 cm
IC115 14	14 cm
IC115 15	15 cm
IC115 16	16 cm
IC115 18	18 cm
IC115 20	20 cm



**Ciseaux Pointus**

*Operating Scissors S/S*  
*Tijeras Puntiagudas*  
*Tesoura Pontiaguda*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC124 11	11,5 cm
IC124 13	13 cm
IC124 14	14 cm
IC124 15	15 cm
IC124 16	16 cm
IC124 18	18 cm
IC124 20	20 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*

IC125 11	11,5 cm
IC125 13	13 cm
IC125 14	14 cm
IC125 15	15 cm
IC125 16	16 cm
IC125 18	18 cm
IC125 20	20 cm



**Ciseaux Mayo**


*Mayo Scissors*  
*Tijeras Mayo*  
*Tesoura Mayo*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC074 14	14 cm
IC074 16	16 cm
IC074 18	18 cm
IC074 20	20 cm
IC074 25	25 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*

IC075 14	14 cm
IC075 16	16 cm
IC075 18	18 cm
IC075 20	20 cm
IC075 25	25 cm



**Ciseaux Metzemaum**

*Metzemaum Scissors*  
*Tijeras Metzemaum*  
*Tesoura Metzemaum*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC084 14	14 cm
IC084 16	16 cm
IC084 18	18 cm
IC084 20	20 cm
IC084 22	22 cm
IC084 26	26 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*

IC085 14	14 cm
IC085 16	16 cm
IC085 18	18 cm
IC085 20	20 cm
IC085 22	22 cm
IC085 26	26 cm

**Ciseaux Dubost**


*Dubost Scissors*  
*Tijeras Dubost*  
*Tesoura Dubost*


**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC224 26	26 cm
IC224 30	30 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*

IC225 26	26 cm
IC225 30	30 cm





**Ciseaux Iridectomie**  
*Iris Scissors*  
*Tijeras Para Iridectomia*  
*Tesoura Para Iridectomia*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC094 10 10 cm  
IC094 11 11,5 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*  
IC095 10 10 cm  
IC095 11 11,5 cm



**Ciseaux Strabisme**  
*Strabismus Scissors*  
*Tijeras Para Estrabismo*  
*Tesoura Para Estrabismo*


**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC134 11 11,5 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*  
IC135 11 11,5 cm



**Ciseaux Spencer (à fil avec encoche)**  
*Stitch Scissors*  
*Tijeras de ligaduras Spencer*  
*Tesoura para fios de sutura Spencer*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC036 11 11 cm  
IC036 13 13 cm



**Ciseaux Stevens**  
*Stevens Scissors*  
*Tijeras Stevens*  
*Tesoura Stevens*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC024 10 10 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*  
IC025 10 10 cm

**Ciseaux Bébé Universels Crantés pour fil d'acier**  
*Universal Wire Cutting Scissors*  
*Tijeras Universal con muesca para alambre*  
*Tesoura Universal com entalhes para arame*


**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC028 12 12 cm



**Ciseaux Nasal de Heyman**  
*Nasal Heyman Scissors*  
*Tijeras Nasal Heymann*  
*Tesoura Nasal Heymann*

IC254 18 18 cm





**Ciseaux Schmieden**

*Schmieden Scissors  
Tijeras Schmieden  
Tesoura Schmieden*


**Contre-Coudés - Double Bent**  
**Contra-acodadas - Contra-angular**  
IC244 17 17,5 cm



**Ciseaux de Wertheim**  
*Wertheim Scissors  
Tijeras Wertheim  
Tesoura Wertheim*

**Droits - Straight**  
**Rectas - Recta**  
IC234 23 23 cm

**Courbes - Curved**  
**Curvas - Curva**  
IC235 23 23 cm



**Ciseaux Debaquey**

*Debaquey Scissors  
Tijeras Debaquey  
Tesoura Debaquey*



IC154 45 18 cm  
**Droit 45° - Straight 45°**  
**Rectas 45° - Recta 45°**



IC154 60 18 cm  
**Droit 60° - Straight 60°**  
**Rectas 60° - Recta 60°**

**Ciseaux Sims Mousse**

*Sims Scissors B/B  
Tijeras Sims roma/roma  
Tesoura Sims rombo/rombo*

**Droits - Straight**  
**Rectas - Recta**  
IC234 20 20 cm

**Courbes - Curved**  
**Curvas - Curva**  
IC235 20 20 cm



**Ciseaux Boyd en S**

*Boyd Scissors  
Tijeras Boyd en S  
Tesoura Boyd em S*

IC324 18 18 cm



**Ciseaux Kelly**

*Kelly Scissors  
Tijeras Kelly puntiagudas  
Tesoura Kelly pontiaguda*

**Droits - Straight**  
**Rectas - Recta**  
IC344 16 16 cm  
IC344 18 18 cm

**Courbes - Curved**  
**Curvas - Curva**  
IC345 16 16 cm  
IC345 18 18 cm





## Ciseaux Goldman-Fox


Goldman Scissors  
Tijeras Goldman-Fox  
Tesoura Goldman-Fox

**Droits - Straight**  
Rectas - Recta

IC344 13 13 cm

**Courbes - Curved**  
Curvas - Curva

IC345 13 13 cm





## Ciseaux Dean pour Amygdales

Dean Tonsil Scissors  
Tijeras Dean para Amigdalas  
Tesoura Dean para Amigdalas

**Contre-coudés - Double Bent**  
Contra-acodadas - Contra-angular

IC025 17 17 cm



## Ciseaux à Entérotomie

Enterotomy Bowel Scissors  
Tijeras de Enterotomia  
Tesoura para Enterotomia

**Droits - Straight**  
Rectas - Recta

IC204 20 20 cm



## Ciseaux de Good pour Amygdales

Good Tonsil scissors  
Tijeras de Good para Amigdalas  
Tesoura de Good para Amigdalas

IC025 19 19 cm

## Ciseaux à bandages Lister

Lister Bandage Scissors  
Tijeras Lister para vendajes  
Tesoura Lister

IC066 14 14 cm  
IC066 16 16 cm  
IC066 18 18 cm  
IC066 20 20 cm




## Ciseaux Vézien

Universal Vezien Scissors  
Tijeras Vezien  
Tesoura Vezien

**Coudés sur le Coté - Curved on the Side**  
Acodadas de Lado - Angular de Lado

IC144 17 17 cm






**Ciseaux Couturière**  
*Household Scissors*  
*Tijeras de Costurera*  
*Tesoura de Costureira*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC046 21 21 cm

**Ciseaux Lingère**  
*Lingere Scissors*  
*Tijeras de Lencera*  
*Tesoura de Roupeira*

IC047 26 26 cm



**Ciseaux Universels de Gesco**  
*Gesco Universal Scissors*  
*Tijeras Universal Gesco*  
*Tesoura Universal Gesco*

- IC144 00 17 cm  
Noir - Black  
Negro - Negra
- IC144 01 17 cm  
Jaune - Yellow  
Amarillo - Amarela
- IC144 02 17 cm  
Vert - Green  
Verde - Verde
- IC144 03 17 cm  
Bleu - Blue  
Azul - Azul
- IC144 04 17 cm  
Rouge - Red  
Roio - Vermelho



**Ciseaux Ombilicaux**  
*Umbilical Cord Scissors*  
*Tijeras Umbilical*  
*Tesoura Ombilical*

IC264 10 10 cm



**Ciseaux à Episiotomie de Braun**  
*Braun Episiotomy Scissors*  
*Tijeras de Episiotomia Braun*  
*Tesoura Para Episiotomia Braun*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC214 14 14,5 cm

**Ciseaux à Ongles**  
*Nails Scissors*  
*Tijeras para Unas*  
*Tesoura de Unhas*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*  
IC184 10 10 cm  
**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*  
IC185 10 10 cm



**Pinces Hémostatiques**

*Hemostatic Forceps*

**Pinzas Hemostaticas**

*Pinça Hemostático*

Echelle : 1/2

**Pince Kocher A/G**


*Kocher Forceps 1x2 Teeth*  
**Pinza Kocher con dientes**  
*Pinça Kocher com dentes*

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta

IP020 13	13 cm
IP020 14	14 cm
IP020 15	15 cm
IP020 16	16 cm
IP020 18	18 cm
IP020 20	20 cm
IP020 22	22 cm
IP020 24	24 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP021 13	13 cm
IP021 14	14 cm
IP021 15	15 cm
IP021 16	16 cm
IP021 18	18 cm
IP021 20	20 cm
IP021 22	22 cm
IP021 24	24 cm



**Pince Rochester-Péan (Pince Kocher S/G)**


*Rochester-Pean Forceps (Kocher Forceps No Teeth)*  
**Pinza Rochester-Pean (Pinza Kocher sin dientes)**  
*Pinça Rochester-Pean (Pinça Kocher sem dentes)*

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta

IP022 13	13 cm
IP022 14	14 cm
IP022 16	16 cm
IP022 18	18 cm
IP022 20	20 cm
IP022 22	22 cm
IP022 24	24 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP023 13	13 cm
IP023 14	14 cm
IP023 16	16 cm
IP023 18	18 cm
IP023 20	20 cm
IP023 22	22 cm
IP023 24	24 cm




**Pince Péan**

*Murphy-Pean Forceps*  
**Pinza Pean**  
*Pinça Pean*

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta

IP214 13	13 cm
IP214 14	14 cm
IP214 15	15 cm
IP214 16	16 cm
IP214 18	18 cm
IP214 20	20 cm
IP214 22	22 cm



**Pince Kelly**


*Kelly Forceps*  
**Pinza Kelly**  
*Pinça Kelly*

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta

IP164 14	14 cm
IP164 16	16 cm
IP164 18	18 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP165 14	14 cm
IP165 16	16 cm
IP165 18	18 cm





## Pince Leriche

Leriche Forceps  
Pinza Leriche  
Pinça Leriche

**Droite - Straight**  
Recta - Recta

IP170 15 15 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP172 15 15 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP170 18 18 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP172 18 18 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes



**Courbe - Curved**  
Curva - Curva

IP171 15 15 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP173 15 15 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP171 18 18 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP173 18 18 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

## Pince de Crile


Crile Forceps  
Pinza Crile  
Pinça Crile

**Droite - Straight**  
Recta - Recta

IP344 14 14 cm

**Courbe - Curved**  
Curva - Curva

IP345 14 14 cm




## Pince de Christophe

Christophe Forceps  
Pinza Christophe  
Pinça Christophe

**Courbe - Curved**  
Curva - Curva

IP465 16 16 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP467 16 16 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes



## Pince de Bengolea

Bengolea Forceps  
Pinza Bengolea  
Pinça Bengolea


**Droite - Straight**  
Recta - Recta

IP320 20 20 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP322 20 20 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP420 24 24 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP422 24 24 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes



**Courbe - Curved**  
Curva - Curva

IP321 20 20 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP323 20 20 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP421 24 24 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

IP423 24 24 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

**Pince de Hartmann**

Hartmann Forceps  
 Pinza Hartmann  
 Pinça Hartmann

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta


IP131 09 9 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes

IP131 19 9 cm  
 S/G - No Teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP132 09 9 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes

IP132 19 9 cm  
 S/G - No Teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes



**Pince Clamp Bulldog**

Bulldog Clamp  
 Pinza Clamp Bulldog  
 Pinça Clamp Bulldog

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta

IP550 05 5 cm  
 IP550 07 7 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP550 15 5 cm  
 IP550 17 7 cm



**Pince d'Halstead**

Halstead Forceps  
 Pinza Halstead  
 Pinça Halstead

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta


IP080 13 13 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes

IP082 13 13 cm  
 S/G - No Teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP081 13 13 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes

IP083 13 13 cm  
 S/G - No Teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes



**Pince Micro Halstead**

Micro Halstead Forceps  
 Pinza Micro Halstead  
 Pinça Micro Halstead

**Droite - Straight**  
 Recta - Recta

IP080 10 10 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes

IP082 10 10 cm  
 S/G - No Teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curva

IP081 10 10 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes

IP083 10 10 cm  
 S/G - No Teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes




**Pince à Décapsuler**  
*Take Up Forceps*  
*Pinza para Decapsular*  
*Pinça para Decapsular*

IP194 16 16 cm




**Pince Clamp de Schnidt**  
*Schnidt Clamp Forceps*  
*Pinza Clamp de Schnidt*  
*Pinça Clamp de Schnidt*

IP201 20 20 cm  
*Courbe - Curved*  
*Curva - Curva*




**Pince Terrier**  
*Terrier Forceps*  
*Pinza Terrier*  
*Pinça Terrier*

IP232 13 13 cm  
*S/G - No Teeth*  
*Sin Dientes - Sem Dentes*



**Pince Clamp Weiss (presse-tube)**  
*Weiss Clamp Forceps*  
*Pinza Clamp Weiss (para tubos)*  
*Pinça Clamp Weiss (para tubos)*


IP254 16 16 cm  
IP254 19 19 cm



**Pince à Traire de Gunnar**

*Gunnar Drawing Forceps*  
*Pinza para Ordenar Gunnar*  
*Pinça para Ordenhar Gunnar*

IP548 18 18,5 cm



**Pince à Dialyse**

*Dialyse Forceps*  
*Pinza para Dialisis*  
*Pinça para Dialisis*

IP754 19 19 cm  
*Mors Lisse - Smooth Jaw*  
*Bocas Lisas - Bocas Lisos*


**Pince à Traire à branche**

*Drawing Forceps with branch*  
*Pinza para vaciar las canulas con ramo*  
*Pinça para vazar as canulas de ramo*

IP54820








**Pince en T de De Martel**  
*De Martel T Shaped Forceps*  
*Pinza en forma de T De Martel*  
*Pinça em forma de T De Martel*

IP376 16 16 cm




**Pince de Grégoire en Losange**  
*Gregoire Forceps*  
*Pinza Gregoire en forma de Rombo*  
*Pinça Gregoire em forma de Losango*

IP224 16 16 cm  
IP224 22 22 cm


**Pince en Coeur**  
*Heart Shaped Forceps*  
*Pinza en forma de Corazon*  
*Pinça em forma de Coração*

IP276 16 16 cm




**Pince en Triangle**  
*Triangular Shaped Forceps*  
*Pinza en forma de Triangulo*  
*Pinça em forma de Triangulo*


IP204 16 16 cm



**Pince Allis**  
*Allis Tissue Forceps*  
*Pinza Allis*  
*Pinça Allis*

IP076 15 15 cm  
IP076 19 19 cm





**Pince Ombredanne**  
*Ombredanne Forceps*  
*Pinza Ombredanne*  
*Pinça Ombredanne*

IP096 13 13 cm



**Pince Babcock**  
*Babcock Forceps*  
*Pinza Babcock*  
*Pinça Babcock*

IP464 16 16 cm  
 IP464 20 20 cm  
 IP464 25 25 cm

**Pince Chaput**  
*Chaput Forceps*  
*Pinza Chaput*  
*Pinça Chaput*



IP116 13 13 cm



**Pince de Duval à Crémaillère**

*Duval Forceps*  
*Pinza Duval Entrecruzada*  
*Pinça Duval com Cremalheira*

- IP467 13 22 cm - Fig. 1  
 Triangulaire de 13 mm - *Triangular 13 mm*  
 Triangular 13 mm - *Triangular 13 mm*
- IP467 15 22 cm  
 Triangulaire de 15 mm - *Triangular 15 mm*  
 Triangular 15 mm - *Triangular 15 mm*
- IP467 20 22 cm - Fig. 2  
 Triangulaire de 20 mm - *Triangular 20 mm*  
 Triangular 20 mm - *Triangular 20 mm*
- IP467 25 22 cm - Fig. 3  
 Triangulaire de 25 mm - *Triangular 25 mm*  
 Triangular 25 mm - *Triangular 25 mm*





**Pince Crabe (à Champs)**



*Jones Towel Forceps*  
*Pinza Cangrejo*  
*Pinça Caranguejo*

IP066 09 9 cm

**Pince à champs Schaedel**

*Schaedel Towel Forceps*  
*Pinza de campo Schaedel*  
*Pinça de campo Schaedel*

IP47009 9 cm



**Pince Backhaus (à Champs)**

*Backhaus Towel Forceps*  
*Pinza de Campo Backhaus*  
*Pinça de Campo Backhaus*

IP106 09 9 cm  
IP106 12 12 cm  
IP106 14 14 cm

**Pince Jayle (à Champs)**

*Jayle Towel Forceps*  
*Pinza de Campo Jayle*  
*Pinça de Campo Jayle*

IP468 13 13 cm



**Pince Erigne de Doyen (à Champs)**

*Doyen Towel Forceps*  
*Pinza de Campo Erina Doyen*  
*Pinça de Campo Erina Doyen*

IP454 18 18 cm

**Pince Lane (à Champs)**

*Lane Towel Forceps*  
*Pinza de Campo Lane*  
*Pinça de Campo Lane*

IP487 18 18 cm





**Pince à Pansements "Longuette"**

*Mair Polypus Forceps*  
*Pinza para Vendajes "Longuette"*  
*Pinça para Pensos "Longuette"*

**Droite - Straight**  
 Recta - *Recta*

IP034 24 24 cm  
 IP034 32 32 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - *Curva*

IP035 24 24 cm  
 IP035 32 32 cm


**Pince Foerster**  
*Foerster Forceps*  
*Pinza Foerster*  
*Pinça Foerster*

**Droite - Straight**  
 Recta - *Recta*

IP434 24 24 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - *Curva*

IP435 24 24 cm



**Pince Bozemann Contre-Coudée**

*Bozemann Forceps Double-Bent*  
*Pinza Bozemann contra-acodada*  
*Pinça Bozemann contra-angular*

IP464 24 24 cm



**Pince à Pansements Ballenger**


*Ballenger Sponge Forceps*  
*Pinza para vendajes Ballenger*  
*Pinça para pensos Ballenger*


**Droite - Straight**  
 Recta - *Recta*

IP456 18 18 cm

**Courbe - Curved**  
 Curva - *Curva*


IP457 18 18 cm






**Passe-Fil de Finochietto**  
*Finochietto Ligature Carrier*  
*Aguja para Ligaduras Finochietto*  
*Aguilha para Ligaduras Finochietto*

IP445 18 18 cm  
IP445 24 24 cm




**Pince Lahey**  
*Lahey Forceps*  
*Pinza Lahey*  
*Pinça Lahey*

IP469 22 22 cm



**Pince Price-Thomas**  
*Price-Thomas Forceps*  
*Pinza Price-Thomas*  
*Pinça Price-Thomas*

IP554 22 22 cm



**Pince Dissecteur de Semb**  
*Semb Dissector Forceps*  
*Pinza Disecador Semb*  
*Pinça Dissector Semb*

IP134 23 23 cm





**Pince Satinski**  
*Satinski Forceps*  
*Pinza Satinsky*  
*Pinça Satinsky*

IP470 25 25 cm

**Pince Mixer-O'Shaugnessy**

*Mixer-O'Shaugnessy Artery Forceps*  
*Pinza Mixer O'Schaugnessy*  
*Pinça Mixer O'Schaugnessy*

IP490 14 90° - 14 cm Baby  
 IP490 20 90° - 20 cm  
 IP490 24 90° - 24 cm  
 IP490 30 90° - 30 cm



**Pince Clamp Intestinale de Doyen**


*Doyen Intestinal Clamp*  
*Pinza Clamp Intestinal Doyen*  
*Pinça Clamp Intestinal Doyen*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP144 18 18 cm  
 IP144 23 23 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP145 18 18 cm  
 IP145 23 23 cm



**Pince de Museux**


*Museux Forceps*  
*Pinza Museux*  
*Pinça Museux*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP206 14 14 cm - 7x5 mm  
 IP206 18 18 cm - 7x5 mm  
 IP206 24 24 cm - 7x5 mm  
 IP204 24 24 cm - 9x7 mm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP205 24 24 cm - 9x7 mm




**Pince Cheatle**  
*Cheatle Forceps*  
*Pinza Cheatle*  
*Pinça Cheatle*

IP503 00 27 cm



**Pince de Davis à Instrument**  
*Davis Forceps for Instruments*  
*Pinza de Davis para Instrumentos*  
*Pinça de Davis para Instrumentos*

IP503 01 16 cm



**Pinces Anatomiques**

*Anatomic Forceps*

**Pinzas Anatomicas**


*Pinça Anatomico*

Echelle : 1/2

**Pince Dissection S/G**

*Dissecting Forceps No Teeth*  
 Pinza de Diseccion sin dientes  
 Pinça de Dissecção sem dentes

IP262 11	11,5 cm
IP262 13	13 cm
IP262 14	14 cm
IP262 15	15 cm
IP262 16	16 cm
IP262 18	18 cm
IP262 20	20 cm
IP262 25	25 cm
IP262 30	30 cm



**Pince Dissection S/G Fine**

*Dissecting Forceps No Teeth Fine*  
 Pinza de Diseccion fina sin dientes pontiaguda  
 Pinça de Dissecção fina sem dentes pontiaguda

IP264 11	11,5 cm
IP264 13	13 cm
IP264 14	14 cm
IP264 15	15 cm
IP264 16	16 cm
IP264 18	18 cm
IP264 20	20 cm
IP264 25	25 cm
IP264 30	30 cm

**Pince Dissection A/G**

*Tissue Forceps 1x2 teeth*  
 Pinza de Diseccion con dientes  
 Pinça de Dissecção com dentes

IP260 11	11,5 cm
IP260 13	13 cm
IP260 14	14 cm
IP260 15	15 cm
IP260 16	16 cm
IP260 18	18 cm
IP260 20	20 cm
IP260 25	25 cm
IP260 30	30 cm



**Pince Dissection A/G Fine**

*Tissue Forceps 1x2 teeth Fine*  
 Pinza de Diseccion fina con dientes  
 Pinça de Dissecção fina com dentes

IP265 11	11,5 cm
IP265 13	13 cm
IP265 14	14 cm
IP265 15	15 cm
IP265 16	16 cm
IP265 18	18 cm
IP265 20	20 cm
IP265 25	25 cm
IP265 30	30 cm



**Pince Dissection 2x3 griffes**

*Tissue Forceps 2x3 teeth*  
 Pinza de Diseccion 2x3 dientes  
 Pinça de Dissecção 2x3 dentes

IP270 14	14 cm
----------	-------



**Pince Dissection Mac Indoe**

*Mac Indoe Dissecting Forceps*  
 Pinza de Diseccion fina Mc Indoe  
 Pinça de Dissecção fina Mc Indoe

IP274 15	15 cm
S/G - No Teeth	
Sin Dientes - Sem Dentes	



## Pince à Echardes

*Splint Forceps*  
*Pinza para Pinchos*  
*Pinça para Farpa*

IP264 10 10 cm



## Pince Dissection Semkin

*Semkin Dissecting Forceps*  
*Pinza Diseccion Semkin*  
*Pinça Dissecção Semkin*

IP275 12 12 cm  
SG Fine - *No Teeth Fine*  
Sin Dientes Fina - *Sem Dentes Fina*



## Pince à Echardes Hunter

*Hunter Splint Forceps*  
*Pinza para Pinchos Hunter*  
*Pinça para Farpa Hunter*

**Droite - Straight**  
**Recta - Recta**

IP455 10 10,5 cm



## Pince à Echardes Feichenfeld

*Feichenfeld Splint Forceps*  
*Pinza para Pinchos Feichenfeld*  
*Pinça para Farpa Feichenfeld*

IP414 10 10 cm



## Pince à Epiler Hunter

*Cilia Hunter Forceps*  
*Pinza para Epilar Hunter*  
*Pinça para Depilar Hunter*

IP264 08 8 cm  
Mors carré - *Square jaws*  
Bocas de forma cuadrada - *Bocas em forma quadrada*



**Pince de Précision**

*Precision Dissecting Forceps (Watchmaker)*  
Pinza de Precision  
*Pinça de Precisas*


IP353 11 11,5 cm



**Pince Adson-Brown**

*Adson-Brown Dissecting Forceps*  
Pinza Adson-Brown  
*Pinça Adson-Brown*

IP333 12 12 cm




**Pince Adson**

*Adson Dissecting Forceps*  
Pinza Adson  
*Pinça Adson*

IP330 12 12 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con dientes - *Com dentes*

IP332 12 12 cm  
S/G - No Teeth  
Sin dientes - *Sem dentes*





**Pince Brucelle Meriam**

*Meriam Tweezers*  
*Pinza Brucelle Meriam*  
*Pinça Brucelle Meriam*

IP046 16 16 cm  
Contre Coudée - *Double Bent*  
Contra-Acodada - *Contra-Angular*

**Pince London College**

*London College Tweezers*  
*Pinza London College*  
*Pinça London College*

IP047 15 15 cm



**Pince Lucae (ORL)**

*Lucae Forceps*  
*Pinza ORL Lucae*  
*Pinça ORL Lucae*

IP361 16 16 cm  
A/G - *1x2 Teeth*  
Con Dientes - *Com Dentes*


IP363 16 16 cm  
S/G - *No Teeth*  
Sin Dientes - *Sem Dentes*



**Pince Brucelle Coudée**

*Angulated Dissecting Forceps*  
*Pinza Brucelle Acodada*  
*Pinça Brucelle Angular*

IP045 13 13 cm  
IP045 16 16 cm



**Pince Troelsch (ORL)**


*Troelsch Forceps (EAR)*  
*Pinza Troelsch*  
*Pinça Troelsch*

IP011 14 14 cm  
A/G - *1x2 Teeth*  
Con Dientes - *Com Dentes*

IP013 14 14 cm  
S/G - *No Teeth*  
Sin Dientes - *Sem Dentes*



**Pince Brophy**  
*Brophy Forceps*  
*Pinza Brophy*  
*Pinça Brophy*  
**Courbe - Curved**  
**Curva - Curva**  
 IP404 20 20 cm




**Pince Dissection de Bonnet**  
*Bonnet Dissecting Forceps*  
*Pinza Diseccion de Bonnet*  
*Pinça Dissecção de Bonnet*  
 IP27718 18 cm  
 A/G - 1x2 Teeth  
 Con Dientes - Com Dentes



**Pince Cushing**  
*Cushing Dissecting Forceps*  
*Pinza Cushing*  
*Pinça Cushing*

- IP350 18 18 cm  
 A/G - 1x2 teeth  
 Con Dientes - Com Dentes
- IP352 18 18 cm  
 S/G - No teeth  
 Sin Dientes - Sem Dentes



**Pince Dissection Barraya**  
*Barraya Dissecting Forceps*  
*Pinza de Diseccion Barraya*  
*Pinça de Dissecção Barraya*

- IP471 20 20 cm  
 4x5 Griffes - 4x5 Teeth  
 4x5 Dientes - 4x5 Dentes
- IP471 25 25 cm  
 4x5 Griffes - 4x5 Teeth  
 4x5 Dientes - 4x5 Dentes



**Pince Dissection Quenu**  
*Quenu Dissecting Forceps*  
*Pinza de Diseccion Quenu*  
*Pinça de Dissecção Quenu*

- IP470 15 15 cm
- IP470 20 20 cm



**Pince Debakey**  
*Debakey Forceps*  
*Pinza Debakey*  
*Pinça Debakey*


- |          |   |
|----------|---|
| IP270 15 | 15 cm<br>Mors Atraumatiques de 1,5mm<br><i>Atraumatic jaws 1,5mm</i><br>Bocas Atraumaticas 1,5mm<br><i>Bocas Atraumaticas 1,5mm</i> |
| IP270 25 | 15 cm<br>Mors Atraumatiques de 2,5mm<br><i>Atraumatic jaws 2,5mm</i><br>Bocas Atraumaticas 2,5mm<br><i>Bocas Atraumaticas 2,5mm</i> |
| IP271 15 | 20 cm<br>Mors Atraumatiques de 1,5mm<br><i>Atraumatic jaws 1,5mm</i><br>Bocas Atraumaticas 1,5mm<br><i>Bocas Atraumaticas 1,5mm</i> |
| IP271 25 | 20 cm<br>Mors Atraumatiques de 2,5mm<br><i>Atraumatic jaws 2,5mm</i><br>Bocas Atraumaticas 2,5mm<br><i>Bocas Atraumaticas 2,5mm</i> |



**Pince Dissection Durand (Patte de Velours)**


*Durand Dissecting Forceps*  
*Pinza de Diseccion Durand*  
*Pinça de Dissecção Durand*

- |          |       |
|----------|-------|
| IP284 16 | 16 cm |
| IP284 20 | 20 cm |
| IP284 25 | 25 cm |



**Pince Dissection Tuttle**  
*Tuttle Dissecting Forceps*  
*Pinza de Diseccion Tuttle*  
*Pinça de Dissecção Tuttle*


- |          |       |
|----------|-------|
| IP284 18 | 18 cm |
|----------|-------|




**Pince Dissection Collin-Duval**

*Collin-Duval Dissecting Forceps*  
*Pinza de Diseccion Collin Duval*  
*Pinça de Dissecção Collin Duval*

- |          |   |
|----------|---|
| IP472 13 | 20 cm - Fig. 1<br>Triangulaire de 13 mm - <i>Triangular 13 mm</i><br>Triangular 13 mm - <i>Triangular 13 mm</i> |
| IP472 20 | 20 cm - Fig. 2<br>Triangulaire de 20 mm - <i>Triangular 20 mm</i><br>Triangular 20 mm - <i>Triangular 20 mm</i> |
| IP472 25 | 20 cm - Fig. 3<br>Triangulaire de 25 mm - <i>Triangular 25 mm</i><br>Triangular 25 mm - <i>Triangular 25 mm</i> |







**Divers**

*Diverse*

**Diverso**

*Diverso*


Echelle : 1/2

**Bistouri fixe à manche plat**

*Flat Handle Scalpel*  
**Bisturi fijo**  
*Bisturi fixo*



- ID04401 Concave lame de 50 mm - Fig. 1  
*Concave blade 50 mm - Fig. 1*  
Mango llano hoja concava 50mm - Fig. 1  
*Empunhadura plana lamina concava 50mm - Fig. 1*
- ID04402 Convexe lame de 50 mm - Fig. 2  
*Convex blade 50 mm - Fig. 2*  
Mango llano hoja convexa 50mm Fig. 2  
*Empunhadura plana lamina convexa 50mm Fig. 2*



**Manche de Bistouri N°3**

*Scalpel Handle N°3*  
**Mango de Bisturi N°3**  
*Empunhada de Bisturi N°3*



- ID054 13 Long / Long / Largo / Comprido
- ID054 03 Court / Short / Corto / Curto



**Lames de Bistouri (Boîte de 100)**

*Scalpel Blades (Box of 100)*  
**Hojas de Bisturi Esterilizadas (Caja de 100)**  
*Laminas de Bisturi Esteril (Caixa 100)*

- CL053 10 N° 10
- CL053 11 N° 11
- CL053 12 N° 12
- CL053 15 N° 15



**Manche de Bistouri N°4**

*Scalpel Handle N° 4*  
**Mango de Bisturi N°4**  
*Empunhada de Bisturi N°4*







- ID054 14 Long / Long / Largo / Comprido
- ID054 04 Court / Short / Corto / Curto



**Lames de Bistouri (boîte de 100)**

*Scalpel Blades (box of 100)*  
**Hojas de Bisturi esterilizadas (caja de 100)**  
*Laminas de Bisturi esteril (caixa 100)*

-  CL054 20 N° 20
-  CL054 21 N° 21

-  CL054 22 N° 22
-  CL054 23 N° 23
-  CL054 24 N° 24
-  CL054 25 N° 25



### Sonde Cannelée

*Director and Tongue Tie*  
*Sonda Ranurada*  
*Sonda Canelada*

IS024 12	12 cm
IS024 14	14 cm
IS024 16	16 cm
IS024 18	18 cm
IS024 20	20 cm



### Sonde de Nelaton

*Nelaton Probe*  
*Sonda Nelaton*  
*Sonda Nelaton*

IS026 14	14 cm
----------	-------



### Stylet Olivaire

*Probe with Knob*  
*Estilete Ovario*  
*Estilete Ovario*

IS086 14	14 cm
	Double - Two Knobs
	Double - Dobrado
IS084 14	14 cm
	Simple - One Knob
	Simple - Singulo



### Stylet Porte-Coton

*Probe with Thread*  
*Estilete Porta-algodones*  
*Estilete Porta-algodao*

IS094 12	12 cm
IS094 14	14 cm
IS094 18	18 cm
IS094 30	30 cm
	Utérin - Uterin
	Uterino - Uterino



### Stylet Spatulé

*Probe with Spatula*  
*Estilete Espatulado*  
*Estilete Espatulado*

IS104 14	14 cm
----------	-------



### Stylet Aiguillé

*Probe with Eye*  
*Estilete Aujado*  
*Estilete Aulhado*

IS088 14	14 cm
----------	-------

**Tire Comédon de Unna**

*Unna Curette*  
*Saca-Comedones Unna*  
*Saca-Comedone Unna*

IT014 14      14 cm  
Double - Double  
Doble - Doblado



**Curette fine pour Dermato Fenêtrée**

*Buck Curette*  
*Cucharilla Dermatologia Agujereada*  
*Cureta fina de Dermatologia Perforada*

IC178 01      Ø 1 mm - 15 cm  
IC178 02      Ø 2 mm - 15 cm  
IC178 03      Ø 3 mm - 15 cm  
IC178 04      Ø 4 mm - 15 cm  
IC178 05      Ø 5 mm - 15 cm  
IC178 06      Ø 6 mm - 15 cm  
IC178 07      Ø 7 mm - 15 cm



**Curette Fine Pleine - Petit Manche**

*Ear Curette - Small handle*  
*Cureta fina Llena - Pequeno Mango*  
*Cureta fina Plena - Pequeno Empunhadura*

IC176 01      Ø 1 mm - 15 cm  
IC176 02      Ø 2 mm - 15 cm  
IC176 03      Ø 3 mm - 15 cm  
IC176 04      Ø 4 mm - 15 cm  
IC176 05      Ø 5 mm - 15 cm  
IC176 06      Ø 6 mm - 15 cm  
IC176 07      Ø 7 mm - 15 cm



**Grattoir Mousse de Brock**

*Brock blunt Scraper*  
*Legra Brock roma*  
*Coçador Brock roma*

IG150 14      13 cm



**Grattoir Tranchant de Vidal**

*Vidal Sharp Scraper*  
*Legra Vidal cortante*  
*Rascador Vidal cortante*

IG151 13      13 cm





## Aiguille à manche pour disséquer, Bout pointu.

*Needle on Handle Straight Point*  
Aguja de mango para disecar  
Aguilha de empunhadura para dissecar

ID076 01 13 cm



## Aiguille Lancéolée pour disséquer

*Needle on Handle Triangular Point*  
Aguja lanceolada para disecar  
Aguilha lanceolada para dissecar

ID086 01 14 cm



## Serre Tube de Mohr

*Mohr Tubing Clamp*  
Cierra-tubo Mohr  
Aperta-tubo Mohr

IS136 18 18 x 18 mm

## Epingle à Instruments

*Mayo Pin*  
Imperdible para tener los instrumentos  
Alfinete para segurar os instrumentos

IE361 12 12 cm  
IE361 18 18 cm



## Pince Coupe-Bague

*Ring Cutting*  
Pinza Cortante-anillo  
Pinça Cortante-anel



IP054 20 18 cm

## Ciseaux Couturière

*Household Scissors*  
Tijeras de Costurera  
Tesoura de Costureira

**Droits - Straight**  
Rectas - Recto

IC046 15 15 cm  
IC046 21 21 cm



## Lame pour Pince Coupe-Bague

*Blade for Ring Cutting*  
Hija para pinza cortante-anillos  
Lamina de pinça para cortar anel

IP054 21 Ø 30 mm

## Ciseaux Lingère

*Lingere Scissors*  
Tijeras de Lencera  
Tesoura de Roupeira

IC047 26 26cm

**Rasoir Infirmier - manche plastique**

Razor - Plastic handle  
Maquinilla de afeitar mango plastico para enfermero  
Navalha de barba empunhadura plastico para enfermeiro

IR04100



**Spatule à Pommade**

Ointment Spatula  
Espatula de Unguento  
Estatula de Pomada


IS126 00 15 cm



**Boite Petite Chirurgie**

Surgery Set  
Caja de pequina cirurgia  
Caixa para pequena cirurgia

IA056 01 Avec Boîte Alu - With Aluminium Box  
En caja aluminio- En caixa de aluminio  
IB01006C Avec Boîte Inox - With Stainless Steel Box  
En caja de acero inoxidable - En caixa de aço inoxidave



**Trousse à Dissection Etui Vinyle**

Dissecting Set  
Estuche para diseccion en estuche vinilo  
Estojo para disseccção en estojo vinilo

IT01600



- 1 x Boîte - Box  
Caja - Caixa
- 1 x Pince à échardes - Splint Forceps  
Pinza para pinchos - Pinça para farpa (IP26410)
- 1 x Ciseaux Mousse droits - Operating Scissors B/B  
Tijeras roma/roma rectas - Tesoura roma/romba recta (IC11414)
- 1 x Ciseaux Iridectomie droits - Iris Scissors  
Tijeras para iridectomia rectas - Tesoura para iridectomia recta (IC09414)
- 1 x Stylet Porte-Coton - Probe with Thread  
Estilete porta-algodones - Estilete porta-algodao (IS09414)
- 1 x Pince Kocher A/G - Kocher Forceps  
Pinza Kocher recta con dientes - Pinza Kocher recta con dientes (IP02014)
- 1 x Pince Péan - Murphy-Pean Forceps  
Pinza Pean - Pinça Pean (IP21414)
- 1 x Pince à Dissection A/G - Dissecting Forceps 1x2 Teeth  
Pinza de diseccion con dientes - Pinça de disseccção com dentes (IP26014)
- 1 x Pince à Dissection S/G - Dissecting Forceps no Teeth  
Pinza de diseccion sin dientes - Pinça de disseccção sem dentes (IP26214)
- 1 x Porte-Aiguille de Mayo-Hegar - Mayo-Hegar Needle Holder  
Porta-agujas Mayo-Hegar - Porta-agulha Mayo-Hegar (IP29414)
- 1 x Manche de bistouris N°3 - Scalpel Handle N°3  
Mango de bisturi n°3 - Empunhada de bisturi n°3 (ID05403)
- 1 x Trousse Vinyl - Vinyl Case  
Estuche Vinilo - Estojo Vinilo
- 1 x Pince à échardes - Splint Forceps  
Pinza para pinchos - Pinça para farpa (IP26410)
- 1 x Pince à dissection - Dissecting Forceps  
Pinza de diseccion sin dientes - Pinça de disseccção sem dentes (IP26214)
- 1 x Sonde cannelée - Director and Tongue Tie  
Sonde ranurada - Sonda canelada (IS02414)
- 1 x Aiguille à manche - Needle on Handle Straight Point (ID07601)  
Aguja de mango para dissecar - Agulha de empunhadura para dissecar
- 1 x Aiguille lancéolée - Needle on Handle Triangular Point  
Aguja lanceolada para dissecar - Agulha lanceolada para dissecar (ID08601)
- 1 x Ciseaux dauphin droit - Operating Scissors B/S  
Tijeras Dauphin rectas puntiaguda-roma  
Tesoura Dauphin recta puntiaguda-romba (IC05414)
- 1 x Ciseaux iridectomie droit - Iris Scissors  
Tijeras para iridectomia rectas - Tesoura para iridectomia recta (IC09411)
- 1 x Manche de bistouri n°4 - n°4 Scalpel Handle  
Mango de bisturi N°4 - Empunhada de bisturi N°4 (ID05404)

## Marteau à Réflexe

*Reflex Hammer*  
*Martillo para reflejos*  
*Martelo para reflexos*


Babinsky 25 cm  
Adulte - Adult - Adulto - Adulto

ID066 0 *Marteau - Hammer - Martillo - Martelo*  
Bleu (B), Métal (G), Noir (N), Rouge (R), Vert (V)  
*Blue(B), Metal(G), Black(N), Red(R) Green(V)*  
Azul(B), metal(G), negro(N), rojo(R), verde(V)  
*blue(B), metal(G), preto(N), vermelha(R), verde(V)*

ID066 12 *Anneau de rechange - Ring - Anillo de repuesto - Anel de reserva*

Vernon 20 cm  
Enfant - Child - Infantil - Infantil

ID066 01 *Marteau - Hammer - Martillo - Martelo*  
ID066 11 *Anneau de rechange - Ring - Anillo de repuesto - Anel de reserva*



## Marteau à Réflexe de Taylor

*Taylor Hammer*  
*Martillo Taylor*  
*Martelo Taylor*

IM304 00 19 cm



## Marteau à Réflexe de Buck

*Buck Hammer*  
*Martillo de Buck*  
*Martelo de Buck*

ID066 20 18,5 cm  
Avec aiguille et Pinceau  
*With Needle and Brush*  
Con aguja y pincel  
*Com agulha e pincel*



**O.R.L.**

*E.N.T.*

**O.R.L.**

*O.R.L.*

Echelle : 1/2





**Aiguille de Politzer coudée**  
*Politzer Paracentesis Bent Needle*  
*Aguja Politzer*  
*Agulha Politzer*

IA045 01 17 cm



**Aiguille de Politzer droite**  
*Politzer Paracentesis Straight Needle*  
*Aguja Politzer recta para paracentesis*  
*Agulha Politzer recta para paracentesis*

IA044 01 17 cm



**Aiguille de Politzer en baïonnette**  
*Politzer Paracentesis Bayonet Needle*  
*Aguja Politzer recta para paracentesis*  
*Agulha Politzer recta para paracentesis*

IA044 02 17 cm



**Anneau de Trautmann**  
*Trautmann Loop*  
*Asa de Trautmann*  
*Argola de Trautmann*

IA04604 12 cm

**Anse de Billeau**  
*Billeau Loop*  
*Asa Billeau*  
*Asa Billeau*

IA046 00 16 cm



**Curette fine pleine petit manche**  
*Ear Curette*  
*Cureta fina llena - pequeno mango*  
*Cureta fina plena - pequeno empunhadura*

IC176 01 Ø 1 mm - 15 cm  
IC176 02 Ø 2 mm - 15 cm  
IC176 03 Ø 3 mm - 15 cm  
IC176 04 Ø 4 mm - 15 cm  
IC176 05 Ø 5 mm - 15 cm  
IC176 06 Ø 6 mm - 15 cm  
IC176 07 Ø 7 mm - 15 cm



**Curette de Vidal**  
*Vidal Curette*  
*Cureta de Vidal*  
*Cureta de Vidal*

IG151 14 14 cm x 2 mm



## Burin de Poirier (tête ronde)

*Poirier Chisel (round head)*  
*Cinzel de Poirier (cabeza redonda)*  
*Cinzel de Poirier (cabeça redonda)*

IB034 02 16 cm x 2 mm



## Gouge de Poirier

*Poirier gouge*  
*Gubia de Poirier*  
*Goiva de Poirier*


IG044 02 16cm x 2mm



## Pince à glissement pour corps étrangers de Hartmann

*Hartmann Ear Polypus Forceps*  
*Pinza con 2 bocas móviles para cuerpos extraños Hartmann*  
*Pinça com 2 bocas móveis para corpos extraños Hartmann*


IP145 08 8 cm  
IP145 14 14 cm  
IP145 16 16 cm



## Pince à glissement Curette pour oreille de Hartmann

*Hartmann Ear Curette Forceps*  
*Pinza 2 bocas móviles Hartmann cureta para oreja*  
*Pinça 2 bocas móveis Hartmann cureta para orelha*

IP451 19 9 cm Curette pleine - Full Curette - Cureta llena - Cureta plena - Fig. 1  
IP451 39 9 cm Curette fenêtrée - Window Curette - Cureta perforada - Cureta perforada - Fig. 2



## Pince à glissement pour oreille de Hartmann à biopsie

*Hartman Ear Punch Biopsy Forceps*  
*Pinza con 2 bocas móviles Hartmann para oreja biopsia*  
*Pinça com 2 bocas móveis Hartmann para orelha biopsia*

IP451 29 9 cm



## Pince à glissement pour oreille de Hartmann A/G

*Hartman Ear Forceps 1x2 Teeth*  
*Pinza con 2 bocas móviles Hartmann para oreja con dientes*  
*Pinça com 2 bocas móveis Hartmann para orelha com dentes*

IP451 14 14 cm



**Seringue à Oreille**

*Ear Syringe*  
*Jeringa de Oreja*  
*Seringa de Orelha*

IS171 10 110 ml



**Serre-Noeuds de Krause**

*Krause Ear Polypus Snare*  
*Cierra-nudo Krause*  
*Aperta-no Krause*

IS184 24 24 cm



**Fil d'acier pour Serre-Noeuds**

*Loops*  
*Alambre de acero para Cierra-nudo*  
*Arame de aço para Aperta-no*

IF251 10 Ø 0,3 mm - La douzaine - *By Dozen* - Juego de 12 - *Jogo de 12*



**Sonde Auriculaire de Hartmann**

*Hartmann Eustachian Catheter*  
*Sonda auriculare Hartmann*  
*Sonda auriculare Hartmann*

IS191 02 2 mm  
IS191 03 3 mm  
IS191 04 4 mm




**Pince ORL de Troeltsch**

*Troeltsch Forceps*  
*Pinza ORL Troeltsch*  
*Pinça ORL Troeltsch*

*A/G - 1x2 Teeth*  
*Con Dientes - Com Dentes*  
IP011 14 14 cm

*S/G - No Teeth*  
*Sin Dientes - Sem Dentes*  
IP013 14 14 cm S/G



**Pince ORL de Lucae**

*Lucae Forceps*  
*Pinza ORL Lucae*  
*Pinça ORL Lucae*

*A/G - 1x2 Teeth*  
*Con Dientes - Com Dentes*  
IP361 16 16 cm


*S/G - No Teeth*  
*Sin Dientes - Sem Dentes*  
IP363 16 16 cm





**Diapason avec Curseur**  
*Tuning Fork With Cursor*  
**Diapason con Cursor**  
*Diapasao com Cursor*

ID261 28 N°128 VD  
ID262 56 N°256 VD



**Diapason sans Curseur**  
*Tuning Fork Without Cursor*  
**Diapason sin Cursor**  
*Diapasao sem Cursor*

ID265 12 N°512 VD  
ID260 24 N°1024 VD  
ID260 48 N°2048 VD

**Spéculum ORL de Hartmann**

*Hartmann Speculum*  
**Especulo Hartmann ORL**  
*Especulo Hartmann ORL*



IS066 01 Jeu de 4 - Set of 4 - Juego de 4 - jogo de 4

Ø 3 mm  
Ø 4 mm  
Ø 5 mm  
Ø 6 mm



**Spéculum de Siegle**

*Siegle Speculum*  
**Especulum Siegle**  
*Especulo Siegle*

IS204 00

**Ciseaux Nasal de Heyman**

*Heyman Nasal Scissors*  
*Tijeras Nasal Heymann*  
*Tesoura Nasal Heymann*


IC254 18 18 cm



**Couteau pour Rhinoplastie de Ballenger**

*Ballenger Septum Knife*  
*Cuchillo para Rhinoplastia Ballenger*  
*Faca para Rinoplastia Ballenger*

IC354 03 20 cm x 3 mm Fig. 1  
 IC354 04 20 cm x 4 mm Fig. 2  
 IC354 05 20 cm x 5 mm Fig. 3



**Couteau à Végétations de Beckmann**

*Beckmann knife for Adenoid growths*  
*Cuchillo para Vegetaciones de Beckmann*  
*Faca para Vegetações de Beckmann*


IC355 10 10 mm  
 IC355 12 12 mm  
 IC355 14 14 mm  
 IC355 16 16 mm



**Couteau de St-Clair Thomson avec panier**

*St-Clair Thomson knife with basket*  
*Cuchillo de St-Clair Thomson con cesta*  
*Faca de St-Clair Thomson com cesto*

IC356 10 10 mm  
 IC356 12 12 mm  
 IC356 14 14 mm  
 IC356 16 16 mm





## Ecarteur de Senn-Müller

*Senn-Müller Retractor*  
*Separador Senn-Müller*  
*Apartador Senn-Müller*

IE288 16 16 cm



## Crochet de Gillies

*Gillies Hook*  
*Gancho Gillies*  
*Gancho Gillies*

IC391 18 18 cm



## Ecarteur Dautrey

*Retractor Dautrey*  
*Saparador Dautrey*  
*Apartador Dautrey*

IE984 30 Grand Modèle - Large Size  
Grande Tamaño - Grande Modelo

IE984 31 Petit Modèle - Small Size  
Tamaño Pequeño - Pequeño Modelo



## Seringue Bayard

*Bayard Syringe*  
*Jeringa de Bayard*  
*Seringa de Bayard*

IS17113 3 ml





**Râpe Nasale de Wiener**

*Wiener Nasal Rap*  
*Escofina Nasal Wiener*  
*Raspador Nasal Wiener*


IR024 22 22 cm



**Spéculum Nasal de Thudichum**

*Thudichum Nasal Speculum*  
*Especulum Thudichum Nasal*  
*Especulo Thudichum Nasal*

IS221 02



**Spéculum à Fil de Palmer**

*Palmer Speculum*  
*Especulo de alambre Palmer*  
*Especulo de arame Palmer*

IS201 00



**Spéculum Nasal de Killian**

*Killian Nasal Speculum*  
*Especulum Nasal Killian*  
*Especulo Nasal Killian*

IS231 30 30 mm  
IS232 50 50 mm  
IS233 75 75 mm



**Spéculum Nasal de Duplay**

*Duplay Nasal Speculum*  
*Especulo Nasal Duplay*  
*Especulo Nasal Duplay*


IS214 00 *Adulte - Adult*  
*Adulto - Adulto*  
IS215 00 *Enfant - Child*  
*Ninos - Infantil*



**Spéculum Nasal de Vacher**

*Vacher Nasal Speculum*  
*Especulum Nasal Vacher*  
*Especulo Nasal Vacher*

IS231 00 *Adulte - Adult*  
*Adulto - Adulto*  
IS232 00 *Enfant - Child*  
*Ninos - Infantil*



**Pince à Sinus**  
*Sinus Forceps*  
*Pinza para Seno*  
*Pinça para Cavidade Sinuosa*

IP198 13 13cm



**Pince Nasale de Hartmann**  
*Hartmann Nasal Forceps*  
*Pinza Nasal Hartmann*  
*Pinça Nasal Hartmann*

IP285 21 21 cm



**Pince Nasale de Tilley**  
*Tilley Nasal Forceps*  
*Pinza Nasal Tilley*  
*Pinça Nasal Tilley*

IP245 16 16 cm

**Pince Nasale de Luc**

*Luc Nasal Forceps*  
*Pinza Nasale de Luc*  
*Pinça Nasale de Luc*

**Pleine - Solid**  
*Ilena - Plena*

IP196 18 19 cm  
*Petit Modèle - Small Size*  
*Pequeno Tamano - Pequeno Modelo*

IP196 19 19 cm  
*Moyen Modèle - Medium Size*  
*Medio Tamano - Medio Modelo*

IP196 20 19 cm  
*Grand Modèle - Large Size*  
*Grande Tamano - Grande Modelo*

**Fenêtrée - Perforeted**  
*Agujereada - Perfurada*

IP197 18 19 cm  
*Petit Modèle - Small Size*  
*Pequeno Tamano - Pequeno Modelo*

IP197 19 19 cm  
*Moyen Modèle - Medium Size*  
*Medio Tamano - Medio Modelo*


IP197 20 19 cm  
*Grand Modèle - Large Size*  
*Grande Tamano - Grande Modelo*



**Elévateur de Freer**  
*Freer Septum Elevator*  
*Elevador Freer*  
*Elevador Freer*

IE321 19 19 cm





**Pince coupante de Kazanjian**  
*Kazanjian Cutting Forceps*  
*Pinza cortanta Kasanjian*  
*Pinça cortante Kasanjian*

IP456 20 19 cm



**Pince de Asch**  
*Asch Forceps*  
*Pinza Ash*  
*Pinça Ash*

IP461 23 23 cm

**Pince Nasale de Walsham**  
*Walsham Nasal Forceps*  
*Pinza Nasal Walsham*  
*Pinça Nasal Walsham*

IP471 23 23 cm



**Pince Gouge de Lempert**  
*Lempert Bone Rongeur*  
*Pinza-Gubia Lempert*  
*Pinça-Gubia Lempert*

IP480 19 19 cm - Mors 3 mm



## Rugine de Farabeuf

*Farabeuf Bone Raspatory*  
*Periostomo de Farabeuf*  
*Raspadeira de Farabeuf*

### Droite - Straight Recta - Recto

IR074 06 15 cm x 6 mm  
IR074 08 15 cm x 8 mm  
IR074 10 15 cm x 10 mm  
IR074 12 15 cm x 12 mm



### Courbe - Curved Curva - Curvo

IR075 06 15 cm x 6mm  
IR075 08 15 cm x 8mm  
IR075 10 15 cm x 10mm  
IR075 12 15 cm x 12mm



## Rugine de Sebileau


*Sebileau Raspatory*  
*Periostomo Sebileau*  
*Periostomo Sebileau*

IR091 03 15 cm x 3 mm

## Pince Nasale de Bruening

*Bruening Nasal Forceps*  
*Pinza Nasal Bruening*  
*Pinça Nasal Bruening*

IP491 19 19 cm








**Pince de Weil-Blakesley**

*Weil-Blakesley Forceps*  
*Pinza Weil-Blakesley*  
*Pinça Weil-Blakesley*

IP606 00 19,5 cm



**Pince Emporte-Pièces de Kerrison**

*Kerrison Punch Forceps*  
*Pinza Kerrison*  
*Pinça Kerrison*


IP468 41 20 cm x 4 mm  
Coupe à 45° en haut - Cutting top 45°  
Corte a 45° arriba - Corte a 45° em cima

IP468 40 20 cm x 4 mm  
Coupe à 90° en haut - Cutting top 90°  
Corte a 90° arriba - Corte a 90° em cima

**Pince Emporte-Pièces de Citelli**

*Citelli Punch Forceps*  
*Pinza Cortante Citelli*  
*Pinça Sacar-bocados Citelli*

IP474 00 16,5 cm - 3 mm



**Pince Emporte-Pièces de Jansen-Middleton**

*Jansen-Middleton Punch Forceps*  
*Pinza Cortante Jansen-Middleton*  
*Pinça Sacar-bocados Jansen-Middleton*

IP474 02 19 cm







**Abaisse-Langue Inox**  
*Metal Tongue depressor Stainless Steel*  
**Abaja-Lengua Inox**  
*Abaixa-Lingua Inox*

**Coudé 135° - Curved 135°**  
*Acodado 135° - Angular 135°*

IA024 02    16 cm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto

IA024 00    15 cm  
Enfant - Child  
Nino - Infantil



**Abaisse-Langue à Manche de Tobold**  
*Tobold metal Tongue Depressor with Handle*  
**Abaja-Lengua de mango Tobold**  
*Abaixa-Lingua de empunhadura Tobold*

IA024 04    14,5 cm



**Abaisse-Langue de Bruenning**  
*Bruenning Tongue Depressor*  
**Abaja-Lengua de Bruenning**  
*Abaixa-Lingua de Bruenning*

IA024 19    19 cm

**Abaisse-Langue Plat de Buchwald**  
*Buchwald Flat Tongue Depressor*  
**Abaja-lengua llano Buchwald**  
*Abaixa-lingua plano Buchwald*

IA024 03    18 cm



**Ouvre-Bouche de Doyen**  
*Doyen Mouth-Gag*  
**Abre-Boca Doyen**  
*Abre-Boca Doyen*

ID036 02    13,5 cm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto

ID036 00    12 cm  
Enfant - Child  
Nino - Infantil



**Ouvre-Bouche de Jennings**  
*Jennings Mouth-Gag*  
**Abre-boca Jennings**  
*Abre-boca Jennings*

IO084 09    9 cm  
IO084 11    11 cm  
IO084 13    13 cm  
IO084 15    15 cm



**Ouvre-Bouche de Fergusson-Ackland**

*Fergusson-Ackland Mouth-Gag*  
*Abre-boca Fergusson-Ackland*  
*Abre-boca Fergusson-Ackland*


IO071 00 20 cm



**Ouvre-Bouche de Boyle-Davis**

*Boyle-Davis Mouth-Gag*  
*Abre-boca Boyle-Davis*  
*Abre-boca Boyle-Davis*

IO062 00



**Ouvre-bouche de Kilner-Doughty**


*Kilner-Doughty Mouth-gag*  
*Abre-boca de Kilner-Doughty*  
*Abre-boca de Kilner-Doughty*

IO026 10

**Ouvre-bouche de Whitehead (sans abaisse-langue)**

*Whitehead Mouth-gag (without tongue depressor)*  
*Abre-boca de Whitehead (sin abaja-lengua)*  
*Abre-boca de Whitehead (sem abaixa-lingua)*

IO085 11 11 cm  
IO085 13 13 cm



## Miroir Laryngien

Laryngal Mirror  
Espejo Laringeo  
Espelho Laringeo


IM031 01	N° 1 - 14 cm / Ø12 mm
IM031 02	N° 2 - 14 cm / Ø14 mm
IM031 03	N° 3 - 14 cm / Ø16 mm
IM031 04	N° 4 - 14 cm / Ø18 mm
IM031 05	N° 5 - 14 cm / Ø20 mm
IM031 06	N° 6 - 14 cm / Ø22 mm
IM031 07	N° 7 - 14 cm / Ø24 mm
IM031 08	N° 8 - 14 cm / Ø26 mm
IM031 09	N° 9 - 14 cm / Ø28 mm
IM031 10	N°10 - 14 cm / Ø30 mm



## Pince Tire-Langue de Young

Young Tongue Forceps  
Pinza Tira-lengua Young  
Pinça Tira-lingua Young


IP492 00 17 cm



## Pince Tire-Langue de Laborde

Laborde Tongue Forceps  
Pinza Tira-lengua Laborde  
Pinça Tira-lingua Laborde

IT023 12 12 cm





**Bistouri à Amygdales d'Abraham**

*Abraham Tonsil Scalpel*  
*Bisturi para Amigdalas Abraham*  
*Bisturi para Amigdalas Abraham*

IB604 21 21 cm



**Bistouris à Amygdales de Killian**

*Killian Tonsil Scalpel*  
*Bisturi para Amigdalas Killian*  
*Bisturi para Amigdalas Killian*

IB604 19 19 cm

**Crochet mousse de Colver**

*Colver Blunt Hook*  
*Gancho Colver romo*  
*Gancho Colver rombo*

IC450 01 14 cm



**Crochet de Boose**

*Boose Hook*  
*Gancho Boose*  
*Gancho Boose*

IC193 00 15 cm  
à Droite - *At Right*  
a la derecha - *a direita*  
IC193 01 15 cm  
à Gauche - *At Left*  
a la izquierda - *a*  
*esquerda*



**Ecarteur Dissecteur de Hurd**

*Hurd Dissector*  
*Separador Disecador Hurd*  
*Apartador Disecador Hurd*

IE321 00 22 cm


**Ecarteur Trachéal Mousse**

*Tracheal blunt Retractor*  
*Separador Tracheal romo*  
*Apartador Tracheal rombo*

IE331 16 16 cm  
1 Dent - *1 Tooth*  
1 Diente - *1 Dente*

IE332 16 16 cm  
2 Dents - *2 Teeth*  
2 Dientes - *2 Dentes*


IE333 16 16 cm  
3 Dents - *3 Teeth*  
3 Dientes - *3 Dentes*



## Ecarteur de Laborde

*Laborde Retractor*  
*Separador Laborde*  
*Apartador Laborde*


IE242 30 15 cm  
3 Branches - 3 Branchs  
3 Ramas - 3 Ramos



## Ecarteur de Trousseau

*Trousseau Retractor*  
*Separador Trousseau*  
*Apartador Trousseau*


IE291 00 15 cm  
2 Branches - 2 Branchs  
2 Ramas - 2 Ramos



## Cisaille de Moure crantée pour Thyroïdectomie

*Moure Thyroidectomy Forceps*  
*Cizallas Moure con muescas para tiroidectomia*  
*Cisalha Moure com entalhes para tiroidectomia*

IC284 20 20 cm



## Ciseaux de Good pour Amygdales

*Good Tonsil Scissors*  
*Tijeras de Good para Amigdalas*  
*Tesoura de Good para Amigdalas*

IC025 19 19 cm

## Ciseaux Dean à Amygdales

*Dean Tonsil Scissors*  
*Tijeras Dean para Amigdalas*  
*Tesoura Dean para Amigdalas*

IC025 17 17 cm  
Contre-coudés - Double Bent  
Contra-acodadas - Contra-angular




**Canule Trachéale argentée de Jackson 3 Pièces**

*Jackson Silver Tracheal Tube*

*Canula Traqueal Jackson 3 piezas*

*Canula Traqueal Jackson 3 peças*

IC423 02 N°2  
IC423 03 N°3  
IC423 04 N°4  
IC423 05 N°5  
IC423 06 N°6  
IC423 07 N°7  
IC423 08 N°8  
IC423 09 N°9



**Canule Trachéale métal de Luer**

*Luer Stainless Steel Tracheal Tube*

*Canula Traqueal Luer*

*Canula Traqueal Luer*

IC432 02 N°2  
IC432 03 N°3  
IC432 04 N°4  
IC432 05 N°5  
IC432 06 N°6  
IC432 07 N°7




**Mandrin pour Sonde Trachéale**

*Mandrel for Tracheal Tube*

*Taladro de Sonda Traqueal*

*Punção de Sonda Traqueal*

IM320 00



**Serre-Noeud de Bruening**

*Bruening Tonsil Snare*

*Cierra-nudo Bruening*

*Cierra-nudo Bruening*

IS184 28 28 cm



**Pince à Amygdales de Ballenger**

*Ballenger Tonsil Forceps*  
*Pinza para Amígdalas Ballenger*  
*Pinça para Amígdalas Ballenger*

IP44221 21 cm

**Pince à Amygdales de White**

*White Tonsil Forceps*  
*Pinza para Amígdalas White*  
*Pinça para Amígdalas White*


IP442 23 23 cm



**Pince de Colver à Amygdales**

*Colver Tonsil Forceps*  
*Pinza Colver para Amígdalas*  
*Pinça Colver para Amígdalas*

IP464 19 19 cm



**Pince de Tyding**

*Tyding Forceps*  
*Pinza de Tyding*  
*Pinça de Tyding*

IP201 30 20 cm



**Pince Emporte-pièce de Hartmann**


*Hartmann Rongeur Forceps*  
*Pinza Sacabocados de Hartmann*  
*Pinça Sacabocados de Hartmann*

IP474 03 Ø 7 mm

**Pince de Magill**

*Magill Forceps*  
*Pinza Magill*  
*Pinça Magill*

- P185 24    24 cm - Fig. 1  
Adulte - *Adult*  
Adulto - *Adulto*
- P185 20    20 cm - Fig. 2  
Enfant - *Child*  
Infantil - *Infantil*
- P185 15    15 cm - Fig. 3  
Nourrisson - *Baby*  
Nino de pecha - *Bèbè*



**Pince à Goître de Lahey**

*Lahey Goitre Seizing Forceps*  
*Pinza de Bocio Lahey*  
*Pinça de Bocio Lahey*

P154 15    15 cm



**Ciseaux à Goître de Schoemaker**

*Schoemaker Goitre Seizing Scissors*  
*Tijeras de Bocio Schoemaker*  
*Tesoura para Bocio Schoemaker*


C625 15    15 cm  
Courbes - *Curved*  
Curvas - *Curva*



**Pince à Biopsie de Jurasz pour Larynx**

*Jurasz Biopsy Forceps*  
*Pinza de Biopsia Jurasz para Larinx*  
*Pinça de Biopsia Jurasz para Larinx*


- P441 00    26 cm - Fig. 1  
à Droite - *At Right*  
A la Derecha - *A Direita*
- P441 10    26 cm - Fig. 2  
à Gauche - *At Left*  
A la Izquierda - *A Esquerda*
- P441 20    26 cm - Fig. 3  
en Bas - *Down*  
Abajo - *Em Baixo*
- P441 30    26 cm - Fig. 4  
en Haut - *Up*  
Arriba - *Em Cima*



## Amygdalotome de Sludder-Ballenger

*Sludder-Ballenger Tonsillotome*  
*Amigdalotomo Sludder-Ballanger*  
*Amigdalotomo Sludder-Ballanger*


A091 00 25 cm  
Avec 3 lames - *With 3 blades*  
con 3 espátulas - *com 3 espátulas*



## Spatule à Goître de Kocher

*Kocher Goitre Spatula*  
*Espatula de Bocio Kocher*  
*Espatula de Bocio Kocher*



S274 15 15 cm



## Pince de Negus

*Negus Forceps*  
*Pinza Negus*  
*Pinça Negus*


P469 19 19 cm  
*Courbe - Curved*  
*Curva - Curva*  
P468 19 19 cm  
*Très Courbe - Very Curved*  
*Muy Curva - Muito Curva*



## Compresseur pour Amygdales de Corwin

*Corwin Tonsil Forceps*  
*Compressor para Amígdalas de Corwin*  
*Compressor para Amígdalas de Corwin*

C99300





**Dermatomes**

*Skin Grafts*

**Dermatomos**

*Dermatomos*

**Dermatome de Braithwaite modifié Humby**

*Braithwaite Skin Graft modified Humby*  
Dermatomo Braithwaite modificacion Humby  
*Dermatomo Braithwaite modificação Humby*


ID301 00 30 cm  
Avec 1 jeu de 10 lames - *With 1 Set of 10 Blades*  
Juego 10 Hijas - *Jogo 10 Laminas*



**Lames Stériles pour Dermatome**

*Sterile Blades for Skin Graft*  
Hijas Esterilas para Dermatomo  
*Laminas Esterilas para Dermatomo*


ID301 10 Jeu de 10 lames - *Set of 10 Blades*  
10 Hijas - *10 Laminas*



**Plaque pour Dermatome**

*Gabarro Graft Measurer*  
Placa galibo para Dermatomo  
*Placa galibo para Dermatomo*

ID301 20 50 / 65 / 90 / 115 mm



**Dermatome électrique**

*Electrical dermatome*  
Dermatome electrica  
*Dermatome eléctrica*

XDERMATOELEC Épaisseur de coupe réglable de 0,05 à 0,55 mm  
Largeur de coupe 50 mm. Vitesse 8000 tours/min.  
*Cutting thickness adjustable from 0.05 to 0.55 mm*  
*Cutting width 50 mm. Speed 8000 rpm.*

Grosor de corte ajustable de 0.05 a 0.55 mm  
Ancho de corte 50 mm. Velocidad 8000 rpm

*Espessura de corte ajustável de 0,05 a 0,55 mm*  
*Largura de corte 50 mm. Velocidade 8000 rpm.*



**Coupes - Ongles**

*Nail Cutters*

**Cortar Unas**

*Cortar Unhas*

Echelle : 1/2

**Ciseaux à Ongles**

*Nails Scissors*  
**Tijeras para Unas**  
*Tesoura de Unhas*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Recta*

IC184 10 10 cm

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curva*


IC185 10 10 cm



**Pince à Ongles**

*Nail Cutter*  
**Pinza para Cortar Unas**  
*Pinça para Cortar Unhas*

IP054 12 12 cm  
IP054 15 15 cm



**Pince Coupe-Ongles Sécateur**

*Nail Cutter*  
**Pinza para Cortar unhas en forma de Podadera**  
*Pinça para Cortar unhas en forma de Tesoura de podar*

IP054 23 13 cm



**Pince à Envies**

*Agnail Forceps*  
**Pinza para Padrastro**  
*Pinça para Espiga*

IP054 11 11,5 cm



**Pince à Ongles Incarnés**

*Ungrouning Nail Nipper*  
**Pinza para Uncas Encarnadas**  
*Pinça para Unhas Encarnadas*

IP054 13 13 cm



**Suture**

*Suture*

**Sutura**

*Sutura*

Echelle : 1/2





**Agrafes de Michel Perfect (boîte de 100)**

*Michel Clips (box of 100)*  
**Grapas Michel Perfect**  
*Agrafos Michel Perfect*

IA036 07	7,5 mm
IA036 12	12 mm
IA036 14	14 mm
IA036 16	16 mm
IA036 18	18 mm
IA036 20	20 mm



**Magasin à Agrafes de Michel**


*Michel Hook Clips Rack*  
**Porta-grapas de Michel para Grapas**  
*Porta-agrafos de Michel para Agrafos*

IM301 07	7,5 mm
IM301 12	12 mm
IM301 14	14 mm
IM301 16	16 mm
IM301 18	18 mm
IM301 20	20 mm

**Pince de Michel à poser**

*Michel Applying Forceps*  
**Pinza Michel para poner**  
*Pinça Michel para pousar*

IP196 15 15 cm



**Pince de Michel à ôter**

*Michel Removing Forceps*  
**Pinza Michel para quitar**  
*Pinça Michel para tirar*


IP196 14 14 cm



**Pince de Michel double usage**

*Michel double use Forceps*  
**Pinza doble uso de Michel**  
*Pinça dobrado uso de Michel*

IP196 16 13 cm



**Pince à Affronter de Pauchet**


*Pauchet Suture Clips Applying*  
**Pinza para tener Pauchet para grapas**  
*Pinça para enfrentar Pauchet para agrafos*

IP281 07	15 cm x 7,5 mm
IP281 12	15 cm x 12 mm
IP281 14	15 cm x 14 mm
IP281 16	15 cm x 16 mm
IP281 18	15 cm x 18 mm
IP281 20	15 cm x 20 mm

## Aiguille Reverdin

Reverdin Needle  
Aguja Reverdin  
Aguilha Reverdin


- IA064 20 20 cm - Fig. 1  
Droite - Straight  
Recta - Recta
- IA066 20 20 cm - Fig. 2  
1/2 Courbe - 1/2 Curved  
1/2 Curva - 1/2 Curva
- IA065 20 20 cm - Fig. 3  
Courbe - Curved  
Curva - Curva
- IA067 20 20 cm - Fig. 4  
Très Courbe - Very Curved  
Muy Curva - Muito Curva
- IA06820 23 cm -  
Très Forte - Very big  
Muy Grande - Muito Grande



## Aiguille Intestinale

Intestinal Suture Needle  
Aguja Intestinal  
Aguilha Intestinal

- IA074 15 15 cm - Fig. 1  
Droite - Straight  
Recta - Recta
- IA076 15 15 cm - Fig. 2  
1/2 Courbe - 1/2 Curved  
1/2 Curva - 1/2 Curva
- IA075 15 15 cm - Fig. 3  
Courbe - Curved  
Curva - Curva



## Passe-Fil de Deschamps


Deschamps Ligature Carrier  
Aguja para ligaduras Deschamps  
Aguilha para ligaduras Deschamps

- IA054 01 21 cm - Fig. 1  
Mousse à Droite - Right - Blunt  
Roma a la Derecha - Romba a Direita
- IA054 02 21 cm - Fig. 2  
Mousse à Gauche - Left - Blunt  
Roma a la Izquierda - Romba a Esquerda

## Aiguille de Deschamps

Deschamps Needle  
Aguja Deschamps  
Aguilha Deschamps

- IA054 03 21 cm - Fig. 3  
Pointue à Droite - Right - Sharp  
Aguda a la Derecha - Aguda a Direito
- IA054 04 21 cm - Fig. 4  
Pointue à Gauche - Left - Sharp  
Aguda a la Izquierda - Aguda a Esquerda





**Alêne de Redon**

*Redon Introducing Needle*  
*Lezna Redon*  
*Sovela Redon*

**Droite - Straight**


*Recta - Recta*

	Ø (mm) / V (ml)
IA084 09	15 cm - Ø 9 mm
IA084 10	15 cm - Ø 10 mm
IA084 12	15 cm - Ø 12 mm
IA084 15	15 cm - Ø 15 mm

**Courbe - Curved**

*Curva - Curva*

IA085 09	15 cm - Ø 9 mm
IA085 10	15 cm - Ø 10 mm
IA085 12	15 cm - Ø 12 mm
IA085 15	15 cm - Ø 15 mm



**Porte-Aiguille de Young + 3 Aiguilles**

*Young Needle Holder + 3 Needles*  
*Porta-Agujas Young + 3 agujas*  
*Porta-Agulha Young + 3 agulhas*

IP500 03    23 cm



**Aiguille de Cooper**

*Cooper Needle*  
*Aguja de Cooper*  
*Agulha de Cooper*

IA121 20    17 cm

**Porte - Aiguilles**

*Needles - Holders*

**Portas - Agujas**

*Portas - Agulha*

Echelle : 1/2



**Porte-Aiguille Stevens**  
*Stevens Needle Holder*  
 Porta-Agujas Stevens  
 Porta-Agulha Stevens

IP332 13 13 cm



**Porte-Aiguille Barraquer Mousse**  
*Barraquer Needle Holder*  
 Porta-Agujas Barraquer romas  
 Porta-Agulha Barraquer romba

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curvos*  
 IP541 13 13 cm


**Porte-Aiguille Castroviejo Mousse**  
*Castroviejo Needle Holder*  
 Porta-Agujas Castroviejo roma  
 Porta-Agulha Castroviejo romba

**Droit - Straight**  
*Recta - Recta*  
 IP542 14 14 cm  
**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*  
 IP543 14 14 cm



**Porte-Aiguille Halsey**  
*Halsey Needle Holder*  
 Porta-Agujas Halsey  
 Porta-agulha Halsey

IP21340 13 cm



**Porte-Aiguille Doyen**  
*Doyen Needle Holder*  
 Porta-Agujas Doyen  
 Porta-Agulha Doyen

IP304 13 13 cm  
 IP304 14 14 cm  
 IP30415 15 cm



**Porte-Aiguille Crile-Wood**  
*Crile-Wood Needle Holder*  
 Porta-Agujas Crile-Wood  
 Porta-Agulha Crile-Wood

IP384 15 15 cm



## Porte-Aiguille Mayo-Hégar

*Mayo-Hégar Needle Holder*  
Porta-Agujas Mayo-Hegar  
Porta-Agulha Mayo-Hegar

IP294 14	14 cm
IP294 16	16 cm
IP294 18	18 cm
IP294 20	20 cm
IP294 22	22 cm
IP294 24	24 cm
IP294 30	30 cm



## Porte-Aiguille Finochietto

*Finochietto Needle Holder*  
Porta-Agujas Finochietto  
Porta-Agulha Finochietto


**Droit - Straight**  
Recta - Recta

IP394 13 13 cm

**Courbe - Curved**  
Curva - Curvo

IP395 13 13 cm

IP395 18 18 cm



## Porte-Aiguille Gillies

*Gillies Needle Holder*  
Porta-Agujas Gillies  
Porta-Agulha Gillies

IP213 56 16 cm


## Porte-Aiguille Olsen-Hégar

*Olsen-Hégar Needle Holder*  
Porta-Agujas Olsen-Hegar  
Porta-Agulha Olsen-Hegar

IP324 14 14 cm

IP324 18 18 cm





**Porte-Aiguille Mathieu**


*Mathieu Needle Holder*  
**Porta-Agujas Mathieu**  
*Porta-Agulha Mathieu*

IP314 14	14 cm
IP314 17	17 cm
IP314 20	20 cm

**Porte-Aiguille Masson**

*Masson Needle Holder*  
**Porta-Agujas Masson**  
*Porta-Agujas Masson*


IP284 27 27 cm



**Porte-Aiguille Stratte**


*Stratte Needle Holder*  
**Porta-agujas Stratte**  
*Porta-agulha Stratte*

IP364 23 23 cm



**Ecarteurs**  
*Retractors*  
**Separadors**  
*Apartadors*

Echelle : 1/2 - 1/3





**Ecarteur de Roux**  
*Roux Retractor*  
*Seperador Roux*  
*Apartador Roux*

IE273 00    Jeu de 3 / Set of 3  
                  Juego de 3 / Jogo de 3

**Ecarteur de Hartmann**  
*Hartmann Retractor*  
*Seperador Hartmann*  
*Apartador Hartmann*

IE036 16    16 cm  
                  Fil Inox - La Paire  
                  Stainless Steel Wire - Pair  
                  Alambre Inox - El Par  
                  Fil Inox - O Par




**Ecarteur de Farabeuf**  
*Farabeuf Retractor*  
*Seperador Farabeuf*  
*Apartador Farabeuf*

IE026 12    12 cm  
IE026 15    15 cm

**Lame Malléable**  
*Malleable Blade Retractor*  
*Valva Maleable*  
*Valvula Maleable*

IL103 32    33 cm - 25 mm x 25 mm  
IL103 33    33 cm - 35 mm x 25 mm  
IL103 35    33 cm - 50 mm x 25 mm



**Ecarteur US Army**  
*US Army Retractor*  
*Seperador US Army*  
*Apartador US Army*

IE341 00    21 cm  
                  La paire / Pair  
                  El par / O par



**Lame de Chevret**  
*Chevret Blade Retractor*  
*Hoja de Chevret*  
*Lamina de Chevret*

IL120 00    30 cm

## Ecarteur de Senn-Müller

*Senn-Müller Retractor*  
*Separador Senn-Müller*  
*Apartador Senn-Müller*

IE288 16 16 cm



## Ecarteur de Senn

*Senn Retractor*  
*Separador Senn*  
*Apartador Senn*

IE284 16 16 cm



## Ecarteur de Cushing

*Cushing Retractor*  
*Separador Cushing*  
*Apartador Cushing*

IE088 20 20 cm



## Ecarteur de Czerny

*Czerny Retractor*  
*Separador Czerny*  
*Apartador Czerny*

IE984 18 18 cm

## Ecarteur de Love

*Love Retractor*  
*Separador Love*  
*Apartador Love*

IE054 00 19 cm  
Droit - Straight  
Recto - Recto

IE054 01 19 cm  
Coudé à 45° - 45° Angulated  
Acodado 45° - Angulado 45°

IE054 02 19 cm  
Coudé à 90° - 90° Angulated  
Acodado 90° - Angulado 90°








**Ecarteur de Green**  
*Green Retractor*  
*Separador Green*  
*Apartador Green*

IE131 23 23 cm


**Ecarteur Volkmann**  
*Volkmann Retractor*  
*Seperador Volkmann*  
*Apartador Volkmann*

- IE301 21 21 cm  
Mousse 1 dent - *Blunt 1 prong*  
Romo 1 diente - *Rombo 1 diente*
- IE302 21 21 cm  
Mousse 2 dents - *Blunt 2 prongs*  
Romo 2 dientes - *Rombo 2 dente*
- IE303 21 21 cm  
Mousse 3 dents - *Blunt 3 prongs*  
Romo 3 dientes - *Rombo 3 dente*
- IE304 21 21 cm  
Mousse 4 dents - *Blunt 4 prongs*  
Romo 4 dientes - *Rombo 4 dente*
- IE305 21 21 cm  
Mousse 5 dents - *Blunt 5 prongs*  
Romo 5 dientes - *Rombo 5 dente*
- IE306 21 21 cm  
Mousse 6 dents - *Blunt 6 prongs*  
Romo 6 dientes - *Rombo 6 dente*



**Ecarteur Langenbeck**  
*Langenbeck Retractor*  
*Separador Langenbeck*  
*Apartador Langenbeck*


- IE253 11 22 cm - 30 x 11 mm
- IE253 16 22 cm - 30 x 15 mm
- IE254 11 22 cm - 40 x 11 mm



**Ecarteur Trachéal**  
*Tracheal Retractor*  
*Separador Tracheal*  
*Apartador Tracheal*


- IE331 16 16 cm  
Mousse 1 dent - *Blunt 1 prong*  
Romo 1 diente - *Rombo 1 dente*
- IE332 16 16 cm  
mousse 2 dent - *Blunt 2 prongs*  
Romo 2 dientes - *Rombo 2 dente*
- IE333 16 16 cm  
Mousse 3 dent - *Blunt 3 prongs*  
Romo 3 dientes - *Rombo 3 dente*





**Ecarteur Sauerbrück**  
*Sauerbrück Retractor*  
*Seperador Sauerbrück*  
*Apartador Sauerbrück*

IE136 25    25 cm - 60 mm x 25 mm



**Ecarteur Richardson**  
*Richardson Retractor*  
*Seperador Richardson*  
*Apartador Richardson*

IE128 20    25 cm - 28 mm x 20 mm - Fig. 1  
IE136 28    25 cm - 36 mm x 28 mm - Fig. 2  
IE144 38    25 cm - 44 mm x 38 mm - Fig. 3




**Ecarteur Deaver**  
*Deaver Retractor*  
*Seperador Deaver*  
*Apartador Deaver*

IE154 25    30 cm - 25 mm  
IE154 38    30 cm - 38 mm  
IE154 50    30 cm - 50 mm  
IE154 75    30 cm - 75 mm



**Ecarteur d'Ollier**  
*Ollier Retractor*  
*Seperador Ollier*  
*Apartador Ollier*

IE255 35    23 cm x 35 mm



**Ecarteur Meyerding**  
*Meyerding Retractor*  
*Seperador Meyerding*  
*Apartador Meyerding*

IE981 10    Fig. 1    19 cm  
IE981 20    Fig. 2    19 cm  
IE981 30    Fig. 3    19 cm  
IE981 40    Fig. 4    19 cm  
IE981 50    Fig. 5    19 cm  
IE981 60    Fig. 6    19 cm



**Ecarteur Morris**  
*Morris Retractor*  
*Separador Morris*  
*Apartador Morris*

IE121 25 25 cm



**Ecarteur Harrington**  
*Harrington Retractor*  
*Separador Harrington*  
*Apartador Harrington*

IE046 35 35 cm



**Ecarteur Israël**  
*Israël Retractor*  
*Separador Israel*  
*Apartador Israel*

IE101 00 25 cm



**Ecarteur Hibbs**  
*Hibbs Retractor*  
*Separador Hibbs*  
*Apartador Hibbs*

IE991 22 22 cm

## Ecarteur Alm

*Alm Retractor*  
*Separador Alm*  
*Apartador Alm*

IE11 10 10 cm



## Ecarteur Jansen

*Jansen Retractor*  
*Separador Jansen*  
*Apartador Jansen*

IE211 10 10 cm



## Ecarteur Heiss

*Heiss Retractor*  
*Separador Heiss*  
*Apartador Heiss*

IE201 10 10 cm



## Ecarteur Gelpi

*Gelpi Retractor*  
*Separador Gelpi*  
*Apartador Gelpi*

IE184 18 18 cm



## Ecarteur Beckmann

*Beckmann Retractor*  
*Separador Beckmann*  
*Apartador Beckmann*

IE134 13 13 cm  
IE134 16 16 cm  
IE134 21 21 cm  
IE134 30 30 cm



## Ecarteur Weitlaner

*Weitlaner Retractor*  
*Separador Weitlaner*  
*Apartador Weitlaner*

IE311 10 10,5 cm  
IE311 13 13 cm  
IE311 17 17 cm  
IE311 20 20 cm







**Ecarteur Gosset**  
*Gosset Retractor*  
*Separador Gosset*  
*Apartador Gosset*


IE198 00 14 cm  
Entant - Child  
Infantil - Infantil

IE199 00 17 cm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto



**Valve Abdominale Doyen**  
*Doyen Abdominal Retractor*  
*Valva Abdominal Doyen*  
*Valvula Abdominal Doyen*


IV034 85 25 cm - 40 mm x 85 mm



**Semelle Reverdin**

*Valvula Abdominal Doyen*  
*Espatula Abdominale Reverdin*  
*Espatula Abdominale Reverdin*


IS161 00 28 cm



**Ecarteur Gosset 3 valves**  
*Gosset Retractor with 3 blades*  
*Separador Gosset 3 valvas*  
*Apartador Gosset 3 valvulas*

IE198 10 14 cm  
Entant - Child  
Infantil - Infantil

IE199 10 22 cm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto



**Ecarteur Balfour**  
*Balfour Retractor*  
*Separador Balfour*  
*Apartador Balfour*


IE122 20    14 cm  
Entant - Child  
Infantil - Infantil

IE122 10    25 cm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto



**Ecarteur Collin 3 valves**  
*Collin Retractor 3 blades*  
*Separador Collin 3 valvas*  
*Apartador Collin 3 valvulas*

IE143 20




**Valve Rochard**  
*Rochard Valve*  
*Valva Rochard*  
*Valvula Rochard*


IV071 00    27 cm x 100 mm  
IV071 20    27 cm x 120 mm

**Compas articulé Rochard**  
*Fixation Device For Rochard valve*  
*Compas articulado Rochard*  
*Compasso articulado de Rochard*

IV070 50







**Ecarteur Ricard à 3 valves**


*Ricard Retractor 3 Blades*  
*Separador Ricard 3 valvas*  
*Apartador Ricard 3 valvulas*

IE263 80 Valves de 80 mm

**Ecarteur Tuffier**

*Tuffier Retractor*  
*Separador Tuffier*  
*Apartador Tuffier*


IE295 40 50 x 40 mm



**Rapprocheur costal Bailey**

*Bailey Rib Approximator*  
*Aproximador par costillas Bailey*  
*Aproximador de costelas Bailey*

IR031 00 18 cm



**Ecarteur Finochietto à côtes**

*Finochietto Rib Spreaders*  
*Separador Finochietto para costillas*  
*Apartador Finochietto para costelas*

IE164 20 20 cm  
IE164 30 30 cm



**Ecarteur Judd-Masson**

*Judd-Masson Retractor*  
*Separador Judd-Masson*  
*Apartador Judd-Masson*

IE22210

*Avec Valve Médiane*  
*With Median Blade*  
*Con Valva Mediana*  
*Com Valvula Mediana*



**Valve Kelly**


*Kelly Retractor*  
*Valva Kelly*  
*Valvula Kelly*

IV05523 23 cm

**Ecarteur Joll-Friedmann**

*Joll-Friedmann Retractor*  
*Separador Joll-Friedmann*  
*Apartador Joll-Friedmann*

IE17415 15 cm



**Laparostat Dartigues**

*Dartigues Retractor*  
*Separador de Dartigues*  
*Apartador de Dartigues*

IL10424 24 cm



**Cadre Kirschner pliant**  
*Kirschner Folding Pliant*  
*Cuadro Kirschner plegable*  
*Quadro Kirschner dobravel*

IV062 27 27 cm x 27 cm




**Valve Abdominale Kirschner**  
*Kirschner Abdominal Valve*  
*Valva Abdominal Kirschner*  
*Valvula Abdominal Kirschner*

IV065 65 50 mm x 65 mm  
IV066 85 60 mm x 85 mm

**Ecarteur Abdominal Kirschner Complet**  
*Complete Kirschner Abdominal Retractor*  
*Separador Abdominal Kirschner*  
*Apartador Abdominal Kirschner*

IE902 00 *Comprenant - Contain*  
*Continente - Continente*

- 1 x *Cadre Pliant - Folding Square*  
*Cuadro - Quadro*
- 2 x *Valves - Blades - 50 mm x 65 mm*  
*Valvas - Valvulas*
- 2 x *Valves - Blades - 60 mm x 85 mm*  
*Valvas - Valvulas*



**Chirurgie Générale**


*General Surgery*

**Cirugia General**

*Cirugia General*

Echelle : 1/2





**Cisaille à Plâtre**  
*Plaster Shear*  
Cizallas para Vendajes enyesados  
*Cisalha para Gesso*

IC016 21 21 cm



**Cisaille à Plâtre de Seutin**  
*Seutin Plaster Shear*  
Cizallas para Vendajes enyesados Seutin  
*Cisalha para Gesso Seutin*

IC016 22 22 cm

**Cisaille de Stille à Plâtre**  
*Stille Plaster Shear*  
Cizallas para Vendajes enyesados Stille  
*Cisalha para Gesso Stille*

IC274 26 26 cm  
IC274 37 37 cm



**Cisaille de Brun**  
*Brun Plaster Scissors*  
Cizallas Brun  
*Cisalha Brun*

IC015 22 23 cm  
*Dentelée - Jagged*  
*Dentadas - Dentada*





**Couteau à Cartilage**  
*Cartilage Knife*  
Cuchillo para Cartilago hoja  
*Faca para Cartilagem lamina*

IC334 08    20 cm  
Lame de 8 cm  
Blade of 8 cm  
Hoja - 8 cm  
Lamina - 8 cm

**Couteau à Autopsie**  
*Autopsy Knife*  
Cuchillo para Autopsia hoja  
*Faca para Autopsia lamina*

IC334 13    26 cm  
Lame de 13 cm  
Blade of 13 cm  
Hoja - 13 cm  
Lamina - 13 cm



**Couteau à Cerveau**  
*Brain Knife*  
Cuchillo para Seso hoja  
*Faca para Cerebro lamina*

IC334 19    32 cm  
Lame de 19 cm  
Blade of 19 cm  
Hoja - 19 cm  
Lamina - 19 cm



**Couteau à Amputation**  
*Amputating Knife*  
Cuchillo para Amputacion hoja  
*Faca para Amputação lamina*

IC33418    31 cm  
Lame de 18 cm  
Blade of 18 cm  
Hoja - 18 cm  
Lamina - 18 cm

IC33422    35 cm  
Lame de 22 cm  
Blade of 22 cm  
Hoja - 22 cm  
Lamina - 22 cm







**Couteau à Cartilage**  
*Cartilage Knife*  
Cuchillo para Cartilago hoja  
*Faca para Cartilagem lamina*

IC334 08    20 cm  
Lame de 8 cm  
Blade of 8 cm  
Hoja - 8 cm  
Lamina - 8 cm

**Couteau à Autopsie**  
*Autopsy Knife*  
Cuchillo para Autopsia hoja  
*Faca para Autopsia lamina*

IC334 13    26 cm  
Lame de 13 cm  
Blade of 13 cm  
Hoja - 13 cm  
Lamina - 13 cm



**Couteau à Cerveau**  
*Brain Knife*  
Cuchillo para Seso hoja  
*Faca para Cerebro lamina*

IC334 19    32 cm  
Lame de 19 cm  
Blade of 19 cm  
Hoja - 19 cm  
Lamina - 19 cm



**Couteau à Amputation**  
*Amputating Knife*  
Cuchillo para Amputacion hoja  
*Faca para Amputação lamina*

IC33418    31 cm  
Lame de 18 cm  
Blade of 18 cm  
Hoja - 18 cm  
Lamina - 18 cm

IC33422    35 cm  
Lame de 22 cm  
Blade of 22 cm  
Hoja - 22 cm  
Lamina - 22 cm





**Rachitome**  
*Spine Wrench*  
*Raquitomo*  
*Raquitomo*

**Droits - Straight**  
*Rectas - Rectos*  
IR014 22 22 cm



**Rachitome d'Amussat**  
*Amussat Spine Wrench*  
*Raquitomo Amussat*  
*Raquitomo Amussat*

**Courbe - Curved**  
*Curvas - Curvos*  
IR015 22 22 cm



**Ciseaux à Entérotomie**  
*Enterotomy Bowel Scissors*  
*Tijeras de Enterotomia*  
*Tesoura para Enterotomia*


**Droits - Straight**  
*Rectas - Rectos*  
IC204 20 20 cm



**Marteau à Crochet**  
*Hammer With Hook*  
*Martillo con Gancho*  
*Martelo com Gancho*

IM301 00 15 cm  
*Petit - Small*  
*Pequeno - Pequeno*

IM302 00 19 cm  
*Grand - Large*  
*Grande - Grande*



**Marteau Hache**  
*Hatchet Hammer*  
*Martillo Tijeras*  
*Martelo Hache*

IM303 00 23 cm  
*Manche métal - Metal Handle*  
*Mango Metal - Manga Metal*

**Scie à Phalanges de Langenbeck**

*Langenbeck Saw*  
Sierra para Falanges Langenbeck  
*Serra para Falanges Langenbeck*


IS154 23 23 cm



**Scie à Charrière**

*Charrier Saw*  
Sierra Charriere  
Sierra Charriere


IS152 27 27 cm



**Scie de Saterlee**

*Saterlee Saw*  
Sierra Saterlee  
*Serra Saterlee*


IS153 29 29 cm



**Scie à Charrière**

*Charrier Saw*  
Sierra Charriere  
*Serra Charriere*

IS152 36 36 cm  
Lame de 22 cm - Blade of 22 cm  
Hoja - 22 cm - Lamina - 22 cm








**Costotome**  
*Rib Shear*  
*Costotomo*  
*Costotomo*

IC324 20 20 cm


**Costotome de Sauerbrück**  
*Sauerbrück Rib Shear*  
*Costotomo Sauerbrück*  
*Costotomo Sauerbrück*

IC324 26 26 cm



**Costotome de Béthune**  
*Bethune Rib Shear*  
*Costotomo Bethune*  
*Costotomo Bethune*


IC325 34 34 cm



**Costotome de Maurer**  
*Maurer Rib Shear*  
*Costotomo Maurer*  
*Costotomo Maurer*


IC328 36 36 cm  
à Droite  
*Right*  
a la Derecha  
*a Direita*


IC329 36 36 cm  
à Gauche  
*Left*  
a la Izquierda  
*a Esquerda*



**Costotome de Brunner**  
*Brunner Rib Shear*  
*Costotomo Brunner*  
*Costotomo Brunner*

IC324 34 34 cm





**Rugine de Doyen**

*Doyen Bone Raspatory*  
*Periostomo Doyen*  
*Periostomo Doyen*

- IR065 00 15 cm - Fig. 1  
à Gauche - Left Side  
a la Izquierda - a Esquerda
- IR064 00 15 cm - Fig. 2  
à Droite - Right Side  
a la Derecha - a Direita

**Rugine de Farabeuf**


*Farabeuf Bone Raspatory*  
*Periostomo de Farabeuf*  
*Raspadeira de Farabeuf*

**Droit - Straight**  
 Recta - Recto

- IR074 06 15 cm x 6 mm
- IR074 08 15 cm x 8 mm
- IR074 10 15 cm x 10 mm
- IR074 12 15 cm x 12 mm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curvo

- IR075 06 15 cm x 6 mm
- IR075 08 15 cm x 8 mm
- IR075 10 15 cm x 10 mm
- IR075 12 15 cm x 12 mm



**Rugine de Lambotte**

*Lambotte Bone Raspatory*  
*Periostomo Lambotte*  
*Periostomo Lambotte*

- IR082 10 21 cm x 10 mm
- IR082 15 21 cm x 15 mm
- IR082 20 21 cm x 20 mm
- IR082 25 21 cm x 25 mm



**Rugine de Merle Aubigné**


*Aubigné Bone Raspatory*  
*Periostomo de Merle Aubigné*  
*Raspadeira de Merle Aubigné*

**Droite - Straight**  
 Recta - Recto

- IR084 10 10 mm
- IR084 12 12 mm
- IR084 15 15 mm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curvo

- IR085 10 10 mm
- IR085 12 12 mm
- IR085 15 15 mm



**Rugine de Obwegeser**

*Obwegeser Bone Raspatory*  
*Periostomo de Obwegeser*  
*Raspadeira de Obwegeser*


- IR083 07 18 cm x 7mm



**Rugine de Cobb**

*Cobb Bone Raspatory*  
Periostomo de Cobb  
*Raspadeira de Cobb*


IR086 09 30 cm x 9 mm  
IR086 13 30 cm x 13 mm  
IR086 19 30 cm x 19 mm



**Sternotome de Lebsche**

*Lebsche Sternum Chisel*  
Cinzel para el Esternon Lebsche  
*Cinzel para o Esternon Lebsche*

IS244 24 24 cm



**Râpe à Os**

*Bone Rasp*  
Escofina para Huesos  
*Raspador para Ossos*

IR100 22 22 cm  
*Demi-Ronde - Half Rounded*  
*de Media Cana - Meio-Redondo*

**Râpe à Os de Putti**

*Putti Bone Rasp*  
Escofina para Huesos doble Putti  
*Raspador para Ossos dobrado Putti*

IR101 24 24 cm









**Crochet à Os de Lambotte**  
*Lambotte Bone Hook*  
Gancho para Huesos Lambotte  
Gancho para Ossos Lambotte

IL114.26 26 cm



**Levier à Os de Lane**  
*Lane Bone Lever*  
Elevador para Huesos Lane  
Alavança para Ossos Lane

IL118.26 26 cm



**Levier à Os de Lange-Hohmann**  
*Lange-Hohmann Bone Lever*  
Palanca de Lange Hohmann  
Alavanca de Lange Hohmann

IL118.10 27 cm - 40 mm x 10 mm  
IL118.22 27 cm - 40 mm x 22 mm  
IL118.43 27 cm - 40 mm x 43 mm



**Levier à Os de Bennett**  
*Bennett Bone Lever*  
Elevador para Huesos Benett  
Alavança para Ossos Benett

IL119.24 24 cm

**Levier de Murphy**  
*Murphy Bone Lever*  
Elevador para Huesos Murphy  
Alavança para Ossos Murphy


IL118.24 24 cm



## Rétracteur de Percy

*Percy Amputation Retractor*  
**Retractor Percy**  
*Retractor Percy*

IR051 00



## Perforateur Initial

*Initial Perforator*  
**Perforador Inicial**  
*Perforador Inicial*

IP443 08    26 cm x 8 mm  
Pointe Carrée - *Square Point*  
Punta Cuadrada - *Ponta Quadrada*



**Pointe Carrée**

*Square Point*  
*Punta Cuadrada*  
*Ponta Quadrada*

IP918 02	18 cm x Ø 2 mm
IP918 03	18 cm x Ø 3 mm
IP918 04	18 cm x Ø 4 mm
IP918 05	18 cm x Ø 5 mm
IP918 06	18 cm x Ø 6 mm
IP918 08	18 cm x Ø 8 mm
IP928 06	25 cm x Ø 6 mm
IP928 08	25 cm x Ø 8 mm
IP928 10	25 cm x Ø 10 mm



**Burin de Farabeuf**

*Farabeuf Chisel*  
*Cinzel de Farabeuf*  
*Cinzel de Farabeuf*

IB035 10	21 cm x 10 mm
IB035 15	21 cm x 15 mm
IB035 20	21 cm x 20 mm
IB035 25	21 cm x 25 mm
IB035 30	21 cm x 30 mm



**Burin**

*Bone Chisel*  
*Cinzel*  
*Cinzel*

IB031 19	11 cm x 9 mm
----------	--------------



**Burin de Mac Even**

*Mac Even Bone Chisel*  
*Cinzel Mac Even*  
*Cinzel Mac Even*

IB032 20	20 cm x 20 mm
----------	---------------



**Burin de Stille**

*Stille Chisel*  
*Cinzel Stille*  
*Cinzel Stille*

IB033 10	20 cm x 10 mm
IB033 15	20 cm x 15 mm
IB033 20	20 cm x 20 mm
IB033 25	20 cm x 25 mm



### Gouge de Stille

*Stille Bone Gouge*  
*Gubia Stille*  
*Goiva Stille*

IG022 10	20 cm x 10 mm
IG022 15	20 cm x 15 mm
IG022 20	20 cm x 20 mm
IG022 25	20 cm x 25 mm

### Gouge

*Bone Gouge*  
*Gubia*  
*Goiva*

IG011 19	11 cm x 9 mm
----------	--------------



### Gouge de Cobb (manche antidérapant)

*Cobb Gouge (non-slipping handle)*  
*Gubia de Cobb (mango antideslizante)*  
*Goiva de Cobb (empunhadura antideslizante)*

IG03406	30 cm x 6 mm Droite - Straight Recta - Recta
IG03410	30 cm x 10 mm 1/2 Courbe - 1/2 Curved 1/2 Curva - 1/2 Curva
IG03414	30 cm x 14 mm Courbe - Curved Curva - Curva



### Gouge de Guillaume

*Guillaume Gouge*  
*Gubia de Guillaume*  
*Goiva de Guillaume*

**Droite - Straight**  
**Recta- Recto**

IG074 05	25 cm x 5 mm
IG074 07	25 cm x 7 mm



### Gouge de Smith Peterson

*Smith Peterson Gouge*  
*Gubia de Smith Peterson*  
*Goiva de Smith Peterson*

**Contre-Coudée - Double Bent**  
**Contra-Acodada - Contra-Angular**

IG064 20	24 cm x 20 mm
IG064 25	24 cm x 25 mm
IG064 30	24 cm x 30 mm



### Gouge de Stagnara (manche antidérapant)

*Stagnara Gouge (non slipping handle)*  
*Gubia de Stagnara (mango antideslizante)*  
*Goiva de Stagnara (empunhadura antideslizante)*

IG094 10	30 cm x 10 mm
----------	---------------

### Gouge de Cauchoix

*Cauchoix Gouge*  
*Gubia de Cauchoix*  
*Goiva de Cauchoix*

**Droite - Straight**  
**Recta- Recto**

IG084 18	25 cm x 18 mm Droite - Straight Recta - Recta
IG085 18	25 cm x 18 mm Convexe - Convex Convexa - Convexa
IG086 18	25 cm x 18 mm Concave - Concav Concava - Concava





**Ostéotome de Pauwel (Lambotte)**


*Pauwel (Lambotte) Osteotome*  
*Ostetomo de Pauwel Lambotte*  
*Ostetomo de Pauwel Lambotte*

**Droit - Straight**  
 Recta - Recto

IO104 10	20 cm x 10 mm
IO104 15	20 cm x 15 mm
IO104 20	20 cm x 20 mm
IO104 25	20 cm x 25 mm

**Courbe - Curved**  
 Curva - Curvo

IO105 10	20 cm x 10 mm
IO105 15	20 cm x 15 mm
IO105 20	20 cm x 20 mm
IO105 25	20 cm x 25 mm



**Ostéotome de Stille**

*Stille Osteotome*  
*Osteotomo Stille*  
*Osteotomo Stille*

IO051 10	20 cm x 10 mm
IO051 15	20 cm x 15 mm
IO051 20	20 cm x 20 mm
IO051 25	20 cm x 25 mm



**Masse d'Ombredanne (manche hexagonal)**

*Ombredanne Hammer (hexagonal handle)*  
*Mazo de Ombredanne (mango hexagonal)*  
*Martelo de Ombredanne (empunhadura hexagonal)*

IM046 00	21 cm x Ø 35 mm - 600 g
IM049 00	21 cm x Ø 40 mm - 900 g




**Maillet de Doyen**

*Doyen Mallet*  
*Mazo de Doyen*  
*Martelo de Doyen*

**1 Tête - 1 He ad**  
**1 Cabeza - 1 Cabeça**

IM023 20	21 cm - 200 g
IM023 50	21 cm - 500 g




**Maillet de Collin**

*Collin Mallet*  
*Mazo de Collin*  
*Martelo de Collin*

**2 Têtes - 2 Heads**  
**2 Cabezas - 2 Cabeças**

IM012 20	20 cm - 200 g
IM012 50	20 cm - 500 g





### Tournevis 6 pans (manche Celorn)

*Six sides Screw-driver (Celorn handle)*  
*Destornillador 6 lados (mango Celorn)*  
*Desandador 6 lados (empunhadura Celorn)*

IT024 25 25 cm x Ø 2,5mm  
IT024 35 25 cm x Ø 3,5mm



### Tournevis cruciforme

*Cruciform Screw-Driver*  
*Destornillador de Estrella*  
*Desandador Cruciforme*

IT025 00 25 cm



### Curette à Os Double de Volkmann

*Volkman Double Bone Curette*  
*Cureta para Huesos doble Volkmann*  
*Cureta para Ossos dobrada Volkmann*

IC519 14 14 cm



### Curette à Os de Volkmann monobloc

*Volkman Bone Curette monobloc*  
*Cureta para Huesos de Volkmann monobloco*  
*Cureta para Ossos de Volkmann inteiriço*

IC167 08 28 cm x Ø 8 mm  
IC167 10 28 cm x Ø 10 mm  
IC167 12 28 cm x Ø 12 mm  
IC167 14 28 cm x Ø 14 mm



### Curette à Os de Volkmann

*Volkman Bone Curette*  
*Cureta para Huesos de Volkmann*  
*Cureta para Ossos de Volkmann*

IC166 01 17 cm x Ø 1 mm  
IC166 02 17 cm x Ø 2 mm  
IC166 03 17 cm x Ø 3 mm  
IC166 04 17 cm x Ø 4 mm  
IC166 05 17 cm x Ø 5 mm  
IC166 06 17 cm x Ø 6 mm  
IC166 08 17 cm x Ø 8 mm  
IC166 10 17 cm x Ø 10 mm  
IC166 12 17 cm x Ø 12 mm  
IC166 14 17 cm x Ø 14 mm





**Pince Gouge de Luer**

*Luer Bone Rongeur*  
*Pinza-Gubia Luer*  
*Pinça-Goiva Luer*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP480 16 16 cm  
 Mors 5 mm - Jaws 5 mm  
 Bocas 5 mm - Bocas 5 mm  
 IP480 17 17 cm  
 Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
 Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curvo*

IP481 16 16 cm  
 Mors 5 mm - Jaws 5 mm  
 Bocas 5 mm - Bocas 5 mm  
 IP481 17 17 cm  
 Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
 Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

**Pince Gouge de Lempert**

*Lempert Bone Rongeur*  
*Pinza-Gubia Lempert*  
*Pinça-Goiva Lempert*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP480 19 19 cm  
 Mors 3 mm - Jaws 3 mm  
 Bocas 3 mm - Bocas 3 mm



**Pince Gouge Simple Articulation**

*Gouge Forceps Single Articulation*  
*Pinza-Gubia simple-articulacion*  
*Pinça-Goiva singelo-articulação*

IP486 20 20 cm  
 Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
 Bocas 8 mm - Bocas 8 mm



**Pince Gouge de Ruskin**

*Ruskin Gouge Forceps*  
*Pinza-Gubia Ruskin*  
*Pinça-Goiva Ruskin*

**Légèrement Courbe - Lightly Curved**  
*Ligeramente Curva - Ligeiramente Curva*


IP481 18 18 cm  
 Mors 5 mm - Jaws 5 mm  
 Bocas 5 mm - Bocas 5 mm

**Pince Gouge de Beyer (Double Articulation)**

*Beyer Bone Rongeur (Double Articulation)*  
*Pinza-Gubia Beyer (Doble-Articulacion)*  
*Pinça-Goiva Beyer (Doble-Articulação)*

**Légèrement Courbe - Lightly Curved**  
*Ligeramente Curva - Ligeiramente Curva*

IP480 18 18 cm  
 Mors 3,5 mm - Jaws 3,5 mm  
 Bocas 3,5 mm - Bocas 3,5 mm



## Pince Gouge de Luer 4 articulations

*Luer Bone Rongeur multiaction*  
*Pinza-Gubia Luer 4 articulacions*  
*Pinça-Goiva Luer 4 articulações*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*



IP484 22 22 cm  
Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

IP484 27 27 cm  
Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curvo*

IP485 22 22 cm  
Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

IP485 27 27 cm  
Mors 8 mm - Jaws 8 mm  
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm




## Pince Gouge de Stille 4 articulations

*Stille Gouge Forceps multiaction*  
*Pinza-Gubia Stille 4 articulacions*  
*Pinça-Goiva Stille 4 articulações*

**Contre-Coudée - Double Bent**  
*Contra-Acodadas - Contra-Angular*


IP486 23 23 cm



## Pince-Gouge de Clovis-Vincent (bécassine)

*Clovis-Vincent Gouge Forceps (becassine)*  
*Pinza-Gubia de Clovis-Vincent (becassine)*  
*Pinça-Goiva de Clovis-Vincent (becassine)*

IP486 21 24 cm



## Pince Gouge de Sauerbrück 4 Articulations

*Sauerbrück Bone Rongeur multiaction*  
*Pinza-Gubia Sauerbruck 4 articulacions*  
*Pinça-Goiva Sauerbruck 4 articulações*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP494 30 30 cm  
Mors Rond - Curved Jaws  
Curva Boca - Curva Boca



**Pince coupante deListon**


*Liston Bone Cutting Forceps*  
*Pinza Cortante Liston*  
*Pinça Cortante Liston*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP456 14 14 cm  
 IP456 19 19 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curvo*

IP457 19 19 cm



**Pince Coupante de Mac Indoe 4 articulations**


*Mac Indoe Bone Cutting Forceps multiarticulation*  
*Pinza Cortante Mc Indoe 4 articulaciones*  
*Pinça Cortante Mc Indoe 4 articulações*

IP461 17 17 cm

**Pince Coupante de Key-Horsley 4 articulations**

*Key-Horsley Bone Cutting Forceps multiarticulation*  
*Pinza Cortante Key-Horsley 4 articulaciones*  
*Pinça Cortante Key-Horsley 4 articulações*

IP461 26 26 cm  
 Angulaire - Angular  
 Angular - Angular



**Pince Coupante de Liston  
 4 articulations**

*Liston Bone Cutting Forceps Multiarticulation*  
*Pinza Cortante Liston 4 articulaciones*  
*Pinça Cortante Liston 4 articulações*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP458 22 22 cm  
 IP458 27 27 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curvo*

IP459 22 22 cm  
 IP459 27 27 cm



## Davier de Verbrugge Préhenseur

*Verbrugge Bone Holding Forceps Grasping Jaws To Prehensile*

*Tenaza Verbrugge prensor*

*Tenaz Verbrugge apreensor*

**Coudé - Bent**

**Angular - Angular**

ID265 15 15 cm

ID265 18 18 cm

ID265 24 24 cm



## Davier de Verbrugge Réducteur

*Verbrugge Bone Holding Forceps Reduction - Lower Sharped Jaw*

*Tenaza Verbrugge reductor*

*Tenaz Verbrugge reductor*

**Droit - Straight**

**Recta - Recto**

ID254 16 16 cm

**Coudé - Bent**

**Angular - Angular**

ID255 15 15 cm

ID255 18 18 cm

ID255 24 24 cm



## Davier de Semb

*Semb Bone Holding Forceps*

*Tenaza Semb*

*Tenaz Semb*

ID266 00



## Pince de Martin à Cartilage

*Martin Cartilage Forceps*


*Pinza Martin para Cartilago*

*Pinça Martin para Cartilagem*

IP790 19 19 cm







**Davier à Os de Lane**  
*Lane Bone Holding Forceps*  
*Tenaza para Huesos Lane*  
*Tenaz para Ossos Lane*

ID201 32 32 cm


**Pince à Séquestre**  
*Sequestrum Forceps*  
*Pinza Sequestre*  
*Pinça de Sequestro*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP544 23 23 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curvo*

IP545 23 23 cm





**Davier de Farabeuf**  
*Farabeuf Bone Holding Forceps*  
*Tenaza Farabeuf*  
*Tenaz Farabeuf*

ID211 23 23 cm

ID211 26 26 cm

ID21125 26 cm

*À crémaillère - With Trammel*  
*De cremallera - De cremalheira*



**Davier de Fergusson**  
*Fergusson Bone Holding Forceps*  
*Tenaza Fergusson*  
*Tenaz Fergusson*

ID221 21 21 cm

*Dents de lion - Lion Teeth*  
*Dientes de leon - Dentes de Leao*

**Davier de Lambotte**  
*Lambotte Bone Holding Forceps*  
*Tenaza Lambotte*  
*Tenaz Lambotte*

**Droit - Straight**  
*Recta - Recto*

ID234 26 26 cm






## Davier de Lowman

Lowman Bone Holding Forceps  
Tenaza Lowman  
Tenaz Lowman


ID244 12 12 cm  
ID244 15 15 cm  
ID244 18 18 cm



## Ecarteur de Gester pour Davier de Lowman

Gester Retractor for Lowman Bone Holding Forceps  
Separador Gerster para gatillo de Lowman  
Apartador Gerster para pinça de Lowman

IE42100 17 cm



## Tord Fil de Loute

Loute Loop Twister  
Tuerce-hilo Loute  
Torce-fio Loute

IT10100 22,5 cm




## Chasse Greffon double cylindrique

Graft slide double cylindrical  
Empuja-injerto doble cilindrico  
Empurra-garfo dobrado cilindrico


IC014 15 18 cm - 8 mm x 15 mm





**Etrier de Bohler**  
*Bohler Extension Bow*  
**Estribo de Bohler**  
*Estribo de Bohler*

IE371 00 21 cm



**Etrier de Kirschner**  
*Kirschner Bow*  
**Estribo de Kirschner**  
*Estribo de Kirschner*

IE372 50 20 cm  
Petit Modèle - *Small Size*  
Pequeno Tamano - *Pequeno Modelo*

IE372 00 26 cm  
Grand Modèle - *Large Size*  
Grande Tamano - *Grande Modelo*

## Trocart Universel

*Universal Trocart*  
*Trocar Universal*  
*Punção de Cirurgião Universal*

IT11404    Jeu de 4 - Set of 4  
              Juego de 4 - Jogo de 4



## Trocart Hydrocèle

*Hydrocele Trocart*  
*Trocar Hidrocele*  
*Punção de Cirurgião Hidrocele*

IT11411    19 cm x Ø 3,5 mm



## Trocart Ochsner

*Ochsner Trocart*  
*Trocar Ochsner*  
*Punção de Cirurgião Ochsner*

IT11610    10 French Gauge  
IT11614    14 French Gauge  
IT11616    16 French Gauge



## Trocart de Jamshidi

*Jamshidi Trocar*  
*Trocar de Jamshidi*  
*Punção de Cirurgião de Jamshidi*

IT12306    6 cm x Ø 3 mm




**Perforateur à Main pour Os (Chignolle)**

*Bone Hand Drill*

**Perforador de mano para Huesos Taladradora**

*Furador de mano para Ossos Taladradora*

IP780 00 Avec 3 Mèches et 1 Mandrin  
*With 3 Burs and 1 Mandrel*  
Con 3 Taladros y 1 Espiga  
*Com 3 Taladros e 1 Mandril*




**Mandrin avec Poignée en T + Clef**

*Chuck with T Handle + Key*

**Espiga con mango en forma de T + llave**

*Mandril com empunhada en forma de T + chave*

IM310 00



**Clé pour Mandrin**

*Key for bone Drill*

**Llave para Espiga**

*Chave para Mandril*

IC001 02



**Vésicule & Urologie**

*Vesicle & Urology*

**Vesicula & Urologia**

*Vesicula & Urologia*

Echelle : 1/2



**Sonde Vésicale Métal Femme**

*Metal Female Catheter*  
 Sonda Vesical metal para Mujer  
 Sonda de Bexiga metal para Mulher


IS034 02 16,5 cm



**Sonde Vésicale Métal Homme**

*Metal Male Catheter*  
 Sonda Vesical metal para Hombre  
 Sonda de Bexiga metal para Homem

IS034 01 26 cm



**Explorateur de Bakes**

*Bakes Duct Dilator*  
 Explorador Bakes  
 Explorador Bakes

- IE391 03 30 cm x Ø 3 mm - Fig 3
- IE391 04 30 cm x Ø 4 mm - Fig 4
- IE391 05 30 cm x Ø 5 mm - Fig 5
- IE391 06 30 cm x Ø 6 mm - Fig 6
- IE391 07 30 cm x Ø 7 mm - Fig 7
- IE391 08 30 cm x Ø 8 mm - Fig 8
- IE391 09 30 cm x Ø 9 mm - Fig 9
- IE391 10 30 cm x Ø 10 mm - Fig 10
- IE391 11 30 cm x Ø 11 mm - Fig 11



**Explorateur de Desjardins**

*Desjardins Duct Dilator*  
 Explorador Desjardin  
 Explorador Desjardin

- IE402 01 30 cm x Fig. 1
- IE402 02 30 cm x Fig. 2
- IE402 03 30 cm x Fig. 3
- IE402 04 30 cm x Fig. 4
- IE402 05 30 cm x Fig. 5
- IE402 06 30 cm x Fig. 6



### Pince à Calcul de Desjardins


*Desjardins Gall Stone Forceps*  
*Pinza para Calculo Desjardins*  
*Pinça para Calculo Desjardins*

IP448 23 23 cm

### Pince à Cystite de Desjardins

*Desjardins Cystitis Forceps*  
*Pinza para Cístico Desjardins*  
*Pinça para Cístico Desjardins*

IP464 23 23 cm




### Pince Blake

*Blake Forceps*  
*Pinza para vesicula Blake*  
*Pinça para vesicula Blake*

**Courbe - Curved**  
**Curva - Curva**


IP615 20 20 cm



### Pince Randall-Mirizzi

*Randall-Mirizzi Forceps*  
*Pinza Randall-Mirizzi*  
*Pinça Randall-Mirizzi*

- IP469 01 n° 1
- IP469 02 n° 2
- IP469 03 n° 3
- IP469 04 n° 4
- IP469 05 n° 5
- IP469 06 n° 6
- IP469 07 n° 7
- IP469 08 n° 8



**Béniqué de Guyon sans fil**  
*Guyon Catheter without Guide*  
**Beniqué Guyon sin hilo de nilon**  
*Beniqué Guyon sem linha de nilon*

IB021 40    27 cm  
Série de N°21 à N°60  
Set of N°21 to N°60  
Juego N°21 a N°60  
Jogo N°21 a N°60

**Béniqué de Guyon avec fil**  
*Guyon Catheters with Guide*  
**Beniqué Guyon con hilo de nilon**  
*Beniqué Guyon com linha de nilon*


IB021 20    27 cm  
Série de N°21 à N°60  
Set of N°21 to N°60  
Juego N°21 a N°60  
Jogo N°21 a N°60



**Curette de Desjardin**  
*Desjardin Curette*  
**Cureta de Desjardin**  
*Cureta de Desjardin*


IC523 01    30 cm - Fig. 1  
IC523 02    30 cm - Fig. 2  
IC523 03    30 cm - Fig. 3  
IC523 04    30 cm - Fig. 4





**Pince à pédicule Wertheim-Cullem**  
*Wertheim-Cullen Pedicule Forceps*  
*Pinza para pedunculo Wertheim-Cullen*  
*Pinça para pedunculo Wertheim-Cullen*

IP471 22 22 cm




**Pince de Guyon**  
*Guyon Forceps*  
*Pinza Guyon*  
*Pinça Guyon*

IP468 23 23 cm

**Pince en T de Millin**

*Millin Lobe Grasping Forceps*  
*Pinza en forma de T Millin*  
*Pinça em forma de T Millin*

IP456 23 23 cm




**Pince Porte-Ligature de Millin**

*Millin Ligature Carrier*  
*Pinza Porta-Ligaduras Millin*  
*Pinça Porta-Ligaduras Millin*


IP456 24 24 cm





**Dilatateur de Millin**  
*Millin Bladdeur Neck Spreader*  
*Dilatador Millin*  
*Dilatador Millin*

ID274 28 28 cm



**Ecarteur Judd-Masson**  
*Judd-Masson Retractor*  
*Separador Judd-Masson*  
*Apartador Judd-Masson*

IE222 10 Avec Valve Médiane  
*With Median Blade*  
*Con Valva Mediana*  
*Com Valvula Mediana*

**Valve de Millin**  
*Millin Blade*  
*Valva de Millin*  
*Valvula de Millin*

IV051 00



**Intestinal**

*Intestinal*

**Intestinal**

*Intestinal*

Echelle : 1/2

**Pince Clamp Intestinale de Doyen**


*Doyen Intestinal Clamp*  
*Pinza de Doyen*  
*Pinça de Doyen*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recto*

IP144 18 18 cm  
IP144 23 23 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curvo*


IP145 18 18 cm  
IP145 23 23 cm



**Pince de Babcock**

*Babcock Forceps*  
*Pinza Babcock*  
*Pinça Babcock*


IP464 16 16 cm  
IP464 20 20 cm  
IP464 25 25 cm



**Pince à Péritone de Mikulicz**

*Mikulicz Peritoneal Forceps*  
*Pinza para Peritoneo Mikulicz*  
*Pinça para Peritoneo Mikulicz*

IP456 21 20 cm



**Ecraseur de Payr**


*Payr Pylorus Clamp*  
*Pinzas-clamps intestinales Payr*  
*Pinça-clamp intestinal de Payr*

IE974 21 21 cm  
IE974 29 29 cm

**Pince Jumelée de Lane**

*Lane Gastroenterostomy Twin Clamp*  
*Pinza emparejada Lane*  
*Pinça geminada Lane*

IP487 30 30 cm




**Rectal**

*Rectal*

**Rectal**

*Rectal*

Echelle : 1/2



**Anuscope de Barr**  
*Barr Rectal Speculum*  
*Anoscopio Barr*  
*Anoscopio Barr*

IA108 17 17 cm

**Anuscope de Bensaude**  
*Bensaude Rectal Speculum*  
*Anoscopio Bensaude*  
*Anoscopio Bensaude*

IA108 20 22 cm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto

IA108 21 15 cm  
Enfant - Child  
Infantil - Infantil



**Anuscope de Trélat**  
*Trelat Rectal Speculum*  
*Anoscopio Trelat*  
*Anoscopio Trelat*

IA108 25




**Anuscope de Sims**  
*Sims Rectal Speculum*  
*Anoscopio Sims*  
*Anoscopio Sims*

IA108 22 15 cm  
Fenêtré - Window  
Ventanas - Perforado

**Anuscope de Mathieu**  
*Mathieu Rectal Speculum*  
*Anoscopio Mathieu*  
*Anoscopio Mathieu*

IA10830 19 cm




**Pince Rectale de Yeoman**  
*Yeoman Rectal Biopsy Forceps*  
*Pinza de Biopsia Rectal Yeoman*  
*Pinça de Biopsia Rectal Yeoman*

IP44500 27 cm  
Mors Ronds  
Round Jaws  
Boca Redonda  
Boca Redonda







**Gynécologie**

*Gynecology*

**Ginecologia**


*Ginecologia*

Echelle : 1/2

**Spéculum de Collin**

*Collin Vaginal Speculum*  
**Especulo Collin**  
*Especulo Collin*

ISO46 16	16 mm x 85 mm
ISO46 25	25 mm x 85 mm
ISO46 30	30 mm x 105 mm
ISO46 32	32 mm x 110 mm
ISO46 35	35 mm x 110 mm
ISO46 38	38 mm x 110 mm
ISO46 40	40 mm x 130 mm
ISO47 30	30 mm x 120 mm
ISO47 32	32 mm x 130 mm
ISO47 38	30 mm x 130 mm
ISO47 40	30 mm x 130 mm



**Vis pour Spéculum de Collin**



*Screw for Collin vaginal speculum*  
**Tornillo para Especulo de Collin**  
*Parafuso para Especulo de Collin*

ISO47 00

**Spéculum de Cusco Pliant**

*Cusco Vaginal Speculum*  
**Especulo Cusco plegable**  
*Especulo Cusco dobravel*

ISO56 16	16 mm x 75 mm
ISO56 25	25 mm x 80 mm
ISO56 30	30 mm x 90 mm
ISO56 32	32 mm x 90 mm
ISO56 35	35 mm x 90 mm
ISO56 37	37 mm x 95 mm
ISO56 37	38 mm x 95 mm
ISO56 40	40 mm x 95 mm



**Spéculum de Graves**

*Graves Vaginal Speculum*  
**Especulo Graves**  
*Especulo Graves*

ISO61 00	8 cm Petit Modèle - Small Size Pequeno Tamano - Pequeno Modelo
ISO62 00	12,5 cm Grand Modèle - Large Size Gran Tamano - Grande Modelo

**Spéculum de Sims**

*Sims Vaginal Speculum*  
**Especulum Sims**  
*Especulo Sims*

IS203 00	Jeu de 3 - Set of 3 Juego de 3 - Jogo de 3
----------	---






**Valve de Landau**

*Landau Vaginal Speculum*  
*Valva Landau*  
*Valvula Landau*

IV100 28 29 cm - 100 mm x 28 mm



**Valve Vaginale de Kristeller**

*Kristeller Vaginal Speculum*  
*Valva Vaginal Kristeller*  
*Valvula Vaginal Kristeller*


IV141 27	110 mm x 27 mm
IV141 30	110 mm x 30 mm
IV141 36	110 mm x 36 mm



**Valve de Bresky**

*Bresky Speculum*  
*Valva Bresky*  
*Valvula Bresky*

IV130 20 31 cm - 130 mm x 20 mm



**Valve Vaginale de Doyen**

*Doyen Vaginal Speculum*  
*Valva Vaginal Doyen*  
*Valvula Vaginal Doyen*


IV026 60	25 cm - 60 mm Fig.1
IV026 90	25 cm - 90 mm Fig.2
IV027 20	25 cm - 120 mm Fig.3



**Valve à poids de Jayle**

*Jayle Blade with weight*  
*Valva de peso de Jayle*  
*Valvula de peso de Jayle*

IV042 00



**Valve à poids d'Auvard**


*Auvard Speculum with Weight*  
*Valva Auvard con peso fijo*  
*Valvula Auvard com peso fixo*

IV041 00 22 cm

**Bougie de Hégar Simple Inox**

*Hégar Single Ended Dilator Stainless Steel*  
*Dilatador uterino Hegar simple inox*  
*Dilatador uterino Hegar singelo inox*

IS016 01	19 cm x Ø 1 mm
IS016 02	19 cm x Ø 2 mm
IS016 03	19 cm x Ø 3 mm
IS016 04	19 cm x Ø 4 mm
IS016 05	19 cm x Ø 5 mm
IS016 06	19 cm x Ø 6 mm
IS016 07	19 cm x Ø 7 mm
IS016 08	19 cm x Ø 8 mm
IS016 09	19 cm x Ø 9 mm
IS016 10	19 cm x Ø 10 mm
IS016 11	19 cm x Ø 11 mm
IS016 12	19 cm x Ø 12 mm
IS016 13	19 cm x Ø 13 mm
IS016 14	19 cm x Ø 14 mm
IS016 15	19 cm x Ø 15 mm
IS016 16	19 cm x Ø 16 mm
IS016 17	19 cm x Ø 17 mm
IS016 18	19 cm x Ø 18 mm
IS016 19	19 cm x Ø 19 mm
IS016 20	19 cm x Ø 20 mm
IS016 21	19 cm x Ø 21 mm
IS016 22	19 cm x Ø 22 mm
IS016 23	19 cm x Ø 23 mm
IS016 24	19 cm x Ø 24 mm
IS016 25	19 cm x Ø 25 mm
IS016 26	19 cm x Ø 26 mm
IS016 27	19 cm x Ø 27 mm
IS016 28	19 cm x Ø 28 mm
IS016 29	19 cm x Ø 29 mm
IS016 30	19 cm x Ø 30 mm



**Bougie de Hégar Double Inox**

*Hégar Double Ended Dilator*  
*Stainless Steel*  
*Dilatador uterino Hegar doble inox*  
*Dilatador uterino Hegar dobrado inox*

IS014 01	19 cm - Ø 1 - 2 mm
IS014 03	19 cm - Ø 3 - 4 mm
IS014 05	19 cm - Ø 5 - 6 mm
IS014 07	19 cm - Ø 7 - 8 mm
IS014 09	19 cm - Ø 9 - 10 mm
IS014 11	19 cm - Ø 11 - 12 mm
IS014 13	19 cm - Ø 13 - 14 mm
IS014 15	19 cm - Ø 15 - 16 mm
IS014 17	19 cm - Ø 17 - 18 mm
IS014 19	19 cm - Ø 19 - 20 mm
IS014 21	19 cm - Ø 21 - 22 mm
IS014 23	19 cm - Ø 23 - 24 mm
IS014 25	19 cm - Ø 25 - 26 mm
IS014 27	19 cm - Ø 27 - 28 mm
IS014 29	19 cm - Ø 29 - 30 mm




## Pince de Pozzi

Pozzi Forceps  
Pinza Pozzi  
Pinça Pozzi

**Droite - Straight**  
Recta - Recto

IP224 18 18 cm  
IP224 24 24 cm





## Pince de Pozzi-Palmer

Pozzi-Palmer Forceps  
Pinza Pozzi Palmer  
Pinça Pozzi Palmer

**Droite - Straight**  
Recta - Recto

IP226 22 22 cm



## Pince de Duplay

Duplay Forceps  
Pinza Duplay  
Pinça Duplay


IP564 28 28 cm



7x5 mm



9x7 mm



## Pince de Museux


Museux Forceps  
Pinza Museux  
Pinça Museux

**Droite - Straight**  
Recta - Recto

IP206 14 14 cm 7 x 5 mm  
IP206 18 18 cm 7 x 5 mm  
IP206 24 24 cm 7 x 5 mm  
IP204 24 24 cm 9 x 7 mm

**Courbe - Curved**  
Curva - Curvo

IP205 24 24 cm 9 x 7 mm



**Pince Gynécologique de Teale**


*Teale Vullsellum Forceps*  
*Pinza Ginecologica Teale*  
*Pinça Ginecologica Teale*

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*  
IP470 23 23 cm

**Pince de J.L. Faure**

*J.L. Faure Forceps*  
*Pinza Jean-Louis Faure*  
*Pinça Jean-Louis Faure*

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*  
IP150 22 22 cm  
*A/G - 1x2 Teeth*  
*Con Dientes - Com Dentes*




**Pince de Green-Armytage**

*Green-Armytage Forceps*  
*Pinza Green-Armitage*  
*Pinça Green-Armitage*

IP468 21 21 cm





### Pince de Chéron

*Chéron Forceps*  
*Pinza Cheron*  
*Pinça Cheron*

IP136 24 24 cm

### Pince à Pansements "Longuette"

*Mair Polypus Forceps*  
*Pinza para Vendajes "Longuette"*  
*Pinça para Pensos "Longuette"*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP034 24 24 cm  
IP034 32 32 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP035 24 24 cm  
IP035 32 32 cm



### Pince de Foerster


*Foerster Forceps*  
*Pinza Foerster*  
*Pinça Foerster*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP434 24 24 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP435 24 24 cm



### Pince à Pansements de Ramplay


*Ramplay Sponge Forceps*  
*Pinza para Vendajes Ramplay*  
*Pinça para Pensos Ramplay*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP456 17 20 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP457 18 20 cm



### Pince à Pansements de Ballenger


*Ballenger Sponge Forceps*  
*Pinza para Vendajes Ballenger*  
*Pinça para Pensos Ballenger*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP456 18 18 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*


IP457 18 18 cm



**Pince à Faux Germes de Winter**  
*Winter Placenta Forceps*  
*Pinza para Aborto y placenta Winter*  
*Pinça para Tirar o placenta Winter*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*  
IP454 24 24 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*  
IP455 24 24 cm



**Hystérolabe de Sommer**  
*Sommer Uterine Elevating Forceps*  
*Pinza para Coger el utero Sommer*  
*Pinça para Segurar o utero Sommer*

IH114 00 22 cm

**Hystérolabe de Dartigues**  
*Dartigues Uterine Elevating Forceps*  
*Pinza para Coger el utero Dartigue*  
*Pinça para Segurar o utero Dartigue*

IH104 25 25 cm






**Pince de Circéron**

*Circeron Forceps*  
*Pinza Circeron*  
*Pinça Circeron*

IP566 28    28 cm  
Pour préhension du Stérilet.  
*For Grasping the Coil.*  
Para Prension del Sterilet  
*Para Tirar o Sterilet*



**Pince de Therrum**

*Therrum Forceps*  
*Pinza Therrum*  
*Pinça Therrum*

IP576 27    27 cm


Pour poser et retirer le Stérilet.  
*For applying and removing the Coil.*



**Hystéromètre de Sims Malléable**

*Sims Malleable Uterine Sound*  
*Histerometro Sims Maleable*  
*Hysterometro Sims Maleable*

IB086 01 33cm



**Hystéromètre de Valleix avec Curseur**

*Valleix Uterine Sound with Cursor*  
*Histerometro Valleix con cursor*  
*Hysterometro Valleix com cursor*

IB086 00 32 cm



**Sonde Curette de Randall**

*Randall Uterine Sound*  
*Sonda Cureta Randall*  
*Sonda Cureta Randall*

IC531 24 23 cm



**Sonde Curette de Novack**

*Novack uterine Sound*  
*Sonda Cureta Novack*  
*Sonda Cureta Novack*

IS033 00 20 cm




**Styler Porte-Coton Utérin**

*Probe with Thread*  
*Estilete Porta-algodones Uterino*  
*Estilete Porta-algodao Uterino*

IS094 30 30 cm





**Pince à Biopsie de Douay**

*Douay Uterine Biopsy Forceps*  
*Pinza de Biopsia ginecologica Douay*  
*Pinça de Biopsia ginecologica Douay*

IP446 20 20 cm  
IP446 25 25 cm  
IP446 30 30 cm



**Pince à Biopsie de Jean-Louis Faure**


*Faure Uterine Biopsy Forceps*  
*Pinza de Biopsia ginecologica Jean-Louis Faure*  
*Pinça de Biopsia ginecologica Jean-Louis Faure*

IP447 25 25 cm

**Pince à Biopsie de Gelhorn**

*Gelhorn uterine Biopsy Forceps*  
*Pinza de Biopsia Gelhorn*  
*Pinça de Biopsia Gelhorn*

IP447 23 23 cm



**Pince à Biopsie Utérine de Schumacher**

*Schumacher Uterine Biopsy Forceps*  
*Pinza de Biopsia uterina Schumacher*  
*Pinça de Biopsia uterina Schumacher*

IP447 24 24 cm

**Curette utérine de Wallich**

*Wallich Uterine Curette*  
*Cureta uterina Wallich*  
*Cureta uterina Wallich*

IC583 14 35 cm 4 mm  
IC583 18 35 cm 18 mm

**Curette utérine de Gourdet**

*Gourdet Uterine Curette*  
*Cureta Uterina Gourdet*  
*Cureta Uterina Gourdet*

IC542 04 25 cm 4 mm  
IC542 06 25 cm 6 mm  
IC542 08 25 cm 8 mm  
IC542 10 25 cm 10 mm  
IC542 12 25 cm 12 mm  
IC542 14 25 cm 14 mm

**Curette utérine de Volkmann**

*Volkman Uterine Curette*  
*Cureta Uterina Volkmann*  
*Cureta Uterina Volkmann*

IC572 04 25 cm 4 mm  
IC572 06 25 cm 6 mm  
IC572 08 25 cm 8 mm  
IC572 10 25 cm 10 mm  
IC572 12 25 cm 12 mm  
IC572 14 25 cm 14 mm

**Curette utérine de Simon**

*Simon Uterine Curette*  
*Cureta uterina Simon*  
*Cureta uterina Simon*

IC552 04 25 cm 4 mm  
IC552 06 25 cm 6 mm  
IC552 08 25 cm 8 mm  
IC552 10 25 cm 10 mm  
IC552 12 25 cm 12 mm  
IC552 14 25 cm 14 mm

**Curette utérine de Sims tranchante**


*Sims Uterine Curette sharp*  
*Cureta Uterina Sims*  
*Cureta Uterina Sims*


IC562 04 25 cm 4 mm  
IC562 06 25 cm 6 mm  
IC562 08 25 cm 8 mm  
IC562 10 25 cm 10 mm  
IC562 12 25 cm 12 mm  
IC562 14 25 cm 14 mm

**Curette utérine de Sims mousse**

*Sims Uterine Curette blunt*  
*Cureta de Sims roma*  
*Cureta de Sims romba*

IC563 04 25 cm 4 mm  
IC563 06 25 cm 6 mm  
IC563 08 25 cm 8 mm  
IC563 10 25 cm 10 mm  
IC563 12 25 cm 12 mm  
IC563 14 25 cm 14 mm





### Curette uterine Cuzzi

*Cuzzi uterine Curette*  
*Cureta uterina Cuzzi*  
*Cureta uterina Cuzzi*

IC584 14 30 cm - 14 mm  
IC584 18 30 cm - 18 mm



### Curette double de Blake

*Blake doble Curette (1 blunt side 1 cutting side)*  
*Cureta doble de Blake (1 lado romo 1 lado cortante)*  
*Cureta dobrada de Blake (1 lado rombo, 1 lado cortante)*

IC585 25 27 cm  
1 côté mousse - 1 côté tranchant  
1 blunt side - 1 cutting side  
1 lado romo - 1 lado cortante  
1 lado rombo - 1 lado cortante





**Obstétrique**

*Obstetric*

**Obstetricia**

*Obstetricia*

Echelle : 1/2

**Ciseaux Ombilicaux**

*Umbilical Cord Scissors*  
*Tijeras Umbilical*  
*Tesoura Ombilical*

IC264 10 10 cm



**Clamp Ombilical de Bar**

*Bar Umbilical Clamp*  
*Clamp Umbilical de Bar inox*  
*Clamp Ombilical de Bar inox*

IC301 08 8 cm



**Pince Coupe Clamp Ombilical de Bar**

*Bar Umbilical Clamp Cutting Forceps*  
*Pinza cortante para Clamp de Bar*  
*Pinça cortante para Clamp de Bar*

IP564 00 18 cm



**Insufflateur de Ribemont**

*Ribemont Insufflator*  
*Insufiator Ribemont*  
*Insufiator Ribemont sem pera*

11052 00 9 cm  
Sans Poire  
*Without Bulb*  
Sin Balon  
*Sem Pera*



**Stéthoscope de Pinard**

*Pinard Stethoscope*  
*Estetoscopio Pinard*  
*Estetoscopio Pinard*

IS076 01 14 cm  
Aluminium - *Aluminium*  
Aluminio - *Aluminio*  
IS076 02 14 cm  
Bois - *Wood*  
Madera - *Madeira*



**Perce-Membrane**

*Membrane Punch*  
*Perforador para Membrana*  
*Furador para Membrana*

IP444 01 19 cm





**Pince Obstétricale de Kelly**

*Kelly Ovum Forceps*  
*Pinza Kelly de Obstetricia*  
*Pinça Kelly de Obstetricia*

IP468 32 32 cm

**Pince de Green-Armytage**

*Green-Armytage Forceps*  
*Pinza Green-Armitage*  
*Pinça Green-Armitage*

IP468 21 21 cm



**Tracteur hélicoïdal de Doyen (Désenclaveur)**

*Doyen Helicoïdal Tractor*  
*Desenclavador Doyen (Helicoïdal)*  
*Desenclavador Doyen (Helicoïdal)*

IT031 00 18 cm



**Pelvimètre de Collyer**

*Collyer Pelvimeter*  
*Pelvimetro de Collyer*  
*Pelvimetro de Collyer*


IP459 01 Graduado en Centímetros et en Pouces  
*Graduated in Centimeter and Inch*  
*Graduato en Centimetro y en Inch*  
*Graduado em Centimetro e em Inch*

**Pelvimètre de Collin**

*Collin Pelvimeter*  
*Pelvimetro Collin*  
*Pelvimetro Collin*

IP459 00 Graduado en Centímetros  
*Graduated in Centimeter*  
*Graduato en Centimetro*  
*Graduado em Centimetro*





**Forceps de Simpson**

*Simpson Forceps*  
*Forceps Simpson*  
*Forceps Simpson*

IF20130 30 cm

**Forceps de Naegele**

*Naegele Forceps*  
*Forceps Naegele*  
*Forceps Naegele*


IF24436 36 cm (Pageot)  
IF24440 40 cm (Pageot)



**Forceps de Suzor**

*Suzor Forceps*  
*Forceps Suzor*  
*Forceps Suzor*

IF22140 40 cm



**Forceps de Luikart**


*Luikart Forceps*  
*Forceps Luikart*  
*Forceps Luikart*

IF23240 40 cm

**Forceps de Tarnier**

*Tarnier Forceps*  
*Forceps Tarnier*  
*Forceps Tarnier*


IF21137 40 cm  
Avec Tracteur  
With Tractor  
Con Desenclavador  
Com Desenclavador



## Basiotribe de Tarnier

*Tarnier Cranioclast and Cephalotribe*  
*Craneoclasto Tarnier*  
*Craneoclasto Tarnier*


IB01100 47 cm



## Cranioclast de Braun

*Braun Cranioclast*  
*Craneoclasto Braun*  
*Craneoclasto Braun*


IC354 42 42 cm



## Perforateur Obstétrical de Smellie

*Smellie Obstetrical Perforator*  
*Perforador para Obstetricia Smellie*  
*Furador para Obstetricia Smellie*

IP442 33 26 cm



## Crochet Obstétrical de Braun

*Braun Obstetrical Hook*  
*Gancho de Obstetricia Braun*  
*Gancho de Obstetricia Braun*

IC381 30 30 cm







**Canules**

*Cannula*

**Canula**

*Canula*

Echelle : 1/2

**Canule d'Adson**

*Adson Cannula*  
*Canula Adson*  
*Canula Adson*

IC451 04 4 mm



**Canule de Frazier**

*Frazier Cannula*  
*Canula Frazier*  
*Canula Frazier*

IC411 02 2 mm  
IC411 03 3 mm  
IC411 04 4 mm



**Canule de Poole**

*Poole Cannula*  
*Canula Poole*  
*Canula Poole*

IC442 27 22 cm x 7 mm  
Adulte - Adult  
Adulto - Adulto


IC442 25 22 cm x 5 mm  
Enfant - Child  
Infantil - Infantil



**Canule de Yankauer**

*Yankauer Cannula*  
*Canula Yankauer*  
*Canula Yankauer*

IC461 27 27 cm









**Neurologie**

*Neurology*

**Neurologia**

*Neurologia*

Echelle : 1/2



**Crochet de Sachs**

*Sachs Hook*  
*Gancho Sachs*  
*Gancho Sachs*

IC450 16 16,5 cm



**Crochet d'Adson**

*Adson Hook*  
*Gancho Adson*  
*Gancho Adson*

IC192 00 20 cm  
*Mousse - Blunt*  
*Romo - Rombo*

IC192 01 20 cm  
*Pointu - Sharp*  
*Puntiagudo - Pontiagudo*

**Crochet de Gillies**

*Gillies Hook*  
*Gancho Gillies*  
*Gancho Gillies*

IC391 18 18 cm



**Crochet de Cushing boutoné**

*Cushing Hook*  
*Gancho Cushing abotonado*  
*Gancho Cushing abotoado*

IC404 14 14 cm



**Décolle à Dure Mère de Frazier**

*Frazier Dura Separator*  
*Descolador de dura-madre Frazier*  
*Degolador de dura-mater Frazier*

ID284 17 17 cm



**Décolle à Dure Mère de Sachs**

*Sachs Dura Separator*  
*Descolador de dura-madre Sachs*  
*Degolador de dura-mater Sachs*

ID284 20 20 cm




**Élévateur de Freer**  
*Freer Septum Elevator*  
*Elevador Freer*  
*Elevador Freer*

IE321 19 19 cm

**Élévateur d'Adson**  
*Adson Elevator*  
*Elevador Adson*  
*Elevador Adson*

IE322 17 17 cm



**Ecarteur de Love**  
*Love Retractor*  
*Seperador Love*  
*Apartador Love*

IE054 00 19 cm  
Droit - *Straight*  
Recto - *Recto*


IE054 01 19 cm  
Coudé à 45° - *45° Angulated*  
Acodado 45° - *Angulado 45.°*

IE054 02 19 cm  
Coudé à 90° - *90° Angulated*  
Acodado 90° - *Angulado 90°*



**Pince à Hypophyse d'Adson**  
*Adson Hypophyseal Forceps*  
*Pinza para Hipofisis Adson*  
*Pinça para Hipofisis Adson*

IP154 23 23 cm




**Spatule d'Olivecrona**  
*Olivecrona Brain Spatula*  
*Espatula Olivecrona*  
*Espatula Olivecrona*

IS261 18 18 cm

**Pince Mac Kenzie à poser les Agrafes**

*Mac Kenzie Clip Applying Forceps*  
*Pinza Mac Kenzie para poner los Grapas*  
*Pinça Mac Kenzie para pousar os Agrafos*


IP774 15 15 cm



**Pince Sweet à poser les Agrafes**

*Sweet Clip Applying Forceps*  
*Pinza Sweet para poner Grapas*  
*Pinça Sweet para pousar os Agrafos*



IP775 26 26 cm



**Pince Smithwick à poser les Agrafes**

*Smithwick Clip Applying Forceps*  
*Pinza Smithwick para poner Grapas*  
*Pinça Smithwick para pousar os Agrafos*

IP774 26 26 cm



**Pince Emporte-Pièces de Love-Gruenwald à Laminectomie**


*Love-Gruenwald Laminectomy Rongeur Forceps*  
*Pinza Sacabocados Love-Gruenwald ( Laminectomia)*  
*Pinça Saca-bocados Love-Gruenwald ( Laminectomia)*

IP491 18 18 cm - 3 mm x 10 mm - Droite - *Straight* - Recta - Recta  
IP492 18 18 cm - 3 mm x 10 mm - en Haut - *Up* - Arriba - om Cima  
IP493 18 18 cm - 3 mm x 10 mm - en Bas - *Down* - Abajo - om Baixo

## Pince Emporte-Piècesde Spurling à Laminectomie

*Spurling Laminectomy Rongeur Forceps*  
*Pinza Sacabocados Spurling (laminectomia)*  
*Pinça Saca-bocados Spurling (laminectomia)*


- IP511 18 18 cm - 4 mm x 10 mm  
Droite - *Straight* - Recta - Recta
- IP512 18 18 cm - 4 mm x 10 mm  
en Haut - *Up* - Arriba - om Cima
- IP513 18 18 cm - 4 mm x 10 mm  
en Bas - *Down* - Abajo - om Baixo



## Pince Emporte-Pièces de Colcough à Laminectomie

*Colcough Laminectomy Rongeur Forceps*  
*Pinza Sacabocados Colcough (laminectomia)*  
*Pinça Saca-bocados Colcough (laminectomia)*

- IP522 16 16 cm - 4 mm  
en Haut - *Up* - Arriba - om Cima
- IP523 16 16 cm - 4 mm  
en Bas - *Down* - Abajo - om Baixo



## Conducteur de De Martel

*De Martel Conductor*  
*Conductor De Martel*  
*Conductor De Martel*

- IC311 33 33 cm

## Poignée pour Scie de Gigli

*Handle for Gigli Saw*  
*Mango para Sierra Gigli*  
*Punho para Serra de Gigli*

- IS151 50 La paire - *By Pair*  
Par - o Par




## Scie de Gilgi

*Gigli Saw*  
*Sierra Gigli*  
*Serra Gigli*

- IS151 00 50 cm  
la Douzaine - *By Dozen*  
por Docenas - por Duzia







**Perforateur à Main d'Hudson**

*Hudson Bone Hand Drill*  
**Perforador de mano Hudson**  
*Furador de mano Hudson*

IP781 00    avec 5 fraises et une rallonge  
*With 5 Drills and 1 Extension*  
5 fresas + 1 alargareda  
5 fresas + 1 alargareda



**Pince à Traction Crânienne de Crutchfield**

*Crutchfield Cervical Traction Tongs*  
**Pinza para Traccion craneana Crutchfield**  
*Pinça para Tracção craniano Crutchfield*

IP120 00



**Mèche pour Etrier Crânien de Crutchfield**

*Burr for Crutchfield Cervical Traction Tongs*  
**Taladro para estribo craneal de Crutchfield**  
*Broca para estribo craniano de Crutchfield*

IM107 35    7 cm x 3,5 mm  
IM107 50    7 cm x 5 mm

**Ophtalmologie**

*Ophthalmology*

**Oftalmologia**


*Oftalmologia*



**Blépharostat de Pley**

*Pley Speculum*  
 Pinza para la Camara anterior Pley  
 Pinça para a Camara anterior Pley

IB10107 7 cm



**Blépharostat de Bowman**

*Bowman Speculum*  
 Pinza para la Camara anterior Bowman  
 Pinça para a Camara anterior Bowman


IB10007 7 cm



**Blépharostat de Graefe**

*Graefe Speculum*  
 Pinza para la Camara anterior Graefe  
 Pinça para a Camara anterior Graefe

IB10116 6 cm  
 IB10119 9 cm



**Blépharostat de Barraquer-Colibri**

*Barraquer-Colibri Speculum*  
 Pinza para la Camara anterior Barraquer-Colibri  
 Pinça para a Camara anterior Barraquer-Colibri


IB10405 5 cm



**Blépharostat de Corcelle**

*Corcelle Speculum*  
 Pinza para la Camara anterior Corcelle  
 Pinça para a Camara anterior Corcelle

IB10508 8 mm





**Blépharostat d'Arruga**

*Arruga Speculum*  
 Pinza para la Camara anterior Arruga  
 Pinça para a Camara anterior Arruga

IB10207 7 cm  
 A gauche - On Left  
 A la Izquierda - A Esquerda

IB10307 7 cm  
 A droite - On Right  
 a la Derecha - a Direita





### Aiguille de Bowman à corps étrangers

*Bowman Decision Needle*

**Aguja Bowman**

*Agulha Bowman*

**Droite - Straight**

*Recta - Recta*

IA111 00 13 cm

**Courbe - Curved**

*Curva - Curva*

IA110 00 13 cm



### Releveur à Paupières de Desmarres

*Desmarres Lid Retractor*

**Retractor de Párpados Desmarres**

*Retractor de Palpebra Desmarres*

IR100 10 10 mm

IR100 12 12 mm

IR100 14 14 mm

### Couteau à Cataracte de Graefe

*Graefe Cataract Knife*

**Cuchillo para Catarata Graefe**

*Faca para Catarata Graefe*

IC602 00 13 cm



### Couteau à Iris de Weber

*Weber Iris Knife*

**Cuchillo de Iris Weber**

*Faca de Iris Weber*

**Droite - Straight**

*Recta - Recta*

IC605 00 13 cm

**Courbe - Curved**

*Curva - Curva*

IC603 00 13 cm

**Couteau de Ziegler**

Ziegler Knife  
Cuchillo Ziegler  
Faca Ziegler

IC606 00 12 cm



**Kystitome de Graefe**

Graefe Cystotome  
Quistitomo de Graefe  
Quistitomo de Graefe

IK016 00 13,5 cm



**Keratome de Jaeger triangulaire**

Jaeger Keratome  
Queratomio Jaeger triangular  
Queratomio Jaeger triangular

**Droite - Straight**  
Recta - Recta

IK014 00

**Courbe - Curved**  
Curva - Curva

IK015 00



**Cliveleur de Paufique**

Paufique Scarifier  
Escarificator Paufique  
Escarificador de Paufique

IC590 00 13,5 cm

**Burin de Rollet**

Rollet Chisel  
Cinzel Rollet  
Cinzel Rollet

IB10 4 00 13 cm



**Gouge de Walton**

Walton Foreign Body Gouge  
Gubia Walton  
Goiva Walton

IG051 00 12,5 cm







**Anse de Snellen**  
*Snellen Loop*  
*Asa Snellen*  
*Asa Snellen*

IA046 01 13,5 cm



**Crochet de Graefe**  
*Graefe Hook*  
*Gancho Graefe fino*  
*Gancho Graefe*

IC604 00 14 cm  
*Fin à Iris - Fine*  
*Fino - Fino*

IC604 10 14 cm  
*Mousse à Strabisme - Blunt*  
*Romo - Rombo*



**Curette de Meyhoefer**  
*Meyhoefer Curette*  
*Cureta Meyhoefer*  
*Cureta Meyhoefer*

IC612 05 13,5 cm - Ø 0,5 mm  
IC612 10 13,5 cm - Ø 1 mm  
IC612 20 13,5 cm - Ø 2 mm

**Curette à Cataracte de Daviel**  
*Daviel Cataract Curette*  
*Cureta para Catarata Daviel*  
*Cureta para Catarata Daviel*

IC611 00 13 cm



**Curette de Bunge**  
*Bunge Chalazion Curette*  
*Cureta Bunge*  
*Cureta Bunge*

IC621 00 14 cm



**Ecarteur de Knapp**

*Knapp Retractor*  
*Separador Knapp*  
*Apartador Knapp*

IE411 00 14 cm



**Ecarteur à Enucléation de Wells**

*Wells Enucleation Retractor*  
*Separador para Enucleacion Wells*  
*Apartador para Enucleação Wells*

IE411 20 15 cm



**Ecarteur de Bonn**

*Bonn Retractor*  
*Separador Bonn*  
*Apartador Bonn*

IE411 30 15,5 cm

**Ecarteur d'Arruga**

*Arruga Retractor*  
*Separador Arruga*  
*Apartador Arruga*

IE411 40 13,5 cm



**Spatule de Jaeger**

*Jaeger Spatula*  
*Espatula Jaeger*  
*Espatula Jaeger*

IS250 30 11 cm



**Spatule à Iris de De Wecker**

*De Wecker Iris Spatula*  
*Espatula de Iris De Wecker*  
*Espatula de Iris De Wecker*

IS250 20 13,5 cm

**Spatule à Iris de Castroviejo**

*Castroviejo Iris Spatula*  
*Espatula de Iris Castroviejo*  
*Espatula de Iris Castroviejo*

IS250 10 13,5 cm



## Styler Dilatateur de Wilder

Wilder Probe Dilator  
Estilete Dilatador Wilder  
Estilete Dilatador Wilder

- IS250 40 10 cm - Fig. 1  
Fin - Fine  
Fino - Fino
- IS250 50 10 cm - Fig. 2  
Moyen - Medium  
Medio - Medio



## Sonde à Voies Lacrymales Double de Bowman

Bowman Lachrymal Probe  
Sonda para canal lacrimal doble Bowman  
Sonda para canal lacrimal dobro Bowman

- IS040 01 10 cm - 0/1
- IS040 23 10 cm - 2/3
- IS040 45 10 cm - 4/5
- IS040 67 10 cm - 6/7




## Canule à Voies Lacrymales de Galezowski

Galezowski Lachrymal Cannula  
Canula de canal lacrimal Galezowski  
Canula de canal lacrimal Galezowski

- Droite - Straight**  
Recta - Recta  
IC902 01 Ø23 G - Luer Lock


- Courbe - Curved**  
Curva - Curva  
IC902 02 Ø23 G - Luer Lock



## Canule à Air et Liquide de Rycroft

Rycroft Air and Liquid Injection Cannula  
Canula de inyeccion del aire Rycroft  
Canula de injeçao de ar Rycroft

- IC921 03 Ø0,3 mm - Luer Lock



## Sonde à Voies Lacrymales de Galezowski

Galezowski Lachrymal Probe  
Sonda para canal Lacrimal Galezowski  
Sonda para canal Lacrimal Galezowski

### Bout Olivaire - Bulbous Tip

- IS051 01 10 cm - Fig. 1
- IS051 02 10 cm - Fig. 2
- IS051 03 10 cm - Fig. 3
- IS051 04 10 cm - Fig. 4

**Trépan à Sclérectomie**

*Sclerectomy Trepine*  
*Trepano para Sclerectomia*  
*Trepano para Sclerectomia*

IT201 02    Ø 2 mm



**Micro Fraise Arruga**

*Arruga Micro Burr*  
*Micro Arruga*  
*Micro Arruga*

IM330 00



**Aimant + Anse**

*Foreign Body Remover & Magnetic Eye Probe*  
*Iman con Asa*  
*Iman com Asa*

IA046 02    14 cm



**Aimant + Anse + Loupe**

*Foreign Body Remover & Magnetic Eye Probe With Magnifier*  
*Iman con Asa + Lupa*  
*Iman com Asa + Aupa*


IA046 03    14 cm



**Compas de Castroviejo**

*Castroviejo Caliper*  
*Compas Castroviejo*  
*Compasso de Castroviejo*

IC601 00    8,5 cm



## Pince Dissection Fine de Graefe à Iris

*Graefe Fine Iris Forceps*

*Pinza Disección fina Graefe para iris*

*Pinça Dissecção fina Graefe para iris*

**Droite - Straight**

*Recta - Recta*

IP532 10 10 cm - Fig. 1  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP535 10 10 cm - Fig. 4  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

**1/2 Courbe - 1/2 Curved**

*1/2 Curva - 1/2 Curva*

IP533 10 10 cm - Fig. 2  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes


IP536 10 10 cm - Fig. 5  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

**Courbe - Curved**

*Curva - Curva*

IP534 10 10 cm - Fig. 3  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP537 10 10 cm - Fig. 6  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes



## Pince de Bishop-Harman

*Bishop-Harman Forceps*

*Pinza Bishop-Hartmann*

*Pinça Bishop-Hartmann*

IP530 08 8 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP530 18 8 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes



## Pince à Iris de Gill-Hess

*Gill-Hess Iris Forceps*

*Pinza para Iris Gill-Hess*

*Pinça para Iris Gill-Hess*

IP527 08 7,5 cm



## Pince à Iris de Fisher

*Fisher Iris Forceps*

*Pinza para Iris Fisher*

*Pinça para Iris Fisher*

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP527 07 7 cm

**Pince à Fixer de Barraquer**

*Barraquer Fixation Forceps*  
*Pinza de Fijacion Barraquer*  
*Pinça de Fixação Barraquer*

IP520 12    10 cm  
1x2 Griffes Oblique - 1x2 Oblic Teeth  
1x2 Dientes Oblicua - 1x2 Dentes Obliqua



**Pince à Fixer le Globe de Dujardin**

*Dujardin Eye Ball Fixation Forceps*  
*Pinza de Fijacion del globo Dujardin*  
*Pinça de Fixação de globo Dujardin*

IP521 00    10,5 cm



**Pince à Fixer d'Elschnig**

*Elschnig Fixation Forceps*  
*Pinza de Fijacion Elschnig*  
*Pinça de Fixação Elschnig*

IP526 00    11,5 cm  
1x2 Griffes Oblique - 1x2 Oblic Teeth  
1x2 Dientes Oblicua - 1x2 Dentes Obliqua

**Pince à Fixer de Graefe**

*Graefe Fixation Forceps*  
*Pinza de Fijacion Graefe*  
*Pinça de Fixação Graefe*

IP524 11    11 cm  
Avec Ressort - With Spring Catch  
Con Muelle - Com Mola

IP525 11    11 cm  
Sans Ressort - Without Spring Catch  
Sin Muelle - Sem Mola





### Pince Capsulaire de Schweigger

Schweigger Capsular Forceps  
Pinza Capsular Schweigger  
Pinça Capsular Schweigger

IP531 10 10 cm  
Multigriffe Angulaire  
Multi Teeth Angulated  
Multidentes Angular  
Multidentes Angular



### Pince Capsulaire d'Arruga

Arruga Capsular Forceps  
Pinza Capsular Arruga  
Pinça Capsular Arruga

IP531 95 9,5 cm

### Pince à Suture de Castroviejo (à plateau)

Castroviejo Suture Forceps  
Pinza para Sutura Castroviejo  
Pinça para Sutura Castroviejo

IP528 10 10 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes



### Pince à Suture de Tübingen (à plateau)

Tübingen Suture Forceps  
Pinza para Sutura Tübingen  
Pinça para Sutura Tübingen

**Droite - Straight**  
Recta - Recta

IP529 10 10 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP529 13 10 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

**Courbe - Curved**  
Curva - Curva

IP529 11 10 cm  
S/G - No Teeth  
Sin Dientes - Sem Dentes

IP529 12 10 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

**Pince Hémostatique à Tendre les Fils de De Wecker**

*De Wecker Hemostatic Forceps Serrefine For Suture*  
*Pinza Hemostatica para Tensor Hilos De Wecker*  
*Pinça Hemostatica para Esticar Fios De Wecker*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP540 05 5 cm  
IP540 07 7 cm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP540 15 5 cm  
IP540 17 7 cm



**Pince à Epiler les Cils de Douglas**

*Douglas Fine Cilia Forceps*  
*Pinza Depilatoria Douglas*  
*Pinça para Depilar Douglas*

IP264 09 9 cm



**Pince Emporte-Pièces de Holth**

*Holth Punch Forceps*  
*Pinza Cortante Holth*  
*Pinça Sacar-bocados Holth*


IP14530



**Pince à Chalazion de Desmarres**

*Desmarres Chalazion Forceps*  
*Pinza de Chalazion Desmarres*  
*Pinça de Chalazion Desmarres*

IP526 50 8,5 cm



### Ciseaux Iridectomie

*Iris Scissors*  
*Tijeras para Iridectomia*  
*Tesoura para Iridectomia*

**Droits - Straight**  
**Rectas - Recta**

IC094 10 10 cm  
IC094 11 11,5 cm

**Courbes - Curved**  
**Curvas - Curva**

IC095 10 10 cm  
IC095 11 11,5 cm

### Ciseaux Stevens



*Stevens Scissors*  
*Tijeras Stevens*  
*Tesoura Stevens*

**Droits - Straight**  
**Rectas - Recta**

IC024 10 10 cm

**Courbes - Curved**  
**Curvas - Curva**

IC025 10 10 cm



### Ciseaux Strabisme


*Strabismus Scissors*  
*Tijeras para Estrabismo*  
*Tesoura para Estrabismo*

**Droits - Straight**  
**Rectas - Recta**

IC134 11 11,5 cm

**Courbes - Curved**  
**Curvas - Curva**

IC135 11 11,5 cm



**Ciseaux de Barraquer**

*Barraquer Scissors*  
*Tijeras Barraquer*  
*Tesoura Barraquer*

IC590 55 5,5 cm



**Ciseaux de De Wecker**

*De Wecker Scissors*  
*Tijeras De Wecker*  
*Tesoura De Wecker*

IC594 11 11 cm



**Ciseaux de Noyes**

*Noyes Scissors*  
*Tijeras Noyes*  
*Tesoura Noyes*


IC594 12 12 cm

**Ciseaux de Castroviejo**

*Castroviejo Scissors*  
*Tijeras Castroviejo*  
*Tesoura Castroviejo*

**Courbes - Curved**  
*Curvas - Curvas*

IC595 10 10 cm



**Ciseaux de Vannas**

*Vannas Scissors*  
*Tijeras Vannas*  
*Tesoura Vannas*


IC594 08 8 cm

## Porte-Aiguille de Barraquer Mousse

*Barraquer Needle Holder*  
Porta-Agujas Barraquer Romas  
*Porta-Agulha Barraquer Romba*

**Courbe - Curved**  
**Curva - Curva**

IP541 13 13 cm



## Porte-Aiguille de Castroviejo Mousse


*Castroviejo Needle Holder*  
Porta-Agujas Castroviejo Romas  
*Porta-Agulha Castroviejo Romba*

**Droit - Straight**  
**Recta - Recta**

IP542 14 14 cm

**Courbe - Curved**  
**Curva - Curva**

IP543 14 14 cm



## Porte-Aiguille de Stevens

*Stevens Needle Holder*  
Porta-Agujas Stevens  
*Porta-Agulha Stevens*

IP332 13 13 cm





**Dentaire**

*Dental*

**Dentario**

*Dentario*

Echelle : 1/2



**Incisives/Canines du Haut**

*Upper Lateral & Canines  
Inciso / Canino del Abajo  
Incisivo / Canino o Cima*

IDDVAD02 N° 2



**Prémolaires du Haut**

*Upper Premolars  
Pre-molar del Arriba  
Pre-molar o Cima*

IDDVAD07 N° 7



**Canines / Prémolaires du Bas**

*Lower Premolar  
Canino / Pre-molar del Abajo  
Canino / Pre-molar o Baixo*

IDDVAD13 N° 13

**Molaire Gauche du Haut**

*Upper Molar Left  
Molar Izquierda del Arriba  
Molar esquerda o Cima*

IDDVAD18 N° 18

**Molaire Droite du Haut**



*Upper Molar Right  
Molar Recta del Arriba  
Molar Recta o Cima*

IDDVAD17 N° 17

**Incisives / Racines du Haut**

*Upper Roots  
Inciso / Raiz del Arriba  
Incisivo / Raiz o Cima*

IDDVAD29 N° 29



**Molaires du Bas**

*Lower Molars  
Molar del Abajo  
Molar o Cima*


IDDVAD22 N° 22



**Incisives / Racines du Bas**

*Lower Roots  
Inciso / Raiz del Abajo  
Incisivo / Raiz o Baixo*

IDDVAD33 N° 33





### Racines / Prémolaires / Canines Inférieures

*Lower Roots / Premolars / Canines*  
*Raiz / Pre-molar / Canino Inferior*  
*Raiz / Pre-molar / Canino Inferior*


IDDVAD33A N° 33A



### Racines du Bas

*Lower Roots*  
*Raiz del Abajo*  
*Raiz o Baixo*

IDDVAD45 N° 45



### Racines du Haut

*Upper Roots*  
*Raiz del Arriba*  
*Raiz o Cima*


IDDVAD51 N° 51



### Racines du Haut

*Upper Roots*  
*Raiz del Arriba*  
*Raiz o Cima*

IDDVAD51A N° 51A



### Racines du Haut

*Upper Roots*  
*Raiz del Arriba*  
*Raiz o Cima*

IDDVAD51L N° 51L



### Molaire Supérieure Gauche

*Upper Molar Left*  
*Molar Superior a la Izquierda*  
*Molar Superior a la Esquerda*


IDDVAD65L N° 65L



### Molaire Supérieure Droite

*Upper Molar Right*  
*Molar Superior Recta*  
*Molar Superior Recta*

IDDVAD65R N° 65R



**Dents de Sagesse Supérieures**



*Upper Third Molars  
Muela del Juicio Superior  
Dentes do Siso Superior*

IDDVAD67 N° 67

**Dents de Sagesse du Haut**

*Upper Third Molars  
Muela del Juicio del arriba  
Dentes do Siso o Cima*

IDDVAD67A N° 67A



**Molaires Inférieures**


*Lower Molars  
Molar Inferior  
Molar Inferior*

IDDVAD73 N° 73

**Racines / Incisives Inférieures**

*Lower Roots  
Raiz / Inciso Inferior  
Raiz / Incisivo Inferior*

IDDVAD74 N° 74



**Racines/Incisives Inférieures**


*Lower Roots  
Raiz / Inciso Inferior  
Raiz / Incisivo Inferior*

IDDVAD74N N° 74N

**Dents de Sagesse du Bas**

*Lower Third Molars  
Muela del Juicio del Abajo  
Dentes do Siso o Baixo*

IDDVAD79 N° 79








**Molaires du Haut**  
*Upper Molars*  
*Molar del Arriba*  
*Molar o Cima*

IDDVEN03 N° 3



**Incisives / Canines Inférieures**  
*Lower Incisors*  
*Inciso / Canino Inferior*  
*Incisivo / Canino Inferior*

IDDVEN05 N° 5




**Molaires du Bas**  
*Lower Molars*  
*Molar del Abajo*  
*Molar o Baixo*

IDDVEN06 N° 6



**Racines du Bas**  
*Lower Roots*  
*Raiz del Abajo*  
*Raiz o Baixo*

IDDVEN07 N° 7



**Incisives du Haut**  
*Upper Incisors*  
*Inciso del Abajo*  
*Incisivo o Baixo*

IDDVEN39 N° 39



**Racines du Haut**  
*Upper Roots*  
*Raiz del Abajo*  
*Raiz o Cima*

IDDVEN51S N° 51S



**Incisives/Canines Supérieures**  
*Upper Incisors*  
*Inciso/Canino Superior*  
*Incisivo/canino Superior*

IDDVEN137 N° 137


**Prémolaires Haut**  
*Upper Premolars*  
*Pre-molar del arriba*  
*Pre-molar o Cima*

IDDVEN139 N° 139



**Sondes**  
Probes  
Sondas  
Sondas

- IDSOND01 14 cm - N° 1  
Sonde de Rhein - Rhein Probes  
Sonda Rhein - Sonda Rhein
- IDSOND02 14 cm - N° 2
- IDSOND06 14 cm - N° 6
- IDSOND08 14 cm - N° 8
- IDSOND09 14 cm - N° 9
- IDSOND16 14 cm - N° 16
- IDSOND17 14 cm - N° 17
- IDSOND19 14 cm - N° 19
- IDSOND23 14 cm - N° 23





## Spatule double de Heidemann

*Heidemann plastic Filling Instruments*

*Espatula doble Heidemann*

*Espatula dobrada Heidemann*

IDSFDB00	17 cm - N° 0
IDSFDB01	17 cm - N° 1
IDSFDB02	17 cm - N° 2



N° 0



N° 1



N° 2



**Ciseaux de Kelly Pointu**

*Kelly Sharp Scissors*  
Tijeras Kelly agudas  
Tesoura Kelly pontiagudos

**Droits - Straight**  
Rectas - Recta

IDCXKD16 16 cm

**Courbes - Curved**  
Curvas - Curva

IDCXKC16 16 cm



**Ciseaux de Goldman-Fox**

*Goldman-Fox Scissors*  
Tijeras Goldman-Fox  
Tesoura Goldman-Fox

**Droits - Straight**  
Rectas - Recta

IDCXGD12 12,5 cm

**Courbes - Curved**  
Curvas - Curva

IDCXGC12 12,5 cm



**Ciseaux à Gencives**


*Gum Scissors*  
Tijeras de Encias  
Tesoura para Gengivas

**Droits - Straight**  
Rectas - Recta

IDCXGD11 11,5 cm

**Courbes - Curved**  
Curvas - Curva

IDCXGC11 11,5 cm



**Ciseaux Lisses à Couronnes**


*Crown Scissors*  
Tijeras lisas para Coronas  
Tesoura lisos para Coroa

**Droites - Straight**  
Rectas - Recta

IDXCDD11 11,5 cm

**Courbes - Curved**  
Curvas - Curva

IDXCDC11 11,5 cm



**Ciseaux de Castroviejo**

*Castroviejo Scissors*  
Tijeras Castroviejo  
Tesoura Castroviejo

**Courbes - Curved**  
Curvas - Curva

IC59510 10 cm



**Ciseaux à Couronnes Universels crantés**

*Universal Saw Edge Crown Scissors*  
Tijeras de Coronas Universal con muescas  
Tesoura para Coroa Universal com entalhes


IDCXUC10 10 cm



## Curette double de Hemingway

*Hemingway double end Curette*  
*Cureta doble Hemingway*  
*Cureta dobrada Hemingway*

IDCURDB1 19 cm - N° 1  
IDCURDB2 19 cm - N° 2  
IDCURDB3 19 cm - N° 3



## Curette double de Chompret

*Chompret double end Curette*  
*Cureta doble Chompret*  
*Cureta dobrada Chompret*

IDCURDB0 14 cm



## Curette double de Donald

*Donald double end Curette*  
*Cureta doble Donald*  
*Cureta dobrada Donald*

IDCURDO1 16,5 cm - N° 1  
IDCURDO2 16,5 cm - N° 2

**Curette double de Gracey**

*Gracey double end Curette*  
*Cureta doble Gracey*  
*Cureta dobrada Gracey*

- IDCURG01 17 cm - N° 1 / N° 2
- IDCURG03 17 cm - N° 3 / N° 4
- IDCURG05 17 cm - N° 5 / N° 6
- IDCURG07 17 cm - N° 7 / N° 8
- IDCURG09 17 cm - N° 9 / N° 10
- IDCURG11 17 cm - N° 11 / N° 12
- IDCURG13 17 cm - N° 13 / N° 14

N° 1 / N° 2

N° 3 / N° 4


N° 5 / N° 6

N° 7 / N° 8


N° 9 / N° 10

N° 11 / N° 12

N° 13 / N° 14




Elévateurs  
Elevators  
Elevador  
Elevador



**Elévateur de Bein**

*Bein Elevator*  
*Elevador Bein*  
*Elevador Bein*

IDELBE1	14 cm - N° 1
IDELBE2	14 cm - N° 2
IDELBE3	14 cm - N° 3



**Elévateur Apical**

*Apical Elevator*  
*Elevador Apical*  
*Elevador Apical*

IDELAPI1	15 cm - N° 1
IDELAPI2	15 cm - N° 2
IDELAPI3	15 cm - N° 3



**Elévateur Cryer**

*Cryer Elevator*  
*Elevador Cryer*  
*Elevador Cryer*

IDELCRY1	15,5 cm - N° 1
IDELCRY2	15,5 cm - N° 2



**Syndesmotome de Chompret**

*Root Elevators*

**Syndesmotomo Chompret**  
*Syndesmotomo Chompret*

- 15,5 cm
- IDSYNDD1 Droit - *Straight*  
Recta - *Recta*
- IDSYNDC2 Courbe - *Curved*  
Curva - *Curva*
- IDSYNDF3 Faucille - *Sickle*  
De Hoz - *Folcinho*
- IDSYNDS4 Dents de Sagesse - *For Wisdom Tooth*  
Muela del Juicio - *Dente do Siso*



IDSYNDD1



IDSYNDC2



IDSYNDF3



IDSYNDS4



## Excavateur Double de White

*White Double Excavator*

Excavador Doble White

*Excavador Dobrado White*

IDEXWH05	17,5 cm - N° 5
IDEXWH14	17,5 cm - N° 14
IDEXWH17	17,5 cm - N° 17
IDEXWH18	17,5 cm - N° 18
IDEXWH19	17,5 cm - N° 19
IDEXWH20	17,5 cm - N° 20



**Excavateur double Darby-Perry**

*Darby-Perry Double Excavator*

**Excavador Doble Darby-Perry**

*Excavador Dobrado Darby-Perry*

- IDEXDP05 15 cm - N° 5
- IDEXDP14 15 cm - N° 14
- IDEXDP17 15 cm - N° 17
- IDEXDP18 15 cm - N° 18
- IDEXDP19 15 cm - N° 19
- IDEXDP20 15 cm - N° 20



N° 5



N° 14



N° 17



N° 18



N° 19



N° 20



Instruments à Détartre  
Scalers  
Instrumento para quitar el Tartaro  
Instrumento para tirar o Tartaro

## Jacquette

Scaler  
Jacquette  
Jacquette

IDDETJA1	15 cm - N° 1
IDDETJA2	15 cm - N° 2
IDDETJA3	15 cm - N° 3
IDDETJA4	15 cm - N° 4
IDDETJA5	15 cm - N° 5
IDDETJA6	15 cm - N° 6
IDDETJA7	15 cm - N° 7



## Instrument à Détartre

Scaler  
Instrumento para quitar el Tartaro  
Instrumento para tirar o Tartaro

IDINDE02	15,5 cm - N° 2
IDINDE03	15,5 cm - N° 3
IDINDE06	15,5 cm - N° 6
IDINDE07	15,5 cm - N° 7
IDINDE32	15,5 cm - N° 32
IDINDE33	15,5 cm - N° 33
IDINDE34	15,5 cm - N° 34



**Fouloirs à Amalgame**

Amalgam Instruments  
Sobador para Amalgama  
Misturador para Amalgama

**Bouts Lisses - Smooth Tips**  
Puntas Lisas Foc - Pontas Lisas Foc

- IDFAFOC0 18 cm - Foc 0
- IDFAFOC1 18 cm - Foc 1
- IDFAFOC2 18 cm - Foc 2

**Fouloirs à Amalgame**

Amalgam Instruments  
Sobador para Amalgama  
Misturador para Amalgama

**Bouts Striés - Serrated Tips**  
Puntas estriadas black - Pontas estriadas black

- IDFABLA1 18 cm - Black 1
- IDFABLA2 18 cm - Black 2
- IDFABLA3 18 cm - Black 3



**Brunissoirs**  
*Burnishers*  
**Brunissor**  
*Brunissor*

IDBR2526	N° 25 / 26
IDBR2627	N° 26 / 27
IDBR2829	N° 28 / 29
IDBR2631	N° 26 / 31



N° 25 / 26



N° 26 / 27



N° 28 / 29




N° 26 / 31



**Instruments tranchants de Black**

*Black cutting Instruments*  
*Instrumento cortante Black*  
*Instrumento cortante Black*

- IDTRBLA1 17 cm - N° 1
- IDTRBLA2 17 cm - N° 2
- IDTRABL3 17 cm - N° 3
- IDTRABL4 17 cm - N° 4
- IDTRABL5 17 cm - N° 5





## Instrument à Modeler de Thomas

Thomas Wax Modeling Instrument  
Instrumento para Modelar Thomas  
Instrumento para Moldar Thomas

IDINTH01	17 cm - N° 1
IDINTH02	17 cm - N° 2
IDINTH03	17 cm - N° 3
IDINTH04	17 cm - N° 4
IDINTH05	17 cm - N° 5



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5

**Limes à Os de Seldin**

*Seldin Bones Files*  
Lima para Huesos Seldin  
*Lima para Ossos Seldin*

IDLIMSE1 18 cm - N° 1  
IDLIMSE2 18 cm - N° 2



N° 7

N° 8

**Élévateur de Freer**

*Freer Elevator*  
Elevador Freer  
*Elevador Freer*


IDELFRE0 17 cm



**Décolleur de Molt**

*Molt Elevator*  
Desprendimientor Molt  
*Degolador Molt*

IDDECM07 18 cm - N° 7  
IDDECM08 18 cm - N° 8  
IDDECM09 18 cm - N° 9



N° 7

N° 8

N° 9




**Pince d'Adson**  
*Adson Dissecting Forceps*  
*Pinza Adson*  
*Pinça Adson*

IP330 12 12 cm  
A/G - 1x2 Teeth  
Con Dientes - Com Dentes

**Pince Brucelle de Miriam**  
*Miriam Tweezers*  
*Pinza Brucelle Miriam*  
*Pinça Brucelle Miriam*

**Contre-Coudée - Double Bent**  
*Contra-Acodadas - Contra-Angular*  
IP046 16 16 cm



**Pince de London College**  
*London College Tweezers*  
*Pinza London College*  
*Pinça London College*

IP047 15 15 cm


**Pince Autofermante de London College**  
*London College Self-Locking Tweezers*  
*Pinza Autocerrante London College*  
*Pinça Autocerrante London College*

IDPINLC1 15 cm

**Pince pour Papier à Articuler de Miller**  
*Miller Tweezers for Articulating Paper*  
*Pinza para Papel de Articular Miller*  
*Pinça para Papel de Articular Miller*

IDPIMIL1 15,5 cm





**Pince de Stieglitz**

*Stieglitz Forceps*  
*Pinza Stieglitz*  
*Pinça Stieglitz*

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IDPISTG1 14 cm

**Pince Gouge de Luer**

*Luer Bone Rongeur*  
*Pinza-gubia Luer*  
*Pinça-goiva Luer*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP480 16 16 cm - Mors 5 mm  
IP480 17 17 cm - Mors 8 mm

**Courbe - Curved**  
*Curva - Curva*

IP481 16 16 cm - Mors 5 mm  
IP481 17 17 cm - Mors 8 mm



**Pince gouge de Beyer**

*Beyer Bone Rongeur*  
*Pinza-gubia Beyer*  
*Pinça-goiva Beyer*

**Légèrement Courbe - Lightly Curved**  
*Curva - Curva*

IP480 18 18 cm - Mors 3,5 mm  
*Double Articulation - Double Articulation*  
*Doble Articulacion - Doble Articulacao*



**Pince Coupante de Liston**

*Liston Cutting Forceps*  
*Pinza Cortante Liston*  
*Pinça Cortante Liston*

**Droite - Straight**  
*Recta - Recta*

IP456 14 14 cm



**Pince de Waldsachs originale**


*Waldsachs original Forceps  
Pinza original Waldsachs  
Pinça original Waldsachs*

IDPIWAL1 15 cm

**Pince de Witzel à fragments**

*Witzel Forceps with fragments  
Pinza de Witzel fragmento  
Pinça de Witzel fragmento*

IDPIWIT1 16 cm



**Porte-Aiguille de Crile-Wood**



*Crile-Wood Needle Holder  
Porta-agujas Crile-Wood  
Porta-agulha Crile-Wood*

IP384 15 15 cm

**Porte-Aiguille de Mathieu**

*Mathieu Needle Holder  
Porta-Agujas Mathieu  
Porta-Agulha Mathieu*

IP314 14 14 cm  
IP314 17 17 cm  
IP314 20 20 cm



**Compas d'Iwanson**

*Iwanson Measuring Instrument  
Compas Iwanson  
Compasso Iwanson*

IDCOIWA1 10 cm



**Spatule Simple pour Ciment**

*Cement Single Spatula*  
*Espatula Simple para Cemento*  
*Espatula Singela para Cimento*

IDSPSI24 17,5 cm - N° 24  
IDSPSI36 15 cm - N° 36

**Spatule Double pour Ciment**

*Cement Double Spatula*  
*Espatula Doble para Cemento*  
*Espatula Dobrada para Cimento*

IDSPDB01 17,5 cm - N° 1  
IDSPDB02 17,5 cm - N° 2



N° 24



N° 36



N° 1



N° 2





**Couteau à Cire de Fahlenstock**

*Fahlenstock Wax Knives*  
Cuchillo para Cera Fahlenstock  
*Faca para Cera Fahlenstock*

IDCOFA17 17 cm



**Couteau à Cire**

*Wax Knives*  
Cuchillo para Cera  
*Faca para Cera*

IDCOCP17 17 cm



**Couteaux à Cire de Lessmann**

*Lessmann Wax Knives*  
Cuchillo para Cera Lessmann  
*Faca para Cera Lessmann*

IDCOLE13 13 cm  
IDCOLE17 17 cm

**Couteaux à Plâtre**

*Plaster Knives*  
Cuchillo para Escayola  
Faca para penso Estucado

IDCOPLA2 13,5 cm  
IDCOPLA1 17 cm


**Spatules à Plâtre**

*Cement Spatulas*  
Espatula para Escayola  
Espatula para Gesso

IDSPLAT1 17,5 cm  
IDSPLAT2 19 cm  
IDSPLAT3 19 cm



IDCOPLA2



IDCOPLA1



IDSPLAT1



IDSPLAT2




IDSPLAT3

## Porte Amalgame Simple

Single Amalgam Carriers  
Porta-Amalgama Simple  
Porta-Amalgama Singelo

IDPASI01 14 cm



## Porte Amalgame Double



Double Amalgam Carriers  
Porta-Amalgama Doble  
Porta-Amalgama Dobrado

IDPADB12 20,5 cm - Ø 1,4 mm / Ø 2 mm  
IDPADB22 20,5 cm - Ø 2 mm / Ø 2,5 mm


## Porte Amalgame Simple

Single Amalgam Carriers  
Porta-Amalgama Simple  
Porta-Amalgama Singelo

IDPASI14 Ø 1,4 mm  
IDPASI20 Ø 2 mm  
IDPASI25 Ø 2,5 mm








**Arrache Couronnes**

Crown Remover  
Extractor de Corona  
Extractor de Corona

IDARCOU3 18 cm  
3 Pièces - 3 Pieces  
3 Piezas - 3 Peças



**Seringues à Cartouche**


Cartridge Syringes  
Jeringa  
Seringa

IDSECAL1 11 cm  
Chargement Latéral avec Aspiration 1,8 cc  
Aspirating Lateral Loading 1,8 cc  
Carga Lateral con Aspiracion 1,8 cc  
Recarga Lateral com Aspiração 1,8 cc

IDSECAL2 11 cm  
Chargement Latéral avec Aspiration 2,2 cc  
Aspirating Lateral Loading 2,2 cc  
Carga Lateral con Aspiracion 2,2cc  
Recarga lateral com aspiração 2,2cc

IDSECSL1 11 cm  
Chargement Latéral sans Aspiration 1,8 cc  
Without Aspiration Lateral Loading 1,8 cc  
Carga Lateral sin Aspiracion 1,8 cc  
Recarga Lateral sem aspiração 1,8 cc


IDSECSL2 11 cm  
Chargement Latéral sans Aspiration 2,2 cc  
Without Aspiration Lateral Loading 2,2 cc  
Carga Lateral sin Aspiracion 2,2 cc  
Recarga Lateral sem Aspiração 2,2cc



**Porte Matrice**

Matrix Retainer  
Porta-Matriz  
Porta-Matriz


IDPOMA06 7,5 cm



**Porte Matrice Universel de Tofflemire**

Universal Toffelmire Matrix Retainer  
Porta-Matriz universal Tofflemire  
Porta-Matriz universal Tofflemire


IDPOMAUT 5,5 cm



**Porte Empreintes Perforé Haut**

*Impression Tray perforated Upper*  
Porta-Huellas Perforado Alto  
Porta-Marcas Perforado Alto


IDPEMPH



**Porte Empreintes Perforé Bas**

*Impression Tray Perforated Lower*  
Porta-huellas Perforado bajo  
Porta-marcas Perforado baixo

IDPEMPB



**Porte Empreintes Non Perforé Haut**

*Impression Tray No Perforated Upper*  
Porta-huellas No Perforado Alto  
Porta-marcas Nao Perforado Alto

IDPEMHA



**Porte Empreintes Non Perforé Bas**

*Impression Tray No Perforated Lower*  
Porta-huellas no Perforado Bajo  
Porta-marcas Nao Perforado Baixo

IDPEMBA





**Boîtes de Composition**

*Instruments Sets*

**Cajas Composicion**

*Caixas Composição*

## FRANÇAIS

### I - Générale

IBOI001 Boîte à Compresses

IBOI002 Boîte à Pansements

IBOI003 Boîte Urgence Soins

IBOI004 Boîte pour Abscès Suture

IBOI005 Boîte pour Infirmier

IBOI006C Boîte pour Petite Chirurgie

IBOI007 Boîte Chirurgie d'Urgence

IBOI010 Boîte Chirurgie Générale

IBOI011 Boîte Grand Nécessaire Chirurgie

IBOI012 Boîte Chirurgie Mineure

IBOI013 Boîte Chirurgie pour Enfant

IBOI014 Boîte Chirurgie pour Voies Basses

IBOI020 Boîte Chirurgie Parties Molles

IBOI021 Boîte Gastrectomie

IBOI022 Boîte Laparatomie

IBOI023 Boîte pour Abdomen

IBOI024 Boîte pour Estomac

IBOI025 Boîte pour Appendicite - Hernie

IBOI026 Boîte Ecarteurs Abdominaux

IBOI027 Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive

IBOI028 Boîte Appendicectomie

IBOI029 Boîte Hernie Discale

IBOI030 Boîte à Prostate

IBOI035 Boîte Thoraxcotomie

IBOI036 Boîte Chirurgie Pulmonaire

IBOI040 Boîte pour Amputation

IBOI041 Boîte Autopsie Simple

IBOI050 Boîte Fissure Anale - Hémorroïdes

IBOI051 Boîte Phimosis

IBOI052 Boîte Circoncision

IBOI060 Boîte Chirurgie Mains et Tendons

IBOI061 Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale

IBOI062 Boîte chirurgie fine et plastique

IBOI063 Boîte petite Chirurgie du Cou & Thyroïde

IBOI064 Boîte Plastie Main

IBOI065 Boîte pour Traumatologie

IBOI066 Boîte pour Intestin

IBOI070 Boîte à Dénudation

IBOI071 Boîte pour Greffe de Peau

IBOI072 Boîte pour proctologie

### II - Gynécologique, Obstétrique, Urologique, Vésicale

#### Gynécologie

IBOI100 Boîte Accouchement Simple

IBOI102 Boîte de Curetage

IBOI103 Boîte Examen Vaginal

IBOI104 Boîte Césarienne

IBOI105 Boîte Accouchement Complète

IBOI106 Boîte à Périnée

IBOI107 Boîte Urgence Gynécologique

IBOI108 Boîte Hystérectomie

IBOI109 Boîte Forceps de Tarnier

IBOI110 Boîte 30 bougies de Hégar

IBOI111 Boîte Curetage et Aspiration IVG

IBOI112 Boîte Episiotomie

IBOI113 Boîte DIU pour pose du Stérilet

IBOI114 Boîte Cerclage du Col Utérin

IBOI115 Boîte Exploration Vaginale

IBOI116 Boîte Basiotribe de Tarnier

IBOI117 Boîte Accouchement Episiotomie

IBOI118 Boîte Insertion et Enlèvement DIU

IBOI119 Boîte pour Prolapsus Utérin

IBOI120 Boîte Fistules Vaginales

IBOI121 Boîte Incisions Utérine

IBOI122 Boîte Enlèvement DIU

IBOI125 Boîte de forceps

#### Urologie

IBOI140 Boîte Chirurgie Urinaire

IBOI141 Boîte Urologie

IBOI142 Boîte Chirurgie Vésicule

IBOI143 Boîte Chirurgie Foie-Vessie

IBOI144 Boîte à Cystectomie

IBOI145 Boîte Chirurgie du Rein

#### Divers

IBOI150 Boîte Mammectomie/ Mastectomie

IBOI151 Boîte Biopsie Utérine

IBOI170 Boîte pour Prolapsus Rectal

## III - l'Osseux, Neurologie, Vasculaire

### Osseux

IBOI201 Boîte Chirurgie Osseuse  
IBOI202 Boîte Grande Orthopédie  
IBOI203 Boîte Petite Orthopédie  
IBOI204 Boîte pour Poser les Broches  
IBOI206 Boîte pour Fémur  
IBOI207 Boîte pour le Coude  
IBOI208 Boîte pour Humérus  
IBOI209 Boîte pour Arthrotomie du Genou  
IBOI210 Boîte pour Sciatique  
IBOI211 Boîte pour la Rotule  
IBOI212 Boîte pour la Cheville  
IBOI213 Boîte Scaphoïde (main et pied)  
IBOI214 Boîte Traumatologie  
IBOI215 Boîte pour Chirurgie de la Jambe  
IBOI216 Boîte chirurgie Epaule-Bankart  
IBOI217 Boîte pour retrait de broches  
IBOI221 Boîte pour Plâtre  
IBOI222 Boîte pour le Ménisque  
IBOI224 Boîte pour Chirurgie de la Hanche

### Neurologie

IBOI220 Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie)  
IBOI205 Boîte pour Rachis  
IBOI210 Boîte pour Sciatique  
IBOI225 Boîte Chirurgie du Crâne  
IBOI226 Boîte Trépanation  
IBOI227 Boîte Hypophyse  
IBOI228 Boîte Cloward Cervical  
IBOI229 Boîte Hernie Discale

### Vasculaire

IBOI235 Boîte Cardio-Vasculaire  
IBOI236 Boîte pour Varices  
IBOI237 Boîte pour Embolectomie  
IBOI238 Boîte Chirurgie Vasculaire de base

## IV - O.R.L.

IBOI301 Boîte Complète pour O.R.L.  
IBOI302 Boîte Urgence O.R.L.  
IBOI320 Boîte pour Thyroïde  
IBOI321 Boîte pour Amygdales  
IBOI322 Boîte pour Goître  
IBOI350 Boîte Intubation Adulte  
IBOI351 Boîte Intubation Enfant  
IBOI360 Boîte pour Trachéotomie + Canules  
IBOI361 Boîte pour Mastoïdite

IBOI362 Boîte pour Tympanoplastie  
IBOI363 Set Adenoïdectomie  
IBOI364 Boîte pour Amygdales Végétations (Adulte)  
IBOI365 Boîte pour Amygdales Végétations (Enfant)  
IBOI366 Boîte pour le Larynx  
IBOI367 Boîte pour le Sinus  
IBOI368 Boîte de Rhinoplastie  
IBOI369 Boîte pour Cloison Nasale  
IBOI370 Boîte de Set Polipectomie Nasale  
IBOI373 Boîte Cadwell-Luc (Sinus ouverture dans le palais)  
IBOI374 Boîte à paracentèse  
IBOI375 Boîte pour chirurgie des oreilles  
IBOI376 Boîte pour fracture du nez  
IBOI377 Boîte pour ponction des sinus

## V - Ophtalmologie

IBOI401 Boîte Examen Ophtalmologique  
IBOI402 Boîte Cathérisme Voies Lacrymales  
IBOI403 Boîte à Cataracte  
IBOI413 Boîte à Cataracte Congénitale  
IBOI404 Boîte pour Glaucome  
IBOI405 Boîte pour Paupières-Trichiasis  
IBOI406 Boîte à Corps Etrangers  
IBOI407 Boîte Décollement de la Rétine  
IBOI408 Boîte à Vitrectomie  
IBOI409 Boîte à Chalazions  
IBOI410 Boîte à Enucléation  
IBOI411 Boîte à Strabisme  
IBOI412 Boîte Pterygion  
IBOI414 Boîte à Corps Etrangers Magnétiques  
IBOI415 Boîte Chirurgie de Base Oculaire  
IBOI416 Boîte pour Kératotomie Radiaire  
IBOI417 Boîte pour Kératoplastie  
IBOI418 Boîte pour Trabéculéctomie  
IBOI419 Boîte à Dacrylo - Rhino - Cystotomie  
IBOI420 Boîte pour Implantation du Cristallin Artificiel

## VI - Dentaire

IBOI501 Boîte pour Dentiste  
IBOI502 Boîte pour Chirurgie Dentaire Adulte  
IBOI503 Boîte pour Chirurgie Dentaire Enfant

## VII - Vétérinaire

IBOI600 Boîte Autopsie pour grands Animaux  
IBOI601 Boîte Autopsie pour petits Animaux

## ENGLISH

### **I - General Surgery**

*IBOI001 Instrument surgical toilet Set*

*IBOI002 Wound Treatment Set*

*IBOI003 Emergency Treatment Set*

*IBOI004 Incision + Drainage of Abscess Set*

*IBOI005 Nurse's Instrument Set*

*IBOI006C Minor Basic Surgery Set*

*IBOI007 Emergency Surgery Set*

*IBOI010 Emergency Surgery Set*

*IBOI011 Complete Major Surgery Set*

*IBOI012 Complete Minor Surgery Set*

*IBOI013 Child Surgery Set*

*IBOI014 Surgery set- Bass parts*

*IBOI020 Alternate Abdominal Surgery Set*

*IBOI021 Gastrointestinal Surgery Set*

*IBOI022 Laparotomy Surgery Set*

*IBOI023 Abdominal Surgery Set*

*IBOI024 Gastro Surgery Set*

*IBOI025 Appendectomy and Hernia Surgery Set*

*IBOI026 Abdominal Retractor Set*

*IBOI027 Gall Bladder + Bile Duct Surgery Set*

*IBOI028 Appendicectomy set*

*IBOI029 Hernia Set*

*IBOI030 Prostatectomy Surgery Set*

*IBOI035 Thoractomy Surgery Set*

*IBOI036 Lung Surgery Set*

*IBOI040 Amputation Surgery Set*

*IBOI041 Autopsy Surgery Set*

*IBOI050 Hemorrhoidectomy Surgery Set*

*IBOI051 Phimosi Sugical Set*

*IBOI052 Circumcision Set*

*IBOI060 Hand and Tendon Surgery Set*

*IBOI061 Plastic and Facial Surgery Set*

*IBOI062 Fine surgery-Plastic surgery set*

*IBOI063 Minor neck and thyroidectomy surgery set*

*IBOI064 Hand plastic surgery set*

*IBOI065 Trauma Surgery Set*

*IBOI066 Intestinal Set*

*IBOI070 Stitch Removal Microsurgical Set*

*IBOI071 Skin graft surgery set*

*IBOI072 Proctology/Nephrectomy Surgical Set*

### **II - Gynecology and Urinary**

*IBOI100 Normal Basic Delivery Set*

*IBOI102 Uterine Evacuation Set*

*IBOI103 Vaginal Examination Set*

*IBOI104 Ceasarean Section Surgery Set*

*IBOI105 Complete Normal Delivery Set*

*IBOI106 Perineal Plastic Surgery Set*

*IBOI107 Emergency Gynecology Set*

*IBOI108 Hysterectomy Surgery Set*

*IBOI109 Tarnier Obstetrical Forceps Set*

*IBOI110 Hegar Dilatation Set*

*IBOI111 Uterine Evacuation Set*

*IBOI112 Episiotomy Repair Set*

*IBOI113 Sterilet Implant Set*

*IBOI114 Vaginal Closure Set*

*IBOI115 Vaginal Exploration Set*

*IBOI116 Cepholtrib Set*

*IBOI117 Normal Delivery and Episiotomy Repair Set*

*IBOI118 Sterilet Retraction Set*

*IBOI119 Uterine prolapse set*

*IBOI120 Vaginal fistula set*

*IBOI121 Uterine lancing set*

*IBOI122 IUD (Sterilet) Removing Surgical Set*

*IBOI125 Obstetrical Forceps Set*

### **Urology**

*IBOI140 Urinary Surgical set*

*IBOI141 Urology Surgery Set*

*IBOI142 Gall Bladder Surgery Set*

*IBOI143 Liver-Bladder Surgery Set*

*IBOI144 Systectomy Surgery Set*

*IBOI145 Nephrectomy Surgery Set*

### **Diverse**

*IBOI150 Mammectomy-Mastectomy Set*

*IBOI151 Cervical Biopsy Set*

*IBOI170 Rectal Prolapsus Surgical Set*



### **III - Bone, Neurology, Vascular**

#### **Bone**

*IBOI201 Bone Surgery Set*  
*IBOI202 Major Orthopaedic Surgery Set*  
*IBOI203 Minor Orthopaedic Surgery Set*  
*IBOI204 Pin and Nail Set*  
*IBOI206 Femur surgery set*  
*IBOI207 Elbow surgery set*  
*IBOI208 Humerus surgery set*  
*IBOI209 Knee arthrotomy surgery set*  
*IBOI211 Kneecap surgery set*  
*IBOI212*  
*IBOI213 Scaphoid surgery set (hand and foot)*  
*IBOI214 Traumatology surgery set*  
*IBOI215 Leg Surgery Kit*  
*IBOI216 Shoulder (Bankart) Surgery Set*  
*IBOI217 Wire Removing Surgical Set*  
*IBOI221 Plaster set*  
*IBOI222 Meniscus surgery set*  
*IBOI224 Hip Surgery Kit*

#### **Neurology**

*IBOI220 Laminectomy Surgery Set*  
*IBOI205 Rachis Surgical Instrument Set*  
*IBOI210 Sciatica surgery set*  
*IBOI225 Craniotomy Surgery Set*  
*IBOI226 Trepanation Surgery Set*  
*IBOI227 Hypophyse Set*  
*IBOI228 Cloward Cervical Set*  
*IBOI229 Discal Hernia Surgical Set*

#### **Vascular**

*IBOI235 Vasculaire Surgery Set*  
*IBOI236 Varicose Vens Set*  
*IBOI237 Embolectomy Surgical Set*  
*IBOI238 Minor Vascular Surgery Set*

### **IV - E.N.T.**

*IBOI301 Complete ENT. Surgery Set*  
*IBOI302 Emergency ENT. Surgery Set.*  
*IBOI320 Thyroidectomy Surgery Set*  
*IBOI321 Tonsillectomy Surgery Set*  
*IBOI322 Goitre Surgical Set*  
*IBOI350 Adult Intubation Set*  
*IBOI351 Child Intubation Set*  
*IBOI360 Tracheostomy + Cannulas Surgery Set*  
*IBOI361 Mastoidectomy Surgery Set*  
*IBOI362 Ear Drum Set*  
*IBOI363 Adenoidectomy Surgery Set*  
*IBOI364 Adult Amygdale/Vegetations Set*

*IBOI365 Child Amygdale/Vegetations Set*  
*IBOI366 Burr Hole Surgery Set*  
*IBOI367 Sinus Surgical Set*  
*IBOI368 Rhinoplasty Surgical Set*  
*IBOI369 Nasal Partition Septum Surgical Set*  
*IBOI370 Nasal Polypectomy Set*  
*IBOI373 CADWELL-LUC set for sinus - palate opening*  
*IBOI374 Parasynthesis Set*  
*IBOI375 Ear Surgery set*  
*IBOI376 Nose Fracture set*  
*IBOI377 Sinus Puncture set*

### **V - Ophthalmology**

*IBOI401 Eye Examination Set*  
*IBOI402 Lachrymal Surgery Set*  
*IBOI403 Cataract Surgery Set*  
*IBOI413 Congenital Cataract Surgery Set*  
*IBOI404 Glaucoma Surgery Set*  
*IBOI405 Eye Lips Set*  
*IBOI406 Foreign Body Removal Set*  
*IBOI407 Retinal Detachment Surgery Set*  
*IBOI408 Virectomy Microsurgical Set*  
*IBOI409 Chalazion Removal Set*  
*IBOI410 Enucleation Surgery Set*  
*IBOI411 Strabismus Surgery Set*  
*IBOI412 Pterygium Surgical Set*  
*IBOI414 Foreign Body Magnetic Removal Set*  
*IBOI415 Basic eye surgery set*  
*IBOI417 Keratoplasty set (without microscope)*  
*IBOI418 Trabeculectomy set*  
*IBOI419 Dacryo-rhino-cystotomy surgical set*  
*IBOI420 Intra ocular lens implantation set*

### **VI - Dental**

*IBOI501 Extracting Forceps*  
*IBOI502 Adult Dental Surgery Forceps*  
*IBOI503 Child Dental Surgery Forceps*

### **VII - Veterinary**

*IBOI600 Tall animals autopsy surgery set*  
*IBOI601 Small animals autopsy surgery set*

## ESPAÑOL

### I - Générale

IBOI001 Caja compresas  
IBOI002 Caja curas  
IBOI003 Caja urgencia cuidados  
IBOI004 Caja para absceso sutura  
IBOI005 Caja del enfermero  
IBOI006C Caja de pequina cirugía  
IBOI007 Caja para cirugía urgencia

IBOI010 Caja para cirugía general  
IBOI011 Caja grande de cirugía  
IBOI012 Caja para cirugía menor  
IBOI013 Caja para cirugía infantil  
IBOI014 Caja para cirugía por vías bajas

IBOI020 Caja para cirugía partes blandas  
IBOI021 Caja para gastrectomía  
IBOI022 Caja de laparotomía  
IBOI023 Caja para abdomen  
IBOI024 Caja para estómago  
IBOI025 Caja para apendicitis-hernia  
IBOI026 Caja separadores abdominales  
IBOI027 Caja para cirugía biliar y digestiva  
IBOI028 Caja para Apendectomía  
IBOI029 Caja para la cirugía de hernia  
IBOI030 Caja prostata

IBOI035 Caja de toracotomía  
IBOI036 Caja para cirugía pulmonar  
IBOI037 Caja para punción lumbar

IBOI040 Caja para amputación  
IBOI041 Caja para autopsia simple

IBOI050 Caja para fisura anal - hemorroides  
IBOI051 Caja fimosis  
IBOI052 Caja para circuncisión

IBOI060 Caja para manos y tendones  
IBOI061 Caja para cirugía plástica maxilar facial  
IBOI062 Caja para cirugía fino - cirugía plástica  
IBOI063 Caja pequina cirugía del cuello – Tiroidina  
IBOI064 Caja para plástica principal  
IBOI065 Caja traumatología  
IBOI066 Caja intestino

IBOI070 Caja para descamadura  
IBOI071 Caja para trasplante de piel  
IBOI072 Caja para Proctología

### II - Gynecologia, Obstetricia, Urologia, Vesicula

#### Gynecologia

IBOI100 Caja para parto simple  
IBOI102 Caja para raspado  
IBOI103 Caja de examen vaginal  
IBOI104 Caja para cesarea  
IBOI105 Caja para parto completa  
IBOI106 Caja perineo  
IBOI107 Caja urgencia ginecologica  
IBOI108 Caja para hysterectomia  
IBOI109 Caja forceps obstetricos de Tarnier  
IBOI110 Caja 30 dilatadores uterinos simple de acero inoxidable  
IBOI111 Caja para raspado y aspiracion IVG  
IBOI112 Caja episiotomia  
IBOI113 Caja DIU para instalacion del sterilet  
IBOI114 Caja para enarcar el cuello uterino  
IBOI115 Caja de exploracion vaginal  
IBOI116 Caja basiotriba  
IBOI117 Caja para parto Episiotomia  
IBOI118 Caja insercion y supresion DIU  
IBOI119 Caja para prolapso uterino  
IBOI120 Caja para fistula vaginal  
IBOI121 Caja para insercion uterina  
IBOI122 Caja de supresion del esturion  
IBOI125 Caja de Fórceps

#### Urologia

IBOI140 Caja para cirugía urinaria  
IBOI141 Caja urología  
IBOI142 Caja para cirugía della vesicula biliar  
IBOI143 Caja para cirugía higado y vejiga  
IBOI144 Caja para cystotomia  
IBOI145 Caja para cirugía de los rinones

#### Diverso

IBOI150 Caja de mamectomia-mastectomia  
IBOI151 Caja para biopsia uterina  
IBOI170 Caja para Prolapso Rectal

## III - Oseo, Neurologia, Vascular

### Oseo

IBOI201 Caja para cirugia osea  
IBOI202 Caja de grande orthopedia  
IBOI203 Caja pequena ortopedia  
IBOI204 Caja para instalacion alambres  
IBOI206 Caja para Fémur  
IBOI207 Caja para el codo  
IBOI208 Caja para humero  
IBOI209 Caja de reemplazo de rodilla  
IBOI210 Caja para la ciática  
IBOI211 Caja para rotula  
IBOI212 Caja para clavija  
IBOI213 Caja escafoide (meno - pie)  
IBOI214 Caja traumatologia  
IBOI215 Caja de Cirugía de la Rodilla  
IBOI216 Caja de cirugía de hombro  
IBOI217 Caja de Retiro Pin  
IBOI221 Caja para escayola  
IBOI222 Caja para menisco  
IBOI224 Caja para la cirugía de cadera

### Neurologia

IBOI220 Caja neurocirugia (laminectomia)  
IBOI205 Caja para el raquis  
IBOI225 Caja para cirugia del craneo  
IBOI226 Caja para trepanacion  
IBOI227 Caja de la hipófisis  
IBOI228 Caja con cervical cloward retractor  
IBOI229 Caja para disco herniado

### Vascular

IBOI235 Caja vascular  
IBOI236 Caja para varice  
IBOI237 Caja par embolectomia  
IBOI238 Caja para disco herniado

## IV - O.R.L.

IBOI301 Caja completa para ORL  
IBOI302 Caja urgencia ORL

IBOI320 Caja tiroideo  
IBOI321 Caja para amigdalas  
IBOI322 Caja para bocio

IBOI350 Caja de intubacion adulto  
IBOI351 Caja de intubacion infantil

IBOI360 Caja de traqueotomia + canulas  
IBOI361 Caja de mastoiditis

IBOI362 Caja para timpanoplastia  
IBOI363 Juego para adenoidectomia  
IBOI364 Caja para amigdalas - vegetaciones adulto  
IBOI365 Caja para amigdalas - vegetaciones nino  
IBOI366 Caja para el laringe  
IBOI367 Caja seno  
IBOI368 Caja para rinoplastia  
IBOI369 Caja tabique nasale  
IBOI370 Caja de polipectomía nasal

IBOI373 Caja de cirugía del seno de Caldwell-Luc  
IBOI374 Caja paracentesis  
IBOI375 Caja de Cirugía de las Orejas  
IBOI376 Caja de la nariz rota  
IBOI377 Caja para la punción del seno

## V - Oftalmologia

IBOI401 Caja de examen oftalmologico  
IBOI402 Caja para cateterismo de canal lagrimal  
IBOI403 Caja para catarata  
IBOI413 Caja para Catarata Congenita  
IBOI404 Caja para glaucoma  
IBOI405 Caja parpados - trichiasitis  
IBOI406 Caja cuerpos extranos  
IBOI407 Caja para desprendimiento de la retina  
IBOI408 Caja vitrectomia  
IBOI409 Caja para chalazions  
IBOI410 Caja enucleacion  
IBOI411 Caja estrabismo  
IBOI412 Caja pterigion  
IBOI414 Caja para Cuerpos Extranos Magneticos  
IBOI415 Caja para cirugía del base ocular  
IBOI416 Caja para queratotomia radiada  
IBOI417 Caja para queratoplastia  
IBOI418 Caja para trabeculectomia  
IBOI420 Caja para implantacion del cristalino artificial

## VI - Dentario

IBOI501 Caja para dentista  
IBOI502 Caja de cirugía dentario para adulto  
IBOI503 Caja de cirugía dentario para nino

## VII - Veterinario

IBOI600 Caja autopsia para grande animal  
IBOI601 Caja autopsia para pequeno animal

## PORTUGUÊS

### I - Geral

IBOI001 Caixa compressas

IBOI002 Caixa pensos

IBOI003 Caixa urgencia cuidados

IBOI004 Caixa para abscesso sutura

IBOI005 Caixa de enfermeiro

IBOI006 Caixa para pequena cirurgia

IBOI007 Caixa para cirurgia urgencia

IBOI010 Caixa para cirurgia general

IBOI011 Granda caixa de cirurgia

IBOI012 Caixa para cirurgia menor

IBOI013 Caixa para cirurgia infantil

IBOI014 Caixa para cirurgia por vias baixas

IBOI020 Caixa para cirurgia partes mole

IBOI021 Caixa para gastrectomia

IBOI022 Caixa para laparotomia

IBOI023 Caixa para abdomen

IBOI024 Caixa para estomago

IBOI025 Caixa para apendicite-hernia

IBOI026 Caixa de apartadores abdominales

IBOI027 Caixa para cirurgia biliar e digestiva

IBOI028 Cervical caixa spreader com Cloward

IBOI029 Caixa para hérnia de disco

IBOI064 Caixa Principais Plasty

IBOI066 Caixa intestino

IBOI030 Caixa prostata

IBOI035 Caixa para toracotomia

IBOI036 Caixa para cirurgia pulmonar

IBOI037 Caixa para punção lombar

IBOI040 Caixa para amputação

IBOI041 Caixa para autopsia simples

IBOI050 Caixa para fissura anal - hemorroidas

IBOI051 Caixa fimosis

IBOI052 Caixa para circuncision

IBOI060 Caixa para maos e tendaos

IBOI061 Caixa para cirurgia plastica maxilar facial

IBOI062 Caixa para cirurgia Fina - cirurgia plastica

IBOI063 Caixa pequena cirurgia o pescoço - Tireoide

IBOI065 Caixa traumatologia

IBOI070 Caixa para desnudação

IBOI071 Caixa para enxerto de pele

IBOI072 Caixa para Proctologia

### II - Gynecologia, Obstetrico, Urologia, Vesicula

#### Gynecologia

IBOI100 Caixa para parto simples

IBOI102 Caixa para raspagem

IBOI103 Caixa de exame vaginal

IBOI104 Caixa para operação cesariana

IBOI105 Caixa para parto completa

IBOI106 Caixa perineu

IBOI107 Caixa urgencia ginecologica

IBOI108 Caixa para hysterectomia

IBOI109 Caixa forceps obstetrico de Tarnier

IBOI110 Caixa 30 dilatadores uterinos simple de aço inoxidavel

IBOI111 Caixa para raspagem e aspiração IVE

IBOI112 Caixa episiotomia

IBOI113 Caixa DIU para instalação de sterilet

IBOI114 Caixa para cercar o colo uterino

IBOI115 Caixa de exploração vaginal

IBOI116 Caixa basiotriba

IBOI117 Caixa para Parto Episiotomia

IBOI118 Caixa para inserir e tirar DIU

IBOI119 Caixa para prolapso uterino

IBOI120 Caixa para fistula vaginal

IBOI121 Caixa para inserir uterino

#### Urologia

IBOI140 Caixa para cirurgia urinaria

IBOI141 Caixa urologia

IBOI142 Caixa para cirurgia de vesicula biliar

IBOI143 Caixa para cirurgia figado e bexiga

IBOI144 Caixa para cistotomia

IBOI145 Caixa para cirurgia de rins

#### Diverso

IBOI150 Caixa para mamectomia-mastectomia

IBOI151 Caixa para biopsia uterina

IBOI170 Caixa Prolapso rectal

### **III - Osseo, Neurologia, Vascular**

#### **Osseo**

*IBOI201 Caixa para cirurgia dos ossos*  
*IBOI202 Caixa de granda ortopedia*  
*IBOI203 Caixa pequena ortopedia*  
*IBOI204 Caixa para instalação de brocas*  
*IBOI206 Caixa para Fémur*  
*IBOI207 Caixa para cotovelo*  
*IBOI208 Caixa para umero*  
*IBOI209 Caixa para a substituição do joelho*  
*IBOI210 Caixa para Ciatica*  
*IBOI211 Caixa para rotula*  
*IBOI212 Caixa para cavilha*  
*IBOI213 Caja escafoide (mao - pegada)*  
*IBOI214 Caja traumatologia*  
*IBOI215 Caja de Cirugía de la Rodilla*  
*IBOI216 Caja de cirugía de hombro*  
*IBOI217 Caja de Retiro Pin*  
*IBOI221 Caixa para gesso*  
*IBOI222 Caixa para menisco*  
*IBOI224 Caixa de Cirurgia do Quadril*

#### **Neurologia**

*IBOI220 Caixa neurocirurgia (laminectomia)*  
*IBOI205 Caixa para o raquis*  
*IBOI225 Caixa para cirurgia de cranio*  
*IBOI226 Caixa para trepanação*  
*IBOI227 Caja de la hipófisis*  
*IBOI229 Caja para disco herniado*

#### **Vascular**

*IBOI235 Caixa vascular*  
*IBOI236 Caixa para Variz*  
*IBOI237 Caixa para embolectomia*  
*IBOI238 Caixa para Cirurgia Vascular Basic*

### **IV - O.R.L.**

*IBOI301 Caixa completa para ORL*  
*IBOI302 Caixa urgencia ORL*  
*IBOI320 Caixa tiroide*  
*IBOI321 Caixa para amígdalas*  
*IBOI322 Caixa para bocio*  
*IBOI350 Caixa para intubação adulto*  
*IBOI351 Caixa para intubação infantil*  
*IBOI360 Caixa para traqueotomia + canulas*  
*IBOI361 Caixa para mastoiditis*  
*IBOI362 Caixa para timpanoplastia*  
*IBOI363 Jogo para adenoidectomia*  
*IBOI364 Caixa amígdalas - vejetações para adulto*

*IBOI365 Caixa amígdalas - vejetações para criança*  
*IBOI366 Caixa para o laringe*  
*IBOI367 Caixa sinus*  
*IBOI368 Caixa para rinoplastia*  
*IBOI369 Caixa tabique nasale*  
*IBOI370 Caixa Polipectomia nasal Set*  
*IBOI373 Caixa Seio Cadwell Luc (Open no Palácio)*  
*IBOI374 Caixa Paracentese*  
*IBOI375 Caixa para a cirurgia das orelhas*  
*IBOI376 Caixa para nariz quebrado*  
*IBOI377 Caixa para a punção do seio*

### **V - Oftalmologia**

*IBOI401 Caixa de exame oftalmologico*  
*IBOI402 Caixa para cateterismo de canal lacrimal*  
*IBOI403 Caixa para catarata*  
*IBOI413 Caixa para Catarata Congenita*  
*IBOI404 Caixa para glaucoma*  
*IBOI405 Caixa palpebras - trichiasitis*  
*IBOI406 Caixa corpos extranhos*  
*IBOI414 Caixa para Corpos Extranhos Magneticos*  
*IBOI407 Caixa para desgrudamento de retina*  
*IBOI408 Caixa vitrectomia*  
*IBOI409 Caixa para calaziao*  
*IBOI410 Caixa enucleação*  
*IBOI411 Caixa estrabismo*  
*IBOI412 Caixa pterigion*  
*IBOI415 Caixa para cirurgia de baixo ocular*  
*IBOI416 Caixa para queratotomia radiada*  
*IBOI418 Caixa para trabeculectomia*  
*IBOI420 Caixa para implantação del cristalino artificial*

### **VI - Dental**

*IBOI501 Caixa para dentista*  
*IBOI502 Caixa de cirurgia dentaria para adulto*  
*IBOI503 Caixa de cirurgia dentaria para menino*

### **VII - Veterinary**

*IBOI600 Caixa autopsia para grande animal*  
*IBOI601 Caixa autopsia para pequeno animal*





**Tungstène**  
*Carbide Jaws*  
**Tungsteno**  
*Tungsteno*

Echelle : 1/2

**Ciseaux Metzbaum Tungstène**

*Metzbaum Carbide Jaws Scissors*



*Tijeras Metzbaum Tungsteno*

*Tesoura Metzbaum Tungsteno*

**Droits - Straight**

*Rectas - Recta*

IC104 15	15 cm
IC104 18	18 cm
IC104 20	20 cm
IC104 23	23 cm



**Courbes - Curved**

*Curvas - Curva*

IC105 15	15 cm
IC105 18	18 cm
IC105 20	20 cm
IC105 23	23 cm

**Ciseaux Mayo Tungstène**

*Mayo Carbide Jaws Scissors*



*Tijeras Mayo Tungsteno*

*Tesoura Mayo Tungsteno*

**Droits - Straight**

*Rectas - Recta*

IC086 15	15 cm
IC086 17	17 cm



**Courbes - Curved**

*Curvas - Curva*

IC087 15	15 cm
IC087 17	17 cm



**Ciseaux Noyes Tungstène**

*Noyes Carbide Jaws Scissors*

*Tijeras Noyes Tungsteno*

*Tesoura Noyes Tungsteno*

**Droits - Straight**

*Rectas - Recta*

IC089 12	12 cm
----------	-------

## Pince Coupe-Broche 4 articulations Tungstène



*Wire Cutting Forceps Multiarticulation Carbide Jaws*

*Alicates para Cortar Brocas 4 articulation Tungsteno*

*Alicate para Cortar brocas 4 articulation Tungsteno*

IP80422 22 cm ( Max 3,5 mm)  
Coupe Frontale - *Front Cut*  
Corte Frontale - *Corta Frontale*

IP80522 22 cm ( Max 3,5 mm)  
Coupe Latérale - *Lateral Cut*  
Corte Laterale - *Corta Frontale*




## Pince Brucelle Miriam Tungstène

*Brucelle Miriam Forceps Carbide Jaws*

*Pinza Brucelle Miriam Tungsteno*

*Pinça Brucelle Miriam Tungsteno*


IP83416 16 cm



**Porte-Aiguille Crile-Wood Mors Tungstène**

*Crile-Wood Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Crile-Wood bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Crile-Wood bocas de Tungsteno*


IP501 13 13 cm  
IP501 15 15 cm



**Porte-Aiguille Fin Mors Tungstène**

*Fine Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas fina con bocas Tungsteno  
*Porta-agulha fina com bocas Tungsteno*


IP50218 18 cm  
IP50220 20 cm  
IP50223 23 cm  
IP50226 26 cm



**Porte-Aiguille Mayo-Hégar Mors Tungstène**

*Mayo-Hégar Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Mayo-Hegar con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Mayo-Hegar com bocas de Tungsteno*


IP503 14 14 cm  
IP503 16 16 cm  
IP503 18 18 cm  
IP503 20 20 cm  
IP503 23 23 cm  
IP503 26 26 cm  
IP503 30 30 cm



**Porte-Aiguille Stratte Mors Tungstène**

*Stratte Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Stratte con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Stratte com bocas de Tungsteno*

IP50423 23 cm






## Porte-Aiguille Mathieu Mors Tungstène

*Mathieu Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Mathieu con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Mathieu com bocas de Tungsteno*


IP824 14 14 cm  
IP824 17 17 cm



## Porte-Aiguille Derf Mors Tungstène

*Derf Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Derf con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Derf com bocas de Tungsteno*

IP504 12 12 cm



## Porte-Aiguille Halsey Mors Tungstène

*Halsey Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Halsey con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Halsey com bocas de Tungsteno*

IP504 13 13 cm



## Porte-Aiguille Castroviejo Mors Tungstène

*Castroviejo Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Castroviejo con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Castroviejo com bocas de Tungsteno*


IP814 14 14 cm



## Porte-Aiguille Ryder Mors Tungstène

*Ryder Needle Holder Carbide jaws*  
Porta-agujas Ryder con bocas de Tungsteno  
*Porta-agulha Ryder com bocas de Tungsteno*

IP504 15 15 cm





**Index**

*Index*

**Indice**

*Index*

**A**

**Abaisse-Langue**  
 Buchwald  
 Plat ..... 55  
 Bruening ..... 55  
 Inox ..... 55  
 Tobold  
 à Manche ..... 55

**Abdominal**  
 Ecarteur  
 Kirschner ..... 88

**Abdominale**  
 Valve  
 Doyen ..... 84  
 Kirschner ..... 88

**Abraham**  
 Bistouri à Amygdales ..... 58

**Adson**  
 Canule ..... 146  
 Crochet ..... 150  
 Élévateur ..... 151  
 Pince ..... 30, 191  
 Pince à Hypophyse ..... 151

**Adson-Brown**  
 Pince ..... 30

**Agrafes**  
 Michel ..... 70  
 Pince à  
 Mac Kenzie ..... 152  
 Smitchwick ..... 152  
 Sweet ..... 152

**Aiguille**  
 Bowman ..... 157  
 Cooper ..... 72  
 Deschamps ..... 71  
 Intestinale ..... 71  
 Lancéolée ..... 39  
 Manche ..... 39  
 Politzer ..... 44  
 Reverdin ..... 71

**Aiguillé**  
 Stylet ..... 37

**Aimant**  
 + Anse ..... 162  
 + Loupe ..... 162

**Alêne**  
 Redon ..... 72

**Allis**  
 Pince ..... 19

**Alm**  
 Ecarteur ..... 83

**Amalgame**  
 Fouloirs ..... 186

**Amputation**  
 Couteau à ..... 92

**Amussat**  
 Rachitome ..... 93

**Amygdales**  
 Bistouri à  
 Abraham ..... 58  
 Killian ..... 58  
 Ciseaux  
 Good ..... 11, 59  
 Dean ..... 11, 59  
 Compresseur  
 Corwin ..... 63  
 Pince à  
 Ballenger ..... 61  
 Colver ..... 61  
 White ..... 61

**Amygdalotome**  
 Sludder-Ballenger ..... 63

**Anneau**  
 Trautmann ..... 44

**Anse**  
 + Aimant ..... 162  
 + Loupe ..... 162  
 Billeau ..... 44  
 Snellen ..... 159

**Anuscope**  
 Barr ..... 122  
 Bensaude ..... 122  
 Mathieu ..... 123  
 Sims ..... 122  
 Trélat ..... 122

**Apical**  
 Élévateur ..... 181

**Arrache**  
 Couronnes ..... 198

**Arraches Couronnes**  
 Dentaire ..... 198

**Arruga**  
 Blépharostat ..... 156  
 Ecarteur ..... 160  
 Micro Fraise ..... 162  
 Pince Capsulaire ..... 165

**Asch**  
 Pince ..... 52

**Autopsie**  
 Couteau à ..... 92

**Auvar**  
 Valve à Poids ..... 128

**B**

**Babcock**  
 Forceps ..... 20  
 Pince ..... 20, 120

**Babinsky**  
 Marteau ..... 41

**Backhaus**  
 Pince ..... 21

**Bailey**  
 Rapprocheur costal ..... 86

**Bakes**  
 Explorateur ..... 114

**Balfour**  
 Ecarteur ..... 85

**Ballenger**  
 Couteau pour Rhinoplastie ..... 48  
 Pince à Amygdales ..... 61  
 Pince à Pansement ..... 131  
 Pince à Pansement ..... 22

**Bar**  
 Clamp Ombilical ..... 140  
 Pince Coupe Clamp Ombilical ..... 140

**Barr**  
 Anuscope ..... 122

**Barraquer**  
 Ciseaux ..... 168  
 Pince à Fixer ..... 164  
 Porte-Aiguille ..... 74, 169

**Barraquer-Colibri**  
 Blépharostat ..... 156

**Barraya**  
 Pince Dissection ..... 32

**Basiotribe**  
 Tarnier ..... 143

**Bayard**  
 Seringue ..... 49

**Beckmann**  
 Couteau à végétation ..... 48  
 Ecarteur ..... 83

**Bein**  
 Elevateur ..... 181

**Bengolea**  
 Pince ..... 15

**Béniqué**  
 Guyon ..... 116

**Bennett**  
 Levier à Os ..... 98

**Bensaude**  
 Anuscope ..... 122

**Béthune**  
 Costotome ..... 95

**Beyer**  
 Pince Gouge ..... 104  
 Pince Gouge ..... 192

**Billeau**  
 Anse ..... 44

**Biopsie**  
 Pince à  
 Douay ..... 135  
 Gelhorn ..... 135  
 J.L. Faure ..... 135  
 Jurasz ..... 62  
 Schumacher ..... 135

**Bishop-Harman**  
 Pince ..... 163

**Bistouris**  
 Abraham  
 à Amygdales ..... 58

Killian  
 à Amygdales ..... 58  
 Lames ..... 36  
 Manche ..... 36  
 Fixe ..... 36

**Black**  
 Instruments tranchants ..... 188

**Blake**  
 Curette double ..... 137  
 Pince ..... 115

**Blépharostat**  
 Arruga ..... 156  
 Barraquer-Colibri ..... 156  
 Bowman ..... 156  
 Corcelle ..... 156  
 Graefe ..... 156  
 Pley ..... 156

**Bohler**  
 Etrier ..... 110

**Boite Petite Chirurgie** ..... 40

**Bonn**  
 Ecarteur ..... 160

**Bonnet**  
 Pince Dissection ..... 32

**Boose**  
 Crochet ..... 58

**Bougie de Hégar**  
 Double ..... 128  
 Simple ..... 128

**Bowman**  
 Aiguille ..... 157  
 Blépharostat ..... 156  
 Sonde ..... 161

**Boyd**  
 Ciseaux en S ..... 10

**Boyle-Davis**  
 Ouvre-Bouche ..... 56

**Bozemann**  
 Pince ..... 22

**Braithwaite**  
 Dermatome ..... 66

**Braun**  
 Ciseaux à Episiotomie ..... 12  
 Cranioclast ..... 143  
 Crochet Obstétrical ..... 143

**Bresky**  
 Valve ..... 127

**Brock**  
 Grattoir ..... 38

**Brophy**  
 Pince ..... 32

**Brucele**  
 Pince  
 Miriam ..... 31, 191  
 Coudée ..... 31

**Brucele Miriam**  
 Pince Tungstène ..... 211

**Bruening**  
 Pince Nasale ..... 53  
 Serre-Noeud ..... 60  
 Abaisse-Langue ..... 55

**Brun**  
 Cisaille ..... 90

**Brunissoirs**  
 Dentaire ..... 187

**Brunner**  
 Costotome ..... 95

**Buchwald**  
 Abaisse-Langue Plat ..... 55

**Buck**  
 Marteau ..... 41

**Bulldog**  
 Pince Clamp ..... 16

**Bunge**  
 Curette ..... 159

**Burin** ..... 100  
 Farebeuf ..... 100  
 Mac Even ..... 100  
 Poirier ..... 45  
 Rollet ..... 158  
 Stille ..... 100

## C

<b>Cadre</b>	
Kirschner .....	88
<b>Calcul</b>	
Pince	
Desjardins .....	115
<b>Cannelée</b>	
Sonde .....	37
<b>Canule</b>	
Adson .....	146
Frazier .....	146
Galezowski .....	161
Jackson	
Trachéale argentée de 3 pièces .....	60
Luer	
Trachéale métal .....	60
Poole .....	146
Rycroft .....	161
Yankauer .....	146
<b>Capsulaire</b>	
Pince	
Schweigger .....	165
<b>Carrée</b>	
Pointe .....	100
<b>Cartilage</b>	
Couteau à .....	92
Pince	
Martin .....	107
<b>Castroviejo</b>	
Ciseaux .....	168, 178
Compas .....	162
Pince à Suture .....	165
Porte-Aiguille .....	74, 169
Porte-aiguille Tungstène .....	213
Spatule à Iris .....	160
<b>Cataracte</b>	
Couteau	
Graefe .....	157
Curette	
Daviel .....	159
<b>Cauchoix</b>	
Gouge .....	101
<b>Cerveau</b>	
Couteau à .....	92
<b>Chalazion</b>	
Pince	
Desmarres .....	166
<b>Chaput</b>	
Pince .....	20
<b>Charrière</b>	
Scie à .....	94
<b>Chasse Greffon</b> .....	109
<b>Cheatle</b>	
Pince .....	25
<b>Chéron</b>	
Pince .....	131
<b>Chevret</b>	
Lame .....	78
<b>Chignolle</b> .....	112
<b>Chompret</b>	
Curette double .....	179
Syndesmotome .....	182
<b>Christophe</b>	
Pince .....	15
<b>Ciment</b>	
spatuel simple .....	194
Spatule Double .....	194
<b>Circéron</b>	
Pince .....	133
<b>Cisaille</b>	
Brun .....	90
Moure	
crantée pour Thyroïdectomie .....	59
à Plâtre .....	90
Seutin	
à platre .....	90
Stille	
à Plâtre .....	90
<b>Ciseaux</b>	
Barraquer .....	168
Boyd en S .....	10
Braun à Episiotomie .....	12
Castroviejo .....	168, 178
Couronnes .....	178
Universels .....	178
Couturière .....	12, 39
Dauphin .....	8
De Wecker .....	168
Dean	
à Amygdales .....	11, 59
Debakey .....	10
Dentaire .....	178
Dubost .....	8
Entérotomie .....	11, 93
Gencives .....	178
Gesco .....	12
Goldman-Fox .....	11, 178
Good	
Amygdales .....	11, 59
Heyman	
Nasal .....	9, 48
Iridectomie .....	9, 167
Kelly .....	10, 178
Lingere .....	39
Lingère .....	12
Lister .....	11
Mayo .....	8
Tungstène .....	212
Metzemabaum .....	8
Tungstène .....	212
Mousse .....	8
Noyes .....	168
Tungstène .....	212
Ombilicaux .....	12, 140
Ongles (à) .....	12, 68
Pointus .....	8
Schmieden .....	10
Schoemaker	
à Goitre .....	62
Sims Mousse .....	10
Spencer .....	9
Stevens .....	9, 167
Strabisme .....	9, 167
Universels	
Crantés .....	9
Vannas .....	168
Vézien .....	11
Wertheim .....	10
<b>Citelli</b>	
Pince Emporte-Pièces .....	54
<b>Clamp</b>	
Bar	
Ombilical .....	140
Pince Coupe .....	140
Pince	
Bulldog .....	16
Schmidt .....	17
Weiss .....	17
Pince Intestinale	
Doyen .....	24, 120
<b>Clé pour Mandrin</b> .....	112
<b>Cliveleur</b>	
Pauflque .....	158
<b>Clovis-Vincent</b>	
Pince-Gouge .....	105
<b>Cobb</b>	
Gouge .....	101
<b>Cœur</b>	
Pince (en) .....	19
<b>Colcough</b>	
Pince Emporte Pièces à Laminectomie .....	153
<b>Collin</b>	
Ecarteur .....	85
Maillet .....	102
Pelvimètre .....	141
Speculum .....	126
<b>Collin-Duval</b>	
Pince Dissection .....	33
<b>Collyer</b>	
Pelvimètre .....	141
<b>Colver</b>	
Crochet mousse .....	58
Pince à Amygdales .....	61
<b>Compas</b>	
Castroviejo .....	162
Iwanson .....	193
Rochard .....	85
<b>Compresseur</b>	
Corwin	
Amygdales .....	63
<b>Conducteur</b>	
De Martel .....	153
<b>Cooper</b>	
Aiguille .....	72
<b>Corcelle</b>	
Blépharostat .....	156
<b>Corwin</b>	
Compresseur pour Amygdales .....	63
<b>Costotome</b> .....	95
Béthune .....	95
Brunner .....	95
Maurer .....	95
Sauerbrück .....	95
<b>Coupe-Bague</b>	
Pince .....	39
<b>Coupe-Broche</b>	
Pince	
Tungstène .....	211
<b>Coupe-Ongles</b>	
Pince .....	68
<b>Couronnes</b>	
arrache .....	198
Ciseaux	
Universels .....	178
Cisseaux .....	178
<b>Couteau</b>	
à cire .....	195
Amputation (à) .....	92
Autopsie (à) .....	92
Ballenger	
Rhinoplastie .....	48
Beckmann	
Végétation .....	48
Cartilage (à) .....	92
Cerveau (à) .....	92
Fahlenstock	
à cire .....	195
Graefe	
à Cataracte .....	157
Lessmann	
à cire .....	195
Reiner	
à Plâtre .....	91
St-Clair Thomson .....	48
Weber	
à Iris .....	157
Ziegler .....	158
<b>Couteaux</b>	
à Plâtre .....	196
<b>Couteaux à Cire</b>	
Dentaire .....	195
<b>Couteaux et Spatules à Plâtre</b>	
Dentaire .....	196
<b>Couturière</b>	
Ciseaux .....	12, 39
<b>Crabe</b>	
Pince .....	21
<b>Crachoir</b>	
Plastique .....	221
<b>Cranioclast</b>	
Braun .....	143
<b>Crile</b>	
Pince .....	15
<b>Crile-Wood</b>	
Needle Holder .....	74
Porte-Aiguille .....	74, 193
Porte-Aiguille Tungstène .....	212
<b>Crochet</b>	
Adson .....	150
Boose .....	58
Braun	
Obstétrical .....	143
Colver	
mousse .....	58
Cusching .....	150
Gillies .....	49, 150
Graefe .....	159
Lambotte	
à Os .....	98
Marteau à .....	93
Sachs .....	150
<b>Crutchfield</b>	
Mèche pour Pince à Traction .....	154
Pince à Traction Crânienne .....	154
<b>Cryer</b>	
Élévateur .....	181
<b>Cupule</b>	
Inox .....	217
<b>Curette</b>	
à Cataracte	
Daviel .....	159
Bunge .....	159
Dermato	
Fenêtrée .....	38
Desjardin .....	116
double	
Blake .....	137
Chompret .....	179
Donald .....	179
Gracey .....	180
Hemingway .....	179
Meyhofer .....	159
Pleine .....	38, 44
Sonde	
Randall .....	134



Utérine	
Simon	136
Cuzzi	137
Gourdet	136
Volkman	136
Wallich	136
Sims	136
Vidal	44
Volkman	
Os	103
<b>Curettes</b>	
Dentaire	179, 180
<b>Curseur</b>	
Diapason	47
<b>Cusco</b>	
Spéculum	126
<b>Cushing</b>	
Crochet	150
Ecarteur	79
Pince	32
<b>Cuzzi</b>	
Curette utérine	137
<b>Cystite</b>	
Pince	
Desjardins	115
<b>Czerny</b>	
Ecarteur	79
<b>Darby-Perry</b>	
Excavateur double	184
<b>Dartigues</b>	
Hystérolabe	132
Laparostat	87
<b>Dauphin</b>	
Ciseaux	8
<b>Dautrey</b>	
Ecarteur	49
<b>Daviel</b>	
Curette à Cataracte	159
<b>Davier</b>	
Farabeuf	108
Fergusson	108
Lambotte	108
Lane	
Os	108
Lowman	109
Semb	107
Verbrugge	107
<b>Daviers</b>	
Adultes	172, 173, 174
Enfants	175
<b>Davis</b>	
Pince	25
<b>De Martel</b>	
Conducteur	153
Pince en T	19
<b>De Wecker</b>	
Ciseaux	168
Pince à Tendre les Fils	166
Spatule à Iris	160
<b>Dean</b>	
Ciseaux à Amygdales	11, 59
<b>Deaver</b>	
Ecarteur	81
<b>Debakey</b>	
Ciseaux	10
Pince	33
<b>Décapsuler</b>	
Pince à	17, 18
<b>Décolle à Dure Mère</b>	
Frazier	150
Sachs	150
<b>Décolleur</b>	
Molt	190
<b>Dentaire</b>	
Arraches Couronnes	198
Brunissoirs	187
Ciseaux	178
Couteaux à Cire	195
Couteaux et Spatules à Plâtre	196
Curettes	179, 180
Daviers Adultes	172, 173, 174
Daviers Enfants	175
Elévateurs	181
Excavateurs	183, 184
Fouloirs à Amalgame	186
Instruments à Détarter	185
Instruments à Modeler	189
Jacquette	185
Limes à Os et Décolleurs	190
Pincés	191, 192, 193

Porte Matrice	198
Portes-Amalgames	197
Portes-Empreintes	199
Seringues	198
Sondes	176
Spatules	177, 194
Syndesmotosomes	182
<b>Derf</b>	
Porte-Aiguille Tungstène	213
<b>Dermatome</b>	
Braithwaite	66
Lames Stériles	66
Plaque	66
<b>Deschamps</b>	
Aiguille	71
Passe-Fil	71
<b>Désencleaveur</b>	141
<b>Desjardin</b>	
Curette	116
<b>Desjardins</b>	
Explorateur	114
Pince à Calcul	115
Pince à Cystite	115
<b>Desmarres</b>	
Pince à Chalazion	166
Releveur	157
<b>Diapason</b>	
Curseur	47
<b>Dilatateur</b>	
Millin	118
Wilder	161
<b>Dissecteur</b>	
Ecarteur	
Hurd	58
<b>Dissection</b>	
Graefe	163
Pince	28
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Durand	33
Mac Indoe	28
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
<b>Donald</b>	
Curette double	179
<b>Douay</b>	
Pince à Biopsie	135
<b>Douglas</b>	
Pince à Epiler	166
<b>Doyen</b>	
Erigne	21
Maillet	102
Ouvre-Bouche	55
Pince Instestinale	24, 120
Porte-Aiguille	74
Rugine	96
Tracteur Hélicoïdal	141
Valve abdominale	84
Valve Vaginale	127
<b>Dubost</b>	
Ciseaux	8
<b>Dujardin</b>	
Pince à Fixer le Globe	164
<b>Dumont</b>	
Pince	30
<b>Duplay</b>	
Pince	129
Spéculum Nasal	50
<b>Durand</b>	
Pince Dissection	33
<b>Duval</b>	
Pince	20
<b>E</b>	
<b>Ecarteur</b>	
Alm	83
Arruga	160
Balfour	85
Beckmann	83
Bonn	160
Collin	85
Cushing	79
Czerny	79
Dautrey	49
Deaver	81
Farabeuf	78
Finochietto	86
Gelpi	83
Gester	109

Gosset	84
Green	80
Harrington	82
Hartmann	78
Heiss	83
Henning	
à Plâtre	91
Hibbs	82
Hurd	
Dissecteur	58
Israël	82
Jansen	83
Joll-Friedmann	87
Judd-Masson	87, 118
Kirschner	
Abdominal	88
Knapp	160
Laborde	59
Langenbeck	80
Love	79, 151
Meyerdig	81
Morris	82
Ricard	86
Richardson	81
Roux	78
Sauerbrück	81
Senn	79
Senn-Müller	49, 79
Trachéal	80
Trachéal mousse	58
Trousseau	59
Tuffier	86
US Army	78
Volkman	80
Weitlaner	83
Wells	
Enucleation	160
<b>Echardes</b>	
Pince à	29
Feichenfeld	29
Hunter	29
<b>Ecraseur</b>	
Payr	120
<b>Elévateur</b>	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Cryer	181
Freer	51, 151, 190
<b>Elévateurs</b>	
Dentaire	181
<b>Elsching</b>	
Pince	164
<b>Emporte-pièce</b>	
Pince	
Hartmann	61
<b>Emporte-Pièces</b>	
Colcough	153
Love-Gruenwald	152
Spurling	153
Citelli	54
Holth	166
Jansen-Middleton	54
Kerrison	54
<b>Engel</b>	
Scie à Plâtre	91
<b>Entérotomie</b>	
Ciseaux	11, 93
<b>Enucleation</b>	
Ecarteur	
Wells	160
<b>Envies</b>	
Pince	68
<b>Epiler</b>	
Pince	
Douglas	166
Hunter	29
<b>Epingle à Instruments</b>	39
<b>Episiotomie</b>	
Ciseaux à	
Braun	12
<b>Erigne</b>	
Pince	
Doyen	21
<b>Etrier</b>	
Bohler	110
Kirschner	110
<b>Excavateur</b>	
Double	
Darby-Perry	184
White	183

<b>Excavateurs</b>	
Dentaire .....	183, 184
<b>Explorateur</b>	
Bakes .....	114
Desjardins .....	114
<b>F</b>	
<b>Fahlenstock</b>	
Couteau à cire .....	195
<b>Farabeuf</b>	
Burin .....	100
Davier .....	108
Ecarteur .....	78
Rugine .....	53, 96
<b>Faux Germes</b>	
Pince	
Winter .....	132
<b>Feichenfeld</b>	
Pince à échardes .....	29
<b>Fergusson</b>	
Davier .....	108
<b>Fergusson-Ackland</b>	
Ouvre-Bouche .....	56
<b>Fils</b>	
Serre-Noeuds .....	46
<b>Finochietto</b>	
Ecarteur .....	86
Passe-Fil .....	23
Porte-Aiguille .....	75
<b>Fisher</b>	
Pince .....	163
<b>Flacon</b>	
Plastique	
Bouchon .....	222
Pissette .....	222
<b>Foerster</b>	
Pince .....	22, 131
<b>Forceps</b>	
Luikart .....	142
Naegle .....	142
Simpson .....	142
Suzor .....	142
Tarnier .....	142
<b>Fouloirs</b>	
Amalgame .....	186
<b>Fouloirs à Amalgame</b>	
Dentaire .....	186
<b>Frazier</b>	
Canule .....	146
Décolle à Dure Mère .....	150
<b>Freer</b>	
Elevateur .....	190
Élevateur .....	51, 151
<b>G</b>	
<b>Galezowski</b>	
Canule .....	161
Sonde .....	161
<b>Gelhorn</b>	
Pince à Biopsie .....	135
<b>Gelpi</b>	
Ecarteur .....	83
<b>Gencives</b>	
Ciseaux .....	178
<b>Gesco</b>	
Ciseaux .....	12
<b>Gester</b>	
Ecarteur .....	109
<b>Gigli</b>	
Poignée pour Scie .....	153
<b>Gilgi</b>	
Scie .....	153
<b>Gill-Hess</b>	
Pince .....	163
<b>Gillies</b>	
Crochet .....	49, 150
Porte-Aiguille .....	75
<b>Goître</b>	
Ciseaux à	
Schoemaker .....	62
Pince à	
Lahey .....	62
Spatule à	
Kocher .....	63
<b>Goldman-Fox</b>	
Ciseaux .....	11, 178
<b>Good</b>	
Ciseaux Amygdales .....	11, 59

<b>Gosset</b>	
Ecarteur .....	84
<b>Gouge</b> .....	101
Cauchoix .....	101
Cobb .....	101
Guillaume .....	101
Pince	
Beyer .....	104
Clovis-Vincent .....	105
Lempert .....	52, 104
Luer .....	104, 105
Ruskin .....	104
Sauerbüch .....	105
Simple Articulation .....	104
Stille (de) .....	105
Poirier .....	45
Smith Peterson .....	101
Stagnara .....	101
Stille .....	101
Walton .....	158
<b>Gourdet</b>	
Curette utérine .....	136
<b>Gracey</b>	
Curette double .....	180
<b>Graefe</b>	
Blépharostat .....	156
Couteau à Cataracte .....	157
Crochet .....	159
Kystitome .....	158
Pince à Fixer .....	164
Pince Dissection .....	163
<b>Grattoir</b>	
Brock .....	38
Vidal .....	38
<b>Graves</b>	
Spéculum .....	126
<b>Green</b>	
Ecarteur .....	80
<b>Green-Armytage</b>	
Pince .....	130, 141
<b>Grégoire</b>	
Pince .....	19
<b>Guillaume</b>	
Gouge .....	101
<b>Gunnar</b>	
Pince à Traire .....	18
<b>Guyon</b>	
Béniqué .....	116
Pince .....	117
<b>Gynécologique</b>	
Pince	
Teale .....	130

## H

<b>Hache</b>	
Marteau .....	93
<b>Halsey</b>	
Porte-Aiguille .....	74
Porte-aiguille tungstène .....	213
<b>Halstead</b>	
Pince .....	16
Micro .....	16
<b>Harrington</b>	
Ecarteur .....	82
<b>Hartmann</b>	
Ecarteur .....	78
Pince .....	16
Pince à Glissement .....	45
Pince à Glissement (biopsie) .....	45
Pince à Glissement (curette) .....	45
Pince Emporte-pièce .....	61
Pince Nasale .....	51
Sonde Auriculaire .....	46
Spéculum .....	47
<b>Heidemann</b>	
Spatule .....	177
<b>Heiss</b>	
Ecarteur .....	83
<b>Hemingway</b>	
Curette double .....	179
<b>Henning</b>	
Ecarteur à Plâtre .....	91
<b>Heyman</b>	
Ciseaux Nasal .....	9, 48

<b>Hibbs</b>	
Ecarteur .....	82
<b>Holth</b>	
Pince Emporte-Pièces .....	166
<b>Hudson</b>	
Perforateur à Main .....	154
<b>Hunter</b>	
Pince à échardes .....	29
Pince à épiler .....	29
<b>Hurd</b>	
Ecarteur Dissecteur .....	58
<b>Hydrocèle</b>	
Trocart .....	111
<b>Hypophyse</b>	
Pince à	
Adson .....	151
<b>Hystérolabe</b>	
Dartigues .....	132
Sommer .....	132
<b>Hystéromètre</b>	
Sims Malleable .....	134
Valleix .....	134

## I

<b>Instrument à Détartre</b>	
Dentaire .....	185
<b>Instruments</b>	
tranchants	
black .....	188
<b>Instruments à Modeler</b>	
Dentaire .....	189
Thomas .....	189
<b>Instruments Tranchants</b>	
Dentaire .....	188
<b>Insufflateur</b>	
Ribemont .....	140
<b>Intestinale</b>	
Aiguille .....	71
Doyen	
Pince .....	24
Pince	
Doyen .....	120
<b>Iridectomie</b>	
Ciseaux .....	9, 167
<b>Iris</b>	
Couteau	
Weber .....	157
Spatula	
Castroviejo .....	160
Spatule	
De Wecker .....	160
<b>Israël</b>	
Ecarteur .....	82
<b>Iwanson</b>	
compas .....	193

## J

<b>J.L. Faure</b>	
Pince .....	130
Pince à Biopsie .....	135
<b>Jackson</b>	
Canule Trachéale argentée de 3 pièces	60
<b>Jacquette</b>	
Dentaire .....	185
<b>Jaeger</b>	
Keratome .....	158
Spatule .....	160
<b>Jamshidi</b>	
Trocart .....	111
<b>Jansen</b>	
Ecarteur .....	83
<b>Jansen-Middleton</b>	
Pince Emporte-Pièces .....	54
<b>Jayle</b>	
Pince .....	21
Valve .....	128

**Jennings**  
 Ouvre-bouche ..... 55  
**Jeringa**  
 Oreja ..... 46  
**Joll-Friedmann**  
 Ecarteur ..... 87  
**Judd-Masson**  
 Ecarteur ..... 87, 118  
**Jurasz**  
 Pince à Biopsie pour Larynx ..... 62

**K**

**Kazanjian**  
 Pince Coupante ..... 52  
**Kelly**  
 Ciseaux ..... 10, 178  
 Pince ..... 14  
 Pince Obstétricale ..... 141  
 Valve ..... 87  
**Keratome**  
 Jaeger ..... 158  
**Kerrison**  
 Pince Emporte-Pièces ..... 54  
**Key-Horsley**  
 Pince Coupante ..... 106  
**Killian**  
 Bistouri à Amygdales ..... 58  
 Spéculum Nasal ..... 50  
**Kilner-Doughty**  
 Ouvre-bouche ..... 56  
**Kirschner**  
 Cadre ..... 88  
 Ecarteur abdominal ..... 88  
 Etrier ..... 110  
**Knapp**  
 Ecarteur ..... 160  
**Kocher**  
 Pince ..... 14  
 Spatule à Goitre ..... 63  
**Krause**  
 Serre Noeuds ..... 46  
**Kristeller**  
 Valve Vaginale ..... 127  
**Kystitome**  
 Graefe ..... 158

**L**

**Laborde**  
 Ecarteur ..... 59  
 Tire-Langue ..... 57  
**Lahey**  
 Pince ..... 23  
 Pince à Goitre ..... 62  
**Lamotte**  
 Crochet à Os ..... 98  
 Davier ..... 108  
 Ostéotome ..... 102  
 Rugine ..... 96  
**Lame**  
 Bistouris ..... 36  
 Coupe Bague ..... 39  
 Malleable ..... 78  
**Lame Malleable** ..... 78  
**Laminectomie**  
 Pince Emporte-Pièces  
 Colcough ..... 153  
 Love-Gruenwald ..... 152  
 Spurling ..... 153  
**Landau**  
 Valve ..... 127  
**Lane**  
 Davier à Os ..... 108  
 Levier à Os ..... 98  
 Pince ..... 21  
 Pince Jumelée ..... 120  
**Lange-Hohmann**  
 Levier à Os ..... 98  
**Langenbeck**  
 Ecarteur ..... 80  
 Scie à Phalanges ..... 94  
**Laparostat**  
 Dartigues ..... 87  
**Laryngien**  
 Miroir ..... 57

**Larynx**  
 Pince à Biopsie  
 Jurasz ..... 62  
**Lebsche**  
 Sternotome ..... 97  
**Lempert**  
 Pince Gouge ..... 52, 104  
**Leriche**  
 Pince ..... 15  
**Lessmann**  
 Coteaux à cire ..... 195  
**Levier**  
 Bennett  
 à Os ..... 98  
 Lane  
 à Os ..... 98  
 Lange-Hohmann  
 à Os ..... 98  
 Murphy ..... 98  
**Limes**  
 Seldin  
 à os ..... 190  
**Limes à Os et Décolleurs**  
 Dentaire ..... 190  
**Lingère**  
 Ciseaux ..... 12, 39  
**Lister**  
 Ciseaux ..... 11  
**Liston**  
 Pince Coupante ..... 106, 192  
**London College**  
 Pince ..... 31, 191  
 Pince autofermante ..... 191  
**Loupe**  
 +Aimant  
 +Anse ..... 162  
**Loute**  
 Tord-fil ..... 109  
**Love**  
 Ecarteur ..... 79, 151  
**Love-Gruenwald**  
 Pince à Emporte-Pièces à Laminectomie ..... 152  
**Lowman**  
 Davier ..... 109  
**Luc**  
 Pince Nasale ..... 51  
**Lucae**  
 Pince ..... 31, 46  
**Luer**  
 Canule Trachéale métal ..... 60  
 Pince Gouge ..... 104, 105, 192  
**Luikart**  
 Forceps ..... 142

**M**

**Mac Even**  
 Burin ..... 100  
**Mac Indoe**  
 Pince Coupante ..... 106  
 Pince Dissection ..... 28  
**Mac Kenzie**  
 Pince à Agrafes ..... 152  
**Magasin à Agrafes**  
 Michel ..... 70  
**Magill**  
 Pince ..... 62  
**Maillet**  
 Collin ..... 102  
 Doyen ..... 102  
**Manche**  
 Bistouris ..... 36  
**Mandrin** ..... 112  
 pour Sonde Trachéale ..... 60  
**Marteau**  
 Babinsky ..... 41  
 Buck ..... 41  
 Crochet ..... 93  
 Hache ..... 93  
 Taylor ..... 41  
 Vernon ..... 41  
**Martin**  
 Pince à Cartilage ..... 107  
**Masse** ..... 102

**Masson**  
 Porte-Aiguille ..... 76  
**Mathieu**  
 Anuscope ..... 123  
 Porte-Aiguille ..... 76  
 porte-Aiguille ..... 193  
 Porte-Aiguille Tungstène ..... 213  
**Maurer**  
 Costotome ..... 95  
**Mayo**  
 Ciseaux ..... 8  
 Ciseaux Tungstène ..... 210  
**Mayo-Hégar**  
 Porte-Aiguille ..... 75  
 Porte-Aiguille Tungstène ..... 212  
**Mèche**  
 Etrier Crânien  
 Crutchfield ..... 154  
**Membrane**  
 Perce ..... 140  
**Meriam**  
 Pince Brucelle ..... 31  
 Pince brucelle ..... 191  
**Merle Aubigné**  
 Rugine ..... 96  
**Metzemaum**  
 Ciseaux ..... 8  
 Ciseaux Tungstène ..... 210  
**Meyerdig**  
 Ecarteur ..... 81  
**Meyhoefer**  
 Curette ..... 159  
**Michel**  
 Agrafes ..... 70  
 AMgasin à Agrafes ..... 70  
 Pince à ôter ..... 70  
 Pince à poser ..... 70  
 Pince double usage ..... 70  
**Micro Fraise**  
 Arruga ..... 162  
**Mikulicz**  
 Pince à Péritoine ..... 120  
**Millin**  
 Dilatateur ..... 118  
 Pince en T ..... 117  
 Pince Porte Ligature ..... 117  
 Valve ..... 118  
**Miroir**  
 Laryngien ..... 57  
**Mixter-O'Shaughnessy**  
 Pince ..... 24  
**Mohr**  
 Serre Tube ..... 39  
**Molt**  
 Décolleur ..... 190  
**Morris**  
 Ecarteur ..... 82  
**Moure**  
 Cisaille Crantée pour Thyroïde ..... 59  
**Mousse**  
 Ciseaux ..... 8  
**Murphy**  
 Levier ..... 98  
**Museux**  
 Pince ..... 24, 129

**N**

**Naegele**  
 Forceps ..... 142  
**Nasal**  
 Ciseaux  
 Heyman ..... 9, 48  
 Pince  
 Luc ..... 51  
 Tilley ..... 51  
 Walsham ..... 52



Râpe	
Wiener .....	50
Spéculum	
Duplay .....	50
Killian .....	50
Thudichum .....	50
Vacher .....	50
<b>Nasale</b>	
Pince	
Bruening .....	53
Hartmann .....	51
<b>Negus</b>	
Pince .....	63
<b>Nelaton</b>	
Sonde .....	37
<b>Novack</b>	
Sonde Curette .....	134
<b>Noyes</b>	
Ciseaux .....	168
Ciseaux Tungstène .....	210
<b>O</b>	
<b>Obstétrical</b>	
Crochet	
Braun .....	143
Perforateur	
Smellie .....	143
Pince	
Kelly .....	141
<b>Obwegeser</b>	
Rugine .....	96
<b>Ochsner</b>	
Trocart .....	111
<b>Oliwaire</b>	
Sonde .....	37
<b>Olivecrona</b>	
Spatule .....	151
<b>Olsen-Hégar</b>	
Porte-Aiguille .....	75
<b>Ombilical</b>	
Bar	
Clamp .....	140
Pince Coupe Clamp .....	140
Ciseaux .....	12, 140
<b>Ombredanne</b>	
Masse .....	102
Pince .....	20
<b>Ongles</b>	
Ciseaux à .....	12, 68
Pince à .....	68
<b>Oreille</b>	
Seringue .....	46
<b>Os</b>	
Crochet à	
Lambotte .....	98
Curette à	
Volkman .....	103
Davier	
Lane .....	108
Levier à	
Bennett .....	98
Lane .....	98
Lange-Hohmann .....	98
Lime (à)	
Seldin .....	190
Râpe à .....	97
Putti .....	97
<b>Ostéotome</b>	
Lambotte .....	102
Stille .....	102
<b>Ouvre-Bouche</b>	
Boyle-Davis .....	56
Doyen .....	55
en bois .....	55
Fergusson-Ackland .....	56
Jennings .....	55
<b>Ouvre-bouche</b>	
Kilner-Doughty .....	56
Whitehead	
(sans abaisse langue) .....	56

## P

Pageot .....	142
--------------	-----

<b>Palmer</b>	
Spéculum à Fil .....	50
<b>Pansements</b>	
Pince à .....	22, 131
Ballenger .....	22
Pince de	
Ballenger .....	131
Ramplay .....	131
<b>Passe-Fil</b>	
Deschamps .....	71
Finocchio .....	23
<b>Pauchet</b>	
Pince à affronter .....	70
<b>Paufique</b>	
Cliveleur .....	158
<b>Pauwel</b>	
Ostéotome .....	102
<b>Payr</b>	
Ecraseur .....	120
<b>Péan</b>	
Pince .....	14
<b>Pelvimètre</b>	
Collin .....	141
Collyer .....	141
<b>Perce-Membrane</b> .....	140
<b>Percy</b>	
Rétracteur .....	99
<b>Perforateur</b>	
A main	
Os .....	112
Hudson .....	154
Smellie	
Obstétrical .....	143
<b>Perforateur initial</b> .....	99
<b>Péritoine</b>	
Pince à	
Mikulicz .....	120
<b>Phalanges</b>	
Scie à	
Langenbeck .....	94
<b>Pinard</b>	
Stéthoscope .....	140
<b>Pince</b>	
à Fixer	
Graefe .....	164
à fragments	
Witzel .....	193
à ôter	
Michel .....	70
à poser	
Michel .....	70
à Suture	
Castroviejo .....	165
à Tendre les Fils	
De Weker .....	166
Adson .....	30, 191
à Hypophyse .....	151
Adson-Brown .....	30
Allis .....	19
Asch .....	52
Babcock .....	20, 120
Backhaus .....	21
Ballenger	
à Pansement .....	131
à Amygdales .....	61
à Pansements .....	22
Bar	
Coupe Clamp .....	140
Barraquer	
à Fixer .....	164
Barraya	
Dissection .....	32
Bengolea .....	15
Beyer	
Gouge .....	104
Bishop-Harman .....	163
Blake .....	115
Bonnet	
Dissection .....	32
Bozemann .....	22
Brophy .....	32
Brucelle	
Coudée .....	31
Meriam .....	31
Brucelle Miriam	
Tungstène .....	211
Bruening	
Nasale .....	53
Capsulaire	
Arruga .....	165
Chaput .....	20
Cheatle .....	25
Chéron .....	131

Christophe .....	15
Circéron .....	133
Citelli .....	54
Clamp Bulldog .....	16
Clovis-Vincent	
Gouge .....	105
Coeur (en) .....	19
Colgough	
Emporte-Pièces à Laminectomie ..	153
Collin-Duval	
Dissection .....	33
Colver	
à Amygdales .....	61
Coupante	
Liston .....	192
Coupe Bague .....	9
Coupe-Broche	
Tungstène .....	213
Coupe-Ongles .....	68
Crabe .....	21
Crile .....	15
Crutchfield	
à Traction Crânienne .....	154
Cushing .....	32
Davis .....	25
De Martel	
en T .....	19
Debakey .....	33
Décapsuler (à) .....	17, 18
Desjardin	
Calcul .....	115
Cystite .....	115
Desmarres	
à Chalazion .....	166
Dissection .....	28
Graefe .....	163
Douay	
à Biopsie .....	135
double usage	
Michel .....	70
Douglas	
à Epiler .....	166
Doyen	
Erigne .....	21
Intestinale .....	24, 120
Dujardin	
à Fixer le Globe .....	164
Dumont .....	30
Duplay .....	129
Durand	
Dissection .....	33
Duval .....	20
Echardes (à) .....	29
Elschnig .....	164
Envies (à) .....	68
Feichenfeld	
à Echardes .....	29
Fisher .....	163
Foerster .....	22, 131
Gelhorn	
à Biopsie .....	135
Gill-Hess .....	163
Glissement	
Hartmann .....	45
Glissement (biopsie)	
Hartmann .....	45
Glissement (curette)	
Hartmann .....	45
Gouge	
Simple Articulation .....	104
Beyer .....	192
Luer .....	192
Green-Armytage .....	130, 141
Gregoire .....	19
Gunnar	
Traire .....	18
Guyon .....	117
Halstead .....	16
Hartmann	
Emporte-pièce .....	61
Nasale .....	51
Holth	
Emporte-Pièces .....	166
Hunter	
à Echardes .....	29
à Epiler .....	29
J.L.Faure .....	130
à Biopsie .....	135
Jansen-Middleton .....	54
Jayle .....	21
Jumelée	
Lane .....	120

Jurasz	
Biopsie (à) pour Larynx .....	62
Kazanjan .....	52
Kelly .....	14
Obsiétricale .....	141
Kerrison .....	54
Key-Horsley .....	
Coupante .....	106
Kocher .....	14
Laborde .....	
Tire-Langue .....	57
Lahey .....	23
à Goître .....	62
Lane .....	21
Lempert .....	
Gouge .....	52, 104
Leriche .....	15
Liston .....	
Coupante .....	106
London College .....	31, 191
autofermante .....	191
Love-Guenwald .....	
à Laminectomie Emporte-Pièces ...	152
Luc .....	
Nasal .....	51
Lucae .....	31, 46
Luer .....	
Gouge .....	104, 105
Mac Indoe .....	
Coupante .....	106
Dissection .....	28
Mac Kenzie .....	
à Agrafes .....	152
Magill .....	62
Martin .....	
Cartilage .....	107
Meriam .....	
Brucelle .....	191
Micro .....	
Halstead .....	16
Mikulicz .....	
à Péritoine .....	120
Millin .....	117
Mixer-O'Shaugnessy .....	24
Museux .....	24, 129
Negus .....	63
Ombredanne .....	20
Ongles (à) .....	68
Originale .....	
Waldsachs .....	193
Pansements (à) .....	22, 131
Pauchet .....	70
Péan .....	14
pour papier articulé .....	
Miller .....	191
Pozzi .....	129
Pozzi-Palmer .....	129
Price-Thomas .....	23
Quenu .....	
Dissection .....	32
Ramplay .....	
à Pansement .....	131
Randall-Mirizzi .....	115
Rochester-Péan .....	14
Ruskin .....	
Gouge .....	104
Satinski .....	24
Sauerbrück .....	
Gouge .....	105
Schaedel .....	21
Schnidt .....	
Clamp .....	17
Schumacher .....	
à Biopsie .....	135
Schweigger .....	
Capsulaire .....	165
Semb .....	23
Semkin .....	
Dissection .....	29
Séquestre (à) .....	108
Sinus .....	51
Smitchwick .....	
à Agrafes .....	152
Spurling .....	
Emporte-Pièces à Laminectomie ...	153
Stieglitz .....	192

Stille .....	
Gouge .....	105
Sweet .....	
à Agrafes .....	152
Teale .....	
Gynécologique .....	130
Terrier .....	17
Therrum .....	133
Tilley .....	
Nasal .....	51
Traire (à) .....	18
Triangle (en) .....	19
Troelsch .....	31
Troeltsch .....	46
Tübingen .....	
à Suture .....	165
Tuttle .....	
Dissection .....	33
Tyding .....	61
Walsham .....	
Nasale .....	52
Weil-Blakesley .....	54
Weiss .....	
Clamp .....	17
Wertheim-Cullem .....	117
White .....	
à Amygdales .....	61
Winter .....	
Faux Germes .....	132
Wolf .....	
à Plâtre .....	91
Young .....	
Tire-Langue .....	57
<b>Pince Rectale</b> .....	
Yeoman .....	123
<b>Pincés</b> .....	
Dentaire .....	191, 192, 193
<b>Plâtre</b> .....	
Cisaille à .....	90
Seutin .....	90
Stille .....	90
Couteau à .....	
Reiner .....	91
Couteaux .....	196
Ecarteur à .....	
Henning .....	91
Pince à .....	
Wolf .....	91
Scie à .....	
Engel .....	91
Spatules .....	196
<b>Pley</b> .....	
Blépharostat .....	156
<b>Poignée</b> .....	
Gigli .....	
Scie (pour) .....	153
<b>Pointe</b> .....	
Carrée .....	100
<b>Pointus</b> .....	
Ciseaux .....	8
<b>Poirier</b> .....	
Burin .....	45
Gouge .....	45
<b>Politzer</b> .....	
Aiguille .....	44
<b>Pommade</b> .....	
Spatule à .....	40
<b>Poole</b> .....	
Canule .....	146
<b>Porte Amalgame</b> .....	
Double .....	197
simple .....	197
<b>Porte Empreintes</b> .....	
non perforé haut .....	199
non perforés bas .....	199
perforé bas .....	199
perforé haut .....	199

<b>Porte Matrice</b> .....	198
Dentaire .....	198
universel .....	
Tofflemire .....	198
<b>Porte-Aiguille</b> .....	
Barraquer .....	74, 169
Castroviejo .....	74, 169
Tungstène .....	215
Crile-Wood .....	74, 193
Tungstène .....	214
Derf .....	
Tungstène .....	215
Doyen .....	75
Finochietto .....	75
Gillies .....	75
Halsey .....	74
Tungstène .....	215
Masson .....	76
Mathieu .....	76, 193
Tungstène .....	215
Mayo-Hegar .....	
Tungstène .....	214
Mayo-Hégar .....	75
Olsen-Hégar .....	75
Ryder .....	
Tungstène .....	215
Stevens .....	74, 169
Stratte .....	76
Tungstène .....	
Fin .....	214
Stratte .....	214
Young .....	72
<b>Porte-Coton</b> .....	
Stylet .....	37
Utérin .....	134
<b>Portes-Amalgames</b> .....	197
Dentaire .....	197
<b>Portes-Empreintes</b> .....	
Dentaire .....	199
<b>Pozzi</b> .....	
Pince .....	129
<b>Pozzi-Palmer</b> .....	
Pince .....	129
<b>Price-Thomas</b> .....	
Pince .....	23
<b>Putti</b> .....	
Bone Rasp .....	97
Râpe à Os .....	97

**Q**

<b>Quenu</b> .....	
Pince Dissection .....	32

**R**

<b>Rachitome</b> .....	93
Amussat .....	93
<b>Ramplay</b> .....	
Pince à Pansement .....	131
<b>Randall</b> .....	
Sonde Curette .....	134
<b>Randall-Mirizzi</b> .....	
Pince .....	115
<b>Râpe</b> .....	
Os (à) .....	97
Putti .....	
Os (à) .....	97
Wiener .....	
Nasal .....	50
<b>Rapprocheur</b> .....	
Bailey .....	86
<b>Rasoir</b> .....	
Infirmier .....	40
<b>Redon</b> .....	
Alène .....	72
<b>Régulateur</b> .....	
de vide .....	
avec plaquette .....	147
sans plaquette .....	147
<b>Reiner</b> .....	
Couteau à Plâtre .....	91
<b>Releveur</b> .....	
Desmarres .....	157
<b>Rétracteur</b> .....	
Percy .....	99



<b>Reverdin</b>	
Aiguille .....	71
Semelle .....	84
<b>Rhinoplastie</b>	
Couteau	
Ballenger .....	48
<b>Ribmont</b>	
Insufflateur .....	140
<b>Ricard</b>	
Ecarteur .....	86
<b>Richardson</b>	
Ecarteur .....	81
<b>Rochard</b>	
Compas .....	85
Valve .....	85
<b>Rochester-Péan</b>	
Pince .....	14
<b>Rollet</b>	
Burin .....	158
<b>Roux</b>	
Ecarteur .....	78
<b>Rugine</b>	
Doyen .....	96
Farabeuf .....	53, 96
Lambotte .....	96
Merle Aubigné .....	96
Obwegeser .....	96
Sebileau .....	53
<b>Ruskin</b>	
Pince Gouge .....	104
<b>Rycroft</b>	
Canule .....	161
<b>Ryder</b>	
Porta-aiguille	
Tungstene .....	213
<b>S</b>	
<b>Sachs</b>	
Crochet .....	150
Décolle à Dure Mère .....	150
<b>Saterlee</b> .....	94
<b>Satinski</b>	
Pince .....	24
<b>Sauerbrück</b>	
Costotome .....	95
Ecarteur .....	81
Pince Gouge .....	105
<b>Schaedel</b>	
Pince .....	21
<b>Schmieden</b>	
Ciseaux .....	10
<b>Schmidt</b>	
Pince Clamp .....	17
<b>Schoemaker</b>	
Ciseaux à Goître .....	62
<b>Schumacher</b>	
Pince à Biopsie .....	135
<b>Schweigger</b>	
Pince Capsulaire .....	165
<b>Scie</b>	
Charrière (à) .....	94
Engel	
à Plâtre .....	91
Gigli .....	153
Langenbeck	
à Phalanges .....	94
Poignée	
Gigli .....	153
Saterlee .....	94
<b>Sclérectomie</b>	
Trépan .....	162
<b>Sebileau</b>	
Rugine .....	53
<b>Seldin</b>	
Limes à os .....	190
<b>Semb</b>	
Davier .....	107
Pince .....	23
<b>Semelle</b>	
Reverdin .....	84
<b>Semkin</b>	
Pince Dissection .....	29
<b>Senn</b>	
Ecarteur .....	79
<b>Senn-Müller</b>	
Ecarteur .....	49, 79
<b>Séquestre</b>	
Pince à .....	108

<b>Seringue</b>	
à cartouches .....	198
Bayard .....	49
Oreille (à) .....	46
<b>Seringues</b>	
Dentaire .....	198
<b>Serre Tube</b>	
Mohr .....	39
<b>Serre-Noeud</b>	
Bruening .....	60
Fils d'acier .....	46
Krause .....	46
<b>Seutin</b>	
Cisaille à Plâtre .....	90
<b>Siegle</b>	
Spéculum .....	47
<b>Simon</b>	
Curette utérine .....	136
<b>Simpson</b>	
Forceps .....	142
<b>Sims</b>	
Anuscope .....	122
Curette utérine mousse .....	136
Curette utérine tranchante .....	136
Spéculum .....	126
<b>Sims Malléable</b>	
Hystéromètre .....	134
<b>Sims Mousse</b>	
Ciseaux .....	10
<b>Sinus</b>	
Pince .....	51
<b>Sludder-Ballenger</b>	
Amygdalotome .....	63
<b>Smellie</b>	
Perforateur Obstétrical .....	143
<b>Smithwick</b>	
Pince à Agrafes .....	152
<b>Smith Peterson</b>	
Gouge .....	101
<b>Snellen</b>	
Anse .....	159
<b>Sommer</b>	
Hystérolabe .....	132
<b>Sonde</b>	
Auriculaire	
Hartmann .....	46
Bowman .....	161
Cannelée .....	37
Galezowski .....	161
Mandrin pour	
Trachéale .....	60
Nelaton .....	37
Novaack	
Curette .....	134
Randall .....	134
Curette	
Vesicale .....	114
Homme .....	114
Vésicale .....	114
<b>Sondes</b>	
Dentaire .....	176
<b>Spatulas</b>	
Dental .....	177
<b>Spatule</b>	
Castroviejo	
Iris .....	160
De Wecker	
Iris .....	160
Double Ciment .....	194
Heidemann .....	177
Jaeger .....	160
Kocher	
à Goître .....	63
Olivecrona .....	151
Pommade (à) .....	40
simple pour ciment .....	194
<b>Spatulé</b>	
Styler .....	37
<b>Spatules</b>	
à Pâtre .....	196
Dentaire .....	177, 194
<b>Spéculum</b>	
Collin .....	126
Cusco .....	126
Duplay	
Nasal .....	50
Graves .....	126
Hartmann .....	47
Killian	
Nasal .....	50

Palmer .....	50
Siegle .....	47
Sims .....	126
<b>Thudichum</b>	
Nasal .....	50
Vacher .....	50
<b>Spencer</b>	
Ciseaux .....	9
<b>Spurling</b>	
Pince à Emporte-Pièces à Laminectomie .....	153
<b>St-Clair Thomson</b>	
Couteau .....	48
<b>Stagnara</b>	
Gouge .....	101
<b>Sternotome</b>	
Lebsche .....	97
<b>Stevens</b>	
Ciseaux .....	9, 167
Porte-Aiguille .....	74, 169
<b>Stieglitz</b>	
Pince .....	192
<b>Stille</b>	
Burin .....	100
Cisaille à Plâtre .....	90
Gouge .....	101
Ostéotome .....	102
Pince Gouge .....	105
<b>Strabisme</b>	
Ciseaux .....	9, 167
<b>Stratte</b>	
Porte-Aiguille .....	76
Porte-Aiguille Tungstène .....	212
<b>Styler</b>	
Aiguillé .....	37
Olivaire .....	37
Porte-Coton .....	37
Utérin .....	134
Spatulé .....	37
Wilder .....	161
<b>Suture</b>	
Pince	
Tübingen .....	165
<b>Suzor</b>	
Forceps .....	142
<b>Sweet</b>	
Pince à Agrafes .....	152
<b>Syndesmotome</b>	
Compret .....	182
<b>T</b>	
<b>Tarnier</b>	
Basiotribe .....	143
Forceps .....	142
<b>Taylor</b>	
Marteau .....	41
<b>Teale</b>	
Pince Gynécologique .....	130
<b>Terrier</b>	
Pince .....	17
<b>Therrum</b>	
Pince .....	133
<b>Thomas</b>	
instruments à modeler .....	189
<b>Thudichum</b>	
Spéculum Nasal .....	50
<b>Thyroïdectomie</b>	
Cisaille de Moure Crantée pour .....	59
<b>Tilley</b>	
Pince Nasale .....	51
<b>Tire-Comédon</b>	
Unna .....	38
<b>Tire-Langue</b>	
Pince	
Labrode .....	57
Young .....	57
<b>Tobold</b>	
Abaisse-Langue à Manche .....	55
<b>Tofflemire</b>	
Porte Matrice universel .....	198
<b>Tord-Fil</b>	
Loute .....	109

Tournevis .....	103
<b>Trachéal</b>	
Canule argentée de 3 pièces	
Jackson .....	60
Canule métal	
Luer .....	60
Ecarteur .....	80
Ecarteur mousse .....	58
<b>Trachéale</b>	
Mandrin pour Sonde .....	60
<b>Tracteur</b>	
Hélicoïdal	
Doyen .....	141
<b>Traction Crânienne</b>	
Pince à	
Crutchfield .....	154
<b>Traire</b>	
Pince	
Gunnar .....	18
Pince (à) .....	18
<b>Trautmann</b>	
Anneau .....	44
<b>Trélat</b>	
Anuscope .....	122
<b>Trépan</b>	
Sclérectomie .....	162
<b>Triangle</b>	
Pince .....	19
<b>Trocart</b>	
Hydrocèle .....	111
Jamshidi .....	111
Oschner .....	111
Universel .....	111
<b>Troelsch</b>	
Pince .....	31
<b>Troeltsch</b>	
Pince .....	46
<b>Trousse</b>	
Dissection .....	40
<b>Trousseau</b>	
Ecarteur .....	59
<b>Tübingen</b>	
Pince à Suture .....	165
<b>Tuffier</b>	
Ecarteur .....	86
Retractor .....	86
<b>Tungstène</b>	
Ciseaux	
Mayo .....	210
Metzbaum .....	210
Noyes .....	210
Pince	
Brucelle Miriam .....	211
Coupe-Broche .....	211
Porte-Aiguille	
Castroviejo .....	213
Crile-Wood .....	212
Derf .....	213
Fin .....	212
Halsey .....	213
Mathieu .....	213
Mayo-Hegar .....	212
Ryder .....	213
Stratte .....	212
<b>Tuttle</b>	
Pince Dissection .....	33
<b>Tyding</b>	
pince .....	61
<b>U</b>	
<b>Universel</b>	
Trocart .....	111
<b>Universels</b>	
Ciseaux	
Couronnes .....	178
<b>Universels Crantés</b>	
Ciseaux .....	9
<b>Unna</b>	
Tire Comédon .....	38

**V**

<b>Vacher</b>	
Spéculum Nasal .....	50
<b>Vaginale</b>	
Valve	
Doyen .....	127
Kristeller .....	127
<b>Valleix</b>	
Hystéromètre avec curseur .....	134
<b>Valve</b>	
Auvard .....	128
Bresky .....	127
Doyen	
Abdominale .....	84
Vaginal .....	127
Jay e .....	128
Kelly .....	87
Kristeller	
Vaginale .....	127
Landau .....	127
Millin .....	118
Rochard .....	85
<b>Valve à poids</b>	
Auvard .....	128
Jay e .....	128
<b>Vannas</b>	
Ciseaux .....	168
<b>Végétations</b>	
Couteau	
Beckmann .....	48
<b>Verbrugge</b>	
Davier .....	107
<b>Vernon</b>	
Marteau .....	41
<b>Vésicale</b>	
Sonde .....	114
Homme .....	114
<b>Vézien</b>	
Ciseaux .....	11
<b>Vidal</b>	
Curette .....	44
Grattoir .....	38
<b>Vis</b>	
Speculum de collin .....	126
<b>Volkmann</b>	
Curette à Os .....	103
Curette utérine .....	136
Ecarteur .....	80

**W**

<b>Waldsachs</b>	
Pince originale .....	193
<b>Wallich</b>	
Curette utérine .....	136
<b>Walsham</b>	
Pince Nasale .....	52
<b>Walton</b>	
Gouge .....	158
<b>Weber</b>	
Couteau à Iris .....	157
<b>Weil-Blakesley</b>	
Pince .....	54
<b>Weiss</b>	
Pince Clamp .....	17
<b>Weitlaner</b>	
Ecarteur .....	83
<b>wells</b>	
Ecarteur à Enucleation .....	160
<b>Wertheim</b>	
Ciseaux .....	10
<b>Wertheim-Cullem</b>	
Pince .....	117
<b>White</b>	
Excavateur Double .....	183
Pince à Amygdales .....	61
<b>Whitehead</b>	
Ouvre-bouche	
(sans abaisse langue) .....	56

<b>Wiener</b>	
Râpe Nasale .....	50
<b>Wilder</b>	
Stylét Dilatateur .....	161
<b>Winter</b>	
Pince à Faux Germes .....	132
<b>Witzel</b>	
Pince à fragments .....	193
<b>Wolf</b>	
Pince à Plâtre .....	91

**Y**

<b>Yankauer</b>	
Canule .....	146
<b>Yeoman</b>	
Pince Réctale .....	123
<b>Young</b>	
Pince Tire-Langue .....	57
Porte-Aiguille .....	72

**Z**

<b>Ziegler</b>	
Couteau .....	158

## A

<b>Abdominal</b>	
Retractor	
Doyen.....	84
Kirschner.....	88
Valve	
Kirschner.....	88
Valvula	
Doyen.....	84
<b>Abraham</b>	
Scalpel.....	58
<b>Adenoid growths</b>	
Knife	
Beckmann.....	48
<b>Adson</b>	
Cannula.....	146
Dissecting Forceps.....	30
Dissecting forceps.....	191
Elevator.....	151
Hook.....	150
Hypophyseal Forceps.....	151
<b>Adson-Brown</b>	
Dissecting Forceps.....	30
<b>Agnail</b>	
Forceps.....	68
<b>Allis</b>	
Tissue Forceps.....	19
<b>Alm</b>	
Retractor.....	83
<b>Amalgam</b>	
Instruments.....	186
<b>Amalgam Carrier</b>	
Dental.....	197
<b>Amalgam Instruments</b>	
Dental.....	186
<b>Amalgam Carriers</b>	
Double.....	197
single.....	197
<b>Amputating</b>	
Knife.....	92
<b>Amputation</b>	
Percy Retractor.....	99
<b>Amussat</b>	
Spine Wrench.....	93
<b>Apical</b>	
Elevator.....	181
<b>Approximator</b>	
Bailey.....	86
<b>Arruga</b>	
Capsular Forceps.....	165
Micro Burr.....	162
Retractor.....	160
Speculum.....	156
<b>Asch</b>	
Forceps.....	52
<b>Aubigné</b>	
Raspatory.....	96
<b>Autopsy</b>	
Knife.....	92
<b>Auward</b>	
Speculum.....	128

## B

<b>Babcock</b>	
Forceps.....	120
<b>Babinsky</b>	
Hammer.....	41
<b>Backhaus</b>	
Towel Forceps.....	21
<b>Bailey</b>	
Rib Approximator.....	86
<b>Bakes</b>	
Duct Dilator.....	114
<b>Balfour</b>	
Retractor.....	85
<b>Ballenger</b>	
Forceps.....	22
Septum Knife.....	48
Sponge Forceps.....	131
Tonsil Forceps.....	61
<b>Bar</b>	
Clamp	
Umbilical.....	140
Forceps	
Cutting Clamp.....	140

<b>Barr Rectal</b>	
Speculum.....	122
<b>Barraquer</b>	
Fixation Forceps.....	164
Needle Holder.....	74, 169
Scissors.....	168
<b>Barraquer-Colibri</b>	
Speculum.....	156
<b>Barraya</b>	
Dissecting Forceps.....	32
<b>Bayard</b>	
Syringe.....	49
<b>Beckmann</b>	
Knife for adenoid growths.....	48
Retractor.....	83
<b>Bein</b>	
Elevator.....	181
<b>Bengolea</b>	
Forceps.....	15
<b>Bennett</b>	
Bone Lever.....	98
<b>Bensaude Rectal</b>	
Speculum.....	122
<b>Bethune</b>	
Rib Shear.....	95
<b>Beyer</b>	
Bone Rongeur.....	104
bone Rongeur.....	192
<b>Billeau</b>	
Loop.....	44
<b>Biopsy</b>	
Forceps	
Jurasz.....	62
Uterine Forceps	
Douay.....	135
Faure.....	135
Schumacher.....	135
uterine Forceps	
Gelhorn.....	135
<b>Bishop-Harman</b>	
Forceps.....	163
<b>Black</b>	
cutting instruments.....	188
<b>Blade</b>	
Jayle.....	128
Millin.....	118
Ring cutting.....	39
Scalpel.....	36
Sterile	
Skin Graft.....	66
<b>Blake</b>	
doble Curette.....	137
Forceps.....	115
<b>Bohler</b>	
Extension Bow.....	110
<b>Bone</b>	
Beyer	
Rongeur.....	104
Chisel.....	100
Curette	
Volkman.....	103
Curette Double	
Volkman.....	103
Farabeuf	
Raspatory.....	53, 96
Gouge.....	101
Hook	
Lambotte.....	98
Lambotte	
Raspatory.....	96
Lempert	
Rongeur.....	104
Lever	
Bennett.....	98
Lane.....	98
Lange-Hohmann.....	98
Luer	
Rongeur.....	104
Mac Even	
Chisel.....	100
Murphy	
Lever.....	98
Putti	
Rasp.....	97
Rasp.....	97

Rongeur	
Lempert.....	52
Luer.....	105
Sauerbrück	
Rongeur Multiaction.....	105
Stille	
Gouge.....	101
<b>Bone Hand</b>	
Drill.....	112
<b>Bone Holding</b>	
Forceps	
Farabeuf.....	108
Fergusson.....	108
Lambotte.....	108
Lane.....	108
Lowman.....	109
Verbrugge.....	107
<b>Bones</b>	
Files	
Seldin.....	190
<b>Bones Files and Periosteal Elevators</b>	
Dental.....	190
<b>Bonn</b>	
Retractor.....	160
<b>Bonnet</b>	
Dissecting Forceps.....	32
<b>Boose</b>	
Hook.....	58
<b>Bow</b>	
Extension	
Bohler.....	110
Kirschner.....	110
<b>Bowel</b>	
Enterotomy Scissors.....	93
<b>Bowl</b>	
Stainless Steel.....	217
<b>Bowman</b>	
Decision Needle.....	157
Lachrymal Probe.....	161
Speculum.....	156
<b>Boyd</b>	
Scissors.....	10
<b>Boyle-Davis</b>	
Mouth-Gag.....	56
<b>Bozemann</b>	
Forceps.....	22
<b>Brain</b>	
Knife.....	92
Spatula	
Olivecrona.....	151
<b>Braithwaite</b>	
Skin Graft.....	66
<b>Braun</b>	
Cranioclast.....	143
Hook	
Obstetrical.....	143
Scissors	
Episiotomie.....	12
<b>Breaker</b>	
Wolf Plaster.....	91
<b>Bresky</b>	
Speculum.....	127
<b>Brock</b>	
Scraper.....	38
<b>Brophy</b>	
Forceps.....	32
<b>Brucelle Miriam</b>	
Forceps Carbide Jaws.....	213
<b>Bruening</b>	
Forceps.....	53
Tonsil	
Snare.....	60
<b>Bruening</b>	
Tongue depressor.....	55
<b>Brun</b>	
Plaster Scissors.....	90
<b>Brunner</b>	
Rib Shear.....	95
<b>Buchwald</b>	
flat Tongue Depressor.....	55
<b>Buck</b>	
Curette.....	38
Hammer.....	41



<b>Bulldog</b>	
Clamp .....	16
<b>Bunge</b>	
Chalazion Curette .....	159
<b>Burnishers</b>	
Dental .....	187
<b>C</b>	
<b>Caliper</b>	
Castroviejo .....	162
<b>Cannula</b>	
Adson .....	146
Frazier .....	146
Galezowski .....	161
Poole .....	146
Rycroft Air Injection .....	161
Yankauer .....	146
<b>Capsular</b>	
Forceps	
Schweigger .....	165
<b>Carbide Jaws</b>	
Forceps	
Brucelle Miriam .....	211
Scissors	
Mayo .....	210
Metzernbaum .....	210
Noyes .....	210
Wire cutting	
Forceps .....	211
<b>Carbide jaws</b>	
Castroviejo	
Needle Holder .....	213
Crile-Wood	
Needle Holder .....	212
Derf	
Needle Holder .....	213
Fine Needle Holder .....	212
Halsey	
Needle Holder .....	213
Mathieu	
Needle Holder .....	213
Mayo-Hégar	
Needle Holder .....	212
Ryder	
Needle Holder .....	213
Stratte Needle Holder .....	212
<b>Cartilage</b>	
Knife .....	92
<b>Cartilage</b>	
Forceps	
Martin .....	107
<b>Castroviejo</b>	
Caliper .....	162
Iris Spatula .....	160
Needle Holder .....	74, 169
Needle Holder Carbide Jaws .....	213
Scissors .....	168, 178
Suture Forceps .....	165
<b>Cataract</b>	
Daviel Curette .....	159
Graefe Knife .....	157
<b>Catheter</b> .....	114
Guyon .....	116
Hartmann .....	46
Metal Female .....	114
<b>Catheters</b>	
Guyon .....	116
<b>Cauchoix</b>	
Gouge .....	101
<b>Cement</b>	
Double Spatula .....	194
singlez Spatula .....	194
spatulas .....	196
<b>Chalazion</b>	
Bunge Curette .....	159
Desmarres Forceps .....	166
<b>Chaput</b>	
Forceps .....	20
<b>Charrier</b>	
Saw .....	94
<b>Cheatle</b>	
Forceps .....	25
<b>Chéron</b>	
Forceps .....	131
<b>Chevret Blad</b>	
Retractor .....	78
<b>Chisel</b>	
Bone .....	100
Farabeuf .....	100
Lebsche	
Sternum .....	97

Mac Even	
Bone .....	100
Poirier .....	45
Rollet .....	158
Stille .....	100
<b>Chompref</b>	
double end Curette .....	179
<b>Christophe</b>	
Forceps .....	15
<b>Chuck</b> .....	112
<b>Cilia</b>	
Douglas Fine Forceps .....	166
Forceps	
Hunter .....	29
<b>Circeon</b>	
Forceps .....	133
<b>Citelli</b>	
Punch Forceps .....	54
<b>Clamp</b>	
Bulldog .....	16
Doyen	
Intestinal .....	120
Forceps	
Schmidt .....	17
Intestinal	
Doyen .....	24
Lane (Twin) .....	120
Mohr .....	39
Payr Pylorus .....	120
Umbilical	
Bar .....	140
<b>Clip</b>	
Applying Forceps	
Mac Kenzie .....	152
Smitchwick .....	152
Sweet .....	152
Michel .....	70
<b>Clovis-Vincent</b>	
Gouge Forceps .....	105
<b>Cobb</b>	
Gouge .....	101
<b>Colcough</b>	
Laminectomy Rongeur Forceps .....	153
<b>Collin</b>	
Mallet .....	102
Pelvimeter .....	141
Retractor .....	85
Vaginal Speculum .....	126
<b>Collin-Duval</b>	
Dissecting Forceps .....	33
<b>Collyer</b>	
Pelvimeter .....	141
<b>Colver</b>	
Blunt Hook .....	58
Tonsil Forceps .....	61
<b>Conductor</b>	
De Martel .....	153
<b>Cooper</b>	
Needle Holder .....	72
<b>Corcelle</b>	
Speculum .....	156
<b>Corrwin</b>	
Tonsil Forceps .....	63
<b>Cover</b>	
Silicon .....	219
<b>Cranioclast</b>	
Braun .....	143
Tarnier .....	143
<b>Crile</b>	
Forceps .....	15
<b>Crile-Wood</b>	
Needle Holder .....	193
Needle Holder Carbide jaws .....	214
<b>Crown</b>	
Remover .....	198
Scissors .....	178
Universal	
Scissors .....	178
<b>Crown Removers</b>	
Dental .....	198
<b>Crutchfield</b>	
Burr for Cervical Traction Tongs .....	154
Cervical Traction Tongs .....	154
<b>Cryer</b>	
Elevator .....	181
<b>Curette</b>	
Buck .....	38
Bunge Chalazion .....	159
Daviel .....	159
Dental .....	179, 180
Desjardin .....	116
doble	

Blake .....	137
double end	
Chompref .....	179
Donald .....	179
Gracey .....	180
Hemingway .....	179
Ear .....	38, 44
Meyhoefer .....	159
Sonde	
Novack .....	134
Unna .....	38
Uterine	
Gourdet .....	136
uterine	
Cuzzi .....	137
Simon .....	136
Volkmann .....	136
Wallich .....	136
uterine blunt	
Sims .....	136
uterine sharp	
Sims .....	136
Vidal .....	44
Volkmann	
Bone .....	103
Bone (double) .....	103
<b>Cusco</b>	
Speculum Vaginal .....	126
<b>Cushing</b>	
Dissecting Forceps .....	32
Hook .....	150
Retractor .....	79
<b>Cutter</b>	
Nail .....	68
<b>Cutting Instruments</b>	
Dental .....	188
<b>Cuzzi</b>	
uterine Curette .....	137
<b>Cystitis</b>	
Forceps	
Desjardins .....	115
<b>Cystotome</b>	
Graefe .....	158
<b>Czerny</b>	
Retractor .....	79
<b>D</b>	
<b>Darby-Perry</b>	
Double Excavator .....	184
<b>Dartigues</b>	
Retractor .....	87
<b>Dartigues Uterine Elevating</b>	
Forceps .....	132
<b>Dautrey</b>	
Retractor .....	49
<b>Daviel</b>	
Cataract Curette .....	159
<b>Davis</b>	
Forceps .....	25
<b>De Martel</b>	
Conductor .....	153
<b>De Martel T</b>	
Forceps .....	19
<b>De Wecker</b>	
Hemostatic Forceps Serrefine .....	166
Iris Spatula .....	160
Scissors .....	168
<b>Dean</b>	
Tonsil Scissors .....	11
Tonsils Scissors .....	59
<b>Deaver</b>	
retractor .....	81
<b>Debakey</b>	
Forceps .....	33
Scissors .....	10
<b>Dentaire</b>	
Instruments Tranchants .....	188
<b>Dental</b>	
Amalgam Carrier .....	197
Amalgam Instruments .....	186
Bones Files and Periosteal Elevators .....	190
Burnishers .....	187
Crown Removers .....	198
Curette .....	179, 180
Cutting Instruments .....	188
Elevators .....	181
Excavators .....	183, 184
Extracting Forceps .....	172, 173, 174, 175
Forceps .....	191, 192, 193
Impression Trays .....	199
Matrix Retainers .....	198

Plaster Knives and Cement Spatulas	196
Probes	176
Root Elevators	182
Scaler	185
Scalers	185
Scissors	178
Spatulas	177, 194
Syringes	198
Wax Knives	195
Wax Modeling Instruments	189
<b>Derf</b>	
Needle holder Carbide jaws	213
<b>Deschamps</b>	
Ligature Carrier	71
Needle	71
<b>Desjardin</b>	
Curette	116
<b>Desjardins</b>	
Cystitis Forceps	115
Duct Dilator	114
Gall Stone Forceps	115
<b>Desmarres</b>	
Chalazion Forceps	166
Lid Retractor	157
<b>Dialyse</b>	
Forceps	18
<b>Dilator</b>	
Bakes Duct	114
Desjardins Duct	114
Hégar	128
Wilder Probe	161
<b>Director and Tongue tie</b>	37
<b>Dissecting</b>	
Adson-Brown	
Forceps	30
Forceps	28
Adson	30
Angulated	31
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Cushing	32
Durand	33
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
Watchmaker	30
Mac-Indoe	
Forceps	28
Sef	40
<b>Dissector</b>	
Hurd	58
<b>Donald</b>	
double end curette	179
<b>Douay</b>	
Forceps Biopsy Uterine	135
<b>Douglas</b>	
Fine Forceps	166
<b>Doyen</b>	
Abdominal Retractor	84
Helicoidal Tractor	141
Intestinal Clamp	24, 120
Mallet	102
Mouth-Gag	55
Needle Holder	74
Raspatory	96
Towel Forceps	21
Vaginal Speculum	127
Valvula abdominal	84
<b>Drawing</b>	
Forceps	18
Gunnar	18
<b>Drill</b>	
Bone Hand	112
Hudson	154
<b>Dubost</b>	
Scissors	8
<b>Dujardin</b>	
Eye Ball Fixation Forceps	164
<b>Dumont</b>	
Forceps	30
<b>Duplay</b>	
Forceps	129
Nasal Speculum	50
<b>Dura</b>	
Frazier Separator	150
Sachs Separator	150

<b>Durand</b>	
Dissecting Forceps	33
<b>Duval</b>	
Forceps	20
<b>E</b>	
<b>Ear</b>	
Curette	38, 44
Syringe	46
<b>Elevator</b>	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Cryer	181
Freer	190
Freer Septum	51
Moff	190
Septum	
Freer	151
<b>Elevators</b>	
Dental	181
Root	182
<b>Elschnig</b>	
Fixation Forceps	164
<b>Engel</b>	
Plaster Saw	91
<b>Enterotomy</b>	
Bowel Scissors	93
Scissors	11
<b>Enucleation</b>	
Wells Retractor	160
<b>Episiotomy</b>	
Scissors	
Braun	12
<b>Excavator</b>	
Double	
Darby-Perry	184
White	183
<b>Excavators</b>	
Dental	183, 184
<b>Extension</b>	
Bow	
Bohler	110
<b>Extracting Forceps</b>	
Adult	172, 173, 174
Child	175
<b>F</b>	
<b>Fahlenstock</b>	
wax Knives	195
<b>Farabeuf</b>	
Bone Holding Forceps	108
Bone Raspatory	53, 96
Chisef	100
Retractor	78
<b>Faure</b>	
uterine Biopsy Forceps	135
<b>Feichenfeld</b>	
Splint Forceps	29
<b>Female</b>	
Urinal	220
<b>Fergusson</b>	
Bone Holding Forceps	108
<b>Fergusson-Ackland</b>	
Mouth-Gag	56
<b>Files</b>	
Seldin	
Bones	190
<b>Filling Instruments</b>	
Heidemann	177
<b>Finocchio</b>	
Ligature Carrier	23
Rib Spreaders	86
<b>Finocchio Needle</b>	
Needle Holder	75
<b>Fisher</b>	
Iris Forceps	163
<b>Fixation</b>	
Rochard	85
<b>Foerster</b>	
Forceps	22, 131
<b>Folding</b>	
Kirschner	88
<b>Forceps</b>	
Adson	
Dissecting	30
Hypophyseal	151
Adson Brown	
Forceps	30

Agnail	68
Allis	
Tissue	19
Angulated	
Dissecting	31
Applying	
Michel	70
Arruga	165
Asch	52
Babcock	20, 120
Backaus	
Towel	21
Ballenger	22
Sponge	131
Tonsil	61
Bar	
Cutting Clamp	140
Barraquer	164
Barraya	
Dissecting	32
Bengolea	15
Bishop-Harman	163
Blake	115
Bone Cutting	
Key-Horsley	106
Mac Indoe	106
Bone Holding	
Farabeuf	108
Fergusson	108
Lambotte	108
Lowman	109
Verbrugge	107
Bonnet	
Dissecting	32
Bozemann	22
Brophy	32
Brucelle Miriam	
Carbide Jaws	211
Bruening	
Nasal	53
Castroviejo	165
Chaput	20
Cheatle	25
Cheron	131
Christophe	15
Circeron	133
Citelli	54
Clamp	
Schnidt	17
Clovis-Vincent	
Gouge	105
Colcough	
Laminectomy Rongeur	153
Collin-Duval	
Dissecting	33
Colver	
Tonsil	61
Corwin	
Tonsil	63
Crile	15
Cushing	
Dissecting	32
cutting	
Liston	192
Dartigues	132
Davis	25
De Martel T	19
De Wecker	166
Debakey	33
Dental	191, 192, 193
Desjardin	
Cystitis	115
Desjardins	115
Desmarres	
Chalazion	166
Dialyse	18
Dissecting	28
dissecting	
Adson	191
Douay	
Biopsy uterine	135
Double use	
Michel	70
Douglas	
Cilia	166
Doyen	
Towel	21
Dujardin Eye Ball Fixation	164
Durand	
Dissecting	33
Duval	20
Ear 1x2 Teeth	
Hartmann	45



Ear Curette			
Hartmann	45		
Ear Punch Biopsy			
Hartmann	45		
Elschnig	164		
Faure			
Biopsy Uterine	135		
Feichenfeld			
Splint	29		
Fisher	163		
Foerster	22, 131		
Gelhorn			
Biopsy	135		
Gill-Hess	163		
Gouge			
Ruskin	104		
Single Articulation	104		
Graefe	164		
Graefe Fine	163		
Green-Armytage	130, 141		
Gregoire	19		
Gunnar			
Drawing	18		
Guyon	117		
Halstead	16		
Hartmann	16		
Ear Polypus	45		
Nasal	51		
Rongeur	61		
Heart	19		
Holth	166		
Hunter			
Cilia	29		
Splint	29		
J.L. Faure	130		
Jansen-Middleton	54		
Jayle			
Towel	21		
Jones			
Towel	21		
Jurasz			
Biopsy	62		
Kazanjan	52		
Kelly	14		
Ovum	141		
Kerrison	54		
Kocher	14		
Laborde			
Tongue	57		
Lahey	23		
Goitre Seizing	62		
Lane			
Bone Holding	108		
Towel	21		
Leriche	15		
Liston			
Bone Cutting	106		
Bone cutting	106		
Love-Gruenwald			
Laminectomy rongeur	152		
Luc			
Nasal	51		
Lucae	31, 46		
Luikart	142		
Mac Kense			
Clip Applying	152		
Mac-Indoe			
Dissecting	28		
Magill	62		
Mair Polypus	22, 131		
Martin			
Cartilage	107		
Micro Halstead	16		
Mikulicz			
Peritoneal	120		
Millin	117		
Mixter-O'Shaughnessy	24		
Moure			
Thyroidectomy	59		
Murphy-Pean	14		
Museux	24, 129		
Naegele	142		
Negus	63		
Ombredanne	20		
original			
waldsachs	193		
Pozzi	129		
Pozzi-Palmer	129		
Price-Thomas	23		
Quenu			
Dissecting	32		
Ramplay			
Sponge	131		
Randall-Mirizzi	115		
Removing			
Michel	70		
Rochester-Pean	14		
Safinski	24		
Schaedel	21		
Schumacher			
Uterine Biopsy	135		
Schweigger			
Capsular	165		
Semb	23, 107		
Semkin			
Dissecting	29		
Sequestrum	108		
Simpson	142		
Sinus	51		
Smitchwick			
Clip Applying	152		
Sommer	132		
Splint	29		
Spurling			
Laminectomy Rongeur	153		
Stieglitz	192		
Stille			
Gouge	105		
Suzor	142		
Sweet			
Applying Forceps	152		
Take Up	17		
Tarnier	142		
Teale	130		
Terrier	17		
Therrum	133		
Tilley	51		
Tissue	28		
Triangular	19		
Troelsch	31		
Troeltsch	46		
Tübingen			
Suture	165		
Tuttle			
Dissecting	33		
Tyding	61		
Walsham			
Nasal	52		
Watchmaker			
Dissecting	30		
Weil-Blakesley	54		
Weiss	17		
Wertheim-Cullen	117		
White			
Tonsil	61		
Winter	132		
Wire Cutting			
Carbide Jaws	211		
with fragments			
Witzel	193		
Yeoman Biopsy Rectal	123		
Young			
Tongue	57		
<b>forceps</b>			
Drawing	18		
<b>Fork</b>			
Tuning	47		
<b>Frazier</b>			
Cannula	146		
Dura Separator	150		
<b>Freer</b>			
Elevator	190		
Septum Elevator	51, 151		
<b>G</b>			
<b>Gabarro</b>			
Graft			
Measurer	66		
<b>Galezowski</b>			
Lachrymal Cannula	161		
Lachrymal Probe	161		
<b>Gastroenterostomy</b>			
Twin Clamp			
Lane	120		
<b>Gelhorn</b>			
uterine Biopsy Forceps	135		
<b>Gelpi</b>			
Retractor	83		
<b>Gesco</b>			
Scissors	12		
<b>Gester</b>			
Retractor	109		
<b>Gigli</b>			
Handle for Saw	153		
Saw	153		
<b>Gill-Hess</b>			
Iris Forceps	163		
<b>Gillies</b>			
Hook	49, 150		
<b>Gillies Needle</b>			
Needle Holder	75		
<b>Goitre</b>			
Forceps			
Lahey	62		
Scissors			
Schoemaker	62		
Spatula			
Kocher	63		
<b>Goldman</b>			
Scissors	11		
<b>Goldman-Fox</b>			
Scissors	178		
<b>Good</b>			
Tonsil Scissor	11		
Tonsil scissors	59		
<b>Gosset</b>			
Retractor	84		
Retractor	84		
<b>Gouge</b>			
Bone	101		
Cauchoux	101		
Cobb	101		
Forceps			
Clovis-Vincent	105		
Single Articulation	104		
Guillaume	101		
Ruskin			
Forceps	104		
Smith Peterson	101		
Stagnara	101		
Stille			
Bone	101		
Forceps	105		
Walton Foreign Body	158		
<b>gouge</b>			
Poirier	45		
<b>Gourdet</b>			
uterine Curette	136		
<b>Governor</b>			
vacuum			
without plaquette	147		
<b>governor</b>			
vacuum			
with plaquette	147		
<b>Gracey</b>			
double end Curette	180		
<b>Graefe</b>			
Cataract Knife	157		
Cystotome	158		
Fine Iris Forceps	163		
Fixation Forceps	164		
Hook	159		
Speculum	156		
<b>Graft</b>			
Gabarro Measurer	66		
Skin			
Braithwaite	66		
Sterile Blades	66		
<b>Graft slide</b>	109		
<b>Graves</b>			
Vaginal Speculum	126		
<b>Green</b>			
Retractor	80		
<b>Green-Armytage</b>			
Forceps	130, 141		
<b>Gregoire</b>			
Forceps	19		
<b>Guillaume</b>			
Gouge	101		
<b>Gum</b>			
Scissors	178		
<b>Gunnar</b>			
Drawing Forceps	18		
<b>Guyon</b>			
Catheter	116		
Catheters	116		
Forceps	117		

<b>H</b>		<b>I</b>		<b>Key-Horsley</b>	
<b>Halsey</b>		<b>Impression Tray</b>		Bone Cutting Forceps .....	106
Needle holder Carbide jaws .....	213	no perforado upper .....	199	<b>Killian</b>	
<b>Halsey Needle</b>		no perforated lower .....	199	Nasal Speculum .....	50
Needle Holder .....	74	perforated lower .....	199	Tonsil Scalpel .....	58
<b>Halstead</b>		perforated upper .....	199	<b>Kilner-Doughty</b>	
Forceps .....	16	<b>Impression Trays</b>		Mouth-gag .....	56
<b>Halstead Micro</b>		Dental .....	199	<b>Kirschner</b>	
Forceps .....	16	<b>Instruments</b>		Abdominal Retractor .....	88
<b>Hammer</b>		Amalgam .....	186	Abdominal Valve .....	88
Babinsky .....	41	cutting		Bow .....	110
Buck .....	41	Black .....	188	Folding .....	88
Hatchet .....	93	<b>Insufflator</b>		<b>Knapp</b>	
with Hook .....	93	Ribemont .....	140	Retractor .....	160
Ombredanne .....	102	<b>Intestinal</b>		<b>Knife</b>	
Taylor .....	41	Doyen		Amputating .....	92
Vernon .....	41	Clamp .....	24, 120	Autopsy .....	92
<b>Handle</b>		<b>Intestinal Suture</b>		Brain .....	92
Gigli		Needle .....	71	Cartilage .....	92
Saw (for) .....	153	<b>Iris</b>		Graefe	
Scapel .....	36	Castroviejo Spatula .....	160	Cataract .....	157
<b>Harrington</b>		De Wecker Spatula .....	160	Reiner	
Retractor .....	82	Fisher Forceps .....	163	Plaster .....	91
<b>Hartman</b>		Gill-Hess Forceps .....	163	Weber	
Forceps		Graefe Fine Forceps .....	163	Iris .....	157
Ear 1x2 Teeth .....	45	Knife		Ziegler .....	158
Ear Punch Biopsy .....	45	Weber .....	157	<b>knife</b>	
<b>Hartmann</b>		Scissors .....	9, 167	Beckmann	
Catheter .....	46	<b>Irrigator</b>		Adenoid growths .....	48
Forceps .....	16, 51	Bottle .....	221	St-Clair Thomson .....	48
Ear Curette .....	45	<b>Israël</b>		<b>Knives</b>	
Ear Polypus .....	45	Retractor .....	82	Fahlenstock	
Retractor .....	78	<b>Iwanson</b>		wax .....	195
Rongeur Forceps .....	61	Measuring instrument .....	193	Lessmann	
Speculum .....	47	<b>J</b>		wax .....	195
<b>Hatchet</b>		<b>J.L. Faure</b>		Plaster .....	196
Hammer .....	93	Forceps .....	130	wax .....	195
<b>Heart</b>		<b>Jackson</b>		<b>Kocher</b>	
Forceps .....	19	Silver Tracheal Tube .....	60	Forceps .....	14
<b>Hégar Dilator</b> .....	128	<b>Jaeger</b>		Goitre Spatula .....	63
Dilator Stainless Steel .....	128	Keratome .....	158	<b>Krause</b>	
<b>Heideman</b>		Spatula .....	160	Snare	
Filling Instruments .....	177	<b>Jamshidi</b>		Ear Polypus .....	46
<b>Heiss</b>		Trocar .....	111	<b>Kristeller</b>	
Retractor .....	83	<b>Jansen</b>		Vaginal Speculum .....	127
<b>Hemingway</b>		Retractor .....	83	<b>L</b>	
Double end curette .....	179	<b>Jansen-Middleton</b>		<b>Laborde</b>	
<b>Henning</b>		Punch Forceps .....	54	Retractor .....	59
Plaster Cost Spreader .....	91	<b>Jar</b>		Tongue Forceps .....	57
<b>Heyman</b>		Stainless Steel .....	217	<b>Lachrymal</b>	
Nasal Scissors .....	9, 48	<b>Jayle</b>		Bowman Probe .....	161
<b>Hibbs</b>		Blade .....	128	Galezowski Cannula .....	161
Retractor .....	82	Towel Forceps .....	21	Galezowski Probe .....	161
<b>Holth</b>		<b>Jennings</b>		<b>Lahey</b>	
Punch Forceps .....	166	Mouth-Gag .....	55	Forceps .....	23
<b>Hook</b>		<b>Joll-Friedmann</b>		Goitre Seizing Forceps .....	62
Adson .....	150	Retractor .....	87	<b>Lambotte</b>	
Boose .....	58	<b>Jones</b>		Bone Holding Forceps .....	108
Braun		Towel		Bone Hook .....	98
Obstetrical .....	143	Forceps .....	21	Bone Raspatory .....	96
Colver		<b>Judd-Masson</b>		Osteotome .....	102
Blunt .....	58	Retractor .....	87, 118	<b>Laminectomy</b>	
Cushing .....	150	<b>Jurasz</b>		Rongeur Forceps	
Gillies .....	49, 150	Biopsy Forceps .....	62	Love-Guenwald .....	152
Graefe .....	159	<b>K</b>		Spurling .....	153
Hammer .....	93	<b>Kazanjan</b>		Rongeur forceps	
Lambotte		Cutting Forceps .....	52	Colcough .....	153
Bone .....	98	<b>Kelly</b>		<b>Landau</b>	
Sachs .....	150	Forceps .....	14	Vaginal Spaculum .....	127
<b>Household</b>		Ovum .....	141	<b>Lane</b>	
Scissors .....	12, 39	Retractor .....	87	Bone Holding Forceps .....	108
<b>Hudson</b>		Scharp .....		Bone Lever .....	98
Bone Hand Drill .....	154	Scissors .....	178	Towel Forceps .....	21
<b>Hunter</b>		Scissors .....	10	Twin Clamp .....	120
Cilia Forceps .....	29	<b>Keratome</b>		<b>Lange-Hohmann</b>	
Splint Forceps .....	29	Jaeger .....	158	Bone Lever .....	98
<b>Hurd</b>		<b>Kerrison</b>		<b>Langenbeck</b>	
Dissector .....	58	Punch Forceps .....	54	Retractor .....	80
<b>Hydrocele</b>		<b>Key for bone drill</b> .....	112	Saw .....	94
Trocart .....	111			<b>Laryngal</b>	
<b>Hypophyseal</b>				Mirror .....	57
Forceps				<b>Lebsche</b>	
Adson .....	151			Sternum Chisel .....	97

wax Knives .....	195
<b>Lever</b>	
Bennett	
Bone .....	98
Lane	
Bone .....	98
Lange-Hohmann	
Bone .....	98
Murphy	
Bone .....	98
<b>Lid</b>	
Desmarres Retractor .....	157
<b>Ligature Carrier</b>	
Descamps .....	71
Finochietto .....	23
Millin .....	117
<b>Lingere</b>	
Scissors .....	12, 39
<b>Lister</b>	
Scissors	
Bandage .....	11
<b>Liston</b>	
Bone Cutting Forceps .....	106
cutting Forceps .....	192
<b>London College</b>	
self locking Tweezers .....	191
Tweezers .....	31
(WEEZERS) .....	191
<b>Loop</b>	
Billeau .....	44
Loute	
Twister .....	109
Snellen .....	159
Trautmann .....	44
<b>Loops</b> .....	<b>46</b>
<b>Loute</b>	
Loop Twister .....	109
<b>Love</b>	
Retractor .....	79, 151
<b>Love-Gruenwald</b>	
Laminectomy Rongeur Forceps .....	152
<b>Lowman</b>	
Bone Holding	
Forceps .....	109
<b>Luc</b>	
Forceps .....	51
<b>Lucae</b>	
Forceps .....	31, 46
<b>Luer</b>	
Bone Rongeur .....	104, 105, 192
Stainless Steel Tracheal Tube .....	60
<b>Luikart</b>	
Forceps .....	142
 <b>M</b>	
<b>Mac Even</b>	
Bone Chisel .....	100
<b>Mac Indoe</b>	
Bone Cutting Forceps .....	106
Dissecting Forceps .....	28
<b>Mac Kenzie</b>	
Clip Applying Forceps .....	152
<b>Magill</b>	
Forceps .....	62
<b>Magnetic</b>	
+Remover	
-Magnifier .....	162
Eye Probe .....	162
<b>Magnifier</b>	
+Remover	
-Magnetic .....	162
<b>Mair Polypus</b>	
Forceps .....	22, 131
<b>Mallet</b>	
Collin .....	102
Doyen .....	102
<b>Mandrel</b>	
for Tracheal Tube .....	60
<b>Martin</b>	
Cartilage Forceps .....	107
<b>Masson</b>	
Needle Holder .....	76
<b>Mathieu</b>	
Needle Holder .....	76, 193
Needle Holder Carbide jaws .....	213
Rectal Speculum .....	123
<b>Matrix Retainer</b> .....	<b>198</b>
universal Tofflemire .....	198
<b>Matrix Retainers</b>	
Dental .....	198

<b>Maurer</b>	
Rib Shear .....	95
<b>Mayo</b>	
Carbide Jaws Scissors .....	210
Scissors .....	8
<b>Mayo Pin</b> .....	<b>39</b>
<b>Mayo-Hégar</b>	
Needle Holder .....	75
Needle Holder Carbide jaws .....	212
<b>Measuring Instrument</b>	
Iwanson .....	193
<b>Membrane</b>	
Punch .....	140
<b>Meriam</b>	
Tweezers .....	31
<b>Metzemaum</b>	
Carbide Jaws Scissors .....	210
Scissors .....	8
<b>Meyerding</b>	
Retractor .....	81
<b>Meyhoefer</b>	
Curette .....	159
<b>Michel</b>	
Applying Forceps .....	70
Clips .....	70
Double use Forceps .....	70
Removing Forceps .....	70
<b>Michel Hook Clips</b>	
Rack .....	70
<b>Micro Burr</b>	
Arruga .....	162
<b>Mikulicz</b>	
Peritoneal Forceps .....	120
<b>Millin</b>	
Bladdeur Neck Spreader .....	118
Blade .....	118
Ligature Carrier .....	117
Lobe Grasping Forceps .....	117
<b>Miriam</b>	
Tweezers .....	191
<b>Mirror</b>	
Laryngal .....	57
<b>Mixer-O'Shaughnessy</b>	
Forceps .....	24
<b>Modeling Instruments</b>	
wax	
Thomas .....	189
<b>Mohr</b>	
Clamp .....	39
<b>Molt</b>	
Elevator .....	190
<b>Morris</b>	
Retractor .....	82
<b>Moure</b>	
Thyroidectomy Forceps .....	59
<b>Mouth-Gag</b>	
Boyle-Davis .....	56
Doyen .....	55
Fergusson-Ackland .....	56
Jennings .....	55
Wooden .....	55
<b>Mouth-gag</b>	
Kilner-Doughty .....	56
Withehead	
(without tongue depressor) .....	56
<b>Murphy</b>	
Bone Lever .....	98
<b>Murphy-Pean</b>	
Forceps .....	14
<b>Museux</b>	
Forceps .....	24, 129
 <b>N</b>	
<b>Naegele</b>	
Forceps .....	142

<b>Nail</b>	
Cutter .....	68
Scissors .....	12, 68
Ungrounding Nipper .....	68
<b>Nasai</b>	
Forceps	
Bruening .....	53
Hartmann .....	51
Luc .....	51
Tilley .....	51
Walsham .....	52
Rap	
Wiener .....	50
Scissors	
Heyman .....	9, 48
Speculum	
Duplay .....	50
Killian .....	50
Thudichum .....	50
Vacher .....	50
<b>Needle</b>	
Bowman Decision .....	157
Cooper .....	72
Deschamps .....	71
Intestinal Suture .....	71
Politzer .....	44
Redon .....	72
Reverdin .....	71
<b>Needle Holder</b>	
Barraquer .....	74, 169
Carbide jaws	
Halsey .....	215
Mathieu .....	215
Ryder .....	215
Carbiden jaws	
Castroviejo .....	215
Castroviejo .....	74, 169
criel-Wood .....	193
Crile-Wood Carbide jaws .....	214
Derf Carbide jaws .....	215
Fine Carbide jaws .....	214
Mathieu .....	193
Mayo-Hégar Carbide jaws .....	214
Stevens .....	74, 169
Stratte Carbide jaws .....	214
Young .....	72
<b>Needle on Handle</b> .....	<b>39</b>
<b>Negus</b>	
Forceps .....	63
<b>Nelaton</b>	
Probe .....	37
<b>Nipper</b>	
Ungrounding Nail .....	68
<b>Novack</b>	
uterine Sound .....	134
<b>Noyes</b>	
Carbide Jaws Scissors .....	212
Scissors .....	168
 <b>O</b>	
<b>Obwegeser</b>	
Raspatory .....	96
<b>Ochsner</b>	
Trocart .....	111
<b>Olivecrona</b>	
Brain Spatula .....	151
<b>Ollier</b>	
Retractor .....	81
<b>Olsen-Hégar Needle</b>	
Needle Holder .....	75
<b>Ombredanne</b>	
Forceps .....	20
Hammer .....	102
<b>Operating</b>	
Scissors B/B .....	8
Scissors B/S .....	8
Scissors S/S .....	8
<b>Osteotome</b>	
Lambotte .....	102
Stille .....	102



<b>P</b>			
<b>Palmer</b>			
Speculum .....	50		
<b>Pauchet</b>			
suture Clips applying .....	70		
<b>Paufique</b>			
Scarifier .....	158		
<b>Payr</b>			
Pylorus Clamp .....	120		
<b>Pelvimeter</b>			
Collin .....	141		
Collyer .....	141		
<b>Percy</b>			
Amputation Retractor .....	99		
<b>Perforator</b> .....	99		
Smellie			
Obstetrical .....	143		
<b>Peritoneal</b>			
Forceps			
Mikulicz .....	120		
<b>Pinard</b>			
Stethoscope .....	140		
<b>Plaster</b>			
Brun Scissors .....	90		
Engel Saw .....	91		
Henning Cost Spreader .....	91		
Knives .....	196		
Reiner Knife .....	91		
Seutin Shear .....	90		
Shear .....	90		
Stille Shear .....	90		
Wolf Breaker .....	91		
<b>Plaster Knives and Cement Spatulas</b>			
Dental .....	196		
<b>Pley</b>			
Speculum .....	156		
<b>Point</b>			
Square .....	100		
<b>Poirier</b>			
Chisel .....	45		
Gouge .....	45		
<b>Politzer</b>			
Needle .....	44		
<b>Poole</b>			
Cannula .....	146		
<b>Pozzi</b>			
Forceps .....	129		
<b>Pozzi-Palmer</b>			
Forceps .....	129		
<b>Pressure</b>			
Bottle .....	222		
<b>Price-Thomas</b>			
Forceps .....	23		
<b>Probe</b>			
Bowman .....	161		
Galezowski .....	161		
Nelaton .....	37		
Wilder Dilator .....	161		
With Eyes .....	37		
With knob .....	37		
With Spatula .....	37		
With Thread .....	37, 134		
<b>Probes</b>			
Dental .....	176		
<b>Punch</b>			
Membrane .....	140		
<b>Pylorus</b>			
Payr Clamp .....	120		
<b>Q</b>			
<b>Quenu</b>			
Dissecting Forceps .....	32		
<b>R</b>			
<b>Rack</b>			
Michel Hook Clips .....	70		
<b>Ramplay</b>			
Sponge Forceps .....	131		
<b>Randall</b>			
uterine Sound .....	134		
<b>Randall-Mirizzi</b>			
Forceps .....	115		
<b>Rap</b>			
Wiener			
Nasal .....	50		
<b>Rasp</b>			
Bone .....	97		
Putti .....	97		
<b>Raspatory</b>			
Aubigné .....	96		
Doyen .....	96		
Farabeuf			
Bone .....	53, 96		
Lambotte			
Bone .....	96		
Obwegeser .....	96		
Sebileau .....	53		
<b>Razor</b> .....	40		
<b>Rectal Speculum</b>			
Mathieu .....	123		
<b>Redon</b>			
Needle .....	72		
<b>Reiner</b>			
Plaster Knife .....	91		
<b>Remover</b>			
+Magnetic			
+Magnifier .....	162		
Crown .....	198		
Foreign Body .....	162		
<b>Retractor</b>			
Alm .....	83		
Arruga .....	160		
Balfour .....	85		
Beckmann .....	83		
bluntTracheal tijeras .....	58		
Bonn .....	160		
Collin .....	85		
Cushing .....	79		
Czerny .....	79		
Dartigues .....	87		
Dautrety .....	49		
Deaver .....	81		
Desmarres .....	157		
Doyen			
Abdominal .....	84		
Farabeuf .....	78		
Gelpi .....	83		
Gester .....	109		
Gosset .....	84		
Green .....	80		
Harrington .....	82		
Hartmann .....	78		
Heiss .....	83		
Hibbs .....	82		
Israël .....	82		
Jansen .....	83		
Joll-Friedmann .....	87		
Judd-Masson .....	87, 118		
Kelly .....	87		
Kirschner			
Abdominal .....	88		
Knapp .....	160		
Laborde .....	59		
Love .....	79, 151		
Malleable Blade .....	78		
Morris .....	82		
Percy Amputation .....	99		
Ricard .....	86		
Richardson .....	81		
Roux .....	78		
Sauerbrück .....	81		
Senn .....	79		
Senn-Müller .....	49		
Trousseau .....	59		
Tuffier .....	86		
US Army .....	78		
Volkmann .....	80		
Weitlaner .....	83		
Wells			
Enucleation .....	160		
<b>Reverdin</b>			
Needle .....	71		
<b>Rib</b>			
Shear .....	95		
Béthune .....	95		
Brunner .....	95		
Maurer .....	95		
Sauerbrück .....	95		
<b>Rib Spreaders</b>			
Finocchio .....	86		
<b>Ribemont</b>			
Insufflator .....	140		
<b>Ricard</b>			
Retractor .....	86		
<b>Richardson</b>			
Retractor .....	81		
<b>Ring Cutting</b> .....	39		
Blade .....	39		
<b>Rochard</b>			
Fixation .....	85		
Valve .....	85		
<b>Rochester-Pean</b>			
Forceps .....	14		
<b>Rollet</b>			
Chisel .....	158		
<b>Rongeur</b>			
Beyer			
Bone .....	104		
Bone			
Luer .....	105		
Sauerbrück .....	105		
bone			
Beyer .....	192		
Luer .....	192		
Forceps			
Hartmann .....	61		
Laminectomy Forceps			
Colcough .....	153		
Love-Gruenwald .....	152		
Spurling .....	153		
Lempert			
Bone .....	52, 104		
Luer			
Bone .....	104		
<b>Root</b>			
Elevators .....	182		
<b>Root Elevators</b>			
Dental .....	182		
<b>Roux</b>			
Retractor .....	78		
<b>Ruskin</b>			
Gouge Forceps .....	104		
<b>Rycroft</b>			
Air Injection Cannula .....	161		
<b>Ryder</b>			
Needle Holder Carbide jaws .....	213		
<b>S</b>			
<b>Sachs</b>			
Dura Separator .....	150		
Hook .....	150		
<b>Sanitary</b>			
Stop-Pail .....	220		
<b>Saterlee</b>			
Saw .....	94		
<b>Satinski</b>			
Forceps .....	24		
<b>Sauerbrück</b>			
Bone Rongeur .....	105		
Retractor .....	81		
Rib Shear .....	95		
<b>Saw</b>			
Charrier .....	94		
Engel			
Plaster .....	91		
Gigli .....	153		
Handle			
Gigli .....	153		
Langenbeck .....	94		
Saterlee .....	94		
<b>Scaler</b>			
Dental .....	185		
<b>Scalers</b>			
Dental .....	185		
<b>Scalpel</b> .....	36		
Abraham			
Tonsil .....	58		
Blades .....	36		
Handle .....	36		
Killian			
Tonsil .....	58		
<b>Scarifier</b>			
Paufique .....	158		
<b>Schaedel</b>			
Forceps .....	21		
<b>Schmieden</b>			
Scissors .....	10		
<b>Schmidt</b>			
Clamp Forceps .....	17		

<b>Schoemaker</b>	
Goitre Seizing Scissors	62
<b>Schumacher</b>	
uterine Forceps Biopsy	135
<b>Schweigger</b>	
Capcular Forceps	165
<b>Scissors</b>	
Barraquer	168
Bowel	
Enterotomy	93
Boyd	10
Braun Episiotomy	12
Brun Plaster	90
Castroviejo	168, 178
Crown	178
De Wecker	168
Dean	
Tonsil	11, 59
Debakey	10
Dental	178
Dubost	8
Enterotomy	11
Gesco	12
Goldman	11
Goldman-Fox	178
Good	
Tonsil	11, 59
Gum	178
Heyman	
Nasal	9, 48
Household	12, 39
Iris	9, 167
Kelly	10, 178
Lingere	12, 39
Lister Bandage	11
Mayo	8
Carbide Jaws	212
Metzemaum	8
Carbide Jaws	212
Nails	12, 68
Noyes	168
Carbide Jaws	212
Operating B/B	8
Operating B/S	8
Operating S/S	8
Schmeiden	10
Schoemaker Goitre Seizing	62
Sims B/B	10
Stevens	9, 167
Stitch	9
Strabismus	9, 167
Umbilical Cord	12, 140
Universal Wire	9
Vannas	168
Vezien	11
Wertheim	10
<b>Sclerectomy</b>	
Trephine	162
<b>Scraper</b>	
Brock	38
Vidal	38
<b>Screw</b>	
Speculum	126
<b>Screw-driver</b>	103
<b>screw-driver</b>	103
<b>Sebileau</b>	
Raspatory	53
<b>Seldin</b>	
Bones Files	190
<b>Semb</b>	
Dissector	23
Forceps	107
<b>Semkin</b>	
Dissecting forceps	29
<b>Senn</b>	
Retractor	79
<b>Senn-Müller</b>	
Retractor	49, 79
<b>Separator</b>	
Frazier	150
Sachs	150
<b>Septum</b>	
Elevator	
Freer	151
Freer Elevator	51
<b>Septum Knife</b>	
Ballenger	48
<b>Sequestrum</b>	
Forceps	108

<b>Seutin</b>	
Plaster Shear	90
<b>Shear</b>	
Bethune	
Rib	95
Brunner	
Rib	95
Maurer Rib	95
Plaster	90
Rib	95
Sauerbrück	
Rib	95
Seutin	
Plaster	90
Stille Plaster	90
<b>Siegle</b>	
Speculum	47
<b>Simon</b>	
uterine Curette	136
<b>Simpson</b>	
Forceps	142
<b>Sims</b>	
Scissors	10
uterine Curette blunt	136
uterine Curette sharp	136
Vaginal Speculum	126
<b>Sims Malleable uterine</b>	
Sound	134
<b>Sims Rectal</b>	
Speculum	122
<b>Sinus</b>	
Forceps	51
<b>Skin</b>	
Graft	
Braithwaite	66
Sterile Blades	66
<b>Sludder-Ballenger</b>	
Tonsillotome	63
<b>Smellie</b>	
Perforateur	
Obstetrical	143
<b>Smithwick</b>	
Clip Applying Forceps	152
<b>Smith Peterson</b>	
Gouge	101
<b>Snare</b>	
Bruening Tonsil	60
Krause	
Ear Polypus	46
<b>Snellen</b>	
Loop	159
<b>Sommer Uterine Elevating</b>	
Forceps	132
<b>Sound</b>	
Sims Malleable Uterine	134
Uterine	
Novack	134
Randall	134
Valleix	134
<b>Spatula</b>	
Brain	
Olivecrona	151
Castroviejo	
Iris	160
Cement double	194
Cement single	194
De Wecker	
Iris	160
Jaeger	160
Kocher	
Goitre	63
Oinment	40
<b>Spatulas</b>	
Cement	196
Dental	194
<b>Speculum</b>	
Arruga	156
Auvard	128
Barr Rectal	122
Barraquer-Colibri	156
Bensaude Rectal	122
Bowman	156
Bresky	127
Corcelle	156
Duplay	
Nasal	50

Graefe	156
Hartmann	47
Killian	50
Palmer	50
Pley	156
Siegle	47
Sims Rectal	122
Thudichum	50
Trelat Rectal	122
Vacher	
Nasal	50
Vaginal	
Collin	126
Cusco	126
Doyen	127
Graves	126
Kristeller	127
Landau	127
Sims	126
<b>Sphygmanometer</b>	225
<b>Spine</b>	
Wrench	93
<b>Spine Wrench</b>	
Amussat	93
<b>Spitoon</b>	221
<b>Splint</b>	
Forceps	
Feichenfeld	29
Hunter	29
<b>Sponge</b>	
Forceps	
Ballenger	131
Ramplay	131
<b>Spreader</b>	
Henning	
Plaster Cost	91
<b>Spurling</b>	
Rongeur Forceps	
Laminectomy	153
<b>Square</b>	
Point	100
<b>St-Clair Thomson</b>	
Knife	48
<b>Stagnara</b>	
Gouge	101
<b>Sternum</b>	
Lebsche	
Chisel	97
<b>Stevens</b>	
Needle Holder	74, 169
Scissors	9, 167
<b>Stieglitz</b>	
Forceps	192
<b>Stille</b>	
Bone Gouge	101
Chisel	100
Gouge Forceps	105
Osteotome	102
Plaster Shear	90
<b>Stitch</b>	
Scissors	9
<b>Strabismus</b>	
Scissors	9, 167
<b>Stratte</b>	
Needle Holder Carbide jaws	212
<b>Stratte Needle</b>	
Needle Holder	76
<b>Surgery</b>	
Set	40
<b>Suture</b>	
Forceps	
Tübingen	165
<b>Suture Clips Applying</b>	
Pauchet	70
<b>Suzor</b>	
Forceps	142
<b>Sweet</b>	
Clip Applying Forceps	152



<b>Syringe</b>	
Bayard .....	49
Ear .....	46
<b>Syringes</b>	
Cartridge .....	198
Dental .....	198
<b>Take Up</b>	
Forceps .....	17

## T

<b>Tarnier</b>	
Cranioclast .....	143
Forceps .....	142
<b>Taylor</b>	
Hammer .....	41
<b>Teale Vullsellum</b>	
Forceps .....	130
<b>Terrier</b>	
Forceps .....	17
<b>Therrum</b>	
Forceps .....	133
<b>Thomas</b>	
Instrumento para moldar .....	189
Wax Modeling Instruments .....	189
<b>Thudichum</b>	
Nasal Speculum .....	50
<b>Thyroidectomy</b>	
Moure Forceps .....	59
<b>Tilley</b>	
Forceps .....	51
<b>Tissue</b>	
Allis	
Forceps .....	19
Forceps .....	28
<b>Tobold</b>	
Tongue Depressor .....	55
<b>Toffelmire</b>	
universal Matrix retainer .....	198
<b>Tongs</b>	
Burr for Cervical Traction	
Crutchfield .....	154
Cervical Traction	
Crutchfield .....	154
<b>Tongue</b>	
Forceps	
Laborde .....	57
Young .....	57
<b>Tongue Depressor</b>	
Bruening .....	55
Buchenwald	
flat .....	55
Tobold .....	55
<b>Tongue depressor</b>	
Stainless Steel .....	55
<b>Tonsil</b>	
Bruening	
Snare .....	60
Forceps	
Ballenger .....	61
Colver .....	61
Corwin .....	63
White .....	61
Scalpel	
Abraham .....	58
Killian .....	58
Scissors	
Dean .....	11, 59
Good .....	11, 59
<b>Tonsillotome</b>	
Sludder-Ballenger .....	63
<b>Towel</b>	
Doyen	
Forceps .....	21
Forceps	
Backaus .....	21
Jayle .....	21
Jones .....	21
Lane .....	21
<b>Tracheal</b>	
blunt Retractor Tijeras .....	58
Jackson Silver Tube .....	60
Mandrel	
Tube .....	60
Retractor .....	80
Stainless Steel Tube	
Luer .....	60
<b>Tractor</b>	
Doyen	
Helicoidal .....	141

<b>Trautmann</b>	
Loop .....	44
<b>Trelat Rectal</b>	
Speculum .....	122
<b>Trephine</b>	
Sclerectomy .....	162
<b>Triangular</b>	
Forceps .....	19
<b>Trocar</b>	
Jamshidi .....	111
<b>Trocart</b>	
Hydrocele .....	111
Ochsner .....	111
Universal .....	111
<b>Troelsch</b>	
Forceps .....	31
<b>Troeltsch</b>	
Forceps .....	46
<b>Trousseau</b>	
Retractor .....	59
<b>Tube</b>	
Jackson	
Silver Tracheal .....	60
Luer	
Stainless steel Tracheal .....	60
Mandrel	
Tracheal .....	60
<b>Tübingen</b>	
Suture Forceps .....	165
<b>Tuning</b>	
Fork .....	47
Fork With Cursor .....	47
<b>Tuttle</b>	
Dissecting Forceps .....	33
<b>Tweezers</b>	
for Articulating Paper	
Miller .....	191
London College .....	31
London college	
self locking .....	191
london College .....	191
Meriam .....	31, 191
<b>Twister</b>	
Loop	
Loute .....	109
<b>Tyding</b>	
Forceps .....	61

## U

<b>Umbilical Cord</b>	
Scissors .....	12, 140
<b>Universal</b>	
Crown	
Scissors .....	178
Trocart .....	111
Wire Scissors .....	9
<b>Universal Vezien</b>	
Scissors .....	11
<b>Unna</b>	
Curette .....	38
<b>US Army</b>	
Retractor .....	78

## V

<b>Vacher</b>	
Nasal Speculum .....	50
<b>Vaginal</b>	
Kristeller	
Speculum .....	127
Speculum	
Collin .....	126
Cusco .....	126
Doyen .....	127
Graves .....	126
Landau .....	127
Sims .....	126
<b>Valleix</b>	
Sound	
Uterine .....	134
<b>Valve</b>	
Kirschner	
Abdominal .....	88
Rochard .....	85

<b>Valvula</b>	
Doyen	
Abdominal .....	84
<b>Vannas</b>	
Scissors .....	168
<b>Verbrugge</b>	
Bone Holding	
Forceps .....	107
<b>Vernon</b>	
Hammer .....	41
<b>Vidal</b>	
Curette .....	44
Scraper .....	38
<b>Volkmann</b>	
Bone Curette .....	103
Curette	
Bone Double .....	103
Retractor .....	80
uterine Curette .....	136

## W

<b>Waldsachs</b>	
original Forceps .....	193
<b>Walsham</b>	
Nasal Forceps .....	52
<b>Walton</b>	
Foreign Body Gouge .....	158
<b>Wash Bowl</b>	
Stainless Steel .....	217
<b>Watchmaker</b>	
Dissecting Forceps .....	30
<b>Wax Knives</b>	
Dental .....	195
<b>Wax Modeling Instruments</b>	
Dental .....	189
<b>Weber</b>	
Iris Knife .....	157
<b>Weil-Blakesley</b>	
Forceps .....	54
<b>Weiss</b>	
Forceps .....	17
<b>Weitlaner</b>	
Retractor .....	83
<b>Wells</b>	
Enucleation Retractor .....	160
<b>Wertheim</b>	
Scissors .....	10
<b>Wertheim-Cullen</b>	
Pedicule Forceps .....	117
<b>White</b>	
Double Excavator .....	183
Tonsil Forceps .....	61
<b>Whitehead</b>	
Mouth-gag	
(without tongue depressor) .....	56
<b>Wiener</b>	
Nasal Rap .....	50
<b>Wilder</b>	
Probe Dilator .....	161
<b>Winter Placenta</b>	
Forceps .....	132
<b>Wire Cutting</b>	
Forceps	
Carbide Jaws .....	211
<b>Witzel</b>	
Frceps with fragments .....	193
<b>Wolf</b>	
Plaster Breaker .....	91
<b>Wrench</b>	
Spine .....	93

## Y

<b>Yankauer</b>	
Cannula .....	146
<b>Yeoman Biopsy Rectal</b>	
Forceps .....	123
<b>Young</b>	
Needle Holder .....	72
Tongue Forceps .....	57

## Z

<b>Ziegler</b>	
Knife .....	158

**A**

**Abaja-Lengua**  
 Bruening ..... 55  
 de mango ..... 55  
 Tobold ..... 55  
 Inox ..... 55

**Abaja-lengua**  
 Buchwald  
 Ilano ..... 55

**Abdominal**  
 Separador  
 Kirschner ..... 88  
 Valva  
 Doyen ..... 84  
 Kirschner ..... 88

**Abdominale**  
 Espatula  
 Reverdin ..... 84

**Abraham**  
 Bisturi Amigdalas ..... 58

**Abre-Boca**  
 Doyen ..... 55

**Abre-boca**  
 Boyle-Davis ..... 56  
 de madera ..... 55  
 Fergusson-Ackland ..... 56  
 Jennings ..... 55  
 Kilner-Doughty ..... 56  
 Whitehead  
 (sin abaja-lengua) ..... 56

**Adson**  
 Canula ..... 146  
 Elevador ..... 151  
 Gancho ..... 150  
 Pinza ..... 30  
 Pinza con dientes ..... 191  
 Pinza para hipofisis ..... 151

**Adson-Brown**  
 Pinza ..... 30

**Aguja**  
 Bowman ..... 157  
 Cooper ..... 72  
 Deschamps ..... 71  
 Intestinal ..... 71  
 Lanceolada ..... 39  
 Mango ..... 39  
 para ligaduras  
 Deschamps ..... 71  
 Politzer ..... 44  
 Reverdin ..... 71

**Aguja para ligaduras**  
 Finochietto ..... 23

**Alambre de acero**  
 Cierra-nudo ..... 46

**Alicates**  
 Adulto ..... 172, 173, 174  
 Cortar Brocas  
 Tungsteno ..... 211  
 Infantil ..... 175

**Allis**  
 Pinza ..... 19

**Alm**  
 Separador ..... 83

**Aluminio**  
 Bandeja ..... 219  
 Caja ..... 218, 220  
 Tarro cilindrico ..... 218

**Amalgama**  
 Sobador ..... 186

**Amigdalas**  
 Bisturi  
 Abraham ..... 58  
 Killian ..... 58  
 Compressor  
 Corwin ..... 63  
 Pinza  
 Ballenger ..... 61  
 Pinza para  
 Colver ..... 61  
 White ..... 61  
 Tijeras  
 Dean ..... 11, 59  
 Good ..... 11, 59

**Amigdalotomo**  
 Sludder-Ballanger ..... 63

**Amputacion hoja**  
 Cuchillo ..... 92

**Amussat**  
 Raquitomo ..... 93

**Anoscopio**  
 Barr ..... 122

Bensaude ..... 122  
 Mathieu ..... 123  
 Sims ..... 122  
 Trelat ..... 122

**Apical**  
 Elevador ..... 181

**Aproximador**  
 Bailey ..... 86

**Arruga**  
 Micro ..... 162  
 Pinza ..... 156  
 Pinza capsular ..... 165  
 Separador ..... 160

**Asa**  
 +Iman  
 +Lupa ..... 162  
 Billeau ..... 44  
 Iman ..... 162  
 Snellen ..... 159  
 Trautmann ..... 44

**Ash**  
 Pinza ..... 52

**Aujado**  
 Estilete ..... 37

**Autopsia hoja**  
 Cuchillo ..... 92

**B**

**Babcock**  
 Pinza ..... 20, 120

**Backhaus**  
 Pinza (de campo) ..... 21

**Bailey**  
 Aproximador ..... 86

**Bakes**  
 Explorator ..... 114

**Balfour**  
 Separador ..... 85

**Ballenger**  
 Cuchillo para Rhinoplastia ..... 48  
 Pinza para Amigdalas ..... 61  
 Pinza para Vendajes ..... 22, 131

**Bar**  
 Anoscopio ..... 122  
 Clamp Umbilical ..... 140  
 Pinza cortante para Clamp de Bar ..... 140

**Barraquer**  
 Pinza ..... 164  
 Porta-agujas ..... 169  
 Tijeras ..... 168

**Barraquer romas**  
 Porta-agujas ..... 74

**Barraquer-Colibri**  
 Pinza ..... 156

**Barraya**  
 Pinza de Diseccion ..... 32

**Bayard**  
 Jeringa ..... 49

**Beckmann**  
 Cuchillo para Vegetaciones ..... 48  
 Separador ..... 83

**Bein**  
 Elevador ..... 181

**Benett**  
 Elevador para Huesos ..... 98

**Bengolea**  
 Pinza ..... 15

**Beniqué**  
 Guyon ..... 116

**Bensaude**  
 Anoscopio ..... 122

**Bethune**  
 Costotomo ..... 95

**Beyer**  
 Pinza-Gubia ..... 104  
 Pinza-gubia ..... 192

**Billeau**  
 Asa ..... 44

**Biopsia**  
 Pinza  
 Gelhorn ..... 135  
 J-L Faure ..... 135  
 Schumacher ..... 135  
 Pinza de  
 Jurasz ..... 62

Pinza ginecologica  
 Douay ..... 135

**Bishop-Hartmann**  
 Pinza ..... 163

**Bisturi**  
 Abraham  
 Amigdalas ..... 58  
 figo ..... 36  
 Hojas ..... 36  
 Killian  
 Amigdalas ..... 58  
 Mango ..... 36

**Black**  
 Instrumento cortante ..... 188

**Blake**  
 Cureta doble ..... 137  
 Pinza para vesicula ..... 115

**Boclo**  
 Espatula de  
 Kocher ..... 63  
 Pinza  
 Lahey ..... 62  
 Tijeras de  
 Schoemaker ..... 62

**Bohler**  
 Estribo ..... 110

**Bonn**  
 Separador ..... 160

**Bonnet**  
 Pinza Diseccion ..... 32

**Boose**  
 Gancho ..... 58

**Bowman**  
 Aguja ..... 157  
 Pinza ..... 156  
 Sonda ..... 161

**Boyd en S**  
 Tijeras ..... 10

**Boyle-Davis**  
 Abre-boca ..... 56

**Bozemann**  
 Pinza ..... 22

**Braithwaite**  
 dermatomo ..... 66

**Braun**  
 Craneoclasto ..... 143  
 Gancho Obstetricia ..... 143  
 Tijeras de Episiotomie ..... 12

**Bresky**  
 Valva ..... 127

**Brock**  
 Legra ..... 38

**Brophy**  
 Pinza ..... 32

**Brucelle**  
 Pinza  
 Miriam ..... 191  
 Pinza Acodada ..... 31  
 Pinza Meriam ..... 31

**Brucelle Miriam**  
 Pinza Tungsteno ..... 211

**Bruening**  
 Cierra-nudo ..... 60  
 Pinza Nasal ..... 53

**Bruening**  
 Abaja-Lengua ..... 55

**Brun**  
 Cizallas ..... 90

**Brunissor**  
 Dentario ..... 187

**Brunner**  
 Costotomo ..... 95

**Buchwald**  
 Abaja-Lengua  
 Ilano ..... 55

**Buck**  
 Martillo ..... 41

**Bulldog**  
 Pinza Clamp ..... 16

**Bunge**  
 Cureta ..... 159

<b>C</b>			
<b>Caja de pequina cirugia</b> .....	40		
<b>Calculo</b>			
Pinza			
Desjardin .....	115		
<b>Cangrejo</b>			
Pinza .....	21		
<b>Canula</b>			
Adson .....	146		
Frazier .....	146		
Galezowski .....	161		
Jackson			
Tracheal 3 piezas .....	60		
Luer			
Traqueal .....	60		
Poole .....	146		
Rycroft .....	161		
Yankauer .....	146		
<b>capsular</b>			
Pinza			
Schweigger .....	165		
<b>Cartilago</b>			
Pinza			
Martin .....	107		
<b>Cartilago hoja</b>			
Cuchillo .....	92		
<b>Castroviejo</b>			
Compas .....	162		
Espatula de Iris .....	160		
Pinza para sutura .....	165		
Porta-agujas .....	169		
Tungsteno .....	213		
Tijeras .....	168, 178		
<b>Castroviejo romas</b>			
Porta-agujas .....	74		
<b>Catarata</b>			
Cuchillo			
Graefe .....	157		
Cureta			
Daviel .....	159		
<b>Cauchoix</b>			
Gubia .....	101		
<b>Cemento</b>			
Espatula Doble .....	194		
espatula simple .....	194		
<b>Chalazion</b>			
Pinza			
Desmarres .....	166		
<b>Chaput</b>			
Pinza .....	20		
<b>Charriere</b>			
Sierra .....	94		
<b>Chata de cama</b>			
Inox .....	217		
Plastico .....	220		
<b>Cheatle</b>			
Pinza .....	25		
<b>Cheron</b>			
Pinza .....	131		
<b>Chevret</b>			
Hoja .....	78		
<b>Chompret</b>			
Cureta doble .....	179		
Syndesmotomo .....	182		
<b>Christophe</b>			
Pinza .....	15		
<b>Cierra</b>			
Mohr .....	39		
<b>Cierra-nudo</b>			
Alambre de acero .....	46		
Bruening .....	60		
Krause .....	46		
<b>Cinzel</b> .....	100		
Farabeuf .....	100		
Lebsche			
Esternon .....	97		
Mac Even .....	100		
Poirier .....	45		
Rollet .....	158		
Stille .....	100		
<b>Circeron</b>			
Pinza .....	133		
<b>Cistico</b>			
Pinza			
Desjardins .....	115		
<b>Citelli</b>			
Pinza cortante .....	54		
<b>Cizallas</b>			
Brun .....	90		
Moure con muescas para tiridectomia ...	59		
Seutin			
Vendajes enyesados .....	90		
Stille			
para Vendajes enyesados .....	90		
Vendajes enyesados .....	90		
<b>Clamp</b>			
Bar			
Pinza .....	140		
Umbilical .....	140		
Pinza			
Buldog .....	16		
Schnidt .....	17		
Weiss .....	17		
Pinza Intestinal			
Doyen .....	24		
<b>Clovis-Vincent</b>			
Pinza-Gubia .....	105		
<b>Cobb</b>			
Gubia .....	101		
<b>Colcough</b>			
Pinza sacabocados (laminectomia) ...	153		
<b>Collin</b>			
Especulo .....	126		
Mazo .....	102		
Pelvimetro .....	141		
Separador .....	85		
<b>Collin Duval</b>			
Pinza de Diseccion .....	33		
<b>Collyer</b>			
Pelvimetro .....	141		
<b>Colver</b>			
Gancho romo .....	58		
Pinza para Amigdalas .....	61		
<b>Compas</b>			
Castroviejo .....	162		
Iwanson .....	193		
Rochard .....	85		
<b>Compressor</b>			
Corwin			
Amigdalas .....	63		
<b>Conductor</b>			
De Martel .....	153		
<b>Cooper</b>			
Aguja .....	72		
<b>Corazon</b>			
Pinza (en forma de) .....	19		
<b>Corcelle</b>			
Pinza .....	156		
<b>Corona</b>			
Extractor .....	198		
<b>Coronas</b>			
Tijeras .....	178		
Universal .....	178		
<b>Cortante</b>			
Pinza			
Citelli .....	54		
Jansen-Middleton .....	54		
Pinza Holth .....	166		
<b>Cortante-anillo</b>			
Pinza .....	39		
<b>Cortar Brocas</b>			
Alicates			
Tungsteno .....	211		
<b>Cortar Unas</b>			
Pinza .....	68		
<b>Cortar unas</b>			
Pinza .....	68		
<b>Corwin</b>			
Compressor			
Amigdalas .....	63		
<b>Costotomo</b> .....	95		
Bethune .....	95		
Brunner .....	95		
Maurer .....	95		
Sauerbrück .....	95		
<b>Costurera</b>			
Tijeras .....	12, 39		
<b>Craneoclasto</b>			
Braun .....	143		
Tarnier .....	143		
<b>Crile</b>			
Pinza .....	15		
<b>Crile-Wood</b>			
Porta-agujas .....	74		
Porta-agujas de tungsteno .....	212		
Porte-agujas .....	193		
<b>Cruchfield</b>			
Taladro para estribo craneal .....	154		
<b>Crutchfield</b>			
Pinza para traccion craneana .....	154		
<b>Cryer</b>			
Elevador .....	181		
<b>Cuadrada</b>			
Punta .....	100		
<b>Cuadro</b>			
Kirschner .....	88		
<b>Cucharilla</b>			
Dermatologia			
Agujereada .....	38		
<b>Cuchilla para Cera</b>			
Dentario .....	195		
<b>Cuchillo</b>			
Amputacion hoja .....	92		
Autopsia hoja .....	92		
Ballenger			
Rhinoplastia .....	48		
Beckmann			
Vegetaciones .....	48		
Cartilago hoja .....	92		
Fahlenstock			
para cera .....	195		
Graefe			
Catarata .....	157		
Lessmann			
para cera .....	195		
para cera .....	195		
para Escayola .....	196		
Reiner			
para Escayola .....	91		
Seso hoja .....	92		
St-Clair Thomson .....	48		
Weber			
Iris .....	157		
Ziegler .....	158		
<b>Cuchillo y Espatula para Escayota</b>			
Dentario .....	196		
<b>Cureta</b>			
Bunge .....	159		
Daviel			
Catarata .....	159		
Dentario .....	179, 180		
Desjardin .....	116		
doble			
Blake .....	137		
Chompret .....	179		
Gracey .....	180		
Hemingway .....	179		
DOUBLE			
Donald .....	179		
Ilena .....	44		
Liena .....	38		
Meyhoefer			
roma			
Sims .....	136		
Sonda			
Novack .....	134		
Randall .....	134		
uterina			
Cuzzi .....	137		
Simon .....	136		
Sims .....	136		
Volkmann .....	136		
Wallich .....	136		
uterina Gourdet			
Gourdet .....	136		
Vidal .....	44		
Volkmann			
Huesos .....	103		
Huesos Doble .....	103		
<b>Cursor</b>			
Diapason .....	47		
<b>Cusco plegable</b>			
Especulo .....	126		
<b>Cushing</b>			
Gancho .....	150		
Pinza .....	32		
Seperador .....	79		
<b>Cuzzi</b>			
Cureta uterina .....	137		
<b>Czerny</b>			
Seperador .....	79		



**D**

<b>Darby-Perry</b>	
Excavador doble	184
<b>Dartigue</b>	
Pinza	132
<b>Dartigues</b>	
Separador	87
<b>Dauphin</b>	
Tijeras	
Puntiagudas-roma	8
<b>Dautrey</b>	
Saparador	49
<b>Daviel</b>	
Cureta para Catarata	159
<b>Davis</b>	
Pinza	25
<b>De Martel</b>	
Conductor	153
<b>De Wecker</b>	
Espatula de Iris	160
Pinza para tensar Hilos	166
Tijeras	168
<b>Dean</b>	
Tijeras para Amígdalas	59
Tijeras para amígdalas	11
<b>Deaver</b>	
Seperador	81
<b>Debakey</b>	
Pinza	33
Tijeras	10
<b>Decapsular</b>	
Pinza	17
<b>Dentario</b>	
Alicates Adulto	172, 173, 174
Alicates Infantil	175
Brunissor	187
Cuchilla para Cera	195
Cuchillo y Espatula para Escayota	196
Cureta	179, 180
Elevador	181
Espatulas	177, 194
Excavador	183, 184
Extractor de Corona	198
Instrumento Cortante	188
Instrumento para Modelar	189
Instrumento para quitar el Tartaro	185
Jacquette	185
Jeringa	198
Lima para Huesos y Elevador	190
Pinzas	191, 192, 193
Porta-Amalgama	197
Porta-Huellas	199
Porta-Matriz	198
Sobador para Amalgama	186
Sonda	176
Syndesmotomo	182
Tijeras	178
<b>Depilatoria</b>	
Pinza	
Douglas	166
<b>Derf</b>	
Porta-agujas de Tungsteno	213
<b>Deschamps</b>	
Aguja	71
Aguja para ligaduras	71
<b>Descolador de dura-madre</b>	
Frazier	150
Sachs	150
<b>Desenclavador</b>	
Doyen	141
<b>Desjardin</b>	
Cureta	116
Explorator	114
Pinza para calculo	115
Pinza para Cistico	115
<b>Desmarres</b>	
Pinza de chalazion	166
Retractor	157
<b>Desprendimientor</b>	
Molt	190
<b>Destornillador</b>	103
<b>Dialisis</b>	
Pinza	18
<b>Diapason</b>	
Cursor	47
<b>Dilatador</b>	
Estilete	
Wilder	161

Millin	118
<b>Dilatador uterino Hegar</b>	
Doble	128
simple	128
<b>Disecador</b>	
Separator	
Hurd	58
<b>Diseccion</b>	
Pinza	28
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Durand	33
Graefe	163
Mac Indoe	28
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
<b>Donald</b>	
DOUBLE CURETTE	179
<b>Douay</b>	
Pinza de Biopsia ginecologica	135
<b>Douglas</b>	
Pinza Depilatoria	166
<b>Doyen</b>	
Abre-Boca	55
Desenclavador	141
Erina	21
Mazo	102
Periostomo	96
Pinza	120
Pinza Intestinal	24
Porta-agujas	74
Valva Abdominal	84
<b>Dubost</b>	
Tijeras	8
<b>Dujardin</b>	
Pinza de fijacion del globo	164
<b>Dumont</b>	
Pinza	30
<b>Duplay</b>	
Especulo nasal	50
Pinza	129
<b>Durand</b>	
Pinza de Diseccion	33
<b>Duval</b>	
Pinza	20

**E**

<b>Elevador</b>	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Benett	
Huesos	98
Cryer	181
Dentario	181
Freer	51, 151, 190
Lane	
Huesos	98
Murphy	
Huesos	98
<b>Elschnig</b>	
Pinza	164
<b>Empuja-injerto</b>	109
<b>Encias</b>	
Tijeras	178
<b>Engel</b>	
Sierra de Yeso	91
<b>Enterotomia</b>	
Tijeras	11, 93
<b>Enucleacion</b>	
Separador	
Wells	160
<b>Epilar</b>	
Pinza	
Hunter	29
<b>Episiotomia</b>	
Tijeras	
Braun	12
<b>Erina</b>	
Pinza	
Doyen	21
<b>Escarificator</b>	
Paufique	158
<b>Escayola</b>	
Cuchillo	
Reiner	91
Cuchillo para	196
Espatula	196

<b>Escofina</b>	
Huesos	97
Putti	
Huesos doble	97
Wiener	
Nasal	50
<b>Escupidera</b>	
Plastico	221
<b>Espatula</b>	
Castroviejo	
Iris	160
De wecker	
Iris	160
Doble Cemento	194
Heidemann	177
Jaeger	160
Kocher	
de Bocio	63
Olivecrona	151
para Escayola	196
Reverdin	
Abdominale	84
simple para Cemento	194
Unguento	40
<b>Espatulado</b>	
Estilete	37
<b>Espatulas</b>	
Dentario	177, 194
<b>Especulo</b>	
Collin	126
Cusco plegable	126
Duplay	
Nasal	50
Graves	126
Hartmann	47
Palmer	50
<b>Especulum</b>	
Killian	
Nasal	50
Siegle	47
Sims	126
Thudichum	
Nasal	50
Vacher	
Nasal	50
<b>Espejo</b>	
Laringeo	57
<b>Espiga</b>	112
<b>Esternon</b>	
Cinzel	
Lebsche	97
<b>Estilete</b>	
Aujado	37
Espatulado	37
Olivario	37
Porta-algodones	37
Porta-algodones uterino	134
Wilder	
Dilatator	161
<b>Estrabismo</b>	
Tijeras	167
<b>Estribo</b>	
Bohler	110
Kirschner	110
<b>Estrabismo</b>	
Tijeras	9
<b>Estuche</b>	
para diseccion	40
<b>Estuche completo para diagnostico</b>	226
<b>Excavador</b>	
Dentario	183, 184
doble	
Darby-Perry	184
White	183
<b>Explorador</b>	
Bakes	114
Desjardin	114
<b>Extractor</b>	
Corona	198
<b>Extractor de Corona</b>	
Dentario	198

## F

<b>Falanges</b>	
Sierra	
Langenbeck	94
<b>Farabeuf</b>	
Cinzel	100
Periostomo	53, 96
Seperador	78
Tenaza	108
<b>Feichenfeld</b>	
Pinza para Pinchos	29
<b>Fergusson</b>	
Tenaza	108
<b>Fergusson-Ackland</b>	
Abre-boca	56
<b>Finochietto</b>	
Aguja para Ligaduras	23
Portas-Agujas	75
Separador	86
<b>Fisher</b>	
Pinza	163
<b>Foerster</b>	
Pinza	22, 131
<b>Forceps</b>	
Luikart	142
Naegele	142
Simpson	142
Suzor	142
Tarnier	142
<b>Frasco</b>	
Tapon-cuello del Cisne	
Plastico	222
<b>Frasco + Tapon</b>	
Plastico	222
<b>Frazier</b>	
Canula	146
Descolador de dura-madre	150
<b>Freer</b>	
Elevador	51, 151, 190

## G

<b>Galezowski</b>	
Canula	161
Sonde	161
<b>Gancho</b>	
Adson	150
Boose	58
Braun	
Obstetricia	143
Colver romo	58
Cushing	150
Gillies	49, 150
Graefe	159
Lambotte	
Huesos	98
Martillo	93
Sachs	150
<b>Gelhorn</b>	
Pinza de Biopsia	135
<b>Gelpi</b>	
Separador	83
<b>Gerster</b>	
Separador	109
<b>Gesco</b>	
Tijeras	12
<b>Gigli</b>	
Mango perra Sierra	153
Sierra	153
<b>Gill-Hess</b>	
Pinza	163
<b>Gillies</b>	
Gancho	49, 150
Porta-agujas	75
<b>Ginecologica</b>	
Pinza	
Teale	130
<b>Goldman-Fox</b>	
Tijeras	11, 178
<b>Good</b>	
Tijeras Amigdalas	11
Tijeras para Amigdalas	59
<b>Gosset</b>	
Separador	84
<b>Gourdnet</b>	
Cureta uterina	136
<b>Gracey</b>	
doble	
Gracey	180

<b>Graefe</b>	
Cuchillo para Catarata	157
Gancho	159
Pinza	156, 164
Pinza Diseccion	163
Quistitomo	158
<b>Grapas</b>	
Michel	70
Pinza	
Smithwick	152
Sweet	152
<b>grapas</b>	
Pinza	
Mac Kenzie	152
<b>Green</b>	
Seperador	80
<b>Green-Armitage</b>	
Pinza	130, 141
<b>Gregoire</b>	
Pinza	19
<b>Gubia</b>	
Cauchoix	101
Cobb	101
Guillaume	101
Pinza	
Beyer	104
Clovis-Vincent	105
Lempert	104
Luer	104, 105
Ruskin	104
Sauerbruck	105
simple-articulacion	104
Stille	105
Poirier	45
Smith Peterson	101
Stagnara	101
Stille	101
Walton	158
<b>gubia</b>	
Pinza	
Lempert	52
<b>Guillaume</b>	
Gubia	101
<b>Gunnar</b>	
Pinza para ordenar	18
<b>Guyon</b>	
Benique	116
Pinza	117

## H

<b>Halsey</b>	
Porta-agujas	74
Porta-agujas tungsteno	213
<b>Halstead</b>	
Pinza	16
Micro	16
<b>Harrington</b>	
Separador	82
<b>Hartmann</b>	
Especulo	47
Pinza	16
Pinza 2 bocas moviles	45
Pinza con 2 bocas moviles	45
Pinza nasal	51
pnza Saca-bocados	61
Seperador	78
Sonda auriculare	46
<b>Heidemann</b>	
Espatula	177
<b>Heiss</b>	
Separador	83
<b>Hemingway</b>	
Cureta doble	179
<b>Henning</b>	
Pinza para Levantar los vendajes enyesado	91
<b>Heymann</b>	
Tijeras nasal	9, 48
<b>Hibbs</b>	
Separador	82
<b>Hidrocele</b>	
Trocar	111
<b>Hija</b>	
Cortante-anillos	39

<b>Hipofisis</b>	
Pinza	
Adson	151
<b>Histerometro</b>	
Sims Maleable	134
Valleix	134
<b>Hoja</b>	
Chevret	78
<b>Hojas</b>	
bisturi	36
de Bisturi	36
<b>Holth</b>	
Pinza Cortante	166
<b>Hudson</b>	
Perforador de mano	154
<b>Huesos</b>	
Cureta	
Volkman	103
Elevador	
Benett	98
Lane	98
Murphy	98
Escofina	97
Gancho	
Lambotte	98
Lima (para )	
Seldin	190
Tenaza	
Lane	108
<b>huesos</b>	
Cureta	
Volkman	103
<b>Huesos doble</b>	
Escofina	
Putti	97
<b>Huesos Taladradora</b>	
Perforador de mano	112
<b>Hunter</b>	
Pinza para Pinchos	29
<b>Hurd</b>	
Separator Disecador	58

## I

<b>Iman</b>	
+Asa	
+Lupa	162
Asa	162
<b>Imperdible para tener los instrumentos39</b>	
<b>Instrumento</b>	
cortante	
Black	188
<b>Instrumento Cortante</b>	
Dentario	188
<b>Instrumento para Modelar</b>	
Dentario	189
<b>Instrumento para modelar</b>	
Thomas	189
<b>Instrumento para quitar el Tartaro</b>	
Dentario	185
<b>Insuflator</b>	
Ribemont	140
<b>Intestinal</b>	
Aguja	71
Doyen	
Pinza	24
<b>Iridectomia</b>	
Tijeras	9, 167
<b>Iris</b>	
Espatula	
Castroviejo	160
De Wecker	160
<b>iris</b>	
Cuchillo	
Weber	157
<b>Israel</b>	
Separador	82
<b>Iwanson</b>	
Compas	193



**J**

**Jackson**  
 Canula tracheal 3 piezas ..... 60

**Jacquette**  
 Dentario ..... 185

**Jaeger**  
 Espatula ..... 160  
 Queratomo ..... 158

**Jamshidi**  
 Trocar ..... 111

**Jansen**  
 Separador ..... 83

**Jansen-Middleton**  
 Pinza Cortante ..... 54

**Jayle**  
 Pinza ..... 21  
 Valva ..... 128

**Jean-Louis Faure**  
 Pinza ..... 130  
 Pinza de biopsia ginecologica ..... 135

**Jennings**  
 Abre-boca ..... 55

**Jeringa** ..... 198  
 Bayard ..... 49  
 Dentario ..... 198

**Judd-Masson**  
 Separador ..... 87, 118

**Jurasz**  
 Pinza de Biopsia para Larinx ..... 62

**K**

**Kasanjian**  
 Pinza ..... 52

**Kelly**  
 Pinza ..... 14  
 Pinza Obstetricia ..... 141  
 Tijeras ..... 10, 178  
 Valva ..... 87

**Kerrisson**  
 Pinça ..... 54

**Key-Horsley**  
 Pinza Cortante ..... 106

**Killian**  
 Bisturi para Amigdalas ..... 58  
 Especulum nasal ..... 50

**Kilner-Doughty**  
 Abre-boca ..... 56

**Kirschner**  
 Cuadro ..... 88  
 Estribo ..... 110  
 Separador abdominal ..... 88  
 Valva abdominal ..... 88

**Knapp**  
 Separador ..... 160

**Kocher**  
 Espatula de Bocio ..... 63  
 Pinza ..... 14

**Krause**  
 Cierra-nudo ..... 46

**Kristeller**  
 Valva vaginal ..... 127

**L**

**Laborde**  
 Pinza Tira-lingua ..... 57  
 Separator ..... 59

**Lahey**  
 Pinza ..... 23  
 Pinza de Bocio ..... 62

**Lambotte**  
 Gancho para Huesos ..... 98  
 Ostetomo ..... 102  
 Perlostomo ..... 96  
 Tenaza ..... 108

**Landau**  
 Valva ..... 127

**Lane**  
 Elevador para Huesos ..... 98  
 Pinza ..... 21  
 Pinza emparejada ..... 120  
 Tenaza para Huesos ..... 108

**Lange Hohmann**  
 Palanca ..... 98

**Langenbeck**

Seperador ..... 80  
 Sierra para Falanges ..... 94

**Laringeo**  
 Espejo ..... 57

**Larinx**  
 Pinza de Biopsia  
 Jurasz ..... 62

**Lebsche**  
 Cincel para el Estemon ..... 97

**Legra**  
 Brock ..... 38  
 Vidal ..... 38

**Lempert**  
 Pinza-Gubia ..... 104  
 Pinza-gubia ..... 52

**Lencera**  
 Tijeras ..... 12, 39

**Leriche**  
 Pinza ..... 15

**Lessmann**  
 Cuchillo para cera ..... 195

**Levantar los vendajes enyesados**  
 Pinza  
 Henning ..... 91

**Lezn**  
 Redon ..... 72

**Lima**  
 Seldin  
 para Huesos ..... 190

**Lima para Huesos y Elevador**  
 Dentario ..... 190

**Lister**  
 Tijeras ..... 11

**Liston**  
 Pinza Cortante ..... 106  
 Pinza cortante ..... 192

**Llave para espiga** ..... 112

**London College**  
 Pinza ..... 31  
 pinza ..... 191  
 Pinza autocerrante ..... 191

**Loute**  
 Tuerce-hilo ..... 109

**Love**  
 Seperador ..... 79, 151

**Love-Gruenwald**  
 Pinza sacabocados (laminectomia) ... 152

**Lowman**  
 Tenaza ..... 109

**Luc**  
 Pinza Nasal ..... 51

**Lucae**  
 Pinza ..... 31, 46

**Luer**  
 Canula traqueal ..... 60  
 Pinza-Gubia ..... 104, 105  
 Pinza-gubia ..... 192

**Lupa**  
 +Iman  
 +Asa ..... 162

**M**

**Mac Even**  
 Cincel ..... 100

**Mac Kenzie**  
 Pinza para poner los grapas ..... 152

**Magill**  
 Pinza ..... 62

**Mango**  
 Bisturi ..... 36  
 Gigli  
 para sierra ..... 153

**Maquinilla**  
 Afeitar ..... 40

**Martillo**  
 Babinsky ..... 41  
 Buck ..... 41  
 Gancho ..... 93  
 Taylor ..... 41  
 Tijeras ..... 93  
 Vermon ..... 41

**Martin**  
 Pinza para Cartilago ..... 107

**Masson**  
 Porta-agujas ..... 76

**Mathieu**  
 Anoscopio ..... 123  
 Porta-agujas ..... 76, 193  
 Porta-agujas Tungsteno ..... 213

**Maurer**  
 Costolomo ..... 95

**Mayo**  
 Tijeras ..... 8  
 Tijeras Tungsteno ..... 210

**Mayo-Hegar**  
 Porta-agujas ..... 75  
 Porta-agujas de Tungsteno ..... 212

**Mazo**  
 Collin ..... 102  
 Doyen ..... 102  
 Ombredanne ..... 102

**Mc Indoe**  
 Pinza Cortante ..... 106  
 Pinza de Diseccion ..... 28

**Membrana**  
 Perforador ..... 140

**Meriam**  
 Pinza Brucelle ..... 31

**Merle Aubigné**  
 Perlostomo ..... 96

**Metzbaum**  
 Tijeras ..... 8  
 Tijeras Tungsteno ..... 210

**Meyerdig**  
 Seperador ..... 81

**Meyhoefer**  
 Cureta ..... 159

**Michel**  
 Grapas ..... 70  
 Pinza doble ..... 70  
 Pinza para poner los grapas ..... 70  
 Pinza para quitar las grapas ..... 70  
 Porta-grapas ..... 70

**Micro**  
 Arruga ..... 162

**Mikulicz**  
 Pinza para Peritonec ..... 120

**Millin**  
 Dilatador ..... 118  
 Pinza en forma de T ..... 117  
 Pinza porta-ligaduras ..... 117  
 Valva ..... 118

**Miriam**  
 Pinza brucelle ..... 191

**Mixter O'Schaugnessy**  
 Pinza ..... 24

**Mohr**  
 Cierra ..... 39

**Molt**  
 Deprendimientor ..... 190

**Morris**  
 Separador ..... 82

**Moure**  
 Cizallas con muescas para tiridectomia 59

**Murphy**  
 Elevador para Huesos ..... 98

**Museux**  
 Pinza ..... 24

**N**

**Nasal**  
 Escortina  
 Wiener ..... 50  
 Especulo  
 Duplay ..... 50  
 Especulum  
 Killian ..... 50  
 Thudichum ..... 50  
 Vacher ..... 50  
 Pinza  
 Bruening ..... 53  
 Hartmann ..... 51  
 Tilley ..... 51  
 Walsham ..... 52  
 Tijeras  
 Heymann ..... 9, 48

<b>Nasale</b>	
Pinza	
Luc	51
<b>Negus</b>	
Pinza	63
<b>Nelaton</b>	
Sonda	37
<b>Novack</b>	
Sonda Cureta	134
<b>Noyes</b>	
Tijeras	168
Tijeras Tungsteno	210
<b>Obstetricia</b>	
Gancho	
Braun	143
Perforador	
Smellie	143
Pinza	
Kelly	141

## O

<b>Obwegeser</b>	
Periostomo	96
<b>Ochsner</b>	
Trocar	111
<b>Oftalmoscopio</b>	226
Halogeno	227
<b>Olivario</b>	
Estilete	37
<b>Olivecrona</b>	
Espatula	151
<b>Ollier</b>	
Separador	81
<b>Olsen-Hegar</b>	
Porta-agujas	75
<b>Ombredanne</b>	
Mazo	102
Pinza	20
<b>Ordenar</b>	
Pinza	
Gunnar	18
<b>Oreja</b>	
Jeringa	46
<b>Ossos</b>	
Alavanca	
Benett	98
<b>Osteotomo</b>	
Stille	102
<b>Ostetomo</b>	
Pauwel	102

## P

<b>Padrastró</b>	
Pinza	68
<b>Palanca</b>	
Lange Hohmann	98
<b>Palmer</b>	
Especulo de alambre	50
<b>Pauchet</b>	
Pinza	70
<b>Paufique</b>	
Escarificator	158
<b>Pauwel</b>	
Ostetomo	102
<b>Payr</b>	
Pinza-clamps	120
<b>Peán</b>	
Pinza	14
<b>Pelvimetro</b>	
Collin	141
Collyer	141
<b>Percy</b>	
Retractor	99
<b>Perforador</b>	
de mano	
Hudson	154
Membrana	140
Smellie	
Obstetricia	143

<b>Perforador de mano</b>	
Huesos Taladrador	112
<b>Perforador inicial</b>	99
<b>Periostomo</b>	
Doyen	96
Farabeuf	53, 96
Lambotte	96
Merle Aubigne	96
Obwegeser	96
Sebileau	53
<b>Peritoneo</b>	
Pinza	
Mikulicz	120
<b>Pinard</b>	
Estetoscopio	140
<b>Pinchos</b>	
Pinza	29
Feichenfeld	29
Hunter	29
<b>Pinza</b>	
2 bocas móviles	
Hartmann	45
Aborto y placenta Winter	132
Adson	30
para hipofisis	151
Adson-Brown	30
Allis	19
Ash	52
Babcock	20, 120
Backhaus (de campo)	21
Ballenger	
Amigdalas	61
para Vendajes	131
Vendajes	22
<b>Bar</b>	
Clamp	140
Barraquer	164
Barraya	
Disecccion	32
Bengolea	15
<b>Beyer</b>	
Gubia	104
Bishop-Hartmann	163
Blake	115
<b>Bonnet</b>	
Disecccion	32
Bowman	156
Bozemann	22
Brophy	32
<b>Brucelle</b>	
Acodada	31
Miriam	31
<b>Brucelle Miriam</b>	
Tungsteno	213
<b>Bruening</b>	
Nasal	53
<b>Buldog</b>	
Clamp	16
<b>Cangrejo</b>	
Capsular	
Arruga	165
Castreviejo	165
Chaput	20
Cheatle	25
Cheron	131
Christophe	15
Circeron	133
Citelli	54
<b>Clovis-Vincent</b>	
Gubia	105
Coger el utero Dartigue	132
Coger el utero Sommer	132
<b>Colcough</b>	
sacabocados (laminectomia)	153
<b>Colin-Duval</b>	
Disecccion	33
<b>Colver</b>	
para Amigdalas	61
con dientes	
Adson	191
Corcelle	156
cortante	
liston	192
Cortante-anillo	39
Cortar unas	68
Crile	15
<b>Crutchfield</b>	
para traccion craneana	154
Cushing	32
Davis	25

<b>De Martel</b>	
En forma de T	19
<b>Debakery</b>	33
<b>Decapsular</b>	17
<b>Desjardin</b>	
Calculo	115
Cistico	115
<b>Desmarres</b>	
Chalazion	166
Dialisis	18
<b>Disecccion</b>	28
doble	
Michel	70
<b>Douay</b>	
de biopsia ginecologica	135
<b>Douglas</b>	
Depilatoria	166
Doyen	120
Erina	21
Intestinal	24
Dujardin	164
Dumont	30
Duplay	129
<b>Durand</b>	
Disecccion	33
Duval	20
Elschnig	164
En forma de Corazon	19
En forma de triangulo	19
<b>Feichenfeld</b>	
Pinchos	29
Fisher	163
Foerster	22, 131
fragmento	
Witzel	193
<b>Gelhorn</b>	
de biopsia	135
Gill-Hess	163
Graefe	156, 164
Disecccion	163
Green-Armitage	130, 141
Gregoire	19
<b>Gubia</b>	
simple-articulacion	104
<b>Gunnar</b>	
Ordenar	18
Guyon	117
Halstead	16
Hartmann	16
Nasal	51
Saca-bocados	61
<b>Henning</b>	
para Levantar los vendajes enyesados	91
<b>Holth</b>	
Cortante	166
<b>Hunter</b>	
Epilar	29
Pinchos	29
<b>J-L Faure</b>	
de biopsia ginecologica	135
Jansen-Middleton	54
Jayle	21
Jean-Louis Faure	130
<b>Jurasz</b>	
Biopsia para Larinx	62
Kasanjian	52
Kelly	14
Obstetricia	141
Kerrison	54
<b>Key-Horsley</b>	
Cortante	106
Kocher con dientes	14
<b>Laborde</b>	
Tira-lingua	57
<b>Lahey</b>	
de bocio	23
de bocio	62
<b>Lane</b>	21, 120
<b>Lempert</b>	
Gubia	52, 104
<b>Leriche</b>	15
<b>Liston</b>	
Cortante	106
<b>London College</b>	31
<b>London college</b>	
autocerrante	191
london college	191
<b>Love-Guenwald</b>	
sacabocados (laminectomia)	152
<b>Luc</b>	51
<b>Lucae</b>	31, 46
<b>Luer</b>	
Gubia	104, 105
<b>Mac Kenzie</b>	

para poner los grapas .....	152
Magill .....	62
Martin	
Cartilago .....	107
Mc Indoe	
Disseccion .....	28
Pinza Cortante .....	106
Michel .....	70
Micro	
Halstead .....	16
Mikulicz	
Peritoneo .....	120
Millin .....	117
Miriam	
Brucelle .....	191
Mixer O'Schaugnessy .....	24
Museux .....	24, 129
Negus .....	63
Ombredanne .....	20
original	
Waldsachs .....	193
Padrastrro .....	68
para papel de articular	
Miller .....	191
Para tensar hilos	
De Wecker .....	166
Pauchet .....	70
Peau .....	14
Pinchos (Para) .....	29
Pley .....	156
Pozzi .....	129
Pozzi Palmer .....	129
Price-Thomas .....	23
Quenu	
Disseccion .....	32
Ramplay	
para Vendajes .....	131
Randall-Mirizz .....	115
Rochester-Pean .....	14
Ruskin	
Gubia .....	104
Satinsky .....	24
Sauerbruck	
Gubia .....	105
Schaedel .....	21
Schmidt	
Clamp .....	17
Schumacher	
de biopsia uterina .....	135
Schweigger	
Capsular .....	165
Semb .....	23
Semkin	
Disseccion .....	29
Seno .....	51
Sequestre .....	108
Smithwick	
para poner grapas .....	152
Spurling	
Sacabocados (laminectomia) .....	153
Stieglitz .....	192
Stille	
Gubia .....	105
Sweet	
para poner grapas .....	152
Teale	
Ginecologica .....	130
Terrier .....	17
Therrum .....	133
Tilley	
Nasal .....	51
Troelsch .....	31
Troeltsch .....	46
Tübingen	
Sutura .....	165
Tuttle	
Disseccion .....	33
Tyding .....	61
Uncas encarnadas .....	68
Vaciar las canulas (para) .....	18
Vendajes .....	22
Vendajes "Longuette" .....	131

Walsham	
Nasal .....	52
Weil-Blakesley .....	54
Weiss	
Clamp .....	17
Weitheim-Cullen .....	117
White	
para Amigdalas .....	61
Wolf	
para Yeso .....	91
Young	
Tira-lengua .....	57
<b>Pinza de biopsia rectal</b>	
Yeoman .....	123
<b>Pinza-gubia</b>	
Beyer .....	192
Luer .....	192
<b>Pinzas</b>	
Dentario .....	191, 192, 193
<b>Pinzas-clamps</b>	
Payr .....	120
<b>Pley</b>	
Pinza .....	156
<b>Poirier</b>	
Cinzel .....	45
Gubia .....	45
<b>Politzer</b>	
Aguja .....	44
Aguilha .....	44
<b>Pontiagudo-roma</b>	
Tesoura	
Dauphin .....	8
<b>Poole</b>	
Canula .....	146
<b>Porta-aguja</b>	
Halsey	
Tungsteno .....	213
<b>Porta-agujas</b>	
Barraquer .....	169
Barraquer romas .....	74
Castroviejo .....	169
Tungsteno .....	215
Castroviejo romas .....	74
Crile-Wood .....	74, 193
Tungsteno .....	214
Derf	
Tungsteno .....	215
Doyen .....	74
Fina	
Tungsteno .....	214
Finochietto .....	75
Gi lies .....	75
Halsey .....	74
Masson .....	76
Mathieu .....	76, 193
Tungsteno .....	215
Mayo-Hegar .....	75
Tungsteno .....	214
Olsen-Hegar .....	75
Ryder	
Tungsteno .....	215
Steven .....	74
Stevens .....	169
Stratte .....	76
Tungsteno .....	214
Young .....	72
<b>Porta-algodones</b>	
Estilete .....	37
uterino .....	134
<b>Porta-Amalgama</b>	
Dentario .....	197
<b>Porta-amalgama</b>	
Doble .....	197
simple .....	197
<b>Porta-grapas</b>	
Michel .....	70
<b>Porta-hoja de temperatura</b>	
Plastico .....	221
<b>Porta-Huellas</b>	
Dentario .....	199
<b>Porta-huellas</b>	
no perforado alto .....	199

no perforado bajo .....	199
perforado alto .....	199
perforado bajo .....	199
<b>Porta-Matriz</b> .....	198
Dentario .....	198
<b>Porta-matriz</b>	
universal	
Tofflemire .....	198
<b>Porta-Pinza</b>	
Inox .....	217
<b>Pozzi</b>	
Pinza .....	129
<b>Pozzi Palmer</b>	
Pinza .....	129
<b>Price-Thomas</b>	
Pinza .....	23
<b>Punta</b>	
Cuadrada .....	100
<b>Puntiagudas</b>	
Tijeras .....	8
<b>Puntiagudas-roma</b>	
Tijeras	
Dauphin .....	8
<b>Putti</b>	
Escofina para Huesos doble .....	97

**Q**

<b>Quenu</b>	
Pinza de Disseccion .....	32
<b>Queratomio</b>	
Jaeger .....	158
<b>Quistitomo</b>	
Graefe .....	158

**R**

<b>Ramplay</b>	
Pinza para Vendajes .....	131
<b>Randall</b>	
Sonda Cureta .....	134
<b>Randall-Mirizz</b>	
Pinza .....	115
<b>Ranurada</b>	
Sonde .....	37
<b>Raquitomo</b> .....	93
Amussat .....	93
<b>Redon</b>	
Lezna .....	72
<b>Regulador</b>	
de vacio	
con placa .....	147
sin placa .....	147
<b>Reiner</b>	
Cuchillo para Escayola .....	91
<b>Retractor</b>	
Desmarres .....	157
Percy .....	99
Tracheal .....	80
<b>Reverdin</b>	
Aguja .....	71
Espatula Abdominale .....	84
<b>Rhinoplastia</b>	
Cuchillo	
Ballenger .....	48
<b>Ribemont</b>	
Insufflateur .....	140
<b>Ricard</b>	
Separador .....	86
<b>Richardson</b>	
Seperador .....	81
<b>Rochard</b>	
Compas .....	85
Valva .....	85
<b>Rochester-Pean</b>	
Pinza .....	14
<b>Rollet</b>	
Cinzel .....	158
<b>Roma</b>	
Tijeras .....	8
<b>Roux</b>	
Seperador .....	78
<b>Ruskin</b>	
Pinza-Gubia .....	104
<b>Rycroft</b>	
Canula .....	161
<b>Ryder</b>	
Porta-agujas Tungsteno .....	213



<b>S</b>			
<b>Saca-bocados</b>			
Pinza			
Hartmann	61		
<b>Saca-Comedones</b>			
Unna	38		
<b>Sacabocados</b>			
Pinza (laminectomia)			
Colcough	153		
Pinza (laminectomia)			
Love-Gruenwald	152		
Spurling	153		
<b>Sachs</b>			
Descolador de dura-madre	150		
Gancho	150		
<b>Saparador</b>			
Dautrey	49		
<b>Saterlee</b>			
Sierra	94		
<b>Satinsky</b>			
Pinza	24		
<b>Sauerbruck</b>			
Pinza-Gubia	105		
<b>Sauerbrück</b>			
Costotomo	95		
Seperador	81		
<b>Schaedel</b>			
Pinza	21		
<b>Schmieden</b>			
Tijeras	10		
<b>Schmidt</b>			
Pinza Clamp	17		
<b>Schoemaker</b>			
Tijeras de Bocio	62		
<b>Schumacher</b>			
Pinza de biopsia uterina	135		
<b>Schweigger</b>			
Pinza capsular	165		
<b>Sclerectomia</b>			
Trepano	162		
<b>Sebileau</b>			
Periostomo	53		
<b>Seldin</b>			
Lima para Huesos	190		
<b>Semb</b>			
Pinza	23		
Tenaza	107		
<b>Semkin</b>			
Pinza Diseccion	29		
<b>Senn</b>			
Seperador	79		
<b>Senn-Müller</b>			
Separador	49, 79		
<b>Seno</b>			
Pinza	51		
<b>Separador</b>			
Alm	83		
Arruga	160		
Balfour	85		
Beckmann	83		
Bonn	160		
Collin	85		
Cushing	79		
Czerny	79		
Dartigues	87		
Farabeuf	78		
Finochietto	86		
Gelpi	83		
Gerster	109		
Gosset	84		
Green	80		
Harrington	82		
Heiss	83		
Hibbs	82		
Hurd			
Disecador	58		
Israel	82		
Jansen	83		
Joll-Friedmann	87		
Judd-Masson	87, 118		
Kirschner			
Abdominal	88		
Knapp	160		
Laborde	59		
Langenbeck	80		
Love	79		
Meyerdling	81		
Morris	82		
Ricard	86		
Senn	79		
Senn-Müller	49, 79		
Tracheal	80		
tracheal romo	58		
Trousseau	59		
Tuffier	86		
Weitlaner	83		
Wells			
Enucleation	160		
<b>Seperador</b>			
Deaver	81		
Hartmann	78		
Love	151		
Richardson	81		
Roux	78		
Sauerbrück	81		
US Army	78		
Volkman	80		
<b>Sequestre</b>			
Pinza	108		
<b>Seso hoja</b>			
Cuchillo	92		
<b>Seutin</b>			
Cizallas para Vendajes enyesados	90		
<b>Siegle</b>			
Especulum	47		
<b>Sierra</b>			
Charriere	94		
Engel			
de Yeso	91		
Gigli	153		
Langenbeck			
para Falanges	94		
Mango			
Gigli	153		
Saterlee	94		
<b>Simon</b>			
Cureta uterina	136		
<b>Sims</b>			
Anoscopio	122		
Cureta roma	136		
Cureta uterina	136		
Especulum	126		
<b>Sims Maleable</b>			
Histerometro	134		
<b>Sims roma/roma</b>			
Tijeras	10		
<b>Sludder-Ballanger</b>			
Amigdalotomo	63		
<b>Smellie</b>			
Perforador para obstetricia	143		
<b>Smith Peterson</b>			
Gubia	101		
<b>Smithwick</b>			
Pinza para poner grapas	152		
<b>Snellen</b>			
Asa	159		
<b>Sobador</b>			
Amalgama	186		
<b>Sobador para Amalgama</b>			
Dentario	186		
<b>Sommer</b>			
Pinza	132		
<b>Sonda</b>			
Auriculaire			
Hartmann	46		
Bowman	161		
Dentario	176		
Galezowski	161		
Nelaton	37		
Novack			
Cureta	134		
Randall			
Cureta	134		
Taladro de			
Traqueal	60		
Vesical			
Hombre	114		
Vesical metal para mujer			
Mujer	114		
<b>Sonde</b>			
Ranurada	37		
<b>Spencer</b>			
Tijeras	9		
<b>Splint</b>			
Forceps	29		
<b>Spurling</b>			
Pinza sacabocados (laminectomia)	153		
<b>St-Clair Thomson</b>			
Cuchillo	48		
<b>Stagnara</b>			
Gubia	101		
<b>Stainless Steel</b>			
<b>Stevens</b>			
Porta-agujas	74, 169		
Tijeras	9, 167		
<b>Stieglitz</b>			
Pinza	192		
<b>Stille</b>			
Cinzel	100		
Cizallas para Vendajes enyesados	90		
Gubia	101		
Osteotomo	102		
Pinza-Gubia	105		
<b>Stratte</b>			
Porta-agujas	76		
Tungsteno	212		
<b>sutura</b>			
Pinza			
Tübingen	165		
<b>Suzor</b>			
Forceps	142		
<b>Sweet</b>			
Pinza para poner grapas	152		
<b>Syndesmotomo</b>			
Chompret	182		
Dentario	182		
<b>T</b>			
<b>Taladro</b>			
de Sonda Traqueal	60		
para estribo craneal			
Cruchfield	154		
<b>Tarnier</b>			
Craneoclasto	143		
<b>Tarro cilindrico</b>			
Aluminio	218		
Inox	216		
<b>Taylor</b>			
Martillo	41		
<b>Teale</b>			
Pinza Ginecologica	130		
<b>Tenaza</b>			
Farabeuf	108		
Fergusson	108		
Lambotte	108		
Lane			
Huesos	108		
Lowman	109		
Semb	107		
Verbrugge	107		
<b>Terrier</b>			
Pinza	17		
<b>Therrum</b>			
Pinza	133		
<b>Thomas</b>			
Instrumento para modelar	189		
<b>Thudichum</b>			
Especulum nasal	50		
<b>Tijeras</b>			
Barraquer	168		
Boyd's en S	10		
Braun Epislomatia	12		
Castroviejo	168, 178		
Coronas	178		
Universal	178		
Costurera	12, 39		
Dauphin			
Puntiagudas-roma	8		
de Bocio			
Schoemaker	62		
De Wecker	168		
<b>Dean</b>			
Amigdalas	11, 59		
Debakey	10		
Dentario	178		
Dubost	8		
Encias	178		
Enterotomia	11, 93		
Estrabismo	167		
Gesco	12		
Goldman-Fox	11, 178		
Good			
Amigdalas	11, 59		
Heymann			
Nasal	9, 48		

Inidectomia .....	167
Kelly .....	10, 178
Lencera .....	12
Lencere .....	39
Lister .....	11
Martillo .....	93
Mayo .....	8
Tungsteno .....	210
Metzembraum .....	8
Tungsteno .....	210
Noyes .....	168
Tungsteno .....	210
Para estrabismo .....	9
Para iridectomia .....	9
Paras Unas .....	12, 68
Puntiagudas .....	8
Roma .....	8
Schmieden .....	10
Sims roma/roma .....	10
Spencer .....	9
Stevens .....	9, 167
Umbilical .....	12, 140
Universal con muesca .....	9
Vannas .....	168
Vezién .....	11
Wertheim .....	10
<b>Tilley</b>	
Pinza Nasal .....	51
<b>Tira-lengua</b>	
Pinza	
Laborde .....	57
Young .....	57
<b>Tiroidectomia</b>	
Cizallas Moure con muescas .....	59
<b>Tobold</b>	
Abaja-Lengua de mango .....	55
<b>Tofflemire</b>	
Porta-matriz universal .....	198
<b>Tornillo</b>	
Especulo .....	126
<b>Traccion craneana</b>	
Pinza	
Crutchfield .....	154
<b>Tracheal</b>	
Separador romo .....	58
<b>Traqueal</b>	
Canula	
Luer .....	60
Canula Jackson 3 piezas .....	60
Seperador .....	80
Taladro de Sonda .....	60
<b>Trautmann</b>	
Asa .....	44
<b>Trelat</b>	
Anoscopio .....	122
<b>Trepano</b>	
Sclerectomia .....	162
<b>Triangulo</b>	
Pinza .....	19
<b>Trocar</b>	
Hidrocele .....	111
Jamshidi .....	111
Ochsner .....	111
Universal .....	111
<b>Troelsch</b>	
Pinza .....	31
<b>Troeltsch</b>	
Pinza .....	46
<b>Trousseau</b>	
Separador .....	59
<b>Tübingen</b>	
Pinza para sutura .....	165
<b>Tuerce-hilo</b>	
Loute .....	109
<b>Tuffier</b>	
Separador .....	86
<b>Tungsteno</b>	
Alicates	
Cortar Brocas .....	211
Pinza	
Brucelle Miriam .....	211
Porta-agujas	
Castroviejo .....	213
Derf .....	213
Fina .....	212
Halsey .....	213
Mathieu .....	213
Mayo-hegar .....	212
Ryder .....	213
Stratte .....	212

Porta-agulha .....	
Crile-Wood .....	212
Tijeras	
Mayo .....	210
Metzembraum .....	210
Noyes .....	210
<b>Tuttle</b>	
Pinza de Diseccion .....	33
<b>Tyding</b>	
Pinza .....	61
<b>U</b>	
<b>Umbilical</b>	
Bar	
Clamp .....	140
Tijeras .....	12, 140
<b>Unas</b>	
Tijeras .....	12, 68
<b>Uncas encarnadas</b>	
Pinza .....	68
<b>Unguento</b>	
Espatula .....	40
<b>Universal</b>	
Tijeras	
Coronas .....	178
Trocar .....	111
<b>Universal con muesca</b>	
Tijeras .....	9
<b>Unna</b>	
Saca- Comedones .....	38
<b>US Army</b>	
Separador .....	78
<b>V</b>	
<b>Vacher</b>	
Especulum nasal .....	50
<b>vaciar las canulas</b>	
Pinza (para) .....	18
<b>Vaginal</b>	
Valva	
Doyen .....	127
Kristeller .....	127
<b>Valleix</b>	
Hiterometro .....	134
<b>Valva</b>	
Auvard con peso fijo .....	128
Bresky .....	127
Doyen	
Abdominal .....	84
Vaginal .....	127
Jayle .....	128
Kelly .....	87
Kirschner	
Abdominal .....	88
Kristeller	
Vaginal .....	127
Landau .....	127
Millin .....	118
Rochard .....	85
<b>Valva Maleable .....</b>	<b>78</b>
<b>Vannas</b>	
Tijeras .....	168
<b>Vegetaciones</b>	
Cuchillo	
Beckmann .....	48
<b>Vendajes</b>	
Pinza	
Ballenger .....	22, 131
Ramplay .....	131
<b>vendajes</b>	
Pinza .....	22
<b>vendajes "Longuette"</b>	
Pinza .....	131
<b>Vendajes enyesados</b>	
Cizallas	
Stille .....	90
Cizallas para .....	90
Seutin .....	90
<b>Verbrugge</b>	
Tenaza .....	107
<b>Vesical</b>	
Sonda	
Hombre .....	114
Sonda Vesical metal para Mujer .....	114
<b>Vezién</b>	
Tijeras .....	11
<b>Vidal</b>	

Cureta .....	44
Legra .....	38
<b>Volkman</b>	
Cureta para huesos .....	103
Cureta para huesos doble .....	103
Cureta uterina .....	136

**W**

<b>Waldsachs</b>	
original Pinza .....	193
<b>Wallich</b>	
Cureta uterina .....	136
<b>Walsham</b>	
Pinza nasal .....	52
<b>Walton</b>	
Gubia .....	158
<b>Weber</b>	
Cuchillo de Iris .....	157
<b>Weiss</b>	
Pinza Clamp .....	17
<b>Weitlaner</b>	
Separador .....	83
<b>Wells</b>	
Separador para Enucleacion .....	160
<b>Wertheim</b>	
Tijeras .....	10
<b>Wertheim-Cullen</b>	
Pinza .....	117
<b>White</b>	
Excavador doble .....	183
Pinza para Amigdalas .....	61
<b>Whitehead</b>	
Abre-boca	
(sin abaja-lengua) .....	56
<b>Wiener</b>	
Escofina nasal .....	50
<b>Wilder</b>	
Estilete Dilatador .....	161
<b>Winter</b>	
Pinza .....	132
<b>Witzel</b>	
Pinza fragmento .....	193
<b>Wolf</b>	
Pinza para Yeso .....	91

**Y**

<b>Yankauer</b>	
Canula .....	146
<b>Yeoman</b>	
Pinza de biopsia rectal .....	123
<b>Yeso</b>	
Pinza	
Wolf .....	91
Sierra de	
Engel .....	91
<b>Young</b>	
Pinza Tira-lengua .....	57

**Z**

<b>Ziegler</b>	
Cuchillo .....	158



## A

<b>Abaixa-Lingua</b>	
Bruening .....	55
de empunhadura	
Tobold .....	55
Inox .....	55
<b>Abaixa-lingua</b>	
Buchenwald	
plano .....	55
<b>Abdominal</b>	
Apartador	
Kirschner .....	88
Valvula	
Doyen .....	84
Kirschner .....	88
<b>Abdominale</b>	
Espatula	
Reverdin .....	84
<b>Abraham</b>	
Bisturi Amigdalas .....	58
<b>Abre-Boca</b>	
Doyen .....	55
<b>Abre-boca</b>	
Boyle-Davis .....	56
de madeira .....	55
Fergusson-Ackland .....	56
Jennings .....	55
Kliner-Doughty .....	56
Whitehead	
(sem abaixa-lingua) .....	56
<b>Abrir ligatura estucada</b>	
Pinças	
Henning .....	91
<b>Adson</b>	
Canula .....	146
Elevador .....	151
Gancho .....	150
Pinça .....	30
Pinça com dentes .....	191
Pinça para hipofisis .....	151
<b>Adson-Brown</b>	
Pinça .....	30
<b>Agrafos</b>	
Michel .....	70
Pinça	
Mac Kenzie .....	152
Smithwick .....	152
Sweet .....	152
<b>Agulha</b> .....	71
Bowman .....	157
Cooper .....	72
Deschamps .....	71
Empunhadura .....	39
Lanceolada .....	39
para ligaduras	
Deschamps .....	71
Politzer .....	44
Reverdin .....	71
<b>Agulha para ligaduras</b>	
Finochietto .....	23
<b>Alavanca</b>	
Lange Hohmann .....	98
<b>Alavança</b>	
Benett	
Ossos .....	98
Lane	
Ossos .....	98
Murphy	
Ossos .....	98
<b>Alfinete para segurar os instrumentos</b> 39	
<b>Alicate</b>	
cortar brocas	
Tungsteno .....	211
<b>Allis</b>	
Pinça .....	19
<b>Alm</b>	
Apartador .....	83
<b>Amalgama</b>	
Misturador .....	186
<b>Amigdalas</b>	
Bisturi	
Killian .....	58
Compressor	
Corwin .....	63

Pinça	
Ballenger .....	61
Pinça para	
Colver .....	61
White .....	61
Tesoura	
Dean .....	11, 59
Good .....	11, 59
<b>Amigdalotomo</b>	
Sludder-Ballenger .....	63
<b>Ampucação lamina</b>	
Faca .....	92
<b>Amussat</b>	
Raquitomo .....	93
<b>Anoscopio</b>	
Mathieu .....	123
<b>Anuscopio</b>	
Barr .....	122
Bensaude .....	122
Sims .....	122
Trelat .....	122
<b>Apartador</b>	
Alm .....	83
Arruga .....	160
Balfour .....	85
Beckmann .....	83
Bonn .....	160
Collin .....	85
Cushing .....	79
Czerny .....	79
Dartigues .....	87
Dautrety .....	49
Deaver .....	81
Farabeuf .....	78
Finochietto .....	86
Gelpi .....	83
Gerster .....	109
Gosset .....	84
Green .....	80
Harrington .....	82
Hartmann .....	78
Heiss .....	83
Hibbs .....	82
hurld	
Disecador .....	58
Israel .....	82
Jansen .....	83
Joll-Friedmann .....	87
Judd-Masson .....	87, 118
Kirschner	
Abdominal .....	88
Knapp .....	160
Laborde .....	59
Langenbeck .....	80
Love .....	79
love .....	151
Meyerding .....	81
Morris .....	82
Ricard .....	86
Richardson .....	81
Roux .....	78
Sauerbrück .....	81
Senn .....	79
Senn-Müller .....	49
Senn-Müller .....	79
Tracheal .....	80
Tracheal rombo .....	58
Trousseau .....	59
Tuffier .....	86
US Army .....	78
Volkman .....	80
Weitlaner .....	83
Wells	
Enucleação .....	160
<b>Aperta</b>	
Mohr .....	39
<b>Aperta-no</b>	
Arame de aço .....	46
Krause .....	46
<b>Apical</b>	
Elevador .....	181
<b>Aproximador</b>	
Bailey .....	86
<b>Arame de aço</b>	
Aperta-no .....	46
<b>Argola</b>	
Trautmann .....	44
<b>Arruga</b>	
Apartador .....	160
Micro .....	162
Pinça .....	156
Pinça capsular .....	165

<b>Asa</b>	
+Iman	
+Aupa .....	162
Billeau .....	44
Iman .....	162
Snellen .....	159
<b>Ash</b>	
Pinça .....	52
<b>Aulhado</b>	
Estilete .....	37
<b>Aupa</b>	
+Iman	
+Asa .....	162
<b>Autopsia lamina</b>	
Faca .....	92
<b>Auvad com peso fixo</b>	
Valvula .....	128
<b>Axcavador</b>	
Dentario .....	183, 184
<b>B</b>	
<b>Babcock</b>	
Pinça .....	20, 120
<b>Backhaus</b>	
Pinça (de campo) .....	21
<b>Bailey</b>	
Aproximador .....	86
<b>Bakes</b>	
Explorador .....	114
<b>Balde</b>	
Higienico	
Plastico .....	220
<b>Balfour</b>	
Apartador .....	85
<b>Ballenger</b>	
Faca para rinoplastia .....	48
Pinça para Pensos .....	131
Pinça para pensos .....	22
Pinça para Amigdalas .....	61
<b>Bandeja</b>	
Aluminio .....	219
Inox .....	216
Melamina .....	219
<b>Bar</b>	
Anuscopio .....	122
Clamp Ombilical .....	140
Pinça Cortante para Clamp .....	140
<b>Barraquer</b>	
Pinça .....	164
Porta-agulha .....	169
Tesoura .....	168
<b>Barraquer romba</b>	
Porta-agulha .....	74
<b>Barraquer-Colibri</b>	
Pinça .....	156
<b>Barraya</b>	
Pinça de Dissecção .....	32
<b>Bayard</b>	
Seringa .....	49
<b>Beckmann</b>	
Apartador .....	83
Faca para vegetações .....	48
<b>Bein</b>	
Elevador .....	181
<b>Benett</b>	
Alavança para Ossos .....	98
<b>Bengolea</b>	
Pinça .....	15
<b>Beniqué</b>	
Guyon .....	116
<b>Bensaude</b>	
Anuscopio .....	122
<b>Bethune</b>	
Costotomo .....	95
<b>Bexiga</b>	
Sonda	
Homem .....	114
Mulher .....	114
<b>Beyer</b>	
Pinça-Goiva .....	104
Pinça-goiva .....	192

<b>Billeau</b>	
Asa .....	44
<b>Biopsia</b>	
Pinça	
Golhom .....	135
J-LFaure .....	135
Schumacher .....	135
Pinça ginecologica	
Douay .....	135
Pinza para Larinx	
Jurasz .....	62
<b>Bishop-Hartmann</b>	
Pinça .....	163
<b>Bisturi</b>	
Abraham	
Amigdalas .....	58
Empunhada .....	36
fixo .....	36
Killian	
Amigdalas .....	58
Laminas .....	36
<b>Black</b>	
Instrumento cortante .....	188
<b>Blake</b>	
Cureta dobrado .....	137
Pinça para vesicule .....	115
<b>Bocio</b>	
Espatula de	
Kocher .....	63
Pinça	
Lahey .....	62
Tesoura para	
Schoemaker .....	62
<b>Bohler</b>	
Estribo .....	110
<b>Bonn</b>	
Apartador .....	160
<b>Bonnet</b>	
Pinça de Bonnet .....	32
<b>Boose</b>	
Gancho .....	58
<b>Boticao</b>	
Adulto .....	172, 173, 174
Infantil .....	175
<b>Bowman</b>	
Agulha .....	157
Pinça .....	156
Sonda .....	161
<b>Boyd em S</b>	
Tesoura .....	10
<b>Boyle-Davis</b>	
Abre-boca .....	56
<b>Bozemann</b>	
Pinça .....	22
<b>Braithwaite</b>	
Dermatomo .....	66
<b>Braun</b>	
Craneoclasto .....	143
Gancho de Obstetricia .....	143
Tesoura para episiotomia .....	12
<b>Bresky</b>	
Valvula .....	127
<b>Broca</b>	
para estribo craniano	
Cruchfield .....	154
<b>Brock</b>	
Coçador .....	38
<b>Brophy</b>	
Pinça .....	32
<b>Brucele</b>	
Pinça	
Miriam .....	191
Pinça Angular .....	31
Pinça Meriam .....	31
<b>Brucele Miriam</b>	
Pinça Tungsteno .....	211
<b>Bruening</b>	
Cierra-nudo .....	60
Pinça Nasal .....	53
<b>Bruening</b>	
Abaixa-Lingua .....	55
<b>Brun</b>	
Cisalha .....	90
<b>Brunissor</b>	
Dentario .....	187
<b>Brunner</b>	
Costotomo .....	95
<b>Buchwald</b>	
Abaixa-lingua	
plano .....	55

<b>Buck</b>	
Martelo .....	41
<b>Bulldog</b>	
Pinça Clamp .....	16
<b>Bunge</b>	
Cureta .....	159

**C**

<b>Caixa para pequena cirurgia</b> .....	40
<b>Calculo</b>	
Pinça	
Desjardin .....	115
<b>Canelada</b>	
Sonda .....	37
<b>Canula</b>	
Adson .....	146
Frazier .....	146
Galezowski .....	161
Jackson	
Tracheal 3 peças .....	60
Luer	
Traqueal .....	60
Poole .....	146
Rycroft .....	161
Yankauer .....	146
<b>Capsular</b>	
Pinça	
Schweigger .....	165
<b>Caranguejo</b>	
Pinça .....	21
<b>Carpete</b>	
Silicona .....	219
<b>Cartilagem</b>	
Pinça	
Martin .....	107
<b>Cartilagem lamina</b>	
Faca .....	92
<b>Castroviejo</b>	
Compasso .....	162
Espatula de Iris .....	160
Pinça para sutura .....	165
Porta-agulha .....	169
Porta-agulha Tungsteno .....	213
Tesoura .....	168, 178
<b>Castroviejo romba</b>	
Porta-agulha .....	74
<b>Catarata</b>	
Cureta	
Daviel .....	159
Faca	
Graefe .....	157
<b>Cauchoix</b>	
Goiva .....	101
<b>Cavidade Sinuosa</b>	
Pinça .....	51
<b>Cerebro lamina</b>	
Faca .....	92
<b>Chalazion</b>	
Pinça	
Desmarres .....	166
<b>Chaput</b>	
Pinça .....	20
<b>Charriere</b>	
Serra .....	94
Sierra .....	94
<b>Chave para mandril</b> .....	112
<b>Cheatle</b>	
Pinça .....	25
<b>Cheron</b>	
Pinça .....	131
<b>Chevret</b>	
Lamina .....	78
<b>Chompret</b>	
cureta dobrada .....	179
Syndesmotomo .....	182
<b>Christophe</b>	
Pinça .....	15
<b>Cierra-nudo</b>	
Bruening .....	60
<b>Cimento</b>	
Espatula Dobrada .....	194
espátula singela .....	194

<b>Cinzel</b>	
Lebsche	
Esternon .....	97
<b>Cinzel</b> .....	100
Farabeuf .....	100
Mac Even .....	100
Poirier .....	45
Rollet .....	158
Stille .....	100
<b>Circeron</b>	
Pinça .....	133
<b>Cirurgiao de Jamshidi</b>	
Pinçao .....	111
<b>Cirurgiao Hidrocele</b>	
Pinçao .....	111
<b>Cirurgiao Ochsner</b>	
Pinçao .....	111
<b>Cirurgiao Universal</b>	
Pinçao .....	111
<b>Cisalha</b>	
Brun .....	90
Gesso .....	90
Moure com entalhes para tiroidectomia	59
Seutin	
Gesso .....	90
Stille	
para Gesso .....	90
<b>Cistico</b>	
Pinça	
Desjardins .....	115
<b>Citelli</b>	
Pinça Sacca-Bocados .....	54
<b>Clamp</b>	
Bar	
Ombilical .....	140
Pinça .....	140
Pinça	
Bulldog .....	16
Schmidt .....	17
Weiss .....	17
Pinça Intestinal	
Doyen .....	24
<b>Clovis-Vincent</b>	
Pinça-Goiva .....	105
<b>Cobb</b>	
Goiva .....	101
<b>Coçador</b>	
Brock .....	38
<b>Colcough</b>	
Pinça Sacca-bocados (laminectomia) ..	153
<b>Collin</b>	
Apartador .....	85
Especulo .....	126
Martelo .....	102
Pelvimetro .....	141
<b>Collin Duval</b>	
Pinça Collin-Duval .....	33
<b>Collyer</b>	
Pelvimetro .....	141
<b>Colver</b>	
Gancho rombo .....	58
Pinça para Amigdalas .....	61
<b>Compasso</b>	
Castroviejo .....	162
Iwanson .....	193
Rochar .....	85
<b>Compressor</b>	
Corwin	
Amigdalas .....	63
<b>Conductor</b>	
De Martel .....	153
<b>Cooper</b>	
Agulha .....	72
<b>Coração</b>	
Pinça (Em forma de) .....	19
<b>Corcelle</b>	
Pinça .....	156
<b>Coroa</b>	
Tesoura .....	178
Universal .....	178
<b>Corona</b>	
Extractor .....	198
<b>Cortante-anel</b>	
Pinça .....	39
<b>Cortar brocas</b>	
Alicate	
Tungsteno .....	211
<b>Cortar Unhas</b>	
Pinça .....	68
<b>Cortar unhas</b>	
Pinça .....	68

<b>Corwin</b>	
Compressor	63
Amígdalas	63
<b>Costotomo</b>	<b>95</b>
Bethune	95
Brunner	95
Maurer	95
Sauerbrück	95
<b>Costureira</b>	
Tesoura	12, 39
<b>Craneoclasto</b>	
Braun	143
Tarnier	143
<b>Crile</b>	
Pinça	15
<b>Crile-Wood</b>	
Porta-agulha	74, 193
Porta-agulha de tungsteno	212
<b>Cruchfield</b>	
Broca para estribo craniano	154
<b>Crutchfield</b>	
Pinça para tracção craniano	154
<b>Cryer</b>	
Elevador	181
<b>Cureta</b>	
Bunge	159
Daviel	
Catarata	159
Dentario	179, 180
Dermatologia	
perfurada	38
Desjardin	116
doble	
Hemingway	179
<b>DOBRADA</b>	
Donald	179
dobrada	
Chompret	179
Gracey	180
dobrado	
Blake	137
Meyhoefer	159
Plena	38, 44
romba	
Sims	136
Sonda	
Novack	134
Randall	134
uterian	
Volkman	136
uterina	
Cuzzi	137
Gourdet	136
Simon	136
Sims	136
Wallich	136
Vidal	44
Volkman	
Ossos	103
Ossos dobrada	103
<b>Cursor</b>	
Diapasao	47
Diapason	47
<b>Cusco dobravel</b>	
Especulo	126
<b>Cushing</b>	
Apartador	79
Gancho	150
Pinça	32
<b>Cuzzi</b>	
Cureta uterina	137
<b>Czerny</b>	
Apartador	79

## D

<b>Darby-Perry</b>	
Excavador dobrado	184
<b>Dartigue</b>	
Pinça	132
<b>Dartigues</b>	
Apartador	87
<b>Dauphin</b>	
Tesoura	
Pontiagudo-roma	8
<b>Dautrey</b>	
Apartador	49

<b>Daviel</b>	
Cureta para Catarata	159
<b>Davis</b>	
Pinça	25
<b>De Martel</b>	
Conductor	153
Pinça em forma de T	19
<b>De Wecker</b>	
Espatula de Iris	160
Pinça para esticar fios	166
Tesoura	168
<b>Dean</b>	
Tesoura para Amígdalas	59
Tesoura para amygdalas	11
<b>Deaver</b>	
Apartador	81
<b>Debakey</b>	
Pinça	33
Tesoura	10
<b>Decapsular</b>	
Pinça	17
<b>Degolador</b>	
Molt	190
<b>Degolador de dura-mater</b>	
Frazier	150
Sachs	150
<b>Dentario</b>	
Adulto	172
Axcavador	183, 184
Boticao Adulto	173, 174
Boticao Infantil	175
Brunissor	187
Cureta	179, 180
Elevador	181
Espatulas	177, 194
Extractor de Corona	198
Faca e Espatula para penso Estucado	196
Faca para Cera	195
Instrumento Cortante	188
Instrumento para Moldar	189
Instrumento para tirar o Tartaro	185
Jacquette	185
Lima para Ossos e Elevador	190
Misturador para Amalgama	186
Pinça	191, 192, 193
Porta-Amalgama	197
Porta-Marcas	199
Porta-Matriz	198
Seringa	198
Sonda	176
Syndesmoto	182
Tesoura	178
<b>Depilar</b>	
Pinça	
Douglas	166
Hunter	29
<b>Derf</b>	
Porta-agulha de Tungsteno	213
<b>Desandador</b>	<b>103</b>
<b>Deschamps</b>	
Agulha	71
Agulha para ligaduras	71
<b>Desenclavador</b>	
Doyen	141
<b>Desjardin</b>	
Cureta	116
Explorador	114
Pinça para Cístico	115
<b>Desjardins</b>	
Pinça para calculo	115
<b>Desmarres</b>	
Pinça de chalazion	166
Retractor	157
<b>Dialisis</b>	
Pinça	18
<b>Diapasao</b>	
Cursor	47
<b>Dilatador</b>	
Estilete	
Wilder	161
Millin	118
<b>Dilatador uterino Hegar</b>	
Dobrado	128
singelo	128
<b>Disecador</b>	
Apartador	
Hurd	58

<b>Dissecção</b>	
Pinça	28
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Durand	33
Mc Indoe	28
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
Pinça	
Graefe	163
<b>Donald</b>	
cURETA DOBRADA	179
<b>Douay</b>	
Pinça de Biopsia ginecologica	135
<b>Douglas</b>	
Pinça para Depilar	166
<b>Doyen</b>	
Abre-Boca	55
Desenclavador	141
Erina	21
Martelo	102
Periostomo	96
Pinça	120
Pinça Intestinal	24
Porta-agulha	74
Valvula abdominal	84
Valvula Vaginal	127
<b>Dubost</b>	
Tesoura	8
<b>Dujardin</b>	
Pinça de fixação de globo	164
<b>Dumont</b>	
Pinça	30
<b>Duplay</b>	
Especulo Nasal	50
Pinça	129
<b>Durand</b>	
Pinça de Dissecção	33
<b>Duval</b>	
Pinça	20

## E

<b>Elevador</b>	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Cryer	181
Dentario	181
Freer	51, 151, 190
<b>Elschnig</b>	
Pinça	164
<b>Empuna-garfo</b>	<b>109</b>
<b>Empunhada</b>	
Bisturi	36
<b>Engel</b>	
Sierra de Gesso	91
<b>Enterotomia</b>	
Tesoura	11, 93
<b>Enucleação</b>	
Apartador	
Wells	160
<b>Episiotomia</b>	
Tesoura	
Braun	12
<b>Erina</b>	
Pinça	
Doyen	21
<b>Escarificador</b>	
Paufique	158
<b>Espatula</b>	
Castroviejo	
Iris	160
De Weckerl	
ris	160
Dobrada Cimento	194
Heidemann	177
Jaeger	160
Kocher	
de Bocio	63
Olivecrona	151
para Gesso	196
Pomada	40
Reverdin	
Abdominale	84
singela para cimento	194



<b>Espatulado</b>	
Estilete .....	37
<b>Espátulas</b>	
Dentario .....	177, 194
<b>Especulo</b>	
Collin .....	126
Cusco dobravel .....	126
Dupley	
Nasal .....	50
Graves .....	126
Hartmann .....	47
Killian .....	
Nasal .....	50
Palmer .....	50
Siegle .....	47
Sims .....	126
Thudichum	
Nasal .....	50
Vacher	
Nasal .....	50
<b>Espelho</b>	
Laringeo .....	57
<b>Espiga</b>	
Pinça .....	68
<b>Esternon</b>	
Cinzel .....	
Lebsche .....	97
<b>Estetoscópio</b>	
Pinard .....	140
<b>Estilete</b>	
Aulhado .....	37
Espatulado .....	37
Olivario .....	37
Porta-algodao .....	37
Porta-algodao uterino .....	134
Wilder	
Dilatador .....	161
<b>Estojo</b>	
para disseccao .....	40
<b>Estojo completo para diagnostico ...</b>	<b>226</b>
<b>Estrabismo</b>	
Tesoura .....	167
Tessoura .....	9
<b>Estribo</b>	
Bohler .....	110
Kirschner .....	110
<b>Estucado</b>	
Faca para .....	196
<b>Excavador</b>	
Darby-Perry .....	184
dobrado	
White .....	183
<b>Explorador</b>	
Bakes .....	114
Desjardin .....	114
<b>Extractor</b>	
Corona .....	198
<b>Extractor de Corona</b>	
Dentario .....	198
<b>F</b>	
<b>Faca</b>	
Amputacao lamina .....	92
Aulopsia lamina .....	92
Ballenger	
Rinoplastia .....	48
Beckmann	
Vegetacoes .....	48
Cerebro lamina .....	92
Fahlenstock	
para cera .....	195
Graefe	
Catarata .....	157
Lessmann	
para cera .....	195
para Cartilagem lamina .....	92
para cera .....	195
para penso Estucado .....	196
Reiner	
para Gesso .....	91
St-Clair Thomson .....	48
Weber	
Iris .....	157
Ziegler .....	158
<b>Faca e Espátula para penso Estucado</b>	
Dentario .....	196

<b>Faca para Cera</b>	
Dentario .....	195
<b>Fahlenstock</b>	
Faca para cera .....	195
<b>Falanges</b>	
Serra	
Langenbeck .....	94
<b>Farabeuf</b>	
Apartador .....	78
Cinzel .....	100
Raspadeira .....	53, 96
Tenaz .....	108
<b>Farpa</b>	
Pinça	
Feichenfeld .....	29
Hunter .....	29
Pinça .....	29
<b>Feichenfeld</b>	
Pinça para Farpa .....	29
<b>Fergusson</b>	
Tenaz .....	108
<b>Fergusson-Ackland</b>	
Ábre-boca .....	56
<b>Finochietto</b>	
Agulha para ligaduras .....	23
Apartador .....	86
Porta-agulha .....	75
<b>Fisher</b>	
Pinça .....	163
<b>Foerster</b>	
Pinça .....	22, 131
<b>Forceps</b>	
Luikart .....	142
Naegele .....	142
Simpson .....	142
Suzor .....	142
Tarnier .....	142
<b>Frazier</b>	
Canula .....	146
Degolador de dura-mater .....	150
<b>Freer</b>	
Elevador .....	51, 151, 190
<b>Furador</b>	
de mano	
Hudson .....	154
Membrana .....	140
Smellie	
Obstetricia .....	143
<b>Furador de mano</b>	
Ossos Taladradora .....	112
<b>G</b>	
<b>Galezowski</b>	
Canula .....	161
Sonda .....	161
<b>Gancho</b>	
Adson .....	150
Boose .....	58
Braun	
Obstetricia .....	143
Colver rombo .....	58
Cushing .....	150
Gillies .....	49, 150
Graefe .....	159
Lambotte	
Ossos .....	98
Martelo .....	93
Sachs .....	150
<b>Gelhorn</b>	
Pinça de biopsia .....	135
<b>Gelpi</b>	
Apartador .....	83
<b>Gengivas</b>	
Tesoura .....	178
<b>Gerster</b>	
Apartador .....	109
<b>Gesco</b>	
Tesoura .....	12
<b>Gesso</b>	
Cisalha	
Stille .....	90
Cisalha para .....	90
Cisalha para Gesso	
Seutin .....	90

Espátula .....	196
Faca	
Reiner .....	91
Pinça	
Wolf .....	91
Sierra de	
Engel .....	91
<b>Gigli</b>	
Punho para Serra .....	153
Serra .....	153
<b>Gill-Hess</b>	
Pinça .....	163
<b>Gillies</b>	
Gancho .....	49, 150
Porta-agulha .....	75
<b>Ginecologica</b>	
Pinça	
Teale .....	130
<b>Goiva</b>	<b>101</b>
Cauchoix .....	101
Cobb .....	101
Guillaume .....	101
Pinça	
Beyer .....	104
Clovis-Vincent .....	105
Lempert .....	104
Luer .....	104, 105
Ruskin .....	104
Sauerbruck .....	105
singelo-articulacao .....	104
Stille .....	105
Poirier .....	45
Smith Peterson .....	101
Stagnara .....	101
Stille .....	101
Walton .....	158
<b>Goldman-Fox</b>	
Tesoura .....	11, 178
<b>Good</b>	
Tesoura Amigdalas .....	11
Tesoura para Amigdalas .....	59
<b>Gosset</b>	
Apartador .....	84
<b>Gourdet</b>	
Cureta uterina .....	136
<b>Gracey</b>	
Cureta dobrada .....	180
<b>Graefe</b>	
Faca para Catarata .....	157
Gancho .....	159
Pinça .....	156, 164
Pinça Dissecção .....	163
Quistitomo .....	158
<b>Graves</b>	
Especulo .....	126
<b>Green</b>	
Apartador .....	80
<b>Green-Armitage</b>	
Pinça .....	130, 141
<b>Gregoire</b>	
Pinça .....	19
<b>Gubia</b>	
Pinça	
Lempert .....	52
<b>Guillaume</b>	
Goiva .....	101
<b>Gunnar</b>	
Pinça para Ordenhar .....	18
<b>Guyon</b>	
Benique .....	116
Pinça .....	117
<b>H</b>	
<b>Hache</b>	
Martelo .....	93
<b>Halsey</b>	
Porta-agulha .....	74
Porta-agulha de Tungsteno .....	213
<b>Halstead</b>	
Pinça .....	16
Micro .....	16
<b>Harrington</b>	
Apartador .....	82
<b>Hartmann</b>	
Apartador .....	78
Especulo .....	47
Pinça .....	16

Pinça 2 bocas movel .....	45
Pinça com 2 bocas movel .....	45
Pinça Hartmann .....	51
Pinça Sacca-bocados .....	61
Sonda auricular .....	46
<b>Heidemann</b>	
Espatula .....	177
<b>Heiss</b>	
Apartador .....	83
<b>Henning</b>	
Pinças para Abrir ligadura estucada .....	91
<b>Heymann</b>	
Tesoura Nasal .....	9, 48
<b>Hibbs</b>	
Apartador .....	82
<b>Hipofisis</b>	
Pinça	
Adson .....	151
<b>Holth</b>	
Pinça Sacca-Bocados .....	166
<b>Hudson</b>	
Furador de mano .....	154
<b>Hunter</b>	
Pinça para Depilar .....	29
Pinça para Farpa .....	29
Pinça para Epilar .....	29
<b>Hurd</b>	
Apartador disecardor .....	58
<b>Hysterometro</b>	
Sims Maleable .....	134
Valleix .....	134
<b>I</b>	
<b>Iman</b>	
+Asa	
+Lupa .....	162
Asa .....	162
<b>Instrumento</b>	
cortante	
Black .....	188
<b>Instrumento Cortante</b>	
Dentario .....	188
<b>Instrumento para Moldar</b>	
Dentario .....	189
<b>Instrumento para moldar</b>	
Thomas .....	189
<b>Instrumento para tirar o Tartaro</b>	
Dentario .....	185
<b>Insufflator</b>	
Ribemont .....	140
<b>Intestinal</b>	
agulha .....	71
Doyen	
Pinça .....	24
<b>Iridectomia</b>	
Tesoura .....	9, 167
<b>Iris</b>	
Espatula	
Castroviejo .....	160
De Wecker .....	160
Faca	
Weber .....	157
<b>Israel</b>	
Apartador .....	82
<b>Iwanson</b>	
Compasso .....	193
<b>J</b>	
<b>Jackson</b>	
Canula traqueal 3 peças .....	60
<b>Jacquette</b>	
Dentario .....	185
<b>Jaeger</b>	
Espatula .....	160
Queratomio .....	158
<b>Jansen</b>	
Apartador .....	83

<b>Jansen-Middleton</b>	
Pinça Sacca-Bocados .....	54
<b>Jayle</b>	
Pinça .....	21
Valvula .....	128
<b>Jean-Louis Faure</b>	
Pinça .....	130
Pinça de biopsia ginecologica .....	135
<b>Jennings</b>	
Abre-boca .....	55
<b>Joll-Friedmann</b>	
Apartador .....	87
<b>Judd-Masson</b>	
Apartador .....	87, 118
<b>Jurasz</b>	
Pinça de Biopsia para Larinx .....	62

## K

<b>Kasanjian</b>	
Pinça .....	52
<b>Kelly</b>	
Pinça .....	14
Pinça de Obstetricia .....	141
Tesoura .....	10, 178
Valvula .....	87
<b>Kerrisson</b>	
Pinça .....	54
<b>Key-Horsley</b>	
Pinça Cortante .....	106
<b>Killian</b>	
Bisturi para Amígdalas .....	58
Especulo nasal .....	50
<b>Kilner-Doughty</b>	
Abre-boca .....	56
<b>Kirschner</b>	
Apartador abdominal .....	88
Estribo .....	110
Quadro .....	88
Valvula abdominal .....	88
<b>Knapp</b>	
Apartador .....	160
<b>Kocher</b>	
Espatula de Bocio .....	63
Pinça .....	14
<b>Krause</b>	
Aperta-no .....	46
<b>Kristeller</b>	
Valvula Vaginal .....	127

## L

<b>Laborde</b>	
Apartador .....	59
Pinça Laborde .....	57
<b>Lahey</b>	
Pinça .....	23
Pinça di Bocio .....	62
<b>Lambotte</b>	
Gancho para Ossos .....	98
Ostetomo .....	102
Periostomo .....	96
Tenaz .....	108
<b>Lamina</b>	
Chevret .....	78
Cortar anel .....	39
<b>Laminas</b>	
bisturi .....	36
de Bisturi .....	36
<b>Landau</b>	
Valvula .....	127
<b>Lane</b>	
Alavanca para Ossos .....	98
Pinça .....	21
Pinça geminada .....	120
Tenaz para Ossos .....	108
<b>Lange Hohmann</b>	
Alavanca .....	98
<b>Langenbeck</b>	
Apartador .....	80
Serra para Falanges .....	94
<b>Laringeo</b>	
Espelho .....	57

<b>Larinx</b>	
Pinça de Biopsia	
Jurasz .....	62
<b>Lebsche</b>	
Cinzel para o Estemon .....	97
<b>Lempert</b>	
Pinça-Goiva .....	104
Pinça-gubia .....	52
<b>Leriche</b>	
Pinza .....	15
<b>Lessmann</b>	
Faca para cera .....	195
<b>Lima</b>	
Seldin	
para Ossos .....	190
<b>Lima para Ossos e Elevador</b>	
Dentario .....	190
<b>Lister</b>	
Tesoura .....	11
<b>Liston</b>	
Pinça Cortante .....	106
Pinça cortante .....	192
<b>London College</b>	
Pinça .....	31
Pinça auto cerrante .....	191
<b>Loute</b>	
Torce-fio .....	109
<b>Love</b>	
Apartador .....	79, 151
<b>Love-Gruenwald</b>	
Pinça sacca-bocados (laminectomia) ...	152
<b>Lowman</b>	
Tenaz .....	109
<b>Luc</b>	
Pinça Nasale .....	51
<b>Lucae</b>	
Pinça .....	31, 46
<b>Luer</b>	
Canula Traqueal .....	60
Pinça-Goiva .....	104, 105
Pinça-goiva .....	192

## M

<b>Mac Even</b>	
Cinzel .....	100
<b>Mac Kenzie</b>	
Pinça para pousar os agrafos .....	152
<b>Magill</b>	
Pinça .....	62
<b>Mandril</b> .....	112
<b>Martelo</b>	
Babinsky .....	41
Buck .....	41
Collin .....	102
Doyen .....	102
Gancho .....	93
Hache .....	93
Ombredanne .....	102
Taylor .....	41
Vernon .....	41
<b>Martin</b>	
Pinça para Cartilagem .....	107
<b>Masson</b>	
Porta-agulhas .....	76
<b>Mathieu</b>	
Anoscopio .....	123
Porta-agulha .....	76, 193
Porta-agulha de tungsteno .....	213
<b>Maurer</b>	
Costofomo .....	95
<b>Mayo</b>	
Tesoura .....	8
Tesoura Tungsteno .....	210
<b>Mayo-Hegar</b>	
Porta-agulha .....	75
Porta-agulha de Tungsteno .....	212
<b>Mc Indoe</b>	
Pinça Cortante .....	106
Pinça de Dissecção .....	28



<b>Meriam</b>	
Pinça Brucelle .....	31
<b>Merle Aubigné</b>	
Raspadeira .....	96
<b>Metzemaum</b>	
Tesoura .....	8
Tesoura Tungsteno .....	210
<b>Meyering</b>	
Apartador .....	81
<b>Meyhoefer</b>	
Cureta .....	159
<b>Michel</b>	
Agrafos .....	70
Pinça para pousar os agrafos .....	70
Pinça dobrado uso .....	70
Pinça para tirar os agrafos .....	70
Porta-agrafos .....	70
<b>Micro</b>	
Arruga .....	162
<b>Mikulicz</b>	
Pinça para Peritoneo .....	120
<b>Millin</b>	
Dilatador .....	118
Pinça em Forma de T .....	117
Pinça porta ligaduras .....	117
Valvula .....	118
<b>Miriam</b>	
Pinça brucelle .....	191
<b>Misturador</b>	
Amalgama .....	186
<b>Misturador para Amalgama</b>	
Dentário .....	186
<b>Mixer O'Schaugnessy</b>	
Pinça .....	24
<b>Mohr</b>	
Aperta .....	39
<b>Molt</b>	
Degolador .....	190
<b>Morris</b>	
Apartador .....	82
<b>Moure</b>	
Cisalha com enthales para tiroidectomia .....	59
<b>Murphy</b>	
Alavança para ossos .....	98
<b>Museux</b>	
Pinça .....	24, 129
<b>Naegele</b>	
Forceps .....	142

**N**

<b>Nasal</b>	
Especulo	
Duplay .....	50
Killian .....	50
Thudichum .....	50
Vacher .....	50
Pinça	
Bruening .....	53
Hartmann .....	51
Tilley .....	51
Walsham .....	52
Raspador	
Wiener .....	50
Tesoura	
Heymann .....	9, 48
<b>Nasale</b>	
Pinça	
Luc .....	51
<b>Navalha</b>	
Barba .....	40
<b>Negus</b>	
Pinça .....	63
<b>Nelaton</b>	
Sonda .....	37
<b>Novack</b>	
Sonda Cureta .....	134
<b>Noyes</b>	
Tesoura .....	168
Tesoura Tungsteno .....	210

**O**

<b>Obstetricia</b>	
Furador	
Smellie .....	143
Gancho	
Braun .....	143
Pinça	
Kelly .....	141
<b>Obwegeser</b>	
Raspadeira .....	96
<b>Olivario</b>	
Estilete .....	37
<b>Olivecrona</b>	
Epatula .....	151
<b>Olsen-Hegar</b>	
Porta-agulha .....	75
<b>Ombilical</b>	
Bar	
Clamp .....	140
Tesoura .....	12, 140
<b>Ombredanne</b>	
Martelo .....	102
Pinça .....	20
<b>Ordenhar</b>	
Pinça	
Gunnar .....	18
<b>Orelha</b>	
Seringa .....	46
<b>Ossos</b>	
Alavança	
Lane .....	98
Murphy .....	98
Cureta	
Volkman .....	103
Gancho	
Lambotte .....	98
Lima (para )	
Seidin .....	190
Raspador .....	97
Tenaz	
Lane .....	108
<b>Ossos dobrado</b>	
Raspador	
Putti .....	97
<b>Ossos Taladradora</b>	
Furador de mano .....	112
<b>Osteotomo</b>	
Stille .....	102
<b>Ostetomo</b>	
Pauwel .....	102

**P**

<b>Palmer</b>	
Especulo de arame .....	50
<b>Parafuso</b>	
Especulo .....	126
<b>Pauchet</b>	
Pinça .....	70
<b>Paufique</b>	
Escarificador .....	158
<b>Pauwel</b>	
Ostetomo .....	102
<b>Payr</b>	
Pinça-clamp .....	120
<b>Peau</b>	
Pinça .....	14
<b>Pelvimetro</b>	
Collin .....	141
Collyer .....	141
<b>Pensos</b>	
Pinça .....	22
Ballenger .....	22, 131
Ramplay .....	131
<b>Pensos "Longuette"</b>	
Pinça .....	131
<b>Percy</b>	
Retractor .....	99
<b>Perfurador inicial</b> .....	99
<b>Periostomo</b>	
Doyen .....	96
Lambotte .....	96
Sebileau .....	53

<b>Peritoneo</b>	
Pinça	
Mikulicz .....	120
<b>Pinard</b>	
Estetoscopio .....	140
<b>Pinça</b>	
2 bocas movel	
Hartmann .....	45
Adson .....	30
para hipofisis .....	151
Adson-Brown .....	30
Allis .....	19
Arruga .....	156
Ash .....	52
Babcock .....	20, 120
Backhaus (de campo) .....	21
Ballenger	
para Pensos .....	131
Pensos .....	22
ballenger	
Amigdalas .....	61
Bar	
Clamp .....	140
Barraquer .....	164
Barraquer-Colibri .....	156
Barraya	
Dissecção .....	32
Bengolea .....	15
Beyer	
Goiva .....	104
Bishop-Hartmann .....	163
Blake .....	115
Bonnet	
Dissecção .....	32
Bowman .....	156
Bozemann .....	22
Brophy .....	32
Brucelle	
Angular .....	31
Miriam .....	31, 191
Brucelle Miriam	
Tungsteno .....	212
Bruening	
Nasal .....	53
Bulldog	
Clamp .....	16
Canguejo .....	21
Capsular	
Arruga .....	165
Castroviejo .....	165
Cavidade Sinuosa .....	51
Chaput .....	20
Cheatle .....	25
Cheron .....	131
Christophe .....	15
Circeron .....	133
Citelli .....	54
Clovis-Vincent	
Goiva .....	105
Colcough	
Saca-bocados (laminectomia) .....	153
Collin-Duval	
Dissecção .....	33
Colver	
para Amigdala .....	61
com dentes	
Adson .....	191
Corcelle .....	156
cortante	
Liston .....	192
Cortante-anel .....	39
Cortar Unhas .....	68
Cortar unhas .....	68
Crile .....	15
Crutchfield	
para tracção craniano .....	154
Cushing .....	32
Davis .....	25
De Martel	
Em forma de T .....	19
Debakey .....	33
Decapsular .....	17
Dentário .....	191, 192, 193
Desjardin	
Calculo .....	115
Cístico .....	115
Desmarres	
Chalazion .....	166
Dialisis .....	18
Dissecção .....	28
Tuttle .....	33

dobrado uso	
Michel	70
Douay	
Biopsia ginecologica	135
Douglas	
Para depilar	166
Doyen	120
Erina	21
Intestinal	24
Dujardin	164
Dumont	30
Duplay	129
Durand	
Dissecção	33
Duval	20
Elschnig	164
Em forma de Coração	19
Em forma de triangulo	19
Espiga	68
Farpa (para)	29
Feichenfeld	
Pinchos	29
Fisher	163
Foerster	22, 131
fragmento	
Witzel	193
Gelhorn	
de biopsia	135
Gill-Hess	163
Goiva	
singelo-articulação	104
Graefe	156, 164
Dissecção	163
Green-Armitage	130, 141
Gregoire	19
Gunnar	
Ordenhar	18
Guyon	117
Halstead	16
Hartmann	16
Nasal	51
Saca-bocados	61
Holth	
Saca-bocados	166
Hunter	
Depilar	29
Farpa	29
J-LFaure	
de biopsia ginecologica	135
Jansen-Middleton	54
Jayle	21
Jean-Louis Faure	130
Jurasz	
Biopsia (de) para Larinx	62
Kasanjian	52
Kelly	14
Kerrisson	54
Key-Horsley	
Cortante	106
Kocher	14
Laborde	
Tira-lingua	57
Lahey	23
de Bocio	62
Lane	21, 120
Lempert	
Goiva	104
Leriche	15
Liston	
Cortante	106
London College	31, 191
London college	
autocerrante	191
Love-Gruenwald	
Pinça saca-bocados (laminectomia)	152
Luc	51
Lucae	31, 46
Luer	
Goiva	104, 105
Mac Kenzie	
para pousar os agrafos	152
Magill	62
Martin	
Cartilagem	107
Mc Indoe	
Cortante	106
Dissecção	28
Michel	70
Micro	
Halstead	16
Mikulicz	
Peritoneo	120

Millin	117
Mixer O'Schaugnessy	24
Museux	24, 129
Nexus	63
Ombredanne	20
original	
Waldsachs	193
para esticar fios	
De Wecker	166
para papel de articular	
Miller	191
Pauchet	70
Peau	14
Pensos	22
Pensos "Longuette"	131
Pinça	
Obstetricia	141
Pley	156
Pozzi	129
Pozzi Palmer	129
Price-Thomas	23
Quenu	
Dissecção	32
Ramplay	
para Pensos	131
Randall-Mizzi	115
Rochester-Pean	14
Ruskin	
Goiva	104
Satinsky	24
Sauerbruck	
Goiva	105
Schaedel	21
Schmidt	
Clamp	17
Schumacher	
de biopsia uterina	135
Schweigger	
Capsular	165
Segurar o utero Dartigue	132
Segurar o utero Sommer	132
Semb	23
Semkin	
Dissecção	29
Sequestro	108
Smithwick	
para pousar os agrafos	152
Spurling	
Saca-bocados (laminectomia)	153
Stieglitz	192
Stille	
Goiva	105
Sweet	
para pousar os agrafos	152
Teale	
Ginecologica	130
Terrier	17
Therrum	133
Tilley	
Nasal	51
Tirar o placenta Winter	132
Troelsch	31
Troeltsch	46
Tübingen	
Sutura	165
Tyding	61
Unhas encamadas	68
Vazar as canulas (para)	18
Walsham	
Nasal	52
Weil-Blakesley	54
Weiss	
Clamp	17
Wertheim-Cullen	117
White	
para Amigdalas	61
Wolf	
de Gesso	91
Young	
Tira-Lingua	57
<b>Pinça de biopsia rectal</b>	
Yeoman	123
<b>Pinça-clamp</b>	
Payr	120
<b>Pinça-goiva</b>	
Beyer	192
Luer	192
<b>Pinças</b>	
Henning	
para Abrir ligatura estucada	91
<b>Pinza</b>	
Lempert	
Gubia	52

<b>Placa</b>	
galibo para Dermatomo	66
<b>Pley</b>	
Pinça	156
<b>Poirier</b>	
Cinzel	45
Goiva	45
<b>Politzer</b>	
Agulha	44
<b>Pomada</b>	
Espatula	40
<b>Ponta</b>	
Quadrada	100
<b>Pontiguda</b>	
Tesoura	8
<b>Pooler</b>	
Canula	146
<b>Porta-agrafos</b>	
Michel	70
<b>Porta-agujas</b>	
Masson	76
<b>Porta-agulha</b>	
Barraquer	169
Barraquer romba	74
Castroviejo	169
Tungsteno	213
Castroviejo romba	74
Crile-Wood	74
Crile-wood	
Tungsteno	212
crile-Wood	193
Derf	
Tungsteno	213
Doyen	74
Fina	
Tungsteno	212
Finochietto	75
Gillies	75
Halsey	74
Tugsteno	213
Mathieu	76, 193
Tungsteno	213
Mayo-Hegar	75
Tungsteno	212
Olsen-Hegar	75
Ryder	
Tugsteno	213
Steven	74
Stevens	169
Stratte	76
Tungsteno	212
Young	72
<b>Porta-algodao</b>	
Estilete	37
uterino	134
<b>Porta-Amalgama</b>	
Dentario	197
<b>Porta-amalgama</b>	
Dobrado	197
singelo	197
<b>Porta-folha de temperatura</b>	
Plastico	221
<b>Porta-Marcas</b>	
Dentario	199
<b>Porta-marcas</b>	
nao perforado alto	199
nao perforado baixo	199
perforado alto	199
perforado baixo	199
<b>Porta-Matriz</b>	198
Dentario	198
<b>Porta-matriz</b>	
universal	
Tofflemire	198

<b>Porta-Pinça</b>	
Inox .....	217
<b>Pozzi Palmer</b>	
Pinça .....	129
<b>Price-Thomas</b>	
Pinça .....	23
<b>Punção</b>	
Cirurgiao de Jamshidi .....	111
Cirurgiao Hidrocele .....	111
Cirurgiao Ochsner .....	111
Cirurgiao Universal .....	111
de Sonda Traqueal .....	60
<b>Punho</b>	
Gigli .....	
para Serra .....	153
<b>Putti</b>	
Raspador para Ossos dobrado .....	97
<b>Quadrada</b>	
Ponta .....	100
<b>Q</b>	
<b>Quadro</b>	
Kirschner .....	88
<b>Quenu</b>	
Pinça de Dissecção .....	32
<b>Queratomio</b>	
Jaeger .....	158
<b>Quistitomo</b>	
Graefe .....	158
<b>R</b>	
<b>Ramplay</b>	
Pinça para Pensos .....	131
<b>Randall</b>	
Sonda Cureta .....	134
<b>Randall-Mirizzi</b>	
Pinça .....	115
<b>Raquitomo</b>	
Amussat .....	93
<b>Rascador</b>	
Vidal .....	38
<b>Raspadeira</b>	
Farabeuf .....	96
Farebeuf .....	53
Merle Aubigné .....	96
Obwegeser .....	96
<b>Raspador</b>	
Ossos .....	97
Putti .....	
Ossos dobrado .....	97
Weiner .....	
Nasal .....	50
<b>Redon</b>	
Sovela .....	72
<b>Regulador</b>	
de vacuo .....	
sem placazinha .....	147
de vacuo com placazinha .....	147
<b>Reiner</b>	
Faca para Gesso .....	91
<b>Retractor</b>	
Desmarres .....	157
Percy .....	99
<b>Reverdin</b>	
Agulha .....	71
Espatula abdominale .....	84
<b>Ribemont</b>	
Insufleteur .....	140
<b>Ricard</b>	
Apartador .....	86
<b>Richardson</b>	
Apartador .....	81
<b>Rinoplastia</b>	
Faca .....	
Ballenger .....	48
<b>Rochard</b>	
Compasso .....	85
Valvula .....	85
<b>Rochester-Pean</b>	
Pinça .....	14
<b>Rollet</b>	
Cinzel .....	158
<b>Rombo</b>	
Tesoura .....	8
<b>Roupeira</b>	
Tesoura .....	12, 39

<b>Roux</b>	
Apartador .....	78
<b>Ruskin</b>	
Pinça-Goiva .....	104
<b>Rycroft</b>	
Canula .....	161
<b>Ryder</b>	
Porta-agulha de Tungsteno .....	213
<b>S</b>	
<b>Saca-bocados</b>	
Holth .....	166
Pinça .....	
Citelli .....	54
Hartmann .....	61
Jansen-Middleton .....	54
Pinça (laminectomia)	
Colcough .....	153
Love-Gruenwald .....	152
Spurling .....	153
<b>Saca-Comedone</b>	
Unna .....	38
<b>Sachs</b>	
Degolador de dura-mater .....	150
GAncho .....	150
<b>Saterlee</b>	
Serra .....	94
<b>Satinsky</b>	
Pinça .....	24
<b>Sauerbruck</b>	
Pinça-Goiva .....	105
<b>Sauerbrück</b>	
Apartador .....	81
Costotomo .....	95
<b>Schaeffel</b>	
Pinça .....	21
<b>Schmieden</b>	
Tesoura .....	10
<b>Schmidt</b>	
Pinça Clamp .....	17
<b>Schoemaker</b>	
Tesoura para Bocio .....	62
<b>Schumacher</b>	
Pinça de biopsia uterina .....	135
<b>Schweigger</b>	
Pinça capsular .....	165
<b>Sclerectomia</b>	
Trepano .....	162
<b>Sebileau</b>	
Periotomo .....	53
<b>Seldin</b>	
Lima para Ossos .....	190
<b>Semb</b>	
Pinça .....	23
Tenaz .....	107
<b>Semkin</b>	
Pinça Dissecção .....	29
<b>Senn</b>	
Apartador .....	79
<b>Senn-Müller</b>	
Apartador .....	49
<b>Sequestro</b>	
Pinça .....	108
<b>Seringa</b> .....	198
Bayard .....	49
Dentario .....	198
Orelha .....	46
<b>Serra</b>	
Charriere .....	94
Engel .....	
de Yeso .....	91
Gigli .....	153
Langenbeck .....	
para Falanges .....	94
Punho .....	
Gigli .....	153
Saterlee .....	94
<b>Seutin</b>	
Cisalha para Gesso .....	90
<b>Siegle</b>	
Especulo .....	47
<b>Sierra</b>	
Charriere .....	94
<b>Simon</b>	
Cureta uterina .....	136
<b>Simpson</b>	
Forceps .....	142

<b>Sims</b>	
Anuscopio .....	122
Cureta romba .....	136
Cureta uterina .....	136
Especulo .....	126
<b>Sims Maleable</b>	
Hysterometro .....	134
<b>Sims rombo/rombo</b>	
Tesoura .....	10
<b>Sludder-Ballanger</b>	
Amigdalotomo .....	63
<b>Smellie</b>	
Furador para Obstetricia .....	143
<b>Smith Peterson</b>	
Goiva .....	101
<b>Smithwick</b>	
Pinça para pousar os agrafos .....	152
<b>Snellen</b>	
Asa .....	159
<b>Sommer</b>	
Pinça .....	132
<b>Sonda</b>	
Auriculare .....	
Hartmann .....	46
Bexiga .....	
Homem .....	114
Mulher .....	114
Bowman .....	161
Canelada .....	37
Dentario .....	176
Galezowski .....	161
Nelaton .....	37
Novack .....	
Cureta .....	134
Punção .....	
Traqueal .....	60
Randall .....	
Cureta .....	134
<b>Sovela</b>	
Redon .....	72
<b>Spencer</b>	
Tesoura .....	9
<b>Spurling</b>	
Pinça saca-bocados (laminectomia) .....	153
<b>St-Clair Thomson</b>	
Faca .....	48
<b>Stagnara</b>	
Goiva .....	101
<b>Stevens</b>	
Porta-agulha .....	74, 169
Tesoura .....	9, 167
<b>Stieglitz</b>	
Pinça .....	192
<b>Stille</b>	
Cinzel .....	100
Cisalha para Gesso .....	90
Goiva .....	101
Osteotomo .....	102
Pinça-Goiva .....	105
<b>Stratte</b>	
Porta-agulha .....	76
Tungsteno .....	212
<b>Sutura</b>	
Pinça .....	
Tübingen .....	165
<b>Sweet</b>	
Pinça para pousar os agrafos .....	152
<b>Syndesmoto</b>	
Dentario .....	182
<b>Syndesmotomo</b>	
Chompret .....	182
<b>T</b>	
<b>Tarnier</b>	
Craneoclasto .....	143
<b>Taylor</b>	
Martelo .....	41
<b>Teale</b>	
Pinça Ginecologica .....	130
<b>Tenaz</b>	
Farabeuf .....	108
Fergusson .....	108
Lambotte .....	108
Lane .....	
Ossos .....	108
Lowman .....	109
Semb .....	107
Verbrugge .....	107



<b>Terrier</b>	
Pinça	17
<b>Tesoura</b>	
Barraquer	168
Boyd's em S	10
Braun Episiotomia	12
Castroviejo	168, 178
Coroa	178
Universal	178
Costureira	12, 39
Dauphin	
Pontiagudo-roma	8
De Wecker	168
Dean	
Amígdalas	11, 59
Debakay	10
Dentario	178
Dubost	8
Enterotomia	11, 93
Estrabismo	167
Gengivas	178
Gesco	12
Goldman-Fox	11, 178
Good	
Amígdalas	59
Amygdalas	11
Heymann	
Nasal	9, 48
Iridectomia	167
Kelly	10, 178
Lister	11
Mayo	8
Tungsteno	210
Metzbaum	8
Tungsteno	210
Noyes	168
Tungsteno	210
Ombilical	12, 140
para Bocio	
Schoemaker	62
Para estrabismo	9
Para iridectomia	9
Pontiaga	8
Rombo	8
Roupeira	12, 39
Schmieden	10
Sims rombo/rombo	10
Spencer	9
Stevens	9, 167
Unhas	12, 68
Universal com entalhes	9
Vannas	168
Vezien	11
Wertheim	10
<b>Therrum</b>	
Pinça	133
<b>Thudichum</b>	
Especulo nasal	50
<b>Tilley</b>	
Pinça Nasal	51
<b>Tira-lingua</b>	
Pinça	
Laborde	57
Young	57
<b>Tiroidectomia</b>	
Ciseltas Moure com entalhes	59
<b>Tobold</b>	
Abaixa-Lingua de empunhadura	55
<b>Tofflemire</b>	
Porta-matriz universal	198
<b>Torce-fio</b>	
Loute	109
<b>Tracção craniano</b>	
Pinça	
Crutchfield	154
<b>Tracheal</b>	
Apartador	80
Apartador rombo	58
<b>Traqueal</b>	
Canula	
Luer	60
Canula Jackson 3 peças	60
Punção de Sonda	60
<b>Trautmann</b>	
Argola	44
<b>Trelat</b>	
Anuscopio	122
<b>Trepano</b>	
Sclerectomia	162
<b>Triângulo</b>	
Pinça	19

<b>Troelsch</b>	
Pinça	31
<b>Troeltsch</b>	
Pinça	46
<b>Trousseau</b>	
Apartador	59
<b>Tübingen</b>	
Pinça para sutura	165
<b>Tuffier</b>	
Apartador	86
<b>Tungsteno</b>	
Alicate para cortar brocas	213
Pinça	
Brucelle Miriam	213
Porta-agulha	
Castroviejo	215
Crile-Wood	214
Derf	215
Fina	214
Halsey	215
Mathieu	215
Mayo-Hegar	214
Ryder	215
Tungsteno	214
Tesoura	
Mayo	212
Metzbaum	212
Noyes	212
<b>Tuttle</b>	
Pinça de Dissecção	33
<b>Tyding</b>	
Pinça	61
<b>U</b>	
<b>Unhas</b>	
Tesoura	12, 68
<b>Unhas encarnadas</b>	
Pinça	68
<b>Universal</b>	
Tesoura	
Coroa	178
<b>Universal com entalhes</b>	
Tesoura	9
<b>Unna</b>	
Saca Comedono	38
<b>US Army</b>	
Apartador	78
<b>V</b>	
<b>Vacher</b>	
Especulo nasal	50
<b>Vaginal</b>	
Valvula	
Doyen	127
<b>Valleix</b>	
Hysterometro	134
<b>Valvula</b>	
Auvard com peso fixo	128
Bresky	127
Doyen	
Abdominal	84
Vaginal	127
Jayle	128
Kelly	87
Kirschner	
Abdominal	88
Kristeller	
Vaginal	127
Landau	127
Millin	118
Rochard	85
<b>Valvula Maleable</b>	78
<b>Vannas</b>	
Tesoura	168
<b>vazar as canulas</b>	
Pinça	18
<b>Vegetações</b>	
Faca	
Beckmann	48
<b>Verbrugge</b>	
Tenaz	107
<b>Vezien</b>	
Tesoura	11

<b>Vidal</b>	
Cureta	44
Rascador	38
<b>Vidro</b>	
Plastico	221
<b>Volkman</b>	
Apartador	80
Cureta para Ossos	103
Cureta para Ossos dobrada	103
Cureta uterina	136

## W

<b>Waldsachs</b>	
Pinça original	193
<b>Wallich</b>	
Cureta uterina	136
<b>Walsham</b>	
Pinça nasal	52
<b>Walton</b>	
Goiva	158
<b>Weil-Blakesley</b>	
Pinça	54
<b>Weiss</b>	
Pinça Clamp	17
<b>Weitlaner</b>	
Apartador	83
<b>Wells</b>	
Apartador para Enucleação	160
<b>Wertheim</b>	
Tesoura	10
<b>Wertheim-Cullen</b>	
Pinça	117
<b>White</b>	
Excavador dobrado	183
Pinça para Amígdala	61
<b>Whitehead</b>	
abre-boca	
(sem abaixa-lingua)	56
<b>Wiener</b>	
Raspador Nasal	50
<b>Wilder</b>	
Estilete Dilatador	161
<b>Winter</b>	
Pinça	132
<b>Witzel</b>	
pinça fragmento	193
<b>Wolf</b>	
Pinça de Gesso	91
<b>Y</b>	
<b>Yankauer</b>	
anula	146
<b>Yeoman</b>	
Pinça de biopsia rectal	123
<b>Young</b>	
Pinça Tira-lingua	57
Porta-agulha	72
<b>Z</b>	
<b>Ziegler</b>	
Faca	158

# ENTRETIEN ET STÉRILISATION DES MATÉRIELS INOX

## CONSIGNES GÉNÉRALES

- La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doit être effectuée que par du personnel dûment formé à ces techniques.
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs avant leur première utilisation.
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi rapidement que possible après leur utilisation.
- Éliminer les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques.

## NETTOYAGE, DÉSINFECTION

- Respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage.
- Éviter les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres.
- Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel.
- Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible.
- Sécher les produits avec soin après le rinçage.

## STÉRILISATION

- Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.
- Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :
  - Température : 134°C
  - Pression : 2 bars
  - Durée : 18 minutes
- Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

**Dans tous les cas et avant tout, respecter les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.**

## LIMITE D'UTILISATION

- La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s'émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.

# PERSONNALISEZ VOS INSTRUMENTS

Vous pouvez personnaliser votre instrumentation à partir de 10 pièces. Marquage réalisé au laser ou par électrolytique. Nous consulter pour les délais et les tarifs.



Holtex peut réaliser également toute fabrication spéciale d'instruments de chirurgie, n'hésitez pas à nous consulter.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande

**33 (0)4 42 90 31 31**

**France : info@holtex.fr**

**Export : export@holtex.fr**



# CLEANING AND STERILISING STAINLESS STEEL EQUIPMENT

## GENERAL RECOMMANDATIONS

- Only people who have been trained in the techniques should prepare and sterilise medical equipment.
- New products should be cleaned, disinfected and sterilised before using them for the first time.
- Products should be cleaned, disinfected and sterilised as soon as possible after use.
- Reject items that are worn, corroded, deformed, porous or that show any signs of damage.

## CLEANING AND DISINFECTION

- Comply with the dilution rates, temperatures and durations of application for disinfection and cleaning products.
- Avoid overloading washing machines and ultrasonic cleaners and make sure products are evenly distributed to avoid creating black spots.
- Do not use metal brushes or sponges for manual cleaning.
- Rinse thoroughly after cleaning, using demineralised water if possible.
- Carefully dry products after rinsing.

## STERILISATION

- Don't forget that sterilisation does not replace the preparatory stages of cleaning and disinfection. However, it is an indispensable compliment to them.
- The recommended sterilisation process is by autoclaving using moist heat:
  - Temperature: 134°C
  - Pressure: 2 bars
  - Duration: 18 minutes.
- Let the sterilised products cool down before using them.

**Above all, comply with the regulations and follow the manufacturer's recommendations related to sterilisation and the use of autoclaves under all circumstances.**

## LIMITS

- Moist heat sterilisation has many advantages especially in terms of ease of use. However, after multiple uses, this sterilisation method can harm some instruments especially those with cutting blades where the edges can become blunt. It is recommended that these instruments are examined carefully before sterilising them again.

# CUSTOMIZE YOUR INSTRUMENTS

You can customize your instrumentation from 10 pieces. Laser or electrolytic marking.  
Consult us for deadlines and rates.



Holtex can also realize any special manufacture of surgical instruments, do not hesitate to consult us.

Feel free to contact us

**33 (0)4 42 90 31 31**

**France : [info@holtex.fr](mailto:info@holtex.fr)**

**Export : [export@holtex.fr](mailto:export@holtex.fr)**

# HOLTEx+

30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence  
FRANCE

**Tél +33 (0)4 42 90 31 31**  
**Fax +33 (0)4 42 90 31 41**

[info@holtex.fr](mailto:info@holtex.fr)  
[export@holtex.fr](mailto:export@holtex.fr)  
[www.holtex.fr](http://www.holtex.fr)

