

COMEN

DISTRIBUÉ PAR

GSH+

NC5 COMEN

Moniteur multi-paramètres ergonomique et intuitif



CONTENU DU PACK :

- Le moniteur (boîtier)
- Un brassard adulte 25-35 cm
- Un capteur SpO₂ adulte réutilisable
- Une rallonge de 2 m pour brassard
- Un câble secteur
- Un manuel d'utilisation
- En option :
Thermomètre tympanique à infra-rouge
+ support avec logement pour les
couvre-sondes; ECG 3 dérivations avec
imprimante thermique



CE
1639
Classe IIa

NC5 COMEN

Moniteur multi-paramètres ergonomique et intuitif

DISTRIBUÉ PAR



Très facile à utiliser le NC5 mesure 4 paramètres vitaux : la pression artérielle non invasive (PNI); la saturation en oxygène (SpO₂); la température corporelle à l'aide d'un thermomètre tympanique à infrarouge sans fil et propose un ECG 3 dérivations, pour une surveillance des arythmies du patient grâce à un grand affichage de l'ECG.

Conçu pour tout type de patient (adulte, pédiatrique et néonatal), il est adapté aussi bien à l'ambulatoire qu'au control continu et convient ainsi aux établissements hospitaliers, aux EHPAD, aux cabinets médicaux et aux transports d'urgence.

Proposé en quatre configurations :

- PNI + SpO₂
- PNI + SpO₂ + Température tympanique
- PNI + SpO₂ + Température tympanique + Imprimante
- PNI + SpO₂ + Température tympanique + ECG + Imprimante



GSH VEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DIAGNOSTIC CLINIQUE POUR PLUS DE SIMPLICITÉ, EN VOUS PROPOSANT :

1. UNE EXPÉRIENCE TRÈS INTUITIVE

Le moniteur dispose d'un grand écran couleur tactile de 8" (TFT), très sensible à la réponse et offrant une lisibilité très claire des constantes, ainsi qu'une barre de menu très intuitive au bas de l'écran.

2. UNE UTILISATION TRÈS PRATIQUE

Le moniteur NC5 s'utilise soit en mode ponctuel ou soit en mode de surveillance continue, facilement permutable. Ainsi il sera adapté aussi bien à la consultation externe en ambulatoire, au cabinet médical, ainsi qu'à tous types de services en milieu hospitalier. Son chariot en option lui permet d'être déplacé au chevet du patient et sa petite taille compacte avec poignée lui confère une grande transportabilité.

3. UN MODE DE MESURE SIMPLIFIÉ

Doubles alarmes (physiologique et technique) sonores et lumineuses, visibles à 360° et à 3 niveaux.

Une simple pression sur le bouton PNI très visible donne une mesure de PNI très rapide



Thermomètre tympanique infrarouge sans fil (en option) avec mesure rapide: 1 à 2 secondes et fonction d'éjection des couvre-sondes usagés.

Simple pression sur le bouton ON/OFF pour une mise en marche ou en veille ultra rapide

NC5 COMEN

Moniteur multi-paramètres ergonomique et intuitif

DISTRIBUÉ PAR

GSH+



4. UNE AIDE AU DIAGNOSTIC PERFECTIONNÉE

Affichage des scores d'alerte précoce: NEWS/MEWS/EWS qui permettent de détecter la détérioration de l'état du patient. Calcul de paramètres tels que calcul hémodynamique, calcul des médicaments, calcul de la fonction rénale, calcul de la ventilation et de l'oxygénation. Détection de la Cardiopathie Congénitale Critique. (CCC)

5. UN MONITEUR COMMUNICANT, POUR RÉDUIRE OU ÉVITER LES SAISIES D'INFORMATION

Les informations peuvent être transférées automatiquement en bluetooth, avec le protocole HL7 au Système Informatique de l'Hôpital (SIL) ou au Système de Surveillance Centralisé. Un lecteur du code barre du patient évitera toute saisie de données.



RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU NC5 :

- **DOUBLE MODE :** contrôle ponctuel et surveillance continue, facilement permutable.
- **ECRAN** TFT tactile 8" permet un affichage clair et une utilisation intuitive
- **DOUBLE ALARME** sonore et visuelle à 360° avec distinction entre problème technique et problème physiologique + fonction appel de l'infirmier(e)
- **ADAPTÉ À TOUS TYPES DE PATIENTS** (adulte, enfant et nouveau-né)
- **THERMOMÈTRE** tympanique à infrarouge sans fil avec mesure rapide (1 à 2 sec) et éjection des couvre-sondes usagés.
- **BATTERIE** lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 3 heures en continu (avec la batterie 2200mAh incluse) et une autonomie de 8 heures en continu (avec la batterie 4400mAh non incluse).
- **DISPOSE DE NOMBREUX PARAMÈTRES D'AIDE AU DIAGNOSTIC :**
 - Scores d'alerte précoce. (NEWS/MEWS/EWS)
 - Calcul de dosage de médicament, calcul hémodynamique, calcul de la ventilation et de l'oxygénation et calcul de la fonction rénale.
 - Dépistage de la Cardiopathie Congénitale Critique
- **COMMUNICATION DES DONNÉES :** Wifi , protocole HL7 permet de communiquer avec le SIL (Système Informatique de l'Hôpital) et/ou un Système de Surveillance Centralisé ;
- **OPTIONS :** pied à roulettes, support mural, lecteur code barre
- **DIMENSION :** 16,5 x 25 x 16,5cm
- **POIDS :** 2,3kg
- **GARANTIE :** 3 ans



GSH S'ENGAGE SUR UN SAV+

- Accès direct sur notre plateforme www.gsh-med.fr > onglet SAV
- Réduction du temps de réponse
- Prêt d'un appareil de remplacement (sous garantie)

03/22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**GSH ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
POUR UN DIAGNOSTIC CLINIQUE SIMPLIFIÉ**

NC5 un moniteur de COMEN proposé par GSH+

Dispositif Medical de classe IIa - CE 1639 Conforme à la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux
Fabriqué par Shenzhen Comen Medical Instruments Co, Ltd - Distribué par Holtex

HOLTEX

30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence - France

www.gsh-med.fr



Contact :

+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr