



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS

TENSONIC®

3 ANS
GARANTIE

Précision et élégance pour ce
tensiomètre entièrement automatique.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 tensiomètre au bras Tensonic®
- 1 brassard nylon (M ou L selon modèle)
- 4 piles LR06 (AA)
- 1 trousse en nylon
- 1 manuel d'utilisation

Un diagnostic de précision

Les tensiomètres électroniques TENSONIC® sont des dispositifs médicaux de mesure non invasive de la pression artérielle à l'aide de la méthode oscillométrique.

La gamme TENSONIC® de SPENGLER mesure la tension artérielle lors du dégonflage du brassard.

TENSONIC® de SPENGLER mesure et affiche la tension artérielle et la fréquence cardiaque dans le cadre de contrôles ponctuels ou de suivi thérapeutique sur des patients adultes ou en pédiatrie (>8 ans ou >30 kg).

Prise de mesure dans les mêmes conditions qu'en cabinet médical.

Note SPENGLER : La méthode oscillométrique est de plus en plus utilisée tant en pratique courante que dans le cadre des essais cliniques.

Cette méthode élimine les erreurs d'interprétation et le biais de l'observateur, évite les valeurs arrondies et réduit les erreurs de mesure.

Indicateur tricolore de risque OMS

Grand écran LCD rétro-éclairé (102X68 mm)

2 Utilisateurs, 60 Mémoires

Moyenne des 3 dernières prises de mesures

Arythmie
Détection

Détecteur d'arythmie

LES PLUS DU TENSONIC® :


- Mesures précises
- Lecture rapide
- Silencieux
- Arrêt automatique
- Tailles de brassard : S, M, L (en option).

CE
0459
Classe IIa




TENSIOMÈTRE AU BRAS TENSONIC®

LES FONCTIONS



AFFICHAGE



Désignation	Référence
Tensiomètre au bras Tensionic® brassard M	527 500
Tensiomètre au bras Tensionic® brassard L	527 500L
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensionic® brassard M	527 500P

ACCESSOIRES		
Adaptateur secteur		527 184
Brassard L Gris (30-42 cm)		527 460
Brassard M Bleu (22-36 cm)		527 461
Brassard M Gris (22-36 cm)		527 463
Brassard S Gris (16-24 cm)		527 462

