

TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN

MAXI +3

Le tensiomètre anéroïde
à cadran géant

Grande précision des mesures

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme "horlogerie" haute précision

Confort

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Brassard fermeture Velcro
- Fixation murale orientable

Brassard

- Nylon

Option

- Socle à roulettes
- Mural



TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN

MAXI +3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Anéroïde	
Méthode de mesure	Auscultatoire	
Manomètre	Boîtier	ABS - Ø 204 mm
	Ensemble mécanisme	Précision : ± 3 mmHg Alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante
	Cadran	Graduations : 0-300 mmHg Ø 147 mm
	Verre	PMMA
	Poire	PVC noir (Ø 50 mm)
Poire complète	Robinet	Laiton chromé Décompression précise et constante
	Fixation	Velcro
Brassard	Matière	Nylon noir
	Poche double tubulure	Matière
Tubulure	Tube spirale	Caoutchouc sans latex noir résistant à l'ozone et aux U.V. 2,5 m d'extension
Garantie	Manomètre : 2 ans	Sauf consommables (poires, poches, brassard)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
MAXI+3 mural avec brassard adulte (M)	522 700
MAXI+3 sur socle à roulettes avec brassard adulte (M)	522 705
Maxi+3 mural avec set de 3 brassards (S, M, L)	522 707
Maxi+3 sur socle à roulettes avec set de 3 brassards (S, M, L)	522 708

ACCESSOIRES

Brassard taille Large adulte (L) pour Maxi+3	522 712
Brassard taille Adulte (M) pour Maxi+3	522 711
Brassard taille Enfant (S) pour Maxi+3	522 713
Socle à roulettes pour Maxi+3	522 725

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 et sa modification 2007/47/CEE : tensiomètres anéroïdes : classe I (fm). Les tensiomètres Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise

en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr