

BRASSARDS DE GARROT PNEUMATIQUE

Les brassards et cuissards sont utilisés avec un garrot pneumatique lors d'interventions chirurgicales des membres supérieurs ou inférieurs.

Les brassards de garrot DDM sont fabriqués en France !



CE 0459

1/3

UNE OFFRE DE BRASSARD ADAPTÉE À TOUS TYPES DE PATIENT

Brassards et cuissards monobloc en PU

Les **brassards et cuissards monobloc en PU**, décontaminables à 1 ou 2 poches, sont composés d'un seul ensemble monobloc avec un ruban pour sécuriser la fixation velcro ou une sangle (en option) et disposant d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur de la tubulure. Ils sont disponibles de forme droite ou de forme conique pour mieux épouser le membre.



	AVEC SANGLE		AVEC SANGLE		AVEC SANGLE	
	1 POCHE - DROIT		1 POCHE - CONIQUE		2 POCHE - DROIT	
Brassard nourrisson	GBDM101	GBDSM101	/	/	/	/
Brassard enfant	GBDM102	GBDMS102	/	/	GBDM202	GBDMS202
Brassard petit adulte	GBDM103	GBDMS103	/	/	/	/
Brassard adulte	GBDM104	GBDMS104			GBDM204	GBDMS204
Brassard adulte large	/	/	GBCM105	GBCMS105	/	/
					2 POCHE - CONIQUE	
Cuissard petit adulte	GCDM103	GCDMS103	/	/	/	/
Cuissard adulte	GCDM104	GCDMS104	GCCM104	GCCMS104	GCCM204	GCCMS204
Cuissard adulte large	GCDM105	GCDMS105	GCCM105	GCCMS105	/	/
Cuissard adulte XL	GCDM106	GCDMS106	GCCM106	GCCMS106	/	/
Cuissard adulte XXL	GCDM107	GCDMS107	GCCM107	GCCMS107	/	/

Brassards et cuissards polyester, stérilisables










Les brassards et cuissards en polyester, désinfectables et stérilisables, sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter la stérilisation. Ils sont disponibles de forme droite ou de forme conique pour mieux épouser le membre.



	1 POCHE - DROIT	2 POCHE - DROIT	CUISSARDS - CONIQUE
Brassard/cuissard nourrisson	GBS101	/	/
Brassard enfant	GBS102	GBS202	/
Brassard petit adulte	GBS103	/	/
Brassard adulte	GBS104	GBS204	/
Cuissard enfant	GCS102	/	/
Cuissard petit adulte	GCS103	/	/
Cuissard adulte	GCS104	GCS204	GCCS104
Cuissard adulte large	GCS105	/	GCCS105
Cuissard adulte XL	GCS106	/	GCCS106

Les connecteurs

CONNEXION À CLIP AVEC JOINT TORIQUE

RÉFÉRENCE	IMAGE	MATIÈRE	DÉSIGNATION
A11012M		MÉTAL	Coupleur femelle en ligne cannelé 4.8 mm
A11016		ACÉTAL	Embout femelle en ligne cannelé 4.8 mm avec clapet
A11008M		MÉTAL EPDM	Raccord mâle métal 4.8mm avec joint torique
A11010		ACÉTAL EPDM	Embout mâle en ligne cannelé 4.8 mm avec clapet d'obturation
A11322		EPDM	Joint torique pour raccord mâle
A20001M		MÉTAL	Rallonge bleue 3 m + connectiques mâle et femelle
A20006M		MÉTAL	Rallonge rouge 3 m + connectiques mâle et femelle
A20003		SILICONE + ACÉTAL	Rallonge bleue 3 m autoclavable, immergeable + connectiques mâle et femelle
A20005		SILICONE + ACÉTAL	Rallonge rouge 3 m autoclavable, immergeable + connectiques mâle et femelle

NETTOYAGE & DÉCONTAMINATION

Les brassards et cuissards monoblocs ne sont pas stérilisables. Ils peuvent être nettoyés à sec ou par immersion en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

Les brassards stérilisables sont autoclavables suivant les protocoles habituels.

LA QUALITÉ DDM

Marquage CE 0459

Les brassards de garrot sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Service après-vente

GSH assure la maintenance et la réparation des brassards de garrot.
Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

Garantie

Les brassards de garrot stérilisables sont garantis 12 mois, et les brassards monobloc 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.