

Configuration	Configuration standard	RCF1, TOCO, MF, Imprimante
	Configuration en option	RCF2, Marqueur d'évènement foetal, Chariot
Conformité réglementaire	ISO 13485:2016, certification CE conforme à la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux	
Caractéristiques physiques	Taille	287mm*232mm*90mm
	Poids net	2,3kg
	Ecran	Ecran couleur de 5.7"
	Résolution	800*600
Environnement d'utilisation	Affichage	6 tracés (Max)
	Plage de température	5-40°C
	Humidité	≤80%
	Alimentation	100-240V~, 50/60Hz±1Hz
	Type de batterie	Batterie rechargeable Lithium-ion
	Capacité	2200mAh
	Temps de recharge	Maximum 6 heures
	Backup batterie	2 heures en fonctionnement continu
Indicateurs	Indicateur d'alarme	
	Indicateur de mise en tension	
	Indicateur de batterie	
	Alarme sonore & RCF sonore	
	Bouton de réglage du son	
Interface	Prise imprimante multi-interfaces	
	Alimentation secteur AC	
Mémoire	Revue des alarmes	200 groupes
	Revue «gel» d'ondes	Revue de 60 heures de tracés (foetaux)
	Tendances (graphe)	60 heures
	Tendances (tableau)	60 heures
	Sauvegarde hors tension	Oui
	Alarme	Niveau ajustable avec 3 limites ; Choix entre alarme visuelle ou sonore
Enregistreur	Type	Thermique intégré
	Canaux	6 canaux tracés
	Mode	Rapide, temps réel
	Vitesse	1/2/3 cm/min, au choix 25 mm/s (revue)
	Largeur	150 mm
Ultrason	Technique	Doppler pulsé
	Taux de pulsations répétées	1.32KHz
	Fréquence des ultrasons	1.0MHz ±1%
	Plage de mesures du RCF	30bpm ~ 250bpm
	Résolution	1bpm
	Précision	±1 bpm
	Plage de mesures d'alarme	31bpm ~ 249bpm
	Durée de l'alarme	≤30s
	Précision de l'alarme	±1 bpm
Iob	<5mW/cm²	
TOCO	Plage du TOCO	0-100%
	Résolution	1%
	Mode zero	Auto/Manuel
	Erreur non linéaire	±8%
Mouvement Foetal Automatique (MFA)	Technique	Doppler pulsé
	Plage	0-80 (%)
	Résolution	10%
Marqueur	Mode marqueur	Marqueur de mvt foetal Auto/Manuel

Note : Comen se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis à tout moment. Copyright Comen



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD
No.2 of FIYATA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming sub-district | Guangming New District, Shenzhen, P.R. China
Tel: +86-755-26408879 | Fax: +86-755-26431232 | Email: info@szcomen.com | Web: en.comen.com

COMEN

Importé et distribué par **GSH**

30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix en Provence | FRANCE

www.gsh-med.fr

Contact :

+33 (0) 4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr