

OPTION EXPORTATION DE DONNÉES POUR SIBELSOUND DUO



Ref. DSI09505



 25/08/2024 21:01:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

OPTION EXPORTATION DE DONNÉES POUR SIBELSOUND DUO



Ref. DSI09505

Le moyen d'exporter les tests d'audiométrie dans différents formats.

Description

L'option Exportation de données permet de transférer les résultats des tests vers un réseau sous trois formats différents (PDF, XML ou CSV) en vue de leur révision et analyse ultérieures.

Pour activer cette option, une manipulation simple est à faire : en allant dans le menu "Maintenance", puis en cliquant sur l'icône d'une clé. Un écran s'affichera avec 4 champs pour entrer la clé, le numéro de série de l'appareil et un clavier numérique. Si la clé est correcte, un message indiquant l'option que vous avez activée s'affichera. Répétez le processus si vous souhaitez activer l'autre option. Description détaillée dans le mode d'emploi et un tutoriel en vidéo disponible.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041009727		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 25/08/2024 21:01:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr