

GARROT MANUEL A USAGE PATIENT - DDM

Ref. GMBU02



DDM



27/03/2025 21:10:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

GARROT MANUEL A USAGE PATIENT - DDM



Ref. **GMBU02**

Destine a etre utilise en situation d'urgence, le garrot pneumatique manuel DDM a usage unique est entierement autonome, ce qui fait de lui une veritable innovation francaise !

Description

Concu pour accompagner le patient de sa prise en charge sur le site de l'accident jusqu'aux services de soins (urgences, bloc operatoire, etc...), le garrot pneumatique manuel a usage unique de DDM est accessible et tres simple a utiliser grace a sa soupape de securite.

Ce garrot pneumatique manuel a usage patient unique se suffit a lui-meme par sa composition : poire, brassard et valve. Le patient accidenté part et garde le garrot jusqu'a sa prise en charge chirurgicale.

Disposant d'un brassard large et d'une mousse de renfort a l'interieur, la pression est repartie de maniere plus etendue, permettant d'éviter les lésions cutanees et les douleurs intenses.

Sans manometre, grace une soupape mecanique, ce garrot pneumatique manuel evite la surpression, ainsi la pression ne depasse pas 300mmHg de mercure.

Ce garrot dispose aussi d'une etiquette directement presente sur le brassard permettant d'inscrire les donnees du patient, comme le nom du patient, la date et l'heure de pose du garrot.

Existe en :

Adulte 23-33cm (GMBU04)

Enfant (GMBU02)

XL Adulte 38-50cm (GMCU05)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468209287	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

📅 27/03/2025 21:10:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr