

GARROT MANUEL A USAGE PATIENT - DDM

Ref. GMBU04



27/03/2025 21:31:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

GARROT MANUEL A USAGE PATIENT - DDM



Ref. **GMBU04**

Destiné à être utilisé en situation d'urgence, le garrot pneumatique manuel DDM à usage unique est entièrement autonome, ce qui fait de lui une véritable innovation française !

Description

Conçu pour accompagner le patient de sa prise en charge sur le site de l'accident jusqu'aux services de soins (urgences, bloc opératoire, etc...), le garrot pneumatique manuel à usage unique de DDM est accessible et très simple à utiliser grâce à sa soupape de sécurité.

Ce garrot pneumatique manuel à usage patient unique se suffit à lui-même par sa composition : poire, brassard et valve. Le patient accidenté part et garde le garrot jusqu'à sa prise en charge chirurgicale.

Disposant d'un brassard large et d'une mousse de renfort à l'intérieur, la pression est répartie de manière plus étendue, permettant d'éviter les lésions cutanées et les douleurs intenses.

Sans manomètre, grâce à une soupape mécanique, ce garrot pneumatique manuel évite la surpression, ainsi la pression ne dépasse pas 300mmHg de mercure.

Ce garrot dispose aussi d'une étiquette directement présente sur le brassard permettant d'inscrire les données du patient, comme le nom du patient, la date et l'heure de pose du garrot.

Existe en :

Adulte 23-33cm (GMBU04)

Enfant (GMBU02)

XL Adulte 38-50cm (GMCU05)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468200024	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

📅 27/03/2025 21:31:47 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr