


# LUXAMED®

DIAGNOSTIK CENTER WANDSYSTEM



**LUXAMED®**  
Medizintechnik Made in Germany

# DIAGNOSTIK CENTER WANDSYSTEM

Das Diagnostik Center Wandsystem stellt sowohl die stete Einsatzbereitschaft als auch die griffbereite Aufbewahrung diagnostischer Instrumente im Krankenhaus-, Praxis oder Klinikalltag sicher.



## OHRTRICHERSPENDER

für bis zu zwei unterschiedliche Trichtergrößen Ø 2.5 und Ø 4.0 mm, je Röhre bis zu 30 Ohrtrichter



## STROMVERSORGUNG IM NETZBETRIEB MIT 220V / 110V

Inkl. EU/GB/US-Stecker



## ABSCHALTAUTOMATIK

3 Min. nach Abstellen in die Griffaufnahme



## DIMMABLE

Ein-Knopf Bedienung zum Anschalten und Dimmen der Instrumente

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	W1.336.114	W1.326.114	W9.316.114
<b>Material</b>	Metall und Kunststoff		
<b>Lager- und Transportbedingungen</b>	-10°C bis +45°C   10 bis 90% Luftfeuchtigkeit		
<b>Versorgungsspannung</b>	Netzteil, Typ GTM46101-1005-USB		
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 Vac ; 50-60 Hz ; 0,3 A		
<b>Leistung</b>	0.5 W		
<b>Schutzklasse</b>	Klasse II		
<b>Gewicht</b>	650 gr	450g	350 gr
<b>Abmessungen LxBxH</b>	212x55x155mm	190x55x155mm	100x55x115mm
<b>Garantie</b>	2 Jahre		
<b>Klasse</b>	Klasse I		
<b>GMDN Code</b>	45085		

## BEZEICHNUNG

REF

Diagnostik Center Wandsystem mit Otoskop und Ohrtrichterspender\* W1.326.114

Diagnostik Center Wandsystem mit Otoskop, Ophthalmoskop und Instrumentenköpfen und Ohrtrichterspender\* W1.336.114

Diagnostik Center Wandsystem mit 1 Handgriff, ohne Instrumentenkopf W9.316.114

\*Ohrtrichter nicht im Lieferumfang enthalten

## PASSENDES ZUBEHÖR

Ohrtrichter 2.5 mm

Ohrtrichter 4.0 mm



## TECHNISCHE MERKMALE DER IN DER DIAGNOSTIK CENTER WANDSTATION ENTHALTENEN GERÄTE

	OTOSKOP (INKL. IN W1.326.114 UND W1.336.114)	OPHTHALMOSKOP (INKL. IN W1.336.114)
<b>Länge</b>	LED	LED
<b>Material</b>	Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff	Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.250 K	ca. 4.250 K
<b>CRI</b>	>90	>90
<b>Beleuchtungsstärke</b>	ca. 10K LUX	NA
<b>Lebensdauer</b>	>100 000 Stunden	>50 000 Stunden
<b>Vergrößerungslupe</b>	x3	NA
<b>Länge</b>	16,2 cm	16,2 cm
<b>Gewicht</b>	97 gr	92 gr
<b>Garantie</b>	2 Jahre	2 Jahre
<b>Lager- /Transportbedingungen</b>	-10° und +45°C. 10% - 90% rel. Luftfeuchtigkeit	-10° und +45°C. 10% - 90% rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Umgebungsbedingungen</b>	5° C -40° C und 10-90% Luftfeuchtigkeit	5° C -40° C und 10-90% Luftfeuchtigkeit
<b>Klasse</b>	I	I
<b>Filter</b>	NA	5 unterschiedliche Blenden: Fadenkreuz, großer Kreis, kleiner Kreis, Halbkreis, Grünfilter

## LUXAMED QUALITÄT

### CE-Kennzeichnung

Die Luxamed Wandstation ist ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht der geltenden europäischen Verordnung.

### After Sales Service

Spengler SAS bietet Wartung, Reparaturservice und Ersatzteile an. Besuchen Sie die Spengler-Website unter Kontakt oder kontaktieren Sie unseren Technischen Service unter +33442903131.

### Luxamed 2 Jahre Garantie

(unter normalen Gebrauchsbedingungen): Innerhalb der Garantiezeit werden Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern kostenlos beseitigt. Von der Garantieleistung ausgenommen ist die Abnutzung durch Verschleiß, Transportschäden sowie alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung (z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung) entstanden sind.

LUXAMED IST EINE MARKE VON SPENGLER SAS

**LUXAMED**<sup>®</sup>  
Medizintechnik Made in Germany