




SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION®

Das innovative Otoskop im Taschenformat MADE IN GERMANY



CE



Spengler

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tel. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail: **contact@spengler.fr**

SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION®



BELEUCHTUNGSSTÄRKE

10 000 Lux



LED BELEUCHTUNG

LED-Ring mit 6 LEDs (konzentrisch) für ein uneingeschränktes Sichtfeld



LANGE LEBENSDAUER LEDS

Ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung



DIMMBAR

Ein langer Druck genügt, um die Helligkeit zu regeln



ABSCHALTAUTOMATIK

Nach 3 Minuten



ZOOM x3

Schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe

TECHNISCHE MERKMALE

Kopf	Gebläseanschluss	für pneumatischen Test
	Schwenkbare Vergrößerungslupe 3-fach Vergrößerung	3-fach Vergrößerung
Griff	Material	Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff
	LED Technologie	LED
Beleuchtung	Spannung	2,5 Volt
	Lebensdauer	100 000 Stunden
Farbtemperatur	4.250 k	
CRI	>90	
Beleuchtungsstärke	ca. 10 000 LUX	
Stromversorgung	Batteries	2 x AAA Alkaline Batterien (inklusive)
Inkl. Zubehör	Supplied	20 Einweg-Ohrtrichter, grau, 10 x 2,5 mm und 10 x 4,0 mm
Gesamtlänge	16,2 cm	
Aufbewahrungsbox	Abmessungen	24.5 cm x 11.3 cm x 4.1 cm
SPENGLER GARANTIE	3 JAHRE	Kopf und Griff (bei sachgemäßem Gebrauch). Verbrauchsmaterial (Einweg-Ohrtrichter, Batterien) ausgenommen. Fabrikationsfehler oder versteckte Mängel.

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Otoskop SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Schwarz	A1.416.112
Otoskop SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Bronze	A1.416.184
Otoskop SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Blueberry / Beere	A1.416.194
Otoskop SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Pädiatrie	A1.516.514

Zubehör

Einweg-Ohrtrichter 4.0 mm (Box mit 250 Stück)	L20848
Einweg-Ohrtrichter 2.5 mm (Box mit 250 Stück)	L20747



SPENGLER QUALITÄT

CE Kennzeichnung

Die Spengler Otoskope einschließlich der SmartLED Spengler x Luxamed edition sind Medizinprodukte der Klasse I. Sie entsprechen der Europäischen Verordnung 2017/745 und erfüllen die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen.

Kundendienst

Spengler SAS bietet Wartung und Reparatur von Geräten an. Besuchen Sie die offizielle Website im Bereich Kontakt.

Spengler 3 Jahre Garantie

(unter normalen Einsatzbedingungen): Kostenlose Reparatur oder Ersatz von Teilen, die sich als defekt erweisen (aufgrund eines Material-, Herstellungs- oder Konstruktionsfehler) durch unseren Kundendienst. Die Garantie deckt keine Wartungsmängel seitens des Benutzers.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tel. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**