




SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION®

El otoscopio innovador MADE IN GERMANY en formato de bolsillo.



CE



Spengler

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tel. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail: **contact@spengler.fr**

SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION®



INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN
10 000 Lux



INNOVACIÓN LED
Anillo de 6 led (concéntricos) situado en la parte delantera del otoscopio que permite un campo de visión ilimitado.



LARGA VIDA
Casi 100.000 horas con una corriente constante



VARIADOR DE BRILLO
Posibilidad de variar la luminosidad con una simple pulsación larga.



APAGADO AUTOMÁTICO
Después de 3 min de no utilización



AMPLIACIÓN X3
Con una lupa giratoria con ampliación x3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabeza	Conexión del ventilador	Para otoscopia neumática
	Lupa giratoria	Aumento de 3 veces Materia: PCNT
Mango	Matière	Aluminio y fibra de vidrio reforzada
	Tecnología	LED
Iluminación	Voltaje	2,5 Volts
	Vida útil	100 000 horas
Temperaturas de colores	4.250 k	
CRI	>90	
Luminiscencia	aproximadamente 10.000 lux	
Alimentación	Pilas	2 pilas alcalinas AAA incluidas
Accesorios	Incluye	20 espéculos desechables grises : 10 de 2.5 mm y 10 de 4.0mm
Longitud total	16,2 cm	
Estuche	Dimensiones	24.5 cm x 11.3 cm x 4.1 cm
GARANTÍA SPENGLER	3 AÑOS	Cabeza y mango (en condiciones normales de uso), excluidos los consumibles (espéculos, pilas). Contra cualquier vicio y defecto de fabricación.

DESIGNACIÓN	REFERENCIA
Otoscopio SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Negro	A1.416.112
Otoscopio SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Bronce	A1.416.184
Otoscopio SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Arándano	A1.416.194
Otoscopio SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Pediátrico	A1.516.514

Accesorios

Espéculos auriculares 4 mm (caja con 250)	L20848
Espéculos auriculares 2,5 mm (caja con 250)	L20747



LA CALIDAD SPENGLER

Mercado CE

Los otoscopios Spengler, incluyendo el SmartLED Spengler x Luxamed edition, son dispositivos médicos de clase I. Cumplen con el Reglamento Europeo 2017/745 y responden perfectamente a los requisitos generales de seguridad y rendimiento.

Servicio post-venta

Spengler SAS se encarga del mantenimiento y la reparación de los materiales. Visite el sitio web de Spengler en la sección Contacto.

Garantía Spengler 3 años

(en condiciones normales de uso): Reparación o sustitución gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas (defecto de funcionamiento debido a un defecto de material, fabricación o diseño) por nuestro servicio postventa. La garantía no cubre los defectos de uso por parte del usuario.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tel. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail : **contact@spengler.fr**