

TEMPO Ear Pro & TEMPO Ear Pro +

Thermomètres infrarouges auriculaires



TEMPO Ear Pro



TEMPO Ear Pro+

Technologie	Auriculaire infrarouge	Auriculaire infrarouge
Temps prise de mesure	Moins de 3s	Moins de 3s
Fonctionnalité stabilité sonde	😊	😊
Fonctionnalité préchauffage sonde	😊	😊
Socle de rangement inclus	😊	😊
Socle de recharge inclus	NA	😊
Attache	✖	😊
Plage de fonctionnement :	10°C à 40°C	10°C à 40°C
Mémoires des mesures	30 dernières mesures	30 dernières mesures
Mise en veille automatique	60s d'inactivité	60s d'inactivité
Compteur de pouls	✖	😊
Alimentation	DC3V (2 piles×AA alkaline)	Batterie rechargeable Lithium Ion
Durée de vie batterie/piles	800 mesures	2200 mesures
Type d'écran	Ecran LCD rétro-éclairé 3 couleurs	Ecran LCD rétro-éclairé 3 couleurs
Résolution	0.1°C	0.1°C
Dimensions	146.4 × 37.6 × 57mm	146.4 × 37.6 × 57mm
Poids	113 gr	107 gr
Prix Public conseillé	~ 109,90€ HT	~ 139,90€ HT