

NUEVO



Spengler

TEMPO Ear Pro+

El termómetro infrarrojo de oído para profesionales de la salud en el consultorio privado, clínicas y hospitales, con calidad Spengler.



USAGE HOSPITALIER
CLINIC USE



Spengler

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramaund | 13290 Aix en Provence | FRANCE

CE 0123

www.spengler.fr



El Tempo EAR PRO + de Spengler es un termómetro de oído infrarrojo. El sistema de carga y eyección de la sonda de cubierta garantiza un uso higiénico y seguro, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.

La medición de la temperatura se lleva a cabo con precisión y velocidad, lo que garantiza el máximo confort tanto para el paciente como para el médico.

Es un aliado esencial de hospitales, clínicas y prácticas médicas por su ergonomía, intuitiva y diseñada para un uso intensivo en el ámbito médico. Eficacia diaria para un registro de temperatura confiable y simplificado.



PRECALENTAMIENTO DE LA SONDA A 36 °C



SISTEMA DE CARGA DE LAS SONDAS

30
MEM

MEMORIA DE LAS ÚLTIMAS 30 MEDICIONES CON MARCA DE TIEMPO



MODO DE STAND BY DESPUÉS DE 60 S DE INACTIVIDAD



CORDÓN INCLUIDO



BASE DE ALMACENAMIENTO Y RECARGA



TIEMPO DE MEDICIÓN: MENOS DE 3 S



CONTADOR DE PULSO DE 60S

2 200

DURACIÓN DE LA BATERÍA DE 2.200 MEDIDAS



- Tiempo de medición: menos de 3 segundos
- A pesar del movimiento, la estabilidad de la sonda garantiza mediciones precisas de temperatura.
- Rango de temperatura del oído: 32,0 °C a 43 °C (90 °F a 109,4 °F)
- Cargador de fuente de alimentación incluido

ALSO AVAILABLE

TEMPO Ear Pro

- Sistema de carga de cubierta de la sonda
- Tiempo de medición: menos de 3 s
- Base de almacenamiento
- **Potencia de la batería**



LA CALIDAD SPENGLER

Marcado CE

Directiva europea CEE 93/42: termómetro de oído infrarrojo clase IIa. Los termómetros infrarrojos de oído de Spengler cumplen con las demandas vitales de seguridad, salud, higiene y protección ambiental.

Garantía Spengler

La garantía de Spengler es de 2 años para el termómetro TEMPO Ear Pro + (en condiciones normales de uso): sustitución gratuita de las piezas defectuosas reconocidas por el intercambio estándar (defecto funcional resultante de un defecto de material, fabricación o diseño) por nuestro servicio postventa. Piezas de desgaste (las baterías no están cubiertas por la garantía). La garantía no cubre los defectos de mantenimiento por parte del usuario.

Servicio post-venta

SPENGLER MEDICAL se encarga del mantenimiento y reparación de los equipos.

DESIGNACIÓN

REFERENCIA

Termómetro Tempo Ear Pro +

THE003

Termómetro Tempo Ear Pro

THE004

Caja de 800 cubre sonda para Termómetro Tempo Ear Pro +

THE003ACC1

Termómetro Batería recargable para Tempo Ear Pro +

THE003ACC3

Estación de carga para el termómetro Tempo Ear Pro

THE003ACC2



www.spengler.fr

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guirand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr