

NOUVEAU



Spengler

TEMPO Ear Pro+

Le thermomètre infrarouge auriculaire destiné aux professionnels de santé en cabinet privé, clinique et à l'hôpital, avec la qualité Spengler.



USAGE HOSPITALIER
CLINIC USE



 Spengler

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

CE 0123

www.spengler.fr

TEMPO Ear Pro+

THERMOMÈTRE INFRAROUGE AURICULAIRE



Le Tempo EAR PRO + de Spengler est un thermomètre auriculaire dotée de la technologie infrarouge. Grâce à son système de recharge et d'éjection des couvre-sonde, il garantit une utilisation hygiénique et sécurisée réduisant les risques de contamination croisée.

La prise de température se réalise de manière précise et rapide assurant un confort optimal pour le patient comme pour le praticien.

Ergonomique, intuitif et pensé pour un usage intensif en milieu médical, il est un allié essentiel des hôpitaux, cliniques et cabinet médicaux. L'efficacité au quotidien pour une prise de température fiable et simplifiée.



PRÉ-CHAUFFAGE DE LA SONDE À 36°C



SOCLE DE RANGEMENT ET RECHARGE



SYSTÈME DE RECHARGE DES COUVRE-SONDES



TEMPS DE MESURE: MOINS DE 3 S

30 MEM

MÉMOIRE DES 30 DERNIÈRES MESURES HORODATÉES



COMPTEUR DE POULS DE 60S



MISE EN VEILLE APRÈS 60 S D'INACTIVITÉ

2 200

AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE 2 200 MESURES



LANIÈRE INCLUS



- Temps de mesure : moins de 3 secondes
- Fonctionnalité de stabilité de la sonde lors de la prise de température pour une mesure fiable malgré des mouvements
- Plage de température auriculaire : 32,0 °C à 43 °C (90°F à 109,4 °F)
- Alimentation chargeur inclus

AUSSI DISPONIBLE

TEMPO Ear Pro

- Système de recharge de couvre sondes
- Temps de mesure : moins de 3 s
- Socle de rangement
- Alimentation par piles



LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 : thermomètre infrarouge auriculaire classe IIa. Les thermomètres infrarouges auriculaires de Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des thermomètres auriculaires TEMPO Ear Pro + de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation): remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (les piles ne sont pas couvertes par la garantie). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

Service après-vente

SPENGLER MEDICAL assure la maintenance et la réparation des matériels.

DÉSIGNATION

Thermomètre Tempo Ear Pro +

Thermomètre Tempo Ear Pro

Boîte de 800 couvre-sondes pour Thermomètre Tempo Ear Pro

Batterie rechargeable pour Thermomètre Tempo Ear Pro +

Station de chargement pour Thermomètre Tempo Ear Pro

RÉFÉRENCE

THE003

THE004

THE003ACC1

THE003ACC3

THE003ACC2



www.spengler.fr

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr