



Spengler

NUEVO

TEMPO Ear Pro

El termómetro infrarrojo auricular para profesionales de la salud en consultorios privados, clínicas y hospitales, con la calidad Spengler.



PARA USO CLINICO

CE 0123



Spengler

SPENLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr



El Tempo EAR PRO de Spengler es un termómetro auricular con tecnología infrarroja. Gracias a su sistema de recarga y eyección de las tapas de sonda, garantiza un uso higiénico y seguro reduciendo los riesgos de contaminación cruzada.

La toma de temperatura se realiza de manera precisa y rápida asegurando un confort óptimo para el paciente como para el médico.

Ergonómico, intuitivo y pensado para un uso intensivo en el entorno médico, es un aliado esencial de hospitales, clínicas y consultorios médicos. Eficiencia diaria para una medición de temperatura fiable y sencilla.



PRECALENTAMIENTO DE LA Sonda A 36°C



BASE DE ALMACENAMIENTO



SISTEMA DE RECARGA DE LAS TAPAS DE Sonda



TIEMPO DE MEDICIÓN: MENOS DE 3 S

30 MEM

MEMORIA DE LAS ÚLTIMAS 30 MEDICIONES CON FECHA Y HORA



LISTO PARA USAR: 2 PILAS AA Y UNA RECARGA DE 20 CUBIERTAS DE Sonda INCLUIDAS



APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 60 S DE INACTIVIDAD



- Tiempo de medición: menos de 3 segundos
- Función de estabilidad del sensor durante la toma de temperatura para una medición fiable a pesar de los movimientos
- Rango de temperatura auricular: 32.0 °C a 43 °C (90 °F a 109.4 °F)
- Alimentación por pilas: 2 AA

TAMBIÉN DISPONIBLE

TEMPO Ear Pro+

- Pulsómetro de 60 S
- Cordón de amarre
- Batería recargable
- Base de recarga



DESIGNACIÓN

REFERENCIA

Termómetro Tempo Ear Pro	THE004
Termómetro Tempo Ear Pro+	THE003
Caja de 800 tapas de sonda para Termómetro Tempo Ear Pro	THE003ACC1
Batería recargable para Termómetro Tempo Ear Pro +	THE003ACC3
Estación de carga para Termómetro Tempo Ear Pro	THE003ACC2

LA CALIDAD SPENGLER

Marcado CE

Directiva europea CEE 93/42: termómetro infrarrojo auricular clase IIa. Los termómetros auriculares de infrarrojos de Spengler cumplen con los requisitos esenciales de seguridad, salud, higiene y protección del medio ambiente.

Garantía Spengler

Garantía Spengler de 2 años para los termómetros auriculares TEMPO Ear Pro de Spengler (en condiciones normales de uso): sustitución gratuita de las piezas que se hayan detectado como defectuosas mediante un cambio estándar (defecto de funcionamiento debido a un defecto de material, fabricación o diseño) por nuestro servicio postventa. Las piezas de desgaste (las baterías no están cubiertas por la garantía). La garantía no cubre los defectos de mantenimiento del usuario.

Servicio post-venta

SPENGLER MEDICAL se encarga del mantenimiento y la reparación de los materiales.



www.spengler.fr

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr