

NOUVEAU



Spengler

TEMPO Ear Pro

Le thermomètre infrarouge auriculaire destiné aux professionnels de santé en cabinet privé, clinique et à l'hôpital, avec la qualité Spengler.



USAGE HOSPITALIER
CLINIC USE

CE 0123

 Spengler

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr



Le Tempo EAR PRO de Spengler est un thermomètre auriculaire dotée de la technologie infrarouge. Grâce à son système de recharge et d'éjection des couvre-sonde, il garantit une utilisation hygiénique et sécurisée réduisant les risques de contamination croisée.

La prise de température se réalise de manière précise et rapide assurant un confort optimal pour le patient comme pour le praticien.

Ergonomique, intuitif et pensé pour un usage intensif en milieu médical, il est un allié essentiel des hôpitaux, cliniques et cabinet médicaux. L'efficacité au quotidien pour une prise de température fiable et simplifiée.



PRÉ-CHAUFFAGE DE LA
SONDE À 36°C



SOCLE DE RANGEMENT



SYSTÈME DE RECHARGE
DES COUVRE-SONDES



TEMPS DE MESURE:
MOINS DE 3 S

30
MEM

MÉMOIRE DES 30
DERNIÈRES MESURES
HORODATÉES



MISE EN VEILLE
APRÈS 60 S D'INACTIVITÉ



PRÊT À L'EMPLOI: 2 PILES AA
ET UNE RECHARGE DE 20
COUVRE-SONDES INCLUS

AUSSI DISPONIBLE

TEMPO Ear Pro +

- Compteur de pouls de 60 S
- Cordon d'attache
- Batterie rechargeable
- Socle de recharge



LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 : thermomètre infrarouge auriculaire classe IIa. Les thermomètres infrarouges auriculaires de Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des thermomètres auriculaires TEMPO Ear Pro de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation): remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (les piles ne sont pas couvertes par la garantie). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

Service après-vente

SPENGLER MEDICAL assure la maintenance et la réparation des matériels.



- Temps de mesure : moins de 3 secondes
- Fonctionnalité de stabilité de la sonde lors de la prise de température pour une mesure fiable malgré des mouvements
- Plage de température auriculaire : 32,0 °C à 43 °C (90°F à 109,4 °F)
- Alimentation par piles : 2 AA

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Thermomètre Tempo Ear Pro	THE004
Thermomètre Tempo Ear Pro +	THE003
Boîte de 800 couvre-sondes pour Thermomètre Tempo Ear Pro	THE003ACC1
Batterie rechargeable pour Thermomètre Tempo Ear Pro +	THE003ACC3
Station de chargement pour Thermomètre Tempo Ear Pro	THE003ACC2



www.spengler.fr

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr