

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518113



08/08/2025 22:31:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518113

**Héritier du tensiometre invente par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus celebre des tensiometres est la synthese du modernisme et de la tradition.**

### Description

#### TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire
- Mechanisme «horlogerie» haute precision

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticite

#### RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal
- Protege manometre en mousse antichoc

#### ELEGANCE ET TRES HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en cuir pleine fleur

#### BRASSARD

- Brassard coton taille s, M ou L (32-42 cm), velcro ou a sangles, rouge, marine ou gris

Livre en trousse nylon.

Adulte (M), coton, velcro, marine : 518012

Adulte (M), coton, velcro, rouge : 518013

Adulte (M), marine, a sangles : 518112

Adulte (M), nylon, velcro, gris : 518011

Adulte (M),rouge a sangles : 518113

Adulte (L), nylon, velcro, gris : 518002

Enfant/petit adulte (S), coton, velcro, motifs : 518022

### Caracteristiques

|                 |               |                    |                               |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| Marquage CE     | CE0459        | Dispositif Medical | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre      | 3700446008871 | Code douanier      | 90189010                      |
| Garantie (mois) | 60            | Pays               | France                        |

06/08/2025 22:31:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

