


BANDELETTES POUR GLUCOMETRES JT 100 SPENGLER



Ref. GLU030

CE
0537



07/08/2025 22:16:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BANDELETTES POUR GLUCOMETRES JT 100 SPENGLER



Ref. GLU030

Les bandelettes de tests du JT100 Spengler

Description

Les bandelettes JT100 sont destinées à tester la glycémie dans une goutte de sang capillaire ou veineux avec le lecteur de glycémie JT100. Elles sont ainsi conçues pour l'analyse du taux de glycémie (sucre) dans le sang total dont le prélèvement est réalisé au bout du doigt, dans la paume de la main ou à l'avant bras.

- Le flacon contient 50 bandelettes.
- Elles sont à utiliser dans les 12 mois après ouverture du flacon. Durée rallongée !

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705938	Code douanier	90183190
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	7	Unite emballee / Poids (kg)	0.035
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	4	Temperature maxi	30
AUTRES CARACTERISTIQUES			

07/08/2025 22:16:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr