

**SOCLE À ROULETTES POUR TABLETTE**

# *Cardiomate* **EVI**

*LE SOCLE À ROULETTES  
PRATIQUE AVEC PANIER*



# SOCLE À ROULETTES POUR TABLETTE

## Cardiomate EVI



FAIT PRINCIPALEMENT  
D'ALLIAGE D'ALUMINIUM  
AVEC PANIER EN ABS  
(260X220X95 MM)



SUPPORTANT UNE CHARGE  
DE 25KG



HAUTEUR: 928 À 1208 MM  
(EXTENSIBLE)



PLATEAU EN ALUMINIUM  
ANODISÉ (459X299X6MM)



SOCLE ROULANT AVEC 4 ROUES  
AVEC FREIN (ROUES MEDICALES  
UNIVERSELLES SILENCIEUSES)

### DÉSIGNATION

Socle à roulettes pour tablette EVI

### RÉFÉRENCE

260055



FP\_SOCLEEVI\_VA\_FR\_20250715 - Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)