

Clinic[®]

LE BRASSARD PNI IMMERGEABLE

LA GAMME DE BRASSARD

Clinic[®]

est destinée
à la **prise
de tension
non invasive**




Les brassards PNI fabriqués dans
notre Manufacture d'Agen

CONFORTABLE POUR LE PATIENT

- La gamme de brassard est adaptée à tout type de patient car proposée en 6 tailles, avec un index pour vérifier la bonne taille
- Les brassards Clinic® simples et robustes sont en TPU, contact particulièrement agréable pour le patient.
- Sans Latex.

FACILE D'ENTRETIEN ET IMMERGEABLE

- Immergeables dans une solution avec utilisation d'un système de fermeture à placer au bout du connecteur (ref : A11313)
- Décontaminables ils se nettoient avec un détergent ou un désinfectant vaporisé ou appliqué avec un chiffon propre. Après 15 minutes d'application , l'essuyage s'effectue à l'aide d'une lingette.



Référence	Désignation	Circonférence en cm		Longueur	Largeur	Couleur du tube
		Min	Max			
BM101S	Brassard PNI Immergeable Clinic® nourrisson (6-12 cm)	6	12	17,5	5,5	gris
BM102S	Brassard PNI Immergeable Clinic® enfant (11-22 cm)	11	22	35	9,5	gris
BM103S	Brassard PNI Immergeable Clinic® petit adulte (16-28 cm)	16	28	46	12,5	gris
BM104S	Brassard PNI Immergeable Clinic® adulte (26-33 cm)	26	33	53	15	gris
BM105S	Brassard PNI Immergeable Clinic® large adulte (33-41 cm)	33	41	63	17,5	gris
CT104S	Cuissard PNI Immergeable Clinic® adulte (39-55 cm)	39	55	83	21,5	gris



Importé et distribué par :
SPENGLER MEDICAL
30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence,
FRANCE

Garantie

Les brassards de la gamme Clinic® sont garantie 12 mois.
Classe médicale I

SPENGLER MEDICAL - 30 rue Jean de Guiramand - 13290 Aix-en-Provence - France
www.gsh-med.fr / Contact : +33(0)4 42.90 31 31 - info@spengler-med.fr