

Soft Cuff®

LE BRASSARD PNI

LA GAMME DE BRASSARD

Soft Cuff®

est destinée
pour la **prise
de tension
non invasive**




Les brassards PNI fabriqués dans
notre Manufacture d'Agen

CONFORTABLE POUR LE PATIENT

- La gamme de brassard est adaptée à tout type de patient car proposée en 6 tailles, avec un index pour vérifier la bonne taille
- Les brassards Soft Cuff® simples et robustes sont en Nylon oxford, une matière au contact agréable.
- Sans Latex.

FACILE D'ENTRETIEN

- Non stérilisables
- Décontaminables ils se nettoient avec un détergent ou un désinfectant vaporisé ou appliqué avec un chiffon propre. Après 15 minutes d'application , l'essuyage s'effectue à l'aide d'une lingette.



Référence	Désignation	Circonférence en cm		Longueur	Largeur	Couleur du tube
		Min	Max			
BT101S	Brassard PNI Soft Cuff® nourrisson (6-12 x 4 cm)	6	12	17,5	5,5	gris
BT102S	Brassard PNI Soft Cuff® enfant (11-22 x 8 cm)	11	22	35	9,5	gris
BT103S	Brassard PNI Soft Cuff® petit adulte (16-28 x 11 cm)	16	28	46	12,5	gris
BT104S	Brassard PNI Soft Cuff® adulte (26-33 x 13 cm)	26	33	53	15	gris
BT105S	Brassard PNI Soft Cuff® large adulte (33-41 x 15 cm)	33	41	63	17,5	gris
CT104S	Cuissard PNI Soft Cuff® adulte (39-55 x 19 cm)	39	55	83	21,5	gris