



# Spengler

## *Lian® Dessillons*

TENSIOMÈTRE

**Spengler poursuit son histoire :  
la production française !**



En fabriquant le Lian® Desillons dans sa Manufacture de Castelculier (Agen),  
**SPENGLER MEDICAL** ancre définitivement son histoire dans la réindustrialisation  
française.



**CE**  
0459



Spengler

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Tél. : +33 (0)4 42 90 31 31  
Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)

# TENSIOMÈTRE

## Lian® Dessillons



### UN DESIGN TRAVAILLÉ : ÉLÉGANT ET ERGONOMIQUE

Le design du corps a été arrondi améliorant la prise en main.  
La molette de décompression en laiton est ergonomique et esthétique.  
La taille de l'écran permet une lecture facilitée.



### SOLIDE ET PRÉCIS

Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et le "verre" incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant.  
Un mécanisme de précision horlogère (fabrication allemande) offrant une précision graduée de 0 à 300mmHg avec + ou - 3mmHg sur toute la plage de mesure.



### QUALITÉ SOIGNÉE

Fabrication française. Mécanisme horloger allemand. Poire allemande.



### DES BRASSARDS ADAPTÉS

Les brassards Soft Cuff® avec poche, très confortables et doux  
Les brassards CLINIC® adaptés aux hôpitaux et collectivités car immergeables pour décontamination.



TENSIOMÈTRES

DÉSIGNATION	BRASSARD SOFT CUFF®	BRASSARD CLINIC®
Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons, Petit adulte	TS50003S	TI50003S
Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons, Adulte	TS50004S	TI50004S
Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons, Adulte large	TS50005S	TI50005S
Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons, Multi brassards	TS53000S	TI53000S

BRASSARDS SEULS

DÉSIGNATION	BRASSARD SOFT CUFF®	BRASSARD CLINIC®
Brassard nourrisson bayonet	BT101S	BM101S
Brassard enfant bayonet	BT102S	BM102S
Brassard petit adulte bayonet	BT103S	BM103S
Brassard adulte bayonet	BT104S	BM104S
Brassard adulte large bayonet	BT105S	BM105S
Brassard cuissard adulte bayonet	CT104S	CM104S

## LA QUALITÉ SPENGLER

### Marquage CE

Les tensiomètres Spengler dont le Lian® Dessillons sont des dispositifs médicaux de classe Im fonction mesurage. Ils sont conformes à la réglementation en vigueur en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique SAV ou contacter le:  
+33(0)4 42 90 31 31

### Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les brassards sont garantis 12 mois. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 90 31 31

Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)