



Spengler

Lian® Dessillons

TENSIÓMETRO

**Spengler prosigue su historia:
la producción francesa!**



Con la fabricación del Lian® Dessillons en su Manufacture de Castelculier (Agen), **SPENGLER MEDICAL** ancla definitivamente su historia en la reindustrialización francesa.



CE
0459



SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

www.spengler.fr

Tel. : +33 (0)4 42 90 31 31
Mail : contact@spengler.fr

TENSIÓMETRO

Lian® Dessillons



UN DISEÑO ELABORADO: ELEGANTE Y ERGONÓMICO

El diseño del cuerpo ha sido redondeado mejorando su agarre. La rueda de descompresión de latón es ergonómica y agradable desde el punto de vista estético. El tamaño de la pantalla facilita su lectura.



SÓLIDO Y PRECISO

Su cuerpo de aluminio, su carcasa de ABS y el "cristal" irrompible de policarbonato lo convierten en un dispositivo muy resistente. Un mecanismo de precisión relojera (fabricación alemana) que ofrece una precisión graduada de 0 a 300mmHg con + o - 3mmHg en todo el rango de medición.



CALIDAD CUIDADA

Fabricación francesa. Mecanismo relojero alemán. Pera alemana.



MANGUITOS ADAPTADOS

Los manguitos Soft Cuff® con bolsillo, muy cómodos y suaves
Los manguitos CLINIC® adecuados para hospitales y colectividades ya que se pueden sumergir para descontaminación.



TENSIÓMETRO	DESIGNACIÓN	MANGUITO SOFT CUFF®	MANGUITO CLINIC®
	Tensiómetro Spengler Lian® Dessillons, Adulto pequeño	TS50003S	TI50003S
	Tensiómetro Spengler Lian® Dessillons, Adulto	TS50004S	TI50004S
	Tensiómetro Spengler Lian® Dessillons, Adulto grande	TS50005S	TI50005S
	Tensiómetro Spengler Lian® Dessillons, Multi manguitos	TS53000S	TI53000S

MANGUITOS SOLOS	DESIGNACIÓN	MANGUITO SOFT CUFF®	MANGUITO CLINIC®
	Manguito para bebés con bayoneta	BT101S	BM101S
	Manguito para niño con bayoneta	BT102S	BM102S
	Manguito adulto pequeño con bayoneta	BT103S	BM103S
	Manguito adulto con bayoneta	BT104S	BM104S
	Manguito adulto grande con bayoneta	BT105S	BM105S
	Muslera adulto con bayoneta	CT104S	CM104S

LA CALIDAD SPENGLER

Marca CE

Los tensiómetros Spengler, incluido el Lian® Dessillons, son dispositivos médicos de clase Im con función de medición. Cumplen con la normativa vigente y responden perfectamente a los requisitos generales de seguridad y rendimiento.

Servicio post-venta

Spengler SAS se encarga del mantenimiento y la reparación de los materiales. Visite el sitio web de Spengler en la sección de servicio o póngase en contacto al:
+33(0)4 42 90 31 31

Garantía Spengler

Garantía Spengler de 3 años (en condiciones normales de uso): reacondicionamiento o sustitución gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas (mal funcionamiento debido a un defecto de material, fabricación o diseño) por nuestro servicio postventa. Los manguitos tienen una garantía de 12 meses. La garantía no cubre los defectos de mantenimiento por parte del usuario.



www.spengler.fr

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 90 31 31

Mail : contact@spengler.fr