

CLINIC®

LE BRASSARD PNI IMMERGEABLE

LA GAMME DE BRASSARD

CLINIC®

est destinée
à la **prise
de tension
non invasive**




Les brassards PNI fabriqués dans
notre Manufacture d'Agen

CONFORTABLE POUR LE PATIENT

- La gamme de brassard est adaptée à tout type de patient car proposée en 6 tailles, avec un index pour vérifier la bonne taille
- Les brassards CLINIC® simples et robustes sont en TPU, contact particulièrement agréable pour le patient.
- Sans Latex.

FACILE D'ENTRETIEN ET IMMERGEABLE

- Immergeables dans une solution avec utilisation d'un système de fermeture à placer au bout du connecteur (ref : A11313)
- Décontaminables ils se nettoient avec un détergent ou un désinfectant vaporisé ou appliqué avec un chiffon propre. Après 15 minutes d'application, l'essuyage s'effectue à l'aide d'une lingette.



Référence	Désignation	Circonférence en cm		Longueur	Largeur	Couleur du tube	Largeur de la poche en cm
		Min	Max				
BM101S	Brassard PNI Immergeable CLINIC® nourrisson (6 x 12 cm)	6	12	17,5	5,5	noir	4
BM102S	Brassard PNI Immergeable CLINIC® enfant (11 x 22 cm)	11	22	35	9,5	noir	8
BM103S	Brassard PNI Immergeable CLINIC® petit adulte (16 x 28 cm)	16	28	46	12,5	noir	11
BM104S	Brassard PNI Immergeable CLINIC® adulte (26 x 33 cm)	26	33	53	15	noir	13
BM105S	Brassard PNI Immergeable CLINIC® large adulte (33 x 41 cm)	33	41	63	17,5	noir	15
CM104S	Cuissard PNI Immergeable CLINIC® adulte (39 x 55 cm)	39	55	83	21,5	noir	19

Garantie

Les brassards de la gamme CLINIC® sont garantie 12 mois.

Classe médicale I

SPENGLER MEDICAL - 30 rue Jean de Guiramaud - 13290 Aix-en-Provence - France
www.gsh-med.fr / Contact : +33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr