

DAS **NEUE**

HANDGELENK-BLUTDRUCKMESSGERÄT



**Spengler, die führende Marke in der
Blutdruckmessung,
präsentiert seine neueste Innovation :**

NEOTENS® NOMAD

Mit seinem ultrakompakten Design und dem digitalen LCD - Display ist das NÉOTENS® NOMAD ein Handgelenk-Blutdruckmessgerät, das Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit vereint. Leicht und praktisch passt es sich perfekt an jede Situation an : im Büro, bei Besuchen oder zu Hause. Die Messung während des Aufpumpens sorgt bei jeder Anwendung für optimalen Komfort. Spengler bietet zusätzlich seine mobile App zur Überwachung von Blutdruckmessungen an : **SPENGLER HTA**.



DESIGNED BY :
ATELIER PATRICK JOUFFRET

CE
0123

KOMPATIBEL MIT **SPENGLER HTA**
& **suivi HTA** VON SFRHTA
(Société Française de Recherche sur l'HTA)



SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

HANDGELENK-BLUTDRUCKMESSGERÄT NEOTENS® NOMAD



MESSUNG WÄHREND DES AUFPUMPENS
KOMFORTABEL UND SCHNELL



ANZEIGE ZUR ERKENNUNG
UNREGELMÄSSIGER HERZSCHLAG



SPEICHER MIT DATUM UND UHRZEIT FÜR
EINE BESSERE NACHVERFOLGUNG DER
MESSUNGEN



2 BENUTZER MIT JE 50 SPEICHERPLÄTZEN



KOMPATIBEL MIT SPENGLER HTA UND SUIVI
HATA (MANUELLE DATENEINGABE UND/
ODER FOTOS)

TECHNISCHE DATEN

Display	Digitales LC Display – Grösse : 32.5 mm x 40.5 mm (1.28" x 1.59")
Messmethode	Oszillometrische Methode mit Messung während des Aufpumpens
Messtelle	Handgelenk
Messbereich	Systolischer Druck : 60mmHg~260mmHg Diastolischer Druck : 40mmHg~200mmHg
	Druck : 0mmHg~299mmHg
	Puls : 30 – 199 Schläge/Minute
Genauigkeit	Blutdruck : ± 3 mmHg Puls : ± 5 %
Messung	Während des Aufpumpens – schnell und komfortabel
Speicher	50 Speicherplätze x 2 Benutzer
Erkennung unregelmäßiger Herzschläge:	Ja
Automatische Abschaltung	Nach 1 Minute Inaktivität
Batteriewarnung	Ja
Stromversorgung	2 Alkali-Batterien, Größe AAA, 1,5 V
Batterielebensdauer	Ca. 300 Messungen
Betriebsumgebung	Temperatur : 5°C ~ 40°C (41°F~104°F) Luftfeuchtigkeit : 5%~93%RH Luftdruck : 700 hPa~1060 hPa
Betriebsumgebung	Temperatur : -25°C ~70°C (-13°F~158°F) Luftdruck : $\leq 93\%$ RH
Gewicht (ohne Batterien)	Ca. 96g
Abmessungen	Ca. 70.9 x 70.9 x 26.5mm (L x B x H)
Schutzklasse	IP22
Manschettyp	Handgelenkumfang 13,5 – 21,5 cm
Medizinische Klassifizierung	Medizinprodukt der Klasse IIa (CE-Kennzeichnung)
Garantie	3 Jahre
Lieferumfang	Handgelenk-Blutdruckmessgerät, 2 AAA-Batterien, Bedienungsanleitung



BEZEICHNUNG

● Elektronisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät NEOTENS® Spengler

REFERENZ

NEO100

SPENGLER QUALITY

CE-Kennzeichnung

Die Spengler-Blutdruckmessgeräte NEOTENS® NOMAD A sind Medizinprodukte der Klasse IIa. Sie entsprechen den geltenden europäischen Vorschriften.

Technischer Support & Wartung

SPENGLER MEDICAL bietet Wartung und Reparatur der Geräte an. Kontakt: +33 4 42 90 31 31 oder über den Reiter SAV auf www.spengler.fr

Spengler garantie

Das NEOTENS® NOMAD hat eine Garantie von 3 Jahren (bei normalem Gebrauch). Batterien sind nicht in der Garantie enthalten. Ebenso wenig sind unsachgemäße Wartung oder Schäden durch den Benutzer abgedeckt.