

EL **NUEVO**

TENSIÓMETRO ELECTRÓNICO



Spengler, la marca líder en monitorización de la presión arterial, presenta su última innovación:

NEOTENS® NOMAD

Con su diseño ultracompacto y pantalla digital LCD, el NEOTENS® NOMAD es un monitor de muñeca que combina facilidad de uso y confiabilidad.

Ligero y práctico, se adapta perfectamente a todas las situaciones: en el consultorio, de visita o en casa. Su medición a la inflación asegura un confort óptimo para cada uso. Spengler también tiene la oportunidad de introducir su aplicación de seguimiento de la presión arterial: **SPENGLER HTA**.



DESIGNED BY :
ATELIER PATRICK JOUFFRET

COMPATIBLE CON SPENGLER HTA
y **suivi** HTA DE LA SFRHTA
(Société Française de Recherche sur l'HTA)



SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® NOMAD



TOMA DE MEDIDAS A LA INFLACIÓN
CÓMODO Y RÁPIDO



INDICADOR DE DETECCIÓN
LATIDO IRREGULAR



MEMORIAS CON FECHA Y HORA PARA UN
MEJOR SEGUIMIENTO DE LAS MEDICIONES



2 MEMORIAS PARA 2 USUARIOS



COMPATIBLE CON SPENGLER HTA Y SUIVI HTA
(ENTRADA DE DATOS MANUAL Y/O FOTOS)

ESPECIFICACIONES

Pantalla	Tamaño de la pantalla digital : 32.5mm x 40.5mm (1.28" X 1.59")	
Método de medición	Método oscilométrico con medición durante el inflado	
Sitio de medición	Muñeca	
Intervalo de medición	Presión sistólica :	60mmhg~260mmhg
	Presión diastólica :	40mmhg~200mmhg
	Presión :	0mmhg~299mmhg
	Pulso :	30 ~ 199 pulsaciones/minuto
Precisión	Precisión de la presión :	± 3 mmHg
	Pulso :	± 5 %
Medición	durante el inflado :	rápido y cómodo
Memoria	50 Memorias x 2 usuarios	
Detección de latidos irregulares	Si	
Apagado automático	Después de 1 minuto sin uso	
Detección de batería baja	Si	
Fuente de alimentación	2 pilas AAA de 1.5V alcalinas	
Duración de la batería	Aprox. 300 mediciones	
Entorno operativo	Temperatura :	5°C ~ 40°C (41°F~104°F)
	Humedad :	5%~93%RH
	Presión atmosférica :	700 hPa~1060 hPa
Entorno de almacenamiento	Temperatura :	-25°C ~70°C (-13°F~158°F)
	Humedad :	≤93% RH
Peso del aparato (sin pilas)	Aprox. 96g	
Dimensiones del aparato	Aprox. 70,9 mm x 70,9 mm x 26,5 mm (L x l x h)	
Grado de protección contra la penetración	IP22	
Tipo de Manguito	Circunferencia de la muñeca 13,5 – 21,5 cm	
Clase Medical	Clase IIa Dispositivo médico (marcado CE)	
Garantía	3 años	
Contenido de la caja	Aparato de control de muñeca, 2 Pilas AAA, un manual.	



DENOMINACIÓN

● Tensiómetro electrónico de presión arterial de muñeca NEOTENS® Spengler

REFERENCIA

NEO100

CALIDAD SPENGLER

Marcado CE

Los tensiómetros Spengler como NEOTENS® NOMAD son dispositivos médicos de clase IIa. Cumplen con la normativa europea vigente.

Centro de asistencia técnica al cliente

SPENGLER MEDICAL ofrece servicios de mantenimiento y reparación de dispositivos. Póngase en contacto con nuestro centro de soporte técnico al cliente en +33 4 42 90 31 31 o haga clic en la pestaña SAV en www.spengler.fr

Garantía Spengler

NEOTENS® tiene una garantía de 3 años (en condiciones normales de uso). Las baterías no están cubiertas por la garantía. La garantía no cubre ni el mantenimiento defectuoso por parte del usuario.