

## BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011C



CE



15/12/2025 19:57:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011C

Les brassards PNI réutilisables du Vitalimate MINI

### Description

Les brassards PNI du Vitalimate MINI sont confortables et existent en toutes les tailles pour tous types de patients.

- Brassard PNI réutilisable adulte (27-35cm) : ref MONI011
- Brassard PNI réutilisable adulte large (34-43cm) : ref MONI011A
- Brassard PNI réutilisable petit adulte (20.5-28cm) : ref MONI011G
- Brassard PNI réutilisable enfant (14-21.5cm) : ref MONI011C
- Brassard PNI réutilisable néonatal (10-15cm) : ref MONI011D
- Cuissard PNI réutilisable adulte (42-54cm) : ref MONI011B

Il existe aussi pour les nourrissons des brassards néonataux jetables.

## BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI011C](#)

### Caractéristiques

| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Code barre      | 6948309002476 | Code douanier      | 9018193090 |
| Garantie (mois) | 6             | Pays               | Chine      |

#### MESURES

|                                |       |                               |      |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc    | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc    | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.08 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.075 |                               |      |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -20 | Température maxi | 55 |
| Humidité mini    | 10  | Humidité maxi    | 93 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES