



SPENGLER MEDICAL

CATALOGUE CATALOG 2026 / 2027

MAISON
De Boissy
Since 1890

DDM
Since 1980

ECM

Holtex

LUXAMED®

Spengler

CA-MI

COMEN

custo-med
Since 1980

Saver One

SunTech

Utermöhlen
Since 1890

CONTACTS

CONTACTS

Pour toute demande n'hésitez pas à contacter :
For any enquiries, please do not hesitate to contact:

export@spengler-med.fr
+33 (0)4 42 90 31 31 / Press 2

Les équipes Support à votre disposition, qui peuvent vous venir en aide :
The Support teams at your disposal, who can help you:

**Centre de Support
Technique Client**
*Customer Technical
Support Center*
www.sav.spengler-med.fr

**Service
Qualité**
*Quality
Department*
qualite@spengler-med.fr

**Service
Marketing**
*Marketing
Department*
marketing@spengler-med.fr

100

Pays / Countries

Le groupe Spengler, à travers Spengler et Luxamed, exporte son savoir-faire français et allemand dans plus de 100 pays sur les 5 continents.


Spengler Group through Spengler and Luxamed exports its French and German know-how in more than 100 countries on the 5 continents.

5

Continents / Continents

Avec une position très forte en Europe, au Maghreb, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient grâce à des partenariats à long terme avec nos distributeurs.

With a very strong position in Europe, Maghreb, Sub-Saharan Africa and the Middle East with long-term partnerships with our distributors.



SOMMAIRE

SUMMARY

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ <i>COMPANY OVERVIEW</i>	4
TENSION ARTÉRIELLE <i>BLOOD PRESSURE</i>	9
CARDIOLOGIE <i>CARDIOLOGY</i>	23
DIAGNOSTIC <i>DIAGNOSIS</i>	39
MAIETTES MÉDICALES <i>MEDICAL BAGS</i>	71
ÉQUIPEMENT HOSPITALIER <i>HOSPITAL EQUIPMENT</i>	79
INSTRUMENTATION DE CHIRURGIE <i>SURGICAL INSTRUMENTS</i>	97
INOX, ALU ET PLASTIQUE <i>STAINLESS STEEL, ALUMINIUM AND PLASTIC</i>	123
MOBILIER MÉDICAL ET HOSPITALIER <i>MEDICAL AND HOSPITAL FURNITURE</i>	129
POIDS ET MESURES <i>MEASURING INSTRUMENTS</i>	147
ÉQUIPEMENT D'URGENCE <i>EMERGENCY EQUIPMENT</i>	151
VOIES RESPIRATOIRES <i>RESPIRATORY TRACT</i>	161
INDEX <i>INDEX</i>	173

Vous avez besoin d'informations complémentaires, d'une fiche technique ou d'un visuel produit ?
Rendez-vous sur spengler-med.fr : vous y retrouverez l'ensemble de nos produits.

*Need additional information, a technical sheet, or a product visual?
Go to spengler-med.fr to find all our products.*



De grands changements sont intervenus au cours de ces deux dernières années au sein de notre Groupe.

En premier lieu, la fusion de nos cinq sociétés françaises (Spengler, Holtex, ECM, Dessillons Dutrillaux) désormais regroupées sous l'entité SPENGLER MEDICAL.

Par ailleurs, nous avons poursuivi notre transformation avec l'intégration LUXAMED GmbH & Co KG, fabricant allemand expert de la lumière dans l'aide au diagnostic médical.

L'absorption de Cardionet par SPENGLER MEDICAL en novembre 2025 vient achever ce cycle de transformation et renforcer le Département Cardiologie de SPENGLER MEDICAL.

Par cette stratégie, le groupe renforce sa réindustrialisation en s'appuyant désormais sur trois sites de production, dont deux en France (La Manufacture à Agen et le site Spengler-ECM près de Limoges) et un en Allemagne à Blaubeuren (Bade-Wurtemberg), et ce, afin de garantir qualité, réactivité et maîtrise industrielle dans la conception et la fabrication des produits. Doté d'une équipe R&D renforcée, SPENGLER MEDICAL se rapproche des utilisateurs et de leurs besoins en termes d'usage pour élaborer les équipements médicaux de demain.

L'offre proposée par SPENGLER MEDICAL s'accompagne de services associés tels que le service après-vente, la maintenance, l'installation et la mise en service des dispositifs.

Enfin, le groupe s'engage concrètement en matière de responsabilité sociétale et environnementale, en adhérant au programme SBTi. Il poursuit de fait son objectif de réduction de 42 % de ses émissions de CO2 (scopes 1 et 2) d'ici 2030, tout en implémentant un plan d'action pour la réduction sur le scope 3.

Major changes have taken place within our Group over the past two years.

Firstly, the merger of our five French companies (Spengler, Holtex, ECM, Dessillons Dutrillaux), now grouped together under the SPENGLER MEDICAL entity.

In addition, we have continued our transformation with the integration of LUXAMED GmbH & Co KG, a German manufacturer specialising in lighting for medical diagnostics.

The acquisition of Cardionet by SPENGLER MEDICAL in November 2025 completes this cycle of transformation and strengthens SPENGLER MEDICAL's Cardiology Department.


Through this strategy, the group is strengthening its reindustrialisation by now relying on three production sites, two of which are in France (La Manufacture in Agen and the Spengler-ECM site near Limoges) and one in Blaubeuren (Baden-Württemberg), Germany, in order to guarantee quality, responsiveness and industrial expertise in the design and manufacture of products. With a strengthened R&D team, SPENGLER MEDICAL is working closely with users and their needs in terms of usage to develop the medical equipment of tomorrow.

SPENGLER MEDICAL's offering is accompanied by related services such as after-sales service, maintenance, installation and commissioning of devices.

Finally, the group is committed to social and environmental responsibility, having joined the SBTi programme. It is pursuing its goal of reducing its CO2 emissions (scopes 1 and 2) by 42% by 2030, while implementing an action plan to reduce scope 3 emissions.

Toutes nos équipes s'emploient à vous assurer un niveau de service performant grâce à :

The whole team is committed to provide you with a high level of service thanks to:

 Une proposition de valeur unique sur le marché avec plus de 6000 références et des marques reconnues <i>An unique value proposition offer on the market with more than 6000 references and strong brands</i>	 Une supply chain efficace avec le regroupement de vos besoins d'approvisionnement <i>An efficient supply chain with the grouping of your supply needs</i>	 Une équipe digitale dédiée à l'accompagnement des clients et à la création de contenu pour les ventes online <i>A digital team dedicated to supporting customers for online sale</i>	 Une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ambitieuse avec une adhésion au «Global Compact des Nations Unies» et le déploiement d'une démarche SBTi (Science Based Target Initiative) <i>An ambitious CSR policy (Corporate Social Responsibility) with membership in the «United Nations Global Compact» and the implementation of a SBTi (Science Based Target) approach</i>
 Un dispositif industriel très intégré avec 3 usines de fabrication permettant de vous assurer des productions «made in France» et «made in Germany» et une équipe de R&D dédiée sur chaque site <i>An integrated manufacturing base with 3 production sites which allows us to claim «made in France» and «made in Germany» with a dedicated R&D team split on all sites</i>	 Des équipes commerciales disponibles couvrant une large partie du globe (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique Latine) et permettant d'exporter dans plus de 100 pays <i>Sales teams available covering a large part of the globe (Europe, Africa, Middle East, Asia, and Latin America) and allowing us to export in more than 100 countries</i>	 Un Centre de support technique Client efficace désormais assuré depuis notre site industriel d'Agen et avec une plateforme web dédiée à la relation client : www.sav.spengler-med.fr <i>An efficient Customer Technical Support Center, from now on located on our production site of Agen, with a dedicated web platform: www.sav.spengler-med.fr</i>	 Un service Qualité et Affaires Réglementaires renforcé pour vous garantir la conformité réglementaire des dispositifs médicaux dans un contexte de transition vers le MDR (2017/745) <i>A Quality and Regulatory Affairs department to guarantee regulatory compliance of medical devices in a context of transition to MDR</i>

TRIPLE EXPERTISE

TRIPLE EXPERTISE

1 FABRICANT MANUFACTURER

Nous sommes en mesure d'offrir à nos partenaires distributeurs une gamme complète de produits sous nos marques, dont nous sommes, pour la plupart, les fabricants.

We are able to offer our distribution partners a complete range of products under our brands, most of which are manufactured by us.



Équipements dédiés à la chirurgie orthopédique et aux services de soins intensifs et réanimation
Medical devices dedicated to orthopedic surgery and ICU



La bagagerie médicale tendance
The trendy medical bags



Systèmes de réchauffement patients pour la néonatalogie et les blocs opératoires
Patient active warming systems for neonatology and operating room



Instrumentation de chirurgie, pesée et mobilier médical
Surgical instruments, weighing equipment and medical furniture



Expert de la lumière dédiée au diagnostic médical
Lighting specialist for medical diagnostics



Marque de référence de l'aide au diagnostic médical
The reference brand in medical diagnosis

2 DISTRIBUTEUR DE MARQUES BRAND DISTRIBUTOR

Grâce à une sélection de marques dont nous assurons la distribution :
Thanks to a selection of brands that we distribute:

COMEN

SUNTECH



DMS-SERVICE



Saver One

3 ENSEMBLIER ENSEMBLIER

Une équipe spécialisée dans l'étude des appels d'offres internationaux qui est en mesure d'apporter une offre clé en main de matériels et dispositifs médicaux pour les projets de construction et d'équipement d'infrastructures médicales (hôpitaux, cliniques, dispensaires...) :

A team dedicated to international tenders that is able to provide a turnkey offer of medical equipment and devices for construction and equipment projects of medical infrastructures (hospitals, clinics, dispensaries...):



Étude des besoins

Needs assessment



Sourcing des produits

Sourcing of products



Conception et rédaction de l'offre sur-mesure

Design and Drafting of the customised offer



Vérification réglementaire et juridique

Legal and regulatory check



Coordination et Supply Chain

Coordination and Supply Chain

FABRICATION

MANUFACTURING

En France, nos sites de Castelculier et Saint-Léonard-de-Noblat, situés dans le Sud-Ouest, assurent la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs médicaux : garrots et brassards DDM, tensiomètres Spengler, manchettes à pression, couvertures chauffantes ECM ainsi que des solutions dédiées à la néonatalogie.

Ces unités industrielles intègrent un ensemble complet de savoir-faire : plasturgie, usinage de précision, électronique, couture, assemblage et contrôle qualité, assurant un haut niveau de fiabilité et une grande réactivité.

À cette excellence française s'ajoute notre site de production à Blaubeuren fort d'un savoir-faire Made in Germany de Luxamed, spécialiste reconnu des instruments de diagnostic lumineux, notamment grâce à son expertise avancée en technologie LED haute performance.

Cette maîtrise de l'éclairage médical renforce notre capacité à proposer des solutions précises, fiables et adaptées aux besoins des professionnels de santé.

L'ensemble est soutenu par une équipe R&D pluridisciplinaire, maîtrisant hardware, software, mécanique et traitement du signal, qui accompagne le développement continu de dispositifs innovants et performants.

In France, our sites in Castelculier and Saint-Léonard-de-Noblat, located in the Southwest, manufacture a wide range of medical devices: DDM tourniquets and cuffs, Spengler sphygmomanometers, pressure sleeves, ECM warming blankets, as well as solutions dedicated to neonatology.

These industrial units bring together a complete set of expertise: plastics, precision machining, electronics, sewing, assembly, and quality control, ensuring a high level of reliability and strong responsiveness.

To this French excellence is added the Made in Germany expertise of Luxamed, a recognized specialist in luminous diagnostic instruments, particularly thanks to its advanced expertise in high-performance LED technology. This mastery of medical lighting strengthens our ability to offer precise, reliable solutions tailored to field needs.

The whole is supported by a multidisciplinary R&D team, proficient in hardware, software, mechanics, and signal processing, which supports the continuous development of innovative and high-performance devices.



LOGISTIQUE

LOGISTICS

Implantée à Aix-en-Provence (France), SPENGLER MEDICAL bénéficie de plus de 3 000 m² de locaux stratégiquement situés entre les ports méditerranéens et plusieurs aéroports internationaux.

Cette position permet d'assurer des coûts maîtrisés et des délais de transport optimisés pour l'ensemble de nos partenaires export.

Nous disposons :

- d'un stock de plus de 6 000 références,
- d'un WMS (Warehouse Management System) performant pour une gestion précise et sécurisée,
- de partenariats solides avec des transitaires spécialisés dans l'international.

Based in Aix-en-Provence (south of France), SPENGLER MEDICAL has more than 3,000 m² of facilities strategically located between Mediterranean ports and several international airports. This location allows us to ensure controlled costs and optimized transport times for all of our export partners.

We have also developed:

- a stock of over 6,000 items,
- an efficient Warehouse Management System (WMS) for precise and secure management,
- strong partnerships with freight forwarders specialized in international shipping.



PROXIMITÉ TERRAIN

LOCAL PRESENCE

Chez SPENGLER MEDICAL, nous plaçons la compréhension des besoins locaux au cœur de notre démarche. Notre équipe commerciale export est présente sur le terrain tout au long de l'année, aux côtés de nos partenaires, distributeurs et professionnels de santé. Nous participons activement aux principaux salons internationaux des zones Europe, Afrique et Moyen Orient, afin d'accompagner les évolutions du marché et de garantir des solutions parfaitement adaptées à chaque environnement médical.

At Spengler Group, we place understanding local needs at the heart of our approach. Our export sales team is present in the field throughout the year, alongside our partners, distributors, and healthcare professionals. We actively participate in the main international trade shows in Europe, Africa and Middel East regions, in order to support market developments and ensure solutions that are perfectly suited to each medical environment.



Arab health / WHX (Dubai)



Medica (Düsseldorf)

Cette proximité renforce notre compréhension des enjeux locaux et nous aide à fournir un soutien technique et commercial fiable et réactif. Grâce à cet engagement, SPENGLER MEDICAL contribue à l'amélioration de la qualité des soins dans de nombreux pays, en mettant l'innovation et la performance au service des professionnels de santé.

This closeness strengthens our understanding of local issues and helps us provide reliable and responsive technical and commercial support. Thanks to this commitment, SPENGLER MEDICAL contributes to improving the quality of care in many countries, putting innovation and performance at the service of healthcare professionals.



MULTIPLES COLLABORATIONS AVEC DES ONG MANY CO-OPERATIONS WITH NGOS

Depuis de nombreuses années nous travaillons avec différentes ONG afin de leur fournir le matériel nécessaire pour faire face aux situations d'urgence.

We have been working for many years with various NGOs to provide them with the necessary equipment to deal with emergency.



SPENGLER MEDICAL EST MEMBRE DE L'ASSOCIATION FRENCH HEALTHCARE

Depuis plusieurs années maintenant, French Healthcare, une initiative public-privé innovante qui rassemble, sous un étendard commun, les acteurs français de la santé.

SPENGLER MEDICAL IS A MEMBER OF THE FRENCH HEALTHCARE ASSOCIATION

For several years now, French Healthcare, an innovative public-private initiative that brings together French health actors under a common banner.



SPENGLER MEDICAL EST MEMBRE DE L'ASSOCIATION MEDTECH IN FRANCE

Le but est de fédérer les entreprises françaises de la medtech autour d'un projet commun : faire émerger des champions français des technologies médicales.

SPENGLER MEDICAL IS A MEMBER OF MEDTECH IN FRANCE

An association dedicated to uniting French medtech companies around a shared mission: to foster the rise of French champions in medical technologies.

QUALITÉ & RÉGLEMENTAIRE

QUALITY & REGULATORY

Notre équipe QARA assure le respect des exigences réglementaires pour l'ensemble de nos gammes de produits :

La société Spengler (Nom commercial SPENGLER MEDICAL) est certifiée ISO 13485:2016 par l'organisme notifié GMED.

Elle fabrique et distribue des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/745.

Une équipe spécialisée, couvrant les aspects système qualité, dossiers techniques, évaluations cliniques, veille réglementaire, assure une maîtrise parfaite de nos obligations et de celles de nos distributeurs et clients.

Dans le cadre du passage au nouveau règlement 2017/745, tout a été mis en oeuvre afin de respecter les exigences de l'article 120 afin que les produits encore sous directive puissent être commercialisés en toute conformité.

Les certificats CE sont disponibles sur demande, auprès de notre équipe commerciale.

Our QARA team ensures compliance with regulatory requirements for all our product ranges:

Spengler (Trade name GSH) is ISO 13485:2016 certified by the notified body GMED.

It manufactures and distributes medical devices that comply with Directive 93/42/EEC and Regulation (EU) 2017/745.

A specialised team covering the aspects of quality systems, technical files, clinical assessments, and regulatory monitoring ensures that we are fully aware of our obligations and those of our distributors and customers.

As part of the transition to the new 2017/745 regulation, every effort has been made to comply with the requirements of Article 120 so products still under the directive can be marketed in full compliance.

CE certificates are available on request. Please contact your sales representative.



ACTUALITÉS

NEWS



SPENGLER MEDICAL lance un nouveau site !

Nous lançons prochainement notre site corporate : une plateforme conçue pour vous faire découvrir l'ensemble de nos savoir-faire et expertises, tout en mettant en avant nos engagements envers l'excellence, l'innovation et la qualité médicale.

Un espace moderne et intuitif, pensé pour faciliter votre navigation et offrir une expérience enrichissante au cœur de l'univers SPENGLER MEDICAL.

Retrouvez nous sur : www.spengler-med.com

SPENGLER MEDICAL launches a new website!

We will soon be launching our corporate website: a platform designed to showcase all of our know-how and expertise, while highlighting our commitment to excellence, innovation, and medical quality. A modern and intuitive space, created to make navigation easy and provide a rewarding experience at the heart of the SPENGLER MEDICAL universe.

Find us at: www.spengler-med.com



TENSION ARTÉRIELLE

BLOOD PRESSURE



TENSIOMÈTRES MÉCANIQUES
ANEROID SPHYGMOMANOMETERS **10**

RÉFÉRENCES BRASSARDS & POIRES
CUFFS & BULBS REFERENCES **18**

TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES
ELECTRONIC BLOOD PRESSURE
MONITORS **19**



TABLEAU D'AIDE AU CHOIX
CHOICE AID CHART

NOUVEAU NEW

	Spengler	Spengler	Spengler	Spengler	Spengler	Spengler
	LIAN DESSILLONS	MOBI	LIAN CLASSIC	LIAN METAL	LIAN NANO	LIAN SCENIC S
	PAGE	PAGE 12	PAGE 13	PAGE 13	PAGE 14	PAGE 14
Type/Model						
Tubulure/Tubing	Simple/Single	Simple/Single	Double/Double	Simple/Single	Simple/Single	Simple/Single
Brassard/Cuff	PU	TPU	Coton Cotton	Coton ou Nylon Cotton or Nylon	Nylon Oxford Oxford Nylon	Nylon
Fermeture/Fastening	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro
Couleurs du brassard Cuff Colors	Gris Grey	Noir, Motifs Black, Patterns	Gris, Marine, Motifs Grey, Navy Blue, Patterns	Gris, Rouge, Motifs Grey, Red, Patterns	Noir, Motifs Black, Patterns	Gris Grey
Brassard Clinic possible contre contamination croisées/ClinicCuff possible against cross-contamination		-	-	-		-
Spécificités Characteristics	Nouveauté New	Connectique Life link® ambidextre Ambidextrous Life link® Connectic	Double tubulure Dual tubing	Ambidextre Ambidextrous	Léger Light weight	Grand écran Large display
Patients/patients						
Garantie (année) Guarantee (year)	3	3	5	3	2	2
Cardiologue Cardiologist					-	-
Généraliste/GP						
Interne/Internist						
Pédiatre/Pediatrician					-	-
Enseignant/Teacher					-	-
Infirmier/Nurse			-	-		
Ambulancier Paramedic			-			
Collectivités/Clinics		-	-	-		

LÉGENDE/LEGEND

Manobrassard/cuff mounted, Manopoire/Handheld, Mobi/Mobi, Grand écran/Large Dial

Adulte/Adult, Enfant/Child, Nourisson/Baby

ou/or Choix adapté/Suitable choice, Choix recommandé/Recommended choice

TABLEAU D'AIDE AU CHOIX
CHOICE AID CHART

Holtex	Holtex	Holtex	Spengler	DDM	Spengler	Spengler	Spengler
EASY 3	MANOSON	EASY 2 URGENCE	MAXI +3	ORION	VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC	VAQUEZ-LAUBRY HÔPITAL	VAQUEZ-LAUBRY NANO
							
PAGE 17	PAGE 14	PAGE 17	PAGE 17	PAGE 17	PAGE 15	PAGE 15	PAGE 16
							
Simple/Single	Simple/Single	Simple/Single	Double/Double	Double/Double	Double/Double	Double/Double	Double/Double
Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Tissu enduit Coated fabric	Coton Cotton	Coton Cotton	Nylon Oxford Oxford Nylon
Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro + sangles Velcro + straps	Velcro + sangles Velcro + straps	Velcro
Noir Black	Noir Black	Noir Black	Noir Black	Gris Grey	Marine, Gris, Rouge Navy Blue, Grey, Red	Marine, Gris Navy Blue, Grey	Noir Black
-	-	-	-	Soft Cuff® (Gris clair) CLINIC® (Jaune) Soft Cuff® (light grey) CLINIC® (Yellow)	-	-	-
Économique Economic	Livré avec stéthoscope With stethoscope	Livré avec 5 brassards (10 à 66 cm) Supplied with 5 cuffs (10 to 66 cm)	Mural ou sur pied à roulettes Wall mounted or stand with wheels	Support de bureau Desk support	-	-	-
							
1	1	1	2	2	5	2	2
-	-	-	-	-	♥♥	♥♥	-
-	-	-	●●	●●	♥♥	-	♥
-	-	-	-	●●	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	♥♥	♥♥	♥♥
●	●	-	-	-	-	-	♥♥
●	●	●●	-	-	-	-	♥♥
-	-	-	●	●●	-	♥♥	♥♥

LÉGENDE/LEGEND

 Manobrassard/cuff mounted,  Manopoire/Handheld,  Mobi/Mobi,  Grand écran/Large Dial

 Adulte/Adult,  Enfant/Child,  Nourisson/Baby

♥ Choix adapté/Suitable choice, ♥♥ ou/or ●● Choix recommandé/Recommended choice



LIAN® DESSILLONS

Le dernier né des tensiomètres Spengler : le Lian Dessillons, qualité française, robuste et précis.

- **Ergonomique** : Le design du corps a été arrondi améliorant la prise en main. Molette de décompression en laiton dispose de crans particulièrement adaptés. La taille de l'écran permet une lecture facilitée.
- **Particulièrement solide** : Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et son verre incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant.
- **Qualité soignée** : Fabrication française. Mécanisme horloger allemand.
- Livré avec un brassard petit adulte ou un brassard adulte ou un brassard adulte large ou avec 3 brassards (petit adulte, adulte, adulte large)
- 6 tailles de brassards vendus seuls sont disponibles !
- **Brassard souples** et confortables en PU

Lian Dessillons is the latest of our Sphygmomanometer collection. Robust and precise, it demonstrates French quality.

- **Ergonomic**: the design of the handheld manometer has been rounded to improve its handling. The brass decompression valve also has convenient detents. The large size of its dial allows an easy legibility.
- **Particularly solid**: French manufacturing. German watchmaking mechanism.
- Sold together with a cuff size small adult or with a cuff size adult or with a cuff size adult large or with 3 cuffs sizes (small adult, adult, adult large)
- 6 cuff sizes are available!
- Comfortable **Soft Cuffs made of PU**

- Réf. A10370S** Lian Dessillons manomètre seul / Stand alone Sphygmomanometer Lian Dessillons
- Réf. TS50003S** Lian Dessillons brassard Soft Cuff petit adulte (16-28cm) / Lian Dessillons Soft Cuff small adult (16-28cm)
- Réf. TS50004S** Lian Dessillons brassard Soft Cuff adulte (26-33cm) / Lian Dessillons Soft Cuff adult (26-33cm)
- Réf. TS50005S** Lian Dessillons brassard Soft Cuff adulte large (33-41cm) / Lian Dessillons Soft Cuff adult large (33-41cm)
- Réf. TS53000S** Lian Dessillons brassard Soft Cuff multi brassards / Lian Dessillons Soft Cuff multi cuffs
- Réf. TI50003S** Lian Dessillons brassard Clinic petit adulte (16-28cm) / Lian Dessillons Clinic cuff small adult (16-28cm)
- Réf. TI50004S** Lian Dessillons brassard Clinic adulte (26-33cm) / Lian Dessillons Clinic cuff adult (26-33cm)
- Réf. TI50005S** Lian Dessillons brassard Clinic adulte large (33-41cm) / Lian Dessillons Clinic cuff adult large (33-41cm)
- Réf. TI53000S** Lian Dessillons brassard Clinic Multi brassards / Lian Dessillons Clinic multi cuffs



NOUVEAU
NEW



Brassards Soft Cuff® en PU Soft Cuffs® made of PU

- Réf. BT101S** Brassard PNI Soft Cuff® Nourrisson (6-12cm) / Soft Cuff® Newborn (6-12cm)
- Réf. BT102S** Brassard PNI Soft Cuff® Enfant (11-22cm) / Soft Cuff® Pediatric (11-22cm)
- Réf. BT103S** Brassard PNI Soft Cuff® Petit adulte (16-28cm) / Soft Cuff® Small adult (16-28cm)
- Réf. BT104S** Brassard PNI Soft Cuff® Adulte (26-33cm) / Soft Cuff® Adult (26-33cm)
- Réf. BT105S** Brassard PNI Soft Cuff® Large adulte (33-41cm) / Soft Cuff® Large adult (33-41cm)
- Réf. CT104S** Cuissard PNI Soft Cuff® Adulte (39-55cm) / Soft Cuff® Thigh adult (39-55cm)

Brassards CLINIC® décontaminables Decontaminable CLINIC® cuffs

- Réf. BM101S** Brassard PNI immergeable CLINIC® Nourrisson (6-12cm) / Immersible NIBP Cuff CLINIC® Newborn (6-12 cm)
- Réf. BM102S** Brassard PNI immergeable CLINIC® Enfant (11-22cm) / Immersible NIBP Cuff CLINIC® Pediatric (11-22cm)
- Réf. BM103S** Brassard PNI immergeable CLINIC® Petit adulte (16-28cm) / Immersible NIBP Cuff CLINIC® Small adult (16-28cm)
- Réf. BM104S** Brassard PNI immergeable CLINIC® Adulte (26-33cm) / Immersible NIBP Cuff CLINIC® Adult (26-33cm)
- Réf. BM105S** Brassard PNI immergeable CLINIC® Large adulte (33-41cm) / Immersible NIBP Cuff CLINIC® Large adult (33-41cm)
- Réf. CM104S** Cuissard PNI immergeable CLINIC® Adulte (39-55cm) / Immersible NIBP Cuff CLINIC® Thigh adult (39-55cm)



Le savoir-faire Spengler fabriqué en France dans notre usine de Castelculier

Spengler know how, manufactured in France in our production site of Castelculier

AGEN (47)



Design et élégant, le tensiomètre Mobi est le tensiomètre Spengler qui rassemble le plus de brevets !

- **La connectique «Life Link®»** avec les connecteurs aimantés de la tubulure permettent un changement de brassard ultra rapide et simple
- **Résistant aux chocs** : ABS et partie arrière en élastomère
- **Ambidextre**
- **Ergonomique** : Poire et molette de décompression particulièrement adaptées à toutes les morphologies de main
- Existe en quatre couleurs : Carbone, Myrtille, Corail et Rose poudré
- Brassard en TPU : très confortable et facile à nettoyer
- Livré avec un brassard M et sa tubulure
- 5 tailles de brassards disponibles

Design and Elegant Mobi sphygmomanometer is the sole Spengler sphygmomanometer gathering that much patents.

- **The «Life Link®» connectic** with its magnetic connectors of the tubing allow to extremely quickly and simply change any cuff
- **Shok resistant**: ABS and elastomer cover on the back part
- **Ambidextrous**
- **Ergonomic**: the bulb and the decompression valve particularly adapted to any hand
- Available in 4 colours: Carbone, Blueberry, Coral and Powdery pink
- TPU made cuff for better comfort and ease of cleaning/disinfecting
- Available with an M size cuff in the box and a life link tube

- Réf. 513702** Mobi® carbone avec brassard adulte (M) / Mobi® Black Carbon with Adult Cuff (M)
Réf. 513700 Mobi® myrtille avec brassard adulte (M) / Mobi® Blueberry with Adult Cuff (M)
Réf. 513701 Mobi® corail avec brassard adulte (M) / Mobi® Coral red with Adult Cuff (M)
Réf. 513703 Mobi® rose poudré avec brassard adulte (M) / Mobi® Powdery pink with Adult Cuff (M)
Réf. 513710 Brassard PNI MOBI motifs petit enfant XS (9-16cm) / Cuff XS (9-16cm) Pattern
Réf. 513711 Brassard PNI MOBI motifs enfant S (15-26cm) / Cuff S (15-26cm) Pattern
Réf. 513712 Brassard PNI MOBI gris adulte M (25-34cm) / Cuff M (25-34 cm) Grey
Réf. 513713 Brassard PNI MOBI gris large adulte L (32-42cm) / Cuff L (32-42cm) Grey
Réf. 513714 Brassard PNI MOBI gris extra large adulte XL (40-55cm) / Cuff XL (40-55 cm) Grey
Réf. 513720 Tubulure LIFE LINK® pour MOBI / LIFE LINK® Tube for Mobi®



SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO



L'unique tensiomètre manopaire de Spengler doté d'une double tubulure lui confère précision et confort d'utilisation

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Boîtier en métal indéformable, protège-manomètre en mousse antichoc
- Fermeture Velcro SPENGLER, brassard Coton
- En option 5 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L) disponibles

The only Spengler handheld sphygmomanometer with dual tubing technology giving it precision and ease of use.

- Dual tubing with rapid couplings for a linear increase pressure
- Non-deformable metal casing, shockproof foam manometer protector
- SPENGLER Velcro fastening and cotton cuff
- 5 sizes of cuff (XXS, XS, S, M, L) available in option

- Réf. 519050** Lian® Classic Multibrassard (L,M,S) - Coton - Gris / Lian® Classic MultiCuff (L, M, S) - Cotton - Grey
Réf. 519001 Lian® Classic Large adulte (L) - Coton - Gris / Lian® Classic Large Adult (L) - Cotton - Grey
Réf. 519011 Lian® Classic Adulte (M) - Coton - Gris / Lian® Classic Large Adult (M) - Cotton - Grey
Réf. 519012 Lian® Classic Adulte (M) - Coton - Marine / Lian® Classic Large Adult (M) - Cotton - Navy
Réf. 519029 Lian® Classic Enfant (S) - Coton - Motifs / Lian® Classic Pediatric (S) - Cotton - Pattern





LIAN® METAL

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

- Grand cadran, cuillère ergonomique et poire rainurée
- Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable
- En option, 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

Ambidextrous model offering great comfort of use thanks to its large dial.

- Large dial, ergonomic spoon and grooved bulb
- Shock resistant, non-deformable metal casing
- 6 sizes of cuff (XXS, XS, S, M, L, XL) available in option

Réf. 521330 Lian® Métal Multibrassard (L,M,S) - Nylon - Gris / Lian® Metal MultiCuff (L, M, S) - Nylon - Grey

Réf. 521310 Lian® Métal Large adulte (L) - Nylon - Gris / Lian® Metal Large Adult (L) - Nylon - Grey

Réf. 521317 Lian® Métal Adulte (M) - Coton - Rouge / Lian® Metal Adult (M) - Cotton - Red

Réf. 521318 Lian® Métal Adulte (M) - Coton - Gris / Lian® Metal Adult (M) - Cotton - Grey

Réf. 521311 Lian® Métal Adulte (M) - Nylon - Gris / Lian® Metal Adult (M) - Nylon - Grey

Réf. 521312 Lian® Métal Enfant (S) - Coton - Motifs / Lian® Metal Pediatric (S) - Cotton - Pattern

Réf. 521316 Lian® Métal Enfant (S) - Nylon - Gris / Lian® Metal Pediatric (S) - Nylon - Grey



LIAN® SCENIC S

Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants, à un prix abordable.

- Léger, cuillère ergonomique, grand cadran
- Boîtier en ABS résistant aux chocs

The ideal pocket-sized sphygmomanometer for nurses and students at an affordable price.

- Lightweight, large dial and ergonomic spoon
- Shock resistant, non-deformable metal casing

Réf. 620341 Lian® Scénic-S Multibrassard (L, M, S) - Nylon - Gris / Lian® Scénic-S MultiCuff (L, M, S) - Nylon - Grey

Réf. 620330 Lian® Scénic-S Large Adulte (L) - Nylon - Gris / Lian® Scénic-S Large Adult (L) - Nylon - Grey

Réf. 620331 Lian® Scénic-S Adulte (M) - Nylon - Gris / Lian® Scénic-S Adult (M) - Nylon - Grey

Réf. 620332 Lian® Scénic-S Enfant/Petit enfant (S) - Nylon - Gris / Lian® Scénic-S Pediatric-Small adult (S) - Nylon - Grey



LIAN® NANO

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

- Boîtier en ABS résistant aux chocs
- En option, 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

Lightweight and robust, the model that combines style and performance.

- Shock resistant, non-deformable metal casing
- 6 sizes of cuff (XXS, XS, S, M, L, XL) and Clinic® version, preventing cross contamination, available in option

Réf. 513260 Lian® Nano bague grise multibrassard nylon noir (S,M,L) Spengler

/ LIAN NANO Grey Ring Multi-Cuff - Nylon Black (S, M, L) - Spengler

Réf. 513200 Lian® Nano Adulte (L) - Nylon - Noir / Lian® Nano Adult (L) - Nylon - Black

Réf. 513210 Lian® Nano Adulte (M) - Nylon - Noir / Lian® Nano Adult (M) - Nylon - Black

Réf. 513220 Lian® Nano Enfant/Petit adulte (S) - Nylon - Noir / Lian® Nano Pediatric/Small adult (S) - Nylon - Black

Réf. 513250 Lian® Nano CLINIC® Large Adulte (L) / Lian® Nano CLINIC® Large Adult (L) / Clinic® Large Adult (L)

Réf. 513252 Lian® Nano CLINIC® Enfant/Petit adulte (S) / Lian® Nano CLINIC® Pediatric/Small adult (S)

Réf. 513270 Lian® Nano CLINIC® Multibrassard (L,M,S) / Lian® Nano CLINIC® Multi-Cuff (L, M, S)

Réf. 513251 Lian® Nano CLINIC® Adulte (M) / Lian® Nano CLINIC® Adult (M)



VAQUEZ-LAUBRY® CLASSIC

BEST-SELLER

Héritier du tensiomètre inventé par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus célèbre des tensiomètres est la synthèse du modernisme et de la tradition.

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision
- Boîtier en métal, résistant aux chocs
- Fermeture Velcro ou à sangles SPENGLER
- Support manomètre en cuir pleine fleur, très haut niveau de finition

At the origin of the sphygmomanometer invented by Henri Vaquez, Charles Laubry and Emile Spengler, the world-famous Spengler sphygmomanometer is the synthesis of the modern and the traditional.

- Double tubing with quick-connect fittings for linear pressure build-up
- High precision «watchmaking» mechanism
- SPENGLER Velcro or strap fastening
- Shock resistant metal casing
- Full grain leather manometer holder, very high-quality finish

Réf. 518002 Vaquez-Laubry® Classic Large Adulte (L) - Velcro - Marine / Vaquez-Laubry® Classic Large Adult (L) - Velcro - Navy

Réf. 518011 Vaquez-Laubry® Classic Adulte (M) - Velcro - Gris / Vaquez-Laubry® Classic Adult (M) - Velcro - Grey

Réf. 518012 Vaquez-Laubry® Classic Adulte (M) - Velcro - Marine / Vaquez-Laubry® Classic Adult (M) - Velcro - Navy

Réf. 518013 Vaquez-Laubry® Classic Adulte (M) - Velcro - Rouge / Vaquez-Laubry® Classic Adult (M) - Velcro - Red

Réf. 518112 Vaquez-Laubry® Classic Adulte (M) - Sangles - Marine / Vaquez-Laubry® Classic Adult (M) - Straps - Navy

Réf. 518113 Vaquez-Laubry® Classic Adulte (M) - Sangles - Rouge / Vaquez-Laubry® Classic Adult (M) - Straps - Red

Réf. 518022 Vaquez-Laubry® Classic Enfant/Petit adulte (S) - Velcro - Gris / Vaquez-Laubry® Classic Pediatric/Small adult (S) - Velcro - Grey



VAQUEZ-LAUBRY® HÔPITAL

BEST-SELLER

Le tensiomètre SPENGLER Vaquez-Laubry le plus populaire en milieu hospitalier pour sa robustesse.

- Manomètre en boîtier métal, indéformable, anti-corrosion et résistant aux chocs.
- Cadran comportant une échelle de mesure dilatée permettant d'augmenter la précision.
- Mécanisme « horlogerie » haute précision, protégé contre les chocs par une structure à deux étages.
- Poche gonflable en double tubulure, faite en caoutchouc de «haute résistance».
- Disponible avec fermeture velcro ou sangles, en 2 couleurs et 3 tailles disponibles.

The most popular SPENGLER Vaquez-Laubry sphygmomanometer in hospitals for its robustness.

- Made of split leather, durable, anti-corrosion and shockproof housing.
- Graduations enlarged scale for better accuracy.
- High precision «watchmaking» mechanism protected from shocks by the double deck housing.
- Bladder in double tube technology, highly resistant latex free.
- Available with strap or Velcro fastener, in 2 colours and 3 sizes.

Réf. 518612 Vaquez-Laubry® Hôpital Adulte (M) - Sangles - Marine / Vaquez-Laubry® Hôpital Adult (M) - Straps - Navy

Réf. 518521 Vaquez-Laubry® Hôpital Enfant/Petit adulte (S) - Velcro - Gris / Vaquez-Laubry® Pediatric/Small adult (S) - Velcro - Black

Réf. 518511 Vaquez-Laubry® Hôpital - Adulte (M) - Velcro - Gris / Vaquez-Laubry® Hôpital Adult (M) - Velcro - Grey



VAQUEZ-LAUBRY® NANO

BEST-SELLER

Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.

- Mécanisme «horlogerie» haute précision
- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Fermeture Velcro Spengler
- Support manomètre en croute de cuir

For healthcare professionals seeking an instrument that does not compromise with regard to either practicality or precision.

- High precision «watchmaking» mechanism
- Large shock resistant ABS dial
- SPENGLER Velcro fastening
- With split leather manometer holder

Réf. 512200 Vaquez-Laubry® Nano Large Adulte (L) - Velcro - Noir / Vaquez-Laubry® Nano Large Adult (L) - Velcro - Black

Réf. 512210 Vaquez-Laubry® Nano Adulte (M) - Velcro - Noir / Vaquez-Laubry® Nano Adult (M) - Velcro - Black

Réf. 512220 Vaquez-Laubry® Nano Enfant/Petit adulte (S) - Velcro - Noir / Vaquez-Laubry® Nano Pediatric/Small adult (S) - Velcro - Black





BEST-SELLER

MANOSON Holtex

- Tensiomètre, brassard adulte, livré avec un **stéthoscope pavillon simple** et une trousse nylon
- Écran ø 6,45 cm
- Manomètre en ABS
- Tubulure simple
- Brassard velcro avec poche, taille adulte, pour bras de 26 à 35 cm
- Poire en PVC avec cuillère 3 positions et **bouton de décompression**

- Sphygmomanometers with adult cuff, delivered with a **simple chestpiece stethoscope** and a nylon kit
- ABS manometer with 6.45 cm diameter dial
- Nylon adult cuff (26 to 35cm) with PVC pocket and single tube
- PVC bulb pump
- 3 position spoon-shaped bulb support with pressure release button

Réf. DH99330 Tensiomètre Manoson, brassard adulte + stéthoscope pavillon simple 2
Manoson Blood Pressure Monitor, Adult Cuff + Single-Head Stethoscope



EASY 3 Holtex

- Brassard sans poche sans latex, en nylon lavable noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Poire intégrée en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Couleur noire
- Livré avec trousse de rangement en nylon

- Latex-free pocketless cuff, made of washable black nylon with velcro closure
- Graduation from 0 to 300 mmHg
- Shock-proof housing
- Integrated black rubber bulb with ergonomic holding spoon
- Black color
- Comes with nylon storage case

Réf. DS99322_N Tensiomètre Easy 3 NOIR, brassard sans poche, adulte / Manoson Blood Pressure Monitor, Adult Cuff + Single-Head Stethoscope

Réf. DS99603_N Tensiomètre Easy 3 NOIR, brassard sans poche, bras forts / Easy 3 Black Blood Pressure Monitor, Pocketless Cuff, Adult

Réf. DS99421_N Tensiomètre Easy 3 NOIR, brassard sans poche, enfant / Easy 3 Black Blood Pressure Monitor, Pocketless Cuff, Pediatric

Réf. DS99521_N Tensiomètre Easy 3 NOIR, brassard sans poche, nourrisson / Easy 3 Black Blood Pressure Monitor, Pocketless Cuff, Infant

Réf. DS99324_N Tensiomètre Easy 3 NOIR Brassards : Adulte, Enfant, Bras Forts / Easy 3 Black Blood Pressure Monitor Cuffs: Adult, Pediatric, Large Adult

Réf. DS99506 Brassard Nourrisson Velcro pr Easy2/3/MANOSON (Ø 13 à 20 cm) / Infant Velcro Cuff for Easy2/3/MANOSON (Ø 13-20 cm)

Réf. DS99406 Brassard Enfant Velcro pour EASY2/3/MANOSON (Ø 18 à 26 cm) / Pediatric Velcro Cuff for EASY2/3/MANOSON (Ø 18-26 cm)

Réf. DS99306 Brassard Adulte Velcro pour EASY2/3/MANOSON (Ø 26 à 35cm) / Adult Velcro Cuff for EASY2/3/MANOSON (Ø 26-35 cm)

Réf. DS99606 Brassard Bras Forts Velcro pr Easy2/3/EXPERT2/MANOSON (Ø 32 à 42 cm) / Large Adult Velcro Cuff for Easy2/3/EXPERT2/MANOSON (Ø 32-42 cm)



EASY 2 URGENCE, 5 BRASSARDS Holtex

- Livré avec 5 brassards en nylon de 10 à 66 cm : nourrisson, enfant, adulte, adulte large, cuisse
- Manomètre grand écran
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm Hg
- Anneau antichoc pour le cadran

- Includes 5 nylon cuffs from 10 to 66 cm: infant, child, adult, large adult, thigh
- Large screen pressure gauge
- Fast and efficient measurement
- Pocketless cuff, made of washable nylon with velcro closure
- Ergonomic bulb with pressure relief valve
- Graduation from 0 to 300 mm Hg
- Shock-resistant ring for the dial

Réf. DS99903 Easy 2 Urgence 5 bras (Adulte, XL, XXL, Enfant, Nourr, 10 à 66 cm)
Easy 2 Emergency - 5 Cuffs (Adult, XL, XXL, Pediatric, Infant, 10-66 cm)



MAXI +3

La technologie SPENGLER dans un tensiomètre doté d'un cadran d'un diamètre de 147mm.

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derrière le cadran
- Au choix : Fixation murale orientable ou avec socle à roulettes
- 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

SPENGLER technology in a sphygmomanometer with a dial diameter of 147mm.

- Dual tubing for a linear inflation
- Ambidextrous
- Suitable for reading at distance
- 2.5 metre spiral tubing
- Ergonomic and large inflation bulb for rapid inflation of the cuff
- 2 options : Adjustable wall-mounted or Stand with wheels
- 3 cuff sizes (S, M, L) available

Ref. 522700 MAXI+3 mural avec brassard adulte (M) Spengler / MAXI+3 Wall-Mounted with Adult Cuff (M) – Spengler

Ref. 522705 MAXI+3 sur socle à roulettes avec brassard adulte (M) Spengler / MAXI+3 Mobile Stand with Adult Cuff (M) – Spengler

Ref. 522707 MAXI+3 mural avec set 3 brassards (S,M,L) Spengler / MAXI+3 Wall-Mounted with 3-Cuff Set (S, M, L) – Spengler

Ref. 522708 MAXI+3 sur socle à roulettes avec set de 3 brassards (S,M,L) Spengler / MAXI+3 Mobile Stand with 3-Cuff Set (S, M, L) – Spengler

Ref. 522725 Socle à roulettes pour maxi+3 Spengler / Mobile Stand for MAXI+3 – Spengler



ORION DDM

Le tensiomètre DDM à cadran géant.

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Très grand écran Ø160mm pour une lecture à distance
- Boîtier ABS et verre incassable
- Mécanisme d'horlogerie allemande
- Livré avec brassard adulte large ou adulte ou enfant ou nourrisson
- Brassards Soft Cuff ou brassards décontaminable EASY CUFF

The DDM sphygmomanometer with a very large dial.

- Dual tubing for a linear inflation
- Very large dial Ø160mm for distant legibility
- ABS housing and shatterproof glass
- German watchmaking mechanism
- Available with large adult or adult or child or newborn cuff sizes
- SOFT cuffs or decontaminable EASY cuff



Ref. TS20102 Tensiomètre ORION avec brassard Soft Cuff* nourrisson / ORION Blood Pressure Monitor Newborn Soft Cuff*

Ref. TS20101 Tensiomètre ORION avec brassard Soft Cuff* enfant / ORION Blood Pressure Monitor Pediatric Soft Cuff*

Ref. TS20125 Tensiomètre ORION avec brassard Soft Cuff* petit adulte / Sphygmomanometer ORION with small adult Soft Cuff*

Ref. TS20100 Tensiomètre ORION avec brassard Soft Cuff* adulte / ORION Blood Pressure Monitor Adult Soft Cuff*

Ref. TS20103 Tensiomètre ORION avec brassard Soft Cuff* adulte large / ORION Blood Pressure Monitor Large Adult Soft Cuff*

Ref. TS20104 Tensiomètre ORION avec brassard Soft Cuff* adulte / Sphygmomanometer ORION with adult lower limb Soft Cuff*

Ref. TE20102 Tensiomètre ORION avec brassard Immergeable CLINIC* nourrisson / ORION Blood Pressure Monitor Newborn Immersible CLINIC*

Ref. TE20101 Tensiomètre ORION avec brassard Immergeable CLINIC* enfant / ORION Blood Pressure Monitor Pediatric Immersible CLINIC*

Ref. TE20103 Tensiomètre ORION avec brassard Immergeable CLINIC* adulte large / ORION Blood Pressure Monitor Large Adult Immersible CLINIC*

Ref. TE20125 Tensiomètre ORION avec brassard Immergeable CLINIC* petit adulte / ORION Blood Pressure Monitor Small Adult Immersible CLINIC*

Ref. TE20100 Tensiomètre ORION avec brassard Immergeable CLINIC* adulte / ORION Blood Pressure Monitor Adult Immersible CLINIC*

Ref. TE20104 Tensiomètre ORION avec brassard Immergeable CLINIC* adulte / Sphygmomanometer ORION with immersible adult lower limb cuff CLINIC*

Brassards Soft Cuff* en PU

Soft Cuffs* made of PU

Ref. BT201S Brassard PNI Soft Cuff* 2 poches nourrisson (6-12cm) / Soft Cuff* Infant NIBP Cuff, 2 Pockets (6-12 cm)

Ref. BT202S Brassard PNI Soft Cuff* 2 poches enfant (11-22cm) / BT202 Soft Cuff* Pediatric NIBP Cuff, 2 Pockets (11-22 cm)

Ref. BT203S Brassard PNI Soft Cuff* 2 poches petit adulte (16-28cm) / BT203 Soft Cuff* Small Adult NIBP Cuff, 2 Pockets (16-28 cm)

Ref. BT204S Brassard PNI Soft Cuff* 2 poches adulte (26-33cm) / BT204 Soft Cuff* Adult NIBP Cuff, 2 Pockets (26-33 cm)

Ref. BT205S Brassard PNI Soft Cuff* 2 poches adulte (33-41cm) / Soft Cuff* Large Adult NIBP Cuff, 2 Pockets (33-41 cm)

Ref. CT204S Cuissard PNI Soft Cuff* 2 poches adulte (39-55cm) / Soft Cuff* Adult Thigh NIBP Cuff, 2 Pockets (39-55 cm)

Brassards CLINIC* décontaminables

Decontaminable CLINIC* cuffs

Ref. BM201S Brassard PNI 2 poches Immergeable CLINIC* nourrisson 2x(6-12cm) / CLINIC* Infant NIBP Cuff, 2 Pockets, Immersible 2x (6-12 cm)

Ref. BM202S Brassard PNI 2 poches Immergeable CLINIC* enfant 2x(11-22cm) / CLINIC* Pediatric NIBP Cuff, 2 Pockets, Immersible 2x (11-22 cm)

Ref. BM203S Brassard PNI 2 poches Immergeable CLINIC* petit adulte 2x(16-28cm) / CLINIC* Small Adult NIBP Cuff, 2 Pockets, Immersible 2x (16-28 cm)

Ref. BM204S Brassard PNI 2 poches Immergeable CLINIC* adulte 2x(26-33cm) / CLINIC* Adult NIBP Cuff, 2 Pockets, Immersible 2x (26-33 cm)

Ref. BM205S Brassard PNI 2 poches Immergeable CLINIC* large adulte 2x(33-41cm) / CLINIC* Large Adult NIBP Cuff, 2 Pockets, Immersible 2x (33-41 cm)

Ref. CM204S Cuissard PNI 2 poches Immergeable CLINIC* adulte 2x(39-55cm) / CLINIC* Adult Thigh NIBP Cuff, 2 Pockets, Immersible 2x (39-55 cm)





BRASSARDS MANOPOIRES LIAN® CUFFS FOR HEAD-HELD LIAN®

POUR LIAN® NM, MÉTAL, NANO, SCENIC S
FOR LIAN® NM, METAL, NANO, SCENIC S

TAILLE SIZE	TYPE TYPE	COULEUR COLOUR	RÉFÉRENCE REFERENCE
Lot 3 brassards (S, XS, XXS) Pack of 3 cuffs (S, XS, XXS)	Coton - Velcro/Cotton - Velcro	Gris/Grey	334150
Lot 4 brassards (XL, L, M, S) Pack of 4 cuffs (XL, L, M, S)	Nylon - Velcro/Nylon - Velcro	Gris/Grey	334125
Extra large Extra large	Nylon - Velcro/Nylon - Velcro	Gris/Grey	334191
Large adulte L Large adult L	Coton - Velcro/Cotton - Velcro	Gris/Grey	336401
		Marine/Navy Blue	336402
		Rouge/Red	336403
		Gris/Grey	334101
Adulte M Adult M	Nylon - Velcro/Nylon - Velcro	Noir/Black	334106
		Marine/Navy Blue	336412
		Rouge/Red	336413
		Gris/Grey	334111
Enfant S Child S	Coton - Velcro/Cotton - Velcro	Noir/Black	334116
		Motifs/Caroon	334129
		Gris/Grey	334121
		Noir/Black	334126
Petit enfant XS Small child XS	Coton - Velcro/Cotton - Velcro	Motifs/Caroon	334139
Nourrisson XXS Neonate XXS	Coton - Velcro/Cotton - Velcro	Motifs/Caroon	334149

POUR LIAN® CLASSIC FOR LIAN® CLASSIC

TAILLE SIZE	TYPE TYPE	COULEUR COLOUR	RÉFÉRENCE REFERENCE
Large adulte L Large adult L	Coton - Velcro Cotton - Velcro	 Gris Grey	332001
Adulte M Adult M		 Gris Grey	332011
		 Marine Navy Blue	332012
Enfant S Child S	Coton - Velcro Cotton - Velcro	 Motifs Cartoon	332029
Petit enfant XS Small child XS			332039
Nourrisson XXS Neonate XXS			332049

BRASSARDS MAXI+3 CUFFS FOR MAXI+3

TAILLE SIZE	TYPE TYPE	COULEUR COLOUR	RÉFÉRENCE REFERENCE
Large adulte L Large adult L	Nylon - Velcro Nylon - Velcro	Gris Grey	522712
Adulte M Adult M			522711
Enfant S Child S			522713

POIRES BULBS

	MOBI MOBI	GRANDS CADRANS LARGE DIALS
		Maxi+3
POIRES ET ROBINETS (lot de 6) BULBS & VALVES (6-PACK)	Poires Classic® noires/robinets Classic® Classic® black bulbs/Classic® valves	-
	Poires Classic® bleues/robinets Classic® Classic® blue bulbs/Classic® valves	-
	Poires standard noires/robinets standard Standard black bulbs/standard valves	513719
POIRES SEULES (lot de 6) BULBS ONLY (6-pack)	Poires Classic® noires Classic® black bulbs	-
	Poires noires Black bulbs	-

TAILLE DES BRASSARDS POUR LIAN® SIZE OF CUFFS FOR LIAN®

Taille Size	Désignation Designation	Brassard Cuff	Poche Bladder	Circonférence du bras Arm circumference
XL	Extra large	22x80 cm	20x38 cm	42 à 52 cm
L	Large adulte	16,5x61 cm	16x32 cm	32 à 42 cm
M	Adulte	14x51 cm	12x27 cm	26 à 34 cm
S	Enfant / Petit adulte	8,5x42 cm	8x23 cm	20 à 28 cm
XS	Petit enfant	8x36 cm	6x18 cm	15 à 22 cm
XXS	Nourrisson	6x29 cm	4x12 cm	10 à 15 cm

BRASSARDS POUR LIAN® DESSILLONS & ORION / CUFFS FOR LIAN® DESSILLONS & ORION

SOFT CUFF® SOFT CUFF®

TAILLE / SIZE	TYPE TYPE	COULEUR COLOUR	RÉF REF
Brassard nourrisson (6-12cm) baïonnette Soft Cuff new born (6-12cm) bayonet	Soft Cuff®	Gris/Grey	BT101S
Brassard enfant (11-22cm) baïonnette Soft Cuff pediatric (11-22cm) bayonet	Soft Cuff®	Gris/Grey	BT102S
Brassard petit adulte (16-28cm) baïonnette Soft Cuff small adult (16-28cm) bayonet	Soft Cuff®	Gris/Grey	BT103S
Brassard adulte (26-33cm) baïonnette Soft Cuff adult (26-33cm) bayonet	Soft Cuff®	Gris/Grey	BT104S
Brassard adulte large (33-41cm) baïonnette Soft Cuff large adult (33-41cm) bayonet	Soft Cuff®	Gris/Grey	BT105S
Cuissard adulte (39-55cm) baïonnette Soft Cuff thigh adult (39-55cm) bayonet	Soft Cuff®	Gris/Grey	CT104S
Connecteur pour brassards Soft Cuff Soft Cuff cuffs connector			A11313

CLINIC® (DÉCONTAMINABLES) CLINIC® IMMERSIBLE

TAILLE / SIZE	TYPE TYPE	COULEUR COLOUR	RÉF REF
Brassard nourrisson (6-12cm) baïonnette Cuff new born (6-12cm) bayonet	CLINIC®	Jaune/Yellow	BM101S
Brassard enfant (11-22cm) baïonnette Cuff pediatric (11-22cm) bayonet	CLINIC®	Jaune/Yellow	BM102S
Brassard petit adulte (16-28cm) baïonnette Cuff small adult (16-28cm) bayonet	CLINIC®	Jaune/Yellow	BM103S
Brassard adulte (26-33cm) baïonnette Cuff adult (26-33cm) bayonet	CLINIC®	Jaune/Yellow	BM104S
Brassard adulte large (33-41cm) baïonnette Cuff large adult (33-41cm) bayonet	CLINIC®	Jaune/Yellow	BM105S
Cuissard adulte (39-55cm) baïonnette Cuff thigh adult (39-55cm) bayonet	CLINIC®	Jaune/Yellow	CM104S

TABLEAUX D'AIDE AU CHOIX
CHOICE AID CHARTS
NOUVEAU
NEW

NEOTENS® BRAS
ARM NEOTENS®


PAGE 20


AUTOTENSIO BRAS
ARM AUTOTENSIO


PAGE 20

Caractéristiques Specifications	Indicateur risque OMS / WHO Risk Indicator	Non / No	Oui / Yes
	Calculs de moyennes / Average Calculations	Non / No	Oui / Yes
	Grand écran / Large Screen	Oui / Yes (50 mm x 50 mm)	Oui / Yes
	Rétro-éclairage / Backlit	Non / No	Non / No
Utilisateurs Users	Particulier à usage occasionnel / Individual for Occasional Use	♥♥	♥♥
	Particulier à usage intensif / Individual for Intensive Use	♥♥	-
	Infirmier / Nurse	♥♥	♥
	Médecin / Doctor	♥♥	♥
	Collectivités / Clinics	♥♥	-

NOUVEAU
NEW

NEOTENS® NOMAD POIGNET
WRIST NEOTENS® NOMAD

 DESIGN BY
 ATELIER PATRICK JOUFFRET


PAGE 21


AUTOTENSIO POIGNET
WRIST AUTOTENSIO


PAGE 21

Caractéristiques Specifications	Indicateur risque OMS / WHO Risk Indicator	Non / No	Oui / Yes
	Calculs de moyennes / Average Calculations	Non / No	Non / No
	Grand écran / Large Screen	Oui / Yes (32.5 mm x 40.5 mm)	Non / No
	Rétro-éclairage / Backlit	Non / No	Non / No
Utilisateurs Users	Particulier à usage occasionnel / Individual for Occasional Use	♥♥	♥♥
	Particulier à usage intensif / Individual for Intensive Use	♥♥	♥
	Infirmier / Nurse	♥	♥
	Médecin / Doctor	♥	-
	Collectivités / Clinics	♥	-

♥ Choix adapté/Suitable choice ♥♥ Choix recommandé/Recommended choice



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® BRAS ELECTRONIC ARM BLOOD PRESSURE MONITOR NEOTENS®



- Prise de mesure à la montée : confortable et rapide
- 2 utilisateurs avec 50 mémoires chacun
- Affichage clair : grand écran LCD très lisible (50 x 50 mm)
- Mémoire horodatée pour un meilleur suivi des mesures
- Brassard L/M (22/42 cm) inclus
- Flexibilité à l'usage : double alimentation, USB-C (en option) ou piles incluses
- Indicateur de fréquence cardiaque irrégulière
- Compatible avec les applications de suivi Spengler HTA et SuiviHTA (via saisie manuelle ou photo)

- Measurement during inflation at ascent: comfortable and quick
- 2 users with 50 memories each
- Clear display: large, highly readable LCD screen (50 x 50 mm)
- Timestamped memory for better measurement tracking
- M/L cuff (22/42 cm) included
- Usage flexibility: dual power supply, USB-C (optional) or batteries included
- Irregular heartbeat indicator
- Compatible with Spengler HTA and SuiviHTA tracking apps (via manual entry or photo)

- Réf. NEO300** Tensiomètre électronique bras Neotens® 300 Spengler
Neotens® 300 Spengler electronic arm blood pressure monitor
- Réf. NEO300A** Tensiomètre électronique bras Neotens® 300 avec adaptateur secteur Spengler
Neotens® 300 Spengler electronic arm blood pressure monitor with AC adapter
- Réf. 527051** Brassard adulte M/L (22-42 cm) pour NEOTENS®
Adult M/L cuff (22-42 cm) for NEOTENS®
- Réf. 527050** Brassard enfant S (16-24 cm) pour NEOTENS®
Child S cuff (16-24 cm) for NEOTENS®
- Réf. 527052** Brassard adulte XL (40-55 cm) pour NEOTENS®
Adult XL cuff (40-55 cm) for NEOTENS®



NOUVEAU
NEW

DESIGN BY
ATELIER PATRICK JOUFFRET

AUTOTENSIO BRAS ARM AUTOTENSIO



- Indicateur de fréquence cardiaque irrégulière
- Echelle OMS d'indicateur de risque
- 3 calculs de moyennes permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales
- Entièrement automatique
- 2 utilisateurs x 60 mémoires horodatées
- Livré avec un brassard taille M/L (22-42 cm), 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur et autres tailles de brassards (S,M,L) disponibles en option
- Irregular heartbeat indicator
- Tricolor WHO risk indicator
- 3 calculations of averages allowing the monitoring of average of morning values
- Entirely automatic
- 2 users x 60 memories with date and time
- Supplied with a cuff size M/L (22-42 cm), 4 LR6 AA batteries and a transport case
- AC adapter and other cuff sizes (S,M,L) available as an option

- Réf. SPG440** Tensiomètre Autotensio® Bras (M) Myrtille Spengler
Autotensio® Arm Blood Pressure Monitor (M) - Blueberry - Spengler
- Réf. SPG440P** Présentoir de 6 Autotensio® Bras (M/L) Myrtille Spengler
Display of 6 Autotensio® Arm (M/L) Blueberry - Spengler
- Réf. SPG445** Tensiomètre Autotensio® Bras Adulte (M/L) Corail Spengler
Autotensio® Arm Blood Pressure Monitor Adult (M/L) - Coral - Spengler
- Réf. SPG445P** Présentoir de 6 Autotensio® Bras (M/L) Corail Spengler
Display of 6 Autotensio® Arm (M/L) Coral - Spengler
- Réf. 527462** Brassard PNI AutoTensio® Gris (S - 16/24cm)
TenSonic® AutoTensio® NIBP Cuff - Grey (S - 16/24 cm)
- Réf. 527464** Brassard PNI AutoTensio® Gris (M/L - 22/42cm)
TenSonic® AutoTensio® NIBP Cuff - Grey (M/L - 22/42 cm)
- Réf. 527465** Brassard PNI AutoTensio® Gris (XL - 32/48cm)
TenSonic® AutoTensio® NIBP Cuff - Grey (XL - 32/48 cm)
- Réf. 527184** Adaptateur secteur pour Autotensio® Bras Spengler
AC Adapter for TenSonic® and Autotensio® Arm - Spengler



Découvrez notre présentoir
de 6 Autotensio bras pour
votre point de vente
Discover our 6 Autotensio arm
display for your point of sale

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® NOMAD - POIGNET ELECTRONIC WRIST BLOOD PRESSURE MONITOR NEOTENS® NOMAD



- Léger et facilement transportable
- Prise de mesure à la montée : confortable et rapide
- Indicateur de fréquence cardiaque irrégulière
- Mémoire horodatée pour un meilleur suivi des mesures
- 2 utilisateurs avec 50 mémoires chacun
- Compatible avec des applications de suivi Spengler HTA et SuiviHTA (FRTHA) (via saisie manuelle ou photo)
- Piles incluses

- *Lightweight and easy to carry*
- *Measurement during inflation at ascent: comfortable and quick*
- *Irregular heartbeat indicator*
- *Timestamped memory for better measurement tracking*
- *2 users with 50 memories each*
- *Compatible with Spengler HTA and SuiviHTA (FRTHA) tracking apps (via manual entry or photo)*
- *Batteries included*

NOUVEAU
NEW

DESIGN BY
ATELIER PATRICK JOUFFRET



Réf. NEO100 Tensiomètre électronique poignet NEOTENS® Spengler - 13,5 x 21,5 cm
NEOTENS® Spengler electronic wrist blood pressure monitor - 13.5 x 21.5 cm



AUTOTENSIO POIGNET WRIST AUTOTENSIO



- Indicateur des risques OMS
- Entièrement automatique
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux
- Circonférence poignet : 13,5 à 21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

- *Who risk indicator*
- *Entirely automatic*
- *120 memories with date and time*
- *Fast and quiet*
- *Wrist circumference : 13,5 to 21 cm*
- *Supplied with 2 LR03 AAA batteries and a storage case*

- Réf. SPG340 Tensiomètre Autotensio® Poignet Adulte (M/L) Myrtille Spengler
Autotensio® Wrist Blood Pressure Monitor Adult (M/L) - Blueberry - Spengler
- Réf. SPG340P Présentoir de 6 Autotensio® Poignet (M/L) Myrtille Spengler
Display of 6 Autotensio® Wrist (M/L) Blueberry - Spengler
- Réf. SPG345 Tensiomètre Autotensio® Poignet Adulte (M/L) Corail Spengler
Autotensio® Wrist Blood Pressure Monitor Adult (M/L) - Coral - Spengler
- Réf. SPG345P Présentoir de 6 Autotensio® Poignet (M/L) Corail Spengler
Display of 6 Autotensio® Wrist (M/L) Coral - Spengler



Découvrez notre présentoir de
6 Autotensio poignet pour
votre point de vente
*Discover our 6 Wrist Autotensio display
for your point of sale*



neotens



LE NOUVEAU TENSIONNÈTRE ÉLECTRONIQUE

Confort, Design & Précision

Compatible avec l'application
Spengler HTA

THE NEW BLOOD PRESSURE MONITOR

Comfort, Design & Precision

Compatible with the app
Spengler HTA

Aussi disponible :
Also available:

neotens nomad



DESIGNED BY :

ATELIER PATRICK JOUFFRET



Spengler

lian® dessillons

Robustesse & Précision

Tensionnètre & Brassard Professionnel

Robust & Precise

Sphygmomanometer & Professional Cuffs

Entre tradition et modernité, ce tensionnètre manuel témoigne de la stratégie de réindustrialisation de l'entreprise. Spengler porte, à travers lui, haut les couleurs du Made in France.

Striking a balance between tradition and modernity, this manual blood pressure monitor reflects the company's reindustrialization strategy. Through it, Spengler proudly showcases the colors of Made in France.



Le nouveau tensionnètre
anéroïde Spengler
fabriqué dans notre
MANUFACTURE à Agen

The new sphygmomanometer
aneroid Spengler
made in France
in our MANUFACTURE (Agen)





CARDIOLOGIE

CARDIOLOGY



LES ECG DE REPOS

RESTING ECG

25

Tablettes

25

Tablets

ECG

26

ECG

PC ECG

27

PC ECG

Système d'électrodes à aspiration

28

Electrodes suction system

HOLTERS TENSIONNELS MAPA

ABPM HOLTERS

29

HOLTERS ECG

ECG HOLTERS

31

L'ÉPREUVE D'EFFORT

STRESS TEST

33

Moniteur de test d'effort

33

Stress Test monitor

ECG d'effort

34

Stress ECG

Système d'électrodes à aspiration

35

Electrodes suction system

Divan d'écho d'effort

35

Table for stress echocardiography

RÉADAPTATION CARDIAQUE

CARDIAC REHABILITATION

36

ECG temps réel

36

Real time ECG

Spengler platform powered by custo med

36

Spengler platform powered by custo med

Ergomètre

37

Ergometer

Tapis de course

38

Treadmill



L'exploration fonctionnelle en cardiologie

Functional Cardiology Exploration



Charles LAUBRY

Emile SPENGLER

Spengler a ancré son histoire dans la cardiologie depuis ses débuts quand Emile Spengler avec ses amis les professeurs Charles Laubry et Henry Vaquez, inventait le premier tensiomètre anéroïde en France. Ils étaient d'ailleurs acteurs du développement des techniques à l'hôpital pour accompagner le seul examen clinique.

Aujourd'hui Spengler Medical propose une offre complète dans les explorations fonctionnelles avec des ECG de repos, d'effort, des holters, des installations complètes de réadaptations cardiaques reliées à une plateforme informatique, Spengler platform powered by custo med, qui permet de tout contrôler et analyser à distance.

SPENGLER MEDICAL prouve une fois de plus que la cardiologie est son ADN et qu'elle continue d'innover !

Spengler's history has been rooted in cardiology since its inception, when Émile Spengler, together with his friends Professors Charles Laubry and Henry Vaquez, invented France's first aneroid sphygmomanometer. They were also key players in developing hospital techniques to complement clinical examinations.

Today, Spengler Medical offers a comprehensive range of functional cardiology solutions, including resting and stress ECGs, Holter monitors, and complete cardiac rehabilitation setups connected to an IT platform: Spengler platform powered by custo med that enables remote monitoring and analysis.

Once again, SPENGLER MEDICAL proves that cardiology is in its DNA and that it continues to innovate!



CARDIOMATE® EVI - TABLETTE ECG

CARDIOMATE® EVI - ECG TABLET



La dernière-née de la gamme CARDIOMATE®. Intuitive et ultra pratique en 7" et 10", la tablette ECG 100% autonome.

Très grande simplicité d'utilisation

- Ecran tactile couleur (7" ou 10")
- Portable : taille compacte et poids léger
- Batterie grande capacité (12 heures) rechargeable sur secteur ou sur socle imprimante et de charge (10")
- Permet d'imprimer l'ECG directement sur une imprimante via réseau ou sur socle imprimante et de charge (10")

Technologie performante

- Grande précision : vitesse d'échantillonnage 32 000Hz
- Analyse et détection du pacemaker
- Acquisition et visualisation des 12 dérivations
- Interprétation automatique de Glasgow
- Saisie des informations patients à l'aide d'un lecteur de code barre ou du clavier (tactile)
- Existe une version en 18 dérivations

The latest of our CARDIOMATE® range. Intuitive and ultra practical in 7" and 10", the 100% autonomous ECG tablet.

Great ease of use

- High resolution colour touch screen
- Easy to carry around. Compact size and light
- 12 hours autonomy battery rechargeable on sector or on printer base (10")
- Allows to directly print the ECG on the net printer(wifi) or on the printer base (10")

Efficient technology

- Sampling rate 32 000Hz
- Automatic detection and marking of the pacemaker
- 12 leads acquisition and visualisation
- Glasgow algorithm interpretation
- Patient information entry with the bar code reader or the screen keyboard
- 18 leads version available

Réf. 260050 CARDIOMATE® EVI 7" tablette ECG SPENGLER

CARDIOMATE EVI 7" tablet ECG Spengler

Réf. 260051 CARDIOMATE® EVI 10" tablette ECG SPENGLER avec socle imprimante

CARDIOMATE EVI 10" tablet ECG Spengler with printer base

Réf. 260052 CARDIOMATE® EVI 10" tablette ECG SPENGLER sans socle imprimante

CARDIOMATE EVI 10" tablet ECG Spengler without printer base

Réf. 260054 CARDIOMATE EVI10" tablette ECG 18 dérivations SPENGLER

CARDIOMATE EVI 10" tablet ECG 18 dérivations SPENGLER



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. 260060 Cable patient pour CARDIOMATE EVI 7 & 10"

Patient cable for CARDIOMATE EVI 7" & 10"

Réf. 260061 Rouleau de papier pour CARDIOMATE EVI 10" (20m x 216mm)

Printer paper for CARDIOMATE EVI 10" (20x216mm)

Réf. 260062 Batterie de remplacement 5000mAh pour CARDIOMATE EVI 7 & 10"

Battery (5500mAh) for CARDIOMATE EVI 7" & 10"

Réf. 260070 Pinces membres pour électrodes ECG, set de 4

4 x Limb clamps CARDIOMATE EVI 7" & 10"

Réf. 260071 Pinces membres pédiatriques pour électrodes ECG, set de 4

4 x pediatric limb clamps CARDIOMATE EVI 7" & 10"

Réf. 260072 Poires précordiales pour électrodes ECG, set de 6

6 x suction chest electrodes CARDIOMATE EVI 7" & 10"

Réf. 260073 Poires précordiales pédiatriques pour électrodes ECG, set de 6

6 x pediatric suction chest electrodes CARDIOMATE EVI 7" & 10"



260061





CARDIOMATE® 3-6-12 CARDIOMATE® 3-6-12

Précis et intuitifs, les ECG SPENGLER Cardiomate 3, 6 et 12 sont des compagnons conçus pour les professionnels en cabinet ou hors cabinet.

- Haute performance : échantillonnage 32 000 Hz, convertisseur 24 bits, visualisation 12 dérivations sur écran
- Complet : interprétation et calcul des intervalles, transfert des ECG sur PC par connexion USB (avec logiciel CARDIOMATE en option)
- Mobile : batterie longue durée, grande mémoire interne et poignée de transport

Precise and intuitive to use, SPENGLER Cardiomate 3, 6 and 12 ECGs are trustworthy companions designed for professional use at the practice or away from it.

- High performance: 32 000 Hz sampling rate, 24-bit converter, 12 derivations are simultaneously displayed on-screen
- Complete: automatic interpretation and interval calculations, ECGs can be transferred and read on a PC via a USB connection (with optional CARDIOMATE software)
- Mobile: long life battery, large internal memory and carry handle

- Réf. 260003** Cardiomate 3^e - Electrocardiographe 3 pistes
Cardiomate 3 - Electrocardiograph 3 channels
- Réf. 260006** Cardiomate 6^e - Electrocardiographe 6 pistes
Cardiomate 6 - Electrocardiograph 6 channels
- Réf. 260012** Cardiomate 12^e - Electrocardiographe 12 pistes
Cardiomate 12 - Electrocardiograph 12 channels



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH THE
VIDEO



Connexion au PC
par simple USB
(software en option)

PC connection via simple
USB connection
(optional software)

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Accessoires / Accessories

- Réf. 260020** Câble patient ECG pour Cardiomate® / ECG patient cable for Cardiomate
- Réf. 260021** 4 pinces membres pour ECG Cardiomate® / 4 limb clamps for ECG Cardiomate
- Réf. 260022** 6 poires précordiales pour ECG Cardiomate® / 6 suction chest electrodes for ECG Cardiomate
- Réf. 260023** 10 adaptateurs pour électrodes ECG à bouton pression / 10 adaptors for ECG electrodes with pressure button
- Réf. 260013** Antenne Wifi en USB / WiFi antenna
- Réf. 260032** Câble de USB-A vers USB-B / USB AVERS USB C Cable
- Réf. 260038** Logiciel Cardiomate (avec clé physique) / PC ECG Software

Rouleaux de papier / Paper roll

- Réf. 260024** Rouleau de papier 80mm x 20m pour ECG Cardiomate3® / Roll of paper 80mm x 20m for ECG Cardiomate 3
- Réf. 260025** Rouleau de papier 110mm x 20m pour ECG Cardiomate6® / Roll of paper 110mm x 20m for ECG Cardiomate 6
- Réf. 260026** Rouleau de papier 210mm x 20m pour ECG Cardiomate12® / Roll of paper 210mm x 20m for ECG Cardiomate 12



260024



260025



260026

CARDIOMATE® PC-ECG

CARDIOMATE® PC-ECG

Disponibles en 2 modèles, avec connectique USB ou Bluetooth, les PC ECG SPENGLER reprennent les performances XXL des ECG classiques.

- Vitesse d'échantillonnage record de 32 000 Hz
- Puissance de traitement accrue pour une analyse optimale
- Visualisation des 12 dérivations simultanément
- Détecteur de pacemaker
- Par USB ou Bluetooth, contrôlez votre ECG à distance et visualisez de manière instantanée l'activité électrique du cœur du patient
- Très léger 130g
- 2 piles AAA

Available in two models, with USB or Bluetooth connection, SPENGLER PC ECGs offer the XXL performance levels of conventional ECGs.

- With a record breaking 32,000 Hz sampling rate
- Enhanced processing power for an optimum analysis
- The 12 derivations are simultaneously displayed on-screen
- Pacemaker detection
- Via USB or Bluetooth, control your ECG remotely and instantly see the electrical activity of your patient's heart
- Very lightweight 130 grams
- Two AAA batteries

Réf. 260040 Cardiometre PC-ECG Bluetooth

Réf. 260039 Cardiometre PC-ECG



260039

260040

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. 260020 Câble patient ECG pour PC-ECG / ECG patient cable for PC-ECG

Réf. 260021 4 pinces membres pour PC-ECG / 4 limb clamps for PC-ECG

Réf. 260022 6 poires précordiales pour PC-ECG / 6 suction chest electrodes for PC-ECG

Réf. 260023 10 adaptateurs pour électrodes ECG à bouton pression / 10 adaptors for ECG electrodes with pressure button

Réf. 260032 Câble de USB-A vers USB-B / USB AVERS USB C Cable

Réf. 260038 Logiciel PC-ECG (avec clé physique) / PC ECG Software

LOGICIEL CARDIOMATE® PC-ECG

CARDIOMATE® PC-ECG SOFTWARE

Le logiciel est disponible :

- Automatiquement avec les PC ECG USB et bluetooth
- En option pour les ECG CARDIOMATE 3, 6 et 12 pistes
- Disponible sur Système Android (tél. ou tablette) sur la version Bluetooth
- Disponible en français et en anglais

The software is available:

- Automatically with PC ECG USB and Bluetooth systems
- Optionally for CARDIOMATE 3, 6 and 12 track ECGs
- Available for Android (phone or tablet) on the Bluetooth version
- Available in French and English

SIMPLE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Visualiser sur l'écran et en temps réel l'ECG sur 12 dérivations
- Lancer et arrêter l'examen depuis votre ordinateur
- Interprétation automatique et calculs d'intervalles
- Personnaliser la durée de l'examen
- Alerte de signalement de dérivations instables ou débranchées
- Personnalisation du rapport avec base de données des pathologies
- Règles ECG numériques intégrées au logiciel

HANDY AND EASY TO USE

- View 12 ECG derivations on-screen in real-time
- Start and stop the examination from your computer
- Automatic interpretation and interval calculations
- Customise examination duration
- Alarm warning of unstable or disconnected derivations
- Customised reports with pathology database
- Digital ECG rules built-into the software

SAUVEGARDE, IMPRESSION ET EXPORT

- Exportable dans de nombreux formats : PDF, JPEG, BMP, FDA-XML
- Sauvegarde des données enregistrées au nom du patient
- Base de données patients pour comparer les ECG actuels et antérieurs
- Imprimer vos rapports sur votre imprimante de bureau

SAVE, PRINT AND EXPORT

- Exportable in numerous formats: PDF, JPEG, BMP, FDAXML
- Saves data recorded in the patient's name
- Patient database for comparing current and former ECGs
- Print out your reports on your office printer



Le logiciel est téléchargeable depuis le site SPENGLER.fr
Une fois téléchargé, le logiciel ne fonctionne que si vous disposez du dongle qui doit être fixé sur un port USB.

The software can be downloaded from the SPENGLER.fr website
Once downloaded, the software only works if you have the dongle that needs to be attached to a USB port.



SYSTÈME D'ÉLECTRODE À ASPIRATION ECG DE REPOS STRÄSSLE DT80 STRÄSSLE DT80 RESTING ECG SUCTION ELECTRODE SYSTEM

Le substitut efficace au câble patient ECG de repos

- Electrodes à aspiration de 6 brins de 1m pour les précordiales et 4 brins à 1.3m pour les périphériques
- Revêtement de contact en alliage argent/chlorure d'argent garantissant des tracés de haute qualité sans interférence
- 4 niveaux de puissance d'aspiration
- Plage de dépression de 60 à 200mbar

The effective alternative to the resting ECG patient cable

- 6-lead suction electrodes, 1m for precordial leads, and 4-lead suction electrodes, 1.3m for peripheral leads
- Contact coating made of silver/silver chloride alloy, ensuring high-quality tracings without interference
- 4 suction power levels
- Vacuum range from 60 to 200 mbar

Réf. CA4000321 Système d'électrodes à aspiration DT80 T (bureau)
Suction electrode system DT80 T (table)

Réf. CA4000503 Système d'électrodes à aspiration DT80 T+ socle à roulettes
Suction electrode system DT80 T+ wheels stand



CUSTO CARDIO 300 ECG DE REPOS DE custo med CUSTO CARDIO 300 THE RESTING PC ECG FROM custo med

Custo med le partenaire de SPENGLER MEDICAL dans la réadaptation cardiaque

Tous les dispositifs médicaux de custo med sont reliés et vendus avec le logiciel **Spengler Platform** powered by custo med et leur module spécifique.
Voir chapitre ECG d'effort p. 34 car custo cardio 300 est aussi un ECG d'effort.

Custo med: SPENGLER MEDICAL's partner in cardiac rehabilitation.

All devices are connected to and sold with the software **Spengler Platform** powered by custo med and their dedicated module.

See Stress ECG chapter p. 34 as custo cardio 300 is also functioning as a stress ECG.



CUSTO CARDIO 400/400ACCU, L'ECG DE REPOS AVEC SYSTEME D'ASPIRATION INTEGRE custo med CUSTO CARDIO 400/400ACCU, THE RESTING ECG WITH INTEGRATED SUCTION SYSTEM FROM custo med

Tous les dispositifs médicaux de custo med sont reliés et vendus avec le logiciel **Spengler Platform** powered by custo med et leur module spécifique.
Voir chapitre ECG d'effort p. 34 car custo cardio 400/400accu est aussi un ECG d'effort.

All devices are connected to and sold with the software **Spengler Platform** powered by custo med and their dedicated module.

See Stress ECG chapter p.34 as custo cardio 400/400accu is also functioning as a stress ECG.



Custo cardio 400



Custo cardio 400accu

HOLTER TENSIONNEL OSCAR 2™ M250 OSCAR 2™ M250 BLOOD PRESSURE HOLTER

La référence de cardiologie en Monitoring Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA)

- Testé cliniquement par la British Hypertension Society
- Léger, compact et silencieux
- Option : technologie SphygmoCor permettant un examen du risque cardiovasculaire
- Accessoires en option : câble, brassards, housse de protection

The cardiology reference in Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)

- Clinically tested by the British Hypertension Society
- Lightweight, compact and quiet
- Option: SphygmoCor technology allowing an examination of cardiovascular risk
- Optional accessories: cable, cuffs, protective cover

- Réf. DSU230220** Oscar 2 M250 + logiciel AccuwinPro V4.0
Oscar 2 M250 + AccuWin Pro V4.0 software
- Réf. DSU230221** Oscar 2 M250 avec SphygmoCor + logiciel AccuwinPro V4.0
Oscar 2 M250 with SphygmoCor inside
+ AccuWin Pro V4.0 software



HOLTER TENSIONNEL BRAVO MINI BRAVO MINI BLOOD PRESSURE HOLTER

- Testé cliniquement par la British Hypertension Society
- Technologie tolérante aux mouvements
- Évite tout risque de surgonflage
- Livré avec 2 brassards (M : 26-34 cm / L : 32-44 cm)
- Clinically tested by the British Hypertension Society
- Motion-tolerant technology
- Reduces re-inflates
- Supplied with 2 cuffs (M : 26-34 cm / L : 32-44 cm)

- Réf. DSU552550** Bravo Mini + logiciel Accuwin 4SE
Bravo Mini + Accuwin 4SE software



BRASSARDS ORBIT™ BRASSARDS ORBIT™

- Un confort hors du commun grâce au brassard ORBIT (sensation de vide)
- Extraordinary comfort thanks to the ORBIT cuff (feeling of emptiness)

- Réf. DSU230811** Brassard ORBIT petit adulte (18-26 cm) pour Oscar2
Cuff ORBIT small adult (18-26 cm) for Oscar 2
- Réf. DSU230812** Brassard ORBIT adulte (26-34 cm) pour Oscar2
Cuff ORBIT adult (26-34 cm) for Oscar 2
- Réf. DSU230817** Brassard ORBIT adulte plus (32-44 cm) pour Oscar2
Cuff ORBIT adult plus (32-44 cm) for Oscar 2
- Réf. DSU230818** Brassard ORBIT adulte large (42-55 cm) pour Oscar2
Cuff ORBIT adult large (42-55 cm) for Oscar 2
- Réf. DSU552551** Brassard ORBIT COMFORT petit adulte (18-26 cm) pour Bravo Mini
Cuff ORBIT COMFORT small adult (18-26) for Bravo Mini
- Réf. DSU552552** Brassard ORBIT COMFORT adulte (26-34 cm) pour Bravo Mini
Cuff ORBIT COMFORT adult (26-34 cm) for Bravo Mini
- Réf. DSU552553** Brassard ORBIT COMFORT adulte plus (32-44 cm) pour Bravo Mini
Cuff ORBIT COMFORT adult plus (32-44 cm) for Bravo Mini
- Réf. DSU552554** Brassard ORBIT COMFORT adulte large (42-55 cm) pour Bravo Mini
Cuff ORBIT COMFORT adult large (42-55 cm) for Bravo Mini
- Réf. DSU552555** Brassard OPD enfant (12-19 cm) pour Bravo Mini (par 5 pcs)
Cuff OPD child (12-19 cm) for Bravo Mini (per 5 pcs)



ACCESSOIRES MAPA SUNTECH MAPA SUNTECH ACCESSORIES

- Réf. DSU552557** Housse de protection pour Bravo Mini / Protective cover for Bravo Mini
- Réf. DSU230920** Housse de protection pour Oscar2 / Protective cover for Oscar 2
- Réf. DSU552527** Bandoulière / Shoulder strap
- Réf. DSU230922** Ceinture / Belt



CUSTO SCREEN 300/310, LE HOLTER TENSIONNEL DE custo med CUSTO SCREEN 300/310, THE custo med ABPM SYSTEM

Le custo screen 300 a été l'un des premiers systèmes de MAPA (Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle) à être validé avec succès selon le protocole strict ESH-IP-2010. Utilisation intuitive et mobile : un usage aisé en cabinet médical et à l'hôpital.

- Démarrage de l'enregistrement (jusqu'à 3 jours) d'un simple clic sur l'appareil
- Système «double tube» de grande qualité pour limiter les artefacts dus aux mouvements
- Mode nuit pour un sommeil paisible
- Rapide transfert des données vers le PC
- Nouveau : connexion BLE (Bluetooth Low Energy)
- Large offre de circonférences de brassards
- Version custo screen 310 avec courbe de pouls, pression artérielle centrale et fonction spot check

The custo screen 300 was one of the first ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) systems to be successfully validated according to the strict ESH-IP-2010 protocol.

Intuitive and mobile use: Easy operation in medical practices and hospitals

- Start recording (for up to 3 days) with a single click on the device
- High quality «double tube» system to minimize motions artefacts
- Night mode for peaceful sleep
- Fast data transfer to the PC
- New: Connection BLE (Bluetooth Low Energy)
- Wide range of upper arm circumferences cuffs
- custo screen 310 version: includes pulse curve, central blood pressure, and spot check function

Ref. CU58300 Set custo screen 300 / Custo screen 300 set

Réf. CU58301 Set custo screen 310 / Custo screen 310 set



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. CU23070 Brassard MAPA custo screen 300 STD (24-32cm)

MAPA cuff custo screen 300 STD (24-32cm)

Réf. CU23071 Brassard MAPA custo screen 300 Small (20-24cm)

MAPA cuff custo screen 300 Small (20-24cm)

Réf. CU23072 Brassard MAPA custo screen 300 XL (32-40cm)

MAPA cuff custo screen 300 XL (32-40cm)

Réf. CU23073 Brassard MAPA custo screen 300 XXL (38-50cm)

MAPA cuff custo screen 300 XXL (38-50cm)

Réf. CU23078 Brassard MAPA custo screen 300 pédiatrique (14-20cm)

MAPA cuff custo screen 300 pédiatrique (14-20cm)

Réf. CU20011 Ceinture MAPA custo screen - standard 127cm - Existe en plusieurs tailles

Belt MAPA custo screen - standard 127cm - Available in different sizes.



A utiliser obligatoirement avec **Spengler Platform powered by custo med** et le module ABPM, vendus séparément.

Contactez-nous pour les multiples accessoires disponibles !

*To be used with **Spengler Platform powered by custo med** and its ABPM module, sold separately.*

Contact us for the multiple accessories available!

HOLTER ECG DMS 300-3A ECG HOLTER DMS 300-3A



Mini Enregistreur Holter ECG de 24h à 7 jours.

- Fréquence d'échantillonnage de 256-4096 Hz / Mémoire flash 512 Mo
- Jusqu'à 7 jours d'enregistrement continu sur 3 voies avec une seule pile AAA
- 3 Voies d'ECG avec nouveau câble patient 4 brins (en option séparément 5 ou 7 brins) à double blindage pour une meilleure qualité de tracé, une plus grande facilité de manipulation, et connectique HDMI pour une meilleure fiabilité
- Livré avec une sacoche de protection avec bandoulière et clip ceinture
- 2 ans de garantie pièces et main d'œuvre (hors accessoires et consommables)

Mini ECG Holter Recorder from 24h to 7 days.

- 256-4096 Hz sampling rate / 512 MB flash memory
- Up to 7 days of continuous 3-channel recording on a single AAA battery
- 3 ECG Channels with new 4 strands double shielded patient cable (5 or 7 strands optional and sold separately) for a better quality, ease of handling, and HDMI connectivity for improved reliability
- Supplied with a protective case with shoulder strap and belt clip
- 2-year parts and labour warranty (excluding accessories and consumables)



S'utilise obligatoirement avec le logiciel CARDIOSCAN.

Nous contacter pour les références des boîtiers ECG, câbles patient, fiche banane et autres accessoires.

To be used with CARDIOSCAN software.

Contact us for the references of ECG, patient cable, banana plug and other accessories.



HOLTER ECG DMS 300-4L ECG HOLTER DMS 300-4L



Holter multi-Paramètres : ECG, Respiration, PM et Position Corporelle - 24-48 HEURES

- Enregistreur ECG 3, 6 et/ou 12 dériviations (par connexion câble 4, 5, 7 ou 10 brins)
- Fréquence d'échantillonnage Holter : lecture à 4 096 Hz, écriture à 128 ou 256 Hz
- Mémoire ≥ 4Go, et écran LCD
- Transfert des Données ECG enregistrées soit par câble USB ou carte SD
- Alimentation par 1 seule pile AAA
- Livré avec câble patient HDMI 4 brins (en option vendus séparément 5, 7 ou 10 brins) et une sacoche (avec bandoulière et clip ceinture) et une carte SD
- Garantie Appareil Numérique de 1 an

Multi-Parameter Holter. ECG, Respiration, PM and Body Position - 24-48 HOURS

- 3, 6 and/or 12 channels (via 4, 5, 7 or 10 cable connection)
- Holter sampling rate: read at 4096 Hz, write at 128 or 256 Hz
- Memory ≥ 4GB, and LCD display
- Transfer of recorded ECG Data either by USB cable or SD card
- Powered by a single AAA battery
- Supplied with 4 HDMI strands patient cable (optional and sold separately 5, 7 or 10 strands), and a carrying case (with shoulder strap and belt clip) and SD card
- 1-year Digital Device Warranty



S'utilise obligatoirement avec le logiciel CARDIOSCAN.

Nous contacter pour les références des boîtiers ECG, câbles patient, fiche banane et autres accessoires.

To be used with CARDIOSCAN software.

Contact us for the references of ECG, patient cable, banana plug and other accessories.



HOLTER ECG ECG HOLTER



Holter ECG incroyablement petit et léger pour un confort inégalé du patient !

Une seule électrode sous forme de patch à placer sur le sternum

- Holter de 24 heures à 14 jours (Autonomie : 336 heures)
- 1, 2 ou 3 canaux ECG
- Poids 25 g
- Dimension : 45 x 50 x 12.5 mm
- Batterie rechargeable
- transfert de données avec port USB
- Etanchéité IP68

ECG Holter incredibly small and light for an unrivaled patient comfort

Only one patch electrode to be placed on the breastbone.

- 24 hours to 14 days Holter (autonomy of 336 hours)
- Weight: 25 g
- Dimension: 45 x 50 x 12.5 mm
- Rechargeable battery
- Data transfer with a USB port
- Waterproof IP68

Réf. CAMP3SL

Réf. CAMP3SLDTS

Réf. CAMPE3SLADULT

Réf. CAMPE3SLTADULT

Réf. CAMPE3SLPLPEDIA

Réf. CAMP3ESLPNNEONATE

Réf. CAMPLW6

Réf. CAMPLW13

Enregistreur Holter ECG myPatch®-sl / myPatch®-sl ECG Holter Recorder

Data Transfer Station / Data Transfer Station

Electrode myPatch® Adulte 2/3 canaux (boîte de 30)

myPatch® Adult 2/3 channel electrode (box of 30)

Electrode myPatch® Adulte Forme en T (boîte de 30)

myPatch® Adult T-Shape Electrode (box of 30)

Electrode myPatch® Adulte Pédiatrique 2 canaux (boîte de 30)

myPatch® Adult Paediatric 2 channel electrode (box of 30)

Electrode myPatch® NEONAT (boîte de 30) / myPatch® NEONAT Electrode (box of 30)

Cable myPatch® 3ème Derivation 15CM / myPatch® 3rd Derivation Cable 15CM

Cable myPatch® 3ème Derivation 33CM / myPatch® 3rd Derivation Cable 33CM



LOGICIEL CARDIOSCAN CARDIOSCAN SOFTWARE

- Les logiciels CardioScan concentrent le meilleur de la technologie au service du diagnostic Holter ECG
- Disponible en différentes versions
- CardioScan software concentrates the best of technology for Holter ECG diagnosis
- Available in different versions.





HOLTER CUSTO GUARD AVEC CUSTO WING DE custo med CUSTO GUARD HOLTER AND CUSTO WING FROM custo med

Le nouveau moniteur tout en un ! facile, sans fil et fiable

- 3 dérivationes
- Très petit et léger : 30gr
- Autonomie de 120 heures avec seulement une batterie
- Détection de pacemaker
- Affichage led de l'état de charge et de la FC
- IP65, idéal pour la désinfection
- Station d'accueil (custo base) avec 1 ou 6 emplacements
- Différents systèmes d'électrodes possibles :
 - Electrodes jetables custo wing
 - Cable ECG guard 3 et câble ECG guard 4
 - Custo belt 3 (ceinture)

The new all-in-one monitor! Easy, wireless, and reliable

- 3-lead ECG
- Ultra-compact and lightweight: 30g
- 120-hour autonomy on a single battery
- Pacemaker detection
- LED display for battery status and heart rate
- IP65, ideal for disinfection
- Docking station (custo base) with 1 or 6 slots
- Compatible with various electrode systems:
 - Disposable custo wing electrodes
 - ECG guard 3 and ECG guard 4 cables
 - Custo belt 3 (belt)

Réf. CU10250 Custo guard holter- set 1 - wing & câble ECG guard 3
Custo guard holter- set 1 - wing & ECG guard 3 cable

Réf. CU10253 Custo guard holter- set 3 - wing & câble ECG guard 4
Custo guard holter- set 3 - wing & ECG guard 4 cable

Réf. CU10254 Custo guard holter- set 2 - wing & belt 3
Custo guard holter- set 2 - wing & belt 3

Réf. CU10126 Set base individuelle pour custo guard holter
Single base for custo guard holter

Réf. CU10125 Multibase (6) pour custo guard holters
Multibase (6) for custo guard holters



À utiliser obligatoirement avec **Spengler Platform powered by custo med**
et le module Holter, vendus séparément

To be used with **Spengler Platform powered by custo med**
and its Holter module, sold separately.



TANGO® M2
TANGO® M2**Moniteur de pression artérielle automatique pour épreuves d'effort cardiaque**

- Pression artérielle (PA) automatisée fiable, pour réduire le risque d'erreurs de transcription
 - Doté de la technologie DKA développée tout spécialement pour l'environnement d'épreuve d'effort cardiaque. Avec des algorithmes propriétaires avancés, SunTech Medical est la seule entreprise existant sur le marché de la mesure de la PA tolérante aux mouvements.
 - 2 Modes de mesure de la pression artérielle : avec ou sans effort
 - Permet d'effectuer plusieurs mesures de la PA automatisées répétées à intervalles brefs
 - Utilise la méthode auscultatoire avec un microphone dans le brassard pour mesurer la tension et voir les bruits de Korotkoff sur l'écran
 - L'appareil a besoin, pour fonctionner, d'un signal ECG afin d'optimiser la mesure de cette tension
- Le Tango M2 est donc proposé avec son système ECG autonome ou connecté directement à l'ECG de l'épreuve d'effort (custo med, DMS, NORAV, GE,...)
- Écran LCD de 7 pouces
 - Port USB pour effectuer des mises à niveau sur place

Automatic blood pressure monitor for cardiac stress tests

- Reliable automated blood pressure (BP), to reduce the risk of transcription errors
- Tango M2 utilizes SunTech Medical proprietary DKA algorithm, which provides exceptional performance in the difficult environment of the stress lab.
- 2 blood pressure measurement modes: with or without effort
- Allows multiple automated blood pressure measurements to be taken at short intervals
- Verified Measurements: See & hear the Korotkoff sounds using the onscreen display and the included headphones
- The cuffs associated with the Tango M2 monitor are equipped with a microphone
- To operate, the device needs an ECG signal to optimise the measurement of the blood pressure
- The Tango M2 is therefore available with its own ECG system or connected directly to the stress test ECG (custo med, DMS, NORAV, GE,...)
- 7" color LCD display
- USB port for field upgrades

Réf. DSU230701 Moniteur Tango® M2 avec ECG (autonome)*Tango M2 Stress Test Monitor with ECG***Réf. DSU230700** Moniteur Tango® M2 sans ECG (à connecter à un ECG d'effort, hors câble de connexion à rajouter selon marque)*Tango M2 Stress Test Monitor without ECG (to use with stress ECG, with the appropriate patient cable according to the brand used)***BRASSARD ORBIT-K POUR MONITEUR TANGO® M2**

Brassards tensiomètres Orbit-K™ spécifiquement conçus pour moniteur Tango™ d'épreuves d'effort SunTech Medical. Ils permettent d'effectuer des mesures de la pression artérielle fiables, répétées, car ils sont maintenus en place pendant toute la durée de l'épreuve d'effort cardiaque et s'avèrent ainsi confortables pour le patient. Ils bénéficient d'une conception qui assure le positionnement du microphone K-Sound le long de l'artère brachiale.

ORBIT-K BLOOD PRESSURE CUFFS FOR TANGO® M2

The Orbit-K Blood Pressure Cuffs are designed specifically for cardiac stress and exercise testing applications. It enables repeated, reliable blood pressure measurements to be taken by maintaining proper placement for the length of the cardiac stress test - all while ensuring patient comfort is of the utmost priority. The Orbit-K Blood Pressure Cuff comes standard with our Tango M2 Stress Test Monitor and even has an added pocket to secure the microphone along the brachial artery.

- Réf. DSU230724** Brassard Orbit-K™ Petit Adulte avec microphone K-Sound - 18-27 cm / Orbit-K™ Small Adult Cuff
Réf. DSU230725 Brassard Orbit-K™ Adulte avec microphone K-Sound - 25-35 cm / Orbit-K™ Adult Cuff
Réf. DSU230726 Brassard Orbit-K™ Adulte Plus avec microphone K-Sound - 27-40 cm / Orbit-K™ Adult Plus Cuff
Réf. DSU230727 Brassard Orbit-K™ Large Adulte avec microphone K-Sound - 32-44 cm / Orbit-K™ Large Adult Cuff
Réf. DSU230720 Brassard Orbit-K™ Petit Adulte 18-27 cm / Orbit-K™ Large Adult Cuff
Réf. DSU230721 Brassard Orbit-K™ Adulte 25-35 cm / Orbit-K™ Large Adult Cuff
Réf. DSU230722 Brassard Orbit-K™ Adulte Plus 27-40 cm / Orbit-K™ Adult Plus Cuff
Réf. DSU230723 Brassard Orbit-K™ Large Adulte 32-44 cm / Orbit-K™ Large Adult Cuff
Réf. DSU230717 Câble patient (air + micro) 4.5m / Patient cable 4.5m
Réf. CA98023500 Microphone pour brassard / Microphone for cuff





CUSTO CARDIO 300, PC ECG D'EFFORT DE custo med CUSTO CARDIO 300, THE STRESS PC ECG FROM custo med

Utilisation intuitive et mobile : manipulation facile en cabinets médicaux et à l'hôpital.

- L'enregistrement démarre d'un simple clic sur l'appareil
- Des indicateurs LED intégrés affichent en temps réel la qualité du signal ECG pour chaque voie, permettant un contrôle et un ajustement rapides des électrodes si nécessaire
- Affiche, analyse et interprète les ECG 12 dérivations
- Compatible avec les systèmes d'aspiration (et les fiches bananes et pinces à électrodes pour l'ECG de repos)
- Conception modulaire : disponible avec connectivité USB ou Bluetooth, avec ou sans batterie rechargeable intégrée

Intuitive and mobile use: easy operation in medical practices and hospitals.

- Recording starts with a single click on the device
- Integrated LED indicators show real-time ECG signal quality for each channel, allowing quick electrode checks and adjustments if needed
- Displays, analyzes, and interprets 12-lead ECGs
- Compatible with suction systems (and with banana plugs and electrode clips for resting ECG)
- Modular design: available with USB or Bluetooth connectivity, with or without a built-in rechargeable battery



Réf. CU12202 Set custo cardio 300 (avec connexion USB)
Custo cardio 300 set (with USB connection)

Réf. CU12204 Set custo cardio 300 BT A (Bluetooth et batterie rechargeable intégrée)
Custo cardio 300 BT A set (with Bluetooth and rechargeable integrated battery)

Réf. CU12206 Set custo cardio 300 BT B (connection Bluetooth et 2 piles AAA)
Custo cardio 300 BT B (with Bluetooth and 2 AAA batteries)

Réf. CU12215 set câble patient pour custo cardio 300 à fiche banane
Patient cable set for custo cardio 300 with banana plug

Réf. CU12216 set câble patient pour custo cardio 300 à clips
Cable patient set for custo cardio 300 with clips



À utiliser obligatoirement avec **Spengler Platform powered by custo med** et les modules Stress ECG et Resting ECG, vendus séparément.

To be used with **Spengler Platform powered by custo med** and its Stress ECG & Resting ECG modules, sold separately.

CUSTO CARDIO 400/400ACCU, L'ECG D'EFFORT AVEC INTÉGRATION D'UN SYSTÈME D'ASPIRATION DE custo med CUSTO CARDIO 400/400ACCU, THE STRESS ECG WITH INTEGRATED SUCTION SYSTEM FROM custo med

Le 2 en 1 : système à aspiration et ECG. Simple hygiénique et indépendant.

La version avec batterie rechargeable (400accu) est auto suffisante et peut être connectée à votre réseau wifi.

- Rapide et facile à nettoyer
- Parfaite capacité d'aspiration en 6 niveaux
- Plus de 100 ECG avec une recharge de batterie
- Différentes électrodes et brins d'aspiration facilement changeables
- Nettoyage facile des brins d'aspiration par soufflage automatique, après chaque examen
- 3 types d'électrodes : standard/hair/petit

2 in 1 : suction system and ECG. Easy, hygienic and independent. The version with rechargeable battery is completely self-sufficient and can be wirelessly integrated into your WiFi network.

- Quick and easy to clean
- Perfect suction capacity in six levels
- More than 100 ECGs with one battery charge
- Electrodes and suction lines can be easily exchanged
- Cleaning of suction lines by automatic blowing after each examination
- Three different types of suction electrodes available: standard | hair | small



Custo cardio 400accu

Réf. CU85130 Custo cardio 400 / Custo cardio 400

Réf. CU85131 Custo cardio 400accu / Custo cardio 400accu



Custo cardio 400

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. CU85027 Électrode « hair » / Electrode « hair »

Réf. CU85064 Electrode standard / Electrode standard

Réf. CU85065 Electrode petite / Electrode small



À utiliser obligatoirement avec **Spengler Platform powered by custo med** et le module Holter, vendus séparément.

To be used with **Spengler Platform powered by custo med** and its Holter module, sold separately.

SYSTÈME D'ÉLECTRODE À ASPIRATION ECG DE D'EFFORT STRÄSSLE DT100 STRÄSSLE DT80 RESTING ECG SUCTION ELECTRODE SYSTEM



Le substitut efficace au câble patient ECG d'effort

- Electrodes à aspiration de 6 brins de 1m pour les précordiales et 4 brins à 1.3m pour les périphériques
- Revêtement de contact en alliage argent/chlorure d'argent garantissant des tracés de haute qualité sans interférence
- 4 niveaux de puissance d'aspiration
- Plaque de dépression de 60 à 260 mbar

The effective alternative to the stress ECG patient cable

- 6-lead suction electrodes, 1m for precordial leads, and 4-lead suction electrodes, 1.3m for peripheral leads
- Contact coating made of silver/silver chloride alloy, ensuring high-quality tracings without interference
- 4 suction power level
- Vacuum range from 60 to 260 mbar

Réf. CA4000359 Système d'électrodes à aspiration DT100 T (bureau)
Suction electrode system DT100 T (table)

Réf. CA4000273 Système d'électrodes à aspiration DT100 T+ socle à roulettes
Suction electrode system DT100 T+ wheels stand



DIVAN D'ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE POLYVALENT KOCH TABLE FOR STRESS ECHOCARDIOGRAPHY KOCH



La polyvalence avérée pour l'écho d'effort adaptative décubitus/verticalisation/DLG ; l'échocardiographie de repos, Stress pharmacologique, echo transoesophagienne, écho-doppler vasculaire....

Pour le professionnel de santé :

- Passage très rapide à position de « repos » et position « d'effort »
- Plateau réglable en hauteur depuis 64cm
- Adaptée aux droitiers et gauchers
- Déclive latéral automatique
- Double télécommande (cardiologue et infirmier)
- Distance de pédalage modulable en cours d'effort

Pour le patient :

- Très confortable grâce à divers calages (fessier, hanche et aisselle) et une assise avec mousse épaisse
- Position Trendelenburg
- Dossier inclinable
- Sangle de maintien
- Double roulettes blocables (TENTE)

Proven versatility for adaptive stress echocardiography (supine/upright/DLG positions); resting echocardiography, pharmacological stress echocardiography, transesophageal echocardiography, vascular Doppler ultrasound...

For healthcare professionals:

- Very quick transition between "rest" and "stress" positions
- Height-adjustable table from 64 cm
- Suitable for both right-handed and left-handed users
- Automatic lateral tilt
- Dual remote control (for cardiologist and nurse)
- Adjustable pedaling distance during exercise

For the patient:

- Highly comfortable thanks to various supports (buttocks, hip, and armpit) and a thick foam seat
- Trendelenburg position
- Adjustable backrest
- Safety strap
- Dual lockable casters (TENTE)

Réf. CAKO002 Ultra Koch exercise ULKE – Lit ergonomique polyvalent
Ultra Koch exercise ULKE – polyvalent ergonomic bed



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. CAKO031 Télécommande ULKE 5 fonctions
Remote 5 functions ULKE

Réf. CAKO110 Réglage électrique ergomètre ULKE
Ergometer electric adjustment ULKE





La réadaptation cardiaque simplifiée de custo med !
Seuls trois éléments sont nécessaires :
• Un ECG en temps réel sur le patient : custo guard
• Un équipement d'entraînement (par ex. tapis ou ergomètre)
• Un système PC avec Spengler rehab le logiciel de réadaptation de Spengler Platform powered by custo med

Simplified cardiac rehabilitation from custo med!
Only three elements are required:
• Real-time ECG monitoring on the patient using custo guard
• Training equipment (e.g., treadmill or ergometer)
• A PC system with Spengler rehab, the rehabilitation software from Spengler Platform powered by custo med

ECG CUSTO GUARD, L'ECG EN TEMPS RÉEL DE custo med CUSTO GUARD REAL TIME ECG FROM custo med



- ECG à 1 et 3 dérivations
- Léger, sans fil, sans électrode, sans fil et sans électrode adhésive
- Autonomie de batterie de plus de 72h, entièrement rechargeable en moins de 2h
- Electrodes réutilisables avec ceinture custo belt et en option un câble patient
- Connexion au PC via l'unité de charge et de communication custo guard base (USB)
- 1 and 3 lead ECG
- Lightweight, wireless, no electrodes, no adhesive electrodes
- More than 72 hours battery life, fully rechargeable in less than 2 hours
- Reusable electrodes with custo belt and optional patient cable
- Connects to PC via the custo guard base charging and communication unit (USB)



- Réf. CU10100** Set custo guard 1 (1 dérivation)
Contient un custo guard 1, une ceinture rouge, une ceinture noire et une extension de ceinture rouge
Custo guard set 1
Contains a custo guard 1, a red belt, a black belt and a belt extender
- Réf. CU10312** Set adaptateur pour custo guard 1
Contient un adaptateur de câbles pour électrodes adhésives, étui pour custo guard et tour de cou pour étui
Adapter set for custo guard 1
Contains a cables adapter for electrodes, a pouch for custo guard 1 and a necklace for the custo guard pouch.
- Réf. CU40020** Adaptateur custo wings pour guard 1
Wings adaptor for guard 1
- Réf. CU10101** Custo belt (noire) pour guard 1
Custo belt (black) for guard 1
- Réf. CU10100** Set custo guard 3 (3 dérivations)
Contient un custo guard 3 une ceinture rouge, une ceinture noire et une extension de ceinture rouge
Custo guard set 3
Contains a custo guard 3 a red belt, a black belt and a belt extender
- Réf. CU10311** Set adaptateur pour custo guard 3
Contient un adaptateur de câbles pour électrodes adhésives, étui pour custo guard et tour de cou pour étui
Adapter set for custo guard 3
Contains a cables adapter for electrodes, a pouch for custo guard and a necklace for the custo guard pouch.
- Réf. CU10121** Cable ECG pour guard 3
ECG cable for guard 3
- Réf. CU10301** Custo belt (rouge) pour guard 3
Custo belt (red) for guard 3




SPENGLER PLATFORM CUSTOMIZED BY custo med SPENGLER PLATFORM CUSTOMIZED BY custo med

Tous les produits custo med sont relié à la plateforme **Spengler Platform powered by custo med**, chaque dispositif utilise un module logiciel spécifique à la famille de produits
Tous les produits custo med sont relié à la plateforme **Spengler Platform powered by custo med**, chaque dispositif utilise un module logiciel spécifique à la famille de produits

- Réf. CU50352** Spengler platform standard version 5x
Spengler platform standard version 5x
- Réf. CU50353** Spengler platform professional version 5x
Spengler platform professional version 5x

Nous contacter pour les modules spécifiques / Contact us for specific modules



CUSTO EC3000E, L'ERGOMÈTRE DE custo med CUSTO EC3000E, custo med ERGOMETER



L'ergomètre Classique pour les tests d'exercice ECG

- Hygiénique et simple à nettoyer
- Réglage du guidon inclinaison 360°
- Ajustement de la selle (ajustement électrique en option)
- Charge du patient jusqu'à 160kg
- Ecran LCD pour les paramètres
- 10 programmes de protocoles de test d'exercice
- Excellente stabilité
- Interface RS-232 et USB
- Dimensions et poids :
L 90 x l42 x h135cm : env. 74.5kg

Classic Ergometer for ECG Exercise Testing

- Hygienic and easy to clean
- Adjustable handlebars height and tilting
- Adjustable seat height (electric adjustment optional)
- Patient weight capacity up to 160 kg
- LCD screen for parameters
- 10 exercise test protocol programs
- Excellent stability
- RS-232 and USB interfaces
- Dimensions and weight:
L 90 x W 42 x H 135 cm; approx. 74.5 kg



Réf. CUI7000

custo ec3000e ergomètre
custo ec3000e ergometer

Réf. CUI7001

Ajustement électrique de la hauteur de selle pour custo ec3000e
Electric adjustment of seat height for custo ec3000e



Nous consulter pour les autres options et accessoires
Consult us for other options and accessories

CUSTO EC5000, LA SÉRIE D'ERGOMÈTRES PREMIUM custo med CUSTO EC5000, THE PREMIUM SERIE OF ERGOMETERS FROM custo med



L'ergomètre premium modulaire, parfaitement adapté à tout type d'utilisateur grâce à sa variété de modèles

- Technologie de mesure haute précision
- Entraînement par courroie silencieux
- Réglage du guidon (hauteur et inclinaison)
- Ajustement de la selle par palier pour une taille entre 120 et 210cm (électrique et vérin à gaz en option)
- Charge du patient jusqu'à 160kg
- Ecran LCD pour les paramètres (tactile pour modèle Touch)
- Option de mesure PNI automatique et SpO2
- 10 programmes de protocoles de test d'exercice (modèles Plus et Touch)
- Interface RS-232 et USB
- Dimensions et poids :
L 106 x l54 x h125cm : env. 66kg

The modular premium ergometer, perfectly suited to all types of users thanks to its variety of models

- High-precision measurement technology
- Silent belt drive training
- Handlebar adjustment (height and tilt)
- tep-adjustable saddle for user heights between 120 and 210 cm (electric and gaz pressure optional adjustments)
- Patient weight capacity up to 160 kg
- LCD screen for parameters (touchscreen for Touch model)
- Optional automatic blood pressure and SpO2 measurements
- 10 exercise test protocol programs (Plus and Touch models)
- RS-232 and USB interfaces
- Dimensions and weight:
L 106 x W 54 x H 125 cm; approx. 66 kg



Réf. CUI7020 custo ec5000 smart ergomètre / Ergometer

Réf. CUI7021 custo ec5000 plus ergomètre / Ergometer

Réf. CUI7022 custo ec5000 touch ergomètre / Ergometer

Réf. CUI7023 Ajustement de la selle à gaz pour custo ec5000 / Seat height adjustment with gaz pressure for ec5000

Réf. CUI7024 Ajustement électrique de la selle pour custo ec5000 / Electric seat height adjustment for ec5000

Réf. CUI7035 Mesure automatique de la PNI custo ec5000 / Automatic BP measurement for ec5000

Réf. CUI7026 Mesure de la SpO2 pour custo ec5000 / SpO2 measurement for ec5000



Nous consulter pour les autres options et accessoires
/ Consult us for other options and accessories

ERGOMÈTRE SEMI ALLONGÉ ERGOSELECT 600 DE ERGOLINE ERGOSELECT 600 RECUMBENT ERGOMETER FROM ERGOLINE



L'ergomètre pour les patients spécifiques, les patients âgés, les patients handicapés ou les patients en surpoids

- Charge patient jusqu'à 300kg
- Poignées de support
- Réglage du dossier en 3 points
- Chaussures spéciales pour pédales
- Excellente stabilité
- Protocoles d'exercice programmable par l'utilisateur
- Nombreuses options

The ergometer for specific patients: elderly or disable patients including obese patients

- Patient weight up to 300kg
- Stable support handles
- 3-point backrest adjustment
- Special pedal shoes
- Excellent stability
- User-programmable exercise test protocols
- Wide range of expansion options





LE TAPIS DE COURSE POUR LA RÉÉDUCATION CARDIAQUE 870A DE SPENGLER *SPENGLER TREADMILLS FOR CARDIAC REHABILITATION 870A*

- Confort supérieur : bande de course triple couche pour une absorption maximale d'énergie
 - Sécurité : revêtement anti dérapant et barres de stabilité
 - Structure renforcée pour une utilisation intensive et une longévité exceptionnelle
 - Dimensions : L 205 x 180 x H112cm
 - Surface de course 50 x 150cm
 - Charge maximale patient : 200kg
 - Poids : 165kg
 - Plage de vitesse 0-20km/h
 - Plage d'inclinaison : 0-25%
- En option : barres de maintien, écrans tactiles de différentes tailles, supports patients avec harnais, cordon de sécurité... nous contacter

- Superior comfort: triple-layer running belt for maximum energy absorption
- Safety: anti-slip coating and stability bars
- Reinforced structure for intensive use and exceptional longevity
- Dimensions: L 205 x W 80 x H 112 cm
- Running surface: 50 x 150 cm
- Maximum patient weight: 200 kg
- Weight: 165 kg
- Speed range: 0-20 km/h
- Tilt range: 0-25%

Optional accessories: handrails, touchscreens of various sizes, patient supports with harness, safety cord... please contact us for details

Réf. CARAM870A Tapis de rééducation cardiaque RAM 870A
Treadmill for cardiac rehabilitation RAM 870A





DIAGNOSTIC DIAGNOSIS

STÉTHOSCOPIES
STETHOSCOPES 40

THERMOMÈTRES
THERMOMETERS 49

OXYMÈTRES DE POULS
PULSE OXIMETERS 54

DÉBITMÈTRE DE POINTE
PEAK FLOWMETER 56

MONITEURS ET STATIONS
MONITORS AND
DIAGNOSIS STATIONS 58

DOPPLERS FŒTAUX
FETAL DOPPLERS 60

BILIRUBINOMÈTRE
TRANSCUTANEOUS
JAUNDICE DETECTOR 60

GLUCOMÈTRE
GLUCOMETER 61

LAMPE STYLO
PENLIGHT 62

MIROIR FRONTAL
FRONT MIRROR 62

OTOSCOPIES
OTOSCOPES 63

DERMATOSCOPIES
DERMATOSCOPIES 65

OPHTALMOSCOPIES
OPHTALMOSCOPIES 66

STATION MURALE
WALL-MOUNTED STATION 67

LAMPES D'EXAMEN
EXAMINATION LIGHT 68

LARYNGOSCOPIES
LARYNGOSCOPIES 69



POUR MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE
FOR GENERAL AND SPECIALIZED MEDICINE



CARDIO PRESTIGE II®

Double pavillon
Double chestpiece



PAGE 44

MAGISTER SONUS

Double pavillon
Double chestpiece



PAGE 44

Caractéristiques / Specifications	Pavillon / Chestpiece	D	D
	Diam. (mm)	47,3 / 37,5	32 / 34,8
	Tubulure / Tubing	D	S
	Patients / Patients		
	Matériau pavillon / Chest piece material	Acier inoxydable / Stainless steel	Acier inoxydable / Stainless steel
	Garantie (année) / Guarantee (year)	7	3
Utilisateurs / Users	Cardiologue / Cardiologist		
	Généraliste / GP		
	Pneumologue / Pneumologist		
	Anesthésiste / Anesthesiologist		
	Interne / Internist		
	Pédiatre / Pediatrician		
	Infirmier / Nurse		
	Kinésithérapeute / Physiotherapist		

LÉGENDE / LEGEND

S : Simple / Single, D : Double / Double, Adulte / Adult, Enfant / Child, Choix adapté / Suitable choice, Choix recommandé / Recommended choice

Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet spengler-med.fr / Find spare parts on our website gsh-med.fr

POUR MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE
FOR GENERAL AND SPECIALIZED MEDICINE

MAGISTER II	MAGISTER	MAGISTER PÉDIATRIQUE PEDIATRIC	MAGISTER NEONATAL NEONAT	LAUBRY
  PAGE 45	  PAGE 45	  PAGE 45	  PAGE 46	  PAGE 46
D	D	D	D	S
45,3 / 34,4	44,3 / 33,3	34,8 / 27	28/16	49
S	S	S	S	S Jaune / Yellow
				
Acier inoxydable / Stainless steel	Acier inoxydable / Stainless steel			Alliage performance Zamak / Zamak performance alloy
5	5	5		5
				
				
				
				
				
				
				
				

LÉGENDE/LEGEND S : Simple/Single, D : Double/Double,  Adulte/Adult,  Enfant/Child,  Nourisson/Newborn,  Choix adapté/Suitable choice,  Choix recommandé/Recommended choice

Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet spengler-med.fr / Find spare parts on our website gsh-med.fr



POUR INFIRMIERS(ÈRES)
FOR NURSES



	PULSE II®			DUAL PULSE	PULSE
	Single <i>Single</i>	Double <i>Double</i>	Simple pavillon pédiatrique <i>Single pediatric chestpiece</i>		
					
					
	PAGE 46	PAGE 47	PAGE 47	PAGE 47	PAGE 47
Caractéristiques / Specifications	Pavillon / Chestpiece	S	D	S	D
	Diam. (mm)	44,2	42,2/27,6	34,5	44,5/31,1
	Tubulure / Tubing	S	S	S	S
	Patients / Patients				
	Matériau pavillon <i>Chest piece material</i>	Aluminium			Aluminium
Utilisateurs / Users	Garantie (année) <i>Guarantee (year)</i>	3	3	3	3
	Cardiologue <i>Cardiologist</i>				
	Généraliste / GP				
	Pneumologue <i>Pneumologist</i>				
	Anesthésiste / Anesthesiologist				
	Interne / Internist				
	Pédiatre / Pediatrician				
	Infirmier / Nurse				
	Kinésithérapeute <i>Physiotherapist</i>				

LÉGENDE / LEGEND

S : Simple/Single, D : Double/Double,  Adulte/Adult,  Enfant/Child,  Choix adapté/Suitable choice,  Choix recommandé/Recommended choice

Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.fr / Find spare parts on our website gsh-med.fr

POUR INFIRMIERS(ÈRES)
FOR NURSES

Spengler

Holtex

DDM

STETHOCOLOR	RAPPAPORT	IDÉAL +		DDM STIMMER
Double <i>Double</i>   PAGE 47	  PAGE 48	Double et Simple <i>Double and Single</i>   PAGE 48	Double pavillon pédiatrique <i>Double pediatric chestpiece</i>   PAGE 48	Patient unique <i>Single patient use</i>   PAGE 48
D	D	D ou/ or S		S
47/30	45/30	45/30 ou/ or 45		45 (pédia. 35)
S	D	S	S	S
				
Aluminium	Alliage de Zinc / Zinc alloy	Aluminium		
1	1	1	1	1
	●		●	
				●
			●●	●
♥♥	●●	●●	●	●
♥	●			

LÉGENDE/LEGEND S : Simple/Single, D : Double/Double,  Adulte/Adult,  Enfant/Child,  Nourrisson/Infant,
 ♥ Choix adapté/Suitable choice, ♥♥ ou/ or ●● Choix recommandé/Recommended choice

Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.fr / Find spare parts on our website gsh-med.fr



CARDIO PRESTIGE® II CARDIO PRESTIGE® II



Le plus abouti des stéthoscopes Spengler pour une acoustique performante et un confort maximum.

- Double pavillon lourd en acier inoxydable
- Lyre large diamètre
- Membrane flottante multi fréquences sur les deux pavillons
- Tubulure large, bague anti-froid et embouts auriculaires en nano silicone
- Indicateur de pavillon (modèle double pavillon)
- Pavillon adulte et pédiatrique (sur double pavillon)

The most accomplished of Spengler stethoscope for a high performance and more comfort.

- Heavy stainless steel dual head chestpiece
- Large-diameter binaural
- Dual frequency floating membrane
- Oversize tube, non-chill ring and nano silicone earpieces
- Bell indicator (on dual chestpiece)
- Adult and pediatric chestpiece (on dual chestpiece)

Réf. 506011 Stéthoscope Spengler Cardio Prestige® II double pavillon
Spengler Cardio Prestige® II dual-head stethoscope



Une acoustique
très performante
High performance
acoustics

Parfait pour les cardiologues
Perfect for cardiologists



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH THE
VIDEO

MAGISTER SONUS MAGISTER SONUS



- Membrane amovible, réversible et adapté à toutes les gammes de fréquence.
- Bague de maintien en métal léger.
- Embouts auditifs SOFTBUDS mobiles et insonorisant en silicone souple.
- Pavillon en acier inoxydable avec une acoustique optimisée.
- Se glisse parfaitement sous les brassards.
- Indicateur de pavillon pour savoir quel côté est actif.

- Removable, reversible diaphragm compatible with all frequency ranges.
- Lightweight metal retaining ring.
- SOFTBUDS ear tips: flexible, sound-insulating silicone for comfort.
- Stainless steel chestpiece with optimized acoustics.
- Slides easily under cuffs.
- Chestpiece indicator to identify the active side.

Réf. 507200L Stéthoscope Magister® Sonus double pavillon Noir
Magister® Sonus Dual-Head Stethoscope



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY




BEST-SELLER

MAGISTER® II
MAGISTER® II Spengler**Le stéthoscope « Best seller » de Spengler pour une auscultation polyvalente.**

- Double pavillon lourd en acier inoxydable
- Lyre en aluminium
- Membrane flottante multi fréquences
- Tubulure simple avec un conduit haute performance, bague anti-froid et embouts auriculaires en nano silicone
- Indicateur de pavillon (modèle double pavillon)
- Pavillon adulte et pédiatrique (sur double pavillon)

The « Best Seller » Spengler stethoscope for a versatile auscultation.

- Heavy stainless steel dual head chestpiece
- Aluminium binaural
- Dual frequency floating membrane
- High performance single tubing, non-chill ring and nano silicone earpieces
- Bell indicator (on dual chestpiece)
- Adult and pediatric chestpiece (on dual chestpiece)

Réf. 507251 Stéthoscope Magister® II adulte double pavillon Silver / *Magister® II Adult Dual-Head Stethoscope, Silver***Réf. 507252** Stéthoscope Magister® II adulte double pavillon Corail / *Magister® II Adult Dual-Head Stethoscope, Coral***Réf. 507261** Stéthoscope Magister® II adulte double pavillon Noir / *Magister® II Adult Dual-Head Stethoscope, Black***Réf. 507262** Stéthoscope Magister® II adulte double pavillon Myrtille / *Magister® II Adult Dual-Head Stethoscope, Blueberry*

Parfait pour les médecins
généralistes
*Perfect for general
practitioners*



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH THE
VIDEO

La performance en
toutes circonstances
*Performance
in all situations*

MAGISTER®
MAGISTER® Spengler**Le stéthoscope polyvalent de Spengler**

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Spengler's general-purpose stethoscope

- Double stainless steel chestpiece: adult and a bell chest piece
- Dual frequency membrane
 - Light pressure to hear low frequencies (vascular and cardiac)
 - Firm pressure to hear high frequencies (pulmonary)
- Light Stainless steel binaural, designed for the auricular anatomy
- Comfortable ear tips and non-chill ring

Réf. 507200 Stéthoscope Magister® adulte double pavillon Noir / *Magister® Adult Dual-Head Stethoscope, Black***Réf. 507202** Stéthoscope Magister® adulte double pavillon Marine / *Magister® Adult Dual-Head Stethoscope, Navy Blue***Réf. 507209** Stéthoscope Spengler Magister® adulte double pavillon Vert lagon / *Spengler Magister® adult dual head stethoscope Lagoon green***MAGISTER® PÉDIATRIQUE**
PEDIATRIC MAGISTER® Spengler

Mêmes caractéristiques que le Magister® mais avec un diamètre de pavillon différent
Same characteristics as the Magister® but with a different chestpiece diameter

Réf. 507210 Stéthoscope Magister® pédiatrique double pavillon Noir
*Magister® Pediatric Dual-Head Stethoscope, Black***Réf. 507214** Stéthoscope Magister® pédiatrique double pavillon Bleu azur
Magister® Pediatric Dual-Head Stethoscope, Azure Blue



MAGISTER® NEONATAL MAGISTER® NEONAT

Le Magister® Neonatal double pavillon (de couleur bordeaux) est dédié à l'auscultation des nouveau-nés.

Avec son double pavillon inoxydable équipé d'une membrane flottante sur le grand côté, le Magister® néonatal est parfaitement adapté aux tout-petits pour l'écoute des basses et hautes fréquences. Il est de plus très confortable avec ses bagues anti froid en PVC, montées sur les 2 cotés du pavillon.

The Magister® Neonat double chestpiece (burgundy) is designed for listening to newborn babies.

With its double stainless steel chestpiece fitted with a floating membrane on the long side, the Magister® Neonat is perfectly suited to listening to low and high frequencies in very young babies. It is also extremely comfortable with its PVC anti-cold rings fitted on both sides of the chestpiece.

Réf. 507219 Stéthoscope Magister neonatal double pavillon bordeaux
Magister® Neonatal Dual-Head Stethoscope, Burgundy



LAUBRY® LAUBRY® Spengler

Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision

- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

The famous cardiophone, vintage look for a very high precision stethoscope

- High resolution epoxy resin diaphragm for an auscultation of physiological sounds in a wide frequency range
- Receiver shaped for perfect contact with examination area
- Light Brass binaural, designed for the auricular anatomy
- Comfortable ear tips and non-chill ring

Réf. 507300 Stéthoscope Laubry® chrome simple pavillon Noir
Laubry® Chrome Single-Head Stethoscope, Black

Réf. 507349 Stéthoscope Laubry® Clinic® simple pavillon Jaune (Modèle décontaminable)
Laubry® Clinic® Single-Head Stethoscope, Yellow (Easy decontamination model)



PULSE® II PULSE® II Spengler


Léger, sauf ses performances !

- Simple et double pavillon en aluminium
- Lyre en aluminium
- Tubulure simple avec un conduit haute performance, bague anti-froid et embouts auriculaires en nano silicone
- Membrane haute résolution

Light, except for his performances!

- Aluminium single or double head chestpiece
- Aluminium binaural
- High performance single tubing, non-chill ring and nano silicone earpieces
- High performance diaphragm

- Réf. 507702 Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone / Pulse® II Single-Head Stethoscope, Carbon
- Réf. 507700 Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille / Pulse® II Single-Head Stethoscope, Blueberry
- Réf. 507701 Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail / Pulse® II Single-Head Stethoscope, Coral
- Réf. 507703 Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose / Pulse® II Single-Head Stethoscope, Pink
- Réf. 507712 Stéthoscope Pulse® II double pavillon Carbone / Pulse® II Dual-Head Stethoscope, Carbon
- Réf. 507710 Stéthoscope Pulse® II double pavillon Myrtille / Pulse® II Dual-Head Stethoscope, Blueberry
- Réf. 507711 Stéthoscope Pulse® II double pavillon Corail / Pulse® II Dual-Head Stethoscope, Coral
- Réf. 507713 Stéthoscope Pulse® II double pavillon Rose / Pulse® II Dual-Head Stethoscope, Pink
- Réf. 507704 Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Pédiatrique / Pulse® II Pediatric Single-Head Stethoscope



Léger mais pas dans sa précision
Light but not in its accuracy



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH THE
VIDEO

Parfait pour les infirmiers(ères)
Perfect for nurses

PULSE® & DUAL PULSE® PULSE® & DUAL PULSE® Spengler

- Pavillon en alliage d'aluminium, Simple pour PULSE® et Double pour DUAL PULSE®
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifrôid et embouts auriculaires confortables
- Aluminum chestpiece, Single for PULSE® and Double for DUAL PULSE®
- Single tubing with high performance conduit
- High resolution epoxy resin diaphragm
- Light Brass binaural, designed for the auricular anatomy
- Comfortable ear tips and non-chill ring

PULSE®

- Réf. 507500** Stéthoscope Pulse® simple pavillon Noir / *Pulse® Single-Head Stethoscope, Black*
Réf. 507521 Stéthoscope Pulse® simple pavillon Bleu Azur / *Pulse® Single-Head Stethoscope, Azure Blue*
Réf. 507522 Stéthoscope Pulse® simple pavillon Marine / *Pulse® Single-Head Stethoscope, Navy Blue*
Réf. 507530 Stéthoscope Pulse® simple pavillon Rouge / *Pulse® Single-Head Stethoscope, Red*

TUBULURES NACRÉES

- Réf. 507523** Stéthoscope Pulse® simple pavillon Rose bougainvillier
Pulse® Single-Head Stethoscope, Bougainvillea Pink

DUAL PULSE®

- Réf. 507400** Stéthoscope Dual Pulse® double pavillon Noir / *Dual Pulse® Dual-Head Stethoscope, Black*
Réf. 507421 Stéthoscope Dual Pulse® double pavillon Bleu Azur / *Dual Pulse® Dual-Head Stethoscope, Azure Blue*
Réf. 507422 Stéthoscope Dual Pulse® double pavillon Marine / *Dual Pulse® Dual-Head Stethoscope, Navy Blue*
Réf. 507430 Stéthoscope Dual Pulse® double pavillon Rouge / *Dual Pulse® Dual-Head Stethoscope, Red*

TUBULURES NACRÉES

- Réf. 507423** Stéthoscope Dual Pulse® double pavillon Rose bougainvillier
Dual Pulse® Dual-Head Stethoscope, Bougainvillea Pink
Réf. 507428 Stéthoscope Dual Pulse® double pavillon Vert lagon
Dual Pulse® Dual-Head Stethoscope, Lagoon Green



STETHOCOLOR® DOUBLE STETHOCOLOR® DOUBLE CHESTPIECE

- Pavillon DOUBLE adulte (ø 47/30 mm)
- DOUBLE adult chestpiece (ø 47/30 mm)

- Réf. 505830** Stethocolor double pavillon noir / *Stethocolor Dual-Head Stethoscope, Black*
Réf. 505831 Stethocolor double pavillon rouge / *Stethocolor Dual-Head Stethoscope, Red*
Réf. 505832 Stethocolor double pavillon bleu / *Stethocolor Dual-Head Stethoscope, Blue*





TYPE RAPPAPORT RAPPAPORT MODEL



- Stéthoscope pavillon double, complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 diaphragmes fournis
- Livré avec : 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille medium, 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte, 1 pavillon cloche interchangeable taille medium, 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson, 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes, 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent (grand et petit), sachet plastique pour les accessoires
- Double chestpiece stethoscope that can be used in 5 different ways, using the 3 bell and 2 diaphragm chestpieces supplied
- Supplied with 1 chestpiece with large and small diaphragm, 1 chrome binaural with medium size white plastic earpieces, 1 strong rubber tube with metal clip, 1 adult size interchangeable bell chestpiece, 1 medium size interchangeable bell chestpiece, 1 paediatric size interchangeable bell chestpiece, 2 pairs earpieces of different sizes and shapes, 2 spare transparent plastic diaphragms (large and small), plastic accessory bag.




Réf. DH7053-N Stéthoscope type Rappaport, avec accessoires, noir / Rappaport-Type Stethoscope with Accessories, Black



IDEAL+ SIMPLE ou DOUBLE ou PÉDIATRIQUE IDEAL+ SINGLE or DOUBLE CHESTPIECE



- Pavillon SIMPLE ou DOUBLE : adulte (45/30mm) ou PÉDIATRIQUE (38mm)
- Avec lyre en aluminium et bague anti froid.
- Livré avec 1 paire d'embouts
- SINGLE or DOUBLE chestpiece: adult (45/30mm) or PEDIATRIC (38mm)
- Binaucular in aluminium
- Supplied with 1 earpiece pair



Réf. DH7081_N Stéthoscope Idéal +, pavillon SIMPLE adulte noir
Idéal + Stethoscope, Single Adult Chestpiece, Black

Réf. DH7073_N Stéthoscope Idéal +, pavillon DOUBLE, adulte, noir
Idéal + Stethoscope, Double Adult Chestpiece, Black

Réf. DH7073_RC Stéthoscope pédiatrique Idéal +, pavillon DOUBLE, rose
Idéal + Pediatric Stethoscope, Double Chestpiece, Pink



STIMMER DDM STIMMER

Le stéthoscope à patient unique, idéal pour la prévention des infections nosocomiales.

- Pavillon simple, plat Ø 45mm en aluminium
- Membrane en terphane
- Existe en version pédiatrique
- Insensible aux écarts de température

The single patient use stethoscope, perfect for hospital acquired infections prevention.

- Single and flat aluminium chestpiece Ø 45mm
- Terphane diaphragm
- Pediatric model available
- Insensitive to temperature variations.

Réf. S20031 Stéthoscope patient unique pavillon Ø 34mm enfant
Pediatric single patient use stethoscope Ø 34mm

Réf. S20029 Stéthoscope patient unique pavillon Ø 45mm adulte
Adult single patient use stethoscope single Ø 45mm



TABLEAU D'AIDE AU CHOIX
CHOICE AID CHART

NOUVEAU
NEW


	TEMPO EAR PRO	TEMPO PRO	TEMPO EASY	TEMPO DUO	TEMPO 10 TEMPO FLEX	TEMPO MAX
						
	PAGE 50	PAGE 51	PAGE 51	PAGE 51	PAGE 52	PAGE 52
Garantie (ans) <i>Guarantee (years)</i>	2	2	2	2	2	2
Type / Type	Auriculaire <i>Auricular</i>	Temporal <i>Temporal</i>	Temporal <i>Temporal</i>	Temporal et auriculaire <i>Temporal and auricular</i>	Oral, rectal et axillaire <i>Oral, rectal and axillary</i>	Hypothermique, oral, rectal et axillaire <i>Hypothermic, oral, rectal and axillary</i>
Technologie <i>Technology</i>	Infrarouge <i>Infrared</i>	Infrarouge sans contact <i>Non-contact infrared</i>	Infrarouge sans contact <i>Non-contact infrared</i>	Infrarouge <i>Infrared</i>	Digital <i>Digital</i>	Digital <i>Digital</i>
Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet <i>3-in-1 temperature measurement: body, room, object</i>	Non / No	Non / No	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Mode Bain <i>Bath mode</i>
Alerte sonore <i>Audible alert</i>	Oui / Yes	En cas de fièvre <i>In case of fever</i>	En cas de fièvre <i>In case of fever</i>	En cas de fièvre <i>In case of fever</i>	En cas de fièvre <i>In case of fever</i>	En cas de fièvre <i>In case of fever</i>
Mode silencieux <i>Silent mode</i>	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No
Mémoires <i>Memories</i>	30	30	32	10	Dernière mesure <i>Last measure</i>	10
Cibles / Targets	Professionnels de santé <i>Healthcare Professionals</i>	Professionnels de santé <i>Healthcare Professionals</i>	Professionnels et particuliers <i>Professionals and Individuals</i>	Particuliers <i>Individuals</i>	Particuliers <i>Individuals</i>	Professionnels de santé <i>Healthcare Professionals</i>



TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO + TEMPO EAR PRO AND TEMPO EAR PRO +

Le Tempo Ear Pro de Spengler est le thermomètre auriculaire infrarouge pensé pour les environnements médicaux exigeants. Rapide, fiable et hygiénique, il facilite la prise de température au quotidien, que ce soit en cabinet, à l'hôpital ou en clinique.

- Mesure ultra-rapide : moins de 3 secondes
- Sonde préchauffée à 36°C : confort patient
- Technologie infrarouge : fiable, même en cas de mouvements
- Éjection des couvre-sondes : hygiène maximale sans contact
- Mémoire des 30 dernières mesures horodatées
- Mise en veille automatique après 60 secondes
- Sur piles

Inclus avec le Tempo Ear Pro :

- 1 thermomètre auriculaire Tempo Ear Pro
- 1 socle de rangement
- 20 couvre-sondes
- 2 piles AA
- 1 notice d'utilisation

Existe également sur Batterie : Tempo Ear Pro +

Même fonctionnalités que le Tempo Ear Pro avec en plus :

- Compteur de pouls de 60 s
- Cordon d'attache
- Rechargeable

- Ultra-fast measurement: less than 3 seconds
- Probe preheated to 36°C: patient comfort
- Infrared technology: reliable, even when the patient is moving
- Probe cover ejector: maximum hygiene without contact
- Memory of the last 30 measurements with time stamp
- Automatic standby after 60 seconds
- On batteries

Included with the Tempo Ear Pro:

- 1 Tempo Ear Pro ear thermometer
- 1 storage stand
- 20 probe covers
- 2 AA batteries
- 1 user manual

Also available with battery: Tempo Ear Pro +

Same features as the Tempo Ear Pro, plus:

- 60-second pulse counter
- Lanyard
- Rechargeable



THE003

THE004

Réf. THE003 Thermomètre Tempo Ear Pro + / Tempo Ear Pro + Thermometer

Réf. THE004 Thermomètre Tempo Ear Pro / Tempo Ear Pro Thermometer

Réf. THE003ACCI Boîte de 800 couvre-sondes pour Thermomètre Tempo Ear Pro / Box of 800 Probe Covers for Tempo Ear Pro Thermometer

Réf. THE003ACC3 Batterie rechargeable pour Thermomètre Tempo Ear Pro + / Rechargeable Battery for Tempo Ear Pro + Thermometer

Réf. THE003ACC2 Station de chargement pour Thermomètre Tempo Ear Pro + / Charging Station for Tempo Ear Pro + Thermometer



COUVRE-SONDES POUR THERMOMETRE TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO + PROBE COVERS FOR TEMPO EAR PRO AND TEMPO EAR PRO + THERMOMETER

- Boîte de 800 couvre-sondes pour thermomètre Tempo EAR PRO et Tempo EAR PRO +
- 40 boîtes par pack de 20 couvre-sondes
- À usage unique, pour une hygiène irréprochable
- Sa forme est étudiée pour convenir aussi aux enfants et aux bébés

- Box of 800 probe covers for Tempo EAR PRO and Tempo EAR PRO + thermometers
- 40 boxes per pack of 20 probe covers
- Single-use for perfect hygiene
- Shape designed to suit children and babies

Réf. THE003ACCI Boîte de 800 couvre-sondes pour thermomètre Tempo Ear Pro et Tempo Ear Pro +
Box of 800 probe covers for Tempo Ear Pro and Tempo Ear Pro + thermometers



TEMPO PRO

TEMPO PRO

L'ultra pro de Spengler

- Technologie infrarouge, il délivre des mesures redoutablement précises en un temps record
- Mesure instantanée
- Sans contact (distance de 3 cm)
- Léger et compact
- 30 mémoires
- Indicateur de batterie faible
- Indicateur tricolore de température
- Livré avec deux piles LR03 (AAA)

An Ultra Pro from Spengler

- Infrared technology, it gives highly accurate measures in a record time
- Instant measurement
- Contactless (distance of 3 cm)
- Lightweight and compact
- 30 memories
- Low battery indicator
- Three colour temperature indicator
- Supplied with two LR03 (AAA) batteries

Réf. SP3110 Thermomètre Professionnel TEMPO PRO / TEMPO PRO Professional Thermometer

Réf. SP3110P Présentoir de 6 thermomètres professionnels TEMPO PRO / Display of 6 Professional Thermometers TEMPO PRO



TEMPO EASY

TEMPO EASY

- Technologie infrarouge
- Prise de température sans contact (3-5 cm)
- 32 mémoires
- 3 modes de mesure : corporel, surface et ambiant
- Idéal pour usage familial, établissements de santé et professions libérales
- Livré avec deux piles LR6 AA

- Infrared technology
- Non-contact temperature measurement (3-5 cm)
- 32 memories
- 3 reading modes: body, surface and ambient
- Ideal for family use, health care facilities and professionals
- Supplied with two LR6 AA

Réf. SP3065 Thermomètre sans contact TEMPO EASY bleu / TEMPO EASY Non-Contact Thermometer, Blue

Réf. SP3066 Thermomètre sans contact TEMPO EASY gris / TEMPO EASY Non-Contact Thermometer, Gray

Réf. SP3065P Présentoir de 6 thermomètres TEMPO EASY bleus

Display of 6 TEMPO EASY Thermometers, Blue

Réf. SP3066P Présentoir de 6 thermomètres TEMPO EASY gris

Display of 6 TEMPO EASY Thermometers, Gray



BEST-SELLER

TEMPO DUO

TEMPO DUO

Le Tempo Duo permet une prise de température frontale et auriculaire par émissions infrarouges.

- Technologie infrarouge
- Calibrage automatique au passage des fonctions auriculaire ou frontale
- Prise de température auriculaire ou frontale
- 10 mémoires
- Affichage rétroéclairé en mode frontal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livré avec deux piles LR03 (AAA)

The Tempo Duo allows ear and forehead temperatures to be taken using infrared rays.

- Infrared technology
- Automatic calibration when using ear and forehead readings
- Ear or forehead temperature measurement
- 10 memories
- Backlit display in 3-colour frontal mode according to values: green, orange, red
- Supplied with two LR03 batteries (AAA)

Réf. SP3101/ Thermomètre frontal et auriculaire TEMPO DUO bleu / TEMPO DUO Forehead and Ear Thermometer, Blue

Réf. SP3100P Présentoir de 6 Thermomètres TEMPO DUO bleus / Display of 6 TEMPO DUO Thermometers, Blue





TEMPO 10 TEMPO 10

- Alarme de fièvre
- Embout résistant à l'eau
- Mémoire de dernière mesure
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton
- Fever alarm
- Water-resistant tip
- Memory of last reading taken
- Supplied with a storage case and battery

Réf. SP1620/ Thermomètre Tempo 10, bleu / Tempo 10 Thermometer, Blue

Réf. SP1623P Présentoir de 12 Thermomètres TEMPO 10 bleus
Display of 12 TEMPO 10 Thermometers, Blue



3 modes d'utilisation : buccal, rectal et axillaire
3 modes of use: oral, rectal and axillary



TEMPO 10 FLEX TEMPO 10 FLEX

- Alarme de fièvre
- Embout résistant à l'eau
- Mémoire de dernière mesure
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton
- Fever alarm
- Water-resistant tip
- Memory of last reading taken
- Supplied with a storage case and battery

Réf. SP1643/ Thermomètre Tempo 10 Flex, vert / Tempo 10 Flex Thermometer, Green

Réf. SP1648 Thermomètre Tempo 10 Flex, gris / Tempo 10 Flex Thermometer, Gray

Réf. SP1644P Présentoir de 12 Thermomètres TEMPO 10 FLEX Verts
Display of 12 TEMPO 10 FLEX Thermometers, Green

Réf. SP1648P Présentoir de Thermomètres Tempo 10 Flex, gris
Display of Tempo 10 Flex Thermometers, Gray



3 modes d'utilisation et embout flexible
3 modes of use and flexible nozzle



TEMPO MAX TEMPO MAX

Le thermomètre digital hypothermique

- Étanche IP27
- Très précis de 28.0°C à 42.9°C
- Alarme en cas de fièvre
- Résistant au choc
- Arrêt automatique
- 10 dernières mesures en mémoire

The hypothermic digital thermometer

- IP27 waterproof
- High accuracy from 28.0°C to 42.9°C
- Fever alarm
- Shock-resistant
- Automatic shut-off
- Memory: last 10 measurements

Spécial Hypothermie
Special Hypothermia



Réf. THE002 TEMPO MAX thermomètre digital hypothermique / TEMPO MAX Digital Hypothermic Thermometer



THERMOMÈTRE GALLIUM GALLIUM THERMOMETER

- Réservoir contenant un alliage métallique sans mercure
- Tank containing a metal alloy without mercury

Réf. DFTH001 Thermomètre sans mercure au gallium 35-42°C
Mercury-Free Gallium Thermometer, 35-42°C



Plage de mesures : 35,5 à 42°C
Measuring range: 35,5 à 42°C



COUVRE-THERMOMÈTRES TEMPASEPT TEMPASEPT THERMOMETER COVERS

- Etuis jetables pour thermomètre électronique
- Disposable cases for electronic thermometer

Réf. CT40252 Couvre-thermomètre électronique Tempasept non-lubrifié, boîte de 1000 / Tempasept Electronic Thermometer Covers, Non-Lubricated, Box of 1000

Réf. CT40251 Couvre-thermomètre électronique Tempasept, lubrifié, boîte de 1000 / Tempasept Electronic Thermometer Covers, Lubricated, Box of 1000



COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE AURICULAIRE PROBE COVERS FOR AURICULAR THERMOMETER

- Couvre sonde jetable, boîte de 200
- A utiliser uniquement avec un thermomètre auriculaire
- Compatible avec le Moniteur de signes vitaux 4VS Spengler et les thermomètres auriculaires tels que : Omron Gentle Temp 520 et 521, EDAN M3A
- S'utilise avec ou sans distributeur (vendu sans distributeur)
- Disposable probe cover, box of 200
- For use with ear thermometer only
- Compatible with the Spengler 4VS Vital Signs Monitor and ear thermometers such as: Omron Gentle Temp 520 and 521, EDAN M3A
- Can be used with or without dispenser (sold without dispenser)

Réf. CRAPC7200 Couvre-sonde RADIANT, boîte de 200 / RADIANT Probe Covers, Box of 200



DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOWMETER

- Échelle de 50 à 800ml
- Boîtes de 100 embouts enfant (Ø22mm) et adulte (Ø30mm) en option
- From 50 to 800 ml
- Optional box of 100 tips for child (Ø22 mm) and adult (Ø30 mm)

Réf. L36147 Débitmètre de pointe / Peak Flowmeter



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. L35587 Boîte de 100 embouts adulte ø 30 mm / Box of 100 adult tips ø 30 mm

Réf. L35678 Boîte de 100 embouts enfant ø 22 mm / Box of 100 child tips ø 22 mm



TABLEAU D'AIDE AU CHOIX
CHOICE AID CHART

OXYGO



PAGE 55

OXYSTART



PAGE 55

OXYFROG



PAGE 55

**MASTERPALM
2 ET 3**



PAGE 56

**VITALIMATE
MINI SPO2**



PAGE 57

Caractéristiques / Specifications	Marque / Brand	Spengler	Spengler	Spengler	Spengler	Spengler
	Couleurs / Colors					
	Spécificités / Specificities	Pour usage intensif, adapté aussi aux enfants <i>For intensive use, suitable for children</i>	Affichage courbe de pléthysmographie <i>Display of the plethysmography</i>	Adapté pour les enfants <i>Suitable for children</i>	Écran HD avec fonction de rotation de l'écran / <i>HD screen with screen rotation function</i>	Affichage courbe de pléthysmographie <i>Display of the plethysmography</i>
	Alarme / Alarm	Non / No	Non / No	Non / No	Oui / Yes	Oui / Yes
	Mémoires / Memories	Non / No	Non / No	Non / No	Oui / Yes	Oui / Yes
	Alimentation / Power supply	1 pile / 1 battery	2 piles / 2 batteries	2 piles / 2 batteries	3 piles / 3 batteries	Electrique / Electrique
	Patients / Patients					
Utilisateurs / Users	Garantie (ans) / Guarantee (years)	2	2	2	2	1
	Particulier / Individual				-	-
	Médecin / Doctor					
	Infirmiers(ères) / Nurses					
	Collectivités / Clinics		-	-		

LÉGENDE / LEGEND Adulte / Adult, Enfant / Child, Nourisson / Infant,

Choix adapté / Adapted choice,

Choix recommandé / Recommended choice

OXYGO®
OXYGO®

- Technologie adaptée aux enfants
- Capteur haute sensibilité
- Très grande autonomie
- Indicateur de désaturation
- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

- Technology adapted to children
- High precision sensor
- Very long battery life
- Indicator of desaturation
- Supplied with a wrist-strap, a cover and 2 AAA LR03 batteries

Résistant aux chocs
Shock resistant



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO

Réf. 221350/ Oxymètre de pouls Oxygo®, Gris / Pulse Oximeter Oxygo®, Grey


BEST-SELLER
OXYSTART®
OXYSTART®

- Affichage de la courbe de pléthysmographie
- Capteur haute sensibilité
- Compact et léger
- Rotation de l'affichage
- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

- Display of the plethysmography
- High precision sensor
- Compact and lightweight
- Rotation of screen
- Supplied with a wrist-strap, a cover and 2 AAA LR03 batteries

Réf. 221051 Oxymètre de Pouls Oxystart® Orange

Pulse Oximeter Oxystart®, Orange

Réf. 221052 Oxymètre de Pouls Oxystart® Myrtille

Pulse Oximeter Oxystart®, Blueberry


OXYFROG®
OXYFROG®

Idéal pour la mesure du pouls de l'enfant à domicile

- Capteur haute sensibilité
- Convient aux enfants de 10 kg à 40 kg
- Compact et léger
- Arrêt automatique après 5 secondes
- Facile d'utilisation : 1 bouton
- Livré avec une dragonne et 2 piles AAA LR03

Ideal for measuring the child's pulse at home

- High sensitivity sensor
- Suitable for children from 10 to 40 kg
- Compact and lightweight
- Automatic shutdown after 5 seconds
- Easy to use: Single button
- Comes with a wrist strap and two AAA LR03 batteries

Réf. 221056 Oxymètre de pouls Oxyfrog®, Vert / Pulse Oximeter Oxyfrog®, green



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO





MASTER PALM 2® MASTER PALM 2®

L'oxymètre de pouls MASTER PALM 2® est l'oxymètre de pouls spécialement conçu pour les professionnels

- Usage professionnel
- Adapté aux adultes comme aux nouveaux-nés
- Ecran HD avec rotation automatique et monitoring (alarme et mémoires)
- Affichage avec ou sans courbe
- Options : Capteur SpO2, kit de recharge, housse de protection...

Réf. 223000 Oxymètre portable Master palm 2
Master Palm 2 Portable Oximeter

Réf. 222250 Capteur SpO2 Adulte rigide pour Master Palm 2
SPO2 sensor Adult finger clip for Master Palm 2

Réf. 222251 Capteur SpO2 Pédiatrique rigide pour Master Palm 2
SPO2 sensor Pediatric finger clip for Master Palm 2

Réf. 222252 Capteur SpO2 Néonatal Y pour Master Palm 2
SPO2 sensor neonate for Master Palm 2

Réf. 222253 Capteur SpO2 Wrap pour Master Palm 2
SPO2 sensor wrap for Master Palm 2

Réf. 222254 Capteur SpO2 Adulte silicone pour Master Palm 2
SPO2 sensor adult silicon for Master Palm 2

Réf. 222255 Capteur SpO2 Pédiatrique silicone pour Master Palm 2
SPO2 sensor pediatric silicon for Master Palm 2

Réf. 222256 Capteur SpO2 Clip oreille pour Master Palm 2
SPO2 sensor ear clip for Master Palm 2



The MASTER PALM 2® pulse oximeter is a pulse oximeter specially designed for professionals

- Professional use
- Suitable for both adults and neonates
- HD screen with automatic rotation and monitoring function (alarm and memory)
- Display mode : with or without curve
- Optional : SpO2 sensor, charging kit, protection covers...



223001

MASTER PALM 3® MASTER PALM 3®

Mêmes caractéristiques que le MASTER PALM 2® mais doté de la technologie Nellcor Oximax, il est condensé de technologie.

Same specifications as the MASTER PALM 2 but with Nellcor and Nellcor OxiMax Technology.

Réf. 223001 Oxymètre portable Master palm 3 Nellcor OxiMax

Réf. 222260 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible adulte rigide pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible Adult finger clip for Master Palm 3

Réf. 222261 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible pédiatrique pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible Pediatric finger clip for Master Palm 3

Réf. 222262 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible néonatal pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible neonate for Master Palm 3

Réf. 222263 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible wrap pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible wrap for Master Palm 3

Réf. 222264 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible adulte silicone pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible adult silicon for Master Palm 3

Réf. 222265 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible pédiatrique silicone pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible pediatric silicon for Master Palm 3

Réf. 222266 Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible clip oreille pour Master Palm 3
SPO2 sensor Nellcor oximax compatible ear clip for Master Palm 3



AUTRES ACCESSOIRES POUR MASTER PALM 2 ET 3 OTHERS ACCESSORIES FOR MASTER PALM 2 AND 3

Réf. 223003 Sac de transport pour Master Palm 2 et 3 / Carry bag for Master Palm 2 and 3

Réf. 223006 Câble PC USB pour Master Palm 2 et 3 / PC USB cable for Master Palm 2 and 3

Réf. 223004 Lot de 2 protections silicone pour Master Palm 2 et 3 (Jaune/Transparent)
Pack of 2 silicone protectors for Master Palm 2 and 3 (Yellow/Transparent)

Réf. 223007 Kit de rechargement Master Palm 2 et 3 (socle, batterie, lithium, cordon)
Charger kit for Master Palm 2 and 3 (base, lithium battery, cord)

Réf. 223008 Batterie Lithium Master Palm 2/3, LB-03, 3.7V, 1600 mAh Lithium
Battery MASTER PALM 2/3, LB-03, 3.7V, 1600mAh



223004

NOUVEAU
NEW

Spengler

Vitalimate MINI

Le moniteur portable idéal dans tous les environnements de soins

The ideal portable monitor for all healthcare environments

CONTRACT
CONTRACT

HAUTE DÉFINITION
"HIGHER DEFINITION 8.5" / 8.5" SUPER DISPLAY"

ADAPTE À TOUTS TYPES DE PATIENTS
"ADAPTED FOR ALL TYPES OF PATIENTS / ADAPTED FOR ALL PATIENTS"

VITALIMATE MINI MONITEUR PATIENT PNI + SPO₂ VITALIMATE MINI PATIENT MONITOR NIBP + SPO₂

Conçu pour une utilisation chez l'adulte, le patient pédiatrique ou néonatal, le Vitalimate MINI s'intègre facilement dans tous les environnements de soins, que ce soit en cabinet, en EHPAD, à domicile ou en milieu hospitalier.

- Ecran LCD haute définition de 3,5" (420x320 pixels) avec affichage des chiffres et forme d'onde pléthysmographique.
 - Socle double fonction : base de rangement gardant le moniteur prêt à l'emploi et socle de recharge du moniteur (pour 12 heures d'utilisation continue ou 24 heures si laissé sur le socle)
 - Alarmes sonores et visuelles paramétrables.
 - Format compact, facile à transporter : 320g, dimensions 175 x 85 x 32 mm
- EXISTE EN DEUX CONFIGURATIONS :
- SpO₂ seule et fréquence cardiaque
 - SpO₂, fréquence cardiaque et PNI

Designed for use with adults, pediatric patients, and newborns, the Vitalimate MINI fits easily into any healthcare setting, whether in a doctor's office, nursing home, home, or hospital.

- 3.5" high-definition LCD screen (420x320 pixels) with numeric display and plethysmographic waveform.
 - Dual-function base: storage base keeping the monitor ready for use and monitor charging base (for 12 hours of continuous use or 24 hours if left on the base)
 - Configurable audible and visual alarms.
 - Compact, easy-to-carry design: 320g, dimensions 175 x 85 x 32 mm
- AVAILABLE IN TWO CONFIGURATIONS:
- SpO₂ only and heart rate.
 - SpO₂, heart rate, and NIBP

Réf. MON002 Vitalimate MINI Moniteur patient PNI + SPO₂ / Vitalimate MINI Patient Monitor NPI+SpO₂

Réf. MON001 Vitalimate MINI Moniteur patient SPO₂ / Vitalimate MINI Patient Monitor SpO₂



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

- Réf. MONI01I Brassard PNI réutilisable adulte (27-35 cm)
Reusable adult NIBP cuff (27-35 cm)
- Réf. MONI01IA Brassard PNI réutilisable adulte large (34-43 cm)
Reusable adult large NIBP cuff (34-43 cm)
- Réf. MONI01IG Brassard PNI réutilisable petit adulte (20.5-28 cm)
Reusable small adult NIBP cuff (20.5-28 cm)
- Réf. MONI01IB Cuissard PNI réutilisable adulte (42-54 cm)
Reusable adult thigh NIBP cuff (42-54 cm)
- Réf. MONI01IC Brassard PNI réutilisable enfant (14-21.5 cm)
Reusable pediatric NIBP cuff (14-21.5 cm)
- Réf. MONI01ID Brassard PNI réutilisable néonatal (10-15 cm)
Reusable neonatal NIBP cuff (10-15 cm)
- Réf. MONI01IE Lot de 3 brassards néonatal jetables (3 tailles / lot)
Set of 3 disposable neonatal cuffs (3 sizes per set)

Réf. MONI01IF Tube PNI PVC 1.5m avec connecteur pour Vitalimate MINI

Réf. MONI01O Tube PVC 1.5 m with connector for Vitalimate MINI

Réf. MONI010 Capteur SpO₂ clip adulte réutilisable pour Vitalimate MINI

Réf. MONI010A Reusable adult SpO₂ clip sensor for Vitalimate MINI

Réf. MONI010B Capteur SpO₂ silicone adulte pour Vitalimate MINI

Réf. MONI010C Adult silicone SpO₂ sensor for Vitalimate MINI

Réf. MONI010D Capteur SpO₂ clip pédiatrique réutilisable pour Vitalimate MINI

Réf. MONI010E Reusable pediatric clip SpO₂ sensor for Vitalimate MINI

Réf. MONI010F Capteur SpO₂ silicone pédiatrique pour Vitalimate MINI

Réf. MONI010G Capteur SpO₂ clip néonatal réutilisable pour Vitalimate MINI

Réf. MONI010H Reusable neonatal SpO₂ clip sensor for Vitalimate MINI

Réf. MONI010I Capteur SpO₂ clip oreille réutilisable pour Vitalimate MINI

Réf. MONI010J Reusable ear clip SpO₂ sensor for Vitalimate MINI

COMEN

MONITEURS ET STATIONS MONITORS AND DIAGNOSIS STATIONS

MONITEUR DE SIGNES VITAUX C30 C30 VITAL SIGNS MONITOR

Un moniteur 5 en 1 avec la surveillance de 5 paramètres vitaux, intuitif grâce à son écran tactile en couleur et très facile à transporter car ultra compact. Le moniteur multi-paramètres C30, dédié au premier secours pour une surveillance sur place ou dans les véhicules d'urgence.

- Paramètres : PNI, SpO₂, ECG, Respiration, 2 canaux de température (sondes à rajouter), EtCO₂ (capteur à rajouter)
- Mesure de l'ECG 3 ou 12 dérivations
- Ecran : Tactile 4,3" avec rétro-éclairage
- Double alarme: sonore (réglable) et visuelle à 3 niveaux avec système d'alarme intelligent à 3 couleurs (bleue, jaune, rouge)
- PNI : adaptée à tous types de patients (adulte, enfant et nouveau-né)
- Stockage : 48 heures de stockage de données et d'analyse des tendances
- Autonomie de 4h en continu (batterie lithium incluse)
- Léger et compact : 1,5kg
- Options : kit d'alimentation (12V) au véhicule de secours, kit de batterie de transport (7200mAh) et sacoche de transport

A 5-in-1 monitor for 5 vital parameters, intuitive with its colour touch screen and ultra-compact for easy transportation. The C30 multi-parameter monitor, dedicated to first aid for monitoring on the spot or in emergency vehicles.

- Parameters: NIBP, SpO₂, ECG, Respiration, 2 temperature channels (probes to be added), EtCO₂ (sensor to be added)
- 3 or 12-channel ECG measurement
- Display: 4.3" touch screen with backlighting
- Dual alarm: audible (adjustable) and visual at 3 levels with intelligent 3-colour alarm system (blue, yellow, red)
- NIBP: suitable for all types of patients (adult, child, and newborn)
- Storage: 48 hours of data storage and trend analysis
- 4-hour continuous battery life (lithium battery included)
- Lightweight and compact: 1.5kg
- Options: power kit (12V) for emergency vehicle, transport battery kit (7200mAh) and carrying case

Réf. BCMON107 Moniteur d'urgence C30 3 dérivations / C30 3-lead emergency monitor

Réf. BCMON108 Moniteur d'urgence C30 12 dérivations / C30 12-lead emergency monitor



Sacoche pour moniteur multi-paramètre C30, adaptée aux transports d'urgences.

Carrying case for C30 multi-parameter monitor, suitable for emergency transport.

Réf. BCSACC05 Sacoche de transport pour C30 / Carrying case for C30





STATION DE DIAGNOSTIC NC3 / VITAL SIGNS MONITOR NC3

Le moniteur NC3 permet de mesurer 3 paramètres vitaux : la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO₂) et la température (TEMP) à l'aide d'un thermomètre tympanique à infra rouge sans fil. Spécialement conçu pour les contrôles ponctuels en ambulatoire.

- Ecran LCD retro-éclairé de 6"
- Thermomètre tympanique infra rouge sans fil (en option)
- Léger et compacte: 1,25 kg
- Autonomie de 12 heures en continu (batterie incluse)
- Options : pied à roulettes, support mural

The NC3 monitor measures three vital signs: non-invasive blood pressure (NIBP), oxygen saturation (SpO₂), and temperature (TEMP) using a wireless infrared tympanic thermometer. Suitable for hospital, clinics and nursing homes.

- 6" LED back light color screen
- Wireless Infrared ear thermometer (optional)
- Small and compact 1.25 kg
- 12 continuous hours autonomy (battery included)
- Optional: rolling stand, wall mounting stand

Réf. BCMON101 Station NC3 PNI+SpO₂ / Monitor NC3 NIBP + SpO₂

Réf. BCMON102 Station NC3 PNI+SpO₂+Temp / Monitor NC3 NIBP + SpO₂ + temp



ACCESSOIRES NC3 / ACCESSORIES NC3

Réf. BCBATT01 Batterie de rechange Lithium 2200 mAh pour NC3 / 2200 mAh spare Lithium battery

Réf. BDDSOCL02 Socle pour NC3 / Wheeled base for NC3



RÉF. BDDSOCL02

MONITEURS MULTI-PARAMÈTRES NC6 ET NC7 MULTI-PARAMETER MONITORS NC6 AND NC7

Les moniteurs NC6 et NC7 sont polyvalents et peuvent être utilisés dans tout type d'environnement clinique.

Qu'il s'agisse d'exams de routine ou de soins intensifs, ils répondent à tous les besoins dans tous les contextes cliniques.

- 4 paramètres vitaux : PNI, SpO₂, température et fréquence respiratoire
- Ecran tactile, interface customisable
- Différents modes possibles : spot check ou monitoring
- Alarmes et calcul de score d'alertes précoces : MEWS, NEWS, NEW2, PEWS
- Echelle de coma de Glasgow (GCS)
- Dépistage de la Cardiopathie Congénitale Critique (CCC)
- Système de notation de la douleur avec différentes méthodes d'évaluation
- Scanner de code barre

Simplification du workflow pour les professionnels de santé. Les NC6 et NC7 s'intègrent parfaitement avec le (CMS) Central Monitoring ainsi qu'avec le SIH ou DEP.

The NC6 and NC7 monitors are versatile and can be used in any type of clinical environment. Whether for routine examinations or intensive care, they meet all needs in all clinical contexts.

- 4 vital signs: NIBP, SpO₂, temperature, and respiratory rate
- Touch screen, customizable interface
- Different modes available: spot check or monitoring
- Alarms and early warning score calculation: MEWS, NEWS, NEW2, PEWS
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Critical Congenital Heart Disease (CCHD) screening
- Pain scoring system with different assessment methods
- Barcode scanner

Simplified workflow for healthcare professionals. The NC6 and NC7 integrate seamlessly with Central Monitoring (CMS) as well as HIS or EHR.

Réf. BCMON120 Moniteur COMEN NC6 PNI+SpO₂+Ecran tactile / NC6 NIBP+SpO₂ COMEN monitor+Touch Screen

Réf. BCMON121 Moniteur COMEN NC6 PNI+SpO₂+Temp Auriculaire+Ecran tactile / COMEN Monitor NC6 NIBP+SpO₂+ear Temp+Touch screen

Réf. BCMON126 Moniteur COMEN NC7 PNI+SpO₂+WIFI / COMEN Monitor NC7 NIBP+SpO₂+WIFI

Réf. BCMON127 Moniteur COMEN NC7 PNI+SpO₂+Temp auriculaire+WIFI / COMEN Monitor NC7 NIBP+SpO₂+ear Temp+WIFI



ACCESSOIRES COMMUNS POUR NC3, NC6 ET NC7 ACCESSORIES FOR BOTH NC3, NC6 AND NC7

BRASSARDS POCHE APC SUNTECH BAÏONNETTE SUNTECH APC CUFFS WITH BLADDER BAYONET

Réf. DSU231130U	Brassard nourrisson 8-13cm NC5/NC3/C30 <i>Blood pressure infant 8-13cm</i>
Réf. DSU231131U	Brassard enfant 12-19cm NC5/NC3/C30 <i>Blood pressure cuff child 12-19cm</i>
Réf. DSU231132U	Brassard petit adulte 17-25cm NC5/NC3/C30 <i>Blood pressure cuff small adult 17-25cm</i>
Réf. DSU231133U	Brassard adulte 23-33cm NC5/NC3/C30 <i>Blood pressure cuff adult 23-33cm</i>
Réf. DSU231134U	Brassard Large adulte 31-40cm NC5/NC3/C30 <i>Blood pressure cuff adult L 31-40cm</i>
Réf. DSU231135U	Brassard XL adulte 38-50cm NC5/NC3/C30 <i>Blood pressure cuff adult XL 38-50cm</i>

BRASSARDS À PATIENT UNIQUE LOT DE 20 DISPOSABLE CUFFS SET OF 20

Réf. DSU231060	Brassard Monobloc Patient unique Suntech Nourrisson 8-13cm <i>Soft Disposable Suntech cuff Neonate 8-13cm</i>
Réf. DSU231061	Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Enfant 12-19cm <i>Soft Disposable Suntech cuff Pediatric 12-19cm</i>
Réf. DSU231063	Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Petit Adulte 17-25cm <i>Soft Disposable Suntech Small Adult 17-25cm</i>
Réf. DSU231065	Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Adulte 23-33cm <i>Soft Disposable Suntech cuff Adult 23-33cm</i>
Réf. DSU231067	Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Large Adulte 31-40cm <i>Soft Disposable Suntech cuff Large Adult 31-40cm</i>
Réf. DSU231069	Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Extra Large 38-50cm <i>Soft Disposable Suntech cuff Extra Large 38-50cm pediatric sensor</i>

ACCESSOIRES POUR NC6 ET NC7 ACCESSORIES FOR NC6 AND NC7

Réf. BCABL04	Câble d'extension 2,5 m pour capteur SPO ₂ <i>Extension cable 12pin to DB9F, 2.5 m</i>
Réf. BCSOCL11	Socle à roulette avec batterie 5000mAh <i>Premium Wheel stand for NC6 & NC7 with 5000 mha battery</i>
Réf. BCBATT08	Batterie 2500 mAh <i>Battery 2500mAh for NC6/NC7</i>
Réf. BCBATT10	Batterie 5500 mAh pour Socle premium <i>Battery 5500 mAh for premium wheel stand NC6/NC7</i>
Réf. BCCAPT08	Capteur SPO ₂ adulte souple <i>Reusable SpO₂ sensor, Adult, DB9F, Finger-tip</i>
Réf. BCCAPT09	Capteur SPO ₂ adulte rigide <i>Reusable SpO₂ sensor, Adult, DB9F, Finger-clip</i>
Réf. BCCAPT10	Capteur SPO ₂ pédiatrique souple <i>Reusable SpO₂ sensor, Pediatric, DB9F, Finger-tip</i>
Réf. BCCAPT11	Capteur SPO ₂ pédiatrique et neonate Wrap <i>Reusable SpO₂ sensor, Ped&Neo, DB9F, Wrap</i>
Réf. BCCAPT12	Capteur SPO ₂ adulte et pédiatrique auriculaire <i>Reusable SpO₂ sensor, Adu&Ped, DB9F, Ear-clip</i>
Réf. BCCAPT13	Capteur v usage unique adhésif <i>Disposable SpO₂ sensor, Adhesive, Adu&Neo, DB9F, Wrap</i>
Réf. BDDSOCL01	Socle à roulettes pour NC5/NC6/NC7 <i>Wheeled base for NC5/NC6/NC7</i>



RÉF. BDDSOCL01

Quelle différence entre une station et un moniteur ?

- La Station Spot permet la prise de mesures ponctuelles de patient en patient.
- Le Moniteur de Signes Vitaux (pouvant être utilisé comme une Station Spot) permet en plus de faire une surveillance (déclenchement automatique, alarmes) sur un même patient.

What is the difference between a station and a monitor?

- The Spot Station allows spot checkings from patient to patient.
- The Vital Signs Monitor (which can be used as a Spot Station) allows in addition to make a monitoring (automatic triggering, alarms) on the same patient.



MONITEURS FŒTAUX CF3 ET CF3R FETAL MONITORS CF3 AND CF3R

COMEN

Surveillance du rythme cardiaque fœtal, détection des mouvements fœtaux et mesure des contractions utérines, les CF3 & CF3R offrent une solution de monitoring globale qui aide les équipes cliniques à garantir la sécurité pendant la grossesse et l'accouchement.

Le CF3R offre une technologie sans fil sur ses sondes pour plus de confort, de flexibilité et de facilité à la mobilité pendant le monitoring.

- Ecran haute résolution de 8 pouces (800 x 600 px) et inclinaison de 0 à 60°
- Léger, seulement 2.8kg avec poignée de transport dissimulée, batterie embarquée et support de sonde intégré
- Impression simultanée en temps réel (1/2/3 cm/min) et rétrospective (25 mm/s).
- Algorithme avancé réduisant les fausses alertes
- Technologie de vérification des signaux jumeaux permettant de séparer les battements de coeur fœtaux qui se chevauchent
- Système de score CTG: 7 scores différents: KREBS, Fischer, Fischer modifié, NST, Oxford...
- Transmission des données via Wi-Fi jusqu'à 20 mètres
- 9 heures d'autonomie sur batterie
- Sonde waterproof: IP68
- Sonde à 12 cristaux offrant sensibilité et stabilité
- CF3 et CF3R utilisent les protocoles HL7 et DICOM pour simplifier la transmission des données vers le système d'information hospitalier

Monitoring fetal heart rate, detecting fetal movements, and measuring uterine contractions, the CF3 & CF3R offer a comprehensive monitoring solution that helps clinical teams ensure safety during pregnancy and childbirth.

The CF3R offers wireless technology on its probes for greater comfort, flexibility, and ease of mobility during monitoring.

- High-resolution 8-inch screen (800 x 600 px) and 0 to 60° tilt
- Lightweight, only 2.8 kg with concealed carrying handle, built-in battery, and integrated probe holder
- Simultaneous real-time (1/2/3 cm/min) and retrospective (25 mm/s) printing.
- Advanced algorithm reduces false alarms
- Twin signal verification technology separates overlapping fetal heartbeats
- CTG scoring system: 7 different scores: KREBS, Fischer, Modified Fischer, NST, Oxford,
- Data transmission via Wi-Fi up to 20 meters
- 9 hours of battery life
- Waterproof probe: IP68
- 12-crystal probe offering sensitivity and stability
- CF3 and CF3R use HL7 and DICOM protocols to simplify data transmission to the hospital information system

Réf. BCTOCO30A Moniteur fœtal CF3 COMEN / Fetal monitors CF3 COMEN

Réf. BCTOCO30B Moniteur fœtal CF3R sans fil COMEN / Fetal monitors CF3R wireless COMEN



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Nous consulter pour les accessoires adéquats
Please contact us for suitable accessories



BILIRUBINOMÈTRE TRASNCUTANEOUS JAUNDICE DETECTOR

BILIRUBINOMÈTRE DAVID BM-100A DAVID BM-100A TRANSCUTANEOUS JAUNDICE DETECTOR

- Grand écran tactile couleur 3 pouces
- Fonctionne sur batterie avec socle de recharge
- Calcul de moyenne de 2 à 5 mesures
- Mémoire : 100 patients
- Équipé d'une interface Micro USB
- Livré avec mallette de transport rigide
- Large 3" colour touch screen
- Chargeable battery with charging base
- Measurement mode which allows 2 to 5 times setting of average measurement
- Data storage of 100 patients
- USB port for data transmission
- Rigid carrying case included

Réf. DDABM100A



Moyenne automatique
par contact continu
Automatic average measurement
with continuous contact



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH THE
VIDEO



GLUCOMÈTRE GLUCOMETER

Un kit glucomètre complet, permettant le contrôle de la glycémie au cabinet, en collectivité mais aussi à domicile.
A complete blood glucose monitoring kit, enabling blood glucose monitoring in clinics, care homes and also at home.

- Précision et fiabilité : auto-calibration réduisant la nécessité de calibrage manuel
- Confort optimal pour le patient : lancettes ultra-fines 30G biseautées pour une piqûre quasi indolore à utiliser avec l'autopiqueur Spengler.
- Prélèvement minimal : une goutte de sang de seulement 0,5 µl est nécessaire.
- Hygiène optimale : éjecteur de bandelettes pour éviter tout contact avec le sang.
- Stockage avancé : mémorisation de 500 résultats et calcul des moyennes sur 7, 14 et 30 jours.
- Alarme paramétrable : rappel de test et alertes en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- Connectivité facilitée : transfert des données sur PC via câble USB-C (en option).
- Ce kit contient : 1 Glucomètre Spengler JT100, 10 Bandelettes test, 1 Solution de contrôle, 1 Stylo autopiqueur, 10 Lancettes ultra-fines 30G, 1 Notice d'utilisation, 1 Guide de démarrage rapide, 1 Carnet de suivi glycémique, 1 Trousse de transport et 2 Piles AAA.

- Accuracy and reliability: auto-calibration reduces the need for manual calibration
- Optimal patient comfort: ultra-fine 30G beveled lancets for an almost painless prick, to be used with the Spengler lancing device
- Minimal sample: only 0.5 µl of blood required
- Optimal hygiene: strip ejector to avoid any contact with blood
- Advanced storage: memory for 500 results and calculation of averages over 7, 14, and 30 days
- Configurable alarm: test reminders and alerts for hypoglycemia or hyperglycemia
- Easy connectivity: data transfer to PC via USB-C cable (optional)
- This kit includes : 1 Spengler JT100 Glucometer, 10 Test Strips, 1 Control Solution, 1 Lancing Device, 10 Ultra-fine 30G Lancets, 1 User Manual, 1 Quick Start Guide, 1 Blood Glucose Logbook, 1 Carrying Case, and 2 AAA Batteries.

Réf. GLU010 Kit complet glucomètre JT 100 Spengler
Complete JT100 Glucometer Kit Spengler

Réf. GLU042 Solution de contrôle 4ml pour Glucomètre JT 100 Spengler
4ml control solution for Spengler JT100 Glucometer

Réf. GLU030 Bandelettes pour glucomètres JT 100 Spengler (lot de 50)
Test strips for Spengler JT100 glucometers (Pack of 50)

Réf. 745011 Stylo autopiqueur Spengler
Spengler Lancing Device

Réf. 745013 Lancettes Spengler ultra fine 0,32mm 30G (lot de 200)
Ultra-Fine Lancets 0.32 mm 30G (Pack of 200)



Pour les collectivités et les
 établissements de santé
 For communities and
 healthcare establishments



DOPPLER DE POCHE ÉCRAN COULEUR LCD COLOR LCD DISPLAY POCKET DOPPLER

- Grand écran LCD HD couleurs
- Fréquence cardiaque foetale en temps réel, moyenne de la fréquence cardiaque foetale, mode manuel
- Fréquence nominale de sonde : 2, 5 ou 8 Mhz
- Vendu sans sonde
- Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies
- Large HD colour LCD display
- Real-time fetal heart rate, average fetal heart rate, manual mode
- Rated probe frequency: 2, 5 or 8 Mhz
- Sold without probe
- Operates on 2 LR6 AA batteries included

Réf. 743301 Doppler de poche, écran couleur LCD
 (sans sonde)
*Color LCD display pocket doppler
 (without probe)*



SONDES POUR DOPPLER PROBES FOR DOPPLERS

Réf. 743310 Sonde de 2 MHz, fœtale / 2 MHz probe

Réf. 743311 Sonde de 5 MHz, vasculaire / Vascular 5 MHz probe

Réf. 743312 Sonde de 8 MHz, cardiaque / Cardiac 8 MHz probe





LAMPES STYLOS LED LUXAMED LED DIAGNOSTIC PENLIGHT LUXAMED

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumière LED approuvée pour l'examen des yeux.

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensité lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Température de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

- High durability penlight made of ABS plastic
- LED lifespan: approximately 100,000 hours with constant current
- Light intensity: between 18,000 and 22,000 mcd
- Color temperature: approx. 7000K
- Voltage : 3.0V
- Power supply : 2x AAA alkaline batteries, included
- Weight : 31.5 g

Réf. D1.211.912 Lampe stylo LED, blanc, Luxamed / LED Penlight, White, Luxamed
Réf. D1.211.212 Lampe stylo LED, blue, Luxamed / LED Penlight, Blue, Luxamed
Réf. D1.211.312 Lampe stylo LED, gris, Luxamed / LED Penlight, Grey, Luxamed
Réf. D1.211.512 Lampe stylo LED, jaune, Luxamed / LED Penlight, Yellow, Luxamed

Réf. D1.311.912 Lampe stylo LED, kids, Luxamed / LED Penlight, Kids, Luxamed
Réf. D1.211.112 Lampe stylo LED, noir, Luxamed / LED Penlight, Black, Luxamed
Réf. D1.211.412 Lampe stylo LED, rouge, Luxamed / LED Penlight, Red, Luxamed
Réf. D1.211.612 Lampe stylo LED, vert, Luxamed / LED Penlight, Green, Luxamed



MIROIR FRONTAL FRONT MIRROR

MIROIR DE CLAR CLAR MIRROR



- Éclairage LED
- Livré avec housse de transport
- LED lighting
- Supplied with carry case



Réf. 570150 Miroir de Clar avec housse de transport
Clar Mirror with Carrying Case



TROUSSE DIAGNOSTIC COMPLÈTE COMPLETE DIAGNOSTIC KIT



Cet ensemble est proposé dans une trousse, contenant :

- 1 manche à pile avec interrupteur
- 1 tête Ophthalmoscope
- 1 tête Otoscope
- 3 spéculums auriculaires réutilisables
- 1 spéculum nasal expansible
- 1 tige lampe coudée
- 1 abaisse-langue métallique
- 1 porte abaisse-langue (pour abaisse-langue bois)
- 2 miroirs laryngiens

This kit is offered in a case containing:

- 1 Battery holding handle with on/off switch
- 1 Ophthalmoscope head
- 1 otoscope head
- 3 Reusable aural specula
- 1 Expandable nasal speculum
- 1 Curved lamp stalk
- 1 Metal tongue depressor
- 1 Tongue depressor holder (for wooden tongue depressor)
- 2 Laryngeal mirrors

Réf. DS03003 Trousse diagnostique ORL-OPH complète
Complete ENT-Ophthalmology Diagnostic Kit



OTOSCOPES OTOSCOPES



SMARTLIGHT® SMARTLIGHT®

- Technologie Xénon/ halogène pour une diffusion de la lumière puissante et homogène
- Luminance 30 lumens
- Loupe pivotante, grossissement 3 fois
- Clip de fixation avec interrupteur
- Livré avec 2 piles LR6 AA et 2 x 4 Spéculums à usage unique (Ø 2,5 et Ø 4 mm)
- Xenon/ halogen technology for powerful and consistent light diffusion
- Brightness of 30 lumens
- Swivel magnifying glass, 3x magnification
- Fixing clip with switch
- Supplied with 2 LR6 AA batteries and 2 x 4 disposable specula (Ø 2.5 and Ø 4 mm)

Réf. 570315 Otoscope Smartlight noir OLD1 / Smartlight Otoscope, Black OLD1



SPÉCULUMS AURICULAIRES AURICULAR SPECULUMS

- Noir
- Boîte de 250 pièces
- Black
- Box of 250 pieces

Réf. L20747 Spéculums Auriculaires, 250 pcs, dia. 2.5 mm, noir, enfant, OLD1 / Ear Specula, 250 pcs, dia. 2.5 mm, Black, Pediatric, OLD1

Réf. L20748 Spéculums Auriculaires, 250 pcs, dia. 4 mm, noir, adulte, OLD1 / Ear Specula, 250 pcs, dia. 4 mm, Black, Adult, OLD1



SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION

NOUVEAU
NEW

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY

Un otoscope design et innovant fabriqué en Allemagne, adapté aux besoins des professionnels de santé.

- Design et robustesse :
 - Léger (100 g), idéal pour un usage quotidien sans fatigue.
 - Manche en aluminium et en fibre de verre renforcée
 - Coloris iconique Spengler
- Éclairage lumineux :
 - Offre une luminosité de 10 000 Lux pour une observation claire.
 - Température des couleurs : 4.250 K
- Innovation technologique :
 - Anneau de 6 LED concentriques placé à l'avant pour un champ de vision dégagé, sans ombre
 - Durée d'utilisation prolongée avec un courant constant, environ 100 000 heures.
 - Luminosité ajustable grâce à une pression longue sur le bouton ON/OFF
 - Arrêt automatique après 3 minutes

Qualité et innovation MADE IN GERMANY

An innovative design otoscope made in Germany, tailored to the needs of healthcare professionals

- Design and sturdiness:
 - Lightweight (100gr), ideal for fatigue-free everyday use.
 - Aluminium and fiberglass
 - Reinforced handle
 - Iconic Spengler colour
- Bright illumination :
 - Provides 10,000 Lux of brightness for clear observation
 - Colour temperature: 4,250 K
- Technological innovation:
 - Ring of 6 concentric LEDs positioned at the front for a clear, shadow-free field of vision
 - Extended service life with constant current, approximately 100,000 hours.
 - Adjustable brightness with a long press on the ON/OFF button
 - Automatic switch-off after 3 minutes

Quality and innovation MADE IN GERMANY



A1.416.112 A1.416.194 A1.516.514



A1.416.184

- Réf. A1.416.112** Otoscope SmartLED Spengler x LUXAMED edition – Noir / SmartLED Otoscope Spengler x LUXAMED Edition – Black
Réf. A1.416.184 Otoscope SmartLED Spengler x LUXAMED edition – Bronze / SmartLED Otoscope Spengler x LUXAMED Edition – Bronze
Réf. A1.416.194 Otoscope SmartLED Spengler x LUXAMED edition – Myrtille / SmartLED Otoscope Spengler x LUXAMED Edition – Blueberry
Réf. A1.516.514 Otoscope SmartLED Spengler x LUXAMED edition – Pédiatrie / SmartLED Otoscope Spengler x LUXAMED Edition – Pediatric



LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V LUXAMED LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V LUXAMED

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY

LUXAMED®
Medizintechnik Made in Germany

- Otoscope innovant en format de poche
- Éclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Éclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Inclus : 2 x piles alcalines AAA et 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

- Innovative pocket-sized otoscope
- Lighting: LED ring with 6 concentric LEDs, no fiber optics, the field of view is not restricted.
- Adjustable brightness: Ability to vary light intensity.
- LED lifespan : Approximately 100,000 hours with constant current.
- Illumination : Around 10,000 Lux.
- Color temperature: Approximately 4,200 K.
- Rotating magnifier, 3x magnification.
- Insufflation port for pneumatic testing.
- Included: 2x AAA alkaline batteries and 20 disposable gray specula (10 of 2.5 mm and 10 of 4.0 mm).



- Réf. D1.211.912** Lampe stylo LED, blanc, Luxamed
LED Penlight, White, Luxamed
Réf. A1.416.114 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, noir, LUXAMED®
LUXAMED® LuxaScope Auris LED 2.5 V, Black
Réf. A1.416.214 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, bleu, LUXAMED®
LUXAMED® LuxaScope Auris LED 2.5 V, Blue
Réf. A1.416.314 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, gris, LUXAMED®
LUXAMED® LuxaScope Auris LED 2.5 V, Grey
Réf. A1.416.914 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, blanc, Luxamed
LUXAMED® LuxaScope Auris LED 2.5 V, White
Réf. A1.516.914 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Kids
LuxaScope Auris LED 2.5 V, Kids

- Réf. A1.416.934** Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/bleu ciel
LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Sky Blue
Réf. A1.416.944 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/jaune
LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Yellow
Réf. A1.416.954 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/vert
LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Green
Réf. A1.416.964 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/lilas
LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Lilac
Réf. A1.416.974 Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/magenta
LuxaScope Auris LED 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Magenta
Réf. AF.516.914 Kit LuxaScope Auris LED 2.5 V, Kids (Otoscope + Ophthalmoscope)
LuxaScope Auris LED 2.5 V Kit, Kids (Otoscope + Ophthalmoscope)





LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V LUXAMED LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V LUXAMED

Mêmes caractéristiques que le Luxascope Auris LED 2.5 V, mais avec en plus :

- Un anneau LED avec 2x4 LED
- Longue pression sur l'interrupteur permettant de changer la lumière de blanc chaud à blanc froid


Same features as the Luxascope Auris LED 2.5 V, but with the following additional elements:

- A LED ring with 2x4 concentric LEDs
- Long press on the switch allows changing the light from warm white to cool white.

- Réf. A1.616.114 Otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, noir, Luxamed / LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, black
 Réf. A1.616.214 Otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, bleu, Luxamed / LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, blue
 Réf. A1.616.314 Otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, gris, Luxamed / LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, grey
 Réf. A1.616.914 Otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, blanc, Luxamed / LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V, white



CCT LED



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY

LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V LUXAMED LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V LUXAMED

Mêmes caractéristiques que le Luxascope Auris LED 2.5 V mais avec :

- Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V
- Inclus : chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)

Same features as the Luxascope Auris LED 2.5 V but with the following additional elements:

- Power supply: 1 rechargeable lithium-ion battery, 3.7 V
- Includes: charger with USB plug (EU/UK/US adapter)

- Réf. A1.426.114 Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V rechargeable USB, noir / LuxaScope Auris LED 3.7 V (rechargeable), incl. USB-recharger EU/UK/U, Black
 Réf. A1.426.214 Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V rechargeable USB, bleu / LuxaScope Auris LED 3.7 V (rechargeable), incl. USB-recharger EU/UK/U, Blue
 Réf. A1.426.314 Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V rechargeable USB, gris / LuxaScope Auris LED 3.7 V (rechargeable), incl. USB-recharger EU/UK/U, Grey
 Réf. A1.426.914 Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V rechargeable USB, blanc / LuxaScope Auris LED 3.7 V (rechargeable), incl. USB-recharger EU/UK/U, White



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY

ACCESSOIRES / ACCESSORIES :

- Réf. A5.201.112 Poire d'insufflation pour otoscope LUXAMED® / LUXAMED® Insufflation Bulb for Otoscope
 Réf. A5.101.124 Spécuments auriculaires 2,5 mm, gris, boîte de 250 pièces, LUXAMED® / Ear Specula 2.5 mm, Gray, Box of 250 Pieces, LUXAMED®
 Réf. A5.102.124 Spécuments auriculaires 4 mm, gris, boîte de 250 pièces, LUXAMED® / LUXAMED® Ear Specula, 4 mm, Gray, Box of 250 Pieces
 Réf. A5.101.144 Spécuments auriculaires 2,5 mm, gris, sachet de 100 pièces, LUXAMED® / LUXAMED® Ear Specula, 2.5 mm, Gray, Bag of 100 Pieces
 Réf. A5.102.144 Spécuments auriculaires 4 mm, gris, sachet de 100 pièces, LUXAMED® / LUXAMED® Ear Specula, 4 mm, Gray, Bag of 100 Pieces
 Réf. A5.101.184 Spécuments auriculaires 2,5 mm, gris, boîte de 1000 pièces, LUXAMED® / LUXAMED® Ear Specula, 2.5 mm, Gray, Box of 1000 Pieces
 Réf. A5.102.184 Spécuments auriculaires 4 mm, gris, boîte de 1000 pièces, LUXAMED® / LUXAMED® Ear Specula, 4 mm, Gray, Box of 1000 Pieces
 Réf. A5.101.194 Spécuments auriculaires 2,5 mm, gris, LUXAMED®, 10 tubes de 30 pcs / LUXAMED® Ear Specula, 2.5 mm, Gray, 10 Tubes of 30 pcs
 Réf. A5.102.194 Spécuments auriculaires 4 mm, gris, LUXAMED®, 10 tubes de 30 pcs / LUXAMED® Ear Specula, 4 mm, Gray, 10 Tubes of 30 pcs



DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V

- Dermatoscope innovant en format de poche
- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Innovative pocket-sized dermatoscope
- Lighting: LED ring with 6 concentric LEDs, providing a highly detailed image and uniform light.
- Removable contact plate for easy cleaning.
- Continuous zoom with up to 10x magnification and distortion-free image.
- Adjustable brightness: Ability to vary light intensity to prevent glare.
- LED lifespan : Approximately 100,000 hours with constant current.
- Illumination : Around 10,000 Lux.
- Color temperature: Approximately 4,200 K.
- Power supply: 2x AAA alkaline batteries, included.

Plaque de contact avec graduation / Contact plate with scale:

- Réf. C1.516.114** Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, gradué, noir / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V, With Scale, Black
Réf. C1.516.914 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, gradué, blanc / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V, With Scale, White
Réf. C1.516.934 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/ciel / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, With Scale, White/Sky Blue
Réf. C1.516.944 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/jaune / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, With Scale, White/Yellow
Réf. C1.516.954 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/vert / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, With Scale, White/Green
Réf. C1.516.964 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/lilas / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, With Scale, White/Lilac
Réf. C1.516.974 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/magenta / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, With Scale, White/Magenta
Réf. C1.916.914 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, embout gradué, Kids / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V, Graduated Tip, Kids

Plaque de contact sans graduation / Contact Plate without scale:

- Réf. C1.416.114** Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, noir / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V, Black
Réf. C1.416.914 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, blanc / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V, White
Réf. C1.416.934 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/ciel / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Sky Blue
Réf. C1.416.944 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/jaune / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Yellow
Réf. C1.416.954 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/vert / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Green
Réf. C1.416.964 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/lilas / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Lilac
Réf. C1.416.974 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/magenta / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V COLOUR-EDITION, White/Magenta
Réf. C1.816.914 Dermatoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, Kids / LUXAMED® LuxaScope LED Dermatoscope 2.5 V, Kids



DERMATOSCOPE LUXASCOPE CCT LED 2.5 V DERMATOSCOPE LUXASCOPE CCT LED 2.5 V

- Mêmes caractéristiques que le dermatoscope Luxascope LED 2.5 V mais avec en plus :
- Eclairage : Anneau LED avec 2x5 LED (concentriques)
 - Longue pression sur l'interrupteur permettant de changer de blanc chaud à blanc froid
 - Température de couleur : anneau 1 : environ : 3000 K, anneau 2 : environ 6000 K

Same features as the Luxascope LED 2.5 V dermatoscope but with the following additional elements:

- Lighting: LED ring with 2x5 concentric LEDs,
- Long press on the switch allows changing from warm white to cool white
- Color temperature: ring 1 approx. 3000 K, ring 2 approx. 6000 K

- Réf. C1.616.114** Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V, noir / LuxaScope CCT LED Dermatoscope 2.5 V, Black
Réf. C1.616.914 Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V, blanc / LuxaScope CCT LED Dermatoscope 2.5 V, White

- Réf. C1.716.114** Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V gradué, noir / LuxaScope CCT LED Dermatoscope 2.5 V with Scale, Black
Réf. C1.716.914 Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V, gradué, blanc / LuxaScope CCT LED Dermatoscope 2.5 V with Scale, White



LUXASCOPE DERMATOSCOPE LED 3.7 V LUXASCOPE DERMATOSCOPE LED 3.7 V

- Mêmes caractéristiques que le dermatoscope Luxascope LED 2.5 V mais avec en plus :
- Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3.7 V et un chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)

Same features as the Luxascope LED 2.5 V dermatoscope but with the following additional elements:

- Power supply: 1 rechargeable lithium-ion battery 3.7 V and a charger with USB plug (EU/UK/US adapter)

- Réf. C1.426.114** Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, noir / LuxaScope LED Dermatoscope 3.7 V USB Rechargeable, Black
Réf. C1.426.914 Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, blanc / LuxaScope LED Dermatoscope 3.7 V USB Rechargeable, White
Réf. C1.526.114 Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, gradué, noir / LuxaScope LED Dermatoscope 3.7 V USB Rechargeable with Scale, Black
Réf. C1.526.914 Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, gradué, blanc / LuxaScope LED Dermatoscope 3.7 V USB Rechargeable with Scale, White



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY





LUXASCOPE OCULUS LED 2.5 V LUXASCOPE OCULUS LED 2.5 V

- Ophtalmoscope innovant en format de poche
- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Inclus 2 piles alcalines AAA

- Innovative pocket-sized ophthalmoscope
- Corrections values : +20 to -20 D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$)
- 5 available filters: large spot, small spot, green filter, half-moon, and reticle
- Lighting: LED
- Adjustable brightness : Ability to vary light intensity to prevent glare
- LED lifespan : Approximately 50,000 hours with constant current
- Color temperature : Approximately 4,200 K
- Included : 2 AAA alkaline batteries

- Réf. F1.416.114** Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V, noir
LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V, Black
- Réf. F1.416.914** Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V, blanc
LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V, White
- Réf. F1.416.934** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-ÉDITION, blanc/bleu ciel
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V COLOUR-ÉDITION, White/Sky Blue
- Réf. F1.416.944** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-ÉDITION, blanc/vert
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V COLOUR-ÉDITION, White/Green
- Réf. F1.416.964** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-ÉDITION, blanc/lilas
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V COLOUR-ÉDITION, White/Lilac
- Réf. F1.416.974** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-ÉDITION, blanc/magenta
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V COLOUR-ÉDITION, White/Magenta
- Réf. F1.516.914** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, Kids
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 2.5 V, Kids
- Réf. AF.516.914** Kit LUXAMED® LuxaScope Auris LED 2.5 V, Kids (Otoscope + Ophtalmoscope)
LUXAMED® LuxaScope Auris LED Kit 2.5 V, Kids (Otoscope + Ophthalmoscope)



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



LUXASCOPE OCULUS LED 3.7 V LUXASCOPE OCULUS LED 3.7 V

Mêmes caractéristiques que le Luxascope Oculus LED 2.5 V mais avec en plus :

- Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3.7 V et un chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)

Same features as the Luxascope Oculus LED 2.5 V, but with the following additions:

- Power supply: 1 rechargeable lithium-ion battery 3.7 V and a charger with USB plug (EU/UK/US adapter)

- Réf. F1.426.114** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, noir
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 3.7 V USB Rechargeable, Black
- Réf. F1.426.914** Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, blanc
LUXAMED® LuxaScope LED Ophthalmoscope 3.7 V USB Rechargeable, White



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



STATION MURALE DE DIAGNOSTIC LUXAMED LUXAMED WALL-MOUNTED DIAGNOSTIC STATION

- Manches équipés de vis de fixation pour têtes interchangeables
- Commande intuitive à un bouton pour l'allumage et le réglage de la luminosité
- Arrêt automatique 3 minutes d'inactivité, dès que la poignée est replacée dans son support mural
- Alimentation secteur compatible 220 v / 110 v
- Connecteurs UE/UK/US inclus
- Spéculeums non inclus avec le distributeur

- Instrument handles with locking screw for instrument heads
- One-button operation for enabling and dimming the instruments
- Automatic switch-off after 3 min. After placing in the handle holder
- Power supply in mains operation with 220v / 110v
- Incl. EU/GB/US plug
- Speculums not included with the dispenser

Réf. W1.336.114 Station murale avec otoscope, ophtalmoscope et distributeur de spéculum / Wall Station with Otoscope, Ophthalmoscope and Speculum Dispenser

Réf. W1.326.114 Station murale avec otoscope et distributeur de spéculums / Wall Station with Otoscope and Speculum Dispenser

Réf. W9.316.114 Station murale avec un manche sans tête / Wall Station with One Handle without Head



Réf. W1.336.11



Réf. W1.326.11



Réf. W1.316.11

STATION MURALE DE DIAGNOSTIC AVEC TENSIOMÈTRE LUXAMED WALL-MOUNTED DIAGNOSTIC STATION WITH BLOOD PRESSURE

NOUVEAU
NEW

Station murale made in Europe : Allemagne et France
Prête à accueillir : tensiomètre Orion + station murale avec otoscope, ophtalmoscope et distributeur de spéculum.
(Ce support mural est vendu seul, sans tensiomètre Orion (voir page 15, section TENSION) et sans station murale (voir article ci-dessus))

Wall-mounted station made in Europe: Germany and France
Ready to accommodate: Orion blood pressure monitor + wall-mounted station with otoscope, ophthalmoscope and speculum dispenser.
(This wall mount is sold separately, without the Orion blood pressure monitor (see page 15, blood pressure section) and without the wall-mounted station (see item above).)

Réf. BDDSTAT01 Station murale pour Orion et Luxamed
Wall diagnostic center for Orion and Luxamed





LAMPE D'EXAMEN LED LUXAMED LUXAMED LED EXAMINATION LAMP


- Taille : 85 cm de hauteur et jusqu'à 165 cm de hauteur d'auscultation max
- Lampe LED 15 V / 10 W avec 4 LED haute performance
- Intensité lumineuse : env. 50 000 Lux / 30 cm de distance
- Tête de lampe en aluminium pour une convection et un rayonnement thermique optimisés
- Durée de vie : env. 50 000 heures • température de couleur : env. 4 200 K
- Bras flexible de 90 cm (col de cygne) – reste en position sans effort
- Socle stable à roulettes en métal thermolaqué
- Prise multifonction compatible UE/UK/US
- Existe aussi en format court (50 cm de hauteur de tube et 130 cm max de hauteur d'auscultation) coloris blanc

- Height: 85 cm and up to 165 cm maximum examination height
- Also available in a short version (50 cm tube height and 130 cm maximum examination height), color white.
- 15 V / 10 W LED Lamp with 4 high-power LEDs
- Illuminance: approx. 50.000 Lux / 30 cm working distance
- Aluminium illumination head for optimal heat convection and thermal radiation
- Service life: approx. 50.000 hours
- Colour temperature: approx. 4.200 K
- Gooseneck construction with 90 cm long neck, neck remains in desired position
- Robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- Multifunction plug (EU/UK/US)
- Also available in a short version (50 cm tube height and 130 cm maximum examination height), but only in white.

- Réf. U1.011.014** Lampe d'examen LED avec pied à roulettes court, blanc, Luxamed / LED Examination Lamp with Short Mobile Stand, White, Luxamed
Réf. U1.111.014 Lampe d'examen LED avec pied à roulettes, blanc, Luxamed / LED Examination Lamp with Mobile Stand, White, Luxamed
Réf. U1.131.014 Lampe d'examen LED COLOUR EDITION avec pied, blanc/ciel, Luxamed / LED Examination Lamp COLOUR EDITION with Stand, White/Sky Blue, Luxamed
Réf. U1.141.014 Lampe d'examen LED COLOUR EDITION avec pied, blanc/jaune, Luxamed / LED Examination Lamp COLOUR EDITION with Stand, White/Yellow, Luxamed
Réf. U1.151.014 Lampe d'examen LED COLOUR EDITION avec pied, blanc/vert, Luxamed / LED Examination Lamp COLOUR EDITION with Stand, White/Green, Luxamed
Réf. U1.161.014 Lampe d'examen LED COLOUR EDITION avec pied, blanc/lilas, Luxamed / LED Examination Lamp COLOUR EDITION with Stand, White/Lilac, Luxamed
Réf. U1.171.014 Lampe d'examen LED COLOUR EDITION avec pied, blanc/magenta, Luxamed / LED Examination Lamp COLOUR EDITION with Stand, White/Magenta, Luxamed



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



LAMPE D'EXAMEN LED FOCUS LUXAMED LUXAMED LED EXAMINATION LAMP FOCUS

- Lampe LED avec une performance de 10 W
- Deux tailles disponibles : hauteur de tube 85 cm et hauteur d'auscultation max 165 cm ou hauteur de tube 50 cm et hauteur d'auscultation max 130 cm
- Intensité lumineuse à une distance de 30 cm : 60 000 Lux (80 mm de diamètre)
- Intensité lumineuse à une distance de 30 cm : 25 000 Lux (150 mm de diamètre)
- Température de couleur : env. 5 000 K
- CRI : 93
- Durée de vie des LED : env. 50 000 heures
- Bras flexible de 100 cm (col de cygne) – reste en position sans effort
- Hauteur d'auscultation maximale : 165 cm
- Socle stable à roulettes en métal thermolaqué
- Prise multifonction compatible UE/UK/US
- Existe aussi en format court (50 cm de hauteur de tube et 130 cm max de hauteur d'auscultation) mais uniquement en blanc

- LED Lamp with 1 high-power LED 10 W
- Two sizes available: tube height 85 cm with a maximum examination height of 165 cm, or tube height 50 cm with a maximum examination height of 130 cm.
- Illuminance at a distance of 30 cm: approx. 62.000 Lux (diameter 80 mm)
- Illuminance at a distance of 30 cm: approx. 25.000 Lux (diameter 150 mm)
- Colour temperature: approx. 5000 K
- CRI: 93
- Service life of LED: approx. 50.000 hours
- Gooseneck construction with 100 cm long neck,
- Neck remains in desired position
- Maximum examination height: 165 cm
- Robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- Multifunction plug (EU/UK/US)
- Also available in a short version (50 cm tube height and 130 cm maximum examination height), but only in white.

- Réf. U1.211.014** Lampe d'examen LED FOCUS avec pied à roulettes, blanc, Luxamed / LED Examination Lamp FOCUS with Mobile Stand, White, Luxamed
Réf. U1.311.014 Lampe d'examen LED FOCUS avec pied à roulettes court, blanc, Luxamed / LED Examination Lamp FOCUS with Short Mobile Stand, White, Luxamed
Réf. U5.121.114 Poignée stérilisable pour lampe d'examen Luxamed / Sterilizable Handle for Examination Lamp, Luxamed
Réf. U9.212.014 Lampe d'examen LED FOCUS seule, blanc, Luxamed / LED Examination Lamp FOCUS Only, White, Luxamed



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



ACCESSOIRES / ACCESSORIES :

- Réf. U5.232.014** Support mural pour lampe d'examen LED / Wall Mount for LED Examination Lamp,
Réf. U5.242.014 Pince bureau pour lampe d'examen LED / Desk Clamp for LED Examination Lamp,
Réf. U5.252.014 Pince rail pour lampe d'examen LED / Rail Clamp for LED Examination Lamp,
Réf. U9.113.014 Pied à roulette pour lampe d'examen, blanc, / Mobile Stand for Examination Lamp, White,
Réf. U9.013.014 Pied à roulettes pour lampe d'examen court, blanc / Short Mobile Stand for Examination Lamp, White
Réf. U5.121.114 Poignée stérilisable pour lampe d'examen Luxamed / Sterilizable Handle for Examination Lamp, Luxamed

LARYNGOSCOPES LUXAMED LUXAMED LARYNGOSCOPES

- 5V ou 3.7V (rechargeable)
- Technologie LED
- Manche en acier inoxydable
- Surface plane et rainures horizontales pour une meilleure hygiène et prise en main
- Changement de lampe simple et rapide
- Autoclavable jusqu'à 134° (sans lampe ni batteries)
- Manche conforme au norme ISO 7376

- 2.5V ou 3.7V (rechargeable)
- Technologie LED
- Manche en acier inoxydable
- Surface plane et rainures horizontales pour une meilleure hygiène et prise en main
- Changement de lampe simple et rapide
- Autoclavable jusqu'à 134° (sans lampe ni batteries)
- Manche conforme au norme ISO 7376

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
MADE IN
GERMANY



MANCHES / HANDLES

Rechargeable / Rechargeable

Réf. EI.427.012 Manche de laryngoscope F/O LED 3.7V, rechargeable USB, medium, LUXAMED® / Laryngoscope Handle F/O LED 3.7V, USB Rechargeable, Medium, LUXAMED®

À piles / Battery-powered

Réf. EI.416.012 Manche de laryngoscope F.O, LED 2.5 V, small, LUXAMED® / Laryngoscope Handle F.O, LED 2.5 V, Small, LUXAMED®

Réf. EI.417.012 Manche de laryngoscope F.O, LED 2.5 V, medium, LUXAMED® / Laryngoscope Handle F.O, LED 2.5 V, Medium, LUXAMED®



LAMES / BLADES

Macintosh fibre optique intégrée / Macintosh blade with integrated optical fiber

Réf. EI.410.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 0 (81 x 14 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 0 (81 x 14 mm)

Réf. EI.411.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 1 (92 x 14 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 1 (92 x 14 mm)

Réf. EI.412.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 2 (114 x 17 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 2 (114 x 17 mm)

Réf. EI.413.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 3 (134 x 18 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 3 (134 x 18 mm)

Réf. EI.414.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 4 (154 x 18 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 4 (154 x 18 mm)

Réf. EI.415.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 5 (174 x 23 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 5 (174 x 23 mm)



Macintosh Fibre optique remplaçable / Macintosh blade with replaceable optical fiber

Réf. EI.310.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 0 (79 x 13 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 0 (79 x 13 mm)

Réf. EI.311.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 1 (91 x 20 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 1 (91 x 20 mm)

Réf. EI.312.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 2 (113 x 21 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 2 (113 x 21 mm)

Réf. EI.313.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 3 (131 x 22 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 3 (131 x 22 mm)

Réf. EI.314.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 4 (154 x 24 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 4 (154 x 24 mm)

Réf. EI.315.012 Lame MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 5 (176 x 25 mm) / Macintosh Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 5 (176 x 25 mm)

Miller fibre optique intégrée / Miller blade with integrated optical fiber

Réf. EI.429.012 Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 00 (65 x 11 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 00 (65 x 11 mm)

Réf. EI.420.012 Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 0 (77 x 11 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 0 (77 x 11 mm)

Réf. EI.421.012 Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 1 (102 x 11 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 1 (102 x 11 mm)

Réf. EI.422.012 Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 2 (155 x 14 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 2 (155 x 14 mm)

Réf. EI.423.012 Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 3 (195 x 15 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 3 (195 x 15 mm)

Réf. EI.424.012 Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 4 (210 x 18 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 4 (210 x 18 mm)



Miller fibre optique remplaçable / Miller blade with replaceable optical fiber

Réf. EI.329.012 Lame MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 00 (64 x 11 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 00 (64 x 11 mm)

Réf. EI.320.012 Lame MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 0 (74 x 11 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 0 (74 x 11 mm)

Réf. EI.321.012 Lame MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 1 (101 x 11 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 1 (101 x 11 mm)

Réf. EI.322.012 Lame MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 2 (152 x 13 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 2 (152 x 13 mm)

Réf. EI.323.012 Lame MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 3 (194 x 13 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 3 (194 x 13 mm)

Réf. EI.324.012 Lame MILLER de laryngoscope LUXAMED®, F.O. remplaçable Taille 4 (204 x 17 mm) / Miller Laryngoscope Blade LUXAMED®, Replaceable F.O., Size 4 (204 x 17 mm)



McCoy fibre optique intégrée / McCoy blade with integrated optical fiber

Réf. EI.442.012 Lame MCCOY de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 2 (115 x 18 mm) / McCoy Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 2 (115 x 18 mm)

Réf. EI.443.012 Lame MCCOY de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 3 (135 x 18 mm) / McCoy Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 3 (135 x 18 mm)

Réf. EI.444.012 Lame MCCOY de laryngoscope LUXAMED®, F.O. intégrée Taille 4 (155 x 18 mm) / McCoy Laryngoscope Blade LUXAMED®, Integrated F.O., Size 4 (155 x 18 mm)



LUXAMED®

Fabricant allemand de dispositifs médicaux basé à Blaubeuren, fondé en 2011 et spécialisé dans la lumière dédiée aux produits de diagnostic (otoscopes, dermatoscopes, lampes d'examen, etc.), Luxamed conçoit et fabrique 100 % de ses produits en Allemagne, avec une exigence de qualité et une forte orientation à l'international (80 % du chiffre d'affaires de Luxamed est réalisé à l'international dans plus de 80 pays).

En 2024, Spengler Group a fait l'acquisition de Luxamed afin de renforcer son offre en dispositifs d'aide au diagnostic. Ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie industrielle ambitieuse, combinant innovation, savoir-faire franco-allemand et démarche de décarbonation.

Les produits Luxamed sont désormais distribués par SPENGLER MEDICAL.

German medical device manufacturer based in Blaubeuren, founded in 2011 and specializing in the light for diagnostic products (otoscopes, dermatoscopes, examination lamps, etc.), Luxamed designs and manufactures 100% of its products in Germany, with a focus on quality and a strong international orientation (80% of Luxamed's sales are generated internationally in over 80 countries).

In 2024, Spengler Group acquired Luxamed in order to strengthen its offering in diagnostic aids. This merger is part of an ambitious industrial strategy, combining innovation, Franco-German know-how and a decarbonizing approach.

Luxamed products are now distributed by SPENGLER MEDICAL.



STATION MURALE DE DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC WALL STATION



DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS SPECULUM DISTRIBUTOR

Distributeur refermable avec un couvercle et pouvant contenir jusqu'à 30 spéculums par distributeur

Resealable dispenser with a lid and can hold up to 30 speculums per dispenser



ARRÊT AUTOMATIQUE AUTOMATIC SWITCH-OFF

Après 3 min de non utilisation

After 3 min of no use



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POWER SUPPLY

1 câble d'alimentation +
1 adaptateur EU/GB/US inclus

*1 power cable +
1 EU/GB/US adapter included*



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ DIMMABLE

Possibilité de faire varier la luminosité avec une simple pression longue

Possibility to vary the brightness with a simple long press



MALLETES MÉDICALES

MEDICAL BAGS



MALLETES MÉDICALES

MEDICAL BAGS

Ouessant	74
<i>Ouessant</i>	74
Étretat	75
<i>Étretat</i>	75
Eiffel	77
<i>Eiffel</i>	77
Sac isotherme	78
<i>Isotherm bag</i>	78
Trousse diabétique	78
<i>diabetic kit</i>	78

Étretat



Le gris minéral qui sculpte les falaises et le brun brut la terre.
The mineral grey that sculpts the cliffs and the raw brown of the earth.

Ouessant



Le bleu des vagues et des légendes.
The blue of the waves and legends.

Eiffel



Le gris audacieux qui habille la capitale Française.
The bold grey that adorns the French capital.





M A I S O N

De Boissy

DEPUIS 1982

L'Alliance de l'Exigence et du Style

Un nouveau standard pour les professionnels de santé. **Plus qu'un sac, une déclaration** : celle d'une médecine en mouvement, exigeante et résolument contemporaine, **Maison de Boissy** brise les conventions du sac médical traditionnel pour proposer un accessoire audacieux, intelligent et élégant – **à l'image des femmes et des hommes qui le portent.**

Le sac qui **s'adapte à votre rythme** et qui vous ressemble. Fini les compromis entre praticité et design. Conçu avec et pour les professionnels de santé, il allie **modularité, ergonomie et esthétique soignée**. Maison de Boissy a pensé à chaque détail. Ses coutures, ses compartiments intuitifs, ses poches sécurisées et ses matériaux durables en font un partenaire fonctionnel, évolutif et prêt pour toutes les urgences, sans sacrifier le style. **Léger, résistant et intemporel**, il s'intègre naturellement à votre vie professionnelle, aujourd'hui comme demain.

L'innovation au service de votre engagement. Avec Maison de Boissy, portez plus qu'un sac : portez une vision. Celle d'une **médecine moderne, agile et humaine**, où chaque geste est optimisé, chaque déplacement facilité, et chaque détail conçu pour vous accompagner, sans jamais vous ralentir.



The Alliance of Excellence and Style

A new standard for healthcare professionals. More **than a bag, a statement**: that of medicine in motion—demanding, resolutely contemporary. **Maison de Boissy** breaks free from the conventions of the traditional medical bag to offer an accessory that is bold, intelligent, and elegant—**just like the women and men who carry it.**

The bag that **adapts to your pace** and reflects who you are. No more compromising between practicality and design. Crafted with and for healthcare professionals, it combines **modularity, ergonomics, and refined aesthetics**. Maison de Boissy has considered every detail. Its stitching, intuitive compartments, secure pockets, and durable materials make it a functional, adaptable partner, ready for any emergency without sacrificing style. Lightweight, resilient, and timeless, it seamlessly integrates into your professional life, today and tomorrow.

Innovation in service of your commitment. With Maison de Boissy, carry more than a bag: carry a vision. A vision of medicine that is **modern, agile, and human**—where every movement is optimized, every journey made easier, and every detail designed to support you, never holding you back.





Ouessant, c'est le bleu des vagues et des légendes *Ouessant is the blue of the waves and legends*

SAC MÉDICAL OUESSANT **OUESSANT MEDICAL BAG**

- Espace principal avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles, 1 compartiment matelassé pour l'ordinateur portable.
- Cet espace comprend aussi 2 compartiments détachables (avec velcro) : 1 transparent et 1 ampoulier isotherme (avec poche de gel froid réutilisable), un mousqueton.
- Poche ventrale (40 x 20 cm) avec 2 poches filet zippées, 2 poches plates, et plusieurs boucles élastiques
- Trois poches extérieures zippées et une autre avec élastique pour le gel hydroalcoolique
- 1 pochette sur le devant, d'aspect cuir grainé, est détachable pour personnaliser son sac (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Tissus en matières recyclées, lavables, résistants et déperlants
- Poignées rembourrées et solides, une bandoulière
- Dimensions l x h x p : 40 x 35 x 24 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 22 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

- A main space with six pockets, two removable Velcro separators and one padded compartment for a laptop computer
- Sold with 2 detachable pouches: 1 transparent and 1 insulated (with a reusable cold gel pouch), a hook
- A ventral pocket (40 x 20 cm) with 2 zip net pouches, 2 flat pockets and a side with elastic loops
- Three outside zip pockets and another with an elastic strip for gel bottle
- A detachable front pouch with a customisable grained leather appearance on the front (fancy pouch sold separately)
- Cloth used is made from recycled materials, washable, resistant and water repellent
- Padded, strong handles, shoulder strap
- Dimensions w x h x d: 40 x 35 x 24 cm
- Weight: 1,6 kg
- Maximum recommended contents: 6 kg / 22 l
- Sold without medical devices

Réf. MDOUES01 Sac OUESSANT bleu avec pochette noire, De Boissy
OUESSANT Blue Bag with Black Pouch, De Boissy



MINI SAC MÉDICAL OUESSANT **OUESSANT MINI MEDICAL BAG**

La version mini des Sacs Médicaux Étretat et Madrague

- Espace principal intérieur avec 6 poches, un séparateur et 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme
- Poche ventrale : 31 x 15 cm
- 3 petites poches zippées, plus celle pour le gel, la pochette d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable
- Tissus en matières recyclées, lavables, résistants et déperlants
- Même poignées, bandoulière, porte-nom
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm - Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

The mini version of the Étretat and Madrague medical bags

- A main space with 6 pockets, 1 removable Velcro separator and 2 movable pouches: 1 transparent and 1 insulated. A ventral pocket (31 x 15 cm)
- 3 outside zip pockets and another for gel bottle, a detachable and customizable grained leather appearance front pouch
- Cloth used is made from recycled materials, washable, resistant and water repellent
- Same padded, strong handles, shoulder strap, name holder
- Dimensions w x h x d: 32 x 28 x 20 cm - Weight: 1,6 kg
- Maximum recommended contents: 4 kg / 15 l
- Sold without medical devices

Réf. MDOUES02 Mini Sac OUESSANT, De Boissy
Mini Bag OUESSANT, De Boissy



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO

SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL OUESSANT OUESSANT CONVERTIBLE BACKPACK

- Espace principal modulable qui contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents, et 1 ampoulier isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- Zip d'extension pour agrandir ce compartiment principal
- Second espace matelassé pour ranger ordinateur/tablette et documents
- Tissus en matières recyclées, lavables, résistants et déperlants
- Grande poche ventrale (45 x 21 cm)
- Une pochette, d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable
- Bretelles, poignées et bandoulière rembourrées, solides et dissimulables
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 16/36 cm - Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

- A main space with 3 detachable transparent compartments and 1 insulated pocket (with cold gel pouch) held in place with Velcro
- An extension zip to gain 5 litres
- A padded secondary space for storing documents and a laptop/tablet
- A ventral pocket (45 x 21cm)
- Cloth used is made from recycled materials, washable, resistant and water repellent
- A detachable and customizable grained leather appearance front pouch
- Shoulder strap, straps and handles can be hidden
- Dimensions w x h x d: 30 x 45 x 16/36 cm - Weight: 2,2 kg
- Maximum recommended contents: 6 kg / 19-25 l
- Sold without medical devices

Réf. MDOUES03 Sac à dos convertible OUESSANT bleu, De Boissy
Convertible Backpack OUESSANT Blue, De Boissy



*Étretat, c'est le gris minéral qui sculpte les falaises
et le brun brut qui ancre la terre*
*Étretat is the mineral grey that sculpts the cliffs
and the raw brown that anchors the earth*



SAC MÉDICAL ÉTRETAT ÉTRETAT MEDICAL BAGS

- Espace principal avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles, 1 compartiment matelassé pour l'ordinateur portable.
- Cet espace comprend aussi 2 compartiments détachables (avec velcro) : 1 transparent et 1 ampoulier isotherme (avec poche de gel froid réutilisable), un mousqueton.
- Poche ventrale (40 x 20 cm) avec 2 poches filet zippées, 2 poches plates, et plusieurs boucles élastiques
- Trois poches extérieures zippées et une autre avec élastique pour le gel hydroalcoolique
- 1 pochette sur le devant, d'aspect cuir grainé, est détachable pour personnaliser son sac (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Tissus en matières recyclées, lavables, résistants et déperlants
- Poignées rembourrées et solides, une bandoulière
- Dimensions l x h x p : 40 x 35 x 24 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 22 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

- A main space with six pockets, two removable Velcro separators and one padded compartment for a laptop computer
- Sold with 2 detachable pouches: 1 transparent and 1 insulated (with a reusable cold gel pouch), a hook
- A ventral pocket (40 x 20 cm) with 2 zip net pouches, 2 flat pockets and a side with elastic loops
- Three outside zip pockets and another with an elastic strip for gel bottle
- A detachable front pouch with a customisable grained leather appearance on the front (fancy pouch sold separately)
- Cloth used is made from recycled materials, washable, resistant and water repellent
- Padded, strong handles, shoulder strap
- Dimensions w x h x d: 40 x 35 x 24 cm
- Weight: 1,6 kg
- Maximum recommended contents: 6 kg / 22 l
- Sold without medical devices

Réf. MDETRE01 Sac ÉTRETAT, De Boissy
ETRETAT Bag, De Boissy





MINI SAC MÉDICAL ÉTRETAT ÉTRETAT MINI MEDICAL BAG

La version mini des Sacs Médicaux Étretat et Madrague

- Espace principal intérieur avec 6 poches, un séparateur et 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme
- Poche ventrale : 31 x 15 cm
- 3 petites poches zippées, plus celle pour le gel, la pochette d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable
- Tissus en matières recyclées, lavables, résistants et déperlants
- Même poignées, bandoulière, porte-nom
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm – Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

Réf. **MDETRE02** Mini Sac ETRETAT, De Boissy
Mini Bag ETRETAT, De Boissy



The mini version of the Étretat and Madrague medical bags

- A main space with 6 pockets, 1 removable Velcro separator and 2 movable pouches: 1 transparent and 1 insulated.
- A ventral pocket (31 x 15 cm)
- 3 outside zip pockets and another for gel bottle, a detachable and customizable grained leather appearance front pouch
- Cloth used is made from recycled materials, washable, resistant and water repellent
- Same padded, strong handles, shoulder strap, name holder
- Dimensions w x h x d: 32 x 28 x 20 cm – Weight: 1,6 kg
- Maximum recommended contents: 4 kg / 15 l
- Sold without medical devices



SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL ÉTRETAT ÉTRETAT CONVERTIBLE BACKPACK

- Espace principal modulable qui contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents, et 1 ampoulier isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- Zip d'extension pour agrandir ce compartiment principal
- Second espace matelassé pour ranger ordinateur/tablette et documents
- Tissus en matières recyclées, lavables, résistants et déperlants
- Grande poche ventrale (45 x 21 cm)
- Une pochette, d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable
- Bretelles, poignées et bandoulière rembourrées, solides et dissimulables
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 16/36 cm – Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

Réf. **MDETRE03** Sac à dos convertible ETRETAT, De Boissy
Convertible Backpack ETRETAT, De Boissy



- A main space with 3 detachable transparent compartments and 1 insulated pocket (with cold gel pouch) held in place with Velcro
- An extension zip to gain 5 litres
- A padded secondary space for storing documents and a laptop/tablet
- A ventral pocket (45x21cm)
- Cloth used is made from recycled materials, washable, resistant and water repellent
- A detachable and customizable grained leather appearance front pouch
- Shoulder strap, straps and handles can be hidden
- Dimensions w x h x d: 30 x 45 x 16/36 cm – Weight: 2,2 kg
- Maximum recommended contents: 6 kg / 19-25 l
- Sold without medical devices



MDETRE03

Eiffel c'est le gris audacieux qui habille la capitale Française
Eiffel is the bold grey that adorns the French capital

SAC MÉDICAL EIFFEL EIFFEL MEDICAL BAG



- L'espace principal grand volume et la grande ouverture comprennent 8 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 pochette filet zippée.
- Une poche ventrale (40x20 cm) s'ouvre complètement avec 2 poches filet zippées, 2 poches plates, et plusieurs boucles élastiques
- Tissu polyester résistant, déperlant et lavable
- Quatre poches extérieures zippées et une autre pour y glisser le gel hydroalcoolique
- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière réglable
- Un porte-nom pour bien identifier le sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Dimensions l x h x p : 40 x 35 x 24 cm
- Poids : 1,3 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 22 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

- A main space with eight pockets, two removable Velcro separators and one small zip net pocket
- A ventral pocket (40 x 20 cm) with two zip net pouches, two flat pockets and a side with elastic loops
- 4 outside zip pockets and another with an elastic strip for gel bottle
- The polyester cloth used is resistant, water repellent and washable
- Padded, strong handles and an adjustable shoulder strap
- A name holder to properly identify your bag
- A non-slip base to reduce rubbing and wear
- Dimensions w x h x d: 40 x 35 x 24 cm
- Weight: 1,3 kg
- Maximum recommended contents: 6 kg / 22 l
- Sold without medical devices



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO

Réf. MDEIFF01 Sac médical EIFFEL / EIFFEL Medical bag



MINI SAC MÉDICAL EIFFEL EIFFEL MINI MEDICAL BAG



- C'est la version mini du Sac Médical Eiffel : espace principal avec 6 poches, et un séparateur
- La poche ventrale aux dimensions 31x15cm
- Tissu polyester résistant, déperlant et lavable
- Quatre petites poches externes zippées et celle pour la bouteille de gel hydroalcoolique
- Même poignées, bandoulière, porte-nom et fond antidérapant
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 0,95 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

- The mini version of the Eiffel medical bag: a main space with six pockets and one removable Velcro separator
- A ventral pocket (31 x 15 cm)
- 4 outside zip pockets and another with an elastic strip for gel bottle
- The polyester cloth used is resistant, water repellent and washable
- Same padded, strong handles, shoulder strap, name holder and non-slip base
- Dimensions w x h x d: 32 x 28 x 20 cm
- Weight: 0,95 kg
- Maximum recommended contents: 4 kg / 15 l
- Sold without medical devices



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO

Réf. MDEIFF02 Mini sac médical EIFFEL / EIFFEL mini medical bag



SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL EIFFEL EIFFEL CONVERTIBLE MEDICAL BACKPACK



- Espace principal modulable qui contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents et 1 isotherme (avec poche de gel froid réutilisable)
- Zip d'extension pour gagner 5 litres
- Tissu polyester résistant, déperlant et lavable
- Second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Grande poche ventrale (45 x 21 cm)
- Bretelles, poignées et bandoulière sont rembourrées et dissimulables
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 16/36 cm
- Poids : 2,1 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu sans dispositifs médicaux

- A main space with 3 detachable transparent compartments and 1 insulated pocket (with cold gel pouch) held in place with Velcro
- An extension zip to gain 5 litres
- The polyester cloth used is resistant, water repellent and washable
- A padded secondary space for storing documents and a laptop/tablet
- A ventral pocket (45x21cm)
- Shoulder strap, straps and handles can be hidden
- Dimensions w x h x d: 30 x 45 x 16/36 cm
- Weight: 2,1 kg
- Maximum recommended contents: 6 kg / 19-25 l
- Sold without medical devices



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
SCAN TO WATCH
THE VIDEO

Réf. MDEIFF03 Sac à dos convertible EIFFEL / EIFFEL convertible medical backpack





POCHETTE ISOTHERME INSULATED POUCH

- Séparateur central matelassé
- Fermeture avec glissière YKK® double sens
- 41 boucles d'élastiques de différentes tailles pour un maximum de 34 ampoules
- Dimensions LxHxp : 19x14x4 cm
- Poids : 0,1 kg (avec la poche de gel)
- Padded central divider
- Two-way fastener with YKK® zips
- 41 various size elastic loops for a maximum of 34 vials
- Dimensions LxHxd: 19x14x4 cm
- Weight: 0,1 kg (with cold gel pouch)

Réf. MDPIST01



POCHETTE PLATE POUR STETHOSCOPE FLAT POUCH FOR STETHOSCOPE

Pochette plate rembourrée co-brandée Spengler et De Boissy, idéale pour protéger le stéthoscope ou un autre instrument plat.

- En polyester recyclé, certifié GRS
- Fermeture avec glissière YKK® double sens
- Dimension : 30x15 cm

Flat padded pouch co-branded by Spengler and De Boissy, ideal for protecting a stethoscope or other flat instrument.

- Made from GRS-certified recycled polyester
- Two way YKK® zip closure
- Size: 30x15 cm

Réf. MDSTE01



SAC ISOTHERME COOL ISOTHERM BAG COOL

- Indicateur de température (thermomètre inclus)
- 4 sous-compartiments isothermes amovibles
- Capacité 300 tubes
- Eponge pour absorber les écoulements
- Poids : 5.30 kg
- Mesures extérieures : 44 x 29 x 39 cm / 49 L
- Capacité max. recommandée : 10 kg
- Vendu vide

- Embedded thermometer
- Four removable isothermal compartments
- 300 tubes capacity
- Sponge to absorb possible spills
- Weight: 5.30 kg
- Outside dimensions: 44 x 29 x 39 cm / 49 L
- Maximum recommended contents: 10 kg
- Sold empty

Réf. MECOOL03_B Sac/Mallette Isotherme Elite Bags - COOL
Elite Bags Isotherm Bag/Case



TROUSSE DIABÉTIQUE DIABETIC KIT

ELITE BAGS.

TROUSSE DIABÈTE DIA DIABETES KIT DIA

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits au frais
- Inclus un gel froid réutilisable
- Poids : 130 g
- Dimensions : 19 x 10 x 5 cm/ 0.95 L
- Capacité max. recommandée : 600 g
- Vendue vide

- Double isothermal compartment to keep products cool
- Includes a reusable cold gel
- Weight: 130 g
- Dimensions: 19 x 10 x 5 cm/ 0.95 L
- Maximum recommended capacity: 600 g
- Sold empty

Réf. MEDIA02_B Trousse Elite Bags Isotherme/Diabète - DIABETE- BLEUE
Cool bag for diabetic PM DIA, blue



Argenté / Silver ■

Bleu / Blue ■

Retrouvez nos malles d'urgence pages 159-160
Find our emergency bags pages 159-160





ÉQUIPEMENT HOSPITALIER

HOSPITAL EQUIPMENT



GARROTS ÉLECTRONIQUES <i>ELECTRONIC TOURNIQUETS</i>	80
BRASSARDS POUR GARROTS ÉLECTRONIQUES <i>ELECTRONIC TOURNIQUET CUFFS</i>	81
GARROTS MANUELS <i>MANUAL TOURNIQUETS</i>	82
GARROTS DE SOIN ET URGENGE <i>TOURNIQUETS FOR CARE AND EMERGENCY</i>	83
MANCHETTES À PRESSION <i>PRESSURE CUFFS</i>	84
MONITEURS ET STATIONS <i>MONITORS AND DIAGNOSIS STATIONS</i>	85
COUVERTURES CHAUFFANTES <i>HEATED BLANKETS</i>	87
MATERNITÉ <i>MATERNITY</i>	87
OBSTÉTRIQUE <i>OBSTETRICS</i>	89
LAVE-MAINS <i>WASHBASINS</i>	90
LAMPES SCIALYTIQUES <i>SCIALYTIC LAMPS</i>	91
TABLE D'OPÉRATION <i>OPERATION TABLE</i>	91
CHEMISE PATIENTS <i>HOSPITAL PATIENT GOWN</i>	91
POUSSE-SERINGUES <i>SYRINGE PUSHERS</i>	92
BANQUE DE SANG <i>BLOOD BANK REFRIGERATOR</i>	92
BISTOURI ÉLECTRIQUE <i>ELECTROSURGICAL UNIT</i>	92
VENTILATEURS CONCENTRATEURS <i>VENTILATORS CONCENTRATORS</i>	93
STÉRILISATION <i>STERILISATION</i>	94
DISPOSITIF D'ANALYSE DU SANG <i>BLOOD ANALYSIS DEVICES</i>	95



GARROT ELECTRONIQUE EASY PUMP® DUAL ELECTRONIC TOURNIQUET EASY PUMP® DUAL

GARROT EASY PUMP DUAL® NOUVELLE GÉNÉRATION : SEUL GARROT ÉLECTRONIQUE FABRIQUÉ EN FRANCE !

- 2 circuits pneumatiques indépendants : utilisation un brassard simple ou double ou avec 2 brassards simples pour chirurgie bilatérale ou ALRIV.
- Nouveaux paramétrages (touches rapides de pré-réglages du temps et de la pression, langues,...) et grand écran tactile 7"
- Nettoyage et désinfection facilités grâce au Lexan sur l'écran.
- **Fonction LOP intégrée au modèle** : Calcul de la mesure LOP sans capteur SpO₂ avec ajustement correcteur.
- Valeurs de temps et de pression pré réglables par défaut, personnalisables et modifiables en cours d'intervention.
- Réglage de la pression de 0 à 600 mmHg (± 1 mm Hg)
- Alarmes visuelles/sonores et autotests à l'allumage
- Fabrication française avec une nouvelle pompe de qualité allemande.
- Dimension : Boîtier 250(H) x 300(L) x 190(P) mm / écran 153(L) x 85(H) mm ; poids 5,5 kg
- Temps de charge 10h et autonomie 8h



Le savoir-faire DDM fabriqué en France dans notre usine de Castelculier

DDM expertise manufactured in France at our factory in Castelculier

AGEN (47)

EASY PUMP DUAL® TOURNIQUET NEW GENERATION: the only electronic tourniquet manufactured in France!

- 2 independent pneumatic circuits: for use with a single or double cuff or with 2 single cuffs for bilateral surgery or Intravenous Regional Anesthesia: IVRA.
- New settings (quick keys for time and pressure presets, languages, and large 7" touch screen
- Easy cleaning and disinfection thanks to Lexan on the screen.
- **Model-integrated LOP function**: Calculation of LOP measurement without SpO₂ sensor with corrective adjustment.
- Time and pressure values can be preset by default for greater customization and modified during operation
- Pressure adjustment from 0 to 600 mmHg (± 1 mmHg)
- Visual/audible alarms and self-tests on start-up
- Made in France with a new German quality pump
- Dimensions: case 250(H) x 300(W) x 190(D) mm, screen 153(W) x 85(H) mm; weight 5.5 kg
- Charging time 10h and autonomy 8 h

Réf. G10904 Garrot électronique Easy Pump® Dual à 2 circuits de pression régulée
Electronic tourniquet with 2 pressure circuit Easy Pump Dual®



Garrot vendu sans brassard.
Tourniquet sold without cuff.

Fonction LOP
Sans capteur SpO₂
LOP Function
Without SpO₂ Sensor



GARROTS ÉLECTROPNEUMATIQUES LITTLE PUMP® & LITTLE PUMP® DUAL ELECTROPNEUMATIC TOURNIQUETS LITTLE PUMP® & LITTLE PUMP® DUAL

Garrots électropneumatiques à 1 ou 2 circuits de pression régulée

- Réglage de la pression par clavier électronique.
- Plage de réglage : 0 à 600 mmHg (+5 mmHg)
- Circuit de pression : 1 ou 2
- Alarme défaut de pression : Sonore
- Dimensions et poids pour G10705 : 238 mm x 167 mm x 160 mm - 2.2 kg
- Dimensions et poids pour G10706 : 250 mm x 300 mm x 190 mm - 4.2 kg

Electropneumatic tourniquets

with 1 or 2 regulated pressure circuits

- Pressure setting via electronic keypad.
- Adjustment range: 0 to 600 mmHg (+5 mmHg)
- Pressure circuit: 1 or 2
- Pressure fault alarm: audible
- Dimensions and weight for G10705 : 238 mm x 167 mm x 160 mm - 2.2 kg
- Dimensions and weight for G10706 : 250 mm x 300 mm x 190 mm - 4.2 kg

Réf. G10705 Garrot électropneumatique Little Pump® à 1 circuit de pression régulée
Electropneumatic tourniquet with 1 pressure circuit Little Pump®

Réf. G10706 Garrot Little Pump® Dual / Tourniquet Little Pump® Dual



Garrot vendu sans brassard.
Tourniquet sold without cuff.

G10705
Little Pump®



G10706
Little Pump® Dual



BRASSARDS POUR GARROTS PNEUMATIQUES
PNEUMATIC Tourniquet CUFFSBRASSARDS ET CUISSARDS MONOBLOC EN PU
ONE-PIECE PU ARM AND LOWER LIMB CUFFS

	1 POCHE/DROIT 1 POCKET/STRAIGHT		1 POCHE/CONIQUE 1 POCKET/CONICAL		2 POCHE/DROIT 2 POCKETS/STRAIGHT	
		Avec Sangle With strap		Avec Sangle With strap		Avec Sangle With strap
Brassard nourrisson / Infant arm cuff	GBDM101	GBDSM101	-	-	-	-
Brassard enfant / Child arm cuff	GBDM102	GBDMS102	-	-	GBDM202	GBDMS202
Brassard petit adulte / Small adult arm cuff	GBDM103	GBDMS103	-	-	-	-
Brassard adulte / Adult arm cuff	GBDM104	GBDMS104	-	-	GBDM204	GBDMS204
Brassard adulte large / Large adult arm cuff	-	-	GBCM105	GBCMS105	-	-
					2 POCHE/CONIQUE 2 POCKETS/CONICAL	
Cuissard petit adulte / Small adult lower limb cuff	GCDM103	GCDMS103	-	-	-	-
Cuissard adulte / Adult lower limb cuff	GCDM104	GCDMS104	GCCM104	GCCMS104	GCCM204	GCCMS204
Cuissard adulte large / Large adult lower limb cuff	GCDM105	GCDMS105	GCCM105	GCCMS105	-	-
Cuissard adulte XL / XL adult lower limb cuff	GCDM106	GCDMS106	GCCM106	GCCMS106	-	-
Cuissard adulte XXL / XXL adult lower limb cuff	GCDM107	GCDMS107	GCCM107	GCCMS107	-	-

BRASSARDS ET CUISSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES AVEC POCHE AMOVIBLE
POLYESTER ARM AND LOWER LIMB CUFFS, AUTOCLAVABLE

	1 POCHE/DROIT 1 POCKET/STRAIGHT		1 POCHE/CONIQUE 1 POCKET/CONICAL		2 POCHE/DROIT 2 POCKETS/STRAIGHT	
Brassard/cuissard nourrisson / Infant arm/lower limb cuff	GBS101	-	-	-	-	-
Brassard enfant / Child arm cuff	GBS102	-	-	-	GBS202	-
Brassard petit adulte / Small adult arm cuff	GBS103	-	-	-	-	-
Brassard adulte / Adult arm cuff	GBS104	-	-	-	GBS204	-
Cuissard enfant / Child lower limb cuff	GCS102	-	-	-	-	-
Cuissard petit adulte / Small adult lower limb cuff	GCS103	-	-	-	-	-
Cuissard adulte / Adult lower limb cuff	GCS104	-	GCCS104	-	GCS204	-
Cuissard adulte large / Large adult lower limb cuff	GCS105	-	GCCS105	-	-	-
Cuissard adulte XL / XL adult lower limb cuff	GCS106	-	GCCS106	-	-	-

ACCESSOIRES GARROT
TOURNIQUET ACCESSORIES

Réf. A10701	Socle à roulettes et panier / Wheeled base and basket
Réf. A11012M	Coupleur femelle metal en ligne cannelé 4.8 mm / Metal female coupler online fluted 4.8 mm
Réf. A11008M	Raccord mâle acétal 4.8mm avec joint torique / 4.8mm acetal male connector with O-ring
Réf. A11322	Lot de 10 joints toriques pour raccord acétal mâle DDM / O-ring for acetal male connector x10
Réf. A20001M	Rallonge bleue avec connectiques mâle et femelle en métal / Blue tubing 3 m for tourniquet and cuff with metal connectors
Réf. A20006M	Rallonge rouge avec connectiques mâle et femelle en métal / Red tubing 3 m for tourniquet and cuff with metal connector
Réf. A10707	Socle mobile à roulette avec panier pour garrot DDM / Mobile stand on wheels with basket for tourniquet DDM





GARROT MANUEL PNEUMATIQUE MANUPUMP® AVEC BRASSARDS/CUISSARDS MONOBLOC DÉCONTAMINABLES MANUPUMP® MANUAL PNEUMATIC Tourniquet WITH DECONTAMINABLE MONOBLOCK CUFFS

Les garrots pneumatiques manuels sont composés :

- d'un bloc manopaire de garrot
- de brassards et cuissards monoblocs

Le manomètre est gradué de 0 à 600 mmHg (10 mmHg), précision de mesure de ± 5 mmHg.

Les brassards et les cuissards sont de conception très robuste car ils sont composés d'un seul ensemble monobloc, ce qui facilite leur entretien et leur **décontamination**.

Manual pneumatic tourniquets are made up of :

- Manometer 0-600 mmHg with hand inflator
- **Decontaminable** arm cuff and lower limb cuff without bladder.

The manometer is graduated from 0 to 600 mmHg (10 mmHg), accuracy of ± 5 mmHg.

The arm cuffs and lower limb cuffs of very robust design are composed of a single monoblock assembly, which facilitates their maintenance and decontamination.



Réf. A10657 Manomètre 0-600 mmHg / Manometer

GARROT MANUEL ET BRASSARD / MANUAL Tourniquet AND CUFF

Réf. GMBM01	Garrot Manupump® Brassard monobloc droit nourrisson 4.4x28cm Manupump® tourniquet Straight monoblock arm cuff new born 4.4x28cm
Réf. GMBM02	Garrot Manupump® Brassard monobloc droit enfant 4.5x35cm Manupump® tourniquet Straight monoblock arm cuff child 4.5x35cm
Réf. GMBM03	Garrot Manupump® Brassard monobloc droit petit adulte 6x46cm Manupump® tourniquet Straight monoblock arm cuff small adult 6x46cm
Réf. GMBM04	Garrot Manupump® Brassard monobloc droit adulte 8x46cm Manupump® tourniquet Straight monoblock arm cuff adult 8x46cm
Réf. GMBM05	Garrot Manupump® Brassard monobloc conique adulte L 10x47cm Manupump® tourniquet Conical monoblock arm cuff adult L 10x47cm
Réf. GMCM04	Garrot Manupump® Brassard monobloc conique adulte L 10x47cm Manupump® tourniquet Conical monoblock arm cuff adult L 10x47cm
Réf. GMCM05	Garrot Manupump® Cuissard monobloc conique adulte L 10x76cm Manupump® tourniquet conical monoblock lower limb cuff adult L 10x76cm
Réf. GMCM06	Garrot Manupump® Cuissard monobloc conique adulte XL 10x82cm Manupump® tourniquet Conical monoblock lower limb cuff adult XL 10x82cm
Réf. GMCM07	Garrot Manupump® Cuissard monobloc conique adulte XXL 10x107cm Manupump® tourniquet conical monoblock lower limb cuff ad XXL 10x107cm
Réf. KGMBM1	Kit Manupump® - Brassards monobloc Enfant / Adulte L / 1 cuissard Adulte L Manupump® tourniquet Set - monoblock arm cuff child / Adult L / 1 lower limb adult L
Réf. KGMBM2	Kit Manupump® Brassard et cuissard monobloc Adult Manupump® tourniquet Set + monoblock arm and lower limb cuff Adult

GARROT MANUEL PNEUMATIQUE MANUPUMP® AVEC BRASSARDS ET CUISSARDS AUTOCLAVABLES MANUPUMP® MANUAL PNEUMATIC Tourniquet WITH AUTOCLAVABLE ARM CUFF AND LOWER LIMB CUFF WITH SILICONE BLADDER

Les garrots pneumatiques manuels sont composés :

- d'un bloc mano-poire de garrot
- de brassards et cuissards autoclavables

Le manomètre est gradué de 0 à 600 mmHg (10 mmHg), précision de mesure de ± 5 mmHg.

Les brassards et les cuissards sont de conception spécifique et robuste, **ils sont autoclavables**. Ils sont composés d'une enveloppe et d'une poche en silicone démontable, ce qui facilite leur entretien et sont autoclavables à 134° pendant 18 minutes.

Manual pneumatic tourniquets are made up of :

- Pressure gauge 0-300 mmHg with hand inflator
- **Autoclavable** arm cuff and lower limb cuff with silicone bladder

The manometer is graduated from 0 to 600 mmHg (10 mmHg), accuracy of ± 5 mmHg.

Owing to their special, robust design, it is possible to autoclave (at 134° for 18 minutes) these arm cuffs and lower limb cuffs. They are composed of an envelope and a removable silicone bladder, makes it easier to maintain.



Réf. A10657 Manomètre 0-600 mmHg pour garrot manuel / Manometer 0-600 mmHg for manual tourniquet

GARROT MANUEL ET BRASSARD / MANUAL Tourniquet AND CUFF

Réf. G20154	Garrot Manupump® Brass/Cuiss autoclavable droit nourrisson 4x19 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable cuff new born 4x19 cm DDM
Réf. G20153	Garrot Manupump® Brassard autoclavable droit enfant 5x30 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable arm cuff child 5x30 cm
Réf. G20155	Garrot Manupump® Brassard autoclavable droit petit adulte 6x38 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable arm cuff small adult 6x38 cm
Réf. G20152	Garrot Manupump® Brassard autoclavable droit adulte 6x56 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable arm cuff adult-6x56 cm
Réf. G20150	Garrot Manupump® Cuissard autoclavable droit adulte 9x72 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable lower limb cuff adult 9x72 cm
Réf. G20151	Garrot Manupump® Cuissard autoclavable droit adulte L 9x85 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable lower limb cuff adult L-9x85 cm
Réf. G20156	Garrot Manupump® Cuissard autoclavable droit adulte XL 12x90 cm Manupump® tourniquet Straight autoclavable lower limb cuff adult XL-12x90 cm



Le savoir-faire DDM fabriqué
en France dans notre usine
de Castelnau

DDM expertise manufactured
in France at our factory in
Castelnau

AGEN (47)



Le savoir-faire DDM fabriqué
en France dans notre usine
de Castelnau

DDM expertise
manufactured in
France at our factory
in Castelnau

AGEN (47)



GARROT MANUEL PNEUMATIQUE AVEC BRASSARDS/CUISSARDS À USAGE UNIQUE MANUAL PNEUMATIC TOURNIQUET WITH SINGLE USE ARM/LOWER LIMB CUFF

Destiné à être utilisé **en situation d'urgence**, le garrot pneumatique manuel DDM à usage unique est **entièrement autonome**, ce qui fait de lui **une véritable innovation française !**

Les garrots pneumatiques manuels sont composés :

- d'un indicateur de pression gradué de 0 à 300 mmHg

- de brassards et cuissards **à usage unique**

Afin de limiter les risques liés à la pose d'un garrot (surpression), la pression maximale possible du dispositif est limitée à 300 mmHg, régulée par une soupape mécanique.

Le dispositif est conditionné individuellement - non stérile.

Dedicated to **emergency situations**, the single-use DDM manual pneumatic tourniquet is **completely stand-alone**, making it **a true French innovation!**

Manual pneumatic tourniquets are made up of :

- Pressure gauge 0-300 mmHg with hand inflator

- **Disposable** arm cuff and lower limb cuff without bladder.

To minimize the risks associated with the installation of a tourniquet (pressure), the maximum pressure possible the device is limited to 300 mmHg, controlled by a mechanical valve.

The device is packaged individually - no sterile



		Dimensions des poches (cm) Dimensions of bladders (cm)	
Réf. GMBU02	Garrot Manuel usage unique brassard droit enfant Disposable Manual tourniquet straight arm cuff child	35	4.5
Réf. GMBU04	Garrot Manuel usage unique cuissard conique adulte L Disposable Manual tourniquet conical lower limb cuff adult large	46	8
Réf. GMCU05	Garrot Manuel usage unique cuissard conique adulte L Disposable Manual tourniquet conical lower limb cuff adult large	76	10
Réf. KGMBU1	Garrot Manuel usage unique Brassard droit nourrisson Disposable Manual tourniquet Straight arm cuff new born	28	4.4



Le savoir-faire DDM fabriqué
en France dans notre usine
de Castelnau

DDM expertise manufactured
in France at our factory in
Castelnau

AGEN (47)

GARROTS DE SOIN ET URGENCE TOURNIQUETS FOR CARE AND EMERGENCY

GARROT CLIP TOURNIQUET CLIP

- Fixation et ouverture rapide - Desserrage progressif
- Rapid fixing and opening - Progressive release

Réf. DT05641



GARROT TOURNIQUET TACTIQUE TACTICAL TOURNIQUET

- Solide, résistant, avec fixation rapide grâce à la bande velcro
- Dim. : 90 x 3,8 cm. Convient pour bras et jambe (cuisse comprise)
- Strong, durable and with quick fastening with Velcro strap
- Size: 90 x 3.8 cm. Suitable for arm and leg (including thigh)

Réf. STGARR01 Noir / Black

Réf. STGARR02 Orange / Orange





MANCHETTES À PRESSION GREY FUSE®, CLEAR FUSE® & EASY FUSE® GREY FUSE®, CLEAR FUSE® & EASY FUSE® PRESSURE CUFFS

Pour un usage quotidien en bloc opératoire, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence, les manchettes à pression DDM permettent d'accélérer manuellement la perfusion de sang et de solutés, lorsque la seule gravité ne permet pas d'atteindre les débits souhaités.

- GREY FUSE®, CLEAR FUSE® ET EASY FUSE® existent en 3 tailles : 500cc, 1000cc, 3000cc
- Plage de pression de 0 à 300 mmHg par graduation de 20 mmHg
- Zone rouge sur le cadran à 300 mmHg pour éviter la surpression (GREY FUSE et CLEAR FUSE)
- Décompression contrôlée et facilitée par un robinet simple pour GREY FUSE et CLEAR FUSE, et un robinet à 3 voies pour la EASY FUSE
- Réutilisables (GREY FUSE et CLEAR FUSE) et à patient unique (EASY FUSE)

Designed for daily use in operating theaters, intensive care units or emergency transport vehicles, DDM pressure infusion cuffs can be used to manually accelerate infusion of blood and solutions when gravity alone cannot achieve the desired flow rates.

- GREY FUSE®, CLEAR FUSE® AND EASY FUSE® come in 3 sizes: 500cc, 1000cc, 3000cc
- Pressure range from 0 to 300 mmHg in 20 mmHg increments
- Red zone on the dial at 300 mmHg to prevent overpressure (GREY FUSE and CLEAR FUSE)
- Controlled decompression facilitated by a single valve for GREY FUSE and CLEAR FUSE, and a 3-way valve for EASY FUSE
- Reusable (GREY FUSE and CLEAR FUSE) and single patient (EASY FUSE)



Le savoir-faire DDM
fabriqué
en France dans notre
usine
de Castelculier

DDM expertise
manufactured in France at our
factory in Castelculier

AGEN (47)



GREY FUSE®

Sans latex • Réutilisable • Non stérile • 3 tailles / Latex-free • Reusable • Non-sterile • 3 sizes

Réf. M20500	Manchette à pression - Monobloc - GREY FUSE® - 500 cc Pressure cuff - Monoblock - GREY FUSE® - 500 cc	Poche 220 x 191 mm
Réf. M21000	Manchette à pression - Monobloc - GREY FUSE® - 1 000 cc Pressure cuff - Monoblock - GREY FUSE® - 1 000 cc	Poche 333 x 222 mm
Réf. M25000	Manchette à pression - Monobloc - GREY FUSE® - 3 000 cc Pressure cuff - Monoblock - GREY FUSE® - 3 000 cc	Poche 420 x 440 mm



CLEAR FUSE®

Sans latex • Réutilisable • Non stérile • 3 tailles • Transparent
Latex-free • Reusable • Non-sterile • 3 sizes • Transparent

Réf. M30500	Manchette à pression - Transparente - CLEAR FUSE® - 500 cc Pressure cuff - Transparent - CLEAR FUSE® - 500 cc	Poche 220 x 191 mm
Réf. M31000	Manchette à pression - Transparente - CLEAR FUSE® - 1 000 cc Pressure cuff - Transparent - CLEAR FUSE® - 1 000 cc	Poche 333 x 222 mm
Réf. M34000	Manchette à pression - Transparente - CLEAR FUSE® - 3 000 cc Pressure cuff - Transparent - CLEAR FUSE® - 3 000 cc	Poche 420 x 440 mm



EASY FUSE®

Sans latex • À usage patient unique • Non stérile • 3 tailles
Latex-free • Single patient • Non-sterile • 3 sizes

Réf. M10500	Manchette à pression - Patient unique - EASY FUSE® - 500 cc Pressure cuff - Single patient - EASY FUSE® - 500 cc	Poche 250 x 162 mm
Réf. M11000	Manchette à pression - Patient unique - EASY FUSE® - 1 000 cc Pressure cuff - Single patient - EASY FUSE® - 1 000 cc	Poche 365 x 170 mm
Réf. M13000	Manchette à pression - Patient unique - EASY FUSE® - 3 000 cc Pressure cuff - Single patient - EASY FUSE® - 3 000 cc	Poche 338 x 235 mm



STATION DE DIAGNOSTIC NC3 / VITAL SIGNS MONITOR NC3

Le moniteur NC3 permet de mesurer 3 paramètres vitaux : la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO₂) et la température (TEMP) à l'aide d'un thermomètre tympanique à infra rouge sans fil. Spécialement conçu pour les contrôles ponctuels en ambulatoire.

- Ecran LCD retro-éclairé de 6"
- Thermomètre tympanique infra rouge sans fil (en option)
- Léger et compact: 1,25 kg
- Autonomie de 12 heures en continu (batterie incluse)
- Options : pied à roulettes, support mural

The NC3 monitor measures three vital signs: non-invasive blood pressure (NIBP), oxygen saturation (SpO₂), and temperature (TEMP) using a wireless infrared tympanic thermometer.

- 6" LED back light color screen
- Wireless Infrared ear thermometer (optional)
- Small and compact: 1.25 kg
- 12 continuous hours autonomy (battery included)
- Optional: rolling stand, wall mounting stand

- Réf. BCMONI01 Station NC3 PNI+SpO₂ / Monitor NC3 NIBP + SpO₂
 Réf. BCMONI02 Station NC3 PNI+SpO₂+Temp / Monitor NC3 NIBP + SpO₂ + temp
 Réf. BDDSOCL02 socle à roulettes pour NC3 / Wheeled base for NC3



ACCESSOIRES NC3 / ACCESSORIES NC3

- Réf. BCBATT01 Batterie de recharge Lithium 2200 mAh pour NC3 / 2200 mAh spare Lithium battery
 Réf. BDDSOCL02 Socle pour NC3 / Wheeled base for NC3



RÉF. BDDSOCL02

MONITEURS MULTI-PARAMÈTRES NC6 ET NC7
MULTI-PARAMETER MONITORS NC6 AND NC7

Les moniteurs NC6 et NC7 sont polyvalents et peuvent être utilisés dans tout type d'environnement clinique.

Qu'il s'agisse d'examen de routine ou de soins intensifs, ils répondent à tous les besoins dans tous les contextes cliniques.

- 4 paramètres vitaux : PNI, SpO₂, température et fréquence respiratoire
- Ecran tactile, interface customisable
- Différents modes possibles : spot check ou monitoring
- Alarmes et calcul de score d'alertes précoces : MEWS, NEWS, NEW2, PEWS
- Echelle de coma de Glasgow (GCS)
- Dépistage de la Cardiopathie Congénitale Critique (CCC)
- Système de notation de la douleur avec différentes méthodes d'évaluation
- Scanner de code barre

Simplification du workflow pour les professionnels de santé. Les NC6 et NC7 s'intègrent parfaitement avec le (CMS) Central Monitoring ainsi qu'avec le SIH ou DEP.

The NC6 and NC7 monitors are versatile and can be used in any type of clinical environment. Whether for routine examinations or intensive care, they meet all needs in all clinical contexts.

- 4 vital signs: NIBP, SpO₂, temperature, and respiratory rate
- Touch screen, customizable interface
- Different modes available: spot check or monitoring
- Alarms and early warning score calculation: MEWS, NEWS, NEW2, PEWS
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Critical Congenital Heart Disease (CCHD) screening
- Pain scoring system with different assessment methods
- Barcode scanner

Simplified workflow for healthcare professionals. The NC6 and NC7 integrate seamlessly with Central Monitoring (CMS) as well as HIS or EHR.

- Réf. BCMONI20 Moniteur COMEN NC6 PNI+SpO₂+Ecran tactile / NC6 NIBP+SpO₂ COMEN monitor+Touch Screen
 Réf. BCMONI21 Moniteur COMEN NC6 PNI+SpO₂+Temp Auriculaire+Ecran tactile / COMEN Monitor NC6 NIBP+SpO₂+ear Temp+Touch screen
 Réf. BCMONI26 Moniteur COMEN NC7 PNI+SpO₂+WIFI / COMEN Monitor NC7 NIBP+SpO₂+WIFI
 Réf. BCMONI27 Moniteur COMEN NC7 PNI+SpO₂+Temp auriculaire+WIFI / COMEN Monitor NC7 NIBP+SpO₂+ear Temp+WIFI





ACCESSOIRES COMMUNS POUR NC3, NC6 ET NC7 ACCESSORIES FOR BOTH NC3, NC6 AND NC7

BRASSARDS POCHE APC SUNTECH BAÏONNETTE SUNTECH APC CUFFS WITH BLADDER BAYONET

- Réf. DSU231130U** Brassard nourrisson 8-13cm NC5/NC3/C30
Blood pressure cuff infant 8-13cm
- Réf. DSU231131U** Brassard enfant 12-19cm NC5/NC3/C30
Blood pressure cuff child 12-19cm
- Réf. DSU231132U** Brassard petit adulte 17-25cm NC5/NC3/C30
Blood pressure cuff small adult 17-25cm
- Réf. DSU231133U** Brassard adulte 23-33cm NC5/NC3/C30
Blood pressure cuff adult 23-33cm
- Réf. DSU231134U** Brassard Large adulte 31-40cm NC5/NC3/C30
Blood pressure cuff adult L 31-40cm
- Réf. DSU231135U** Brassard XL adulte 38-50cm NC5/NC3/C30
Blood pressure cuff adult XL 38-50cm

BRASSARDS À PATIENT UNIQUE LOT DE 20 DISPOSABLE CUFFS SET OF 20

- Réf. DSU231060** Brassard Monobloc Patient unique Suntech Nourrisson 8-13cm
Soft Disposable Suntech cuff Neonate 8-13cm
- Réf. DSU231061** Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Enfant 12-19cm
Soft Disposable Suntech cuff Pediatric 12-19cm
- Réf. DSU231063** Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Petit Adulte 17-25cm
Soft Disposable Suntech Small Adult 17-25cm
- Réf. DSU231065** Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Adulte 23-33cm
Soft Disposable Suntech cuff Adult 23-33cm
- Réf. DSU231067** Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Large Adulte 31-40cm
Soft Disposable Suntech cuff Large Adult 31-40cm
- Réf. DSU231069** Brassard Monobloc Patient Unique Suntech Extra Large 38-50cm
Soft Disposable Suntech cuff Extra Large 38-50cm pediatric sensor

ACCESSOIRES POUR NC6 ET NC7 ACCESSORIES FOR NC6 AND NC7

- Réf. BCABL04** Câble d'extension 2,5 m pour capteur SPO₂
Extension cable 12pin to DB9F, 2.5 m
- Réf. BCSOCL11** Socle à roulette avec batterie 5000mAh
Premium Wheel stand for NC6 & NC7 with 5000 mAh battery
- Réf. BCBATT08** Batterie 2500 mAh
Battery 2500mAh for NC6/NC7
- Réf. BCBATT10** Batterie 5500 mAh pour Socle premium
Battery 5500 mAh for premium wheel stand NC6/NC7
- Réf. BCCAPT08** Capteur SPO₂ adulte souple
Reusable SpO₂ sensor, Adult, DB9F, Finger-tip
- Réf. BCCAPT09** Capteur SPO₂ adulte rigide
Reusable SpO₂ sensor, Adult, DB9F, Finger-clip
- Réf. BCCAPT10** Capteur SPO₂ pédiatrique souple
Reusable SpO₂ sensor, Pediatric, DB9F, Finger-tip
- Réf. BCCAPT11** Capteur SPO₂ pédiatrique et neonate Wrap
Reusable SpO₂ sensor, Ped&Neo, DB9F, Wrap
- Réf. BCCAPT12** Capteur SPO₂ adulte et pédiatrique auriculaire
Reusable SpO₂ sensor, Adu&Ped, DB9F, Ear-clip
- Réf. BCCAPT13** Capteur v usage unique adhésif
Disposable SpO₂ sensor, Adhesive, Adu&Neo, DB9F, Wrap
- Réf. BDDSOCL01** Socle à roulettes pour NC5/NC6/NC7
Wheeled base for NC5/NC6/NC7



RÉF. BDDSOCL01

NC6 & NC7

L'EXCELLENCE DANS LE MONITORING EXCELLENCE IN MONITORING



MESURE EN 15 SECONDES
MEASURE IN 15 SECONDS



MESURE LA FRÉQUENCE DE POULS & L'INDICE DE PERFUSION
Measurement of pulse rate & perfusion index



FRÉQUENCE RESPIRATOIRE SUR SpO₂
RESPIRATORY RATE ON SpO₂



PLUSIEURS CHOIX DE THERMOMÈTRE
SEVERAL THERMOMETER OPTIONS



Des moniteurs conçus pour s'adapter à toutes les situations,
proposant **une fonction d'assistance clinique avancée**

Monitors designed to adapt to any situation,
offering **an advanced clinical support function**

COMEN

COUVERTURES CHAUFFANTES DE BLOC OPÉRATOIRE ET DE SALLE DE REVEIL (SSPI) HEATING OPERATING ROOM AND INTENSIVE CARE UNIT (ICU) BLANKETS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Le savoir-faire ECM fabriqué
en France dans notre usine
de Saint-Léonard de Noblat
DDM expertise manufactured in
France at our factory in
Saint-Léonard de Noblat

LIMOGES (87)

Ces couvertures CB48 possèdent un circuit intégré dans une cartouche (Pas de technologie
Air pulsé : bruits et particules évités). Coûts maîtrisés car réutilisables et sans consommable.

- Pilotées par un boîtier électronique de commande BCB48 (1,7 kg)
- Couvertures disponibles en 3 tailles :
 - Couverture Pédiatrique/demi corps : 80x100 cm / 1,9 kg / 70 W
 - Couverture Adulte/haut de corps : 50x150 cm / 1,7 g / 55 W
 - Couverture Adulte/corps entier : 100x150 cm / 2,7 kg / 90 W
- Alimentation 230 V-50 Hz - Tension chauffe 48 Vcc
- Protection BF - Etanchéité IP 35
- Housse PU (nettoyage et désinfection faciles) - Tissu interne 83% acrylique / 17% coton
- Réglage de température 30 à 40°C

**CB48 blankets are using an integrated circuit in a cartridge (No pulsed air technology: prevention
of noises and particles). Costs are controlled as they are reusable and do not need consumables.**

- Controlled by a BCB48 electronic control unit (1,7 kg)
- Blankets available in 3 sizes:
 - Pediatric/Half Body blanket: 80x100 cm / 1,9 kg / 70 W
 - Adult upper body blanket: 50x150 cm / 1,7 kg / 55 W
 - Adult-full body blanket: 100x150 cm / 2,7 kg / 90 W
- Power supply 230 V-50 Hz - Heating voltage 48 Vcc
- BF protection - IP 35 Waterproofing
- PU cover (very easy to clean and disinfect after use)
- Internal fabric 83% acrylic / 17% cotton
- Temperature setting 30 to 40°C



- Réutilisable
- Facile d'utilisation
- En toute sécurité
- Fabrication française
- Reusable
- Easy to use
- Safe
- Made In France

- Réf. CB48-2+BCB48** Couverture CB48 demi corps/pédiatrique + BCB48 ECM
Heating blanket CB48 half-body/pediatric + control box for CB48 ECM cover
- Réf. CB48-3+BCB48** Couverture CB48 demi corps/pédiatrique + BCB48 ECM
Heating blanket CB48 half-body/pediatric + control box for CB48 ECM cover
- Réf. CB48-11+BCB48** Couverture CB48 corps entier + BCB48 ECM
Heating blanket CB48 full body+ control box for CB48 ECM cover



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

- Réf. SUPPS** Support couverture pour pied à sérum / Cover holder for serum stand



NOUVEAU
POIGNÉES INTÉGRÉES
NEW!
INTEGRATED HANDLES

BERCEAU CHAUFFANT BABY LEO VITA 48 BABY LEO VITA 48 WARMING BABY BED



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Le BABY LEO VITA 48 est le compromis entre l'incubateur et le berceau ordinaire,
utilisé aussi bien en néonatalogie qu'en maternité.

- Design ultra compact avec un couchage cocon de 35 x 60cm
- Ecran LCD
- Position proclive réglable de 0 à 25%
- Gestion de la sonde cutanée automatique
- 8 sondes pilotent le chauffage
- Nettoyage facilité grâce à l'habitacle facilement démontable
- Matelas gel moelleux
- Alarmes sonores et visuelles

**The BABY LEO VITA 48 is a compromise between the incubator and
the ordinary cot, it is dedicated to neonatology and maternity departments.**

- Ultra compact design with a sleeping cocoon of 35 x 60cm
- LCD screen
- Proclive position: 0 to 25%
- Automatic cutaneous sensor management
- The 8 temperature sensors
- Removable Interior compartment for an easier cleaning and disinfection
- Mellow gel mattress
- Visual and audible alarms

- Réf. BABYLEO** Berceau chauffant (tout intégré compact) BABYLEO VITA 48
All-in-one compact warming cot BABYLEO VITA 48



MATERNITÉ MATERNITY

Le savoir-faire ECM fabriqué
en France dans notre usine
de Saint-Léonard de Noblat
DDM expertise manufactured in
France at our factory in
Saint-Léonard de Noblat

LIMOGES (87)



MATELAS CHAUFFANT PRIMALÉO PRIMALÉO WARMING MATTRESS



Le Primaléo a été conçu pour le réchauffement des nouveaux nés dans les services de néonatalogie et de maternité. Amovible, il peut être utilisé dans la plupart des berceaux. Il se compose d'un boîtier, d'une cartouche chauffante et d'un cocon.

- Matelas en gel avec mousses de protection pour être douillet
- Cocon en PU permet au bébé d'être bien calé pour plus de confort et de sécurité
- Mise en route et réglage du système de chauffe en quelques secondes
- Système électronique de 8 capteurs de température - 40W (pas de parasitage avec d'autres moniteurs)
- Sonde de température cutanée avec alarmes. L'écran du boîtier affiche la T° cutanée du bébé et celle du matelas
- Nettoyage et désinfection (à l'ammonium quarternaire) faciles grâce à une soudure étanche

The warming mattress Primaléo dedicated to warm up newborns in neonatology and maternity department. Removable solution developed to be used with most types of cots. It is composed of a control unit box, the cartridge heating element and the cocoon/nest.

- Gel mattress with protection foam for a cosy feeling
- PU cocoon allows the baby to be perfectly wedged for more comfort and safety
- Start up and setting of the warming system operate in a few seconds
- Electronic system of 8 temperature sensors
- Skin temperature sensor with alarms. The display shows the baby's skin and the mattress temperatures
- Cleaning and disinfection (quaternary ammonium) are facilitated thanks to the waterproof welding

Réf. PRIMALÉO Chauffe-bébé Primaléo - Matelas chauffant
Warming mattress SCUT reg



Le savoir-faire ECM fabriqué en France dans notre usine de Saint-Léonard de Noblat
DDM expertise manufactured in France at our factory in Saint-Léonard de Noblat

LIMOGES (87)



MONITEURS FŒTAUX CF3 ET CF3R FETAL MONITORS CF3 AND CF3R

COMEN

Surveillance du rythme cardiaque fœtal, détection des mouvements fœtaux et mesure des contractions utérines, les CF3 & CF3R offrent une solution de monitoring globale qui aide les équipes cliniques à garantir la sécurité pendant la grossesse et l'accouchement.

Le CF3R offre une technologie sans fil sur ses sondes pour plus de confort, de flexibilité et de facilité à la mobilité pendant le monitoring.

- Ecran haute résolution de 8 pouces (800 x 600 px) et inclinaison de 0 à 60°
- Léger, seulement 2.8kg avec poignée de transport dissimulée, batterie embarquée et support de sonde intégré
- Impression simultanée en temps réel (1/2/3 cm/min) et rétrospective (25 mm/s).
- Algorithme avancé réduisant les fausses alertes
- Technologie de vérification des signaux jumeaux permettant de séparer les battements de cœur fœtaux qui se chevauchent

- Système de score CTG: 7 scores différents: KREBS, Fischer, Fischer modifié, NST, Oxford...
- Transmission des données via Wi-Fi jusqu'à 20 mètres
- 9 heures d'autonomie sur batterie
- Sonde waterproof: IP68
- Sonde à 12 cristaux offrant sensibilité et stabilité
- CF3 et CF3R utilisent les protocoles HL7 et DICOM pour simplifier la transmission des données vers le système d'information hospitalier

Monitoring fetal heart rate, detecting fetal movements, and measuring uterine contractions, the CF3 & CF3R offer a comprehensive monitoring solution that helps clinical teams ensure safety during pregnancy and childbirth.

The CF3R offers wireless technology on its probes for greater comfort, flexibility, and ease of mobility during monitoring.

- High-resolution 8-inch screen (800 x 600 px) and 0 to 60° tilt
- Lightweight, only 2.8 kg with concealed carrying handle, built-in battery, and integrated probe holder
- Simultaneous real-time (1/2/3 cm/min) and retrospective (25 mm/s) printing.
- Advanced algorithm reduces false alarms
- Twin signal verification technology separates overlapping fetal heartbeats

- CTG scoring system: 7 different scores: KREBS, Fischer, Modified Fischer, NST, Oxford,
- Data transmission via Wi-Fi up to 20 meters
- 9 hours of battery life
- Waterproof probe: IP68
- 12-crystal probe offering sensitivity and stability
- CF3 and CF3R use HL7 and DICOM protocols to simplify data transmission to the hospital information system

Réf. BCTOCO30A Moniteur fœtal CF3 COMEN / Fetal monitors CF3 COMEN

Réf. BCTOCO30B Moniteur fœtal CF3R sans fil COMEN / Fetal monitors CF3R wireless COMEN



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Nous consulter pour les accessoires adéquats / Please contact us for suitable accessories



TIRE-LAIT MAMILAT MAMILAT BREAST PUMP

CA-MI

Adapté pour les services de maternité ou pour un usage domestique

- Livré avec 2 bouteilles (150cc et 250cc) avec tétérèlles

For maternity wards or for home use

- Supplied with two bottles (150cc and 250cc) with nipple shields

Réf. DCTIRE01



ASPIRATEUR POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE VACUUM EXTRACTOR SET

- Aspirateur manuel, type Malmstorm, comprenant 3 ventouses en acier inoxydable (40, 50 et 60 mm de dia.), tubes en PVC, poignée de traction, pompe d'aspiration, récipient en verre avec extrémités en métal, équipée d'un manomètre et d'une valve de contrôle.
- Malmstorm type, manual operated
- Complete with 3 S.S. Cups, (40,50, 60 mm) PVC tubes, traction handle, suction pump, glass jar in between top and bottom metal plates fitted with vacuum gauge and control valve

Réf. BNASPI01



SERINGUES MANUELLES POUR ASPIRATION UTÉRINE MANUAL VACUUM ASPIRATION (MVA)

- À usage unique
- Utilisable de 5 à 12 semaines de grossesse
- 2 modèles possibles : SIMPLE VALVE ou DOUBLE VALVE
- For single use
- Suitable from 5 to 12 weeks gestation
- 2 models available: SIMPLE VALVE ou DOUBLE VALVE



SERINGUE ASPIRATION IVG, MVA PLUS® IPAS MANUAL ASPIRATOR MVA PLUS®

- Réutilisable, autoclave
- Reusable, autoclavable



CANULES IPAS EASYGRIP / IPAS EASYGRIP CANNULAE

- Emballé individuellement, stérile
- Semi-rigide
- Longueur approximative : 24 cm
- De 4 à 12 mm
- Individually wrapped, sterile
- Semi-rigid
- Length approximate: 24cm
- 4 to 12 mm

Réf. XDCANU01



CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE DEMANDE CONCERNANT NOS ÉQUIPEMENTS DE MATERNITÉ, PARMIS LESQUELS :
DO NOT HESITATE TO CONTACT US FOR ALL YOUR NEEDS FOR:

INCUBATEUR NOUVEAU-NÉ NEONATAL INCUBATOR



TABLE RÉANIMATION RADIANTE NEONATE RADIANT WARMER





LAVE-MAINS MAXISCRUB MAXISCRUB WASHBASIN

Lave-mains pour bloc opératoire

- Pour la commande mécanique : un ou deux savonnières avec commande au coude dans la niche. L'eau est en commande fémorale mécanique
- Pour la commande par détection d'approche, le savon et l'eau se déclenchent par détection

Washbasin for operating room

- For the mechanical control: one or two soap dispensers, knee-operated from the niche. The water is under femoral mechanical control
- For the control by detection sensor, the soap and water are triggered by detection sensor

Réf. FHYLAV09

D'autres configurations sont disponibles.

Nous consulter.

Other configurations are available. Ask us.



POSTE DE LAVAGE MAIN INOX STAINLESS STEEL HAND WASHING STATION



POSTE DE LAVAGE DE MAIN AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON WASH-HAND BASIN WITH SAOP DISPENSER



LAVABOS DE CHIRURGIEN INOX SCRUB SINK SINGLE/DOUBLE STAINLESS STEEL

- Distributeur électronique de savon (0.95 l.)
- Commande au genou intégrée sur les versions mécaniques
- Electronic distributor of soap (0.95 l.)
- Knee command integrated on mechanic version





LAMPE SCIALYTIQUE LED MOBILE MOBILE SCIALYTIC LED LIGHT

- Diamètre du champ lumineux réglable 340 mm
- Intensité lumineuse à 1m de distance 160 000 Lux
- Température de couleur 4 700 K
- Adjustable light field diameter 340 mm
- Light intensity at 1m distance 160 000 Lux
- Color temperature 4700 K



LAMPE SCIALYTIQUE LED PLAFONNIER CEILING FIXED SCIALYTIC LED LIGHT

- Intensité lumineuse : 160.000 Lux
- Température de couleur : 4500 / 5000K
- Diamètre du champ lumineux : 11-28cm
- Contrôle de l'éclairement : 20-100%
- Le scialytique est contrôlé grâce à un clavier situé sur le bras du scialytique
- Light intensity: 160,000 lux
- Color temperature: 4500 / 5000K
- Light field diameter: 11-28cm
- Illumination control: 20-100%.
- The light is controlled by a keyboard located on the arm of the light



TABLE D'OPÉRATION OPERATION TABLE

TABLE D'OPÉRATION OPERATION TABLE

Demandez, nous trouverons celle qui vous conviendra.
Ask, we will find you the one that suits you.



CHEMISE PATIENTS HOSPITAL PATIENT GOWN

ONTARIO ONTARIO

- Manches aux coudes
- Fermeture dans le dos par boutons pression
- 50% polyester, 50% coton
- Motif carré
- Longueur : 110 cm - largeur : 68 cm
- **Taille unique**

- Back closing with press studs
- 50% polyester, 50% cotton
- Length: 110 cm - Width: 68 cm
- **One size fits all**

Réf. WONT0101 Taille unique / One size





POUSSE-SERINGUE COMeN À UNE VOIE M300 SINGLE CHANNEL SYRINGE PUMP M300

- Écran tactile 4.3"
- Système d'alarme sophistiqué pour une sécurité d'injection
- Plusieurs modes de travail adaptés à tous besoins cliniques (dont TIVA)
- 4.3" inch touch screen
- Sophisticated alarm system to ensure patient injection safety
- Multiple modes to meet clinical needs

Réf. XCP0US300



POUSSE-SERINGUE COMeN À DEUX VOIES M500 DUAL CHANNEL SYRINGE PUMP M500

- Écran tactile 6.2"
- Système d'alarme sophistiqué pour une sécurité d'injection
- Plusieurs modes de travail adaptés à tous besoins cliniques (dont TIVA)
- Grande bibliothèque de médicaments (2100)
- Injection continue avec administration en cascade
- 6.2" touch screen
- Sophisticated alarm system to ensure patient injection safety
- Multiple modes to meet clinical needs
- Extensive drug library (2100 drugs)
- Cascade administration to achieve continuous infusion

Réf. XCP0US500



BANQUE DE SANG BLOOD BANK REFRIGERATOR

BANQUE DE SANG 200L BLOOD BANK REFRIGERATOR 200L

- Technologie avancée de conditionnement du sang et des composants sanguins
- Porte triple vitrage, parfaite pour voir le stock
- Système d'alarme optionnel par alerte SMS AlerText™ pour une meilleure sécurité
- Advanced technology for conditioning blood and blood components
- Triple glazed door, perfect to see the stock
- Optional AlerText™ SMS alert system for enhanced security



BISTOURI ÉLECTRIQUE ELECTROSURGICAL UNIT

BISTOURI ÉLECTRIQUE ZEUS 400+ ELECTROSURGICAL UNIT ZEUS 400+

- Bistouri électro-chirurgical à la fine pointe de la technologie et à usage universel
- ZEUS-400 upgraded version is a state of the art technology electrosurgical unit for universal purpose.

Réf. XFBIST01



VENTILATEUR D'URGENCE SIRIO S2/T / SIRIO S2/T EMERGENCY VENTILATOR

- Désenfumage accéléré
- Visibilité accrue
- Diminution de la température et de la toxicité des fumées
- Réduction du temps d'intervention
- Dimensions : 23 x 15 x 13 cm
- Poids : 3,5 kg

- Accelerated smoke extraction
- Increased visibility
- Reduction of the temperature and of the toxicity of the smoke
- Reduction of the intervention time
- Dimensions: 23 x 15 x 13 cm
- Weight: 3.5 kg

Réf. SDOXYG20



MONITEUR DE SIGNES VITAUX C30 - SPECIAL PREMIERS SECOURS VITAL SIGN MONITOR C30 - SPECIAL FIRST AID

- Surveillance de 5 paramètres vitaux (PNI, SpO2, RESP, EtCO2, température)
- Écran tactile couleur 4,3" avec rétro-éclairage
- Très facile à transporter car ultra compact, idéal pour les véhicules d'urgence
- Stockage : 48 heures de stockage de données et d'analyse des tendances
- Autonomie de 4h en continu (batterie lithium incluse)
- En option : kit d'alimentation (12V) au véhicule de secours, kit de batterie de transport (7200mAh) et sacoche de transport
- Monitoring of 5 vital parameters (NIBP, SpO2, RESP, EtCO2, temperature)
- 4.3" colour touch screen with backlighting
- Extremely compact and easy to carry, ideal for emergency vehicles
- Storage: 48 hours of data storage and trend analysis
- 4 hours continuous battery life (lithium battery included)
- Optional: power supply kit (12V) for emergency vehicle, transport battery kit (7200mAh) and carrying case

Réf. BCMONI07 Moniteur d'urgence 3 dérivations / 3-lead emergency monitor

Réf. BCMONI08 Moniteur d'urgence 12 dérivations / 12-lead emergency monitor

Réf. BCSACC05 Sacoche de transport pour C30 / Carrying case for C30



VENTILATEUR D'ANESTHESIE ANESTHESIA VENTILATOR

- Système d'assistance respiratoire destiné à être utilisé pour administrer des halogénés tout en contrôlant la ventilation des patients qui ne peuvent pas respirer ainsi que pour aider les patients qui ont une capacité limitée à respirer.
- Life support system to be used to administer anesthetic agents (ou halogenated agents) while controlling the ventilation of patients who cannot breathe as well as help patients who have a limited ability to breathe.



CONCENTRATEUR OXYGENE 5L MEDICAL OXYGEN CONCENTRATOR 5L

- Débit : 5L/minute
- Poids : 16,3 kg
- Dimensions : 43 x 32 x 62 cm
- Oxygen flow: 5L/minute
- Net weight: 16,3 kg
- Dimensions: 43 x 32 x 62 cm

VERSION 10L DISPONIBLE
10L VERSION AVAILABLE





STÉRILISATEUR À AIR CHAUD « PASTEUR » ÉLECTRIQUE 20L DRY HEAT STERILIZING UNIT 'PASTEUR' ELECTRIC 20L

- Structure extérieure en acier inoxydable, structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique
- Tunnels d'aération réglables
- Double voyant lumineux de contrôle
- Temporisateur de 0 à 120 minutes
- *Outer case made of stainless steel, Inner structure and door with nontoxic silicon rubber gasket*
- *Adjustable aeration tunnels*
- *Double control pilot light*
- *Timer from 0 to 120 minutes*

Réf. XTSTER04



AUTOCLAVE DE CLASSE B 24L STEAM STERILIZER CLASS B 24L

- Chambre en inox et plateaux en aluminium
- Verrou de porte électronique pendant le cycle de stérilisation
- Concept de réservoir optimisé
- Toutes les opérations sont contrôlées avec seulement 4 boutons
- Température de stérilisation : 121°C/134°C
- *Stainless steel chamber and aluminium trays*
- *Electronic door locker locks the door pivot while sterilization cycle runs*
- *Optimized tank concept*
- *All operations are controlled with only 4 buttons*
- *Sterilization temperature: 121°C/134°C*

Réf. XMAUT01



AUTOCLAVE VERTICALE 90L VERTICAL STEAM STERILIZER 90L

- Chambre faite de 316L d'acier inoxydable
- Température de stérilisation : 105°C – 135°C
- Système de contrôle avec affichage LCD
- Programmes préréglés et sur mesure
- Mémoire des 25 derniers cycles
- Démarrage en différé programmable
- *Chamber made of 316L stainless steel*
- *Sterilization temperature : 105°C – 135°C*
- *Control system with LCD display*
- *Preset and timed programs*
- *Memory of the last 25 cycles*
- *Programmable delay start*

Réf. XFAUTO90



BAC DE DÉCONTAMINATION POLYPROPYLENE
POLYPROPYLENE DECONTAMINATION TANK

Réf. XSBACD01 Bac de décontamination 27,2 L (530 x 325 x 200 mm)
Decontamination tank 27,2 L (530 x 325 x 200 mm)

Réf. XSBACD01C Couvercle transparent / Transparent lid

**DISPOSITIF D'ANALYSE DU SANG**
BLOOD ANALYSIS DEVICES

HemoCue est le leader mondial du test d'hémoglobine sur le lieu d'intervention. Leurs analyseurs fournissent des résultats de diagnostics pour le glucose, la microalbuminurie, l'hémoglobine glyquée HbA1c, ou la numération totale et différentielle des globules blancs.

HemoCue is the world leader in on-site hemoglobin testing. The company also sells point-of-care tests for glucose, urine albumin, HbA1c, total and differential white blood cell count

ANALYSEUR D'HÉMOGLOBINE HEMOCUE Hb 801
HEMOCUE® Hb 801 ANALYZER

- Le système HemoCue Hb 801 est parfait pour les tests d'hémoglobine dans les hôpitaux, les centres de soins primaires et les établissements de santé publique. Le système offre un accès rapide et facile à des résultats de qualité laboratoire sans compromettre la précision. La microcuvette HemoCue unique sert de pipette, de tube à essai et de tube de mesure – tout cela en un seul dispositif. S'appuyant sur la technologie prouvée des microcuvettes HemoCue.
 - Petit volume d'échantillon - 10 µL - idéal pour les échantillons capillaires ou veineux
 - Conçu pour les environnements chauds et humides 10-40 °C / Humidité : jusqu'à 90 % à 25 °C et 75 % à 40 °C
- The HemoCue Hb 801 system is ideal for hemoglobin testing in hospitals, primary care centers, and public health facilities. The system provides quick and easy access to laboratory-quality results without compromising accuracy.
 - Small sample volume - 10 µL - ideal for capillary or venous samples
 - Designed for hot and humid environments 10-40°C / Humidity: up to 90% at 25°C and 75% at 40°C
 The unique HemoCue microcuvette serves as a pipette, test tube, and measuring tube—all in one device. Based on the proven technology of HemoCue microcuvettes.

**TEST HÉMOGLOBINE GLYQUÉE HBA1C**
GLYCATED HEMOGLOBIN TEST HBA1C

- HemoCue® HbA1c 501 System est un système rapide, simple et fiable (entièrement automatisé) conçu pour tester l'hémoglobine A1c sur le lieu d'intervention.
- Fully automated, HemoCue® HbA1c 501 System is an easy, safe and reliable system designed to test hemoglobin A1c at the point of intervention.

**ANALYSEUR WBC DIFF**
WBC DIFF ANALYSER

- HemoCue WBC DIFF permet d'obtenir une numération des globules blancs ayant la précision des tests pratiqués en laboratoire mais également une formule leucocytaire complète sur le lieu de soin.
- With groundbreaking technology, the HemoCue WBC DIFF System makes it possible to get not only lab-quality total white blood cell (WBC) count but also five-part differentials at the point of care.

Anémie
AnemiaDiabète
DiabetesInfection
Infection

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE POUR UN ENVIRONNEMENT MÉDICAL PLUS DURABLE

Nous adhérons au programme SBTi (Science Based Targets initiative) et nous sommes engagés à réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) d'ici 2030, grâce à un plan d'action détaillé. Dans ce cadre, nous réalisons chaque année notre bilan carbone afin de suivre nos progrès.

Nous menons des actions significatives en matière d'éco-emballage, notamment en substituant les mousses de calage par des cartons recyclés et en remplaçant les sacs plastiques de nos brassards par des enveloppes kraft certifiées SFC, conçues en collaboration avec des cartonners locaux. Enfin, nous engageons des projets d'éco-conception avec l'ensemble de nos sites de production.

LA RSE EST AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS !

CSR

Corporate Social Responsibility

SPENGLER MEDICAL IS COMMITTED TO A MORE SUSTAINABLE HEALTHCARE ENVIRONMENT

We adhere to the SBTi (Science Based Targets initiative) program and are committed to reducing our greenhouse gas emissions (scopes 1 and 2) by 40% by 2030, through a detailed action plan. In this context, we carry out our carbon footprint assessment every year to monitor our progress.

We are carrying out significant actions in the field of eco-packaging, notably by substituting packing foams with recycled cardboard and by replacing the plastic bags on our armbands with SFC certified kraft envelopes, designed in collaboration with local cartonners. Finally, we engage in eco-design projects with all our production sites.

CSR IS AT THE HEART OF OUR CONCERNS!





INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

SURGICAL INSTRUMENTS

**HOLTEX, SPÉCIALISTE
DE L'INSTRUMENTATION**
*HOLTEX, SPECIALIST IN
SURGICAL INSTRUMENTATION* 98

**ENTRETIEN ET STÉRILISATION
DES MATÉRIELS INOX**
*CLEANING AND STERILISING
STAINLESS STEEL EQUIPMENT* 99

INSTRUMENTS
INSTRUMENTS
Boîtes d'instruments de chirurgie
Surgical sets 100

Ciseaux
Scissors 103

Pincès hémostatiques
Haemostatic forceps 105

Pincès anatomiques et dissection
Anatomical & dissection forceps 107

Pincès à champs
Drape clips 108

Instruments ORL
ENT Instruments 109

Gynécologie
Gynaecology 110

Suture
Suture 112

Porte-aiguilles
Needle Holders 113

Divers
Miscellaneous 113

Dermatologie
Dermatology 116

Manucurie / Pédicurie
Manicure/Pedicure 117

Dentaire
Dental 118

SCIE À PLÂTRE
PLASTER SAW 120

BISTOURIS ET LAMES
SCALPELS AND BLADES 121

CURETTES ET PUNCHS À BIOPSIE
CURETTES AND BIOPSY PUNCH 122



SPÉCIALISTE DE L'INSTRUMENTATION CHIRURGICALE SPECIALIST IN SURGICAL INSTRUMENTATION



Chirurgie générale
General surgery

Vasculaire
Vascular

Gynécologie
Gynaecology

Chirurgie viscérale
Visceral surgery

Pédicure...
Pedicure...


3500 RÉFÉRENCES
3500 REFERENCES



MARQUAGE



TRAÇABILITÉ TRACEABILITY



- Référence
Reference
- Désignation en français/anglais
Designation in french/english
- Code barre
Bar code

MARQUAGE DU NUMÉRO DE LOT
MARKING THE BATCH NUMBER



DES RÉFÉRENCES D'INSTRUMENTS GARANTIES DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT ! GUARANTEED INSTRUMENT REFERENCES AVAILABLE IMMEDIATELY!


Holtex vous assure la mise à disposition permanente et immédiate de 130 références d'instruments de chirurgie et 16 références de boîtes et plateaux en inox.

Avec 100%-in-store, les modèles les plus demandés ne sont jamais en rupture de stock pour vous permettre de garantir cette même disponibilité permanente à vos clients.

Holtex assures you the permanent and immediate availability of 130 references of surgical instruments and 16 references of stainless steel boxes and trays.

With 100%-in-store, the most requested models are never out of stock, so you can guarantee the same permanent availability to your customers.

Retrouvez le tag à côté de la référence qui garantit une disponibilité permanente.



Find the tag next to the reference that guarantees a permanent availability.



NETTOYAGE ET STÉRILISATION DES MATÉRIAUX INOX

CLEANING AND STERILISING STAINLESS STEEL EQUIPMENT

CONSIGNES GÉNÉRALES / GENERAL RECOMMENDATIONS

La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doivent être effectuées que par du **PERSONNEL DUMENT FORMÉ** à ces techniques

ONLY PEOPLE WHO HAVE BEEN TRAINED in the techniques should prepare and sterilise medical equipment.

Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs **AVANT** leur première utilisation

New products should be cleaned, disinfected and sterilised **BEFORE** using them for the first time.

Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi **RAPIDEMENT** que possible après leur utilisation

Products should be cleaned, disinfected and sterilised **AS SOON AS POSSIBLE** after use.

ÉLIMINER les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques

REJECT items that are worn, corroded, deformed, porous or that show any signs of damage.

RESPECTER
- le temps d'application
- les températures
- le dosage

RESPECT
- durations
- temperatures
- dilution rates

NE JAMAIS UTILISER de brosses ou d'éponges métalliques
DO NOT USE metal brushes or sponges for manual cleaning

1 NETTOYAGE DÉSINFECTION CLEANING DISINFECTION



RINCER
à l'eau déminéralisée

RINSE
thoroughly after cleaning, using demineralised water if possible


ÉVITER LES SURCHARGES dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres

AVOID OVERLOADING washing machines and ultrasonic cleaners and make sure products are evenly distributed to avoid creating black spots

SÉCHER
après le rinçage
DRY
carefully products after rinsing

2 STÉRILISATION STERILISATION

PROCÉDÉ : L'AUTOCLAVE
PROCESS: AUTOCLAVING



La stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Don't forget that sterilisation does not replace the preparatory stages of cleaning and disinfection. However, it is an indispensable complement to them.

>> LAISSER REFROIDIR AVANT USAGE / LET THE STERILISED PRODUCTS COOL DOWN BEFORE USING THEM

DANS TOUS LES CAS ET AVANT TOUT, RESPECTER LES CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES ET CELLES DU FABRICANT RELATIVES À LA STÉRILISATION ET À L'UTILISATION DES AUTOCLAVES.

ABOVE ALL, COMPLY WITH THE REGULATIONS AND FOLLOW THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS RELATED TO STERILISATION AND THE USE OF AUTOCLAVES UNDER ALL CIRCUMSTANCES.

LIMITE D'UTILISATION

La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s'émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.

LIMITS

Moist heat sterilisation has many advantages especially in terms of ease of use. However, after multiple uses, this sterilisation method can harm some instruments especially those with cutting blades where the edges can become blunt. It is recommended that these instruments are examined carefully before sterilising them again.



BOÎTE D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

I - GÉNÉRAL

IBOI001 Boîte à Compresse
IBOI002 Boîte à Pansements
IBOI003 Boîte Urgence Soins
IBOI004 Boîte pour Abscès Suture
IBOI005 Boîte pour Infirmer
IBOI006 Boîte pour Petite Chirurgie
IBOI007 Boîte Chirurgie d'Urgence
IBOI010 Boîte Chirurgie Générale
IBOI011 Boîte Grand Nécessaire Chirurgie
IBOI012 Boîte Chirurgie Mineure
IBOI013 Boîte Chirurgie pour Enfant
IBOI014 Boîte Chirurgie pour Voies Basses
IBOI020 Boîte Chirurgie Parties Molles
IBOI021 Boîte Gastrectomie
IBOI022 Boîte Laparotomie
IBOI023 Boîte pour Abdomen
IBOI024 Boîte pour Estomac
IBOI025 Boîte pour Appendicite - Hernie
IBOI026 Boîte Ecarteurs Abdominaux
IBOI027 Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive
IBOI028 Boîte Appendicectomie
IBOI029 Boîte Hernie Discale
IBOI030 Boîte à Prostate
IBOI035 Boîte Thoracotomie
IBOI036 Boîte Chirurgie Pulmonaire
IBOI040 Boîte pour Amputation
IBOI041 Boîte Autopsie Simple
IBOI050 Boîte Fissure Anale - Hémorroïdes
IBOI051 Boîte Phimosis
IBOI052 Boîte Circoncision
IBOI060 Boîte Chirurgie Mains et Tendons
IBOI061 Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale
IBOI062 Boîte chirurgie fine et plastique
IBOI063 Boîte petite Chirurgie du Cou Thyroïde
IBOI064 Boîte Plastique Mai
IBOI065 Boîte pour Traumatologie
IBOI066 Boîte pour Intestin
IBOI070 Boîte à Dénudation
IBOI071 Boîte pour Greffe de Peau
IBOI072 Boîte pour proctologie

II - GYNÉCOLOGIQUE, OBSTÉTRIQUE, UROLOGIQUE, VÉSICALE

Gynécologie

IBOI100 Boîte Accouchement Simple
IBOI102 Boîte de Curetage
IBOI103 Boîte Examen Vaginal
IBOI104 Boîte Césarienne
IBOI105 Boîte Accouchement Complète
IBOI106 Boîte à Périnée
IBOI107 Boîte Urgence Gynécologique
IBOI108 Boîte Hystérectomie
IBOI109 Boîte Forceps de Tarnier
IBOI110 Boîte 30 bougies de Hégar
IBOI111 Boîte Curetage et Aspiration IVG
IBOI112 Boîte Episiotomie
IBOI113 Boîte DIU pour pose du Stérilet
IBOI114 Boîte Cerclage du Col Utérin

IBOI115 Boîte Exploration Vaginale
IBOI116 Boîte Basiotrie
IBOI117 Boîte Accouchement Episiotomie
IBOI118 Boîte Insertion et Enlèvement DIU
IBOI119 Boîte pour Prolapsus Utérin
IBOI120 Boîte Fistules Vaginales
IBOI121 Boîte Incisions Utérine
IBOI122 Boîte Enlèvement DIU
IBOI125 Boîte de forceps

Urologie

IBOI140 Boîte Chirurgie Urinaire
IBOI141 Boîte Urologie
IBOI142 Boîte Chirurgie Vésicule
IBOI143 Boîte Chirurgie Foie-Vessie
IBOI144 Boîte à Cystectomie
IBOI145 Boîte Chirurgie du Rein

Divers

IBOI150 Boîte Mammectomie/Mastectomie
IBOI151 Boîte Biopsie Utérine
IBOI170 Boîte pour Prolapsus Rectal

III - L'OSSEUX, NEUROLOGIE, VASCULAIRE

Osseux

IBOI201 Boîte Chirurgie Osseuse
IBOI202 Boîte Grande Orthopédie
IBOI203 Boîte Petite Orthopédie
IBOI204 Boîte pour Poser les Broches
IBOI206 Boîte pour Fémur
IBOI207 Boîte pour le Coude
IBOI208 Boîte pour Humérus
IBOI209 Boîte pour Artériotomie du genou
IBOI210 Boîte pour Sciatique
IBOI211 Boîte pour la Rotule
IBOI212 Boîte pour la Cheville
IBOI213 Boîte Scaphoïde (main et pied)
IBOI214 Boîte Traumatologie
IBOI215 Boîte pour Chirurgie de la Jambe
IBOI216 Boîte chirurgie Epaule-Bankart
IBOI217 Boîte pour retrait de broches
IBOI221 Boîte pour Plâtre
IBOI222 Boîte pour le Ménisque
IBOI224 Boîte pour Chirurgie de la Hanche

Neurologie

IBOI205 Boîte pour Rachis
IBOI220 Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie)
IBOI210 Boîte pour Sciatique
IBOI225 Boîte Chirurgie du Crâne
IBOI226 Boîte Trépanation
IBOI227 Boîte Hypophyse
IBOI228 Boîte Cloward Cervical
IBOI229 Boîte Hernie Discale

Vasculaire

IBOI235 Boîte Cardio-Vasculaire
IBOI236 Boîte pour Varices
IBOI237 Boîte pour Embolectomie
IBOI238 Boîte Chirurgie Vasculaire de base

IV - O.R.L.

IBOI301 Boîte Complète pour ORL
IBOI302 Boîte Urgence ORL
IBOI320 Boîte pour Thyroïde
IBOI321 Boîte pour Amygdales
IBOI322 Boîte pour Goitre
IBOI350 Boîte Intubation Adulte
IBOI351 Boîte Intubation Enfant
IBOI360 Boîte pour Trachéotomie + Canules
IBOI361 Boîte pour Mastoidite
IBOI362 Boîte pour Tympanoplastie
IBOI363 Set Adenoidectomie
IBOI364 Boîte pour Amygdales/Végétations (Adulte)
IBOI365 Boîte pour Amygdales/Végétations (Enfant)
IBOI366 Boîte pour le Larynx
IBOI367 Boîte pour le Sinus
IBOI368 Boîte de Rhinoplastie
IBOI369 Boîte pour Cloison Nasale
IBOI370 Boîte de Set Polypectomie Nasal
IBOI373 Boîte Cadwell-Luc
(Sinus ouverture dans le palais)
IBOI374 Boîte à paracentèse
IBOI375 Boîte pour chirurgie des oreilles
IBOI376 Boîte pour fracture du nez
IBOI377 Boîte pour ponction des sinus

V - OPHTHALMOLOGIE

IBOI401 Boîte Examen Ophtalmologique
IBOI402 Boîte Cathérisme Voies Lacrymales
IBOI403 Boîte à Cataracte
IBOI413 Boîte à Cataracte Congénitale
IBOI404 Boîte pour Glaucome
IBOI405 Boîte pour Paupières-Trichiasis
IBOI406 Boîte à Corps Etrangers
IBOI407 Boîte Décollement de la Rétine
IBOI408 Boîte à Vitrectomie
IBOI409 Boîte à Chalazions
IBOI410 Boîte à Enucléation
IBOI411 Boîte à Strabisme
IBOI412 Boîte Pterygion
IBOI414 Boîte à Corps Etrangers Magnétiques
IBOI415 Boîte Chirurgie de Base Oculaire
IBOI416 Boîte pour Kératotomie Radiaire
IBOI417 Boîte pour Kératoplastie
IBOI418 Boîte pour Trabéculotomie
IBOI419 Boîte à Dacrylo - Rhino - Cystotomie
IBOI420 Boîte pour Implantation du Cristallin Artificiel

VI - DENTAIRE

IBOI501 Boîte pour Dentiste
IBOI502 Boîte pour Chirurgie Dentaire Adulte
IBOI503 Boîte pour Chirurgie Dentaire Enfant

VII - VÉTÉRINAIRE

IBOI600 Boîte Autopsie pour grands Animaux
IBOI601 Boîte Autopsie pour petits Animaux



Retrouvez le détail de la composition de chacune de ces boîtes sur notre site www.spengler-med.fr.
Chaque composition peut être téléchargée sous format pdf en français.

SURGICAL SETS

I - GENERAL

IBOI001	Compresses pack
IBOI002	Bandages pack
IBOI003	First aid pack
IBOI004	Abscess / suture pack
IBOI005	Nurse's pack
IBOI006C	Minor surgery pack
IBOI007	Emergency surgery pack
IBOI010	General surgery pack
IBOI011	Major surgery needs pack
IBOI012	Minor surgery pack
IBOI013	Paediatric surgery pack
IBOI014	Recto-vaginal surgery pack
IBOI020	Soft tissue surgery pack
IBOI021	Gastrectomy pack
IBOI022	Laparotomy pack
IBOI023	Abdominal surgery pack
IBOI023	Stomach surgery pack
IBOI025	Appendicitis - Hernia pack
IBOI026	Abdominal retractor pack
IBOI027	Biliary and digestive surgery pack
IBOI028	Appendectomy pack
IBOI029	Herniated disc pack
IBOI030	Prostate pack
IBOI035	Thoracotomy pack
IBOI036	Pulmonary surgery pack
IBOI040	Amputation pack
IBOI041	Simple autopsy pack
IBOI050	Anal fissure - Haemorrhoid pack
IBOI051	Phimosis pack
IBOI052	Circumcision pack
IBOI060	Hand and tendon surgery pack
IBOI061	Maxillo-facial plastic surgery pack
IBOI062	Fine and plastic surgery pack
IBOI063	Minor neck / thyroid surgery pack
IBOI064	Hand plastic surgery pack
IBOI065	Traumatology pack
IBOI065	Intestine pack
IBOI030	Denudation pack
IBOI071	Skin graft pack
IBOI072	Proctology pack

II - GYNAECOLOGY, OBSTETRICS,
UROLOGY, BLADDER

Gynaecology

IBOI100	Simple birthing pack
IBOI102	Curettage pack
IBOI103	Vaginal examination pack
IBOI104	Caesarean section pack
IBOI105	Complete birthing pack
IBOI106	Perineal pack
IBOI107	Gynaecological emergency pack
IBOI108	Hysterectomy pack
IBOI109	Tarnier forceps pack
IBOI110	30 Hegar probe pack
IBOI111	Abortion curettage and Aspiration pack

IBOI112	Episiotomy pack
IBOI113	IUD pack for inserting birth control coil
IBOI114	Uterine neck ligation pack
IBOI115	Vaginal exploration pack
IBOI116	Basiotribe pack
IBOI117	Episiotomy birthing pack
IBOI118	IUD insertion / removal pack
IBOI119	Prolapsed uterus pack
IBOI120	Vaginal fistula pack
IBOI121	Uterine incision pack
IBOI122	IUD removal pack
IBOI125	Forceps pack

Urology

IBOI140	Urinary system surgery pack
IBOI141	Urology pack
IBOI142	Bladder surgery pack
IBOI142	Liver-bladder surgical pack
IBOI144	Cystectomy pack
IBOI145	Kidney surgery pack

Divers

IBOI150	Mammectomy / Mastectomy pack
IBOI151	Uterine biopsy pack
IBOI170	Rectal prolapse pack

III - BONES, NEUROLOGY, VASCULAR

Bones

IBOI201	Bone surgery pack
IBOI202	Major orthopaedics pack
IBOI203	Minor orthopaedics pack
IBOI204	Pin insertion pack
IBOI206	Femur pack
IBOI207	Elbow pack
IBOI206	Humerus pack
IBOI209	Knee arthroscopy pack
IBOI210	Sciatic pack
IBOI211	Patella pack
IBOI212	Tarsal pack
IBOI213	Scaphoid (hand and foot) pack
IBOI214	Traumatology pack
IBOI215	Limb surgery pack
IBOI216	Bankart shoulder pack
IBOI217	Pin removal pack
IBOI221	Plastering pack
IBOI207	Meniscus pack
IBOI224	Hip surgery pack

Neurology

IBOI205	Spinal pack
IBOI220	Neurosurgery (Laminectomy) pack
IBOI210	Sciatic pack
IBOI225	Cranial surgery pack
IBOI226	Trephination pack
IBOI227	Hypophysis pack
IBOI228	Cloward cervical pack
IBOI229	Herniated disc pack

Vascular

IBOI235	Cardio-Vascular pack
IBOI236	Varicotomy pack

IBOI237	Embolectomy pack
IBOI238	Basic vascular surgery pack

IV - ENT

IBOI301	Complete ENT pack
IBOI302	ENT emergency pack
IBOI320	Thyroid pack
IBOI320	Tonsils pack
IBOI322	Goiter pack
IBOI350	Adult intubation pack
IBOI351	Child intubation pack
IBOI360	Tracheotomy + cannula pack
IBOI361	Mastoiditis pack
IBOI362	Tympanoplasty pack
IBOI363	Adenectomy pack
IBOI364	Adult tonsils / adenoids pack
IBOI365	Child tonsils / adenoids pack
IBOI366	Larynx pack
IBOI367	Sinus pack
IBOI368	Rhinoplasty pack
IBOI369	Nasal septum pack
IBOI370	Nasal polypectomy pack
IBOI373	Cadwell-Luc (Sinus opened via the palette) pack
IBOI374	Paracentesis pack
IBOI375	Auricular surgery pack
IBOI376	Nasal fracture pack
IBOI377	Sinus puncture pack

V - OPHTHALMOLOGY

IBOI401	Ophthalmological examination pack
IBOI402	Lachrymal duct catheterisation pack
IBOI403	Cataract pack
IBOI413	Congenital cataract pack
IBOI404	Glaucoma pack
IBOI405	Eyelid - Trichiasis pack
IBOI406	Foreign body pack
IBOI407	Retinal detachment pack
IBOI408	Vitreotomy pack
IBOI409	Chalazions / styes pack
IBOI410	Enucleation pack
IBOI411	Strabismus pack
IBOI412	Pterygion pack
IBOI414	Magnetic foreign body pack
IBOI415	Basic ocular surgery pack
IBOI416	Radial keratotomy pack
IBOI417	Keratoplasty pack
IBOI418	Trabeculotomy pack
IBOI419	Dacrylo - Rhino - Cystotomy pack
IBOI420	Artificial lens insertion pack

VI - DENTAL

IBOI501	Dentist's pack
IBOI502	Adult dental surgery pack
IBOI503	Child dental surgery pack

VII - VETERINARY

IBOI600	Large animal autopsy pack
IBOI601	Small animal autopsy pack

Découvrez toutes nos références
d'instrumentation en demandant
ou en téléchargeant le catalogue spécifique

Discover all our references of surgical
instruments by requesting or downloading
the specific catalogue



The details of each pack's contents in french can be found on our website: www.spengler-med.fr. Each pack's details can be downloaded as a pdf file.



BOÎTE POUR PETITE CHIRURGIE MINOR SURGERY PACK

Composée de :

- IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- IC11414 Ciseaux Mousses, droits, 14 cm
- ID05403 Manche Bistouri n°3
- IP02014 Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm
- IP21414 Pince Péan Murphy, 14 cm
- IP26014 Pince Dissection, A/G, 14 cm
- IP26214 Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IP26410 Pince à Echardes, 10 cm
- IP29414 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm
- IS09414 Stylet Porte-coton, 14 cm

Consisting of:

- IC09411 Straight iridectomy scissors, 11.5 cm
- IC11414 Straight round-ended scissors, 14 cm
- ID05403 no.3 scalpel handle
- IP02014 Straight kocher toothed forceps, 14 cm
- IP21414 Pean Murphy forceps, 14 cm
- IP26014 toothed dissection forceps, 14 cm
- IP26014 Dissection forceps without teeth, 14 cm
- IP26410 Splinter forceps, 10 cm
- IP29414 Mayo-Hegar needle holder, 14 cm
- IS09414 Cotton holding stylet, 14 cm



Réf. IBO1006C En boîte inox 18 x 8 x 4 cm / In 18 x 8 x 4 cm stainless steel box

Réf. IA05601 En boîte aluminium 18 x 9 x 3 cm / In 18 x 9 x 3 cm aluminium box



TROUSSE DISSECTION DISSECTION PACK

Trousse vinyle, composée de :

- IP26410, Pince à échardes, 10cm
- IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
- ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm
- ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
- IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
- IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- ID05404, Manche Bistouri n°4

Consisting of:

- IP26410 Splinter forceps, 10 cm
- IP26014 Dissection forceps without teeth, 14 cm
- IS02414, Fluted probe, 14 cm
- ID07601, Dissecting needle with handle, 14 cm
- ID08601, Dissecting cutting needle with handle, 14 cm
- IC11414 Straight round-ended scissors, 14 cm
- IC09411 Straight iridectomy scissors, 11.5 cm
- ID05404, no.4 scalpel handle

Réf. IT01600 Complète / Complete

Réf. IT01601 Vide / Empty pack



CISEAUX MOUSSES OPERATING SCISSORS B/B

Droits Straight

Réf. IC11411	11,5 cm	👍
Réf. IC11413	13 cm	
Réf. IC11414	14 cm	👍
Réf. IC11415	15 cm	
Réf. IC11416	16 cm	👍
Réf. IC11418	18 cm	
Réf. IC11420	20 cm	

Courbes Curved

Réf. IC11511	11,5 cm	
Réf. IC11513	13 cm	
Réf. IC11514	14 cm	👍
Réf. IC11516	16 cm	
Réf. IC11518	18 cm	
Réf. IC11520	20 cm	



CISEAUX MOUSSES DÉMONTABLES REMOVABLE OPERATING SCISSORS B/B

Droits Straight

Réf. IC11614	14 cm
Réf. IC11618	18 cm



CISEAUX DAUPHINS OPERATING SCISSORS B/S

Droits Straight

Réf. IC05411	11,5 cm	👍
Réf. IC05413	13 cm	👍
Réf. IC05414	14 cm	👍
Réf. IC05416	16 cm	👍
Réf. IC05418	18 cm	
Réf. IC05420	20 cm	

Courbes Curved

Réf. IC05511	11,5 cm	
Réf. IC05513	13 cm	
Réf. IC05514	14 cm	👍
Réf. IC05516	16 cm	
Réf. IC05518	18 cm	
Réf. IC05520	20 cm	



CISEAUX POINTUS OPERATING SCISSORS S/S

Droits Straight

Réf. IC12411	11,5 cm	👍
Réf. IC12413	13 cm	
Réf. IC12414	14 cm	👍
Réf. IC12416	16 cm	
Réf. IC12418	18 cm	
Réf. IC12420	20 cm	

Courbes Curved

Réf. IC12511	11,5 cm	👍
Réf. IC12513	13 cm	
Réf. IC12514	14 cm	👍
Réf. IC12516	16 cm	
Réf. IC12518	18 cm	
Réf. IC12520	20 cm	



CISEAUX À BANDAGES LISTER LISTER BANDAGE SCISSORS

Réf. IC06614	14 cm	👍
Réf. IC06616	16 cm	
Réf. IC06618	18 cm	👍
Réf. IC06620	20 cm	



CISEAUX À FIL SPENCER STITCH SCISSORS

Droits Straight

Réf. IC03611	11 cm	👍
Réf. IC03613	13 cm	👍




CISEAUX IRIDECTOMIE IRIS SCISSORS

Droits Straight

Réf. IC09410	10 cm	👍
Réf. IC09411	11,5 cm	👍

Courbes Curved

Réf. IC09510	10 cm	👍
Réf. IC09511	11,5 cm	👍



CISEAUX UNIVERSELS DE JESCO JESCO UNIVERSAL SCISSORS

Réf. IC14400	Noir / Black	👍
Réf. IC14401	Jaune / Yellow	
Réf. IC14402	Vert / Green	
Réf. IC14403	Bleu / Blue	
Réf. IC14404	Rouge / Red	



CISEAUX KELLY POINTUS KELLY SCISSORS

Droits Straight

Réf. IC34416	16 cm
Réf. IC34418	18 cm

Courbes Curved

Réf. IC34516	16 cm
Réf. IC34518	18 cm





CISEAUX MAYO MAYO SCISSORS

Droits Straight

Réf. IC07414	14 cm	👍
Réf. IC07415	15 cm	
Réf. IC07416	16 cm	
Réf. IC07417	17 cm	
Réf. IC07418	18 cm	
Réf. IC07420	20 cm	
Réf. IC07423	23 cm	
Réf. IC07425	25 cm	
Réf. IC07430	30 cm	

Courbes Curved

Réf. IC07514	14 cm	👍
Réf. IC07515	15 cm	
Réf. IC07516	16 cm	
Réf. IC07517	17 cm	
Réf. IC07518	18 cm	
Réf. IC07520	20 cm	
Réf. IC07523	23 cm	
Réf. IC07525	25 cm	



CISEAUX METZEMBAUM METZEMBAUM SCISSORS

Droits Straight

Réf. IC08411	11 cm	
Réf. IC08414	14 cm	👍
Réf. IC08416	16 cm	
Réf. IC08418	18 cm	👍
Réf. IC08420	20 cm	
Réf. IC08422	22 cm	
Réf. IC08423	23 cm	
Réf. IC08425	25 cm	
Réf. IC08426	26 cm	

Courbes Curved

Réf. IC08511	11,5 cm	👍
Réf. IC08514	14 cm	
Réf. IC08516	16 cm	
Réf. IC08518	18 cm	👍
Réf. IC08520	20 cm	
Réf. IC08522	22 cm	
Réf. IC08523	23 cm	
Réf. IC08525	25 cm	
Réf. IC08526	26 cm	
Réf. IC08530	30 cm	



CISEAUX STEVENS STEVENS SCISSORS

Droits Straight

Réf. IC02410	10 cm	
--------------	-------	--

Courbes Curved

Réf. IC02510	10 cm	
--------------	-------	--



CISEAUX SIMS MOUSSES SIMS SCISSORS B/B

Droits Straight

Réf. IC23420	20 cm	👍
--------------	-------	---

Courbes Curved

Réf. IC23520	20 cm	👍
--------------	-------	---



PINCES KOCHER À GRIFFES KOCHER FORCEPS WITH TEETH

Droites Straight

Réf. IP02013	13 cm	👍
Réf. IP02014	14 cm	👍
Réf. IP02016	16 cm	👍
Réf. IP02018	18 cm	👍
Réf. IP02020	20 cm	

Courbes Curved

Réf. IP02114	14 cm	👍
Réf. IP02116	16 cm	
Réf. IP02118	18 cm	
Réf. IP02120	20 cm	



PINCES ROCHESTER-PÉAN KOCHER SANS GRIFFES ROCHESTER-PEAN FORCEPS WITHOUT TEETH

Droites Straight

Réf. IP02213	13 cm	👍
Réf. IP02214	14 cm	👍
Réf. IP02216	16 cm	👍
Réf. IP02218	18 cm	👍
Réf. IP02220	20 cm	👍
Réf. IP02224	24 cm	👍

Courbes Curved

Réf. IP02314	14 cm	
Réf. IP02316	16 cm	
Réf. IP02318	18 cm	👍
Réf. IP02320	20 cm	
Réf. IP02324	24 cm	👍



PINCES PÉAN-MURPHY MURPHY-PEAN FORCEPS

Réf. IP21414	14 cm	👍
Réf. IP21416	16 cm	
Réf. IP21418	18 cm	
Réf. IP21420	20 cm	
Réf. IP21422	22 cm	



PINCES À PANSEMENTS «LONGUETTE» MAIR POLYPUS FORCEPS

Droites Straight

Réf. IP03424 24 cm

Réf. IP03432 32 cm

Réf. IP03450 50 cm

Courbes Curved

Réf. IP03524 24 cm

Réf. IP03532 32 cm



PINCES HALSTEAD HALSTEAD FORCEPS

Droites Straight

Réf. IP08213 13 cm S/G / Not toothed

Réf. IP08013 13 cm A/G / Toothed

Courbes Curved

Réf. IP08313 13 cm S/G / Not toothed

Réf. IP08113 13 cm A/G / Toothed



PINCES MICRO HALSTEAD MICRO HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS

Droites Straight

Réf. IP08210 10 cm S/G / Not toothed

Réf. IP08010 10 cm A/G / Toothed

Courbes Curved

Réf. IP08310 10 cm S/G / Not toothed

Réf. IP08110 10 cm A/G / Toothed



PINCES KELLY SANS GRIFFES KELLY FORCEPS WITHOUT TEETH

Droites Straight

Réf. IP16414 14 cm

Réf. IP16416 16 cm

Réf. IP16418 18 cm

Courbes Curved

Réf. IP16514 14 cm

Réf. IP16516 16 cm

Réf. IP16518 18 cm



PINCES LERICHE LERICHE FORCEPS

Droites Straight


Réf. IP17215 15 cm S/G / Not toothed

Réf. IP17015 15 cm A/G / Toothed

Courbes Curved

Réf. IP17315 15 cm S/G / Not toothed

Réf. IP17115 15 cm A/G / Toothed



PINCES FOERSTER FOERSTER FORCEPS

Droite Straight

Réf. IP43424 24 cm, striée

Courbe Curved

Réf. IP43524 24 cm, striée



PINCES BENGOLÉA BENGOLÉA FORCEPS

Droites Straight

Réf. IP42224 24 cm S/G / Not toothed

Réf. IP42024 24 cm A/G / Toothed

Courbes Curved

Réf. IP42324 24 cm S/G / Not toothed

Réf. IP42124 24 cm A/G / Toothed






PINCE POZZI
POZZI FORCEPS

Droite
Straight

Réf. IP22424 24 cm 



PINCES ALLIS
ALLIS TISSUE FORCEPS

Réf. IP07615 15 cm
Réf. IP07619 19 cm



PINCE OMBREDANNE
OMBREDANNE FORCEPS

Réf. IP09613 13 cm



PINCES CLAMP INTESTINAL DE DOYEN
DOYEN INTESTINAL CLAMP

Droite
Straight

Réf. IP14423 23 cm, intestinal

Courbe
Curved

Réf. IP14523 23 cm, intestinal 



PINCES BABCOCK
BABCOCK FORCEPS

Réf. IP46416 16 cm
Réf. IP46420 20 cm
Réf. IP46425 25 cm



PINCES CLAMP DE WEISS
WEISS CLAMPS

Presse-tube
Tube clamp

Réf. IP25416 16 cm 
Réf. IP25419 19 cm



PINCE EN CŒUR
HEART SHAPED FORCEPS

Réf. IP27616 16 cm 



PINCES GRÉGOIRE
GREGOIR FORCEPS

En losange
Diamond shaped

Réf. IP22416 16 cm
Réf. IP22422 22 cm



PINCES DISSECTION DISSECTION FORCEPS

Sans griffes Without teeth

Réf. IP26211	11,5 cm	👍
Réf. IP26214	14 cm	👍
Réf. IP26216	16 cm	👍
Réf. IP26218	18 cm	
Réf. IP26220	20 cm	
Réf. IP26225	25 cm	
Réf. IP26230	30 cm	

Avec griffes With teeth

Réf. IP26011	11,5 cm	👍
Réf. IP26014	14 cm	👍
Réf. IP26016	16 cm	👍
Réf. IP26018	18 cm	
Réf. IP26020	20 cm	
Réf. IP26025	25 cm	



PINCES DISSECTION FINE FINE DISSECTION FORCEPS

Sans griffes Without teeth

Réf. IP26411	11,5 cm	👍
Réf. IP26413	13 cm	
Réf. IP26414	14 cm	👍

Avec griffes With teeth

Réf. IP26511	11,5 cm	
Réf. IP26513	13 cm	
Réf. IP26514	14 cm	👍



PINCE DE PRÉCISION PRECISION DISSECTION FORCEPS

Réf. IP35311	11,5 cm	👍
--------------	---------	---



PINCE DISSECTION DE SEMKIN SEMKIN DISSECTION FORCEPS

Sans griffes Without teeth

Réf. IP27512	12 cm, fine	
--------------	-------------	--



PINCE DISSECTION MAC INDOE MAC INDOE DISSECTION FORCEPS

Sans griffes Without teeth

Réf. IP27415	15 cm, fine	
--------------	-------------	--



PINCES ADSON ADSON DISSECTION FORCEPS

Sans griffes Without teeth

Réf. IP33212	12 cm	👍
--------------	-------	---

Avec griffes With teeth

Réf. IP33012	12 cm	👍
--------------	-------	---



PINCE DISSECTION DURAND PATTE DE VELOURS DURAND DISSECTING FORCEPS

Réf. IP28416	16 cm	
--------------	-------	--



PINCES BRUCELLE ANGULATED DISSECTION FORCEPS

Sans griffes, coudée Without teeth, bent

Réf. IP04513	13 cm	👍
Réf. IP04516	16 cm	





PINCE BRUCELLE MIRIAM
MIRIAM TWEEZERS BENT

Contre-coudée
Counter-braced

Réf. IP04616 16 cm



PINCE LONDON COLLEGE
LONDON COLLEGE TWEEZERS

Réf. IP04715 15 cm



PINCES DEBAKEY
DEBAKEY FORCEPS

Morse atraumatique
Atraumatic walrus

Réf. IP27015 1,5 mm x 15 cm

Réf. IP27025 2,5 mm x 15 cm

Réf. IP27115 1,5 mm x 20 cm

Réf. IP27315 1,5 mm x 30 cm



PINCES ANATOMIQUES
ANATOMICAL FORCEPS



PINCE À ÉCHARDES
SPLINT FORCEPS

Réf. IP26410 10 cm



PINCE À ÉCHARDES FEICHENFELD
FEICHENFELD SPLINT FORCEPS

Réf. IP41410 10 cm



PINCE À ÉPILER HUNTER
CILIA HUNTER SQUARE JAWS FORCEPS

Mors carrés
Square jaws

Réf. IP26408 8 cm



PINCES À CHAMPS
DRAPE CLIPS



PINCES BACKHAUS
BACKHAUS TOWEL FORCEPS

Réf. IP10609 9 cm

Réf. IP10612 12 cm

Réf. IP10614 14 cm




PINCE SCHAEDEL
SCHAEDEL TOWEL FORCEPS

Réf. IP47009 9 cm



PINCE CRABE
JONES TOWEL FORCEPS

Réf. IP06609 9 cm




PINCES TROELTSCH-POLITZER TROELTSCH-POLITZER FORCEPS

Réf. IP01314 14 cm S/G / Not toothed
Réf. IP01114 14 cm A/G / Toothed



PINCES À GLISSEMENT HARTMANN POUR CORPS ÉTRANGERS HARTMANN EAR POLYPUS FORCEPS

Réf. IP14508 8 cm, mors 12 x 3 mm
Réf. IP14514 14 cm, mors 12 x 3 mm
Réf. IP14516 16 cm, mors 10 x 2,5 mm



DIAPASONS TUNING FORKS

Réf. ID26025 N°1024 VD, 13 cm Avec curseur / With cursor
Réf. ID26097 N°4096 VD, 11 cm Avec curseur / With cursor
Réf. ID26513 N°512 VD, 16 cm Avec curseur / With cursor
Réf. ID26128 N°128 VD, 20 cm Avec curseur / With cursor
Réf. ID26256 N°256 VD, 16 cm Avec curseur / With cursor
Réf. ID26024 N°1024 VD, 13 cm Sans curseur / Without cursor
Réf. ID26048 N°2048 VD, 13 cm Sans curseur / Without cursor
Réf. ID26096 N°4096 VD, 11 cm Sans curseur / Without cursor
Réf. ID26512 N°512 VD, 16 cm Sans curseur / Without cursor



GRATTOIR DE VIDAL VIDAL SHARP SCRAPER

Réf. IG15113 13,5 cm Tranchant / Sharp




GRATTOIR DE BROCK BROCK BLUNT SCRAPER

Réf. IG15014 13,5 cm Mousse / Mousse



PINCES MAGILL MAGILL FORCEPS

Réf. IP18515 15 cm Nourrisson / Infant
Réf. IP18520 20 cm Enfant / Child
Réf. IP18524 24 cm Adulte / Adult



MIROIRS LARYNGIENS LARYNGEAL MIRROR

Miroirs (vendus sans manche) / Mirrors (sold sleeveless)

Réf. IM03099 n°00, dia. 8 mm à / to Réf. IM03110 n°10, dia. 30 mm
12 tailles possibles. Nous consulter* / 12 possible sizes. Contact us*

Manche (vendu séparément) / Handle (sold separately)

Réf. IM03200 Pour miroir laryngien ou dentaire / For laryngeal or dental mirror



*Les miroirs sont vendus sans manches (cf Réf. IM03200).



ANSES BILLEAU BILLEAU EAR LOOP

Réf. IA04598 2 x 4 mm Long 16 cm
Réf. IA04599 3 x 5 mm Long 16 cm
Réf. IA04600 4 x 6 mm Long 16 cm




ANNEAU DE TRAUTMANN TRAUTMANN LOOP

Réf. IA04604 Long 12 cm



ANSE SNELLEN SNELLEN LENS LOOP

Réf. IA04601 14 cm



ANNEAU DE SAINT PAUL SAINT PAUL EAR LOOP

Réf. IA04606 Long 14 cm



Présentez la Gamme Instrumentation de Pédicure ou notre sélection Petite chirurgie

Un manège de 8 références indispensables dans leur spécialité
(Voir page 77)

*Introduce the range of pedicure instruments
or our small surgery selection*


*A display of 8 essential references in their specialty
(See page 77)*

GYNÉCOLOGIE
GYNECOLOGY



SPÉCULUMS VAGINAUX COLLIN COLLIN VAGINAL SPECULUMS


Réf. IS04616 16 mm Long. 85 mm
Réf. IS04625 25 mm Long. 85 mm
Réf. IS04630 30 mm Long. 105 mm
Réf. IS04632 32 mm Long. 110 mm
Réf. IS04635 35 mm Long. 110 mm
Réf. IS04638 38 mm Long. 110 mm
Réf. IS04640 40 mm Long. 110 mm



SPÉCULUMS VAGINAUX DE CUSCO CUSCO VAGINAL SPECULUMS

Pliant
Folding

Réf. IS05616 16 mm Long. 75 mm
Réf. IS05625 25 mm Long. 80 mm
Réf. IS05630 30 mm Long. 90 mm
Réf. IS05632 32 mm Long. 90 mm
Réf. IS05635 35 mm Long. 90 mm
Réf. IS05638 38 mm Long. 95 mm
Réf. IS05640 40 mm Long. 95 mm



PINCE POZZI POZZI FORCEPS

Droite
Straight

Réf. IP22424 24 cm



PINCE POZZI-PALMER POZZI-PALMER FORCEPS

Droite
Straight

Réf. IP22622 22 cm



PINCE JEAN-LOUIS FAURE JEAN-LOUIS FAURE FORCEPS

Réf. IP15022 22 cm A/G



PINCES À PANSEMENTS «LONGUETTE» MAIR POLYPUS FORCEPS

Droites
Straight

Réf. IP03424 24 cm

Réf. IP03432 32 cm

Réf. IP03450 50 cm

Courbes
Curved

Réf. IP03524 24 cm

Réf. IP03532 32 cm




PINCES MUSEUX MUSEAUX FORCEPS

Droite
Straight

Réf. IP20624 24 cm
7 x 5 mm

Courbe
Curved

Réf. IP20524 24 cm
9 x 7 mm



PINCES FOERSTER FOERSTER FORCEPS

Droite, striée
Straight, ridged

Réf. IP43424 24 cm

Courbe, striée
Curved, ridged

Réf. IP43524 24 cm



PINCE CHÉRON CHERON FORCEPS

Réf. IP13624 24 cm





PINCE CIRCÉRON CICERON FORCEPS

Pour préhension du stérilet
For gripping the IUD

Réf. IP56628 28 cm 

PINCE THERRUM THERRUM FORCEPS


Réf. IP57627 27 cm

PINCES À BIOPSIE GYNÉCOLOGIQUE DE DOUAY DOUAY UTERINE BIOPSY FORCEPS

Réf. IP44620 20 cm

Réf. IP44625 25 cm

Réf. IP44630 30 cm



BOUGIES HÉGAR HEGAR DILATORS

Réf. IS01601 19 cm, n°1 à/to Réf. IS01630 19 cm, n°30
Simple, inox (30 tailles disponibles. Nous consulter.)
Single, stainless steel (30 sizes available. Contact us.)

Réf. IS01401 n°1/2 à/to Réf. IS01429 n°29/30
Double, inox (15 tailles disponibles. Nous consulter.)
Double, stainless steel (30 sizes available. Contact us.)



CISEAUX SIMS MOUSSES SIMS SCISSORS B/B

Droits
Straight

Réf. IC23420 20 cm

Courbes
Curved

Réf. IC23520 20 cm



SUTURE
SUTURE

 **Holtex**



PINCES MICHEL / PINCES À POSER / ÔTER LES AGRAFES MICHEL FORCEPS / APPLYER/REMAIN FORCEPS

Réf. IP19615 15 cm Pour poser les agrafes / To apply staples
Réf. IP19614 14 cm Pour ôter les agrafes / To remove staples 
Réf. IP19616 13 cm Double usage / Both use



IP19614

IP19615

IP19616

**PORTE-AIGUILLES
MAYO-HÉGAR**
**MAYO-HEGAR
NEEDLE HOLDER**

Réf. IP29414 14 cm

Réf. IP29416 16 cm

Réf. IP29418 18 cm


**PORTE-AIGUILLES
CRILE-WOOD**
**CRILE-WOOD
NEEDLE HOLDER**

Réf. IP38413 13 cm

Réf. IP38415 15 cm


**PORTE-AIGUILLE
OLSEN-HÉGAR**
**OLSEN-HEGAR
NEEDLE HOLDER**

Réf. IP32414 14 cm


**PORTE-AIGUILLES
MATHIEU**
**MATHIEU NEEDLE
HOLDER**

Réf. IP31414 14 cm

Réf. IP31417 17 cm

Réf. IP31420 20 cm


STYLETS OLIVAIRE
PROBE WITH ONE KNOB

Réf. IS08414 14 cm Simple

Réf. IS08614 14 cm Double


STYLET SPATULÉ
PROBE WITH SPATULA

Réf. IS10414 14 cm


STYLETS PORTE-COTON
PROBE WITH TREAD

Réf. IS09414 14 cm

Réf. IS09416 16 cm


Réf. IS09418 18 cm

Réf. IS09430 30 cm

Réf. IS09454 14 cm Très fin / Very thin


STYLET AIGUILLÉ
PROBE WITH EYE

Réf. IS08814 14 cm






SONDE CANNELÉE DIRECTOR AND TONGUE TIE

Réf. IS02414 14 cm




AIGUILLE À MANCHE POUR DISSÉQUER NEEDLE ON HANDLE STRAIGHT POINT

Réf. ID07601 14 cm




SONDE NÉLATON NELATON PROBE

Réf. IS02614 14 cm



AIGUILLE LANCÉOLÉE POUR DISSÉQUER NEEDLE ON HANDLE TRIANGULAR POINT

Réf. ID08601 14 cm



BISTOURIS FIXES SCALPEL HANDLES

Réf. ID04401 17 cm Manche plat, lame concave de 50 mm
Flat handle, 50 mm concave blade

Réf. ID04402 17 cm Manche plat, lame convexe de 50 mm
Flat handle, 50 mm convex blade



ABAISSÉ-LANGUES TONGUE DEPRESSORS

Réf. IA02400 Coudé, angle à 135°, enfant, long 15 cm
Angled, 135° angle, child, 15 cm

Réf. IA02402 Coudé, angle à 135°, adulte, long 16 cm
Angled, 135° angle, adult, 16 cm



ÉCARTEURS FARABEUF FARABEUF RETRACTORS

Réf. IE02612 12 cm x 12 mm La paire / The pair

Réf. IE02615 15 cm x 16 mm La paire / The pair



MARTEAUX À RÉFLEXES BABINSKI BABINSKI REFLEX HAMMER

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur : 25 cm
- Handle with point of crew
- 2-positions removable head
- Length: 25 cm


Réf. M05-320-260 25 cm Bleu / Blue ■
 Réf. M05-320-250 25 cm Noir / Black ■
 Réf. M05-320-280 25 cm Rouge / Red ■



MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI BABINSKI REFLEX HAMMER

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Handle with point of crew
- 2-positions removable head
- Length: 25 cm

Réf. ID0660_G 25 cm Métal / Metal ■



MARTEAU À RÉFLEXES VERNON VERNON REFLEX HAMMER

Réf. ID06601 20 cm - Enfant / Child ■



MARTEAU À RÉFLEXES TAYLOR TAYLOR REFLEX HAMMER

Réf. IM30400 19 cm ■



MARTEAU À RÉFLEXES BUCK AVEC AIGUILLE ET PINCEAU BUCK REFLEX HAMMER

Réf. ID06620 20 cm ■



PINCES COUPE-BAGUE RING CUTTER

- Coupe les matériaux traditionnellement utilisés en bijouterie (or, argent, laiton, cuivre), d'une épaisseur jusqu'à 2.5 mm
- Cut materials traditionally used in jewelry (gold, silver, brass, copper) with a thickness up to 2,5 mm


Réf. IP05420 19 cm ■
 Réf. IP05421 Lame pour pince coupe-bague
 Blade for ring cutter ■





TIRE-COMÉDON UNNA UNA DOUBLE CURETTE

Réf. IT01414 14 cm



CURETTES FINES FENÊTRÉES BUCK CURETTES


Réf. IC17801 16 cm Ø1 mm à / to Réf. IC17807 16 cm Ø7 mm

dont / including

Réf. IC17803 16 cm Ø3 mm

(7 tailles disponibles. Nous consulter.)

(7 sizes available. Contact us.)



CURETTES FINES PLEINES FULL EAR CURETTES SMALL HANDLE

Réf. IC17601 16 cm Ø1 mm à / to Réf. IC17607 16 cm Ø7 mm

dont / including

Réf. IC17603 16 cm Ø3 mm

Réf. IC17604 16 cm Ø4 mm

(7 tailles disponibles. Nous consulter.)

(7 sizes available. Contact us.)



PINCE À TIQUES TICK TWEEZERS

Réf. IP54900



GRATTOIR DE VIDAL VIDAL SHARP SCRAPER

Réf. IG15113 13,5 cm Tranchant / Sharp



GRATTOIR DE BROCK BROCK BLUNT SCRAPER

Réf. IG15014 13,5 cm Mousse / Foam




LIME À ONGLES NAIL FILE

Réf. IL13000 



RÂPE 4 USAGES CHIROPODIST 4 USES RASP

Réf. IR10200 Pour pédicurie
et podologie
For pedicure
and podology



COUPE-ONGLES DE POCHE POCKET NAIL CLIPPER

Réf. IC80000 5,5 cm 
Réf. IC80001 8 cm



CISEAUX À ONGLES NAIL SCISSORS

Droits
Straight

Réf. IC18410 10 cm 

Courbes
Curved

Réf. IC18510 10 cm 



CISEAUX À ONGLES BÉBÉ BABY NAIL SCISSORS

Droits
Straight

Réf. IC19410 9 cm Bleu / Blue 
Réf. IC20410 9 cm Rose / Pink 

Courbes
Curved

Réf. IC19510 9 cm Bleu / Blue 
Réf. IC20510 9 cm Rose / Pink 



PINCES COUPE-ONGLES NAIL CUTTER

Réf. IP05412 12 cm 
Réf. IP05415 15 cm 



PINCE À ENVIE NAIL FORCEPS

Réf. IP05411 11,5 cm 




PINCE COUPE-ONGLES INCARNÉS INGROWN NAIL NIPPER

Réf. IP05413 13 cm 



PINCE COUPE-ONGLES SÉCATEUR NAIL CLIPPER

Réf. IP05423 13 cm 





CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS CHIROPODIST WINDOWED CURETTE

Fenêtrée Windowed

Réf. IC64002 2 mm à / to Réf. IC64007 7 mm.
(6 tailles disponibles. Nous consulter / 6 sizes available. Contact us)

Pleine Full

Réf. IC63002 2 mm à / to Réf. IC63007 7 mm.
(6 tailles disponibles. Nous consulter / 6 sizes available. Contact us)

dont Réf. IC63003 3 mm et / and Réf. IC63004 4 mm



GOUGE MOUSSE REPOUSSE-CHAIR BLUNT CHIROPODIST GOUGE

Réf. IG16000 2 mm



GOUGE TRANCHANTE POUR PÉDICURIE SHARP CHIROPODIST GOUGE

Réf. IG18015 1,5 mm x 14 cm à / to Réf. IG18120 12 mm x 14 cm
(8 tailles disponibles. Nous consulter)
(8 sizes available. Contact us)



DENTAIRE
DENTAL

Holtex



DAVIERS ADULTES ADULT DENTAL FORCEPS

Réf. IDDVAD01 N°1, 16 cm,
pour incisives et canines supérieures
/ for upper incisors and canines

à / to

Réf. IDDVAD86B N°86B, 15 cm,
pour molaires inférieures
/ for lower molars


(26 tailles disponibles. Nous consulter)
(26 sizes available. Contact us)



DAVIERS ENFANTS CHILD DENTAL FORCEPS

Réf. IDDVEN03 N°3, 13 cm,
pour molaires supérieures / for upper molars
à / to

Réf. IDDVEN51S N°51S, 13 cm, pour racines supérieures / for upper roots
(8 tailles disponibles. Nous consulter)
(8 sizes available. Contact us)



ÉLÉVATEURS ELEVATORS

Élévateur Apical Apical elevator

Réf. IDELAPI1 N°1

Réf. IDELAPI2 N°2

Réf. IDELAPI3 N°3

Réf. IDELAPI4 N°4

Élévateur Bein Bein elevator

Réf. IDELBEI1 N°1

Réf. IDELBEI2 N°2

Réf. IDELBEI3 N°3

Apical, n° 1




Apical, n° 2

SONDES RHEIN RHEIN PROBE

Réf. IDSOND01 N°1

Réf. IDSOND19 N°19

Réf. IDSOND23 N°23

Existe également en / also available in
n°2, 6, 8, 9, 16 et 17.


MIROIRS LARYNGIENS LARYNGEAL MIRROR

Miroirs (vendus sans manche) / Mirrors (sold sleeveless)

Réf. IM03201 n°1, dia. 12 mm à / to Réf. IM03210 n°10, dia. 30 mm
10 tailles possibles. Nous consulter* / 10 possible sizes. Contact us*

Manche (vendu séparément) / Handle (sold separately)

Réf. IM03200 Pour miroir laryngien ou dentaire
/ For laryngeal or dental mirror


SYNDESMOTOMES CHOMPRET ROOT ELEVATORS

Réf. IDSYNDC2 Courbe / Curved

Réf. IDSYNDS4 Dent de sagesse / Wisdom tooth

Réf. IDSYNDD1 Droit / Straight

Réf. IDSYNDF3 Faucille / Sickle



CISEAUX LISSES À COURONNES CROWN SCISSORS

Droïtes Straight

Réf. IDCXCD11 11,5 cm

Courbes Curved

Réf. IDCXCC11 11,5 cm



CISEAUX À COURONNES UNIVERSELS UNIVERSAL SAW EDGE CROWN SCISSORS

Réf. IDCXUC10 Crantés, 10 cm





SCIE À PLÂTRE OSCILLANTE GOLD GOLD PLASTER OSCILLATING SAW

- Livrée avec : 1 lame de scie 50 mm, 1 lame de scie 65 mm, 2 clés
- Refroidissement de moteur par système de circulation d'air
- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation des lames de scies
- Remplacement facile de la lame
- Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz
- Puissance nominale 250 Watt
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1
- Catégorie de protection II
- Protection (IP) IP2X
- Supplied with 1 x 50 mm saw blade, 1 x 65 mm saw blade and 2 spanners
- Motor cooling by air circulation system
- Speed control for optimum saw blade oscillation
- Easy blade replacement
- Electrical connection 220-240 Volt, 50/60 Hz
- Rated power 250 watts
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1
- Protection class II
- Protection (IP) IP2X

Réf. ZSE405602



LAMES DE SCIE SAW BLADES

- Lame pour scie à plâtre électrique / Blade for electric plaster saw

Réf. ZSE406101 ø 50 mm pour plâtre naturel / for natural plaster

Réf. ZSE4062 ø 50 mm pour plâtre résine / for resin plaster

Réf. ZSE405801 ø 65 mm pour plâtre naturel / for natural plaster

Réf. ZSE405901 ø 65 mm pour plâtre résine / for resin plaster



PRÉSENTEZ LA GAMME INSTRUMENTATION DE PÉDICURE OU NOTRE SÉLECTION PETITE CHIRURGIE

Un manège de 8 références indispensables dans leur spécialité.

INTRODUCE THE RANGE OF PEDICURE INSTRUMENTS OR OUR SMALL SURGERY SELECTION

A display of 8 essential references in their specialty.

Réf. ZPROMO0369 Pédicure

- Ciseaux Dauphin (x5)
- Coupe-ongles de poche (x5)
- Pince à Échardes (x5)
- Ciseaux à Ongles courbes (x5)
- Pince Coupe-ongle (x4)
- Ciseaux à Ongles droits (x4)
- Pince Coupe-ongles Sécateur (x4)
- Pince Coupe-ongles Incarnés (x4)

Réf. ZPROMO0368 Petite chirurgie

- Ciseaux Mousses (x6)
- Ciseaux Dauphin (x6)
- Pince Kocher (x5)
- Pince Dissection (x5)
- Pince à Échardes (x5)
- Pince Rochester-Péan - Kocher (x5)
- Ciseaux Iridectomie (x5)
- Ciseaux Pointus (x5)



Réf. ZPROMO0369 Pédicure

- Operating scissors B/S (x5)
- Pocket nail clipper (x5)
- Splint forceps (x5)
- Curved nail scissors (x5)
- Nail cutter (x4)
- Straight nail scissors (x4)
- Nail clipper (x4)
- Ingrown nail nipper (x4)


Réf. ZPROMO0368 Small surgery

- Operating scissors B/B (x6)
- Operating scissors B/S (x6)
- Kocher forceps (x5)
- Dissection forceps (x5)
- Splint forceps (x5)
- Rochester-Pean forceps (x5)
- Iris scissors (x5)
- Operating scissors S/S (x5)

LAMES DE BISTOURIS SURGICAL BLADES

- Usage unique
- Stériles
- Boîte de 100 pièces
- Single use
- Steriles
- Pack of 10 pieces

Réf. CPLAME01	n°10	pour manche n°3 / for handle n°3
Réf. CPLAME02	n°11	pour manche n°3 / for handle n°3
Réf. CPLAME03	n°12	pour manche n°3 / for handle n°3
Réf. CPLAME05	n°15	pour manche n°3 / for handle n°3
Réf. CPLAME07	n°20	pour manche n°4 / for handle n°4
Réf. CPLAME08	n°21	pour manche n°4 / for handle n°4
Réf. CPLAME09	n°22	pour manche n°4 / for handle n°4
Réf. CPLAME10	n°23	pour manche n°4 / for handle n°4
Réf. CPLAME11	n°24	pour manche n°4 / for handle n°4



BISTOURIS SCALPELS

- Usage unique
- Stériles
- Boîte de 10 pièces
- Single use
- Steriles
- Pack of 10 pieces


Réf. CPBJET01	n°10
Réf. CPBJET02	n°11
Réf. CPBJET03	n°12
Réf. CPBJET05	n°15
Réf. CPBJET07	n°20
Réf. CPBJET08	n°21
Réf. CPBJET09	n°22
Réf. CPBJET10	n°23
Réf. CPBJET11	n°24



MANCHES BISTOURIS (INOX AUTOCLAVABLE) SCALPEL HANDLES (AUTOCLAVABLE STAINLESS STEEL)

- Non stériles
- Produit unitaire
- Non-steriles
- Unit product

Réf. ID05403	n°3, long. 12,5 cm
Réf. ID05404	n°4, long. 13,5 cm
Réf. ID05413	n°3, long. 21 cm
Réf. ID05414	n°4, long. 22 cm





CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES STERILE DERMATOLOGICAL CURETTES

- Muni d'un capuchon
- Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
- Prêt à l'emploi / en sachet individuel stérile pelable
- Longueur du manche : 13 cm
- Boîte de 10
- Ø 2, 3, 4, 5, ou 7 mm

- With cap
- Sterilization by gamma irradiation 2.5 MEGA-RADS
- Ready to use / in individual sterile peelable pouch
- Handle length: 13 cm
- Box of 10
- Ø 2, 3, 4, 5, or 7 mm

Réf. CPCURE01	Ø 2 mm
Réf. CPCURE02	Ø 3 mm
Réf. CPCURE03	Ø 4 mm
Réf. CPCURE04	Ø 5 mm
Réf. CPCURE05	Ø 7 mm



PUNCH À BIOPSIE DERMIQUE STÉRILE STERILE DERMAL BIOPSY PUNCH

- Prêt à l'emploi / Usage unique / emballage individuel stérile pelable
- Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
- Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
- Boîte de 10
- Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 ou 8 mm

- Ready to use / Single use / Sterile individual peelable packaging
- Handle dimensions: L 82 x diameter 10 mm
- Gamma irradiation sterilization above the 2.5 MEGA-RADS standard
- Box of 10
- Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 or 8 mm

Réf. CPPUNC02	Ø 1 mm
Réf. CPPUNC01	Ø 1,5 mm
Réf. CPPUNC03	Ø 2 mm
Réf. CPPUNC04	Ø 2,5 mm
Réf. CPPUNC05	Ø 3 mm
Réf. CPPUNC06	Ø 3,5 mm
Réf. CPPUNC07	Ø 4 mm
Réf. CPPUNC08	Ø 5 mm
Réf. CPPUNC09	Ø 6 mm
Réf. CPPUNC10	Ø 7 mm
Réf. CPPUNC11	Ø 8 mm





INOX, ALUMINIUM ET PLASTIQUE

STAINLESS STEEL, ALUMINIUM AND PLASTIC



INOX
STAINLESSE STEEL **124**

ALUMINIUM
ALUMINIUM **126**

PLASTIQUE
PLASTIC **127**



BOÎTES BOXES

Réf. AI18084	180 x 80 x 40 mm	👍
Réf. AI20103	200 x 100 x 30 mm	👍
Réf. AI20105	200 x 100 x 50 mm	
Réf. AI25105	250 x 100 x 50 mm	
Réf. AD20106	200 x 100 x 60 mm	
Réf. AD25126	250 x 120 x 60 mm	
Réf. AI28146	280 x 140 x 60 mm	👍
Réf. AI30126	300 x 120 x 60 mm	
Réf. AI35158	350 x 180 x 80 mm	
Réf. AI42188	400 x 200 x 90 mm	
Réf. AI50201	500 x 200 x 120 mm	



PLATEAUX TRAYS

Réf. AI17112	170 x 110 x 25 mm	👍
Réf. AI20122	200 x 130 x 25 mm	👍
Réf. AI22142	220 x 150 x 30 mm	👍
Réf. AI28153	280 x 180 x 30 mm	👍
Réf. AI30212	300 x 210 x 40 mm	👍
Réf. AI37252	350 x 260 x 40 mm	👍



CUPULES BOWLS

Réf. AI15040	ø 40 mm, 30 ml à bec	
Réf. AI15060	ø 60 mm, 60 ml à bec	👍
Réf. AI15080	ø 80 mm, 165 ml à bec	👍
Réf. AI15100	ø 100 mm, 250 ml à bec	
Réf. AI15120	ø 120 mm, 500 ml à bec	
Réf. AI15160	ø 160 mm, 1,2 l. à bec	
Réf. AI15200	ø 200 mm, 1,5 l. à bec	
Réf. AI15220	ø 220 mm, 1,8 l. à bec	
Réf. AI15240	ø 240 mm, 3 l. à bec	
Réf. AI15260	ø 260 mm, 3,5 l. à bec	
Réf. AI99060	ø 60 mm, 70 ml sans bec	
Réf. AI99080	ø 80 mm, 180 ml sans bec	
Réf. AI99100	ø 100 mm, 300 ml sans bec	
Réf. AI99120	ø 120 mm, 550 ml sans bec	
Réf. AI99160	ø 160 mm, 1,15 l. sans bec	



HARICOTS KIDNEY BOWLS

Réf. AI16124	160 x 85 x 35 mm	👍
Réf. AI20124	210 x 115 x 40 mm	👍
Réf. AI12544	250 x 135 x 40 mm	👍
Réf. AI28124	300 x 140 x 45 mm	👍



CUVETTES BOWLS

- Réf. **AI08130** ø 300 mm, h 80 mm, 3,7 l.
 Réf. **AI08132** ø 320 mm, h 85 mm, 4 l.
 Réf. **AI08136** ø 360 mm, h 85 mm, 6,7 l.
 Réf. **AI08140** ø 400 mm, h 100 mm, 8,5 l.




BOÎTES PERFORÉES PERFORATED BOXES

- Réf. **AI18084P** 180 x 80 x 40 mm
 Réf. **AI20103P** 200 x 100 x 30 mm
 Réf. **AI20105P** 200 x 100 x 50 mm
 Réf. **AI20106P** 200 x 100 x 60 mm
 Réf. **AI25105P** 250 x 100 x 50 mm
 Réf. **AI25126P** 250 x 120 x 60 mm
 Réf. **AI28146P** 280 x 140 x 60 mm
 Réf. **AI30126P** 300 x 120 x 60 mm
 Réf. **AI35188P** 350 x 180 x 80 mm
 Réf. **AI40209P** 400 x 200 x 90 mm
 Réf. **AI50212P** 500 x 200 x 120 mm



PANIER EN FIL GRILLAGÉ WIRE MESH BASKETS

- Réf. **AI60120** 210 x 105 x 55 mm
 Réf. **AI60125** 255 x 255 x 30 mm
 Réf. **AI60135** 350 x 160 x 60 mm
 Réf. **AI60140** 400 x 190 x 80 mm
 Réf. **AI60150** 490 x 180 x 80 mm



URINAUX URINALS

- Réf. **AP18603** Homme / Male
 Réf. **AP18604** Femme / Female



BASSINS DE LIT BEDPANS

- Poids maxi supporté : 90 kg
- Max. supported weight: 90 kg

- Réf. **AI14830** Bassin de lit pantoufle sans couvercle
 480 x 300 mm, 6 l.
 Slipper type bed pan without cover
 480 x 300 mm, 6 l.
 Réf. **AI13729** Bassin de lit rond 370 x 290 mm, 5 l.
 Round bed pan 370 x 290 mm, 5 l.
 Réf. **AI14831** Couvercle inox pour bassin de lit pantoufle
 Lid for bed pan





TAMBOURS DRUMS

Réf. AI40100 Ø 150h x 100 mm
Réf. AI40150 Ø 150h x 150 mm



BOÎTES À COTON COTTON WOOL BOXES

Réf. AI01114 Ø 110 x h 140 mm



BOCK À LAVEMENT ENEMA BOCK

- Hauteur : 245 mm
- Capacité : 1,7 l
- Ø 120 mm (avec la poignée)
- Height : 245 mm
- Capacity : 1,7 l
- Ø 120 mm (with the handle)

Réf. AI8000 Bock à Lavement Inox, 2 litres avec tube silicone et canules
Stainless Steel Irrigator 2 liters with silicon tube and cannulas



PORTE-PINCES FORCEPS HOLDERS

- Réf. AI11723 Porte-pince à servir Ø 50 x h 220 mm avec couvercle
Forceps holder Ø 50 x h 220 mm with cover
- Réf. AI11623 Porte-pince à servir Ø 52 x h 200 mm
Forceps holder Ø 52 x h 200 mm
- Réf. AI11615 Porte-pince Kocher Ø 25 x h 140 mm
Kocher forceps holder Ø 25 x h 140 mm
- Réf. AI11611 Porte-thermomètre Ø 30 x h 110 mm
Thermometer holder Ø 30 x h 110 mm



ALUMINIUM ALUMINIUM



CONTAINERS CONTAINERS

- Container Aluminium Gris
- 1 filtre rond sur le dessus
- Grey aluminium container
- 1 round filter on the top

Réf. XHCONK6605 Fond de conteneur 1/2 modèle standard non perforé 310 x 272 x 96 mm / Aluminium container bottom - 310 x 272 x 96 mm, grey

Réf. XHCONK6106 Fond de conteneur 1/1 modèle standard non perforé 600 x 272 x 116 mm / Container bottom 1/1 standard model non-perforated 600 x 272 x 116 mm

Réf. XHCONK6305 Fond de conteneur 3/4 modèle standard non perforé 475 x 272 x 96 mm / Container bottom 3/4 standard model non-perforated 475 x 272 x 96 mm

Réf. XHCOUK63120 Couvercle de conteneur 1/1 modèle standard + perforé gris 585 x 285 mm / Container lid 1/1 standard plus model perforated grey 585 x 285 mm

Réf. XHCOUK63340 Couvercle de conteneur 3/4 modèle standard + perforé gris 460 x 285 mm / Container lid 3/4 standard plus model perforated grey 460 x 285 mm

Réf. XHCOUK63630 Couvercle de conteneur 1/2 modèle standard + perforé gris 295 x 280 mm / Container lid 1/2 standard plus model perforated grey 295 x 280 mm

Réf. XHFILK2741 Filtre usage unique pour conteneur aluminium (boîte de 100pcs) / Single-use filter for aluminum container (box of 100 pcs)



BASSIN ET COUVERCLE BOWL AND LID

- Stérilisation à froid
- Cold sterilisation

Réf. AP02605 Bassin / Bowl
Réf. AP02604 Couvercle pour bassin / Lid for bowl



SEAU HYGIËNIQUE ADULTE SANITARY PAIL

- Stérilisation à froid
- Dimensions : 26 x 29,5 cm
- Cold sterilisation
- Dimensions: 26 x 29,5 cm

Réf. API6802



MOUCHE BÉBÉ PINGOIN BABY NASAL ASPIRATOR

- Le dispositif d'aspiration Penguin sert à retirer les liquides des cavités nasales et buccales des nouveau-nés et des bébés. De façon plus générale, il peut également être utilisé comme seringue d'irrigation.
- H. 13,3 cm x L. 5,22 cm x l. 4,95 cm
- Poids : 0,058 kg
- The Penguin suction device is used to remove fluids from the nasal and oral cavities of newborns and infants. More generally, it can also be used as an irrigation syringe.
- H. 5.22 inches x L. 2 inches x W. 1.96 inches
- Weight: 0.058 kg

Réf. XLASPI01



URINAL HOMME MALE URINAL

- Stérilisation à froid
- Cold sterilisation

Réf. API8601



URINAL FEMME FEMALE URINAL

- Stérilisation à froid
- Cold sterilisation

Réf. API8605



HARICOT KIDNEY BOWL

- Stérilisation à chaud (autoclave)
- Hot sterilisation (autoclave)

Réf. API1826



BOCK À INJECTION GRADUÉ GRADUATED INJECTION IRRIGATOR


- Nettoyage avec désinfectant dilué
- Clean with diluted disinfectant



INHALATEUR INHALER

- Stérilisation à chaud (autoclave)
- Hot sterilisation (autoclave)

Réf. API2899



FLACONS AVEC BOUCHON STOPPER BOTTLES

- Nettoyage avec désinfectant dilué
- Clean with diluted disinfectant

Réf. AP08100 100 ml
Réf. AP08250 250 ml
Réf. AP08500 500 ml
Réf. AP08999 1000 ml



FLACONS AVEC PISSETTE WASH BOTTLES

- Nettoyage avec désinfectant dilué
- Clean with diluted disinfectant

Réf. AP09100 100 ml
Réf. AP09250 250 ml
Réf. AP09500 500 ml
Réf. AP09999 1000 ml





Holtex

**ADOPTER
LE RÉFLEX HOLTEx**

Conçus pour répondre aux exigences des professionnels de santé, nos instruments de chirurgie allient précision, fiabilité et durabilité. La qualité des matériaux et le soin apporté à chaque détail garantissent une prise en main optimale et une parfaite maîtrise du geste.

Designed to meet the demands of healthcare professionals, our surgical instruments combine precision, reliability, and durability. The quality of the materials and the attention given to every detail ensure optimal handling and perfect control during procedures.

**ADOPT THE
HOLTEx
REFLEX**

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : export@spengler-med.fr

For any further information, please do not hesitate to contact us at: export@spengler-med.fr



MOBILIER MÉDICAL ET HOSPITALIER

MEDICAL AND HOSPITAL FURNITURE

DIVANS	
EXAMINATION COUCHES	130
MARCHEPIEDS	
STEP STOOLS	132
TABOURETS	
STOOLS	132
PARAVENTS	
SCREENS	132
PIEDS À SÉRUM	
DRIP STANDS	133
GUÉRIDONS	
TROLLEYS	133
TABLES	
TABLES	135
TABLES DE MAYO	
MAYO TABLES	135
LAMPES	
LAMPS	136
NÉGATOSCOPES	
X-RAY VIEWERS	137
FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT	
BLOOD SAMPLING CHAIRS	138
MATERNITÉ	
MATERNITY	139
MOBILIER DE SALLE D'ATTENTE	
WAITING ROOM SEATS	139
LITS D'HÔPITAL	
HOSPITAL BEDS	140
TABLE DE CHEVET ET TABLE DE LIT	
BEDSIDE TABLES AND BED TABLE	142
TABLES DE LIT	
BED TABLES	142
ARMOIRES	
CABINETS	143
CHARIOTS	
TROLLEYS	144
AUTRES PRODUITS	
OTHER PRODUCTS	146



DIVAN D'EXAMEN INOX STAINLESS STEEL EXAMINATION COUCH

- Système de montage rapide
- **Acier inoxydable**
- Tête réglable avec **crémaillère automatique haute résistance**
- Charge maximum : 150 kg
- Tissu plastifié lavable ignifugé
- *Quick mounting system*
- **Stainless steel**
- Adjustable headboard with **automatic high resistance rack**
- Maximum weight: 150 kg
- Covered by fire-resistant washable plasticised fabric

Réf. OSA003_N Divan d'Examen médical Holtex, INOX - Système de montage rapide-Noir
Medical Stainless steel examination couch (quick assembling) Black

Réf. OSA003_L Divan d'Examen médical Holtex, INOX - Système de montage rapide-Bleu lavande
Medical Stainless steel examination couch (quick assembling) Blue

EN OPTION / OPTIONAL


Réf. OSA0047 Talonnières, étriers (sans étaux), la paire / *Heel holders, stirrups (without clamps), per pair*

Réf. OSA0041 Porte jambes sans étaux, la paire / *Leg holders without clamps, per pair*

Réf. OSA0044 Étaux de fixation, la paire / *Fixing brackets, pair*



Hors sellerie
Excl.
upholstery



INOX ou ÉPOXY ? Quelle différence ?

- **Epoxy** : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.
- **Inox** : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

STAINLESS STEEL or EPOXY ? What is the difference?

- **Epoxy** : the economical choice. The steel is simply coated with a resin to delay its corrosion.
- **Stainless steel** : it is the steel modified to become completely STAINLESS, it does not rust.


DIVAN D'EXAMEN LAQUÉ EPOXY EPOXY COATED EXAMINATION COUCH

- Système de montage rapide
- **Acier laqué époxy blanc**
- Dimension : 190 × 62 × 70 cm
- Charge maximum : 150 kg
- *Quick mounting system*
- **White epoxy coated steel**
- Dimensions: 190 × 62 × 70 cm
- Maximum load: 150 kg

Réf. OSA003E_N Divan d'Examen médical Holtex, EPOXY-Système de montage rapide-NOIR
Medical examination couch -Epoxy (quick assembling)- BLACK



Hors sellerie
Excl.
upholstery



DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE CAIX

CAIX ELECTRICAL EXAMINATION COUCH

- Poids supporté : 220 kg
- Weight Supported: 220 kg

Réf. OV003_B Divan d'Examen électrique CAIX largeur 67cm Vog Médical, bleu
 Electric examination couch ROYE Blue 67 cm

Réf. OV004_N Divan électrique GINGKO Noir, 2 plans, 4700/0, 67 cm
 Electric examination couch GINGKO Black 67 cm



Pièces
mécaniques
et moteur
Parts
mechanical
and engine

Revêtement
Coating



DIVANS SPÉCIFIQUES

SPECIFIC EXAMINATION COUCHES

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE

GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

- Acier chromé ou inox
- Charge maximum : 150 kg
- Chrome plated or stainless steel
- Maximum weight: 150 kg

Réf. ONDIV001 Divan Gynécologique-3 sections-INOX Appui Jambe Anatomique
 Gynaecologic Couch - 3 Sections - Stainless Steel



Hors sellerie
Excl.
upholstery



TABLE D'ACCOUCHEMENT

DELIVERY BED

- Acier chromé ou inox
- Charge maximum : 150 kg
- Chrome plated, stainless steel or epoxy
- Maximum weight: 150 kg

Réf. OS0020 Table d'Accouchement-3 sections-Acier Chromé-Appui Jambe Anatomique
 Delivery Bed, 3 sections, Chrome plated



Hors sellerie
Excl.
upholstery



TABLE D'ACCOUCHEMENT ÉPOXY

EPOXY DELIVERY BED



- Charge maximum : **230 kg**
- Maximum weight: **230 kg**

Réf. ONTABLO1 Table d'accouchement EPOXY 3 sections appui jambe anatomique
 EPOXY Delivery table S.S 3 sections with leg rest



Hors sellerie
Excl.
upholstery



TABLE D'ACCOUCHEMENT HYDRAULIQUE

HYDRAULIC DELIVERY BED

- 3 sections
- Hauteur variable par pompe hydraulique
- Position Trendelenburg
- Charge maximale : 180 kg

- 3 sections
- Variable height by hydraulic pump
- Trendelenburg position
- Maximum weight: 180 kg

Réf. OF0023 Table d'accouchement - 3 sections - Epoxy Hauteur Variable
 Delivery Table - 3 sections - Epoxy Variable Height



Hors sellerie
Excl.
upholstery





MARCHEPIEDS INOX STAINLESS STEEL STEP STOOLS

BEST-SELLER

- Charge maximum : 150 kg
- Maximum load: 150 kg

Réf. OS0051 1 marche, hauteur 22 cm
1 step, height 22 cm

Réf. OS0050 2 marches, hauteur 34 cm
2 steps, height 34 cm



MARCHEPIEDS EPOXY EPOXY STEP STOOLS

- Charge maximum : 150 kg
- Maximum load: 150 kg

Réf. OS0051E Marchepied 1 marche / 1 step

Réf. OS0052E Marchepied 2 marches / 2 steps



MARCHEPIED AVEC RAMPE INOX STEP TOOLS WITH STAINLESS STEEL RAMP

- Charge maximum : 150 kg
- Hauteur totale 107 cm
- Maximum load: 150 kg
- Total height: 107 cm

Réf. OSA0053



TABOURETS STOOLS



TABOURET BASE PLASTIQUE PLASTIC BASED STOOL

- Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz, de 48 à 67 cm
- Charge maximum : 150 kg
- Adjustable height by pressure and gas piston from 48 to 67 cm
- Maximum load weight: 150 kg

Réf. OS007_N Tabouret Médical Réglable 5 Roulettes - NOIR (H assise 3.5 cm)
Medical Adjustable stool with nylon wheels 5 double castors Black

Réf. ONTABD01 Tabouret avec dossier - Base plastique noir
Patient Stool with wheels with back Support, black



Hors sellerie
Excl. upholstery



SELLE DE CHIRURGIEN SURGEON SADDLE

- Hauteur variable à commande manuelle de 55 à 75 cm
- Height adjustable manual control from 55 to 75 cm

Réf. OXTAB004



Hors sellerie
Excl. upholstery



PARAVENTS SCREENS



PARAVENTS INOX STAINLESS STEEL SCREENS

- Rideaux en plastique lavables ignifugés
- Classement résistance au feu : M1
- Washable plastic curtains fireproof
- Fire resistance class: M1

Réf. OS0062 2 panneaux / 2 screens

Réf. OS0063 3 panneaux / 3 screens

Réf. OS0064 4 panneaux / 4 screens




PIED À SÉRUM INOX STAINLESS STEEL DRIP STAND

- Charge max. par crochet : 2 kg
- Hauteur réglable de 120 cm à 215 cm

- Max. load by hook: 2 kg
- Adjustable height from 120 to 215 cm

Réf. OSA0084C



GUÉRIDON COMPLET À COMPOSER DRESSING TROLLEY WITH OPTIONS

- Guéridons multifonctions, galeries amovibles
- Galeries 2 côtés plateaux supérieurs et 4 côtés sur les autres plateaux
- Hauteur sol/plateau supérieur : 820 mm
- Hauteur entre les plateaux : 520 mm (2 plateaux), 310 mm (3 plateaux)
- Multifunction trolley, removable galleries
- 2 sides on top plates and 4 sides on the other trays
- Height ground / upper plate: 820 mm
- Height between shelves: 520 mm (2 plates), 310 mm (3 shelves)



À composer avec différentes options : tiroirs, divers supports (poubelle inox, sac, pissettes), porte-cuvette, porte-plateau, porte-sonde...

To be composed with different options: various drawers, support (stainless steel bin/bag/bottles), bowl holder, tray holder, probe holder...





GUÉRIDONS INOX STAINLESS STEEL TROLLEYS

- Galeries amovibles
- Roues caoutchouc silencieuses
- Charge admissible : 80 kg
- Diamètre roue : 75 mm avec freins

- Removable galleries
- Silent rubber wheels
- Load capacity: 80 kg
- Wheel diameter: 75 mm with brakes



		DIMENSIONS DIMENSIONS	NBRE DE PLATEAUX NUMBER OF TRAYS
OSA6040		60 x 40 x 80 cm	2 plateaux 2 trays
OSA7050		70 x 50 x 80 cm	
OSA9060		90 x 55 x 80 cm	
OSA6041		60 x 40 x 80 cm	3 plateaux 3 trays
OSA7051		70 x 50 x 80 cm	
OSA6042		60 x 40 x 80 cm	2 plateaux 2 trays
OSA7052		70 x 50 x 80 cm	

TABLE À INSTRUMENTS INOX
STAINLESS STEEL INSTRUMENTS TABLE

- Hauteur des plateaux par rapport au sol : 335 mm et 815 mm
- Charge maximale 80 kg répartie sur les plateaux
- Plusieurs dimensions
- Height from the floor to shelf: 335 mm and 815 mm
- Maximum load: 80 kg spread on trays
- Several sizes

Réf. OXTABLO3 100 x 60 cm, 2 plateaux / 2 trays

**TABLE DE PANSEMENT INOX**
STAINLESS STEEL DRESSING TABLE

- Dimensions : 190L x 60l x 84H cm
- 6 sections sur le dessus de la table
- Largeur de chaque plateau mobile : 28 cm
- Dimensions: 190L x 60W x 84H cm
- 6 sections on top of table
- Width of each movable plate: 28 cm

Réf. ONTABLO2

**TABLE PONT POUR BLOC OPÉATOIRE**
OVER BED TABLE IOPERATING THEATER

- Réglable de 890 à 1300 mm
- Piètement télescopique
- 4 roulettes dont 2 à frein
- Charge maximale 20 kg
- Adjustable from 890 to 1300 mm
- Telescopic frame
- 4 casters, 2 with brakes
- Maximum load 20 kg
- Delivered dismantled

Réf. OXTABLO1

1 plage - Dim. écran (cm) 36 x 43,5
Dim. extérieures (cm) 44 x 56 x 10
1 screen - Dim. screen (cm) 36 x 43,5
Outer dim. (cm) 44 x 56 x 10

**TABLES DE MAYO**
MAYO TABLES**TABLE DE MAYO**
MAYO TABLE

- 4 roulettes doubles avec freins
- Tige en inox, hauteur réglable de 79 à 128 cm
- Plateau amovible (56,5 x 43,5 cm) en acier inoxydable
- 4 double castors with brakes
- Stainless steel stem, adjustable height from 79 to 128 cm
- Removable stainless steel tray (56.5 x 43.5 cm)

Réf. OSA0120 Table médicale Mayo Inox, 56.5 L x 43.5 l - H 79-128 cm
Mayo stainless steel medical table, 56.5 L x 43.5 W - H 79-128 cm





LAMPES D'EXAMEN LED LED EXAMINATION LAMP

Idéale pour les cabinets de médecin et petite chirurgie

- Technologie LED sans Infrarouge
- Positionnement et longue portée avec bras flexible
- Socle métal 5 branches à roulettes
- Excellente stabilité
- Variateur situé sur le boîtier de contrôle
- Interrupteur sur la tête de lampe
- Éclairage « lumière du jour »
 - Intensité d'éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
 - Température de couleur : 5000-6000K
 - Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 35 000 heures
 - Puissance absorbée : 85-265V 50/60Hz
- Type d'extension : col de cygne de 76 cm
- Hauteur de la tige : 71 cm

Ideal for doctors' offices and minor operations

- LED technology without Infrared
- Positioning and long-range with flexible arm
- High stability
- Variator on the control box
- Single lamp head with On/Off handle
- Lighting "Daylight":
 - Intensity: D 30 cm = 80,000 lx, and D 50 cm = 35,000 lx
 - Colour temperature: 5000-6000K
 - Average lifetime of LEDs: over 35,000 hours
 - Voltage: 100V-260V 50/60Hz
- Goose neck length: 76 cm
- Rod height: 71 m

- Réf. OSLAMP01** Lampe d'examen noire LED 3W / Black examination lamp LED 3W
Réf. OSLAMP02 Lampe d'examen blanche LED 3W / White examination lamp LED 3W
Réf. OSFIXA01 Fixation murale noire pour Lampe d'examen LED 3W
 Black wall mounting for examination lamp LED 3W
Réf. OSPINC01 Étau/pince bureau en métal pour Lampe d'examen LED 3W
 Metal table clamp for examination lamp LED 3W
Réf. OSPINC02 Pince rail en métal pour Lampe d'examen LED 3W
 Metal rail clamp for examination lamp LED 3W



OSLAMP02

OSLAMP01

LAMPES SCIALYTIQUES SCIALYTIC LAMPS



Réf. XFLAMP04 Mobile / Mobile



Réf. XFLAMP07 Plafonnier / Ceiling fixed

BEST-SELLER

NÉGATOSCOPES STANDARDS STANDARD X-RAY VIEWERS

- En alliage d'aluminium haute résistance. Angles protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS. Ecran en polymère méthacrylique. L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Système de fixation pour les radios avec pose et dépose simple, et sans conséquence pour les radios. À poser ou à fixer sur un mur.
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 50-60Hz
- Luminance : 3 000 cd/m²
- *High resistance aluminium alloy structure. Corners are protected by a steel plate covered in ABS Plexiglas polymer screen. The interior and exterior are protected by a sprayed anti-static powder.*
- *These x-ray viewers have a radiograph fixing system that allows them to be placed and removed easily and without risk of damage. They can be free-standing or fixed to a wall.*
- Voltage/ Frequency: 220 V/ 50-60 Hz
- Brightness: 3,000 cd/m²

- Réf. OTA1001** 1 plage, dim. écran (cm) 36 x 43,5 - dim. extérieures (cm) 44 x 56 x 10
1 screen, dim. screen (cm) 36 x 43,5 - outer dim. (cm) 44 x 56 x 10
- Réf. OTA1002** 2 plages, dim. écran (cm) 72 x 43,5 - dim. extérieures (cm) 80 x 56 x 10
2 screens, dim. screen (cm) 36 x 43,5 - outer dim (cm) 44 x 56 x 10
- Réf. OTA1003** 3 plages, dim. écran (cm) 108 x 43,5 - dim. extérieures (cm) 116 x 56 x 10
3 screens, dim. screen (cm) 36 x 43,5 - outer dim (cm) 44 x 56 x 10


OTA1003

OTA1002

OTA1001

NÉGATOSCOPES EXTRA-PLATS EXTRA FLAT X-RAY VIEWERS

- En alliage d'aluminium haute résistance. Angles protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS. Ecran en polymère méthacrylique. L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Système de fixation pour les radios avec pose et dépose simple, et sans conséquence pour les radios. À poser ou à fixer sur un mur.
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 50-60Hz
- Luminance : 3 000 cd/m²
- *High resistance aluminium alloy structure. Corners are protected by a steel plate covered in ABS Plexiglas polymer screen. The interior and exterior are protected by a sprayed anti-static powder.*
- *These x-ray viewers have a radiograph fixing system that allows them to be placed and removed easily and without risk of damage. They can be free-standing or fixed to a wall.*
- Voltage/ Frequency: 220 V/ 50-60 Hz
- Brightness: 3,000 cd/m²

- Réf. OTA1101** 1 plage, dim. écran (cm) 36 x 43,5 - dim. extérieures (cm) 47 x 54,5 x 2,4
1 screen, dim. screen (cm) 36 x 43,5 - outer dim. (cm) 47 x 54,5 x 2,4
- Réf. OTA1102** 2 plages, dim. écran (cm) 74 x 43,5 - dim. extérieures (cm) 85 x 54,5 x 2,4
2 screens, dim. screen (cm) 74 x 43,5 - outer dim. (cm) 85 x 54,5 x 2,4


OTA1101

OTA1102



CHAISES DE PRÉLÈVEMENT SAMPLING CHAIRS

- 1 repose-bras utilisable à droite ou à gauche, réglable et amovible
- 1 armrest upholstered suitable for left or right-handed use, adjustable and removable

Réf. OH022_B

Chaise de prélèvement - 1 repose-bras, bleu
Sampling Chair blue



- 2 repose-bras réglables et amovibles
- 2 armrests upholstered adjustable and removable

Réf. ONCHAP01

Chaise de prélèvement - 2 repose-bras, bleu
Sampling Chair blue



FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT / LIT AMBULATOIRE BLOOD SAMPLING ARMCHAIR / AMBULATORY BED

- Structure en acier thermolaqué, robuste et durable
- Revêtement en simili cuir artificiel pour le corps du fauteuil, facile à nettoyer et confortable
- Dossier et repose-jambes réglables manuellement en position horizontale
- Accoudoirs (pour reposer le bras pendant la prise de sang) réglables et amovibles
- Charge maximale : 150 kg
- Dimensions hors tout : L1300 x l570 x H1200mm
- Hauteur de l'assise : 550 mm

- Powder-coated steel frame, sturdy and durable
- Artificial leather upholstery for the chair body, easy to clean and comfortable
- Backrest and leg rest manually adjustable to a horizontal position
- Adjustable and removable armrests (for resting the arm during blood collection)
- Maximum load: 150 kg
- Overall dimensions: L1300 x W570 x H1200mm
- Seat height: 550 mm

Réf. ONFAUP01

Fauteuil de prélèvement avec repose jambe bleu
Blood donor chair 3 sections, blue



FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT AVEC REPOSE-JAMBES SAMPLING CHAIR WITH FOOTREST

- Position de Trendelenburg
- Accoudoirs réglables et détachables
- Dossier et repose-pied ajustable manuellement et Trendelenburg motorisation électrique
- Charge maximale : 180kg
- Largeur : 53 cm, Hauteur du dossier : 80 cm

- Trendelenburg position
- Adjustable and removable armrests
- Manually adjustable backrest and Footrest and Trendelenburg electric motorization
- Maximum load: 180kg
- Width: 53 cm, Height of back: 80 cm

Réf. ONFAUP02

Fauteuil prélèvement avec trendelenburg électrique
Blood donor chair, electric Trendelenburg



Une commande de mobilier ? Contactez-nous pour recevoir la proposition la plus adaptée à votre besoin.
A request for furniture? Contact us for the most suitable proposal for your needs.

TABLE À LANGER BABY CHANGE TABLE

Réf. ONTABL03 Table à langer, Epoxy 03 / Baby change table



BERCEAU CRADLE

Réf. OHBERC01 Berceau nouveau-né INOX (90x43x98 cm)
livré avec matelas avec roulettes
Baby Cradle on 4 wheels with mattress



LIT PARC BABY COT

Réf. ONLITE04



MOBILIER DE SALLE D'ATTENTE WAITING ROOM SEATS

CHAISE PATIENT PATIENT CHAIR

- Disponible en bleu (B), rouge (R) ou noir (N)
- Available in blue (B), red (R) or black (N)



SIÈGES DE SALLE D'ATTENTE WAITING ROOM SEATS

Réf. ONBANC02





LIT HOSPITALIER HOSPITAL BED

- Tête et pied en acier chromé avec panneaux laminés
- Dimensions : 85 x 200 x 50 cm
- Capacité : 150 kg
- *Chrome-plated steel bed ends with laminated plastic panels*
- *Dimensions: 85 x 200 x 50 cm*
- *Capacity: 150 kg*

Réf. OFLIT03



LIT HOSPITALIER AVEC RELEVÉ-BUSTE HOSPITAL BED WITH BACKREST

- Tête et pied en acier chromé avec panneaux laminés
- Dimensions : 85 x 200 x 50 cm
- Capacité : 150 kg
- *Chrome-plated steel bed ends with laminated plastic panels*
- *Dimensions: 85 x 200 x 50 cm*
- *Capacity: 150 kg*

Réf. OFLIT01



LIT HOSPITALIER AVEC RELEVÉ-BUSTE ET ROUES HOSPITAL BED WITH BACKREST AND CASTORS

- Tête et pied en acier chromé avec panneaux laminés
- Dimensions : 85 x 200 x 50 cm
- Capacité : 150 kg
- *Header raised by crank*
- *Chrome-plated steel bed ends with laminated plastic panels*
- *Dimensions: 85 x 200 x 50 cm*
- *Capacity: 150 kg*

Réf. OF0048



LIT HOSPITALIER AVEC TRENDELENBURG HOSPITAL BED WITH TRENDELEBURG

- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles
- Positions Trendelenburg et reverse trendelenburg réglables par pompes à gaz
- Tube amovible en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés
- Dimensions : 92 x 205 x 50 cm
- Capacité : 150 kg
- Backrest and leg section adjustable by cranks
- Trendelenburg and reverse trendelenburg adjustable by gas pump
- Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm
- Capacity: 150 kg

Réf. OF0051



LIT HOSPITALIER AVEC HAUTEUR VARIABLE HOSPITAL BED WITH VARIABLE HEIGHT

- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles
- Hauteur variable 50/75 cm réglable par pompes à gaz
- Tube amovible en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés
- Dimensions : 92 x 215 x 50 cm
- Capacité : 150 kg
- Backrest and leg section adjustable by cranks
- Variable height 50/75 cm adjustable by gas pumps
- Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels
- Dimensions: 92 x 215 x 50 cm
- Capacity: 150 kg

Réf. OF0055



LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS MULTI-FUNCTIONS ICU BED

- Plastique ABS haute qualité
- Panneau de commande sur pied de lit
- Barrières latérales avec commandes intégrées
- 4 roues silencieuses avec système de blocage centralisé
- Dimensions : 105 x 233 x 53/71 cm
- Capacité : 250 kg
- High quality ABS frame
- Control panel on foot board
- 4 easy lifting side rails with integrated remote
- 4 noiseless castors with central locking system
- Dimensions: 105 x 233 x 53/71 cm
- Capacity: 250 kg

Réf. Réf OFLIT06





TABLES DE CHEVET BEDSIDE TABLES

Une demande pour des tables de chevet ? Contactez-nous pour recevoir la proposition la plus adaptée à votre besoin.

A request for bedside tables? Contact us for the most suitable proposal for your needs.

Réf. ONTABC01 Table de chevet acier verni 1 porte 1 tiroir, 48x40x80 cm
Painted steel bedside table 1 door 1 drawer



TABLE DE LIT BED TABLE

TABLE DE LIT BED TABLE

- Revêtement époxy
- Plateau en plastique
- Dimensions : 41 x 65 x 81/134 cm
- Disponible également en inox
- Made of epoxy painted steel tube
- Plastic top
- Size: 41 x 65 x 81/134 cm
- Also available in stainless steel

Réf. OFTABL02



ARMOIRE VESTIAIRE PATIENT CABINET

- Bâti métallique
- Portes en plastique laminé 10 mm
- Serrure indépendante et étagère réglable à l'intérieur
- Made of enamelled sheet steel
- Door in laminated plastic 10 mm
- Independent lock for each door, adjustable internal shelf

Réf. ONARM01



ARMOIRE A PHARMACIE MEDICINE CABINET

- Structure en plastique bilaminée
- 2 portes avec 16 compartiments à médicaments
- Dimensions : 100 x 60 x 190 cm
- Bilaminated plastic structure
- 2 doors with 16 compartments to drugs
- Dimensions: 100 x 60 x 190 cm



ARMOIRE POUR MEDICAMENTS ET INSTRUMENTS CABINET FOR MEDICINES AND INSTRUMENTS

- En tôle d'acier vernie
- Une ou 2 portes en verre à charnière et avec serrure ; à l'intérieur, 3 étagères en acier inoxydable, réglables en hauteur
- Ou armoire en 2 compartiments superposés : en haut avec 2 portes battantes en verre avec serrure et 2 étagères et en bas, un compartiment avec portes en tôle et 1 étagère
- Made of enamelled steel sheet
- One or 2 glass doors with lock and key. 3 stainless steel shelves, adjustable in height
- Or cabinet with 2 overlapped compartments: one with 2 glass doors with lock and 2 shelves adjustable in height, and lower compartment with 2 doors made of enamelled steel sheet with 1 shelf





Une demande de chariots ? Contactez-nous pour recevoir la proposition la plus adaptée à votre besoin.
A request for trolleys? Contact us for the most suitable proposal for your needs.

CHARIOTS D'URGENCE A TIROIRS JOINTIFS EMERGENCY TROLLEYS WITH JOINT DRAWERS

- Hauteur 100 cm
- Zone de préhension ergonomique
- Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés.
- 5 tiroirs jointifs
- Planche à massage cardiaque sur support
- Height 100 cm
- Ergonomic gripping area
- Door wing lock with 1 batch of 20 seals
- 5 joint drawers
- Cardiac massage board on support

Réf. OXCHAR22 Chariot d'urgence Plastique rouge
Emergency trolley ABS Red



AUTRES CHARIOTS OTHER TROLLEYS

CHARIOTS D'ANESTHESIE NURSING TROLLEYS

- Chariot simple colonne 600x400
- Hauteur 100 cm
- Zone de préhension ergonomique
- 6 tiroirs
- 2 rails normalisés latéraux (en haut à droite et en bas à droite)
- 1 support collecteur à aiguilles
- 1 support à sondes 2 cases
- 1 portique équipé de : 2 rails normalisés et 11 bacs basculants
- Single column trolley 600x400
- Height : 100 cm
- Ergonomic gripping area
- 6 drawers
- 2 lateral rails top right bottom right
- 1 adjustable sharp disposal container holder
- 1 catheter holder
- 1 upper frame equipped with: 2 lateral rails and 11 tipping container



CHARIOT DE COLLECTE DES SACS À LINGE TRUCKS FOR THE LAUNDRY TRANSPORTING

- Configuration : 1 grand tiroir, 1 sac poubelle, 1 ensemble de poubelles en plastique et support pour poubelles en plastique
- Roulettes : 4 roulettes de 3 pouces (75 mm), dont 2 équipées de freins
- Matériau : acier inoxydable #304
- Dimensions du produit : 90 × 45 × 88 cm

- Configuration: 1 large drawer, 1 trash bag, 1 set of plastic trash cans and plastic trash can holder.
- Casters: 4 3-inch (75 mm) casters, 2 of which are equipped with brakes
- Material: #304 stainless steel
- Product dimensions: 90 × 45 × 88 cm

Réf. **ONCHAR03** Chariot à linge, Acier inoxydable / Laundry trolley, stainless steel



CHARIOTS D'HYGIÈNE HYGIENE TROLLEYS

MODÈLE CLASSIC/CLASSIC MODEL

- Étagère intermédiaire amovible réglable en hauteur
- Dimensions : L1285 x l630 x H994 mm
- 1 bac encastrable sur le plateau supérieur
- 1 tiroir 600x400 sous le plateau supérieur
- 3 séparateurs amovibles sur l'étagère amovible
- 2 paniers en fil rilsanisé

- Removable intermediate height adjustable shelf
- Dimensions: L1285 x W630 x H994 mm
- 1 tray insert on the upper shelf
- 1 drawer 600x400 under the upper shelf
- 3 removable separators on the removable shelf
- 2 rilsanised wire baskets

Réf. **OP021** Bleu/Blue

MODÈLE MINI/MINI MODEL

- Dimensions : L1085 x l630 x H994 mm
- 1 bac encastrable sur le plateau supérieur
- 1 tiroir 600x400 sous le plateau supérieur
- 2 séparateurs amovibles sur l'étagère amovible
- 2 paniers en fil rilsanisé

- Dimensions: L1085 x W630 x H994 mm
- 1 tray insert on the upper shelf
- 1 drawer 600x400 under the upper shelf
- 2 removable separators on the removable shelf
- 2 rilsanised wire baskets

Réf. **OP022** Bleu/Blue



CHARIOT ARMOIRE POUR LA DISTRIBUTION DU LINGE TRUCK FOR LINEN DISTRIBUTION

- Armoire avec 2/3 + 1/3 : dim. L1230 x P630 x H1740
- 2 portes battantes ouvrant à 270°, maintenues ouvertes par un aimant

- Truck with 2/3 + 1/3: meas. L1230 x P630 x H1740
- 2 hinged doors opening to 270°, held open by a magnet

Réf. **OP039** Chariot armoire/Truck





PORTE-CUVETTE BOWL HOLDER

- Cuvette en acier inoxydable
- Ø 32 cm
- Hauteur 80 cm
- Stainless steel bowl
- Ø 32 cm
- 80 cm height

Réf. XFPORTCUV1



PORTE-CUVETTE BOWL HOLDER

- Cuvette inox Ø 35 cm
- Inox bowl Ø 35 cm



BAC À DÉCHETS ROULANT MOBILE WASTE CONTAINER

Réf. OSA8200



POUBELLE À PÉDALE PEDAL BIN

- Seau intérieur amovible en plastique
- Removable plastic interior bucket


Réf. OSA0100 12 litres
 Réf. OSA0101 20 litres
 Réf. OSA0102 30 litres





POIDS & MESURES

MEASURING INSTRUMENTS



**PÈSE-PERSONNES
MÉCANIQUES
MECHANICAL
ADULT SCALES** 148

**PÈSE-BÉBÉS
BABY SCALES**

Pèse-bébé électronique
Electronical baby scale 148

Pèse-bébés mécaniques
Mechanical baby scales 149

**TOISES
HEIGHT GAUGES** 150

**MÈTRES-RUBANS
TAPES MEASURE** 150

**AUTRES PÈSE-PERSONNES
OTHERS ADULT SCALES** 150



APPALACHES 200 APPALACHES 200

- Capacité maximale : 200 kg
- Grand plateau avec tapis antidérapant
- Molette centrale pour vérifier le calibrage
- Grand écran de 19 cm de diamètre pour une lecture facile

- Maximum weight: 200 kg
- Large scale surface with non-slip mat
- Central wheel to check the calibration
- Large 19 cm diameter display for ease of reading

Réf. EHAPPA200



HIMALAYA HIMALAYA

- Charge maximum : 150 kg
- Graduation de la balance : 500 g
- Coloris : blanc
- Toise en aluminium avec plage de mesure de 70 à 190 cm
- Graduation de la toise : 0,5 cm

- Maximum weight: 150 kg
- Graduations: 500 g
- Colour: white
- Aluminium height gauge with range: 70 - 190 cm
- Graduations: 0.5 cm

Réf. EPPMCOLO1



PÈSE-BÉBÉS BABY SCALES



ANDINE 3 ANDINE 3

- Permet de peser et mesurer les bébés ou les jeunes enfants, avec plateau amovible
- 3 mode de pesée : classique, consommation de lait, bébé-maman
- Balance double toise
- Grande capacité jusqu'à 100 kg pour peser maman + bébé
- 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
- Hygiénique, facile à nettoyer et transporter

- To weigh and measure babies or young children, with its removable tray
- 3 weighing modes : normal, milk intake, mother-baby
- Double height rod scale
- High-capacity up to 100 kg to weigh mother and baby
- 4 touch buttons including the manual Hold function
- Hygienic, easy to clean and transport

Réf. EHANDI3 Andine 3

Réf. EHANDI3S Andine 3 avec sac de transport / with carry bag



KENYA KENYA

- Portée de 0 à 15 kg
- Dimensions plateau : 52 x 30,5 cm
- Graduation : 10 g
- Weight range: 0 - 15 kg
- Tray dimensions: 52 x 30,5 cm
- Graduations: 10 g

Réf. EPBMKEN



PÈSE-BÉBÉ BABY SCALE

- Pèse-bébé mécanique
- Adapté pour une utilisation à domicile
- Capacité : 20 kg
- Graduation : 50 g (0-10 kg) / 100 g (10-20 kg)
- Plateau en plastique
- Cadran en kg et lb
- Réglage manuel du zéro
- Mechanical baby scales
- Suitable for use at home
- Capacity: 20 kg
- Interval: 50 g (0-10 kg) / 100 g (10-20 kg)
- Plastic tray
- Dial in kg and lb
- Manual Adjustment of the zero

Réf. DGPESE01



BALANCE DE SALTER SALTER SCALE

- Portée 25 kg
- Graduation : 100 g
- Livré avec 1 culotte
- Maximum weight: 25 kg
- Graduations: 100 g
- Supplied with 1 cradle

Réf. EBALSAL



PÈSE-BÉBÉ MBC MBC BABY SCALE

- Idéal pour les nourrissons jusqu'à 15 kg
- Avec toise
- Fonction Hold
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement sur accu en option
- **Homologation médicale selon 93/42/EEC**
- Ideally suited for weighing neonates up to 15 kg
- With height rod
- Hold function
- Battery- or mains-powered, optional rechargeable battery pack
- **Approval for medical use according to 93/42/EEC**

Réf. EKMB06

Pèse-bébé MBC / MBC baby scale

Réf. EKMB06-CIII

Version homologuée Classe III médicale

Model with verification class III





Une commande d'équipement de mesure ? Contactez-nous pour recevoir la proposition la plus adaptée à votre besoin.
A request of measuring instrument? Contact us for the most suitable proposal for your needs.

TOISES ADULTE ADULT HEIGHT GAUGE



TOISE BÉBÉ BABY HEIGHT GAUGE



TOISE BÉBÉ OU ADULTE EN BOIS NATUREL NATURAL WOOD BABY OR ADULT HEIGHT GAUGE



TOISE MATELAS MEASURING MAT



MICRO-TOISE HEIGHT GAUGE



MÈTRES-RUBANS TAPES MEASURE



MÈTRE RUBAN À ENROULEUR PLASTIQUE TAPE MEASURE ON PLASTIC SPOOL

- Plage de mesure : de 0 à 200 cm
- Graduation : 1 mm
- Range: 0 - 200 cm
- Graduations: 1 mm

Réf. ECMETRO1



MÈTRE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE À ENROULEUR AUTOMATIQUE AUTOMATIC WINDING TAPE MEASURE

- Plage de mesure : de 15 à 150 cm
- Graduation 1 mm
- Dimensions : (L x H x P) 90 x 25 x 65 mm
- Range: 15 - 150 cm
- Graduations: 1 mm
- Dimensions: L 90 x H 25 x D 65 mm

Réf. EMETRPER



MÈTRE RUBAN PLASTIFIÉ PLASTICISED TAPE MEASURE

- Plage de mesure : de 0 à 150 cm
- Range: 0 - 150 cm



AUTRES PÈSE-PERSONNES OTHERS ADULT SCALES

Contactez-nous pour toute demande concernant vos équipements de pesée, parmi lesquels :
Do not hesitate to contact us for all your needs for:

PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES ELECTRONICAL ADULT SCALES



PLATEFORMES DE PESÉE WEIGHING PLATFORM



FAUTEUILS DE PESÉE CHAIR SCALE





EQUIPEMENT D'URGENCE

EMERGENCY EQUIPMENT

MATÉRIEL D'URGENCE & INTERVENTION EMERGENCY & RESCUE EQUIPMENTS

152

DÉFIBRILLATEURS DEFIBRILLATORS

Armoires murales
Inner wall cabinets

156

Kits signalétiques
Signage Kits

156

Défibrillateurs
Defibrillators

157

Défibrillateur de formation
Training Defibrillator

158

MALLETES D'URGENCE EMERGENCY BAGS

Trousse premier secours
First aid bag kit

159

Sacs Urgence
Emergency bags

159



BEST-SELLER

BRANCARD STRETCHER

Brancard pliant avec système de balancier

- Tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
- Dimensions (L x W x H) : 215 x 54,5 x 13 cm, déplié
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

Folding stretcher with balancing system

- Waterproof fabric, fire resistant and anti-cracking
- Dimensions (L x W x H): 215 X 54.5 x 13 cm, unfolded
- Weight: 8 kg
- Maximum load carried: 159 kg

Réf. SBRAN09_O Brancard pliable en 2 dans sa longueur ORANGE
Folding stretcher in 2 along its length, ORANGE




BRANCARD CATASTROPHE DISASTER STRETCHER

- Civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs
- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche
- Dimensions (L x W x H) : 185 x 50 x 24 cm,
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

- Stretcher foldable in 2, with wheels and stabilisers
- High resistance aluminium structure and waterproof fabric
- Dimensions (L x W x H): 185 X 50 x 24 cm
- Weight: 8 kg
- Maximum load carried: 159 kg

Réf. SBRAN07_B Brancard Catastrophe-Pliable en 2-Tête relevable-2 roulettes BLEU
Disaster Stretcher - Foldable in 2 - Adjustable Headrest - 2 Wheels, BLUE



BRANCARD STRETCHER

Brancard pliant avec système de balancier

- Tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
- Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur, livré avec housse
- Dimensions (L x W x H) : 208 x 55 x 13 cm, déplié
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

Folding stretcher with balancing system

- Waterproof fabric, fire resistant and anti-cracking
- This balancing stretcher folds in length and width, delivered with a bag
- Dimensions (L x W x H): 208 X 55 x 13 cm, unfolded
- Weight: 8 kg
- Maximum load carried: 159 kg

Réf. SBRAN08_O Brancard pliable en 4 - 208 cm (+54.5 cm avec Housse) ORANGE
Folding stretcher in 4 - 208 cm (+54.5 cm with cover), ORANGE



CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM ALUMINIUM SCOOP STRETCHER

- Fonction « cuillère » exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.
- Longueur ajustable en fonction des patients de 120 à 190 cm
- Deux sangles
- Dimensions (L x W x H) : 120-190 x 44 x 6 cm - Poids : 9 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- «Spoon» function performed by the two longitudinal blades, to position the stretcher under the patient without moving him. The scoop stretcher can be used to lift, move, or transport patients.
- Length adjustable according to the patient, from 120 to 190 cm
- Two straps
- Dimensions (L x W x H): 120-190 x 44 x 6 cm - Weight: 9 kg
- Maximum load carried: 159 kg

Réf. SBRAN12 Civière de relevage aluminium - capacité 159 kg
Aluminum lifting stretcher - capacity 159 kg



CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE PLASTIC SCOOP STRETCHER

- Fonction « cuillère » exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer.
- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
- Dimensions (L x W x H) : 162-234 x 44 x 7 cm - Poids : 7 kg
- Charge maximum transportée : 220 kg
- «Spoon» function performed by the two longitudinal blades, to position the stretcher under the patient without moving him.
- Length adjustable on 4 levels according to the patient's size, from 162 to 234 cm
- Dimensions (L x W x H): 162-234 x 44 x 7 cm - Weight: 7 kg
- Maximum load carried: 220 kg

Réf. SBRAN13_J Civière de relevage plastique - capacité 159 Kgs JAUNE
Plastic lifting stretcher - capacity 159 kg, YELLOW



PLAN DUR HARD BOARD

- Plan dur avec ceinture de sécurité
- Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles
- Dimensions (L x W x H) : 183 x 45 x 5 cm - Poids : 7.5 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

Réf. SBRAN11_O Plan dur - 183 x 45 x 5 cm ORANGE
Rigid board - 183 x 45 x 5 cm, ORANGE




- Hard board with safety belt is made of PEC (Polyethylene) material
- Can also be used as a floatable device
- No interference with the radiography systems
- Compatible with most head immobilisation devices and straps
- Dimensions (L x W x H): 183 x 45 x 5 cm
- Weight: 7.5 kg
- Maximum load carried: 159 kg

IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR HEAD IMMOBILISER FOR STRETCHER AND HARD BOARD

- Trous au niveau des oreilles pour surveiller le conduit auditif du patient
- Il peut être utilisé avec une civière et un plan dur
- Revêtement plastique résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Dimensions (L x W x H) : 40 x 25 x 16 cm
- Poids : 1 kg
- Holes at the ears to monitor the auditory canal of the patient
- It can be used with a stretcher and a hard board
- Plastic Coated, water-resistant and easy to clean
- Dimensions (L x W x H): 40 x 25 x 16 cm
- Weight: 1 kg


Réf. SBRAN10_O Immobilisateur de tête pour civière et plan dur ROUGE
Head immobilizer for stretcher and rigid board, RED



SANGLE ARAIGNÉE SPIDER HARNESS

- Pour l'immobilisation complète des adultes ou des enfants sur des plans durs
- For the complete immobilisation of adults or children on hard boards

Réf. SBRAN16 Sangle araignée, modèle Adulte / Spider strap, Adult model
Réf. SBRAN17 Sangle araignée, modèle Enfant / Spider strap, Pediatric model





CHAISE PORTOIR CARRY CHAIR



- Deux roues arrière fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort
- 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
- Bras escamotables
- Dimensions (L x W x H) : 62 x 51 x 91 cm, dépliée ; 90 x 17 x 59 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Assise souple
- Hauteur assise : 49 cm
- Two fixed rear wheels allow movement on most surfaces with minimal effort
- 3 restraining straps with quick release buckle
- 2 retractable arms
- Dimensions (L x W x H): 62 X 51 x 91 cm, unfolded
- Weight: 8 kg
- Maximum load carried: 159 kg
- Soft seat
- Seat height: 49 cm

Réf. SBRAN14_O Chaise Portoir Evac./Transfert - 159 kg - 2 roues ORANGE
Evacuation/Transfer Chair - 159 kg - 2 wheels, ORANGE



CHAISE EVACUATION EVACUATION CHAIR



- 2 roues arrière fixes avec freins et 2 roues avant pivotantes
- 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
- 2 bras escamotables
- Dimensions (L x W x H) : 90 x 55 x 88 cm, dépliée
- Poids : 10,5 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Assise rigide
- 2 fixed rear wheels with brakes and 2 swivel front wheels
- 2 restraining straps with quick release buckle
- 2 retractable arms
- Dimensions (L x W x H): 90 X 55 x 88 cm, unfolded
- Weight: 10.5 kg
- Maximum load carried: 159 kg
- Rigid seat

Réf. SBRAN15_O Chaise Portoir Evac./Transfert - 159 kg - 4 roues ORANGE
Evacuation/Transfer Chair - 159 kg - 4 wheels, ORANGE



CHARIOT BRANCARD D'URGENCE EMERGENCY STRETCHER TROLLEY

- Roues pivotantes et freins
- Livré démonté
- Revêtement similicuir noir, lavable
- Matière transparente au rayon X
- Ridelles en option
- Charge admissible : 150 kg

- Swivel wheels and brakes
- Delivered disassembled
- Black leather coating, washable
- Material transparent to X-ray
- Optional boards
- Allowable load: 150 kg

Réf. OXCHAR01 Chariot brancard 01 / Stretcher trolley 01

Réf. OXCHAR15 Porte sérum + Etou pour chariot (OXCHAR01) / Serum holder + Clamp for Trolley (OXCHAR01)

Réf. OXCHAR16 Ridelles Escamotables pour chariot (OXCHAR01) / Retractable slatted side for Trolley (OXCHAR01)



CHARIOT BRANCARD STRETCHER TROLLEY

- Hauteur variable hydraulique
- Matelas confort amovible
- Barrières escamotables
- 4 roues à freins Ø 150 mm
- Charge admissible : 200 kg
- Height adjustable by hydraulic spring
- Removable mattress
- Collapsible side rail
- 4 wheels Ø 150 mm
- Allowable load: 200 kg



GARROT CLIP TOURNIQUET CLIP

- Fixation et ouverture rapide - Desserrage progressif
- Rapid fixing and opening - Progressive release

Réf. DT05641 Garrot Clip, Bleu / Clip Tourniquet, Blue



GARROT TOURNIQUET TACTIQUE TACTICAL TOURNIQUET

- Solide, résistant, avec fixation rapide grâce à la bande velcro
- Dim. : 90 x 3,8 cm. Convient pour bras et jambe (cuisse comprise)
- Strong, durable and with quick fastening with Velcro strap
- Size: 90 x 3.8 cm. Suitable for arm and leg (including thigh)

Réf. STGARRO1 Garrot tourniquet tactique, couleur noir
Tactical tourniquet, black color

Réf. STGARRO2 Garrot tourniquet tactique, couleur orange
Tactical tourniquet, orange color



COLLIERS CERVICAUX STIFNECK SELECT LAERDAL LAERDAL STIFNECK SELECT CERVICAL COLLARS



COLLIERS CERVICAUX, 2 PARTIES SOBER 2-PART SOBER CERVICAL COLLARS



VESSIE À GLACE ICE BAG

- 70% Térylène, 30% coton
- Surface extérieure aspect tissu
- Couvercle et pas de vis en plastique
- Existe Ø 15, 23, 28 cm
- 70% Terylene, 30% cotton
- Outer surface fabric appearance
- Cover and screw thread in plastic
- Exists Ø 15, 23, 28 cm

Réf. SVESS1501 Vessie à glace, diamètre 15 cm
Ice bag, 15 cm diameter




COUVERTURE DE SURVIE RESCUE BLANKET



- Film polyester métallisé, épaisseur : 12 vm+3%
- Étanche, imperméable au vent et aux rayons ultra-violet
- 220 x 140 cm
- Existe en lot de 50, 100, 250 et 500
- Metallised Polyester Film, Thickness: 12 vm+3%
- Waterproof, impervious to wind and ultra-violet rays
- 220 x 140 cm
- Exists in packs of 50, 100, 250, and 500

Réf. SCOUV03 Couverture de survie, 220 x 140 cm
Rescue blanket, 220 x 140 cm





Les armoires de la marque AIVIA sont compatibles avec toutes les marques de défibrillateurs.
The AIVIA Protection range is compatible with all brands of defibrillators.

ARMOIRES AIVIA S AED CABINET AIVIA S

Pour les DAE à l'intérieur des bâtiments

- Avec capot en polycarbonate et support ABS
- Sur les côtés les labels AED (AngloSaxon) et DAE (Latin), séparés du logo spécifique au défibrillateur

Inner wall cabinet

- Transparent polycarbonate cover and a green ABS base
- Labels AED (Anglo-Saxon) and DAE (Latin) on the sides



ARMOIRE MURALE AIVIA IN AED CABINET AIVIA IN

Pour les DAE à l'intérieur des bâtiments

- L'ouverture du capot déclenche automatiquement **une alarme visuelle et sonore** (pour la version avec alarme)
- Avec capot en polycarbonate et support ABS
- Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur
- Alimentée par piles fournies

Inner wall cabinet

- Opening the cover automatically triggers a visual and audible alarm (for the version with alarm)
- Transparent polycarbonate cover and a green ABS base
- Labels AED (Anglo-Saxon) and DAE (Latin) on the sides
- Supplied with batteries

Réf. SSARMA01 Armoire Murale intérieure AIVIA IN (avec alarme)
AIVIA IN Wall Cabinet (with alarm)

Réf. SSARMS01 Armoire Murale intérieure AIVIA IN (sans alarme)
AIVIA IN Wall Cabinet (without alarm)



ARMOIRE MURALE AIVIA 200 CHAUFFANTE AED CABINET AIVIA 200 HEATED

Pour les DAE à l'extérieur, comme à l'intérieur des bâtiments

- Chauffage avec capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint
- Eclairage jour/nuit par LED sur détection automatique de luminosité
- L'ouverture du capot déclenche automatiquement **une alarme visuelle et sonore**
- Avec capot en polycarbonate et support ABS
- Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur
- Alimentation secteur : 24V DC, TBTS (Très Basse Tension Sécurité)
- Le Transformateur 24V DC-75W AIVIA (réf. SSACCE013) est en option, il est indispensable pour brancher et faire fonctionner l'armoire
- Conseil : à installer à l'ombre

The AIVIA 200 alarmed AED cabinet can be installed indoors or outdoors

- The heating is activated via a temperature sensor when the minimum threshold of 10 degrees celsius is reached
- Day/night lighting of the AED compartment by LED's with automatic luminosity detection
- Opening the cover automatically triggers a visual and audible alarm (flashing red lights)
- Transparent polycarbonate cover and a green ABS base
- Labels AED (Anglo-Saxon) and DAE (Latin) on the sides
- Mains power (24 volts DC)
- The 24V DC-75W AIVIA transformer (ref. SSACCE013) is optional, it is essential to connect and operate the cabinet
- Tip: install in **the shade**

Réf. SSACCE014 Armoire Murale extérieure AIVIA 200 (avec alarme) / AIVIA 200 Outdoor Cabinet (with alarm)

Réf. SSACCE013 Transformateur 24V DC-75W AIVIA / 24V DC-75W Transformer for AIVIA



KITS SIGNALÉTIQUES SIGNAGE KITS

KITS SIGNALÉTIQUES SIGNAGE KITS

- Jeu complet de 5 panneaux (existe en version intérieure ou extérieure)
- Complete set of 5 panels (available in indoor or outdoor version)

Réf. SSACCE009 Pack signalétique défibrillateur intérieur PVC
Indoor Defibrillator Signage Pack, PVC

Réf. SSPACK01 Pack signalétique extérieur en aluminium pour défibrillateur
Outdoor Defibrillator Signage Pack, Aluminum



DÉFIBRILLATEURS SAVER ONE SAVER ONE DEFIBRILLATORS

Efficace et facile d'utilisation, 4 modèles différents selon les besoins et le niveau d'expertise du sauveteur.

- Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, garantie de vie 4 ans ou 300 chocs.
- Auto-test automatique, quotidien avec indicateur d'état (led lumineuse)
- Forme d'Onde : B.T.E (Biphasique Tronquée Exponentielle)
- Energie : escalade de 50 à 360J
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré
- Indice de Protection IP54
- Connexion USB
- Mémoire interne 1 Gb et en option : Carte mémoire SD

Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions.

En mode semi automatique, il recommandera à l'opérateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque.

Le modèle D est pour les équipes de secouristes et personnels paramédicaux : ces opérateurs exigeants pourront visualiser les données et la courbe ECG sur large écran LCD en couleur. Possibilité de configurer le dispositif en mode monitoring.

Le défibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes : manuel ou automatisé. Fiable pour tous scénarios, il est très facilement débrayable.

Chaque défibrillateur est livré avec : 1 sacoche de transport étanche et anti choc, 1 paire d'électrode adulte pré-connectée (durée de vie 30 mois), 1 kit de 1er secours(*), 1 jeu complet de signalétiques murales et 1 pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 4 ans.

Efficient and easy to use, 4 different models according to the needs and the level of expertise of the rescuer.

- Small and very light, it works with a long-life lithium battery, 4 years warranty or 300 shocks
- Automatic self-test, daily with status indicator (led light)
- Waveform: B.T.E (Biphasic Truncated Exponential)
- Energy: escalation from 50 to 360J
- Information button with bilingual mode
- Integrated metronome
- IP54 protection class
- USB connection
- 1 Gb internal memory and optional SD memory card

The fully automatic mode is designed to deliver the therapeutic shock automatically without pressing any button or other interventions.

In semi-automatic mode, it will recommend the operator to press the shock button only in case of cardiac arrest.

The D model is for rescue teams and paramedics: these demanding operators will be able to view the data and the ECG curve on a large color LCD screen. The device can be configured in monitoring mode.

The professional defibrillator, versatile with 2 modes: manual or automated. Reliable for all scenarios, it is very easily disengageable.

Each defibrillator is delivered with: 1 waterproof and anti-shock transport bag, 1 pair of pre-connected adult electrodes (30-month life span), 1 first aid kit(*), 1 complete set of wall signs and 1 Lithium battery, capacity 300 shocks, 4 years warranty.

Réf. SJSAVE07 Défibrillateur Semi-automatique Saver One / Saver One Semi-Automatic Defibrillator

Réf. SJSAVE08 Défibrillateur Automatique Saver One / Saver One Automatic Defibrillator

Réf. SJSAVE09 Défibrillateur Semi-automatique Saver One D / Saver One D Semi-Automatic Defibrillator

Réf. SJSAVE10 Défibrillateur Semi-automatique Saver One Pro / Saver One Pro Semi-Automatic Defibrillator

Réf. SJSAVE14 Défibrillateur de formation Saver One / Saver One Training Defibrillator



ACCESSOIRES ACCESSORIES

Réf. SJACCE01 Electrode Adulte pré-connectée (la paire)

A pair of pre-connected adult pads

Réf. SJACCE03 Electrode Pédiatrique (la paire, <8 ans, <25 kg)

Pediatric Electrodes (pair, <8 years, <25 kg)

Réf. SJACCE69 Electrodes pour défibrillateur de Formation (5 paires)

Training Defibrillator Electrodes (5 pairs)

Réf. SJACCE04 Pile au Lithium pour Saver One ancienne génération (garantie 4 ans)

Lithium Battery for Saver One - older generation

(4-year warranty)

Réf. SJACCE32 Pile au Lithium pour Saver One nouvelle génération

Lithium Battery for Saver One new generation



(*) Contenu du kit de secours : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche, 1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux.

(*) Contents of the first aid kit: compresses, 1 razor, 1 mouth to mouth face shield, 1 pair of sterile gloves, 1 pair of scissors.



DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1 FRED PA-1 DEFIBRILLATOR

Le défibrillateur idéal pour le grand public

- En version automatique, le FRED PA-1 délivre le choc sans aucune action du secouriste
- En version semi-automatique, le FRED PA-1 demande au secouriste de déclencher le choc en appuyant sur le bouton choc
- Trois illustrations et instructions faciles à suivre
- Électrodes pré-connectées pour une application plus rapide sur le thorax du patient
- Le FRED PA-1 conseille d'avertir les secours en composant le numéro indiqué sur l'appareil (personnalisable)
- Auto-tests automatiques pour la détection de l'expiration des électrodes et de la capacité de la batterie
- Assistant de compression thoracique avec métronome et FreeCPR (feedback sur la fréquence)
- Le FRED PA-1 sauvegarde les données d'intervention pour être révisées par des professionnels de la santé
- Trilingue (en option)
- Livré en standard avec 1 pile LiMnO2 15V, 2,8Ah

The ideal defibrillator for public access areas

- In the automatic version, the FRED PA-1 delivers the shock with no additional action required by the rescuer
- In the semi-automatic version, the FRED PA-1 prompts the rescuer to deliver the shock by pressing the shock button
- Three simple illustrations and spoken instructions for a clear understanding
- Pre-connected electrodes for faster application to the patient's chest
- The FRED PA-1 first advises the rescuer to call the rescue services and indicates the appropriate phone number (customisable)
- Automatic self-tests for detection of electrode expiration and battery capacity
- Chest compression assistant with metronome and FreeCPR (feedback on the frequency)
- For review by healthcare professionals, the FRED PA-1 stores intervention data
- Trilingual (optional)
- Supplied with 1 LiMnO2 15V, 2,8Ah battery

Réf. SSDEFI01 Défibrillateur automatique Fred PA-1 Schiller / Schiller Fred PA-1 Fully Automatic Defibrillator

Réf. SSDEFI02 Défibrillateur Semi-automatique Fred PA-1 Schiller / Schiller Fred PA-1 Semi-Automatic Defibrillator



OPTION / OPTION

Réf. SSACCE001 Option TRILINGUE défibrillateur FRED PA-1 Schiller à préciser
TRILINGUAL option for FRED PA-1 Schiller defibrillator (to be specified)

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Réf. SSACCE002 Support mural pour défibrillateur FRED PA-1 Schiller

Wall stand for FRED PA-1 Schiller defibrillator

Réf. SSACCE007 Paire d'électrodes enfant défib. FRED PA-1 Schiller

Pair of pediatric electrodes for FRED PA-1 Schiller defibrillator

Réf. SSACCE017 Paire Electrodes défibrillation pré-connectées adultes : FRED PA-1 Schiller

Pair of pre-connected adult defibrillation electrodes: FRED PA-1 Schiller

Réf. SSACCE019 Sacoche de tra Sacoche de transport pour FRED PA-1 - Standard

Transport bag for FRED PA-1 - Standard nsport / Transport bag

Réf. SSACCE010 Pile lithium de remplacement défib. FRED PA-1 Schiller

Replacement lithium battery for FRED PA-1 Schiller defibrillator



SSDEFI01

SSDEFI02

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION TRAINER DEFIBRILLATORS

DÉFIBRILLATEUR TRAINER FRED PA-1 FRED PA-1 TRAINER DEFIBRILLATOR

- Le FRED PA-1 Trainer est un appareil de formation qui permet de simuler une grande variété de situations de réanimation, offrant ainsi un entraînement réaliste au DAE.
- Equipé de Bluetooth, le FRED PA-1 Trainer peut désormais être contrôlé à distance via la nouvelle application mobile «Defi training by SCHILLER». L'application de formation SCHILLER est disponible dans l'Apple App Store et le Google Play Store.
- The FRED PA-1 Trainer is a training device that enables a wide variety of resuscitation situations, thereby providing realistic AED training.
- Equipped with Bluetooth, the FRED PA-1 Trainer can now be controlled remotely via the new mobile app «Defi training by SCHILLER». The SCHILLER training app is available in the Apple App Store and the Google Play Store.

Réf. SSACCE012 Défibrillateur de formation FRED PA-1 Schiller

FRED PA-1 Schiller training defibrillator

Réf. SSACCE008 Paire d'électrodes de formation défib. FRED PA-1 Schiller

Pair of training electrodes for FRED PA-1 Schiller defibrillator



MANNEQUIN BRAYDEN BRAYDEN DUMMY

Intuitif, facile à nettoyer et piles longue durée

- Lumières d'indication de compression thoracique, de circulation sanguine et de la qualité du massage cardiaque
- Piles longue durée (160 000 compressions)

Intuitive, easy to clean and long lasting batteries

- Lights indicate chest compression, blood flow and quality of cpr
- Long-life batteries (160,000 compressions)

Réf. SSACCE011 Mannequin Brayden avec illuminations rouges (35x25x60 cm)
Brayden mannequin with red lights (35x25x60 cm)



TROUSSE DE SECOURS HEAL AND GO ELITE BAGS

- Idéale pour transporter du matériel de premiers soins
- Dimensions 21 x 30 x 8 cm
- Capacité : 4.9L
- Vendue vide

- Ideal for transporting first aid equipment
- Dimensions 21 x 30 x 8cm
- Capacity : 4.9L
- Sold empty

Réf. MEHEAL01 Trousse Elite Bags - HEAL&GO - ROUGE - EB08.010
Elite Bags Kit - HEAL&GO - RED - EB08.010




SAC LIGHT EMERGENCY'S

- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 l
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

- High resistance zip closures
- Reflective strips
- Washable briefcase
- Reinforced handles and straps
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm; capacity 22 l
- Material 600D Polyester
- Weight 1.29 kg
- Sold empty

Réf. MEEMER02R Sac Urgence Emergency LIGHT (22 L/44x25x27cm) - ROUGE EM13.001
Emergency LIGHT Bag (22 L / 44x25x27 cm) - RED EM13.001

Réf. MEEMER02_WA Sac Urgence Emergency LIGHT (22L/44x25x27)-WATERPROOF ROUGE EM13.001
Emergency LIGHT Bag (22 L / 44x25x27) - WATERPROOF, RED EM13.001



SAC URGENCE EMERAIR À ROULETTES ELITE BAGS

- Tireurs larges pour faciliter l'ouverture, et bandes réfléchissantes jour/nuit
- Orifice d'extraction du tube d'oxygène
- Panneau arrière matelassé et ergonomique
- Roulettes incorporées
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente, différenciés par couleur selon le code international
- Ampoulier isotherme
- 2 rabats additionnels avec poches transparentes
- Espace principal large, pour fixer le respirateur, masques et deux rubans pour fixer la bouteille d'oxygène
- Mesures : 61 x 35 x 31 cm
- Capacité : 66,19 l
- Poids : 6,20 kg
- Vendu vide
- Large external pocket on the front
- Concealed lockable telescopic trolley handle
- High impact plastic wheels
- Two ergonomic rubber carry handles
- Hide-away zipped pocket for backpack shoulder straps
- 4 transparent outer pockets
- Isothermal ampoule holder
- Reflective, high visibility tape to all sides
- Heavy duty zippers with large pullers for easy use with gloved hands
- Padded, semi-rigid construction
- Dimensions: 61 x 35 x 31 cm
- Capacity : 66, 19 l
- Weight : 6,20 kg
- Sold empty

Réf. MEEME05_R Sac Urgence Elite Bags - EMERAIR à Roulette - ROUGE EB02.025
Elite Bags Emergency Bag - EMERAIR with Wheels - RED EB02.025



BEST-SELLER



SAC GRANDE CAPACITÉ LARGE CAPACITY BAG

EMERGENCY'S



- Base du sac imperméable
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 55 x 31,5 x 33 cm, capacité 38 l
- Poids 1,76 kg
- Vendu vide

- Waterproof bottom bag
- High resistance zips
- Reflective strips
- Reinforced handles and straps
- Dimensions 55 x 31,5 x 33 cm; capacity 38 l
- Weight 1,76 kg
- Sold empty

Réf. MEEMER03_R Sac Emergency Grande Capacité (38L/55x31,5x24cm) - ROUGE EM13.003
Large Capacity Emergency Bag (38 L / 55x31,5x24 cm) - RED EM13.003



SAC URGENCE CRITICAL EMERGENCY'S BAG CRITICAL

ELITE BAGS



- Séparateurs extractibles en velcro à l'intérieur
- 2 poches externes de taille moyenne
- 2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses
- 5 compartiments extractibles
- Compartiment auxiliaire de couleur grise
- Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
- Espace pour bonbonne d'oxygène max. 5 l, avec rubans de fixation
- En bâche imperméable pour la version waterproof
- Mesures extérieures : 61 x 29,5 x 35 cm / 63 l
- Capacité max. recommandée : 15 kg
- Poids : 4,2 kg
- Vendu vide
- Fully adaptable interior thanks to its removable hook and loop system padded dividers
- 2 medium-sized external pockets
- 2 external large capacity pockets with elastic bands and pockets with a transparent window
- Five removable transparent front compartments with international color code
- Isothermal ampulary with capacity for 56 ampoules
- Oxygen tube extraction washer (for disposable oxygen bottles)
- Fastening straps and space for the secretion aspirator
- Dimensions: 61 x 29,5 x 35 cm / 63 l
- Capacity: 15kg
- Weight: 4,2 kg
- Sold empty



Version Waterproof
Waterproof version



Réf. MECRIT01_R Sac Urgence Elite Bags - CRITICAL - ROUGE (EB02.010)
Elite Bags Emergency Bag - CRITICAL - RED (EB02.010)

Réf. MECRIT02_R Sac Urgence Elite Bags - CRITICAL - Polyester/Waterproof - ROUGE (EB02.027)
Elite Bags Emergency Bag - CRITICAL - Polyester/Waterproof - RED (EB02.027)



SAC OXYGÈNOTHÉRAPIE OXYGEN THERAPY BAG

ELITE BAGS



- Subdivision interne en deux hauteurs :
 - haut plateau amovible avec séparateurs réglables,
 - partie inférieure avec trois séparateurs, pour ranger la bouteille d'oxygène, et une poche en filet dans le volet.
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 63 x 22,5 x 24 cm, capacité 28 l.
- Poids 1,89 kg
- Vendu vide

- Internal Subdivision in two heights:
 - top removable tray with adjustable dividers,
 - lower part with three separators, to store the oxygen bottle, and a mesh pocket in the flap.
- High resistance zips
- Reflective strips
- Reinforced handles and straps
- Dimensions 63 x 22,5 x 24 cm; capacity 28 l.
- Weight 1,89 kg
- Sold empty

Réf. MEEMER04R Sac Emergency Oxygénothérapie, rouge EM13005
Emergency Oxygen Therapy Bag, RED EM13.005





VOIES RESPIRATOIRES

RESPIRATORY TRACT



OXYGÉNOTHÉRAPIE
OXYGEN THERAPY 162

ASPIRATEURS
À MUCOSITÉS
ELECTRIC SUCTION UNITS 165

NÉBULISEURS
NEBULISERS 172



SAC À DOS POUR BOUTEILLE OXYGÈNE EMERGENCY BACKPACK

Sac à dos pour transporter une bouteille d'oxygène de 1000 L et les accessoires nécessaires à la réanimation

- Dimensions : 71 x 32 x 21/25 cm
- Contient : 3 masques adulte moyenne concentration U/U avec tubulure, 2 masques adulte haute concentration U/U avec tubulure, 5 masques bouche à bouche U/U, 1 insufflateur manuel adulte U/U avec un masque adulte, 4 canules de Guedel U/U, 5 draps de survie, 1 tire-langue, 1 ouvre-bouche et 1 boîte de 100 gants jetables

Backpack to carry a 1000L oxygen cylinder and the necessary accessories for resuscitation

- Dimensions: 71 x 32 x 21/25 cm
- Includes: 3 adult average concentration oxygen masks with tubing, 2 adult high concentration oxygen masks with tubing, 5 mouth to mouth masks, 1 adult disposable manual insufflator with 1 adult mask, 4 Guedel tubes, 5 survival blankets, 1 tongue holder, 1 plastic mouth gag, and 1 box of disposable gloves.

Réf. 890002B Kit de démarrage (sans bouteille) / Starter kit (without bottle)

Réf. 580825 Sac à dos vide / Empty backpack



CHARIOT DE TRANSPORT TRANSPORT TROLLEY

Chariot pour bouteille de gaz médicaux 5L.

- Ce chariot permet de transporter les bouteilles
- Compatible bouteilles de 5L MEOPA, O2 RDI et 5L oxygène

Trolley for 5L medical gas cylinders

- This trolley allows cylinders to be moved completely safely
- Compatible gas cylinders 5L MONO, O2 RDI and 5L oxygen

Réf. 880030



DÉTENDEURS - DÉBITMÈTRES FLOW METER REGULATORS

- Pour réduire la pression des gaz médicaux et permettre de procéder au réglage du débit
- 2 références : le manodétendeur à étrier 0-15l/min - neuf (pour bouteilles 0,4 l. et 2 l. eau) et le manodétendeur à vis 0-15l/min - neuf (pour bouteilles 5 l. et 15 l. eau)
- Durée de vie technique des produits : 10 ans
- To reduce the pressure of the medicinal gases and allow for flow adjustment.
- 2 references: flow rate 0-15 l/ min, clamp (for gas cylinders 0,4 l. and 2 l. water) and flow rate 0-15 l/ min, screw (for gas cylinders 5 l. and 15 l. water)
- Technical life of the products: 10 years

Réf. 840123 Manodétendeur à étrier / Flow rate clamp

Réf. 840124 Manodétendeur à vis / Flow rate screw



TIRE-LANGUE EN PLASTIQUE TONGUE HOLDER

Réf. 580864



OUVRE-BOUCHE EN PLASTIQUE PLASTIC MOUTH GAG

Réf. 580807



CANULES DE GUEDEL U/U SINGLE USE GUEDEL TUBES



- À usage unique en sachet stérile individuel
- Disposable in an individual sterile sachet

Réf. 580854 ISO 6.5 (marron / n°1 / ex-blanc) / ISO 6.5 (brown / n°1 / ex-white)
Réf. 580853 ISO 8.0 (vert / n°2) / ISO 8.0 (green / n°2)
Réf. 580842 ISO 9.0 (jaune / n°3 / ex-orange) / ISO 9.0 (yellow / n°3 / ex-orange)
Réf. 580841 ISO 10.0 (rouge / n°4) / ISO 10.0 (red / n°4)
Réf. 580840 Lot de 4 canules (n°1, 2, 3 et 4) / 4 tubes pack (n°1, 2, 3 and 4)
Réf. 580850 Lot de 3 canules (n°1, 2 et 3) / 3 tubes pack (n°1, 2 and 3)



INSUFFLATEUR AMBU MARK IV AMBU MARK IV RESUSCITATOR

- Ce système assure une limitation intégrée de la pression des voies aériennes à un maximum de 70 cm H₂O
- L'insufflateur est entièrement autoclavable à 134°C/18 minutes procédure «prion»
- Adulte
- This system provides integrated limitation of airway pressure to a maximum of 70 cm H₂O
- The resuscitator is fully autoclavable under 134°C/18 minutes «prion» procedure
- Adult

Réf. SDOXYG05



INSUFFLATEURS MANUELS SANS LATEX U/U LATEX FREE MANUAL RESUSCITATORS

- Insufflateur à usage unique (masque valve, réservoir O₂, tube 2 m)
- Single use resuscitators (valve, tank O₂, tube 2 m)

Réf. 810102 Insufflateur (masque adulte n°4) / Vinyl resuscitator (adult mask n°4)
Réf. 810104 Insufflateur (masque enfant n°3) / Vinyl resuscitator (child mask n°3)
Réf. 810106 Insufflateur (masque nourrisson n°1) / Vinyl resuscitator (neonate mask n°1)



INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE REUSABLE RESUSCITATOR

- Sans latex, l'insufflateur réutilisable DMT est un produit de qualité autoclavable jusqu'à 134°C
- Le modèle adulte est sans valve de surpression et livré avec dragonne
- Les modèles enfant et bébé possèdent une valve de surpression (40 cm H₂O)
- Latex-free, the DMT reusable resuscitator is a quality product, autoclavable up to 134°C
- The adult model is without pressure relief valve, and comes with wrist strap
- The child and baby models have a relief valve (40 cm H₂O)

Réf. SDOXYG06 Insufflateur adulte / Adult resuscitator
Réf. SDOXYG07 Insufflateur enfant / Child resuscitator
Réf. SDOXYG17 Masque pour insufflateur silicone, taille 0 à 5
Mask for silicone resuscitator, size 0 to 5



MASQUES DE RÉANIMATION U/U SINGLE USE RESUSCITATION MASK



- S'adaptent aux insufflateurs manuels ci-dessus
- Masques faciaux de réanimation à usage unique, pour l'administration d'oxygène ou de gaz anesthésiants
- En vinyle
- Can be fitted to the manual insufflators above.
- Facial resuscitation masks ensure administration of oxygen and anaesthetic vapours
- Made of vinyl

Réf. 860130 Gris (taille 1, nourrisson) / Grey (size 1, neonatal)
Réf. 860131 Blanc (taille 2, pédiatrique) / White (size 2, pediatric)
Réf. 860132 Jaune (taille 3, petit adulte) / Yellow (size 3, small adult)
Réf. 860134 Vert (taille 4, adulte) / Green (size 4, adult)
Réf. 860133 Orange (taille 5, grand adulte) / Orange (size 5, large adult)
Réf. 860135 Bleu (taille 0, nouveau né) / Blue (size 0, newborn)





MASQUES À OXYGÈNE U/U SINGLE USE OXYGEN MASK



Masques d'administration moyenne ou haute concentration à usage unique

- Haute concentration : Le masque peut délivrer des concentrations en oxygène voisines de 100 % pour des débits de 10- 15 l/min.
- Avec tubulure adulte ou enfant

Gas administration devices for adult and children (same tubing size)

- High concentration: the mask can deliver oxygen concentrations close to 100% at flow rates of 10-15 l/min.
- With adult or child tubing

Adulte / Adult


Réf. 580876 Moyenne concentration / Middle concentration

Réf. 580877 Haute concentration / High concentration

Enfant / Child

Réf. 580878 Moyenne concentration / Middle concentration

Réf. 580873 Haute concentration / High concentration



Moyenne concentration
Middle concentration

Haute concentration
High concentration

MASQUE D'INHALATION HAUTE CONCENTRATION HIGH CONCENTRATION INHALATION MASK

- À usage unique avec réserve O₂, tuyau d'alimentation de 2 m et élastique de maintien
- Single-use with reserve O₂, supply pipe of 2 m and retaining elastic

Réf. SDINTU14



LUNETTES NASALES U/U SINGLE USE EYE-NOSE GOGGLES



- Dispositif à usage unique adapté à l'oxygénothérapie
- Longueur de la tubulure : 1,80 m
- For oxygen inhalation
- Tubing length: 1.80 m

Réf. 580861



MASQUE INHALATEUR INHALER MASK

- À usage unique avec tuyau d'alimentation 2 m et élastique de maintien
- Adulte
- Single-use with 2m supply pipe and retaining elastic
- Adult

Réf. SDOXYG04



BOUTEILLES DE GAZ VIDES EMPTY OXYGEN CYLINDERS



- Existent en 0,4, 2, 5 et 15 litres
- Available in 0.4, 2, 5 and 15 liters

Capacité réelle (en eau) Actual capacity (water)	0,4	2	5	15
Capacité en oxygène détendu (en litre) Expanded oxygen capacity (liter)	80	400	1000	3000
À 1 bar et 15°C (en m³) At 1 bar and 15°C (m³)	0,08	0,4	1	3

Uniquement sur devis : gaz-medicaux@spengler.fr / Please contact us : gaz-medicaux@spengler.fr





Choisir un aspirateur à mucosités

Choose a surgical suction units

Ils sont constitués de :

- **un bocal collecteur** avec clapet (pour éviter les débordements)
- **un tube**
- **une sonde** (à adapter selon le besoin)
- **un système d'aspiration commandé : électriquement ou manuellement**


They are made up of:

- **a collecting jar** with a valve (to avoid overflow)
- **a tube**
- **a probe** (to be adapted according to the need)
- **a controlled suction system: electrically or manually**



Comment bien choisir ?

How to choose?





Choisissez l'aspirateur qui convient dans les 3 tableaux comparatifs :

1. Sur secteur ou sur batterie ?
2. Quel mode de désinfection choisir ? Bocal réutilisable en Polycarbonate, ou Bocal à usage unique Flovac® ?
3. Quelle est la taille du bocal ? En 1000 ml ou 2000 ml ?

Choose the right vacuum cleaner from the 3 comparative tables:

1. Mains or battery operated?
2. Which disinfection method to choose? Reusable Polycarbonate jar or Flovac® disposable jar?
3. What is the size of the jar? In 1L or 2L?



SUR SECTEUR / MAINS ELECTRICITY

	NEW ASPIRET	NEW ASKIR 30	NEW ASKIR 30 PROXIMITY
			
Principales applications <i>Main applications</i>	Soins à domicile, mucosités bébé <i>Home care, Baby mucus</i>	Chirurgie générale, Polyambulatoire <i>General and poliambulatory surgery</i>	Chirurgie générale, Polyambulatoire <i>General and poliambulatory surgery</i>
Débit / Flow rate	15 l/mn	40 l/mn	40 l/mn
Alimentation / Power supply	230V-50HZ	230V-50HZ	230V-50HZ
Batterie rechargeable <i>Rechargeable battery</i>	Non / No	Non / No	Non / No
Autonomie de la batterie <i>Battery life</i>	-	-	-
Double configuration possible <i>Double possible configuration</i>	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Vide maximum <i>Maximum vacuum</i>	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Niveau sonore / Noise level	59,6 dBA	60,5 dBA	60,5 dBA
Proximity : Activation sans contact tactile <i>Touch-free activation</i>	Non / No	Non / No	Oui / Yes
Poids / Weight	2,2 kg	3,6 kg	3,6 kg
Dimensions (cm)	23x19x16	35x21x18	35x21x18

Config.1 : Polycarbonate 1L	Réf. BCASPI01	Réf. BCASPII2	Réf. BCASPI400
Config.2 : Polycarbonate 2L	Réf. BCPOLY02	Réf. BCPOLYI3	Réf. BCPOLY401
Config.3 : Flovac® 1L	Réf. BCFLOV05	Réf. BCFLOVI6	Réf. BCFLOV404
Config.4 : Flovac® 2L	Réf. BCFLOV30	Réf. BCFLOVI7	Réf. BCFLOV405

Config. 1 et 2 : Livrés avec 1 bocal autoclavable matralon + 1 set de tubes / Config. 1 and 2: Supplied with 1 makroion autoclavable jar + 1 set of tubes.

Config. 3 et 4 : Identique config. 1 et 2 + 1 poche Flovac® + 1 bocal Flovac® + connecteurs et tubulures / Config. 3 and 4: Same config. as 1 and 2 + 1 Flovac® jar + connectors and tubing.



SUR SECTEUR / MAINS ELECTRICITY

SPÉCIAL HOPITAL / FOR HOSPITAL ONLY

ASKIR C30



NEW HOSPIVAC 350



NEW HOSPIVAC 400



SUR COMMANDE / ON ORDER

ORL, médecine dentaire ENT, dental medicine	Obstétrique, Endoscopie Obstetrics, Endoscopy	Neurochirurgie, Obstétrique, Endoscope, Gynécologie, Médecine dentaire, Chirurgie générale Neurosurgery, Obstetrics, Endoscopy, Gynecology, Dental medicine, General surgery	Principales applications Main applications
40l/mn	60l/mn	90l/mn	Débit / Flow rate
230V-50HZ	230V-50HZ	230V-50HZ	Alimentation / Power supply
Non / No	Non / No	Non / No	Batterie rechargeable Rechargeable battery
-	-	-	Autonomie de la batterie Battery life
Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Double configuration possible Double possible configuration
-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg	-0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg	Vide maximum Maximum vacuum
61,5 dBA	51,7 dBA	46,4 dBA	Niveau sonore / Noise level
Non (Commande au pied en option) No (Optional foot control)	Non (Commande au pied en option) No (Optional foot control)	Non (Commande au pied en option) No (Optional foot control)	Proximity : Activation sans contact tactile Touch-free activation
6,2 kg	13 kg	20 kg	Poids / Weight
32x30x99	46x42x85	46x42x85	Dimensions (cm)

Réf. BCASPI33	-	-	Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L
Réf. BCASPI37 / BCASPI38*	Réf. BCASPI48 / BCASPI49	Réf. BCASPI63 à 65	Config. 8 : 2x Flovac 2L

*Commande au pied / Foot-pedal switch



Choisissez l'aspirateur qui convient dans les 4 tableaux comparatifs :

1. Sur secteur ou sur batterie ?
2. Bocal réutilisable ou Bocal à usage unique ?
3. En 1000 ml ou 2000 ml ?

Choose the right vacuum cleaner from the 4 comparative tables:

1. Mains or battery operated?
2. Reusable or disposable jar?
3. In 1L or 2L?

À noter : Les aspirateurs sur batterie peuvent aussi être branchés sur secteur / Please note: electric suction units on batteries can be connected to the mains electricity.



SUR BATTERIE / ON BATTERIES



MANUEL MANUAL

	NEW ASKIR 230/12V BR	ASKIR 36 BR	NEW ASKIR 118 BASIC WM	NEW EMIVAC
  				
Principales applications Main applications	Pompiers Firemen	Urgences, Pompiers Emergency, Firemen	Spécial véhicule d'Urgence Special Emergency Vehicle	Hopital mobile, Ambulance, Urgences Mobile Hospital, Ambulance, Emergencies
Débit / Flow rate	25 l/mn	36 l/mn	36 l/mn	22 l/mn
Alimentation Power supply	14V 4A avec adaptateur secteur AC/DC, 12V 4A Batterie Pb, 12V 1,9A Adaptateur voiture 14V 4A with universal AC/DC adapter, 12V 4A Pb battery, 12V 1,9A car adapter	14V 4A avec adaptateur secteur AC/DC, 12V 4A Batterie Pb, 12V 4A Adaptateur voiture 14V 4A with universal AC/DC adapter, 12V 4A Pb battery, 12V 4A car adapter	14V avec adaptateur secteur AC/DC, 14,8V 5,2A Batterie Li-ion, 12V 4A Adaptateur voiture 14V with universal AC/DC adapter, 14,8V 5,2A Li-ion battery, 12V 4A car adapter	-
Batterie rechargeable Rechargeable battery	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	-
Autonomie de la batterie Battery life	80 min	60 min	70 min	-
Double configuration possible Double possible configuration	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non configurable Not configurable
Vide maximum Maximum vacuum	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,40 Bar -40 kPa -300 mmHg
Niveau sonore / Noise level	63 dBA	65,5 dBA	68,2 dBA	-
Proximité : Activation sans contact tactile Touch-free activation	Non / No	Non / No	Non / No	Commande à pied Foot Control
Support ambulance Ambulance support	Non / No	Non / No	Oui / Yes	Non / No
Poids / Weight	4,5 kg	4,06 kg	Léger : 2,5 kg	1,15 kg
Dimensions (cm)	35x21x18	35x21x18	35x19x15	22x16x8
Config.1 : Polycarbonate 1L	Réf. BCASPI18	Réf. BCASPI24	-	-
Config.2 : Polycarbonate 2L	Réf. BCPOLY19	Réf. BCPOLY25	-	-
Config.3 : Flovac® 1L	Réf. BCASPI22	Réf. BCASPI28	Réf. BCASPI78	-
Config.4 : Flovac® 2L	Réf. BCFLOV23	Réf. BCFLOV29	-	-
Polycarbonate 400 ml	-	-	-	Réf. BCASPI75

Config. 1 et 2 : Livrés avec 1 bocal autoclavable matralon + 1 set de tubes / Config. 1 and 2: Supplied with 1 makrolon autoclavable jar + 1 set of tubes.

Config. 3 et 4 : Identique config. 1 et 2 + 1 poche Flovac® + 1 bocal Flovac® + connecteurs et tubulures / Config. 3 and 4: Same config. as 1 and 2 + 1 Flovac® jar + connectors and tubing.



FLOVAC® OU AUTOCLAVABLE : FAITES LE BON CHOIX

La poche jetable souple Flovac® est fabriquée en polyéthylène et est soudée hermétiquement à un couvercle rigide à l'intérieur duquel un filtre anti-reflux hydrophobe et antibactérien est placé. Le revêtement doit être placé dans son CONTAINER autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate.

Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bouches autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
FLOVAC®
SCAN TO SEE
THE FLOVAC® VIDEO



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO
AUTOCLAVABLE
SCAN TO SEE THE VIDEO
OF AUTOCLAVABLE

FLOVAC® OR AUTOCLAVABLE: MAKE THE RIGHT CHOICE

The Flovac® disposable liner is made of polyethylene and is hermetically sealed to a rigid lid inside which a hydrophobic and antibacterial anti-reflux filter is placed. The liner must be placed in its autoclavable FLOVAC® rigid polycarbonate CONTAINER.

FLOVAC® systems replace the use of autoclavable jars, thus reducing cleaning and sterilization costs.

LES ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES FLOVAC® FLOVAC® ACCESSORIES AND CONSUMABLES

Qui se nettoient That can be cleaned



Réf. BCASPI103
Bocal Flovac® 2L
Flovac® jar 2L

Réf. BCASPI102
Bocal Flovac® 1L / Flovac® jar 1L



Réf. BCASPI105
Écarteur rond pour bocal
Flovac® (de 1000 ml)
Round spacer for
Flovac® system

Qui se changent entre chaque patient That are changed between each patient



Réf. BCASPI10
Poche Flovac® 2L
Flovac® bag 2L

Réf. BCASPI99
Poche Flovac® 1L / Flovac® bag 1L



Réf. BCASPI164
Connecteurs Flovac®
(5 pcs)
Flovac® connector
(5pcs)



Réf. BCASPI135
Set tubes Flovac®
pour Askir36, C30, 118
Flovac® set tubes for
Askir36, C30, 118



Réf. BCASPI111
Set tubes Flovac®
pour Aspiret, Askir20, 30
Flovac® set tubes for
Aspiret, Askir20, 30

LES ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES AUTOCLAVABLES AUTOCLAVABLES ACCESSORIES AND CONSUMABLES

Qui se changent dans la configuration autoclavable That can be changed in the autoclavable configuration

Les sets contiennent un jeu de 2 tuyaux et le filtre / The sets contain a set of 2 pipes and the filter



Réf. BCASPI116
Set tubes pour Askir36, C30, 118, New
Hospivac 350
Tubes set for Askir36, C30, 118, New
Hospivac 350



Réf. BCASPI136
Set tubes pour Aspiret, Askir30,
New Askir 230/12V BR
Tubes set for Aspiret, Askir30,
New Askir 230/12V BR



ACCESSOIRES ACCESSORIES

	New Aspiret New Askir 30 Askir 30 Proximity New Askir 230/12V BR	Askir 36 BR New Askir 118 BASIC WM	EMIVAC	Askir C30	New Hospivac 350 New Hospivac 400
SONDE D'ASPIRATION CH20 (1 PCS) / CH20 SUCTION PROBE (1 PCS)					
Sonde d'Aspiration CH 20 (lot de 10) / CH 20 suction probe (set of 10)	BCASPI200	BCASPI200	-	BCASPI200	-
BOCAL AUTOCLAVABLE MAKROLON (MAX 121°C) / MAKROLON AUTOCLAVABLE JAR (MAS 121°C)					
400 ml avec Couverture / 400 ml with lid	-	-	BCASPI77	-	-
1000 ml avec Couverture / 1000 ml with lid	BCASPI78	BCASPI78	-	-	-
1000 ml	BCASPI79	BCASPI79	-	-	-
2000 ml avec Couverture / 2000 ml with lid	BCASPI80	BCASPI80	-	BCASPI80	BCASPI80
2000 ml	BCASPI81	BCASPI81	-	BCASPI81	BCASPI81
4000 ml avec Couverture / 4000 ml with lid	-	-	-	-	BCASPI82
4000 ml	-	-	-	-	BCASPI83
5000 ml avec Couverture / 5000 ml with lid	-	-	-	-	BCASPI107
5000 ml	-	-	-	-	BCASPI108
COUVERCLE POUR BOCAL / LID FOR JAR					
Couvercle pour Bocal 1000 & 2000 ml / Lid for 1000 & 2000 ml jar	BCASPI84	BCASPI84		BCASPI84	BCASPI84
Couvercle pour Bocal 400 ml / Lid for 400 ml jar	-	-	BCASPI85	-	-
Couvercle pour Bocal 4000 ml / Lid for 4000 ml jar	-	-	-	-	BCASPI86
Couvercle pour Bocal 5000 ml / Lid for 5000 ml jar	-	-	-	-	BCASPI120
JOINT EN «O» POUR BOCAL / «O» RING FOR JAR					
Joint pour Bocal 1000 et 2000 ml / Ring for 1000 & 2000 ml jar	BCASPI87	BCASPI87		BCASPI87	BCASPI87
Joint pour Bocal 400 ml / Ring for 400 ml jar	-	-	BCASPI88	-	
Joint pour Bocal 4000 ml / Ring for 4000 ml jar	-	-	-	-	BCASPI89
Joint pour Bocal 5000 ml / Ring for 5000 ml jar	-	-	-	-	BCASPI123
CONNECTEURS CONIQUES / CONICAL CONNECTORS					
Ø 8-9-10 mm	BCASPI168	-	BCASPI168	-	-
Ø 10-11-12 mm	-	BCASPI94	-	BCASPI94	BCASPI94
FILTRE ANTIBACTÉRIEN / ANTIBACTERIAL FILTER					
Ø 64 mm - Connecteur/Connector 8 mm	BCASPI96	-	BCASPI96	-	-
Ø 64 mm - Connecteur/Connector 11 mm	-	BCASPI97	-	BCASPI97	BCASPI97 (350)
Ø 90 mm - Connecteur/Connector 11 mm	-	-	-	-	BCASPI106 (400)
INTERRUPTEUR AU PIED / FOOT-SWITCH					
Interrupteur au Pied / Foot-switch	-	-	-	BCASPI90	BCASPI90
SYSTÈME FLOVAC® SACHET SOUPLE USAGE UNIQUE / FLOVAC® SYSTEM DISPOSABLE LINER					
1000 ml - Sachet souple (Usage Unique)/Disposable liner	BCASPI99	BCASPI99	-	-	-
2000 ml - Sachet souple (Usage Unique)/Disposable liner	BCASPI100	BCASPI100	-	BCASPI100	BCASPI100
3000 ml - Sachet souple (Usage Unique)/Disposable liner	-	-	-	-	BCASPI101
1000 ml - Bocal pour Flovac® (réutilisable)/Jar for Flovac® (reusable)	BCASPI102	BCASPI102	-	-	-
2000 ml - Bocal pour Flovac® (réutilisable)/Jar for Flovac® (reusable)	BCASPI103	BCASPI103	-	BCASPI103	BCASPI103
3000 ml - Bocal pour Flovac® (réutilisable)/Jar for Flovac® (reusable)	-	-	-	-	BCASPI104
Écarteur rond pour bocal Flovac® (de 1000 ml réutilisable) Round spacer for Flovac® jar (1000 ml reusable)	BCASPI105 (sauf New Aspiret)	BCASPI105	-	-	-
Connecteur Mâle Jaune Système Flovac® (5 pcs) Flovac® yellow male connector (5 pcs)	BCASPI164	BCASPI164	-	BCASPI164	BCASPI164

New Aspiret New Askir 30 Askir 30 Proximity New Askir 230/12V BR	Askir 36 BR New Askir 118 BASIC WM	EMIVAC	Askir C30	New Hospivac 350 New Hospivac 400	ACCESSOIRES ACCESSORIES
CATHETER POUR BOCAL / CATHETER FOR JAR					
-	-	-	-	BCASPII30	Cathéter pour Bocal Diam 54 mm x 400 mm (longueur) /Catheter for jar Diam 54 mm x 400 mm (length)
PORTE-BOCAL ET JOINT D'ADAPTATION POUR BOCAL ET SACHET SOUPLE / JAR HOLDER AND RING FOR JAR & DISPOSABLE LINER					
-	-	-	-	BCASPII31	Porte-Bocal pour Bocal Flovac® 2000-3000 ml /Jar holder for Flovac® jar 2000/3000 ml
-	-	-	-	BCASPII32	Porte-Bocal pour Bocal Autoclavable 4000-5000 ml /Jar holder for autoclavable jar 4000/5000 ml
-	-	-	-	BCASPII33	Joint Adaptateur pour Bocal 2000 ml / Seal for jar 2000 ml
SET DE TUBES SILICONE / SILICONE SET TUBES					
BCASPII11 BCASPII13	-	-	-	-	Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 6x10 mm x 140 cm et 26 cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm / Flovac® set: 1 tube Ø 6x10 mm x 140 cm and 26 cm + conical connectors Ø 8-9-10 mm
-	BCASPII35	-	BCASPII35	BCASPII35	Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 8x14 mm x 150 cm et 34 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm / Flovac® set: 1 tube Ø 8x14 mm x 150 cm and 34 cm + conical connectors Ø 10-11-12 mm
BCASPII36	-	BCASPII36	-	-	Set comprenant : Tube Ø 6x10 mm x 140 cm + 2 Tubes Ø 6x10 mm x 13 cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm + 1 filtre antibactérien - Bocal Autoclavable / Set: 1 tube Ø 6x10 mm x 140 cm + 2 tubes Ø 6x10 mm x 13 cm + conical connectors Ø 8-9-10 mm + 1 antibacterial filter - Autoclavable jar
-	BCASPII15	-	BCASPII15	BCASPII39	Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm - Bocal autoclavable / Set: 1 tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + conical connectors Ø 10-11-12 mm - Autoclavable jar
-	BCASPII16	-	BCASPII16	BCASPII16 HOSPIVAC 350	Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm + Filtre antibactérien - Bocal Autoclavable / Set: 1 tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + conical connectors Ø 10-11-12 mm + 1 antibacterial filter/autoclavable jar
-	-	-	-	BCASPII42 HOSPIVAC 400	Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm + Filtre antibactérien - Bocal Autoclavable / Set: 1 tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + conical connectors Ø 10-11-12 mm + 1 antibacterial filter/autoclavable jar
BCASPII201	-	BCASPII201	-	-	Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 1 m Roll of silicone tube Ø 6x10 mm x 1 m
BCASPII43	-	BCASPII43	-	-	Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 10 m Roll of silicone tube Ø 6x10 mm x 10 m
BCASPII44	-	BCASPII44	-	-	Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 50 m Roll of silicone tube Ø 6x10 mm x 50 m
-	BCASPII202	-	BCASPII202	BCASPII202	Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 1 m Roll of silicone tube Ø 8x14 mm x 1 m
-	BCASPII45	-	BCASPII45	BCASPII45	Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 10 m Roll of silicone tube Ø 8x14 mm x 10 m
-	BCASPII46	-	BCASPII46	BCASPII46	Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 50 m Roll of silicone tube Ø 8x14 mm x 50 m
DIVERS / VARIOUS ACCESSORIES					
BCASPII47	BCASPII48	-	-	-	Pied à Roulettes / Stand
BCASPII48	-	-	-	-	
BCASPII49	-	-	-	-	
BCASPII50	BCASPII50	-	BCASPII50	BCASPII51	Jauge de Vide / Vacuum gauge
BCASPII52	-	-	BCASPII53	BCASPII54	
BCASPII55	BCASPII55	-	-	BCASPII56	Carte électronique / Electronic card
BCASPII59	BCASPII60	-	BCASPII61	BCASPII61	Bouton Marche/Arrêt / On/Off button
BCASPII66	BCASPII65	-	BCASPII67	-	
BCASPII67	BCASPII67	-	-	-	Pack Batterie / Battery pack
BCASPII29 (2 L)	BCASPII29 (2 L)	-	-	-	Sac de Transport / Carrying bag
BCASPII93	BCASPII98	-	-	-	
BCASPII98	-	-	-	-	Adaptateur 12V pour voiture / 12V car adapter
-	BCASPII69	-	-	-	Support Mural Ambulance / Ambulance wall mount



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS MANUEL MANUAL SECRETION ASPIRATOR

- Dispositif manuel permettant de dégager la voie aérienne oro-pharyngée en cas d'encombrement (+20 l/min)
- Capacité du récipient : 300 ml
- Livré avec 2 canules (adulte et enfant)
- *Manual device to clear the oropharyngeal airway in case of congestion (+20 l/min)*
- *Capacity of the container: 300 ml*
- *Comes with 2 cannulas (adult and child)*



MOUCHE BÉBÉ PINGOUIN BABY NASAL ASPIRATOR

- Le dispositif d'aspiration Penguin sert à retirer les liquides des cavités nasales et buccales des nouveau-nés et des bébés. De façon plus générale, il peut également être utilisé comme seringue d'irrigation.
- H. 13,3 cm x L. 5,22 cm x l. 4,95 cm
- Poids : 0,058 kg
- *The Penguin suction device is used to remove fluids from the nasal and oral cavities of newborns and infants. More generally, it can also be used as an irrigation syringe.*
- *H. 5.22 inches x L. 2 inches x W. 1.96 inches*
- *Weight: 0.058 kg*

Réf. XLASPI01



NÉBULISEURS NEBULISERS

CA-MI

NÉBULISEUR MIKO MIKO NEBULISER

Appareil aérosol à piston conçu pour les soins à domicile

- Compresseur à piston sans entretien ni lubrification
- Taux de nébulisation avec 4ml de solution : 0,35ml/min
- Accessoires consommables standards inclus : HI-FLO chambre de nébulisation – tuyau d'air/Masque adultes avec son élastique/Masque enfants avec son élastique/ Embout buccal/Embout nasal (non invasif)/ Filtre à air/Sacochette de transport (uniquement pour le modèle MIKO)

Aerosol device piston designed for home care

- *Piston compressor maintenance no lubrication*
- *Nebulization rate with 4ml of solution: 0.35 ml / min*
- *Standard consumables Included Accessories: HI-FLO nebulizer chamber – air hose / mask adults with its elastic strings / elastic mask children with elastic strings / mouthpiece / nasal applicator (noninvasive) / Air filter / bag transport (only for the model Miko)*

Réf. DCNEBU01



INDEX

A			G			P		
Aluminium	126		Garrots de soin et urgence	83		Paravents	132	
Armoires	143		Garrots électroniques	80		PC ECG	27	
Armoires murales			Garrots manuels	82		Pèse-bébés	148	
pour défibrillateurs	156		Glucomètre	61		Pèse-personnes mécaniques	148	
Aspirateurs à mucosités	165		Guéridons	133		Pieds à sérum	133	
B			Gynécologie instruments	110		Pincés à champs	108	
Banque de sang	92		H			Pincés anatomiques et dissection	107	
Bilirubinomètre	60		Holter ECG	31		Pincés hémostatiques	105	
Bistouri électrique	92		Holters tensionnels MAPA	29		Plastique	127	
Bistouris et lames	121		I			Poires pour tensiomètres	18	
Brassards pour garrots électroniques	80		Inox	124		Porte-aiguilles	113	
Brassards pour tensiomètres	18		Instruments divers	113		Pousse-seringues	92	
Boîtes d'instruments de chirurgie	100		Instruments ORL	109		S		
C			L			Sac isotherme	78	
Chariots	144		Lampes	136		Sacs Urgence	159	
Chemise patients	91		Lampes d'examen	68		Scie à plâtre	120	
Ciseaux	103		Lampes scialytiques	91		Signalétiques pour défibrillateurs	156	
Couvertures chauffantes	87		Lampe stylo	62		Station murales	67	
Curettes et punches à biopsie	122		Laryngoscopes	69		Stérilisation	94	
D			Lave-mains	90		Stéthoscopes	40	
Débitmètre de pointe	56		Lits d'hôpital	140		Spengler platform powered		
Défibrillateurs	157		M			by custo med	36	
Défibrillateur de formation	158		Mallettes médicales	74		Suture	112	
Dentaires instruments	118		Manchettes à pression	84		Système d'électrodes à aspiration		
Dermatologie instruments	116		Manucurie / Pédicurie instruments	117		pour ECG de repos	28	
Dermatoscopes	65		Matériel d'urgence et intervention	152		Système d'électrodes à aspiration pour		
Dispositif d'analyse du sang	95		Maternité	87		ECG d'effort	35	
Divan d'écho d'effort	35		Marchepieds	132		T		
Divans	130		Mètres-rubans	150		Tables 135		
Dopplers fœtaux	61		Miroir frontal	62		Tables de chevet	142	
E			Mobilier de salle d'attente	139		Tables de lit	142	
ECG	6		Mobilier maternité	139		Tables de mayo	135	
ECG d'effort	34		Moniteurs et stations	58 / 85		Table d'opération	91	
ECG temps réel	36		Moniteur de test d'effort	33		Tablette ECG	25	
Ergomètre	37		N			Tabourets	132	
F			Nébuliseurs	172		Tapis de course	38	
Fauteuils de prélèvement	138		Négatoscopes	137		Tensiomètres électroniques	19	
			O			Tensiomètres mécaniques	10	
			Obstétrique	89		Thermomètres	49	
			Otoscopes	63		Toises	150	
			Ophthalmoscopes	66		Trousse diabétique	78	
			Oxygénothérapie	162		Trousse de premier secours	159	
			Oxymètre de pouls	54		V		
						Ventilateurs concentrateurs	93	

INDEX

A			G			R		
ABPM Holters	29		Glucometer	61		Real time ECG	36	
Aluminium	126		Gynaecology instruments	110				
Anatomical & dissection forceps	107							
Aneroid sphygmomanometers	10		H			S		
B			Haemostatic forceps	105		Scialytic lamps	91	
Baby scales	148		Height Gauges	150		Scalpels and blades	121	
Bed tables	142		Heated blankets	87		Scissors	103	
Bedside tables	142		Hospital beds	140		Screens	132	
Blood analysis devices	95		Hospital patient gown	91		Signage kits for defibrillators	156	
Blood bank refrigerator	92		I			Spengler platform powered by custo med	36	
Blood sampling chairs	138		Inner wall cabinets for defibrillators	156		Stainless steel	24	
C			Isotherm bag	78		Stethoscopes	40	
Cabinets	143		L			Step stools	132	
Cuffs & bulbs references	18		Lamps	136		Stools	132	
Curettes and biopsy punch	12		Laryngoscopes	69		Sterilisation	94	
D			M			Stress ECG	34	
Defibrillators	157		Manual tourniquets	82		Stress Test monitor	33	
Dental Instruments	118		Manicure / Pedicure	117		Suction electrode system for stress test	33	
Dermatoscopes	65		Maternity equipment	87		Surgical sets	100	
Dermatology instruments	116		Maternity furniture	139		Syringe pushers	92	
Diabetic kit	78		Mayo tables	135		T		
Drape clips	108		Mechanical adult scales	148		Tables	135	
Drip stands	133		Medical bags	74		Tablets	25	
E			Monitors and diagnosis station 58-	85		Tapes measure	150	
ECG	26		N			Thermometers	49	
ECG Holters	31		Nebulisers	172		Tourniquets for care and emergency	83	
Electrodes suction system for resting ECG	28		Needle Holders	113		Training defibrillator	158	
Electric suction units	165		O			Transcutaneous jaundice detector	60	
Electronic blood pressure monitors	19		Obstetrics	89		Treadmill	38	
Electronic tourniquets	80		Operation table	91		Trolleys	133	
Electronic tourniquet cuffs	81		Ophthalmoscopes	66		Trolleys	144	
Electrosurgical unit	92		Otosscopes	63		V		
Emergency & rescue equipment	152		Oxygen therapy	162		Ventilators concentrators	93	
Emergency bags	159		P			W		
ENT instruments	109		PC ECG	27		Waiting room seats	139	
Ergometer	37		Peak flowmeter	56		Wall-mounted station	67	
Examination couches	130		Penlight	62		Washbasins	90	
F			Plaster saw	120		X		
First aid bag kit	159		Plastic	127		X-ray viewers	137	
Foetal dopplers	61		Pressure cuffs	84				
Front mirror	62		Pulse oximeters	54				

CONTACTS

CONTACTS

Pour toute demande n'hésitez pas à contacter :
For any enquiries, please do not hesitate to contact:

export@spengler-med.fr
+33 (0)4 42 90 31 31 / Press 2

Les équipes Support à votre disposition, qui peuvent vous venir en aide :
The Support teams at your disposal, who can help you:

**Centre de Support
Technique Client**
*Customer Technical
Support Center*
www.sav.spengler-med.fr

**Service
Qualité**
*Quality
Department*
qualite@spengler-med.fr

**Service
Marketing**
*Marketing
Department*
marketing@spengler-med.fr

100

Pays / Countries

Le groupe Spengler, à travers Spengler et Luxamed, exporte son savoir-faire français et allemand dans plus de 100 pays sur les 5 continents.


Spengler Group through Spengler and Luxamed exports its French and German know-how in more than 100 countries on the 5 continents.

5


Continents / Continents

Avec une position très forte en Europe, au Maghreb, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient grâce à des partenariats à long terme avec nos distributeurs.

With a very strong position in Europe, Maghreb, Sub-Saharan Africa and the Middle East with long-term partnerships with our distributors.



VOTRE DISTRIBUTEUR / YOUR LOCAL DEALER



SPENGLER MEDICAL • 30 rue Jean de Guiramand • 13290 Aix-en-Provence • FRANCE

Tél : +33 (0)4 42 90 31 31

www.spengler-med.fr • export@spengler-med.fr

