

BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE, SOUPLES JETABLES

SunTech



BRASSARDS SOUPLES JETABLES

Les soins aux patients les plus vulnérables doivent accorder une grande importance à la lutte contre les infections. C'est pourquoi SunTech a conçu une gamme complète de brassards souples jetables, pensée pour répondre aux exigences élevées du milieu médical, tout en apportant confort et sécurité aux patients.

FONCTIONNALITÉS

Chaque brassard SunTech dispose d'un emplacement pour l'identification du patient, permettant une traçabilité claire et réduisant les risques de contamination croisée. Sa conception à usage pour patient unique répond aux exigences strictes de la prévention des infections.

Standardisation : Tous les patients, quel que soit le moniteur et quel que soit le service, peuvent bénéficier d'un seul connecteur avec chaque brassard.

Fabriqués dans un matériau souple et agréable au toucher, ces brassards offrent une sensation de confort, avec des bords arrondis et une forme effilée pour une pose douce et précise.

Avec le code couleur et les indicateurs intérieurs d'ajustement, il est possible de sélectionner rapidement la taille appropriée et de l'ajuster de manière optimale. Leur structure monobloc assure une bonne durabilité et peut supporter plusieurs inflations.

Testés à 100% contre les fuites pour une meilleure sécurité d'utilisation. Conformés aux normes européennes en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

VENDUS PAR LOT DE 20 BRASSARDS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TAILLE DU BRASSARD	COULEUR
DSU231060	8 x 13 CM	Nouveau-né	Orange
DSU231061	12 x 19 CM	Enfant	Vert
DSU231063	17 x 25 CM	Petit adulte	Turquoise
DSU231065	23 x 33 CM	Adulte	Bleu Marine
DSU231067	31 x 40 CM	Large adulte	Bourgogne
DSU231069	38 x 50 CM	Cuissard	Marron



LA QUALITÉ SPENGLER MEDICAL

Marquage CE

Les brassards de pression artérielle souples jetables sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen en vigueur.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact, ou contacter le Centre de Support Technique au +33442903131.

Garantie SPENGLER MEDICAL

Les brassards sont couverts par une garantie de remise en état ou de remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement causé par un défaut de matière, de fabrication ou de conception). Les défauts d'entretien de l'utilisateur ne sont pas couverts par la garantie.