

DERMASTOSCOPE LUXASCOPE LED**LUXASCOPE LED**

Dermatoscope innovant
en format de poche

LUXASCOPE LED 2.5 V

- Éclairage innovant : anneau de LED concentrique avec 6 LED pour une lumière homogène et nette jusqu'en périphérie
- sans maintenance : aucun changement d'ampoule nécessaire
- plaque de contact amovible pour un nettoyage simplifié
- Existe avec ou sans graduation au choix
- zone de zoom continu avec grossissement 10x pour une image sans distorsions
- tête ergonomique à forme optimisée, luminosité réglable
- extinction automatique après 3 minutes d'inactivité
- durée de vie des LED : jusqu'à 100 000 heures grâce à l'alimentation en courant constant
- intensité lumineuse : 10 000 Lux
- température de couleur : env. 4 250 K
- poignée bimatière (aluminium et plastique renforcé de fibres de verre), compatible avec les têtes d'otoscope et d'ophtalmoscope LuxaScope LED
- interrupteur électronique ON/OFF par simple pression
- alimentation : 2 piles AAA alcalines (fournies)
- Fabrication en Allemagne

LUXASCOPE CCT LED 2.5 V

- Mêmes caractéristiques que le dermatoscope Luxascope LED 2.5 V mais avec un éclairage innovant : anneau de LED concentrique avec 2 x 5 LED pour une lumière homogène et nette jusqu'en périphérie, commutation simple par pression sur un bouton.
- Température de couleur : env. 3 000 K (anneau 1) et env. 6 000 K (anneau 2)

LUXASCOPE LED 3.7 V

- Mêmes caractéristiques que le dermatoscope Luxascope LED 2.5 V Mais avec en plus **Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V et un chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)**

**LUXASCOPE CCT LED 2.5 V****LUXASCOPE LED 3.7 V**

CARACTERISTIQUES

Technologie LED	LED
Matériaux	4250 k /3000K et 6000K pour CCT
Températures des couleurs	4.200 k
Durée de vie	environ 100 000 heures
Arrêt automatique	3 min
Dimensions	16,5 cm x 4,7 cm x 3 cm
Garantie	2 ans
Conditions de stockage	-10° à +45°C et 10% à 90% d'humidité
Conditions d'utilisation	5° C -40° C et 10-90% d'humidité
Classe médicale	I

LUXASCOPE LED 2.5 V

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, noir	C1.416.114
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, blanc	C1.416.914
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/ciel	C1.416.934
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/jaune	C1.416.944
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/vert	C1.416.954
Dermatoscope LuxaScopeLED 2.5V COLOUR-EDITION, blanc/lilas	C1.416.964
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5V COLOUR-EDITION, blanc/magenta	C1.416.974
Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, noir	C1.426.114
Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, blanc	C1.426.914
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, gradué, noir	C1.516.114
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, gradué, blanc	C1.516.914
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/ciel	C1.516.934
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué blanc/jaune	C1.516.944
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, gradué, blanc/vert	C1.516.954
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5V COLOUR-EDITION, gradué blanc/lilas	C1.516.964
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5V COLOUR-EDITION, gradué blanc/magenta	C1.516.974

LUXASCOPE LED 2.5 V CCT

Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V, noir	C1.616.114
Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V, blanc	C1.616.914
Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V gradué, noir	C1.716.114
Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2.5 V, gradué, blanc	C1.716.914
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, Kids	C1.816.914
Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, embout gradué,	C1.916.914

LUXASCOPE LED 3.7 V

Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, gradué, noir	C1.526.114
Dermatoscope LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, gradué, blanc	C1.526.914

LA QUALITÉ SPENGLER MEDICAL

Marquage CE

Les Dermatoscopes LUXAMED® LuxaScope sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen en vigueur.

Service après-vente

SPENGLER MEDICAL assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact, ou contacter le Centre de Support Technique au +33442903131.

Garantie SPENGLER MEDICAL

Les Dermatoscopes LUXAMED® LuxaScope sont garantis 24 mois, (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception, par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.