

OPHTALMOSCOPE **LUXASCOPE LED**

LUXASCOPE LED

Ophtalmoscope innovant
en format de poche

LUXASCOPE OCULUS LED 2.5 V

- Ophtalmoscope innovant en format de poche
- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Inclus 2 piles alcalines AAA
- Fabrication en Allemagne



LUXASCOPE OCULUS LED 3.7 V

- Ophtalmoscope innovant en format de poche
- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Inclus 2 piles alcalines AAA
- Fabrication en Allemagne
- **Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V et un chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)**



CARACTERISTIQUES

Technologie LED	LED
Matériaux	Aluminium et fibre de verre renforcée
Températures des couleurs	4.200 k
Durée de vie	environ 50 000 heures
Arrêt automatique	3 min
Longueur	16,2 cm
Poids	92 gr
Garantie	2 ans
Conditions de stockage	-10° à +45°C et 10% à 90% d'humidité
Conditions d'utilisation	5° C -40° C et 10-90% d'humidité
Classe médicale	I

LUXASCOPE LED 2.5 V

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V, noir	FI.416.114
Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V, blanc	FI.416.914
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/bleu ciel	FI.416.934
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/vert	FI.416.944
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/lilas	FI.416.964
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V COLOUR-EDITION, blanc/magenta	FI.416.974
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 2.5 V, Kids	FI.516.914
Kit LUXAMED® LuxaScope Auris LED 2.5 V, Kids (Otoscope + Ophtalmoscope)	AF.516.914

LUXASCOPE LED 3.7 V

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, noir	FI.426.114
Ophtalmoscope LUXAMED® LuxaScope LED 3.7 V rechargeable USB, blanc	FI.426.914



LA QUALITÉ SPENGLER MEDICAL

Marquage CE

Les Ophtalmoscopes LUXAMED® LuxaScope sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen en vigueur.

Service après-vente

SPENGLER MEDICAL assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact, ou contacter le Centre de Support Technique au +33442903131.

Garantie SPENGLER MEDICAL

Les Ophtalmoscopes LUXAMED® LuxaScope sont garantis 24 mois, (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception, par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.