





# SMARTLED®

L'otoscope innovant MADE IN GERMANY en format de poche.



CE



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89  
Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)

# SMARTLED®



## INNOVATION LED

Anneau de 6 LED (concentriques) placé à l'avant de l'otoscope permettant un champ de vision non limité.



## LONGUE DURÉE DE VIE

env. 100 000 heures soit 2 fois plus endurant qu'un otoscope classique du marché



## STARTER PACK

20 spéculums inclus :  
10 de 4mm et 10 de 2.5 mm.



## VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

Possibilité de faire varier la luminosité avec une simple pression longue.



## ECLAIREMENT LUMINEUX

10 000 Lux



## ARRÊT AUTOMATIQUE

Après 3 min de non utilisation



## GROSSISSEMENT X3

Doté d'une loupe pivotante avec grossissement x3.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Tête</b>	Raccord de soufflerie Loupe pivotante	Pour otoscopie pneumatique Grossissement 3 fois Matière : PCNT
<b>Manche</b>	Matière	Aluminium et fibre de verre renforcée
<b>Éclairage</b>	Technologie Tension Durée de vie	LED 2,5 Volts 100 000 heures
<b>Températures des couleurs</b>	4.250 k	
<b>CRI</b>	>90	
<b>Eclairage lumineux</b>	environ 10 000 Lux	
<b>Alimentation</b>	Piles	2 piles AAA alcalines incluses
<b>Accessoires</b>	Fournis	20 spéculums jetables gris dont 10 de 2.5 mm et 10 de 4.0mm
<b>Longueur totale</b>	16,2 cm	
<b>Coffret</b>	Dimensions	24.5 cm x 11.3 cm x 4.1 cm
<b>GARANTIE SPENGLER</b>	3 ANS	Tête et manche (dans les conditions normales d'utilisation), consommables exclus (spéculums, piles). Contre tout vice et défaut de fabrication.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Otoscope SmartLed Spengler - Noir	A1.416.112
Otoscope SmartLed Spengler - Bronze	A1.416.184
Otoscope SmartLed Spengler - Myrtille	A1.416.194
Otoscope SmartLed Spengler - Pédiatrique	A1.516.514

## ACCESSOIRES

Spéculum auriculaire 4 mm (boîte de 250)	L20848
Spéculum auriculaire 2,5 mm (boîte de 250)	L20747



## LA QUALITÉ SPENGLER

### Marquage CE

Les otoscopes Spengler dont l'le SmartLED Spengler sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen 2017/745 en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

### Garantie Spengler de 3 ans

(dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**