

Distribué par :

SPENGLER
MEDICAL

NC6 & NC7 COMEN

Les moniteurs multi-paramètres NC6 et NC7: l'excellence dans le monitoring !



NC6 & NC7 COMEN

Les moniteurs multi-paramètres NC6 et NC7: l'excellence dans le monitoring !

Distribué par :

SPENGLER
MEDICAL



Les moniteurs NC6 et NC7 sont polyvalents et peuvent être utilisés dans tout type d'environnement clinique. Ils sont en effet idéaux lors de la visite du service, au triage d'urgence ainsi qu'en simple monitoring au lit du patient. Qu'il s'agisse d'exams de routine ou de soins intensifs, ils répondent à tous les besoins dans tous les contextes cliniques.

PRÉCIS ET EFFICACES, ILS MESURENT LES SIGNES VITAUX SUIVANTS :



PNI

- Mesure rapide : 15s
- Moyenne des mesures
- Mesure à l'inflation (iNIBP)
- Mesure de la tension orthostatique



SpO₂

- Tous types de patients : nourrissons inclus
- SpO₂ Nellcor et Masimo en option
- Mesure de la fréquence de pouls (FP)
- Mesure de l'indice de perfusion (IP) valeur du débit sanguin pulsatile
- Mesure de la respiration.



TEMPÉRATURE

- Thermomètre auriculaire TD-1261 (autres choix possibles en option)



FONCTION RESPIRATOIRE - VENTILATION

- CAPNOGRAPHIE : Et CO₂ (NC7 seulement)
- Sidestream Comen
- Sidestream Masimo

ERGONOMIQUES ET SIMPLES D'UTILISATION:

- Écran tactile
- Interface customisable
- différents modes possibles: spot check ou monitoring
- alarmes
- Scanner de code barre

Dans un souci d'améliorer la prise en charge du patient et le travail des professionnels de santé, le NC6 et NC7 offrent une fonction **assistant de diagnostic clinique avancé** :

- Saisie manuelle d'informations physiologiques du patient : (taille, poids, glycémie, Source O₂ , supplémentation en O₂, etc...)
- Calcul de Score d'alertes précoces : MEWS, NEWS, NEWS2 et PEWS
- Echelle de coma de Glasgow (GCS)
- Dépistage de la Cardiopathie Congénitale Critique (CCC)
- Système de notation de la douleur avec différentes méthodes d'évaluation.
- Possibilité de paramétrer un objectif visé sur un paramètre.



INTEROPÉRABILITÉ:

Simplification du workflow pour les professionnels de santé. Les NC6 et NC7 s'intègrent parfaitement avec le (CMS) Central Monitoring ainsi qu'avec le SIH ou DEP utilisant le protocole HL7.

CONTENU DU PACK :

- L'unité principale (le moniteur)
- Un brassard adulte 25-35cm
- Un capteur SpO₂ adulte
- Une rallonge de 2m pour brassard
- Un câble secteur
- Un manuel d'utilisation
- En option le thermomètre