


TEMPO

THERMOMÈTRE DIGITAL PRÉDICTIF



Grande précision



Arrêt automatique



Résistant aux chocs



Température en °C



Mesure en 20 sec



Indicateur sonore de fièvre



Étanche : IP 27



Embout rigide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Thermomètre digital prédictif			
Plage de mesure	32,0°C - 43,9°C			
Résolution	±0,1 entre 35,5°C~42,0°C à 18°C~28°C de température ambiante ±0,2°C pour les autres plages de mesure et la température ambiante.			
Mode de fonctionnement	Mode ajusté : Mode prédictif			
Temps de mesure moyen	20 secondes			
Affichage	Affichage à cristaux liquides, 3 chiffres ½			
Mémoire	Mémorisation de la dernière valeur mesurée			
Pile	Une pile bouton de 1.5 V DC type LR41, SR41, UCC 392			
Durée de vie de la pile	Environ 200 heures de fonctionnement continu ou 1 an avec 3 mesures par jour			
Dimensions	13.8 cm x 2.2 cm x 1.2 cm (L x l x H)			
Poids	Environ 12 grammes, pile comprise			
Durée de vie	Trois ans			
Plage de fonctionnement à température ambiante	Température : 5°C ~ 40°C - Hygrométrie : 15 % ~ 95 % HR Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa			
Conditions de stockage et de transport	Température : -20°C ~ 55°C - Hygrométrie : 15 % ~ 95 % HR Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa			
Précision clinique		Mode oral	Mode rectal	Mode axillaire
	Biais clinique	-0,21°C	-0,20°C	0,04°C
	Limites de l'accord	0,52°C	0,47°C	0,38°C
	Répétabilité clinique	0,08	0,09	0,08
Indice de protection contre la pénétration	IP 27			
Classification	Type BF			
Contre-indications	Aucune			

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Thermomètre TEMPO	THE001

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Le thermomètre digital Tempo est un dispositif médical de classe IIa. Il est conforme au Règlement Européen 2017/745 en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Service après-vente

GSH assure la maintenance et la réparation des thermomètres digitaux. Contactez notre centre de support technique au : +33 (0)4 42 90 31 31.

Garantie

Les thermomètres digitaux sont garantis 1 an (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie de couvre pas les défauts d'entretien venant de l'utilisateur.