






MY *Cardiomate*

grabadora ECG



POCKET ECG
PORTABLE Y COMPACTO



TECNOLOGIA
ECG AVANZADA



CURVA DE RITMO
VISIBLE EN LA PANTALLA



ECG
ANALISIS IA



APROVADO CLINICAMENTE
SEGÚN LA NORMA NF EN 60601-2-47
(SEGURIDAD Y RENDIMIENTO ESENCIALES DE LOS SISTEMAS ECG AMBULATORIOS)



SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCIA

www.spengler.fr


Grabadora de ECG

My Cardiomate

Spengler, reconocida por sus sofisticados dispositivos, mantiene su enfoque en la cardiología y recientemente introdujo CARDIOMATE a través de **My Cardiomate**, un ECG portátil para uso personal.

FÁCIL DE USAR

- Iniciar la medida con un clic
- Completar el ECG médico en 30 segundos
- Pantalla OLED integrada que muestra la frecuencia cardíaca en tiempo real y la curva del ECG de forma muy clara.



DISEÑO ULTRA-PORTABLE

- Cabe en un bolsillo
- Autonomía de carga muy larga con 500 usos
- Uso móvil: monitorización cardíaca en cualquier lugar.



ECOSISTEMA DIGITAL COMPLETO

- Aplicación móvil gratuita disponible en iOS y Android
- Análisis avanzado de IA del ECG para determinar segmentos anormales del ECG, AFib y otros trastornos del ritmo en 30 segundos
- Almacenamiento de datos ilimitado con una copia de seguridad en la nube.

DESIGNACION	REFERENCIA
My Cardiomate Pocket personal ECG	260080

Descubra también toda la gama de ECG cardiomatoso en nuestro sitio web de Spengler: **Dispositivos ECG de Spengler, ECG de 12 canales, ECG conectado.**



www.spengler.fr/cardiologie/ecg/

LA CALIDAD SPENGLER

Marcage CE

El ECG personal portátil Spengler es un dispositivo médico de clase IIa. Cumple con la normativa europea vigente y cumple perfectamente con los requisitos generales de seguridad y rendimiento.

Centro de soporte técnico al cliente

SPENGLER MEDICAL se encarga del mantenimiento y la reparación de los equipos. Visite el sitio web de Spengler en la sección de servicio post-venta o póngase en contacto con +33 (0)4 42 90 31 31

Garantía Spengler

Spengler 2 años de garantía (bajo uso normal). Las piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía. La garantía no cubre los defectos causados por el mantenimiento del usuario