

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOTENSIO® POIGNET

L'Autotensio® poignet est le tensiomètre électronique parfait pour une automesure facile et rapide. Adapté à tous, il offre fiabilité et précision à la maison ou en déplacement.

Précision des mesures

- Indicateur des risques OMS

Facile d'utilisation & pratique

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- 120 mémoires horodatées
- Avec boîtier de rangement
- Livré avec 2 piles AAA



COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION

suivi HTA

DE LA FRHTA
(Fondation de Recherche sur l'HTA)



CE
0459



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOTENSIO® POIGNET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure	Méthode oscillométrique	
Temps de réponse	Inférieur à 1 minute	
Circonférence du brassard	De 13,5 à 21,5 cm	
Écran	Affichage	Écran LCD de 45mm x 30mm
		Date et heure
		Mesures
		Mémoire
		Batteries faibles
Pression artérielle	Plage de mesure	0 à 300 mmHg
	Résolution	1 mmHg
	Précision	+/- 3 mmHg
Pouls	Plage de mesure	30 à 180 battements par minute (BPM)
	Résolution	1 BPM
	Précision	+/- 5 % de la mesure lue
Mémoire	120 mémoires avec la date et l'heure	
Fonctions	Indicateur de risque OMS	
	Détection de batteries faibles	
	Arrêt automatique	
Touches de fonction	Marche Arrêt / Mémoire	
Circuit d'air	Gonflage	Micro-pompe
	Dégonflage	Électrovanne
Alimentation	Type	2 piles alcalines AAA (inclus)
	Autonomie	Environ 200 mesures
Arrêt automatique	Oui	
Condition d'utilisation	Température de fonctionnement	De 10°C à ~40°C
	Température de stockage :	De -25°C à ~70°C
	Humidité relative	≤ 93% (sans condensation)
Dimensions et poids	Dimensions	79 x 66 x 28 mm (LxIxh)
	Poids	228 g (sans les piles)
GARANTIE SPENGLER	2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Tensiomètre électronique Autotensio® poignet	SPG340-
● Tensiomètre électronique Autotensio® poignet - corail	SPG345
● Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio®	SPG340P
● Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio® - corail	SPG345P

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Les tensiomètres électroniques Spengler dont l'Autotensio sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Ils sont conformes à la réglementation européenne en vigueur et répondent parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Centre de support technique client

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez vous sur le site Spengler dans la rubrique SAV.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des tensiomètres électroniques de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (piles) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**