

THERMOMÈTRE DIGITAL

TEMPO 10

SP1620/



Grande précision



Arrêt automatique



Indicateur sonore de fièvre



Température en °C



Mesure en 10 sec



Embout rigide



Étanche : IP 27

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Thermomètre digital (non prédictif)
Plage de mesure	32,0°C - 42°C
Précision	±0,1 entre 35,5°C~42,0°C à 18°C~28°C de température ambiante ±0,2°C pour les autres plages de mesure et la température ambiante.
Mode de fonctionnement	Mode direct
Affichage	Affichage à cristaux liquides, 3 chiffres avec 1 décimale
Mémoire	Mémorisation de la dernière valeur mesurée
Pile	Une pile bouton de 1.5 V DC type LR41, SR41, UCC 392
Durée de vie de la pile	Environ 200 heures de fonctionnement continu ou 1 an avec 3 mesures par jour
Dimensions	13.8 cm x 2.3 cm x 1.3 cm (L x l x H)
Poids	Environ 12 grammes, pile comprise
Durée de vie	Trois ans
Plage de fonctionnement à température ambiante	Température : 5°C ~ 40°C - Hygrométrie : 15 % ~ 95 % HR Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa
Conditions de stockage et de transport	Température : -20°C ~ 55°C - Hygrométrie : 15 % ~ 95 % HR Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa
Indice de protection contre la pénétration	IP 27
Classification	Type BF
Contre-indications	Aucune

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Thermomètre TEMPO 10	SP1620/

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Le thermomètre digital Tempo 10 est un dispositif médical de classe IIa. Il est conforme au Règlement Européen en vigueur.

Service après-vente

SPENGLER MEDICAL assure la maintenance et la réparation des thermomètres digitaux. Contactez notre centre de support technique au :+33 (0)4 42 90 31 31.

Garantie

Les thermomètres digitaux sont garantis 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie de couvre pas les défauts d'entretien venant de l'utilisateur.