

THERMOMÈTRE FRONTAL ET AURICULAIRE TEMPO DUO II



Mesure frontale



Mesure auriculaire



Mesure rapide



Ecran rétro-éclairé



0197
Classe IIa



Spengler

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr

THERMOMÈTRE FRONTAL ET AURICULAIRE

TEMPO DUO II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type	Thermomètre frontal et auriculaire	
Principe de mesure	Technologie Infrarouge	
Écran	Affichage	Écran LCD rétro-éclairé
	Résolution d'affichage	0,1°C / F°
	Indicateur de couleurs	De 32,0°C à 37,5°C : affichage vert > 37,5°C : affichage rouge
Température	Plage de mesure	32,0°C - 43,0°C / 89,6°F - 109,4°F
	Unité de mesure	Celsius ou Fahrenheit
	Précision frontale	≤ 0,2°C (0,4°F) de 35,9°C (96,6°F) à 39,0°C (102,0°F) ≤ 0,3°C (0,5°F) de 32,0°C (89,6°F) à 35,8°C (96,4°F) et de 39,1°C (102,3°F) à 43,0°C (109,4°F)
	Précision Auriculaire	≤ 0,2°C (0,4°F) de 35,9°C (96,6°F) à 39,0°C (102,0°F) ≤ 0,3°C (0,5°F) de 32,0°C (89,6°F) à 35,8°C (96,4°F) et de 39,1°C (102,3°F) à 43,0°C (109,4°F)
Mémoires	20 mémoires	
Alimentation	2 piles 1,5V AAA	
Condition d'utilisation	Température ambiante	16,0°C - 35,0°C (60,8°F - 95,0°F)
	Humidité relative	≤ 85%
Conditions de stockage	Température	-25,0°C - + 55,0°C (-13,0°F - +131°F)
	Humidité relative	≤ 95%
Dimensions et poids	Dimensions	150 x 50 x 38,8 mm
	Poids	75 g (avec les piles)
GARANTIE SPENGLER	2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Thermomètre frontal et auriculaire TEMPO DUO II	SP3105
Présentoir de 6 TEMPO DUO II	SP3105P

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 : thermomètre sans contact classe IIa. Les thermomètres sans contact de Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les thermomètres infrarouges sans contact de Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des thermomètres sans contact TEMPO DUO II de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement

gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (piles ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr