

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT

TEMPO EASY

Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Très haute précision des mesures

- Technologie infrarouge
- Mesure instantanée

Facile d'utilisation & pratique

- Sans contact (distance 3-5 cm)
- 32 mémoires
- 3 modes de mesure : corporel, surface et ambiant

Informations complémentaires

- Livré avec deux piles LR6 (AA)



LE THERMOMÈTRE PRÉCIS ET MULTIFONCTION

Grâce à sa très grande fiabilité de mesure et son mode 3 fonctions, le thermomètre TEMPO EASY de SPENGLER est idéal dans bien des cas.

Usage Familial : Contrôle de la température du bain de bébé.

Grâce à son mode « surface », prenez la température de l'eau en moins d'une seconde.

Usage établissement de santé : Contrôle de la température ambiante. Dans les établissements du type EPHAD, le contrôle de la température ambiante est une information nécessaire pour le bien-être des patients. Grâce à sa fonction « ambiant » contrôlez de manière instantanée la température de la chambre de chaque patient.

Usage Professions libérales : Contrôle de la température des patients. Grâce à sa prise de température instantanée et son faible poids, le thermomètre TEMPO EASY est l'outil idéal pour les professions libérales.

De plus la technologie infrarouge n'implique aucune consommation de couvre-sonde.



CE
0123
Classe IIa



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT

TEMPO EASY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type	Thermomètre sans contact	
Principe de mesure	Mesure infrarouge	
Écran	Affichage	Écran LCD rétro-éclairé
		Modes de mesure (corporel, de surface et air ambiant)
		Indicateur de charge des piles
		Mesures
		Mémoire
Température	Plage de mesure	Corporelle : 32.0°C ~ 43.0°C
		Surface : 0°C ~ 60°C
	Résolution	0.1°C
	Précision	32.0°C ~ 34.9°C : ± 0.3°C 35.0°C ~ 42.0°C : ± 0.2°C 42.1°C ~ 43.0°C : ± 0.3°C
Distance pour prise de mesure	3 cm ~ 5 cm	
Mémoire	32 mesures	
Unité de mesure	Celsius ou fahrenheit	
Alarme sonore	Si la température est élevée (>38°C)	
Piles	2 piles LR06 (AA)	
Consommation	≤ 300 mW	
Autonomie	~ 40 000 mesures	
Arrêt automatique	Après 30 secondes	
Condition d'utilisation	Température de fonctionnement	De 10°C ~40°C
	Humidité relative	≤ 85%
Dimensions et poids	Dimensions	175 x 50 x 52 mm (LxIxH)
	Poids	148 g (piles incluses)
GARANTIE SPENGLER	2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tempo Easy bleu	SP3065
Tempo Easy gris	SP3066
Présentoir de 6 Tempo Easy bleus	SP3065P
Présentoir de 6 Tempo Easy gris	SP3066P

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 : thermomètre sans contact classe IIa. Les thermomètres sans contact de Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les thermomètres infrarouges sans contact de Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des thermomètres sans contact TEMPO EASY de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement

gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (piles ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**