

Vaquez-Laubry[®] Classic

Tensiomètre manuel manobrassard iconique



MANOMÈTRE

Le tensiomètre est constitué d'un mécanisme indissociable Protégé contre les chocs par un système à double structure à plusieurs étages. Le manomètre est soutenu par une croute de cuir pleine fleur.



HAUTE PRÉCISION

Graduations / Aiguille de précision : mesures lisibles sous tous les angles.

Une échelle de mesure élargie = une plus grande précision.



PROTÉGÉ CONTRE LES CHOCS

Grand cadran en matériau indéformable, résistant à la corrosion et aux chocs (conforme à la norme EN ISO 81060, chap. 6.4). Protection optimale du mécanisme. Protecteur de manomètre en mousse.



POIRE DE GONFLAGE

Le modèle « Classic » de Spengler. Volume maximal et forme ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide.



CUFF

Fabriquée en polycoton indéformable, lavable à 30-40 °C. Fermeture par velcro (taille adulte large, adulte, enfant) ou triple sangle (adulte). Gradué (repères indiquant la circonférence du bras et de l'artère).



VALVE DE DÉCOMPRESSION

Décompression progressive contrôlée par une valve ultraprécise.



POCHE GONFLABLE

Double tube. Manchette en caoutchouc « haute résistance ». Adaptée à la circonférence du bras pour garantir une mesure précise de la tension.



TENSIOMETRE MANUEL

Vaquez-Laubry® Classic

Type	Manobrassard	
Manomètre	Boîtier	alliage de zinc, entièrement chromé Ø 57 mm
	Mécanisme	Precision: ± 3 mmHg Alliage cuivre-béryllium à élasticité constante
	Cadran	graduations : 0-300 mmHg Ø 50 mm marquage: numéro de série
	Mousse de protection	caoutchouc amovible bleu ou noir
Support Manomètre	cuir fin	
Poire	Poire	Spengler "Classic" type PVC noir Ø 50 mm
	valve de décompression	type "Classic" Chromé dégonflage linéaire et précis
Brassard	éléments de fixation	velcro ou sangles
	matière	polycoton
	marquages	index range (taille, artère), instructions de lavage
Poche/Tube	double tubulure	caoutchouc, très résistant à l'ozone et aux UV
	protection de la poche	pour le modèle à sangles
Packaging	Sac de transport	poche de nylon zippé
Garantie Spengler	manometre : 2 ans, sauf consommables (ampoules, poches, brassard)	
Garantie légale	À vie contre tout défaut de fabrication caché	

References	Model	Bladder size
518002	velcro, large adulte, bleu marine (L)	16 x 32 cm
518001	velcro, adulte, gris (M)	12 x 27 cm
518012	Velcro, adulte, bleu marine (M)	12 x 27 cm
518013	Velcro, rouge, adulte (M)	12 x 27 cm
518021	velcro, rouge, adulte (M)	12 x 27 cm
518022	velcro, gris, enfant/petit adulte (S)	8 x 23 cm
518112	sangles, adulte, bleu marine (M)	12 x 27 cm
518113	sangles, adulte, rouge (M)	12 x 27 cm

Contrôle métrologique tous les deux ans (Recommandations européennes)

Service après-vente : Toutes les pièces de rechange sont disponibles chez votre revendeur Spengler



QUALITE SPENGLER

Marquage CE

Les tensiomètres Spengler, y compris le modèle Vaquez Laubry, sont des dispositifs médicaux de classe Im à fonction de mesure. Ils sont conformes à la réglementation en vigueur, car ils répondent parfaitement aux exigences générales en matière de sécurité et de performance.

Centre de support technique

SPENGLER MEDICAL propose des services de maintenance et de réparation des appareils.
Contactez notre service d'assistance technique au +33 4 42 90 31 31 ou cliquez sur l'onglet « SAV » sur www.Spengler.fr

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans (dans des conditions normales d'utilisation) : réparation ou remplacement gratuit des pièces défectueuses reconnues comme telles (dysfonctionnement résultant d'un défaut de matériau, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les brassards sont garantis 12 mois.
La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un mauvais entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

Tel. : +33 (0)4 42 90 31 31

Mail : contact@spengler.fr