


BANDELETTES POUR GLUCOMÈTRES JT 100 SPENGLER

Ref. GLU030



CE
0537



18/08/2026 13:27:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BANDELETTES POUR GLUCOMÈTRES JT 100 SPENGLER

Ref. GLU030



Les bandelettes de tests du JT100 Spengler

Description

Les bandelettes JT100 sont destinées à tester la glycémie dans une goutte de sang capillaire ou veineux avec le lecteur de glycémie JT100. Elles sont ainsi conçues pour l'analyse du taux de glycémie (sucre) dans le sang total dont le prélèvement est réalisé au bout du doigt, dans la paume de la main ou à l'avant bras.

- Le flacon contient 50 bandelettes.
- Elles sont à utiliser dans les 12 mois après ouverture du flacon. Durée rallongée !

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705938	Code douanier	90183190
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	4	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	7	Unité emballée / Poids (kg)	0.035
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	4	Température maxi	30
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			