

SOLUTION DE CONTRÔLE POUR GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER

Ref. GLU042



CE
0537



SOLUTION DE CONTRÔLE POUR GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER



Ref. GLU042

La solution de contrôle pour le glucomètre JT100 Spengler

Description

Cette solution est à utiliser avec les bandelettes pour JT 100 Spengler et avec le lecteur de glycémie JT100 Spengler.

Elle permet de s'assurer que le lecteur JT100 fonctionne correctement et que l'utilisateur effectue un test dans les règles de l'art. C'est une solution aqueuse de glucose contenant de petites quantités de composants non réactifs et de colorant alimentaire.

Elle est à utiliser par exemple:

- Lors de la première utilisation du lecteur de glycémie
- Lors de l'ouverture d'une boîte de bandelette
- Lorsque les tests ne correspondent pas à ce que ressent le patient.

Elle peut être utilisée jusqu'à 6 mois après ouverture du flacon.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705921	Code douanier	38220000
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	4	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	7	Unité emballée / Poids (kg)	0.22
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			