

## THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU



Réf. SP3065



# THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU



Réf. SP3065

**Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.**

Le thermomètre TEMPO EASY est un thermomètre précis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou à la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, évitant ainsi les contaminations croisées.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanée
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446011291

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 9,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 6,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,310

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SP3065

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.