

## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNÈTRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE

Réf. SPG340P-



# PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNÈTRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE



Réf. SPG340P-

## La précision SPENGLER en version électronique

Présentoir de 6 AUTOTENSIO® modèle poignet.

Disponibilité 2ème trimestre.  
PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Écran à cristaux liquides
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

--  
NOUVEAUX Coloris : Myrtille ou Corail

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446023027
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,700
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



08/07/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SPG340P-

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNÈTRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE



Réf. SPG340P-

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
SPG340-	Autotensio poignet Myrtille Spengler	6